

10 – 57

Praxishygiene



OP- & Untersuchungshandschuhe
Desinfektions- & Reinigungsmittel für Haut, Flächen & Instrumente
Spender & Instrumentenwannen
Papierhandtücher, Liegenrollen
Alles für die Praxis gemäß TRBA 250
Entsorgung
Hygiene im OP

58 – 63

Injektion/Infusion



Spritzen & Kanülen
Insulin- & Tuberkulinspritzen
Infusionsgeräte
Weiteres Zubehör wie
Verschlussstopfen,
Heidelberger Verlängerung

64 – 83

Labor



Alles von A–Z
Alkoholtupfer – Zählkammern

84 – 104

Diagnostik



Blutdruckmessgeräte
Fieberthermometer
Stethoskope
Reflexhämmer
Diagnostikinstrumente
Hörtestgeräte
Sehtestgeräte, Sehprobentafeln, LEA-Teste
Alles rund ums Messen & Wiegen
Batterien

105 – 119

Notfall / Überwachung



Notfalltaschen & -koffer
Beatmung
Absaugpumpen
Verbandschränke & -koffer
Patientenüberwachung

120 – 158

Medizintechnik



Defibrillatoren
EKG-Geräte & Zubehör
Spirometrieeräte
Sonografie & Zubehör
HF-Chirurgie
OP-Leuchten
Röntgen
Physikalische Therapie

159 – 189

Instrumente / Sterilisation



Einmalinstrumente
Scheren, Pinzetten, Spekula
Schalen & Tablett für Ihre Instrumente
Reinigungs- & Desinfektionsautomaten
Ultraschallreinigung
Sterilisation & Prozessdokumentation

190 – 233

Praxiseinrichtung



Liegen, Hocker & Stühle in großer Auswahl
Untersuchungs- & Behandlungsstühle
Praxistextilien & Lagerungshilfen
Infusionsständer
Raumteilung
Wagen für jeden Praxisbereich
Kartei- & Flügeltürenschränke
Alles für die Patientenorganisation
Arztaschen

234 – 237

IGeL – Individuelle Gesundheitsleistungen / Naturheilkunde



Akupunktur
Schmerztherapie
Therapie- & Untersuchungsgeräte

238 – 283

Sprechstundenbedarf



Eigenmarke COM-TeX®
Binden
Pflaster
Verbandschienen usw.
Moderne Wundversorgung
Nahtmaterial



€ **Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.**
Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**



AGB's 284 – 285
Stichwortverzeichnis 286 – 288

IMPRESSUM

Herausgeber Katalog:
Co-med GmbH & Co. KG
für Logistik, Vertrieb und Service
Hochstraße 1, 66265 Heusweiler

Telefon: 06806 – 30 88 2 – 0
Telefax: 06806 – 30 88 2 – 130
E-Mail: marketing@co-med.de
Website: www.co-med.de

Vertreten durch:
Co-med Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer:
C. Thomas Maier, Dr. Michael Ebener
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken
Registernummer: HRB 18421

Registereintrag:
Eingetragen im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken
Registernummer: HRA 10841

Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
nach §27a Umsatzsteuergesetz:
DE 182239214

360°Service aus einer Hand

Prüfung

STK, MTK oder DGUV-V3: Wir führen alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durch – für einen sicheren Betrieb Ihrer Geräte.

- ✓ Sicherheitstechnische Kontrollen (STK) nach § 12 MPBetreibV
- ✓ Messtechnische Kontrollen (MTK) nach § 15 MPBetreibV
- ✓ Prüfung elektrischer Geräte nach DGUV-Vorschrift 3

Jetzt anfragen



Einrichtung

Wir bieten Ihnen bei Anlieferung der Geräte einen umfassenden Installations- und Einrichtungsservice.

- ✓ Montage und Aufstellung der gelieferten Medizintechnik
- ✓ Installation und Einrichtung inklusive Software und Schnittstellenanbindung (GDT, LDT, DICOM, HL7)

Jetzt anfragen



Wartung und Reparatur

Wir warten Ihre Medizingeräte termingerecht und führen auch Reparaturen an defekten Geräten durch. Bei Bedarf erhalten Sie ein **Leihgerät** zur Überbrückung. Auch bei Softwareproblemen helfen wir Ihnen mit einer Fernwartung schnell weiter.

Jetzt anfragen



Mit unseren Serviceleistungen stellen wir Ihren reibungslosen Praxisbetrieb, die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern, Rechtssicherheit sowie eine lange Nutzungsdauer Ihrer Geräte sicher.

Erfahren Sie jetzt mehr unter:



www.co-med.de/unsere-serviceleistungen



Medizinprodukte-Einweisung

Viele Medizinprodukte dürfen nur nach einer fachgerechten Einweisung genutzt werden. Unsere autorisierten Medizinprodukte-Berater weisen Sie und Ihr Praxisteam direkt bei Ihnen vor Ort ein – rechtssicher gemäß MPBetreibV.

Jetzt anfragen





**Wir kümmern uns um alles,
damit Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren können:
die optimale Versorgung Ihrer Patienten.**

Hygieneberatung

Unsere Fachberater für Hygiene und Desinfektion analysieren die Hygienesituation in Ihrer Praxis und berücksichtigt dabei alle gesetzlichen Anforderungen sowie aktuelle Empfehlungen. Sie erhalten wirtschaftlich sinnvolle Hygienelösungen und eine umfassende Beratung bei der Erstellung Ihres individuellen Hygieneplans.

Jetzt anfragen



Aufbereitung

Als autorisierter Fachhandel für Thermodesinfektoren und Autoklaven begleiten wir Sie bei allen Fragen rund um die maschinelle Instrumentenaufbereitung – von der ersten Beratung bis zur validierten Inbetriebnahme.

- ✓ Passgenaue und wirtschaftliche Lösungen
- ✓ Unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Hygienevorgaben und RKI-Empfehlungen

Jetzt anfragen



Rezeptabrechnung

Als wesentlicher Akteur in Ihrer Lieferkette ergreift die Co-med verschiedene Maßnahmen, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und eine klimafreundliche Zukunft zu fördern.

Mehr erfahren



Praxisplanung

Von der Konzeption des optimalen Praxisgrundrisses über das Praxismobiliar bis hin zur Integration von Medizintechnik. Lassen Sie sich von unseren Fachplanern für Arztpraxen unterstützen.

Jetzt anfragen



Nachhaltigkeit bei Co-med

Als Deutschlands größter Fachhandelsverbund für Medizinprodukte ergreift die Co-med Maßnahmen, um den ökologischen Fußabdruck im Gesundheitssektor zu verringern und eine klimafreundlichere Zukunft zu fördern.



**KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN**

Ausgezeichnet durch fokus-zukunft.com/12148
Klimaneutral durch Kompensation
mit Klimaschutzzertifikaten



Klimaneutraler Versand



Investitionen in erneuerbare Energien



Klimaneutrale Druckproduktion



**Investitionen in Klimaschutzprojekte
zum Ausgleich der bilanzierten
Treibhausgasemissionen**

Die Angaben zur Nachhaltigkeit beziehen sich auf die Co-med GmbH & Co. KG für Logistik, Vertrieb und Service, nicht auf deren Anschlusshäuser.


www.co-med.de



Bestellen Sie Praxisbedarf, Sprechstundenbedarf und Medizintechnik komfortabel online!

Mehr Auswahl. Mehr Komfort.
In unserem Online-Shop
erwarten Sie über 20.000
Produkte für Ihre Praxis.

Dank intelligenter
Suchfunktion, Bestelllisten
und individuellen Konditionen
wird Ihr Einkauf einfacher und
effizienter.



Alles für Ihre Praxis!

- ✓ Stetig wachsendes Sortiment
- ✓ Topseller, aktuelle Aktionsangebote und Neuheiten auf einen Blick

Buchbare Serviceleistungen

Mit unseren Serviceleistungen rund um Medizinprodukte und Medizintechnik sorgen wir für Ihren effizienten Praxisbetrieb. Geräteinstallationen oder Einweisungen können Sie beim Bestellen im Online-Shop direkt mit auswählen. Aber auch Hygieneberatungen und Geräteprüfungen können Sie bei uns online anfragen.

Jetzt mehr erfahren



Individuelle Bestelllisten

Führen Sie häufig benötigte Produkte in Bestelllisten – z. B. nach Behandlungsräumen oder Teammitgliedern sortiert. So sparen Sie sich die Suche und können einzelne Produkte in der gewünschten Menge oder die ganze Liste sofort in den Warenkorb legen.

Unsere Markenshops



Jetzt alle Marken entdecken




Co-med SmartOrder App


Barcode scannen und Praxisbedarf (nach-) bestellen!

Mit der kostenlosen Co-med SmartOrder App können Sie Ihren Praxisbedarf schneller und einfacher über Ihr Smartphone bestellen.

Scannen Sie mit Ihrer Smartphone-Kamera Barcodes und bestellen Sie Ihren Praxisbedarf, ohne manuelle Eingaben vornehmen zu müssen.



Jetzt kostenlos downloaden und ausprobieren



Hinweis

Für die Nutzung der App benötigen Sie zunächst ein Kundenkonto. Registrieren Sie sich unter www.co-med.de/konto-eroeffnen. Danach können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in der App anmelden.

Nichts mehr verpassen mit Co-med News


Wir versorgen Sie kostenfrei mit wichtigen Informationen und wertvollen Tipps rund um Ihr Praxismanagement.

Jetzt anmelden

www.co-med.de/newsletter



Sie können sich jederzeit bequem von unserem Newsletter abmelden. www.co-med.de/datenschutz



Latexfrei / PVC-frei

Einweg-Becher

- Aus Polypropylen
- Inhalt: 200 ml

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 112439

€ 1,90



Zubehör

Klarsicht-Deckel für 200-ml-Becher

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 154396

€ 6,95



Venenstauer blau

- Stauschlauch für die einhändige Anwendung
- Unterstützt die schnelle Blutentnahme
- Robuste Verarbeitung
- Länge: 42 – 45 cm

Best.-Nr. 130787

€ 3,95

meditrol®



Urin-Teststreifen

	Anzahl	Best.-Nr.	€
meditrol-3 PROTECT*	50 Streifen	116089	6,95
meditrol-6 PROTECT	50 Streifen	120549	9,86
meditrol-10 + Leuko PROTECT	100 Streifen	153067	18,86

Einmalkanülen STERICAN® Standardgrößen

- Nach EN ISO 7864
- Mit transparentem Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
- Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Latex- und PVC-frei

Packung mit 100 Stück



Nr.	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Indikation	Best.-Nr.
1	gelb	20 × 1½	0,90 × 40	i.v. für dickfl. Lösungen, i.m.	115118
2	grün	21 × 1½	0,80 × 40	i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen	115119
12	schwarz	22 × 1¼	0,70 × 30	i.v., i.m.	115120
14	blau	23 × 1¼	0,60 × 30	i.v., i.m., Kleinmengen	115121
16	blau	23 × 1	0,60 × 25	i.v., i.m., Kleinmengen	115122
17	lila	24 × 1	0,55 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115123
18	braun	26 × 1	0,45 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115124
20	grau	27 × ¾	0,40 × 20	i.v., s.c.	115125
Packung mit 100 Stück					€ 2,55



BD Discardit™ II Spritzen mit Luer-Ansatz

- Zweiteilige Standard-Einmalspritze mit Luer-Ansatz
- Gut lesbar durch glasklaren Spritzenzylinder
- Einzeln steril verpackt

Gauge × Länge	Inhalt	Best.-Nr.	€
2 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	100 Stück	115250	3,99
5 ml, exzentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115251	4,99
10 ml, exzentrisch unterteilt in 0,5 ml	100 Stück	115252	6,99
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	80 Stück	115253	7,99

Medlance® plus Safety-Lanzette

- Zum Einmal-Gebrauch
- Ultrascharfe Nadel für schmerzarme Punktion
- Leichte Handhabung

Packung mit 200 Stück



Größe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Lite, 25G	1,5 mm	113273	18,59
Universal, 21G	1,8 mm	113293	18,59



Gentle Skin® compact+ Latex-Untersuchungshandschuh

- Latex, puderfrei, unsteril, weiß
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	5,95
S	115637	5,95
M	121582	5,95
L	121581	5,95
XL	124086	5,95



Nitril® 3000 Untersuchungshandschuhe

- Puder- und latexfrei, weiß, unsteril
- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, weiß, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	114891	3,42
M	115634	3,42
L	115635	3,42
XL	115636	3,42



Einmal-Überschuhe

- Mit Gummizug
- Farbe: Blau
- Maße: 15 x 41 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 125760

€ 2,09



Suavel® Protect OP-Maske

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- Elastische Ohrschlaufen, unsteril
- Farben: blau, schwarz

Packung mit 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	124709	2,26
schwarz	128344	2,94



Falthandtücher ECO

- 1-lagig Natur
- 2-lagig Zellstoff hochweiß

Ausführung	Maße	Anzahl	Best.-Nr.	€
1-lagig, Z-Falz	25 x 23 cm	20 x 250 Blatt (5000 Blatt)	129437	25,66
2-lagig, V-Falz	25 x 23 cm	20 x 160 Blatt (3200 Blatt)	129436	33,65
2-lagig, C-Falz	24 x 31 cm	2800 Stück	131717	45,95



Rollicel® Liegenabdeckung, 2-lagig

- Weiß
- Sehr saugfähig
- Unbeschichtet
- 50 m pro Rolle
- Auf 38 cm perforiert

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	128238	28,96
50 cm	127282	33,89
55 cm	128239	36,89
59 cm	128240	39,62



HYGIENE HAUT & HÄNDE

COM-TeX® Armhebelspender

- Für 500- und 1000-ml-Euroflaschen
- Flexible Dosiermenge
- Bequeme Installation
- Lieferung inkl. einer 1-Liter-Leerflasche, Wandhalterung

Best.-Nr. 114956 € 43,09

Gleich mitbestellen:

Abtropfschale

- Abnehmbar

Best.-Nr. 114957 € 19,38



Armhebelspender

- Wahlweise für 500- und 1000-ml-Euroflaschen
- Mit integrierter, abnehmbarer Tropfschale
- 3 verschiedene Volumina einstellbar
- Mit austauschbarer Kunststoffpumpe
- Inkl. Befestigungsmaterial und Wandhalterung
- Farbe: weiß



Ausführung	Best.-Nr.	€
Für 500-ml-Euroflaschen	120919	35,73
Für 1000-ml-Euroflaschen	120931	35,51
Einwegpumpe für 500 ml	121835	6,94
Einwegpumpe für 1000 ml	121836	6,94



HYGIENE FLÄCHE



Akohlolfrei

1



2

Viels biologisch abbaubar

1 Flow Wipes free (alkoholfrei)

- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren

2 Flow Wipes sensitive (alkoholisch)

- Streifenfreie Anwendung und besonders materialschonend
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grippe-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (MNV)

Flow Wipes	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
free	20 x 22 cm	100 Tücher	129321	6,15
sensitive	20 x 20 cm	100 Tücher	129298	8,15

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf Seite 27.

Ariel Formula Pro+

- Desinfektionspulvervollwaschmittel mit sehr guten Reinigungsergebnissen schon bei 40 °C
- Für alle Wasserhärten und Waschmaschinentypen
- Phosphatfreie Formulierung
- VAH-gelistet
- Dezentler Frischduft

Packung mit 13 kg

Best.-Nr. 119788 € 101,63



Weitere Waschmittel finden Sie auf Seite 31.

Begrenzt viruzid plus



Schnelldesinfektion plus

- Wirksam ab 30 Sek. und rückstandsfrei
- Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Basis von Ethanol
- Angenehm, frischer Duft
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid plus (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (gem. 14476)

Typ plus	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche (ohne Sprühkopf)	122294	5,10
1-Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	122295	7,95
5-Liter-Kanister	122296	29,95

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf Seite 22.



HYGIENE HAUT & HÄNDE

Händedesinfektion

- Parfümfrei
- Sporenfrei gefiltert
- Alkoholisch, hautverträglich
- Besonders geeignet für allergieempfindliche Personen, da frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	112482	4,45
1-Liter-Flasche	112483	7,15
5-Liter-Kanister	112484	27,95

COM-TeX® Ultraschall Kontakt-Gel

- Formaldehydfrei und hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Geringe Austrocknung
- Hergestellt auf Wasserbasis



Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	1,24
500 ml	119500	1,66
1-Liter-Flasche	119512	2,33
5-Liter-Cubitainer	119513	8,98
5-Liter Kanister	119514	8,89
10-Liter-Kanister	119515	18,74

COM-TeX®**COM-TeX® EKG-Elektroden Kontakt-Spray**

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpsprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	2,49
5-Liter-Kanister	110314	12,29
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,40

Einweg-Ohrtrichter

- Zum einmaligen Gebrauch
- Kompatibel zu allen gängigen Modellen (z. B. F.O. Otoskope von Luxamed, Heine, KaWe, usw.)
- Hergestellt aus sortenreinem Polystyrol **Recyclingmaterial**
- Geruchlos, hautverträglich, biokompatibel
- Farbe: anthrazit



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 mm	250 Stück	129399	9,95
4,0 mm	250 Stück	129400	9,95
2,5 mm	1000 Stück	129401	24,85
4,0 mm	1000 Stück	129402	24,85

Diagnostikleuchte

- Zum Ausleuchten des Mund-Rachen-Raumes
- Farbe: weiß
- Inkl. 2 Batterien AAA

Best.-Nr. 130896**€ 4,45****Sturzsicher aus 1,00 m Höhe****Fadenzieh-Set****Bestehend aus:**

- 1 × Mullkomresse 5 × 5 cm, 8-fach
- 1 × Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm, Metall
- 1 × Fadenziehmesser mit Handgriff

Packung mit 15 Sets**Best.-Nr. 118676****€ 29,67**

Viele weitere Einmal-Instrumente und -Sets finden Sie ab Seite 162.

clinicus II**Das unverwüstliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis**

- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Klett-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 157873**€ 38,59**

Mit XL-Manschette (Armumfang 33 – 41 cm)

Best.-Nr. 157874**€ 43,95**



PRAXISHYGIENE

- OP- & Untersuchungshandschuhe
- Desinfektions- & Reinigungsmittel für Haut, Flächen & Instrumente
- Spender & Instrumentenwannen
- Alles für die Praxis gemäß TRBA 250
- Papierhandtücher, Liegenrollen
- Entsorgung
- Hygiene im OP



Hygieneberatung & Erstellung individueller Hygienepläne: Jetzt unverbindlich anfragen.



Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**

Nitril- Untersuchungshandschuhe



Nitril® NextGen®

- Puder- und latexfrei, blau, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112863	3,77
S	112864	3,77
M	112865	3,77
L	112866	3,77
XL	117975	3,77



Nitril® 3000

- Puder- und latexfrei, weiß, unsteril
- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, weiß, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	114891	3,42
M	115634	3,42
L	115635	3,42
XL	115636	3,42



Nitril® Viola

- Puder- und latexfrei, violett, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112868	4,15
S	112869	4,15
M	112870	4,15
L	112871	4,15
XL	112872	4,15



Nitril® black

- Puder- und latexfrei, schwarz, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	122270	3,90
M	122271	3,90
L	122272	3,90
XL	122273	3,90



Vasco® Nitril sky-blue

- Puder- und Latexfrei, unsteril, blau
- Thiuramfrei
- Mit geraden Fingern und Rollrand
- Normale Stulpenlänge, 240 mm
- Polymerbeschichtet
- Geprüft nach EN 455 und AQL < 1,5

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	130044	3,99
S	130045	3,99
M	130046	3,99
L	130047	3,99
XL	130048	3,99



Vasco® Nitril white/light

- Puder- und Latexfrei
- Hohe Griff-Sensitivität dank mikrogerauter Finger-Oberfläche
- Geprüft nach EN 455 und QL; 1.0

Vasco® Nitril white

- Farbe: weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112623	5,69
S	112624	5,69
M	112625	5,69
L	112626	5,69
XL Packung mit 90 Stück	112627	5,69



Vasco® Nitril light

- Farbe: lavendel

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	110808	5,99
S	110809	5,99
M	110810	5,99
L	110811	5,99
XL Packung mit 90 Stück	110812	5,99

Vasco® Guard long Nitril

- Puder- und Latexfrei, unsteril, blau
- Mit erhöhter Wandstärke
- Mit längerer Stulpe (290 mm) und Rollrand
- Mikro-angeraute Fingeroberfläche für höheres Tastempfinden
- Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien

Packung mit 100 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
XS	114430	11,50
S	114431	11,50
M	114432	11,50
L	114433	11,50
XL	114434	11,50



Sentina Azure Nitrile

- Puderfrei, blau, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	131934	4,89
S	131833	4,89
M	131832	4,89
L	131834	4,89
XL	131935	4,89



PEARL LINE Nitril-Untersuchungshandschuhe

- Puder- und latexfrei, unsteril
- Gutes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, sanft zur Haut
- Geprüft nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, EN 374, EN 420 und EN 455
- In 16 ausdrucksstarken Farben

Packung mit 100 Stück

Größe						
Farbe	XS	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL	€
white	116594	116595	116596	116597	116598	5,77
blue	127315	122220	122221	122222	127166	5,77
cobalt	129062	121538	121536	122209	124250	5,77
black	116589	116590	116591	116592	116593	5,77
pink	116615	116616	116617	116618	–	5,99
violet	116599	116600	116612	116613	116614	5,99
red	116632	116633	116634	116635	116636	5,99
opal	116619	116620	116621	116622	129063	5,99

Größe						
Farbe	XS	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL	€
orange	128353	128354	128355	128356	128357	5,99
sapphire	116623	116624	116625	116626	116627	5,77
mint	116637	116638	116639	116640	116641	5,99
lime	123593	123594	122941	123595	123596	5,99
magenta	123591	123512	123513	123514	123592	5,99
yellow	123586	123587	123588	123589	123590	5,99
burgundy	–	131314	131315	131316	131317	5,99
green	–	131310	131311	131312	131313	5,99



Peha-soft® nitril blue

- Puder- und latexfrei, unsteril, blau
- Besonders hohes Tastempfinden
- Geprüft nach EN 455

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	130093	3,99
S	130094	3,99
M	130095	3,99
L	130096	3,99
XL	130097	3,99



Peha-soft® nitrile fino

- Puder- und latexfrei, unsteril, blau
- Angenehmes, weiches Material
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374

Packung mit 150 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	110698	7,39
S	110699	7,39
M	110701	7,39
L	110702	7,39
XL	110703	7,39



Peha-soft® nitrile pf

- Puder- und latexfrei, unsteril, blau
- Schutz gegen Keime und Viren
- Beständig gegen viele Chemikalien, z. B. Desinfektionsmittel
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	110751	6,99
S	110752	6,99
M	110753	6,99
L	110754	6,99
XL	110755	6,99



Peha-soft® nitrile guard

- Puder- und latexfrei, unsteril, blau
- Handschuhlänge: 290 mm, mit langer Stulpe
- Beständig gegen viele Chemikalien, z. B. Desinfektionsmittel
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	110757	8,99
M	110758	8,99
L	110759	8,99



Latex-Untersuchungshandschuhe



Gentle Skin® sensitive Latex-Handschuhe

- Puderfrei, proteinarm, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	159857	6,95
S	159858	6,95
M	159859	6,95
L	158254	6,95
XL	159860	6,95



Gentle Skin® compact+ Latex-Handschuhe

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	5,95
S	115637	5,95
M	121582	5,95
L	121581	5,95
XL	124086	5,95



Gentle Skin® grip Latex Handschuhe

- Puderfrei, unsteriler Schutzhandschuh nach PSA
- Mikrogeraut
- Gute Griffsicherheit

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	125672	5,22
S	114256	5,22
M	114198	5,22
L	114488	5,22
XL	118849	5,22



Peha®-soft LATEX Comfort

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Chlorinierte Innenseite für leichtes Anziehen
- Optimaler Grip aufgrund texturiertem Fingerbereich
- Hohe Reißfestigkeit
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	130257	7,99
S	130258	7,99
M	130259	7,99
L	130260	7,99
XL	130261	7,99



Peha®-soft LATEX protect

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Innenbeschichtung ermöglicht komfortables Tragen und leichtes Anziehen. Innenseite doppelt chloriert
- Texturierter Fingerbereich für gute Grifffigkeit und ein hohes Tastempfinden
- Medizinprodukt Klasse I (MDR), Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III (PPER)

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	129903	5,55
S	129904	5,55
M	129905	5,55
L	129906	5,55
XL	129907	5,55



People.Health.Care.



Sentina® Ambidextrous Latex

- Ausgezeichnetes Tastgefühl und sicherer Griff
- Mit synthetischer Innenbeschichtung für einfaches und schnelles Anziehen
- Mit Rollrand
- Hohe Reißfestigkeit
- Extraglatte Oberfläche

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	131143	5,69
S	153462	5,69
M	153464	5,69
L	153463	5,69
XL	131970	5,69



Manufix® Sensitive Latex

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Mikrorauhe Oberfläche
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Geprüft nach EN 455

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	125125	8,99
M	125126	8,99
L	125127	8,99



Vasco® Powdered Latex

- Gepudert, unsteril, weiß
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Geprüft nach EN 455

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	125128	5,90
M	125129	5,90
L	125130	5,90



Vasco® Sensitive Latex

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Mit Innenbeschichtung
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Geprüft nach EN 455

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	125660	6,29
M	125661	6,29
L	125662	6,29

Vinyl-Untersuchungshandschuhe



Vinyl 2000 PF

- Puder- und latexfrei, unsteril, weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	158542	3,69
S	157548	3,69
M	157547	3,69
L	157546	3,69
XL	157549	3,69



Vasco® Vinyl Powder-free

- Puder- und latexfrei, unsteril, transparent
- Passend links und rechts
- Gutes Tastempfinden, mit Rollrand
- Geprüft nach EN 455 sowie PSA -Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), Kat. I
- Frei von DOP/DEHP (Diocetyl-Phthalat/Diethylhexyl-Phthalat)

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	151363	3,99
M	151364	3,99
L	151365	3,99

PE-Handschuhe



Manuplast® PE-Handschuhe

- Puder- und Latexfrei, unsteril, transparent
- Passend links und rechts
- Material: Polyethylen

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	125137	1,59
L	125138	1,59



PE-Handschuhe

- Gehämmert
- Beidhändig tragbar
- Frei von allergieauslösenden Proteinen

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Damen	126296	1,09
Herren	126297	1,09

Untersuchungs-Fingerlinge

- Aus Latex, unsteril, pudelfrei

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
3	152901	1,35
4	152821	1,35
5	153880	1,35



Latex-OP-Handschuhe



Gentle Skin® Premium OP™ Latex-Handschuhe

- Puderfrei, steril
 - Anatomische Passform
 - Mikrogeraut an den Fingern
 - Links- und rechtshändig
- Packung mit 50 Paar**



Gentle Skin® Superior OP™ Latex-Handschuhe

- Anatomische Passform
 - Mikrogeraut an den Fingern
 - Polymerbeschichtet
 - Links- und rechtshändig
 - Puderfrei, steril
- Packung mit 50 Paar**

Größe	Best.-Nr. Premium OP	€	Best.-Nr. Superior OP	€
5,5	129322	29,95	127524	24,50
6,0	158662	29,95	127525	24,50
6,5	158922	29,95	127526	24,50
7,0	158923	29,95	127527	24,50
7,5	158924	29,95	127528	24,50
8,0	158918	29,95	127529	24,50
8,5	113160	29,95	127530	24,50
9,0	112895	29,95	127531	24,50



Peha®-basic LATEX

- Puderfrei, steril, weiß
 - Chlorinierte Innenseite für leichtes Anziehen
 - Mikrogeraute Oberfläche für optimale Griffbarkeit
 - Hohe Reißfestigkeit, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform
 - Medizinprodukt nach EN 455 und EN 374
 - AQL Niveau von 0,65
 - Paarweise eingesiegelt
- Packung mit 50 Paar**

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	118629	25,99
6	118630	25,99
6,5	118631	25,99
7	118632	25,99
7,5	118633	25,99
8	118634	25,99
8,5	118635	25,99
9	118636	25,99

Peha®-taft LATEX

- Puderfrei, steril, weiß
 - Leichtes Anziehen durch Polymer-Innenbeschichtung
 - Veredelt und glatt, mikrogeraute Oberfläche für gute Griffbarkeit
 - Hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform
 - Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374
 - AQL: 0,65
 - Paarweise eingesiegelt
- Packung mit 50 Paar**

Größe	Best.-Nr.	€
6	118525	43,99
6,5	118526	43,99
7	155055	43,99
7,5	118528	43,99
8	118529	43,99
8,5	118530	43,99



People.Health.Care.



Sempermed Supreme OP-Handschuh

- Einfach anzuziehen, patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
 - Hautfreundlich, mehrfach gewaschen, puderfrei, steril
 - Höchster Tragekomfort durch vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern, beidseitig tragbar
- Packung mit 50 Paar**

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	123711	42,95
6	156662	42,95
6,5	156253	42,95
7	156252	42,95
7,5	156251	42,95
8	156198	42,95
8,5	156197	42,95
9	156189	42,95



Vasco® OP Sensitive Latex

- Puderfrei, steril, weiß
 - Sehr gute Hautverträglichkeit
 - Anatomische Passform
 - Mit Rollrand
 - Innenbeschichtet für leichteres Anziehen
 - AQL 0,65
- Packung mit 40 Paar**

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	125145	35,99
6,5	125146	35,99
7,0	125147	35,99
7,5	125148	35,99
8,0	125149	35,99
8,5	125150	35,99

Vasco® OP Powdered Latex

- Leicht gepudert, steril, weiß
 - Hohe Griffsensitivität
 - Innen beschichtet für leichtes Anziehen
 - Gute Hautverträglichkeit
 - Anatomische Passform
 - Mit Rollrand
 - AQL 0,65
- Packung mit 50 Paar**

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	125139	38,09
6,5	125140	38,09
7,0	125141	38,09
7,5	125142	38,09
8,0	125143	38,09
8,5	125144	38,09



Vasco® OP Free

- Puderfrei, steril, weiß
 - Latexfreie Polymer-Innenbeschichtung
 - Aus synthetischem Polyisopren
 - Geprüft nach EN 374 und EN 455
 - AQL 0,65
- Packung mit 40 Paar**

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	157679	189,60
6,5	157680	189,60
7,0	157681	189,60
7,5	157682	189,60
8,0	157683	189,60
8,5	157684	189,60





Sterillium® classic pure Händedesinfektion

- Hygien. Händedeinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion 1,5 Min.
- Sehr gut hautverträglich und rückfettend, geeignet für empfindliche Haut
- Farb- und parfümfrei
- Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS
- RKI (A/begrenzt viruzid) gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	119392	1,54
500-ml-Flasche	119393	4,19
1-Liter-Flasche	119394	7,59
5-Liter-Kanister	119395	34,99



Sterillium classic pure: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniummetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniummetilsulfat 0,2 g. **Sonstige Bestandteile:** Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Händedesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behälter in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältern unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrücknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. BODE Chemie GmbH · Melanchthonstraße 27 · 22525 Hamburg



Sterillium® Virugard Händedesinfektion

- Hygien. Händedeinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion 1,5 Min.
- Besonders wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren inkl. HBV, HIV, HCV
- Wirksam gegen Herpes simplex-, Adeno-, Polyoma-, Polio- und Rotavirus
- RKI (AIB)-gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	155184	2,28
500-ml-Flasche	172280	5,98
1-Liter-Flasche	172281	10,89



Sterillium Virugard: Wirkstoff: Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 95,0 g. **Sonstige Bestandteile:** Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. **Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholinhaltenen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH · Melanchthonstraße 27 · 22525 Hamburg



Sterillium® med Händedesinfektion

- Hygien. Händedeinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion 1,5 Min.
- Viruzid innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- Hohe Hautverträglichkeit durch bewährten Hautpflegekomplex
- Farbstoff- und parfümfrei
- Wirkspektrum: Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	114763	1,99
500-ml-Flasche	112605	5,69
1-Liter-Flasche	114471	9,59
5-Liter-Kanister	125049	34,99



Sterillium med: Lösung zur Anwendung auf der Haut. Wirkstoff: Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 85,0 g. **Sonstige Bestandteile:** Butan-2-on, 1-Propanol (Ph.Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg. (Stand: 09/2020)

Händedesinfektion

- Alkoholisch, parfümfrei, hautverträglich
- Sporenfrei gefiltert
- Frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	112482	4,45
1-Liter-Flasche	112483	7,15
5-Liter-Kanister	112484	27,95



medichem Hände-Desinfektion 2-Propanol 70% (v/v) Lösung zur Händedesinfektion. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** medichem Hände-Desinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. **Stand:** 01/2025 **Hersteller/Pharmazeutischer Unternehmer:** Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Tel. 05664/9496-0, info@schumacher-online.com





Händedesinfektion Extra

- Begrenzt viruzid PLUS in 30 Sekunden
- Alkoholisch und parfümfrei
- Besonders hautverträglich
- Rückfettend
- Wirkungsspektrum: tuberkulizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid PLUS, bakterizid
- BAuA-Nr. N-93170, N-93171
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Spenderflasche	124824	3,99
1-Liter-Flasche	126424	7,45
5-Liter-Kanister	126426	26,98



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P510: Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

schülke →



hyclick® Flasche / Spender

Flasche:

- „Non-Removal“-Verschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
- Mit Erstanbruchsicherung

Zusätzlich im Spender:

- Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 oder 3 ml
- Einfache Montage auch auf gängigen Wandhalterplatten
- Für 500- und 1000-ml hyclick®-Flaschen
- Inkl. Auffangschale



4

Im hyclick®-Spender



1

1 desderman® Händedesinfektion

- Breites Wirkspektrum inklusive viruzid gemäß EN 14476
- Gute Hautverträglichkeit und ein angenehmes Hautgefühl dank bewährtem Rückfettersystem
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- RKI-Liste gemäß §18 IfSG
- Arzneimittel

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	128320	2,69
500-ml-Flasche	127177	4,49
1-Liter-Flasche	128252	8,95
1-Liter-Euroflasche	158947	8,29

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.	€
1 desderman® Händedesinfektion	500 ml	120447	6,89
desderman® Händedesinfektion	1000 ml	120451	9,99
2 esemtan® wash lotion	500 ml	131325	6,35
esemtan® wash lotion	1000 ml	119938	8,49
sensiva® wash lotion	500 ml	119943	4,19
sensiva® wash lotion	1000 ml	119942	5,49
3 desmanol® care Händedesinfektion	500 ml	122242	7,20
desmanol® care Händedesinfektion	1000 ml	122241	9,99
4 hyclick® Spender für 1000 ml		119945	29,99
hyclick® Spender Vario für 500 / 1000 ml		119944	33,99



3

3 desmanol® care Händedesinfektion

- Breites Wirkspektrum inklusive begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476
- Hautpflege-Formel mit ProPanthenol-Komplex
- Pflegeeffekt klinisch bestätigt (gem. Anwendungs- und Hautverträglichkeitsstudie (DermaTronier, 2017))
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- RKI-Liste gemäß §18 IfSG
- Arzneimittel

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	122237	2,59
500-ml-Flasche	122238	4,99
1-Liter-Flasche	122239	9,59
1-Liter-Euroflasche	122240	9,59

Das hyclick®-System

- Flasche und Pumpe: fest verbunden
- Schneller Flaschenwechsel mit nur einem Click
- Optimaler Schutz gegen Kontamination



Als Stand alone



desderman®

78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut.
Wirkstoff: Ethanol 96 % (v/v). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 78,2 g Ethanol 96 % (v/v). **Sonstige Bestandteile:** Butan-2-on, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/octadecyl(2-ethylhexanoat), Povidon K 30, Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Allergie gegenüber Ethanol oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Selten: Hautreizungen wie Rötungen und Brennen, Kontaktallergien. Alkoholhaltige Desinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautreizungen verursachen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist (z. B. im Winter). Stand 08/20
Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com



desmanol® care

700 mg/g + 99 mg/g, Lösung. Wirkstoffe: Propan-2-ol, Ethanol 96 %
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 70,0 g Propan-2-ol, 9,9 g Ethanol 96 %. **Sonstige Bestandteile:** gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), Dexpanthenol, Methylthylketon. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptikum von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzeme) sind möglich.
Warnhinweise: desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol. Stand 07/17
Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com



Softa-Man® Händedesinfektion

- Hygien. Händedesinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion: 60 Sek.
- Angereichert mit hochwertigen Pflegesubstanzen wie Panthenol, Bisabolol und Allantoin
- Frei von Zusatzwerkstoffen
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- u. Rotaviren)
- VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	113558	1,89
500-ml-Spenderflasche	113559	5,95
1-Liter-Spenderflasche	113560	8,19
5-Liter-Kanister	125020	39,99

Softa-Man® Visco Rub Händedesinfektion

- Hygien. Händedesinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion: 60 Sek.
- Frei von Zusatzwerkstoffen
- Dermatologisch getestet
- Desinfektion und Pflege in einem
- Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. TbB und MRSA), Pilze sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Influenza- und Noroviren
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	158286	1,99
500-ml-Spenderflasche	158287	6,95
1-Liter-Spenderflasche	158288	9,99
5-Liter-Kanister	158289	45,99

Softa-Man® acute Händedesinfektion

- Hygien. Händedesinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion: 60 Sek.
- Schützt und pflegt die besonders empfindliche und strapazierte Haut
- Frei von Zusatzwerkstoffen
- Dermatologisch getestet
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, viruzid (behüllte und unbehüllte Viren)
- VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A und B) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	158187	1,99
500-ml-Spenderflasche	158188	6,69
1-Liter-Spenderflasche	158189	11,99



Softa-Man® / Softa-Man® acute / Softa-Man® ViscoRub

Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Wirkstoffe: Ethanol (100 %) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g, Sonstige Bestandteile: **Softa-Man®:** Gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph. Eur.), Dexpanthenol, (+/-)alpha-Bisabolol, Geruchsstoffe (3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzyl(2-hydroxybenzoat), Citral, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 2-Benzylidenoctanal, Isoeugenol, Linalool, Eichenmoos), Allantoin. **Softa-Man® acute:** Gereinigtes Wasser, Macrogol 4000, Butan-2-on, Octyldodecanol (Ph. Eur.), Glycerol, Phosphorsäure 85 %, **Softa-Man® ViscoRub:** Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)(RS)-2-ethylhexanoat, Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-)alpha-Bisabolol. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol, 21-22 °C Flammpunkt nach DIN 51 755; Stand der Information: 04/2021. **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Skinman™ soft Händedesinfektion

- Für die hygienische Händedesinfektion (nach 30 sek.)
- Verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Rotaviren
- RKI-gelistet (A)

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	188285	4,65
1-Liter-Flasche	184606	9,25
5-Liter-Kanister	113299	45,40

Skinman™ complete pure Händedesinfektion

- Besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen
- Breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB) und Hefen sowie behüllten und unbehüllten Viren. Nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV) begrenzt viruzid plus und viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren)
- RKI-gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	119414	3,19
500-ml-Flasche	119415	5,69
1-Liter-Flasche	119416	12,98



Skinman™ complete pure 96 % (v/v) Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 95,7 g denaturierten Ethanol 96 % v/v (entsprechend 89,0 g Ethanol). Sonstige Bestandteile: Vergällungsmittel Butan-2-on (1 % v/v); Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat, Milchsäure (90 %), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Skinman™ complete pure ist ein alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, welches gegen Bakterien (einschließlich Mykobakterien), Hefepilze und Viren wirkt. **Gegenanzeigen:** Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen denaturierten Ethanol (96 %) oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Selten kann Skinman™ complete pure Hautirritationen wie Rötungen und Brennen sowie Kontaktallergien auslösen. Alkohohlhaltige Händedesinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautirritationen, besonders bei geringer Luftfeuchtigkeit (z.B. im Winter), hervorrufen. **Warnhinweise:** Nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Spülen Sie bei unbeabsichtigtem Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort mit viel Wasser (im Falle der Augen auch unter den Augenlidern). Suchen Sie bei anhaltender Reizung einen Arzt auf. Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlichem Einnahme sollten Sie unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Leicht entzündlich (Brand- und Explosionsgefahr). Nach Verschütten größerer Mengen von Skinman™ complete sind sofort folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen: Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Vor der Anwendung elektrischer Geräte die Lösung an den Händen vollständig antrocknen lassen. Vorsicht bei der Anwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Stand:** 10/2019
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.



Skinman™ soft Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Skinman™ soft enthalten: Wirkstoffe: 60 g 2-Propanol, 0,15 g Benzalkoniumchlorid, 0,1 g Undecylensäure. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol, Benzalkoniumchlorid, Undecylensäure oder einen der sonstigen Bestandteile besteht. **Nebenwirkungen:** Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Kontaktreaktionen sind möglich. **Warnhinweise:** Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 22 °C. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Stand:** 11/2021
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.



Skinman™ Soft Protect FF Händedesinfektion

- Für die hygienische (EN 1500 nach 30 Sek.) und chirurgische Händedesinfektion (EN 12791) nach 90 Sek.
- Viruzid wirksam in nur 30 Sekunden
- Hautverträglich durch spezielle Pflegeformel (mit Vitamin E, Glycerin, Panthenol)
- Farb- und duftstofffrei
- Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV), bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, viruzid (Noro- und Rotaviren)
- BAu-A-Registriernummer: N-70245
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Spenderflasche	124986	6,29
1-Liter-Spenderflasche	124987	13,49
5-Liter-Kanister	124988	59,59

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233: Behälter dicht verschlossen halten.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



ASEPTOMAN MED Händedesinfektion

- Alkoholisch
- Begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Noroviren in 30 Sekunden
- Frei von Parfüm und Farbstoffen sowie QAV
- BAuA-Registriernummer: N-69016
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Kittelflasche	124688	2,10
500-ml-Flasche	123001	3,29
1-Liter-Flasche	123884	6,79
5-Liter-Kanister	129349	33,99



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



ASEPTOMAN FORTE Händedesinfektion

- Alkoholisch, parfümfrei
- Viruzid in 30 Sekunden, chirurgische Händedesinfektion in 1,5 min
- Mit hautpflegendem Rückfetter
- BAuA-Registriernummer: N-77517
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Flasche	124686	2,59
500-ml-Flasche	124687	4,06
1-Liter-Flasche	124469	8,99
5-Liter-Kanister	124722	34,99



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



ASEPTOMAN DUO Händedesinfektion

- Wirkt begrenzt viruzid plus in 60s
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid PLUS, geeignet für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Frei von Parfüm, Farbstoffen und QAV

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Kittelflasche	131987	3,69
500-ml-Flasche	131988	4,89
1-Liter-Flasche	131989	9,75



Aseptoman® Duo: 50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol pro 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Triglyceride, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Alkoholisches Händedesinfektionsmittel, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS (zusätzlich Adeno-, Noro- und Rotaviren). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht auf Schleimhäuten oder im Augenbereich anwenden. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. **Warnhinweise:** Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Die Flasche fest verschlossen halten und vor Hitze geschützt aufbewahren. Bei Anwendung nicht rauchen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Stand: 12/2023. **Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Tel. 05664/9496-0, info@schumacher-online.com.**



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233: Behälter dicht verschlossen halten.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Softasept® N Hautantiseptikum farblos

- Alkoholische Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen
- Praxisgerechte Einwirkzeit ab 15 Sek.
- Langzeitwirkung bis zu 24 Stunden
- Trocknet sehr schnell ab
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polio- und Rotaviren



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Handsprühflasche	113582	7,68
1-Liter-Dosierflasche	113584	13,90
5-Liter-Kanister	125035	59,84



Softasept® N / Softasept® N gefärbt

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g. **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzlich Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122)). **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen und Injektionen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol, 2-Propanol oder (nur Softasept® N gefärbt) einem der sonstigen Bestandteile. **Warnhinweise:** Softasept® N ist nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung der Augen geeignet. **Warnhinweise:** Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. **Stand der Information:** 03/2015 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen



Braunoderm® Hautantiseptikum

- Hautdesinfektion mit einer Kombination aus Alkohol und PVP-Iod vor operativen Eingriffen und Punktionen
- Gute farbliche Kennzeichnung des desinfizierten Hautareals
- Kurze Einwirkzeit ab 15 Sek.
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA), Pilze und inaktiviert viele Viren, z. B. Vaccinia- und Polioviren



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Handsprühflasche	113557	7,68
1-Liter-Varioflasche	125037	13,90



Braunoderm® / Braunoderm® nachgefärbt

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** 2-Propanol (Ph. Eur.) 50,0 g, Povidon-Iod mit 10 % verfügbarem Iod (mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000) 1,0 g. **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser, Kaliumiodid (0,4 g, Stabilisator), Natriumdihydrogenphosphat (Braunoderm® nachgefärbt zusätzlich: Farbstoffe E 110, E 124, E 151). **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion der Haut vor operativen Eingriffen, Injektionen, Punktionen, Katheterisierungen, Blutentnahmen, Impfungen. **Gegenanzeigen:** • Hyperthyreose oder eine andere manifeste Schilddrüsenerkrankung. • Dermatitis herpetiformis Duhring. • Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung). • Überempfindlichkeit gegenüber Iod, 2-Propanol oder einem anderen Bestandteil des Arzneimittels. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21-22 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nicht über 25 °C lagern. **Nebenwirkungen:** Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. **Sehr selten:** Akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf). Gelegentlich: lokale, alkoholbedingte Austrocknungs- und Reizerscheinungen der Haut (Rötung, Spannung, Juckreiz). **Stand der Information:** 01/2021 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen



Hautdesinfektion

- Alkoholisch und parfümfrei
- Sporenfrei gefiltert
- Hautdesinfektionen vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen
- Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Sprühflasche	112291	5,85
500-ml-Flasche	112292	5,20
1-Liter-Flasche	112293	9,80
5-Liter-Kanister	112294	44,15



medichem Haut-Desinfektion 2-Propanol 70 % (v/v) Lösung zur Hautdesinfektion.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. **Gegenanzeigen:** medichem Haut-Desinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. **Stand:** 01/2025 **Hersteller/Pharmazeutischer Unternehmer:** Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Tel. 05664/9496-0, info@schumacher-online.com.



Cutasept® F Hautantiseptikum

- Zur Desinfektion vor Blutentnahmen und Injektionen
- Kurze Einwirkzeit von 2 min.
- Gut hautverträglich
- Bakterizid, (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), wirksam gegen Rotavirus



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	125962	8,35
1-Liter-Flasche	125964	14,42
5-Liter-Kanister	125965	62,19



Cutasept F: **Wirkstoff:** Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoff:** Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. **Sonstige Bestandteile:** Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenutzung unter Bluteiermanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Aufrocknung abwarten. Erst nach Aufrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegeflächen vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.



**Autoderm™ Extra** Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Autoderm™ Extra Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** 46 g Ethanol (96 % MEK-vergällt), 27 g 2-Propanol, 1 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Zur präoperativen Hautantiseptik. Zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel.

Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegen die Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen: Bisher keine bekannt.

Warnhinweise: Leicht entzündlich. Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 21 °C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregel beachten; vor Anwendung elektrischer Geräte, Produkt antrocknen lassen; Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen; vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt mind. 1 Minute antrocknen lassen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind.

Die Erfahrung bei Kindern ist begrenzt. Autoderm™ Extra darf bei Säuglingen nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Stand: 10/2019

Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.

**Autoderm™ Extra Hautantiseptikum**

- Zur Hautdesinfektion vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel
- Wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren einschließlich Trichophyton mentagrophytes
- Farbstoff- und jodfrei

Inhalt	Best.-Nr.	€
350-ml-Flasche	127482	10,90

**kodan® Tinktur Forte farblos**

Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph.Eur.), 1-Propanol (Ph.Eur.), Biphenyl-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a., zur Nachversorgung, sowie zur Unterstützung allgemeiner hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankheiten. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann kodan® Tinktur forte farblos auch zur hygienischen Händedesinfektion eingesetzt werden. **Gegenanzeigen:** Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. **Stand:** 01/22

kodan® Tinktur Forte gefärbt
Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph.Eur.), 1-Propanol (Ph.Eur.), Biphenyl-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a., zur Nachversorgung, sowie zur Unterstützung allgemeiner hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankheiten. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten.

In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. **Stand:** 04/20

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

**kodan® Tinktur forte Hautantiseptikum farblos und gefärbt**

- Gebrauchsfertiges, alkoholisches, hautverträgliches Hautantiseptikum mit 24 Std. Langzeitwirkung
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV)
- Schneller Wirkungseintritt

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche mit Pumpe, farblos	125201	7,42
1-Liter-Flasche, farblos	117956	16,13
1-Liter-Flasche, gefärbt	116068	20,70

**octenisept® Wund-Desinfektion**

Wirkstoffe: Octendindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph.Eur.). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octendindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph.Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazanium]acetat, Natrium-Dgluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. **Stand:** 12/22

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

**octenisept® Wund-Desinfektion**

- Farbloses Antiseptikum zur Desinfektion akuter und chronischer Wunden
- Schützt aktiv vor einer Infektion
- Schmerzfrei mit schnellem Wirkungseintritt

Inhalt	Best.-Nr.	€
50-ml-Sprühflasche	116295	6,00
100-ml-Sprühflasche	129269	10,01

**octeniderm® farblos**

Wirkstoffe: Octendindihydrochlorid, 1-Propanol (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octendindihydrochlorid, 30,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.). Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien sowie zur Nachversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm® farblos auch zur hygienischen Händedesinfektion eingesetzt werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzem) sind möglich. **Stand:** 01/22

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

**octeniderm® Hautantiseptikum farblos**

- Farbloses Hautantiseptikum mit mind. 48 Std. Remanenzwirkung
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, levuroxid, fungizid, viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus und Rotavirus)
- Schneller Wirkungseintritt

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe	182077	10,18
1-Liter-Flasche	182078	23,91





HYGIENE FLÄCHE



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Alkoholfrei

Flächen-Wischdesinfektion AF Konzentrat

- Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Alkohol-, parfüm-, aldehyd- und phenolfrei
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Materialverträglich, geringe Toxizität
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- 5-Liter-Kanister
- BAu-A-Registriernummer: N-101372 und EN14476
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Best.-Nr. 125691

€ 34,95



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Begrenzt viruzid plus

Schnelldesinfektion plus Desinfektionslösung

- Wirksam ab 30 Sek. und rückstandsfrei
- Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Basis von Ethanol
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid plus Adeno-, Noro-Viren gem. EN 14476
- BAuA-Registriernummer: N-104635
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**



Typ plus	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche (ohne Sprühkopf)	122294	5,10
1-Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	122295	7,95
5-Liter-Kanister	122296	29,95

Typ plus lemon	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	122298	7,45
5-Liter-Kanister	122299	30,95



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

neoform® Classic* Konzentrat

- Zur täglichen, kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion im Wischverfahren auf abwaschbaren Oberflächen von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und anderen Oberflächen
- Gute Reinigungsleistung, sehr gute Materialverträglichkeit
- Kurze Einwirkzeiten
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste
- Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wipex RTF geeignet
- BAuA-Registriernummer: N-79275
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	125050	29,99
5-Liter-Kanister	125042	75,99



neoform® Rapid* Schnelldesinfektion

- Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Desinfektion von Flächen
- Einsatz im Wischverfahren
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, fungizid,

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren

- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste
- BAuA-Registriernummer: N-70911
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

750-ml-Flasche

Best.-Nr. 126350

€ 11,99

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.



HYGIENE FLÄCHE



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

**Kohrsolin® FF Konzentrat**

- Konzentrat für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände
- Gute Materialverträglichkeit, aldehydfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Rotavirus, viruzid
- BAuA-Registriernummer: N-11862
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
40-ml-Dosierbeutel 125 Stück	128189	49,99
5-Liter-Kanister	128190	39,99

**Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.****Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Signalwort: Achtung**Sicherheitshinweise:**

P280: Schutzhandschuhe tragen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

**Bacillol® 30
Sensitive Foam Desinfektionsschaum**

- Gebrauchsfertiger Schaum für alkoholempfindliche Oberflächen (z. B. Patientenliegen aus Kunstleder, Monitore, Displays, Tastaturen), sowie für die schonende Desinfektion sensibler Medizinprodukte
- Deutlich kürzere Einwirkzeit
- Haut- und materialschonende Rezeptur mit geringem Tensidgehalt für Allergiker und Astmatiker, Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS
- BAuA-Registriernummer: N-90339
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Sprühflasche	126820	7,99
5-Liter-Kanister	114145	39,99

**Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.****Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung**Sicherheitshinweise:**

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501: Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

**Bacillol® AF
Schnelldesinfektion**

- Gebrauchsfertige Lösung für alle Flächen
- Wirkungseintritt nach 30 Sekunden
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Rückstandsfreie Austrocknung
- Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adeno-, Papova-, Rotavirus
- BAuA-Registriernummer: N-11854 und N-11855
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	153391	4,99
1-Liter-Flasche	153392	7,49
5-Liter-Kanister	153393	34,30

**Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.****Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Gefahr**Sicherheitshinweise:**

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261: Einatmen von Dampf vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Incidin™ Pro Konzentrat

- Leistungsstarke Desinfektion von Medizinprodukten und Oberflächen in Hochrisikobereichen
- Aldehydfrei und frei von Farb- und Duftstoffen
- Sehr gute Materialverträglichkeit gegenüber allen gängigen Materialien
- SMART-BALANCED-Formel für Schnelligkeit, Effektivität und Verträglichkeit (60 Minuten)
- Wirksamkeit: Bakterizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren
- BAuA-Registriernummer: N-54665
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	118173	47,49
6-Liter-Kanister	118174	96,99

**Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.****Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Signalwort: Gefahr**Sicherheitshinweise:**

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P510: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Incidin™ Liquid Schnelldesinfektion

- Aldehydfreie Desinfektion für alkoholbeständige Medizinprodukte und Flächen aller Art
- Kurze Einwirkzeit
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA und TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 begrenzt viruzid plus und wirksam gegen Adeno-, Papova-, Rota- sowie murine Noroviren
- BAuA-Registriernummer: N-12496
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**



Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	172271	9,99
5-Liter-Kanister	172272	45,99

**Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.****Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Achtung**Sicherheitshinweise:**

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P280: Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

schülke →

HYGIENE FLÄCHE



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

puresept® Konzentrat

- Zur Basis-Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Frei von Farb- und Duftstoffen
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- In der Routine-Desinfektion (gem. RKI bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid):
- In 5 Minuten (1 %) auf patientennahen Oberflächen gemäß EN wirksam
- BAuA Registriernummer: N-100063
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen,

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	129057	39,98
5-Liter-Kanister	129058	84,95



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

**mikrozid® universal liquid
Schnelldesinfektion**

- Gebrauchsfertige Lösung mit geringem alkoholischen Anteil zur Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten
- Gute Materialverträglichkeit (z. B. Tablets)
- Schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Adeno-, Noro-, Rotavirus, Polyoma SV40
- BAuA-Registriernummer: N-67593
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Reg.-Nr. N-67593

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	120055	11,99
5-Liter-Kanister	120456	46,79



1



2



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

1 mikrozid® sensitive liquid Desinfektion

- Gebrauchsfertig und zur Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen und sensiblen Medizinprodukten
- Schnell und gut wirksam gegen Bakterien, Hefen, „begrenzt viruzid“* (inkl. HBV, HIV, HCV), Rota-Virus

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	158290	15,99
Sprühpumpe	160363	7,22

**2 mikrozid® AF liquid
Schnelldesinfektion**

- Alkoholische Gebrauchslösung zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen
- Aldehydfrei
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Bakterien, fungizid, begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung)
- BAuA-Registriernummer: N-40579
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen,

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Pumpsprayflasche	113770	5,39
1-Liter-Flasche	188264	13,79
10-Liter-Sparkanister	113303	88,99

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

**Dr.
Schumacher**



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

OPTISAL N Konzentrat

- Anwendung auf Oberflächen, bei nicht-invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar
- QAV-freie Formulierung, ohne Klebeeffekte
- Keine Geruchsbelästigung durch angenehmen frischen Duft
- BAuA-Registriernummer: N-32016
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	122654	18,99
5-Liter-Kanister	129112	44,99
40-ml-Sachet (200 Stück im Karton)	130056	189,99



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

**Meliseptol® acute Schnelldesinfektion**

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Schnelldesinfektion für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Einwirkzeit nur 1 Minute gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z. B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren), bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid
- Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde, parfümfrei
- BAuA-Registriernummer: N-93854
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml Sprühflasche	129507	5,99
750 ml Flasche	127416	9,99
1 Liter Flasche	130040	10,99
5 Liter Kanister	128400	40,99

Hexaquart® XL Konzentrat

- Aldehydfrei
- Gute Materialverträglichkeit für Fußboden und Inventar
- Kurze Einwirkzeiten gem. DGHM / VAH: 2,0 % – 5 Minuten, 1,0 % – 15 Minuten
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und Mykobakterien) und Pilze (levurozid), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus, Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- BAuA-Registriernummer: N-75454
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen.**

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	123597	14,10
5-Liter-Kanister	123598	63,99

Meliseptol® rapid Schnelldesinfektion

- Zum Versprühen oder Wischen kleiner Flächen
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- Aldehydfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), fungizid (inkl. Schimmel-Pilze), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren) und wirksam gegen Polioviren
- BAuA-Registriernummer: N-16089
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Sprühflasche	152174	4,99
250-ml-Dosierflasche	152176	4,99
1-Liter-Handsprühflasche ohne Sprühkopf	152175	9,59
5-Liter-Kanister	152177	35,99
Zubehör		
Sprühkopf	182171	4,38

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.**Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Gefahr**Sicherheitshinweise:**

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Meliseptol® pure Schnelldesinfektion

- Gebrauchsfertige, alkoholisches Desinfektion zum Sprühen und Wischen, vollkommen aldehydfrei und parfümfrei
- Einwirkzeit: 1 Minute
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze (levurozid), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus, Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- BAuA-Registriernummer: N-67527
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	131168	4,91
1 Liter (ohne Sprühkopf)	131169	10,25
1 Liter Euroflasche	131170	11,02
5 Liter Kanister	131171	36,98

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.**Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Gefahr**Sicherheitshinweise:**

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.**Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr**Sicherheitshinweise:**

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353: BEI BÄHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.**Gefahrenpiktogramme:****Gefahrenhinweise:**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Gefahr**Sicherheitshinweise:**

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P260: Dampf nicht einatmen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P304 + P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Incidin™ OxyFoam NG & OxyWipe NG Desinfektion Incidin™ OxyFoam S & OxyWipes

- Gebrauchsfertige Flächendesinfektions- und Reinigungslösung für nicht-invasive Medizinprodukte sowie empfindlicher Materialien wie z. B. Acrylglas oder Polycarbonat
- Exzellente Materialverträglichkeit
- „NG“ - mit der synergetischen Wirkung von Phenoxyethanol
- „S“ - voll viruzid
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid / mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, Adenovirus, Norovirus
- Ohne Parfüm und Farbstoff
- Sprühflaschen inkl. Sprühkopf
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen**



Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Incidin™ OxyFoam S / OxyWipe S	750-ml-Flasche	119735	15,95
	5-Liter-Kanister	120954	67,99
	100 Tücher (20 × 20)	119760	16,45
	50 Tücher XL (25 × 37 cm)	122245	15,45
Incidin™ OxyFoam NG / OxyWipe NG	750-ml-Flasche	128908	11,99
	100 Tücher (20 × 20)	128909	13,60
	50 Tücher XL (25 × 37 cm)	128910	13,60
Zubehör	Wandhalter aus Kunststoff (inkl. Befestigungsmaterial)	128911	20,34

Meliseptol® Foam pure Desinfektionsschaum

- Zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und kleinen Flächen
- Parfümfrei, Schaum mit geringem Alkoholgehalt (17 %)
- Sehr gute Materialverträglichkeit bei alkoholempfindlichen Materialien (z. B. Kunststoffoberflächen medizinischer Geräte, Acrylglas, Untersuchungsliegen und Ultraschallköpfe)
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- Bakterizid inkl. TbB und MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma-, Noro- und aviäre Influenzaviren
- BAuA-Registriernummer: N-30782
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**



Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Flasche	159540	8,99
5-Liter-Kanister	159541	34,99

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261: Einatmen von Dampf vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Alkoholfrei

Desinfektionsschaum

- Gebrauchsfertiger, alkoholfreier Desinfektionsschaum zur Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten und Flächen; auch geeignet für Acrylglas
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei, aerosolfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid, Polyoma SV40-Viren
- BAuA-Registriernummer: N-104632
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	157665	7,95
Schaumsprühkopf	114959	3,95
5-Liter-Kanister	115359	31,95

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenhinweise:

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Kein Signalwort

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Vlies
biologisch
abbaubar

Flow Wipes sensitive Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher zur Anwendung bei nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art im patientennahen Umfeld
- Streifenfreie Anwendung und besonders materialschonend
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid PLUS, Adeno- und Noro-Viren (MNV)
- BAuA-Registriernummer: N-99277
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**
- Tuchmaß: ca. 20 × 20 cm

Packung mit 100 Tüchern
Best.-Nr. 129298

€ 8,15

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P233: Behälter dicht verschlossen halten.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Alkoholfrei

Flow Wipes free Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Anwendung bei nicht-invasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Geeignet zur Desinfektion für Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-Viren
- BAuA-Registriernummer: N99278
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**
- Tuchmaß: ca. 20 × 22 cm

Packung mit 100 Tüchern
Best.-Nr. 129321

€ 6,15

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Signalwort: Kein Signalwort

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Aus nachwachsenden
Rohstoffen, 100 %
plastikfreie Tücher



Bacillol® 30 sensitive Green Tissues Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Schnelldesinfektionstücher für alle Flächen sowie sensible Oberflächen wie Polycarbonat (PC), Acrylglass (PMMA) und Polysulfon
- Wirksamkeit nach 1 Minuten gegen Bakterien und begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Verschleißbarer Deckel für sichere Haltbarkeit
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei, für Allergiker geeignet nach ECARF-Zertifizierung
- Hochwertiges, reißfestes Vlies
- 100 % plastikfreie Tücher, besonders materialschonend
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Tuchmaß	Best.-Nr.	€
120 Stück	17 × 20 cm	130038	11,95
Big Pack mit 160 Tüchern	18 × 20 cm	131683	17,85
XL mit 80 Stück	20 × 30 cm	132031	17,57

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501: Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Alkoholfrei



Nachhaltig organischer Wirkstoff,
100 % Vlies biologisch abbaubar,
100 % plastikfreie Tücher

Bacillol® Zero Tissues Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Reinigung von nicht-invasiven medizinischen Geräten und empfindlichen Oberflächen wie Acrylglass, Makrolon und Polysulfon
- Alkohol-, QAV-, parfüm- und farbstofffrei
- Besonders materialschonend
- Volle viruzide Wirksamkeit innerhalb von 2 Minuten, bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)

Inhalt	Tuchmaß	Best.-Nr.	€
100 Stück	17 × 20 cm	129593	12,06
XL mit 80 Stück	20 × 30 cm	130906	18,43



Alkoholfrei



Mikrobac® Virucidal Tissues Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Aufbereitung von Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen (validiertes, manuelles Verfahren)
- Voll viruzid: umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, inklusive Noroviren
- Für alkoholempfindliche Materialien geeignet
- Alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Wirkspektrum: Bakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**
- Tuchmaß: 18 x 20 cm

Packung mit 80 Tüchern

Best.-Nr. 123226

€ 8,69



Transvaginale
Ultraschallsonden
manuell aufbereiten



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenhinweise:

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Kein Signalwort

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Dr. Schumacher

DESCOCEPT SENSITIVE Schnelldesinfektion

- Gebrauchsfertige Desinfektion als Tuch und in flüssiger Form zur Reinigung und Desinfektion von medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten und Oberflächen
- Begrenzt viruzid PLUS in 3 min (Wischdesinfektion)
- Gute Materialverträglichkeit bei geringem Ethanolanteil
- Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, mykobakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS (Corona-, Noro-, Adenoviren)
- BAuA-Registriernummer: DESCOCEPT SENSITIVE: N-80266, DESCOCEPT SENSITIVE WIPES: N-61742 und N-77206
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**



Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
FLOWPACK	60 Tücher	128241	4,99
FLOWPACK (mit DESOTEX BIO)	100 Tücher	122793	12,44
Sprühflasche	750 ml	124690	6,40
Flasche	1 Liter	124691	7,10
Kanister	5 Liter	124692	39,90



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P233: Behälter dicht verschlossen halten.

P260: Dampf/Aerosol nicht einatmen (betrifft hier nur das flüssige Produkt).

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Jetzt als Biozid-
produkt lieferbar*



ULTRASOL OXY® WIPES Schnell-Desinfektionstücher

- Desinfektionstücher auf oxidativer Basis zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung
- Gute Materialverträglichkeit auf Grund oxidativer Basis
- Wirkt umfassend viruzid und sporizid
- Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, sporizid (gegen C. difficile, B. subtilis, B. cereus), mykobakterizid, fungizid, viruzid und begrenzt viruzid PLUS, Polyoma-, Polio-, Noro-, Adenoviren)
- BAuA-Registriernummern: N-110094, N-110643
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

*Unsere ULTRASOL OXY Produkte sind als Biozidprodukte erhältlich – bis zur Wiederverfügbarkeit als Kombinationsprodukt Biozid/Medizinprodukt Klasse IIb.

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowpack	108 Tücher (20 x 20 cm)	129352	8,45
Standbodenbeutel	120 Tücher (17,5 x 36 cm)	130057	19,95



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501: Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



HYGIENE FLÄCHE

Meliseptol® Wipes ultra
Schnell-Desinfektionstücher

- Zur abschließenden Desinfektion von Ultraschallsonden geeignet
- Bakterizid und levurozid
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. Polio-, Adeno-, Polyomaviren sowie HBV, HCV, HIV und Influenzaviren)
- Einwirkzeit: 2 Minuten
- BAuA-Registriernummer: N-75978
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**
- Tuchmaß: 14 × 20 cm

Dose mit 100 Tüchern
 Best.-Nr. 119771

€ 13,49



Alkoholfrei

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.
Gefahrenhinweise:

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Kein Signalwort

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen


Meliseptol® Wipes
sensitive Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Oberflächen
- Getränkt mit Meliseptol® Foam pure
- Aldehyd- und aminfrei, farbstoff- und parfümfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV, Rota-, Noro-, Polyoma-/Papillomaviren)
- BAuA-Registriernummer: N-45019 und N-45020
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Ausführung	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose	15,2 × 20 cm	60 Tücher	112734	9,99
Nachfüllpackung		60 Tücher	112735	6,99
Flow Pack 100	18 × 20 cm	100 Tücher	120443	10,99
Flow Pack XL	24 × 30 cm	42 Tücher	120442	8,99

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.
Gefahrenpiktogramme:

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P280: Schutzhandschuhe tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt und Behälter einer anerkannten Abfallsorgung zuführen.

P501: Inhalt und Behälter einer anerkannten Abfallsorgung zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Meliseptol®
HBV-Tücher Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Anwendung auf kleinen Flächen
- Hygienische Einzelentnahme
- Getränkt mit Meliseptol® rapid Flüssigkeit
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- BAuA-Registriernummer: N-16096
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**
- Tuchmaß: 13,5 × 22 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose mit 100 Tüchern	125009	5,99
Nachfüllpack mit 100 Tüchern	125010	3,99

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.
Gefahrenpiktogramme:

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 H318: Verursacht schwere Augenschäden.
 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Meliseptol® acute Wipes
Schnell-Desinfektionstücher

- Viruzid
- Weich, gebrauchsfertig für kleine Flächen
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Parfüm- und Aminfrei, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid
- Umfassend viruzid: behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z. B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren)
- BAuA-Registriernummer: N-100762
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**



Ausführung	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flow Pack 100	18 × 20 cm	100 Tücher	128932	12,98
Flow Pack XL	24 × 30 cm	42 Tücher	129054	10,99

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.
Gefahrenpiktogramme:

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261: Einatmen von Dampf vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSENTRUM/Arzt anrufen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Alkoholfrei


Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Geeignet zur Desinfektion für Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- BAuA-Registriernummer: N-104627
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**
- Tuchmaß: ca. 20 × 14 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose mit 100 Tüchern	115578	7,95
Nachfüllpackung mit 100 Tüchern	115579	6,95

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.
Gefahrenhinweise:

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Kein Signalwort

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

mikrocid® AF wipes / Jumbo / premium Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher
- Schnelle Abtrocknung, aldehydfrei
- Sehr breit und in kurzer Zeit wirksam (Bakterien, begrenzt viruzid PLUS und begrenzt viruzid*)
- Tuchmaße: 14 × 18 cm, Jumbo 20 × 27 cm, premium 20 × 20 cm
- BAuA-Reg.-Nr. N-40580
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen,**



Inhalt	Best.-Nr.	€
Spenderdose mit 150 Tüchern	128184	7,99
Nachfüllpackung mit 150 Tüchern	128185	6,99
Jumbo-Dose mit 220 Tüchern	153862	13,39
Nachfüllpackung mit 220 Tüchern	153863	12,99
premium Softpack mit 50 Tüchern	112538	6,29



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

100 %
plastikfrei aus
nachwachsenden
Rohstoffen



mikrocid® universal wipes premium / premium maxi / green line Desinfektionstücher

- Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art
- Schnelle Wirksamkeit (Noro in 30 Sek.)
- Gute Materialverträglichkeit (z. B. Tablets)
- green line Tücher aus nachwachsenden Rohstoffen und 100 % plastikfrei
- Nach 4-Felder-Test geprüft
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen,** BAuA-Reg.-Nr. N-63300 (PT2), N-63301 (PT4)

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
green line 18 × 20 cm	114 Tücher	128459	12,49
20 × 20 cm	100 Tücher	119738	11,29
25 × 25 cm	80 Tücher	120446	12,49



1



2

Alkoholfrei

1 mikrocid® sensitive wipes Jumbo / 2 premium / premium maxi Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung und Desinfektion besonders von alkoholempfindlichen und sensiblen Medizinprodukten
- Schnell und gut wirksam gegen Bakterien, Hefen, „begrenzt viruzid“* (inkl. HBV, HIV, HCV), Rota-Virus
- VAH-gelistet
- Tuchmaße: Jumbo und premium 20 × 20 cm, maxi 25 × 25 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Spenderdose mit 200 Tüchern	158291	13,99
Nachfüllpackung mit 200 Tüchern	158882	12,99
2 premium Softpack mit 50 Tüchern	112463	5,99
premium maxi Softpack mit 80 Tüchern	122198	11,99



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

kodan® (N) wipes Desinfektion

- Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Flächendesinfektion (außer Medizinprodukte)
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- Für Toiletten und Wickelaufgaben geeignet
- BAuA-Reg.-Nr. N-76918
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Inhalt	Best.-Nr.	€
Spenderdose mit 90 Tüchern	123484	8,89
Nachfüllpackung mit 90 Tüchern	123485	6,99



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



HYGIENE FLÄCHE



mikrozid® power mop

- Sporizid und viruzid in 60 Minuten
- Mit gebrauchsfertigen Tüchern
- Kein Aufbereiten von Wischmopps
- Geruchsarm
- Trocknet schnell und streifenfrei
- Bis zu einem Monat nach Öffnung verwendbar
- Optionaler Aluminium-Wischmop mit Teleskopstiel (100 – 160 cm) und Drehgelenk, für die fachgerechte Anwendung der Tücher notwendig
- Optionale Klett pads zum einfachen Auf- und Abnehmen der Tücher
- BAuA-Reg.-Nr. N-105253
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Ausführung	Best.-Nr.	€
Set ohne Wischmop (Eimer leer + 1 × 20 Tücher)	128643	42,99
Nachfüllset (2 × 20 Tücher)	128644	79,99
Wischmop, notwend. Zubehör (ohne Tücher, inkl. 2 Klett pads)	128646	50,26
Klett pad (6 Stück)	128647	24,49
Wandhalterung	128645	56,55

schülke →

Inventarwischtücher

Alkoholfrei

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Aldehyd- und phenolfrei
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-Viren
- Praktisch verpackt im Siegelrandbeutel zur direkten Anwendung
- BAuA-Registriernummer: N-104625 (Tücherrolle fertig getränkt)
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**
- Tuchmaß: ca. 25 × 25 cm



Ausführung	Best.-Nr.	€
Spenderbox (leer)	156572	9,95
Tücherrolle fertig getränkt (70 Tücher)	112165	17,95
Tücherrolle ungetränkt (3 × 70 Tücher für 1,2 Liter Desinfektionslösung pro Rolle)	156573	30,95



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenhinweise:

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: **Kein Signalwort**

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Dr. Schumacher

One System Basic
Einwegvliesstuchspendersystem

- Befüllt mit DESOTEX-Vliesstüchern zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln
- Flexible Wahl des Desinfektionsmittels je nach Anforderungsbereich
- Einsatzbereit nach 15 Minuten, bis zu 60 Tage Standzeit
- Kompakte Flexi-Verpackung mit erhöhter Standfestigkeit für besonders einfache Handhabung und Füllstandskontrolle

Packung mit 120 Tüchern (17,5 × 36 cm)

Best.-Nr. 129105

€ 12,21



One System Plus

- In Kombination mit entsprechenden Desinfektionsmitteln geeignet zur Aufbereitung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten und Flächen aller Art
- Komplett recyclingfähiger Eimer
- Flexible Wahl des Desinfektionsmittels je nach Anforderungsbereich
- Einsatzbereit nach 15 Minuten, bis zu 60 Tage Standzeit

Packung mit 100 Tüchern (30 × 32 cm)

Best.-Nr. 122655

€ 14,35

ECOLAB



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen

Eltra™ 40 Extra Desinfektionswaschmittel

- Für die desinfizierende 40 °C Wäsche von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik sowie Feinwäsche und Wolle (nicht geeignet für Seide; empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäschen aufhellen)
- Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 40 °C nach VAH (bei Einhaltung der angegebenen Verfahrensparameter)
- Für alle Waschmaschinen und Wasserhärtebereiche geeignet
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen**

Eimer mit 8,3 kg

Best.-Nr. 119050

€ 95,99



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P280: Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Spezialwischtücher für den Desinfektionsschaum

- Einsatz mit dem Desinfektionsschaum
- Sehr weiches Material
- Schwach saugend, reib- und rubbelfest



Inhalt	Best.-Nr.	€
Packung mit 50 Tüchern	158704	3,10
Karton mit 16 x 50 Tüchern	157829	39,95



BODE X-Wipes Vliestuchspender

- Keine Aufbereitung bei Einsatz der Vliesrollen im Folienbeutel (inkl. 1 Entnahme-Rund und Deckelverschluss)
- Hochwertiges, reißfestes PET-Vlies garantiert optimale Wirkstoffabgabe
- Standzeit der Gebrauchslösung bis zu 28 Tage
- Geprüft mit HARTMANN Desinfektionsmitteln



Spenderbox (leer) mit Farbcode

Ausführung	Best.-Nr.	€
blau	156580	12,95
rot	156581	12,95
grün	156582	12,95



Incidin™ Wipes FlexPack Einmal- Vliestuchspender (ohne Desinfektionslösung)

- Aus hochwertigem trockenem, fusselfreiem Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™ Produktreihe
- Deckel mit farbiger Kappe (wahlweise grün, rot oder blau)
- Mit komfortablem Tragegriff
- Tuchmaß: 20 x 38 cm
- Tuchrolle mit 99 Tüchern

Packung mit 6 Rollen



Farbe	Best.-Nr.	Stück €
blau	122259	13,65
grün	122260	13,65
rot	122261	13,65



neoform® wipes RTF Einweg-Vliestücher (ohne Desinfektionslösung)

- Einweg-Vliestuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln
- Auch für Hochrisikobereiche wie z. B. Neonatologie oder Hämatonkologie gemäß VAH-Empfehlung geeignet
- Vielseitig einsetzbar
- Kompatibel mit einer breiten Auswahl an Dr. Weigert Flächendesinfektionsmitteln, im 4-Felder-Test belegt (EN 16615)
- In Kombination mit neodisher endo® Med zur Wischreinigung von flexiblen Endoskopen beim Bedside Cleaning
- Kunststoffeimer inkl. Vliestuchrolle mit 115 Tüchern

Eimer mit 115 Tüchern

Best.-Nr. 126337



€ 14,99



Vliestuchspendersystem (ohne Desinfektionslösung)

- Bequeme Entnahme der einzeln abreißbaren B. Braun Wipes
- Wiederverschließbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung
- Sehr weiche, saugfähige und fusselfreie Tücher, die den Desinfektionswirkstoff sicher an die zu desinfizierende Fläche abgeben
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft



Ausführung	Best.-Nr.	€
Spendersystem groß (leer)	158819	20,43
Spendersystem klein (leer)	118361	7,99
Vliesrolle mit 100 Tüchern (19 x 36 cm)	158820	20,98
Vliesrolle ECO mit 120 Tüchern (19 x 36 cm)	118287	11,99
Vliesrolle mini ECO mit 60 Tüchern (15 x 20 cm)	118362	5,59

schülke +

schülke wipes safe & easy bagless system Feuchttuchspender ohne Desinfektionslösung

- Für die Flächendesinfektion (ohne Desinfektionslösung)
- Minimiert das Kontaminationsrisiko
- Tuchmaß: 30 x 24 cm

Feuchttuchspender mit 6 x 130 Tüchern

Best.-Nr. 119016

€ 109,99



schülke wipes Feuchttuchspender (ohne Desinfektionslösung)

- Für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmittel
- Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage
- Tuchmaß: 100er 30 x 30 cm, 111er 30 x 24 cm



Ausführung	Best.-Nr.	€
Spendererimer 100/111 (leer)	158868	10,99
Tücherrolle (6 x 100 Tücher)	158869	57,99
Tücherrolle (6 x 111 Tücher)	118501	57,99



neodisher endo® CLEAN Konzentrat

- Reinigungsmittel für die maschinelle und manuelle Aufbereitung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie im Tauch- bzw. Ultraschallbad
- Auf Basis von Alkalitätsspendern, Enzymen und Tensiden
- Entfernt schonend und zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- Bereits bei niedrigen Temperaturen wirksam
- Bei manueller Vorreinigung ist vor dem maschinellen Aufbereitungsschritt kein Abspülen der Reinigerlösung erforderlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
5-Liter-Kanister	118557	51,99
10-Liter-Kanister	118558	97,99
20-Liter-Kanister	118559	169,99



neodisher endo® MED Konzentrat

- Zur desinfizierenden Vorreinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium im Tauch- oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung
- Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 15 min, 20 °C)
- Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln
- In Kombination mit neoform® wipes RTF für die Wischreinigung von flexiblen Endoskopen beim Bedside Cleaning
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter Flasche	126935	22,49
5-Liter-Kanister	120444	94,99



neodisher endo® DIS active Granulat

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen
- Als Desinfektionsmittel bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile
- Bei kombinierter Reinigung und Desinfektion können nicht alle Wirkungsspektren abgedeckt werden
- Gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend
- pH-neutral, angenehmer Geruch (parfümfrei), gute Löslichkeit
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Auf Basis von Peressigsäure, frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV)
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
25 x 100-Gramm-Beutel	115810	124,99
2-kg-Eimer	115811	87,99
8-kg-Eimer	118561	311,99

neodisher endo® SEPT GA Konzentrat

- Desinfektionsmittel für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid
- Im Verfahren mit neodisher endo® CLEAN wirksam gegen Sporen von Clostridium difficile
- Besonders anwenderfreundlich durch geruchsarme Formulierung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Auf Basis von Glutaraldehyd, frei von Formaldehyd und quartären Ammoniumverbindungen (QAV)
- In der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen



Inhalt	Best.-Nr.	€
5-Liter-Kanister	118562	75,69
10-Liter-Kanister	118563	153,99
20-Liter-Kanister	118564	263,99

neodisher® PreStop Korrosionsschutz von chirurgischen Instrumenten

- Zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung im OP
- Sprühschaum gegen Lochkorrosion auf Edelstahlinstrumenten, die durch anhaftende Rückstände von Blut oder physiologischer Kochsalzlösung entstehen kann
- Selbsttätige Vorreinigung bereits im OP
- Geeignet für chirurgische Instrumente inkl. MIC-Instrumente
- Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen
- Verhindert das Antrocknen von OP-Rückständen durch Feuchthalten der Instrumente
- Erleichtert die nachfolgende Reinigung
- Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen auf dem Instrumentarium während der Kontaktzeit (bakteriostatisch)



Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Flasche	122993	35,49
Sprühkopf	127215	5,88



neodisher® MediClean advanced Hochkonzentrat zur maschinellen Reinigung

- Für die maschinelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, inklusive MIC- und Mikroinstrumenten, Dentalinstrumenten, Anästhesie-Ütsilien, Containern und anderen medizintechnischen Utensilien
- Für die manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauch- oder Ultraschallbad
- Mit besonders starker Reinigungsleistung bei geringem Produktbedarf aufgrund der einzigartigen Formulierung auf Basis von Alkalitätsspendern, Tensiden, Komplexbildnern und Enzymen
- Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, Protein, Fett, Schleim, Sekret und Knochenmehl
- Entfernt stumpfe Beläge und sorgt somit langfristig für eine optimale Haptik des Instrumentariums
- Reduktion von Biofilmen wurde in Anlehnung an ISO/TS 15883-5:2005 geprüft und bestätigt
- Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung

Exzellente Materialverträglichkeit und damit materialschonend

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	127341	50,99
5-Liter-Kanister	127339	125,99
5-Liter-Eurokanister	127340	124,99
10-Liter-Kanister	127338	243,99

Geeignet für
flexible Endoskope



Helipur® H plus N Konzentrat

- Formaldehydfrei
- Desinfektion von thermolabilen Materialien (Ultraschallbad geeignet)
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien, Pilze (levurozid), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HVC, HIV) und viruzid
- Anwendungskonzentration gem. DGHM/VAH: 1 % – 1 h/
1 % – 30 Min./
1,5 % – 15 Min.

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	113578	18,99
5-Liter-Kanister	113425	84,99

Stabimed® fresh Konzentrat

- Desinfektion und Reinigung von chirurgischem Instrumentarium, starren Endoskopen und anderen thermolabilen Materialien (Ultraschallbad geeignet)
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB), Pilze (levurozid), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Polyoma- und Adenoviren
- Sehr wirtschaftlich: 0,5 % / 15 Min.,
1,0 % / 5 Min.

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	119315	30,99
5-Liter-Kanister	120292	109,99



Stabimed® ultra Pulver

- Hochleistungsdesinfektion von thermolabilen und thermostabilen Materialien (auch zur desinfizierenden Vorreinigung, Ultraschallbad geeignet)
- Umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, Mykobakterien (TbB), Pilze und Sporen (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Konzentration / Einwirkzeit max. 2 % – 15 Min. bei vollständigem Wirkungsspektrum

Inhalt	Best.-Nr.	€
1,5 kg	131407	64,88
6,0 kg	131408	199,99

ECOLAB®

Sekusept™ aktiv Pulver

- Leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen
- Umfassendes Wirkspektrum (inkl. Bakterien, Sporen, Hefen und Viren)
- Materialverträglichkeit gegenüber allen gängigen Materialien geprüft und bestätigt
- RKI-gelistet (A,B)
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008)
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**



Inhalt	Best.-Nr.	€
1,5-kg-Eimer	157134	62,99
6-kg-Eimer	153671	159,99

Anios Instrumentendesinfektion

- Reinigung und Desinfektion von chirurgischen und medizinischen Instrumenten, inkl. Endoskope
- Patentiertes Wirkstoffsystem auf Basis einer synergistischen Kombination aus QAV (quartäre Ammoniumverbindungen) und Chlorhexidindigluconat
- Breite Materialverträglichkeit – nicht korrosiv und geeignet für eine Vielzahl empfindlicher Materialien
- Ultraschallbad-tauglich – speziell formuliert für den Einsatz in Ultraschallreinigungsgeräten
- Kompatibel mit daVinci® Surgical System-Instrumenten – validiert für minimalinvasive und robotergestützte Chirurgie)



Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Liter	130974	36,80
5 Liter	130975	163,60



Instrumentendesinfektion ID Kombi

- Aldehyd- und phenolfrei
- 1 %-ige Lösung für 60 Min. Einwirkzeit
- Stark reinigungsaktiv
- Für Endoskope, Instrumente und Ultraschallbad geeignet
- Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. EN 14476/17111
- **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	158896	34,00
5-Liter-Kanister	112011	60,00



Jetzt das
Sicherheits-
datenblatt
lesen



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Gefahrenhinweise:

- H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

- P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



HYGIENE INSTRUMENTE

schülke →

gigasept® pearls
Desinfektion

- Auf Basis von Aktivsauerstoff zur manuellen Reinigung und Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Medizinprodukten aller Art, wie z. B. bei Endoskopen, Anästhesie Utensilien und empfindlichen Materialien wie Silikon, Polycarbonat, Polysulfon und Acrylglas.
- Herausragende Reinigungsleistung durch Multi-Enzymformel in Kombination mit neutralem pH-Wert und leistungsstarken Tensiden
- Anwendersicher und staubfrei durch Perlenstruktur

Inhalt	Best.-Nr.	€
1,5-kg-Dose	118982	69,99
6,0-kg-Eimer	118983	225,54

**gigazyme® X-tra Reiniger**

- Multienzymatischer Hochleistungsreiniger zur manuellen Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten
- Mikrobiologische Wirksamkeit für einen aktiven Personal- und Umgebungsschutz
- Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
- Geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	116771	34,99
5-Liter-Sparkanister	116772	79,99

**gigasept® instru AF Desinfektion**

- Aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör usw.
- Aldehydfrei mit angenehmem frischem Duft
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- Verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad
- Standzeit von 7 Tagen, wenn die Anwendungslösung ausschließlich zur Desinfektion vorher gereinigter Instrumente eingesetzt wird

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	156113	56,99
5-Liter-Sparkanister	156114	95,99

**gigasept® FF (neu) - INT Desinfektion**

- Auf Basis von Bernsteinsäuredialdehyd für die manuelle Desinfektion von chirurgischen und empfindlichen medizinischen Instrumenten
- Mykobakterizid, viruzid, tuberkulozid, sporizid, fungizid
- Frei von Formaldehyd und GDA, hervorragende Materialverträglichkeit
- Standzeit von 7 Tagen, wenn die Anwendungslösung ausschließlich zur Desinfektion vorher gereinigter Instrumente eingesetzt wird

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	129328	119,45
5-Liter-Sparkanister	129325	239,89



MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

DR. WEIGERT
Hygiene mit System**neodisher® Septo Plus**
Konzentrat

- Für die manuelle Reinigung und Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten sowie für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- bzw. Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung
- Auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen
- Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Frei von Aldehyden und Aminen
- Kompatibel mit aldehyd- und peressig-säurehaltigen Desinfektionsmitteln
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 122582

€ 109,99

**neodisher® Septo Fin**
Konzentrat zum Tauchbad

- Auf Basis von Aldehyden, frei von Formaldehyd und Glyoxal
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP-gelistet

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 120457

€ 105,99

**neodisher® IP Spray**
Instrumentenpflegemittel

- Geeignet zur manuellen Pflege von chirurgischen Instrumenten, z. B. Gelenkinstrumente, nach der maschinellen Aufbereitung
- Auf Basis von medizinischem Weißöl (hochgereinigtes Paraffinöl für die pharmazeutische Verwendung)
- Keine nachweisliche Beeinträchtigung einer nachfolgenden Dampf- oder Heißluftsterilisation

400-ml-Dose

Best.-Nr. 111074

€ 18,99





neodisher® MediClean forte Universalreiniger

- Enthält Alkalitätsspende, Enzyme und Tenside
- Exzellente Materialschonung, universell einsetzbar
- Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut werden zuverlässig entfernt
- Eine Wiederablagerung von Proteinrückständen wird vermieden

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 159484

€ 46,99



neodisher® MediKlar Konzentrat als Nachspülmittel

- Für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesie-Utensilien, flexiblen Endoskopen, Instrumentencontainern und Implantaten
- Verkürzt die Trocknungszeit signifikant

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 112457

€ 53,99



neodisher® Z Konzentrat zur Neutralisation

- Auf Basis organischer Säuren, materialschonend
- Frei von Tensiden und Phosphaten
- Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 110194

€ 57,99



neodisher® N Konzentrat zur Neutralisation

- Frei von Tensiden, auf Basis von Phosphorsäure
- Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste
- Kalk oder andere säurelösliche Rückstände werden entfernt
- Leicht abspülbar

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 156780

€ 66,99



Helimatic® Cleaner enzymatic NF Enzymreiniger

- Zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten
- Hervorragendes Reinigungsvermögen speziell gegenüber Blut- und Eiweißverschmutzungen
- pH-neutral und sehr materialschonend

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 160666

€ 55,69



Helimatic® Cleaner alkaline Reiniger

- Alkalische Lösung mit spezieller Tensidkomponente
- Löst das ganze Spektrum der organischen Verschmutzungen
- Anwendungsdosierung 0,3 bis 0,8 %

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 158965

€ 40,49



Helimatic® Neutralizer C Neutralisationsmittel

- Für die Neutralisation nach dem Einsatz von Helimatic® Cleaner alkaline
- Auf Basis von Zitronensäure
- Phosphat- und tensidfrei
- Anwendungsdosierung 0,05 bis 0,3 %

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 158966

€ 46,89



Helimatic® Rinse neutral NF Klarspülmittel

- Für eine zeitsparende, fleckenfreie Trocknung, tox. unbedenklich
- Einsatz im letzten Spülgang in Konz. zwischen 0,05 % und 0,2 %.

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 158967

€ 63,19



Helimatic® Cleaner MA Flüssigreiner

- Mildalkalischer Reiniger auf Basis von Alkalien, Tensiden und Enzymen
- Entfernt hervorragend angetrocknete und denaturierte Blutrückstände
- Mit Korrosionsinhibitoren
- Phosphat- und silikatifrei

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 120374

€ 51,49



HYGIENE HAUT & HÄNDE


ventisan cream Pflegecreme

- Zur täglichen Pflege strapazierter Haut
- Panthenol fördert die Regeneration der Hautzellen und schützt vor dem Austrocknen
- Glycerin bewahrt die Hautfeuchtigkeit und schützt vor äußeren Einflüssen
- Mandelöl wirkt reizlindernd
- Sehr ergiebig, leicht verteilbar und zieht schnell ein

Tube mit 100 ml
Best.-Nr. 123610
€ 3,45

ventisan protect Hautschutzcreme

- Vorbeugender Schutz der Hände vor der Nutzung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- gem. Hautschutzplan vor Arbeitsbeginn, nach Pausen sowie vor der Arbeit mit Wasser zu verwenden

Tube mit 80 ml
Best.-Nr. 123609
€ 3,65

Waschlotion sensitive

- Parfüm- und farbstofffrei
- Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- Mild reinigend und pH-neutral

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126427	2,45
1-Liter-Flasche	126428	3,35
5-Liter-Kanister	126429	15,90


Baktolin® sensitive Waschlotion

- Schonende Reinigung durch rückfettende und pflegende Substanzen
- Hautneutraler pH-Wert
- Enthält hautmilde Tenside
- Dezent parfümiert

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	116095	2,83
1-Liter-Flasche	116101	4,99


Baktolin® protect+pure Emulsion

- Hautpflege und Regeneration für rissige, stark beanspruchte Haut
- Schutz vor wasserlöslichen Schadstoffen
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfüm-, silikon- und farbstofffrei
- Wirkt okklusionsbedingten Irritationen unter dem Handschuh entgegen

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	115700	6,79
350-ml-Flasche	118766	9,99


Baktolin® lotion Hautpflege

- Feuchtigkeitsspendend

Flasche mit 350 ml
Best.-Nr. 154689
€ 4,75
DESCOLIND PURE WASH

- Mild reinigend, pH-neutral, für normale und sensible Haut
- Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- Frei von Parfüm und Farbstoffen



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126432	2,20
1-Liter-Flasche	127237	3,45
5-Liter-Kanister	124689	16,29

DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM

- Öl-in-Wasser (O/W) Emulsion, auch für die zu Allergien neigende Haut
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hautschutz- und Pflegecreme in einem
- Mit Glycerin, Lipiden sowie natürlichem Deokomplex mit Hamamelis für ein angenehmes Hautgefühl



Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	130054	5,08
500-ml-Flasche	130055	11,99

Dr. Schumacher



Softaskin® Waschlotion

- Für normale und sensible Haut
- Frei von Mikroplastik, Parabenen und Farbstoffen
- Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Leichter und angenehmer Duft

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	126792	1,69
500-ml-Spenderflasche	126793	3,99
1-Liter-Spenderflasche	126794	5,99
5-Liter-Kanister	126795	25,99



Softaskin® pure Waschlotion

- Allergenarm
- Schonende Reinigung speziell für besonders sensible und beanspruchte Haut
- Frei von Mikroplastik, Parabenen, Farbstoffen und Parfüm
- Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	126796	1,69
500-ml-Spenderflasche	126797	3,99
1-Liter-Spenderflasche	126798	6,79



Trixo®-lind Hautpflege

- Für normale und sensible Haut
- Kamillenwirkstoff Bisabolol beruhigt die Haut
- Kokosöl spendet Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht
- Rückfetter stärken den natürlichen Schutzmantel und beugen Austrocknung und Reizung der Haut vor
- Sehr gute dermatologische Testergebnisse – mit Dermatest-Label "Excellent"
- Frei von Mikroplastik, Silikonen und Parafin
- Angenehm dezent parfümiert

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	127470	3,49
500-ml-Flasche	127471	7,99



Trixo®-lind pure Hautpflege

- Schützt und pflegt die besonders empfindliche und strapazierte Haut
- Kamillenwirkstoff Bisabolol beruhigt die Haut
- Kokosöl spendet Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht
- Rückfetter stärken den natürlichen Schutzmantel und beugen Austrocknung und Reizung der Haut vor
- Sehr gute dermatologische Testergebnisse – mit Dermatest-Label „Excellent“
- Frei von Parfüm, Mikroplastik, Silikonen und Parafin

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	127473	3,99
500-ml-Flasche	127474	9,99



HYGIENE HAUT & HÄNDE

schülke →



mit Panthenol

sensiva® regeneration cream Hautpflege

- Intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut
- Farbstoff- und parfümfrei
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
50-ml-Tube	158369	4,79


sensiva® wash lotion

- Hautfreundliche farbstoff-, parfüm- und wollwachsfree Waschlotion
- Seifenfreie Waschlotion auf Basis hautverträglicher Tenside
- Schont die Haut
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	158796	2,89
1-Liter-Flasche	131739	3,99
1-Liter-Euroflasche	131461	3,66


sensiva®
protective emulsion Hautpflege

- Farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut
- Leichte Pflege und Schutz, Schutzlotion (gem. TRGS 401)
- Gut verteilbar, zieht schnell ein
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Taschenflasche	153864	3,79
500-ml-Spenderflasche	158798	7,88

esemtan® wash lotion

- Seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- Schont die Haut und reinigt mild
- Mit dezentem Duft
- Dermatologisch geprüft



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Spenderflasche	158799	4,19
1-Liter-Spenderflasche	113443	6,49
1-Liter-Euroflasche	131598	6,49
5-Liter-Kanister	113492	29,99

mit Jojoba

sensiva® protective cream Hautpflege

- Besonders hautverträgliche, farbstoff- und parfümfreie Schutzcreme (gem. TRGS 401)
- Stärkt die natürliche Hautbarriere
- Dermatologisch geprüft



Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	118495	4,99

Silonda™ Care Hautpflege

- Wasser-in-Öl-Emulsion
- Zur Regeneration der Haut
- Pflegt mit Glycerin und Vitamin E



Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	126772	5,79
500-ml-Flasche	126773	8,99

Silonda™ sensitive Emulsion

- Parfümfreie Pflege speziell für Personen mit empfindlicher Haut
- Enthält pflegende Öle, die den Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut regulieren



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126844	11,99
500-ml-Pumpflasche	128311	10,99

ECOLAB

Spendersysteme

Armhebel-Wandspender plus

- Alugehäuse (autoklavierbar) mit Kunststoffpumpe (Frontentnahme)
- Dosierung einstellbar: 0,75 / 1,0 / 1,5 ml
- Flexible Dichtungskappe gegen Verdunstung
- Austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)
- Für handelsübliche Flaschen

Ausführung	Best.-Nr.	€
500-ml	114931	64,05
1 Liter	114930	64,05



Touchless-Spender

- Berührungslose Bedienung
- Alugehäuse mit Edelstahlpumpe (Frontentnahme)
- Dosierung einstellbar: 0,75 / 1,0 / 1,5 ml
- 4-stufige Batteriestandsanzeige (Notbügel für Batterieerstand)
- Für handelsübliche 1-Liter-Flaschen
- Flaschendichtung mit flexiblem Vario-Adapter
- Lieferung inkl. Auffangschale

Best.-Nr. 120793 € 248,70



Einwegpumpe

- Erfüllt die KRINKO-Empfehlung "Händehygiene"
- Kunststoffpumpe zur einmaligen Anwendung im Wandspender plus
- Einfacher Austausch bei jedem Flaschenwechsel
- Keine Aufbereitung der Pumpe
- Hygienisch einzeln verpackt
- Feste Dosiermenge: 1,5 ml
- Nicht spülmaschinengeeignet oder autoklavierbar



Ausführung	Best.-Nr.	€
Für 500-ml-Flaschen	124718	4,39
Für 1000-ml-Flaschen	124821	4,39



Hygiene-Tower Desinfektionssäule

- Robuste und kippsichere Konstruktion
- Pulverbeschichtete Edelstahlsäule
- Maße: Fuß ca. 45,5 x 45,5 cm / Höhe 140 cm
- Gewicht: 15,3 kg
- Lieferung ohne Spender

Best.-Nr. 118776 € 427,77



BODE-Eurospender 1 plus

- Für Montage am Hygiene-Tower
- Mit langem Armhebel ca. 21,5 cm
- Für marktübliche 350-/500-ml-Flaschen
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 117838 € 73,12

Handschuhspender

DRACULA Klemmhalter für Handschuhspender

- Aufnahme unterschiedlichster, marktüblicher Boxen-Größen durch federnde Spannschieber
- Befestigung mit Selbstklebestreifen

Best.-Nr. 153450 € 5,10



fix Handschuhspender

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet

fix 75 passend für Spenderkarton mit den Maßen: ca. 250 x max. 132 x max. 75 mm (L x B x H)

Best.-Nr. 158914 € 24,50

fix 90 passend für Spenderkarton mit den Maßen: ca. 250 x max. 132 x max. 90 mm (L x B x H)

Best.-Nr. 158915 € 24,80



trio Handschuhspender

- Einfache Bestückung von 3 Spenderboxen der Größen S, M und L
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet

trio passend für Spenderkartons mit den Maßen: ca. 250 x 130 x max. 90 mm (L x B x H)

Best.-Nr. 131912 € 39,90





Dosier- und Applikationshilfen

Für medichem Produkte der Seiten 17–19

- 1 Dosierflasche** für einfaches exaktes Dosieren ohne Flüssigkeitsverluste, vermeidet Hautkontakt mit Konzentraten und ätzenden Flüssigkeiten, 1 Liter/Kammer 60 ml
Best.-Nr. 183236 € 5,80
- 2 Kanisterhahn** für 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25
- 3 Kanisterdosierpumpe** für 2- und 5-Liter-Kanister, 30 ml Hub
Best.-Nr. 183260 € 9,95
- 4 Handsprühkopf** für 1-Liter-Keulenflasche
Best.-Nr. 183275 € 4,09
- 5 Handsprühkopf** für 500-ml-Keulenflasche
Best.-Nr. 112433 € 3,60
- 6 Handpumpe** für 500-ml und 1-Liter-Euroflaschen, eckig
Best.-Nr. 151026 € 3,99
- 7 Kanisterschlüssel** für 2- und 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 158818 € 5,50



Für Hartmann Produkte der Seiten 21–22

- 1 Universal-Sprühkopf** für 500- und 1000-ml-Flaschen
Best.-Nr. 125951 € 4,50
- 2 Kanisterhahn** für 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25



Für B. Braun Produkte der Seiten 30–32

- 1 Dosierpumpe** mit Rückschlagventil für 500-ml-Flaschen
Best.-Nr. 159627 € 4,38
- 2 Dosierer** für 1000-ml-Flaschen, Dosierschritte 5, 10, 15 und 20 ml
Best.-Nr. 113588 € 3,26
- 3 Auslaufhahn** für 5- und 10-Liter-Kanister DIN 51
Best.-Nr. 122806 € 12,49
- 4 Sprühkopf rot** für 1000-ml-Handsprühflasche Meliseptol®
Best.-Nr. 182171 € 4,38
- 5 Dosierpumpe** für 5- und 10-Liter-Kanister DIN 51, 15 ml Hub
Best.-Nr. 122804 € 12,49
- 6 Dosierpumpe** für 5- und 10-Liter-Kanister DIN 51, 20 ml Hub
Best.-Nr. 122805 € 12,49



schülke →

Für schülke Produkte der Seiten 26–29

- 1 Dosierpumpe** für 500-ml- und 1-Liter-Wasch- und Cremelotion mit 2 Steigrohren (passt nicht auf Euroflaschen)
Best.-Nr. 159653 € 4,85
- 2 Standard-Sprühkopf** für 500- und 1000-ml-Flaschen alkoholische Sprühdeseinfektion
Best.-Nr. 160363 € 7,22
- 3 Kanisterdosierer** für 5- und 10-Liter-Kanister, 20 ml Hub
Best.-Nr. 113372 € 11,58
- 4 Kanisterhahn** für 5- und 10-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25
- 5 Flaschendosierer** für 2-Liter-Flaschen Flächenreiniger
Best.-Nr. 170491 € 4,87



Die Schutzkleidung gemäß TRBA 250 zum Umgang mit Desinfektionsmitteln auf einen Blick

SolidSafety Chem L Chemikalien-Schutzhandschuh

- Nach EN 388 und EN 374
- Aus Naturlatex mit Baumwollvelourisierung innen
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Sehr gute Griffsicherheit, auch bei feuchten oder öligen Gegenständen
- Lebensmittelgeeignet
- Für Haushalts-, Industrie-, Reinigungs- und Lebensmittelbereiche
- Gute chemische Beständigkeit (Typ B) und exzellente Flexibilität
- Farbe: Gelb
- Länge: 30 cm

Packung mit 1 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
S	123560	0,93
M	123561	0,93
L	123562	0,93
XL	123563	0,93



PE-Einmal-Schürzen

Weiß, gehämmert, 80 cm breit

Packung mit 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	€
125 cm	160381	10,14
140 cm	151891	12,30



Dosierflasche

- Für einfaches exaktes Dosieren ohne Flüssigkeitsverluste
- Vermeidet Hautkontakt mit Konzentraten und ätzenden Flüssigkeiten
- 1 Liter/Kammer 60 ml

Best.-Nr. 183236

€ 5,80

Für die perfekte Bodenwischpflege

SPRINT-Plus Halter

- Geringes Haltergewicht mit stabilem Gelenk
- Große Auflagefläche
- Patentierte Tritt-Taste mit Clips für Tuchbefestigung am Halter
- Zum Einsatz in der klassischen Unterhaltsreinigung oder auch zur desinfizierenden Reinigung
- 40 cm breit



SPRINT-Mop Basic (Genäht)

- Bewährte Standardqualität mit guter Wasser- und Schmutzaufnahme
- 40 cm Schlinge/Franse



Das Startpaket Bodenpflege

1 x TWIX-Teleskopstiel
1 x SPRINT-Plus Halter
10 x SPRINT-Mop vorgewaschen
Best.-Nr. 156492 € 109,60

Zum Nachbestellen:

Sprint-Mop, einzeln
Best.-Nr. 156800 € 6,99

TWIX-Teleskopstiel

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Längenverstellbar auf die gewünschte Körpergröße
- Sehr ergonomisch
- Für alle Wischsysteme verwendbar
- Maße: 90 – 165 x 2,35 cm (L x Ø)



Einweg Wischmop Fast Wish

- Einfach und schnell einsetzbar
- Kostengünstig und effizient in der Reinigung
- Mit reinigungsaktivem Profil zur optimalen Schmutzlösung
- Gute Flüssigkeitsaufnahme und gutes Schmutzmitnahmevermögen
- Geringes Gewicht, platzsparend, leicht auswaschbar und leicht auszuwringen
- Einsetzbar auf allen glatten Bodenbelägen
- Zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- Farbe: gelb / blau
- Maße: 40 cm (B)
- Passend für alle marktüblichen 40-er Klapphalter

Best.-Nr. 122858

€ 0,95

Nasswischwagen Aqua

- Komplett mit VK4 Presse, gelb
- Mit schwenkbarer Deichsel
- Gut manövrierfähig
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Stabil und schlagfest
- Reinigungsmittelbeständig
- Integrierter Spritzschutz
- Lenkrollen Ø 75 mm
- Leichtes Transportieren
- 2 x 17-Liter-Eimer, rot und blau, mit Presseanlage
- Maße: 104 x 40 x 85 cm (L x B x H)

Best.-Nr. 156491

€ 173,49

Liegenabdeckung



Rollicel® Liegenpapier, 2-lagig

- Weiß
- Sehr saugfähig
- Unbeschichtet
- 50 m pro Rolle
- Auf 38 cm perforiert

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	128238	28,96
50 cm	127282	33,89
55 cm	128239	36,89
59 cm	128240	39,62

Liegenpapier Tissue, 3-lagig

- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 50 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	184372	47,62
50 cm	184373	56,97
59 cm	184374	66,64
300 m Papier		ab 47,62



Warum sollten Sie auf Arzterollen und Einmalkissen setzen? Jetzt informieren.


Rollicel® Liegenpapier 2-lagig Kids Edition

- 2-lagiger, saugfähiger Zellstoff
- Auf 38 cm perforiert
- Unbeschichtet
- Größe: 50 cm x 46 m
- Mit Kindermotiven

Packung mit 9 Rollen

Best.-Nr. 131332

€ 65,40



MedixPro P Liegenpapier aus Tissue, 2-lagig

- Material: Papierzellstoff
- Perforation: je 50 cm (100 Stück pro Rolle)
- Länge: 50 m

Packung mit 6 Rollen

Breite	gelb	blau	lila	€
50 cm	119115	119113	119114	41,49
60 cm	119118	119116	119117	49,29

Liegenpapier Krepp, 2-lagig

- Volumengeprägte, stabile Qualität
- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 100 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125570	42,75
50 cm	125571	46,38
55 cm	125572	53,93
59 cm	125573	55,92
600 m Papier		ab 42,75

Liegenpapier Tissue, 2-lagig

- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 50 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	172313	35,75
50 cm	172314	38,34
55 cm	172315	45,64
59 cm	172316	45,53
450 m Papier		ab 35,75



Zubehör:

Universal-Papierrollenhalter

Für Papierrollen von 39 – 60 cm Breite

Best.-Nr. 112824

€ 56,50





Falthandtücher



Falthandtücher ECO

- 1-lagig natur
- 2-lagig Zellstoff hochweiß

Ausführung	Maße	Anzahl	Best.-Nr.	€
1-lagig, Z-Falz	25 × 23 cm	20 × 250 Blatt (5000 Blatt)	129437	25,66
2-lagig, V-Falz	25 × 23 cm	20 × 160 Blatt (3200 Blatt)	129436	33,65
2-lagig, C-Falz	24 × 31 cm	2800 Stück	131717	45,95



Scott® CONTROL™ Falthandtücher, 1-lagig – Medium/Interfold, 1-lagig

- Tuchformat 31,8 × 22 cm, weiße Tücher

Karton mit 3360 Tüchern

Best.-Nr. 119412

€ 79,47



Kleenex® Ultra™ Handtücher, 2-lagig – Klein/Interfold

- Tuchformat 21,5 × 21,0 cm, hochweiß

Karton mit 2790 Tüchern

Best.-Nr. 112431

€ 65,13



Kleenex® Ultra™ Falthandtücher, 3-lagig – Medium/Interfold

- Tuchformat 21,5 × 31,5 cm, weiß

Intelligente Faltung für Einzelblattausgabe

Karton mit 1440 Tüchern

Best.-Nr. 124101

€ 80,53

Passende Spender



Aquarius™ Handtuchspender

- Tuchformat 15,9 × 28,7 × 14,2 cm (H × B × T).

Für alle Kleenex® u. Scott® Handtücher (außer Scott® Slimfold Handtücher)

Best.-Nr. 114977

€ 19,50

Kleenex® Ultra™ Handtücher, 2-lagig – Medium/Interfold

- Tuchformat 21,5 × 31,5 cm, hochweiß

Karton mit 1860 Tüchern

Best.-Nr. 113162

€ 78,04

Kimtech Science™ Labor- und Präzisionstücher

- Fusselarm, saugfähig, weich, chemisch neutral
- Für sensible Oberflächen (Linsen, Objektträger)

Kimtech Science™ Labortücher, 2-lagig

- Tuchformat 20,5 × 20 cm, weiß

Box mit 200 Tüchern

Best.-Nr. 119048

€ 5,01

Kimtech Science™ Präzisionswischtücher, 2-lagig

- Tuchformat 21 × 20 cm, weiß

Box mit 100 Tüchern

Best.-Nr. 119026

€ 3,62



Passende Spender



Falhtanduchspender


- Kunststoff, weiß
- Maße: 28 × 37,5 × 13,7 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 157443

€ 34,40



Faltarten



Falhtandtücher, Krepp, natur, 1-lagig

25 × 23 cm, Zick-Zack-Faltung

Karton mit 4600 Tüchern

(unterverpackt 20 × 230 Tücher)

Best.-Nr. 125580

€ 30,50

Falhtandtücher, Tissue, grün, 2-lagig

22 × 25 cm, Zick-Zack-Faltung

Karton mit 3195 Tüchern

(unterverpackt 15 × 213 Tücher)

Best.-Nr. 153728

€ 40,73

Falhtandtücher, Tissue, weiß, 2-lagig Kleinformat

20,5 × 24 cm, Zick-Zack-Faltung

Karton mit 3750 Tüchern

(unterverpackt 25 × 150 Tücher)

Best.-Nr. 124103

€ 55,13

Falhtandtücher, Tissue, weiß, 2-lagig

25 × 33 cm, Lagen-Faltung (C-Faltung)

Karton mit 3040 Tüchern

(unterverpackt 20 × 152 Tücher)

Best.-Nr. 125579

€ 69,71

Falhtandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

23,5 × 23 cm, Zick-Zack-Faltung

Karton mit 3200 Tüchern

(unterverpackt 20 × 160 Tücher)

Best.-Nr. 157459

€ 43,55

Falhtandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

24 × 24 cm, Vollentfaltung

Karton mit 3750 Tüchern

(unterverpackt 25 × 150 Tücher)

Best.-Nr. 125578

€ 80,69

Falhtandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

22 × 32 cm, Vollentfaltung

Karton mit 3200 Tüchern

(unterverpackt 20 × 160 Tücher)

Best.-Nr. 172297

€ 86,52

Falhtandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

25 × 33 cm, Lagen-Faltung (C-Faltung)

Karton mit 3072 Tüchern

(unterverpackt 24 × 128 Tücher)

Best.-Nr. 125577

€ 77,25

Falhtandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

22 × 42 cm, Vollentfaltung

Karton mit 2400 Tüchern

(unterverpackt 20 × 120 Tücher)

Best.-Nr. 172298

€ 87,93



Falhtanduchspender

- Geeignet für alle Falhtandtücher (ca. 200 Blatt)
- Edelstahl, gebürstet
- Mit Zylinderschloss
- Maße: 26,5 × 20,5 × 12 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 158367

€ 70,23

Für jede Anwendung das richtige Tuch

Multitex Wipes Premium Tücher

- 100 % PET
- Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln entsprechend VAH-Vorgabe bestätigt
- Maße: 30 × 36 cm

Karton mit 400 Tüchern

(unterverpackt 10 × 40 Tücher)

Best.-Nr. 124104

€ 36,75

Multizell® Mehrzwecktücher

- Saugstarke, fusselfreie und nassfeste Tücher
- Maße: 27 × 32 cm

Karton mit 1000 Tüchern

(unterverpackt 20 × 50 Tücher)

Ausführung	Best.-Nr.	€
3-lagig	153276	31,71
4-lagig	120441	36,16

zetBox® Labor- und Hygienetücher

- Saugstarke, ultrasofte Tücher für sensible Anwendungsbereiche
- 2-lagig, weiß
- Maße: 21 × 22 cm,

Box mit 150 Tüchern

Best.-Nr. 172296

€ 2,15

Polytex® Nasswischtuch


- Saugstarke, fusselfreie, wischfeste Tücher
- 100% Polypropylen, blau
- Lösungsmittelbeständig und auswaschbar
- Maße: 40 × 42 cm

Karton mit 420 Tüchern

(unterverpackt 12 × 35 Tücher)

Best.-Nr. 154050

€ 57,03





Papierhandtücher

Ausführung	Maße (cm)	Falz	Inhalt	Best.-Nr.	€
Fripa Papierhandtücher 1-lagig					
1 Fripa Plus naturell, 100 % recycelt	25 × 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	125527	28,56
	25 × 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127334	30,70
2 Fripa Verde grün eingefärbt, 100 % recycelt	25 × 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	113526	34,74
	25 × 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127543	35,45
3 Fripa Ideal hochweiß	25 × 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	125528	48,86
	25 × 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127465	57,44

Fripa Papierhandtücher 2-lagig mit Dekorprägung

4 Fripa Comfort hochweiß	25 × 23 cm	V-Falz	3200 Tücher	127335	49,15
5 Fripa Eco weiß	25 × 23 cm	V-Falz	3200 Tücher	127336	38,95
6 Fripa Comfort hochweiß	25 × 33 cm	C-Falz	3072 Tücher	155296	69,08



Fripa Handtuch- und Seifenspender



7 Fripa Handtuchspender, Metall
Weiß, Maße: 27 × 35 × 13 cm (B × H × T)
Best.-Nr. 125531 € 69,91



8 Fripa Handtuchspender, Kunststoff
Weiß, Maße: 31,5 × 39 × 15,7 cm (B × H × T)
Best.-Nr. 122290 € 49,59



9 Fripa Seifenspender, Kunststoff
Wiederbefüllbarer Spender ca. 1 Liter Inhalt
Weiß, Maße: 12,8 × 26,6 × 12,9 cm (B × H × T)
Best.-Nr. 122304 € 57,09

Fripa Seifencreme (o. Abb.)
Standard 10 Liter
Best.-Nr. 183616 € 30,71

Hygienebeutel (o. Abb.)
• Für Hygieneartikel geeignet
• Weiß mit blauem Druck
• Maße: 10,5 × 4,5 × 28 cm
Karton mit 1000 Stück
Best.-Nr. 152093 € 29,65

Hygienebeutelhalter (o. Abb.)
Maße: 13 × 38 × 5,5 cm
Best.-Nr. 154341 € 12,02

Medizinalrollen



10 Fripa-med „basic-line“, 1-lagig, weiß

Medizinalrollen in Recycling-Qualität, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter
Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125981	42,51
50 cm	125983	51,27
55 cm	125984	55,60
59 cm	125985	60,70

11 Fripa-med „classic-line“, 1-lagig, hochweiß

Medizinalrollen aus 100 % Frischzellstoff, weiche Qualität, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter
Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125159	48,49
50 cm	125161	56,98
55 cm	125162	61,74
59 cm	125163	66,86

12 Fripa-med „secura-line“, hochweiß

Medizinalrollen beschichtet, **speziell für Gynäkologen, Urologen, Chirurgen**, 1 Lage hochwertiges Tissue + 1 Lage PE-Beschichtung, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	110890	52,15
50 cm	110891	65,75
55 cm	112440	78,45
59 cm	110892	83,95



Fripa Basic Tissue Toilettenpapier

- Aus 100 % Recycling
- Weiß mit Dekorprägung
- Rolle mit 250 Blatt (10 × 12 cm)

Packung mit 8 Rollen

Ausführung	Best.-Nr.	€
2-lagig	158363	3,68
3-lagig	153949	5,25



Fripa Edina® Tissue-Toilettenpapier

- Aus hochweißem Tissue (100 % Zellstoff)
- 3-lagig mit Dekorprägung
- Rolle mit 250 Blatt (9,4 × 11 cm)

Packung mit 8 Rollen

Best.-Nr. 122289 € 4,86



Fripa Wischfix

- Reißfeste, saugstarke, hochweiße Haushaltstücher aus 100 % Zellstoff
- 3-lagig mit Saugprägung
- Rolle mit 51 Blatt (26 × 24 cm)

Packung mit 4 Rollen

Best.-Nr. 128203 € 3,05



Fripa Easy Tissue-Haushaltstücher

- Hochweiße Wischtücher aus 100 % Zellstoff
- 3-lagig mit Saugprägung
- Rolle mit 45 Blatt (23 × 21,5 cm)

Packung mit 4 Rollen

Best.-Nr. 112486 € 4,44

Abfall- und Wäscheentsorgung

Picco Novo Abfall- und Wäschesammler

- Superstabiles, fest verschweißtes Stahlgestell mit federnden Holmen für sicheren Halt
- Elegante Ausführung aus rostfreiem Edelstahl
- Rutschsicherung durch Rutsch-Stop
- Besonders hygienische Bodenkonstruktion ohne Schmutzecken
- Lenkrollen Ø 50 mm mit integriertem Fadenschutz

Picco Novo 60/I Set

- Maße: 360 × 360 × 829 mm (B × T × H)

Lieferumfang:

- 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack,
- 1 Rolle mit 25 Säcken (60 - 70 Liter),
- 1 Tretvorrichtung, 1 Deckel signalweiß,
- 4 Doppellenkrollen

Best.-Nr. 126328

€ 407,00



Picco Novo 120/I Set

- Maße: 450 × 360 × 830 mm (B × T × H)

Lieferumfang:

- 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack,
- 1 Deckel signalweiß, 1 Tretvorrichtung,
- 1 4 Doppellenkrollen
- Rolle mit 25 Säcken (120 Liter)

Best.-Nr. 126329

€ 471,00



Tretabfalleimer aus Edelstahl

- Edelstahl hochglänzend
- Einsatz: Kunststoff in schwarz
- Pedalbedienung

Inhalt	Maße (Außen-Ø × H):	Best.-Nr.	€
3 Liter	170 × 250 mm	129968	16,50
5 Liter	200 × 320 mm	129969	32,50
12 Liter	250 × 395 mm	129970	35,50
20 Liter	230 × 600 mm	129971	59,50

Handtuchsammlerkorb für Abfallbeutel 70 Liter

Metall, weiß lackiert

Großes Modell (H × B × T): 63 × 41 × 25,5 cm

Best.-Nr. 128056

€ 45,29



1 Abfallbeutel

80 Liter, weiß, 305 × 305 × 850

Karton mit 9 Rollen, Rolle mit 40 Beuteln

Best.-Nr. 160226

€ 33,14

Handtuchsammlerkorb für Abfallbeutel 30 Liter

Metall, weiß lackiert

Kleines Modell (H × B × T): 35,5 × 28,5 × 19 cm

Best.-Nr. 128057

€ 30,53

2 Abfallbeutel

30 Liter, grau, 300 × 240 × 580 × 0,016 mm,

Karton mit 20 Rollen, Rolle mit 50 Beuteln

Best.-Nr. 125637

€ 18,10

30 Liter, weiß, 260/240 × 600 mm,

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 151204

€ 9,70



Abfallbeutel

4 30 Liter, blau, 480 × 650 × 0,05 mm,

Karton mit 500 Beuteln

Best.-Nr. 125638

€ 51,02

5 70 Liter, blau, 575 × 1000 × 0,05 mm,

Karton mit 250 Beuteln

Best.-Nr. 125640

€ 41,81

Müllbeutel (o. Abb.)

60 Liter, blau, 575 × 900 × 0,05 mm

Karton mit 500 Beuteln

Best.-Nr. 125639

€ 77,64

Müllbeutel (o. Abb.)

120 Liter, blau, 700 × 1100 × 0,05 mm

Karton mit 250 Beuteln

Best.-Nr. 125641

€ 48,57

Abfallbeutel Extrufix

Einzelrollen, Rolle mit 48 Beuteln zu 15 Liter

Best.-Nr. 182811

€ 3,30

Einzelrollen LDPE, Rolle mit 24 Beuteln zu 30 Liter

Best.-Nr. 127292

€ 4,28



Kanülen-Entsorgungsboxen

Kanülen-Entsorgungsboxen

- Fest verschließbarer Deckel
- Zum sicheren Entsorgen von Kanülen, Spritzen und Skalpellklingen sowie spitzen und scharfen Gegenständen
- Nach ISO 23907
- Maße: 18 × 14,5/11 cm (H × Ø oben/unten)
- Fassungsvermögen: 2 Liter

Best.-Nr. 123681

€ 1,54

HAEBERLE

Medi-Müll Kanülen-Entsorgungsboxen

- Sichere, hygienische Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpellen, Pipetten etc. gemäß DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250
- Fest verschließbarer Deckel
- Mit Tages- und Endverschluss und Abziehvorrichtung
- Neues Etikettendesign lässt die max. Füllstandshöhe einfach erkennen
- Durchstichfest
- Material: Polypropylen

Packung mit 1 Stück

Fassungsvermögen	Maße (H x Ø in mm)	Best.-Nr.	€
0,5 Liter	151 × 83	129892	1,23
1,5 Liter	155 × 140	129839	1,75
2,5 Liter	240 × 140	129893	2,27

BRAUN

 SHARING EXPERTISE

Medibox® Kanülen-Entsorgungsboxen

- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Berührungslose Abzieh- und Abdreavorrichtungen für alle Arten von gebrauchten Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz und Penkanülen
- Große Öffnung für die Entsorgung verschiedener scharfer und spitzer medizinischer Instrumente
- Temporär und permanent endverschließbar
- Endverschluss ist hör- und fühlbar
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134 ° für bis zu 18 Minuten
- Zertifiziert nach: DIN EN ISO 23907; Richtlinie 2008/68/EG sowie ADR UN Zulassung: UN 3291
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

Füllmenge / Max. Füllvolumen	Maße (L × B × H) Deckel (L × B) Boden	Anzahl	Best.-Nr.	€
0,8 / 0,67 Liter	9,8 × 9,8 × 18 cm Ø 7,5 cm	18 Stück	124597	41,76
2,4 / 2,0 Liter	15,1 × 15,1 × 20 cm 11,0 × 11,0 cm	1 Stück	122724	2,14
4,7 / 3,9 Liter	19,0 × 19,0 × 20,5 cm 15,0 × 15,0 cm	1 Stück	122725	3,05
5,7 / 4,8 Liter	19,0 × 19,0 × 25,7 cm 13,9 × 13,9 cm	1 Stück	122726	3,61
6,8 / 5,7 Liter	16,7 × 16,7 × 50 cm Ø 11 cm	1 Stück	123034	4,82
9,1 / 7,7 Liter	21,5 × 21,5 × 32,5 cm 17 × 17 cm	1 Stück	123016	6,12



Kanülen &
Spritzen sicher
entsorgen: Jetzt
informieren.



Weitere Produkt-
informationen
gleich per Video
ansehen



Kanülen-Entsorgungsboxen

- Aus Copolymer-Polypropylen
- Autoklavierbar bis 134 °C
- Auslauf- und geruchssicher zu verschließen
- Zum sicheren Entsorgen von Kanülen, Spritzen, Skalpellklingen sowie weiteren spitzen und scharfen Gegenständen
- Die Behälter erfüllen die Anforderungen von TRBA 250 und UN
- Zertifiziert nach ISO 23907

Inhalt	Maße (H x Ø)	Best.-Nr.	€
5 Liter	175 x 184 mm	157242	3,62
7 Liter	180 x 250 mm	115687	4,70
12 Liter	300 x 250 mm	115688	6,23

auch als nachhaltige Variante erhältlich



SARSTEDT

Multi-Safe twin plus Entsorgungsboxen

- Zertifiziert nach DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250
- Mit Tages- und Endverschluss
- Individuelle Anpassung der Einwurfsöffnung
- Eingepprägtes IML-Label
- Leichter Abgleich des Füllstandes
- Besteht aus mindestens 40 % recyceltem Polypropylen – umweltfreundlicher Ansatz

Inhalt	Maße (H x Ø)	Best.-Nr.	€
1,5 Liter	125 x 112 mm	131865	1,99
2,0 Liter	162 x 112 mm	131866	2,05
2,5 Liter	197 x 112 mm	131867	2,50
3,0 Liter	233 x 112 mm	131868	3,80
5,0 Liter	379 x 112 mm	131869	4,95

Zubehör Praxishygiene



Auffang- / Brechbeutel

- Einmal-Brechbeutel bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit usw.
- Farbe: weiß
- Set mit Spuckbeutel und Verschlussring

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 122215

€ 14,00

Zubehör

Spender für Auffangbeutel

Größe	Maße in cm (H x B x T)	Best.-Nr.	€
M – ca. 30 Beutel	22 x 13 x 14	122216	24,87
XL – ca. 65 Beutel	47 x 13 x 14	122217	46,97



Spender

- Für Hauben, Masken usw.
- Mit 3 Innenbehältern, mit neutralen Schildern zur Beschriftung
- Gehäuse weiß, Innenbehälter transparent
- Maße: 242 x 600 x 163 mm (H x B x T)

Best.-Nr. 183496

€ 45,97



PC-Tastaturschutz

- Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Keine Beeinträchtigung in der Verwendung der Tastatur
- Kompatibel mit Standardtastaturen max. Breite 500 mm
- Desinfizierbar mit geeigneter Wischdesinfektion
- Maße: 400 - 500 mm, Stärke 0,025 mm

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 127584

€ 2,98



Profil Plus Einweg OP-Mundschutz

- Unsteril, MD Produkt
- 3-faches, glasfaserfreies Filtermedium, Typ II R
- Eingearbeiteter Nasenbügel, nickelfrei
- Runde, hautfreundliche und latexfreie Gummibänder
- Maße: 175 x 95 mm (L x B)

Packung mit 50 Stück

Einmal-Mundschutz blau (o. Abb.)

- Mit Nasenbügel
- 3-lagig
- Zum Binden

Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
blau	50 Stück	159711	1,90
grün	50 Stück	159710	1,90



Einmal-Überschuhe

- Mit Gummizug
 - Farbe: Blau
 - Maße: 15 x 41 cm
- Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 125760

€ 2,09



1 Besucher-Einweghauben

Weiß, Packung mit 200 Stück
Best.-Nr. 160379

€ 6,66

2 Einmal PE-Lätzchen

Weiß, mit Auffang, gehämmert, 41 x 61 cm
Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 152304

€ 11,99

Farbe	Best.-Nr.	€
pink	124564	3,90
violett	124565	3,90
blau	127579	3,90
grün	127627	3,90
limette	127628	3,90
orange	127629	3,90
weiß	127630	3,90
gelb	127631	3,90
grau	127632	3,90
schwarz	127633	3,90



MED-COMFORT Vlies Besucherkitel

- Atmungsaktiver Polypropylen-Vlies Einmal-Kittel
- Langarm mit Gummibündchen
- Mit Bindebändern
- Größe M/L
- Maße: 135 x 115 cm (B x L)

Packung mit 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	125653	6,58
hellblau	131341	6,58



Einmal-Schutzkittel

- Aus Polypropylen, vollaminiiert mit Polyethylen
- Universalgröße
- Mit Bündchen am Kragen und den Ärmeln
- Farbe: blau
- Länge: 139 cm

Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 125060

€ 8,24



PE-Einmal-Schürzen

Weiß, gehämmert, 80 cm breit,
Packung mit 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	€
125 cm	160381	10,14
140 cm	151891	12,30



Barretthaube

- Bouffant-Caps
 - Maße: Ø 52 cm
- Beutel mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
grün	158064	3,64
blau	118460	3,60

OP-Bekleidung



Sentinex Sensitive OP-Maske

- Naturweiße Maske aus ungebleichtem Material
- Hautfreundlich
- Mit schmiegsamer, weicher Innenlage
- Farbstoff- und bindemittelfrei, eine Alternative für empfindliche Haut
- Leistungsstufe Typ II gemäß EN 14683

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 115929

€ 8,73



Sentinex Easy OP-Haube grün

- Barethaube für den Klinikalltag
- deckt die Haare komplett und zuverlässig ab
- auch für Patienten und Besucher geeignet

Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.Nr.	€
grün	156257	8,92
blau	112737	8,92



Sentinex Classic OP-Masken

- bietet durch Einsatz hochwertiger Materialien einen sehr guten Tragekomfort
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683*

Packung mit 50 Stück

Farbe	Best.Nr.	€
blau	129916	15,85
grün	129951	15,85



SX Trend OP-Haube

- Passgenauer, sehr guter Sitz
- auch für langes Haar geeignet
- der Gummizug im Nackenbereich sorgt für dauerhaft guten Halt

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 160806

€ 45,99

Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS

- Minimierung der Verbreitung von infektiöser Agenzien auf die und von den Operationswunden der Patienten
- Flüssigkeitsabweisendes, atmungsaktives Polypropylen Material
- Einsatz von naturkautschuklatexfreien Rohstoffen
- Fusselarm
- Sterile Rückenpartie (außer Basic OP-Mänteln) durch eine besondere Schnittform, anwendungsgerecht gefaltet
- Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
M	120 cm	52 Stück	158331	278,21
L	130 cm	48 Stück	158332	263,91
XL	150 cm	44 Stück	158333	506,74



Sentinex Soft OP-Barett-Form grün

Packung mit jeweils 100 Stück

Best.-Nr. 116759

€ 25,95



- A Sentinex OP-Mantel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

OP-Abdecksystem

Raucodrape®

- Keine Verwendung von Naturkautschuklatex
- Für Eingriffe mit niedrigem bis mittlerem Flüssigkeitsanfall
- Sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- Vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- Hohe Reißfestigkeit sehr partikelarm
- Steril
- 2-lagig

Raucodrape® PRO

- Für Eingriffe mit sehr hohem Flüssigkeitsanfall
- Sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- Sehr gute Saugfähigkeit und Sauggeschwindigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Sehr partikelarm
- Steril
- 2-lagig



Raucodrape® Abdecktücher

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
38 × 45 cm	220 Stück	159651	123,18
45 × 75 cm	120 Stück	159538	53,00
75 × 90 cm	65 Stück	159576	39,95

Raucodrape® PRO Abdecktücher

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
75 × 90 cm	40 Stück	110275	29,95
110 × 150 cm	27 Stück	114368	44,64
150 × 180 cm	13 Stück	112724	52,20

Raucodrape® Lochtuch

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm rund, zentral			
45 × 75 cm	130 Stück	159551	60,37
75 × 90 cm	70 Stück	159784	85,00

Raucodrape® PRO Lochtuch

- Selbstklebend

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm rund, zentral			
50 × 60 cm	70 Stück	159546	69,00
75 × 90 cm	40 Stück	159784	85,00
120 × 150 cm	25 Stück	159809	99,95
variabel			
50 × 75 cm	50 Stück	159557	73,32
75 × 90 cm	30 Stück	114367	55,75

Raucodrape® Schlitztücher

Größe	Schlitz	Anzahl	Best.-Nr.	€
125 × 150 cm	10 × 45 cm	28 Stück	131330	313,08
150 × 250 cm	10 × 80 cm	14 Stück	129886	72,50

Raucodrape® PRO Klebetuch

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
75 × 75 cm	40 Stück	159643	39,95
75 × 90 cm	38 Stück	159656	36,95

Raucodrape® PRO

Extremitätentuch Hand/Fuß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
100 × 175 cm	20 Stück	159776	102,81
150 × 180 cm	18 Stück	124961	131,99

Raucodrape® Armlehnenbezug

- Größe: 35 × 73 cm

Packung mit 46 Paar

Best.-Nr. 129869

€ 183,59

Raucodrape® Kamerabezug

- Revers gefaltet


- Größe: 13 × 250 cm

Packung mit 70 Stück

Best.-Nr. 154588

€ 132,00

OP-ABDECKSYSTEME UND PRO-ABDECKUNGEN



PRO KLEBETUCH


Für eine hohe Fixierung
und rutschfeste Abdeckung

LOCHTUCH PRO


Präzise Abdeckung
mit steriler Ausschnitt


EXTREMITÄTENTUCH HAND/FUß


Speziell für kleinere
Extremitäten

SCHLITZTUCH


Flexible Abdeckung für
verschiedene OP-Szenarien

OP-Sets




Raucodrape® Pro Basis-Set steril

besteht aus: 1 x Tischabdeckung (150 x 190 cm), 2 x Handtücher (30 x 40 cm), 1 x Instrumententischbezug (80 x 145 cm), 2 x Klebetücher, 2-lagig (75 x 90 cm), 1 x Klebetuch, 2-lagig (175 x 180 cm), 1 x Klebetuch (3-teiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm), 150 x 240 cm)

Packung mit 13 Stück

Best.-Nr. 110299

€ 244,79




Raucodrape® PRO Extremitätenset Hand/Fuß

besteht aus: 1 x Tischabdeckung 150 x 190 cm, 2 x Handtücher (30 x 40 cm), 1 x Instrumententischbezug (80 x 145 cm), 1 x Extremitätentuch Hand/Fuß 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen

Packung mit 17 Stück

Best.-Nr. 123943

€ 289,00




RD PRO Universal-Schlitztuch-Set I

besteht aus: 1 x Tischabdeckung (150 x 190 cm), 2 x Handtücher (30 x 40 cm), 1 x Instrumententischbezug (80 x 145 cm), 1 x Klebestreifen (9 x 50 cm), 1 x Klebetuch, 2-lagig (75 x 90 cm), 1 x Schlitztuch, 2-lagig Plus (225 x 260 cm), Schlitz bei 10 x 100), 1 x Klebetuch, 2-lagig, 3-teiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)

Packung mit 12 Stück

Best.-Nr. 110298

€ 495,00



Raucodrape® PRO Set für Kleineingriffe

• 1 x Tischabdeckung (150 x 190 cm), 2 x Handtücher (30 x 40 cm), 1 x Klebestreifen (9 x 50 cm), 1 x Lochtuch, 2-lagig, selbstklebend, OP-Ausschnitt rund, zentral

Packung mit 22 Stück

Best.-Nr. 110297

€ 255,00



Ihre Vorteile

- Preisgünstige Alternative zu individuell zusammengestellten Sets
- Optimierte vorkonfektionierte Sets für einen sofortigen Einsatz, Vorlaufzeit verkürzt sich
- Keine Reststerilisation einzelner Produkte durch Einsatz von Standardkomponenten, was die Sicherheit erhöht und den Verwaltungsaufwand verringert
- Qualität und Sicherheit:
In Zusammenarbeit mit der Paul Hartmann AG entwickelt, entsprechen die Standard Plus Sets den höchsten Qualitätsstandards



Online
bestellen



StandardPlus Schulter-Set

- 1 x Tischabdeckung Einschlag verstärkt, 160 x 150 cm
- 1 x Instrumententischbezug 80 x 145 cm, Teleskopfaltung
- 2 x OP-Mantel, XL, 147 cm, verstärkt
- 1 x Schulter-/Arthroskopie-Tuch 400 x 225 cm, Ø 12 cm
- 1 x Abdecktuch selbstklebend (sk), 100 x 90 cm
- 1 x OP-Verbindungsschlauch 300 cm, CH 30/10 mm
- 1 x Kamerakabelbezug 12,5 cm, 230 cm Perforation
- 1 x OP-Tape 10 x 50 cm, grün
- 1 x Stocknette gerollt 25 x 80 cm
- 1 x Skalpellklinge Fig. 11 Edelstahl
- 2 x Zellstofftuch 33 x 30 cm
- 1 x Kanüle gelb, 20G, 0.90 x 70 mm

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 129472

€ 210,59



StandardPlus Universal-Set

- 1 x Tischabdecktuch verstärkt, 190 x 150 cm
- 2 x OP-Mantel XL, 147 cm, unverstärkt
- 1 x Instrumententischbezug 80 cm 145 cm Teleskopfaltung PE/Vlies unverstärkt
- 2 x Zellstofftuch 33 x 30 cm
- 1 x OP-Tape 10 x 50 cm Vlies
- 2 x Abdecktuch selbstklebend (sk), Maße: 90 cm x 75 cm, (86 cm langer Klebestreifen auf der 90 cm Seite)
- 1 x Abdecktuch selbstklebend (sk), Maße: 175 x 180 cm Fuß, (90 cm langer Klebestreifen auf der 175 cm Seite)
- 1 x Abdecktuch selbstklebend (sk), Maße: 240 x 150 cm Kopf, (90 cm langer Klebestreifen auf der 240 cm Seite)

Packung mit 7 Stück

Best.-Nr. 129471

€ 221,24



OP-Abdecktücher

Foliodrape® Wund-Set Standard

- 1 Abdecktuch, 75 × 90 cm
- 1 Lochtuch, 45 × 75 cm, Lochgröße Ø 7 cm
- 8 ES-Kompressen steril, 7,5 × 7,5 cm
- 6 Schlinggazetupfer steril, Nr. 3 pflaumengroß

Packung mit 22 Sets
Best.-Nr. 156660

€ 57,49



Foliodrape® Protect Hand-Fuß-Set

- Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial
- 1 Tischabdeckung, verstärkt, 140 × 160 cm
- 1 Extremitätentuch mit elastischer Manschette, 150 × 200 cm

Packung mit 11 Sets
Best.-Nr. 110243

€ 97,95



Foliodrape® Protect Knie-/Arthroskopie-Set III

- 1 Einschlagtuch, 140 × 190 cm
- 1 Instrumententischbezug, 80 × 145 cm
- 1 Stockinette Protect, 35 × 55 cm
- 1 OP-Klebestreifen, 10 × 50 cm
- 1 Kamerakabelbezug, 13 × 250 cm
- 1 Zellstofftuch, 30 × 33 cm
- 1 Extremitätentuch Protect mit Manschette, 225 × 320 cm und Klettband, OP-Ausschnitt 5 × 7 cm (zentral)

Packung mit 7 Sets
Best.-Nr. 126215

€ 177,25

Foliodrape® Protect Basis-Set ambu

- 1 Tischabdecktuch, 100 × 150 cm
- 2 Abdecktücher, selbstklebend, 170 × 175 cm
- 2 Abdecktücher, selbstklebend, 75 × 90 cm

Packung mit 10 Sets
Best.-Nr. 157638

€ 89,95



Foliodrape® Protect Extremitätentuch

- Aus Zweischichtmaterial mit verstärkten Zonen
- Mit Lochausschnitt in der elastischen, gut abdichtenden Manschette
- Undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime
- Abriebfest und äußerst fesselarm
- Gut drapierfähig
- Maße: 120 × 150 cm, Ø 3 cm
- Einzeln, steril verpackt

Packung mit 23 Stück
Best.-Nr. 126033

€ 119,00

Foliodrape® Protect 2-lagig


- Einzeln steril verpackt

Bezeichnung	Größe (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
Abdecktücher	45 × 75	65 Stück	157307	23,95
Abdecktücher	75 × 90	35 Stück	157308	17,95
Abdecktücher, selbstklebend	45 × 75	60 Stück	157309	32,95
Abdecktücher, selbstklebend	75 × 90	40 Stück	157310	34,95
Lochtücher	45 × 75	65 Stück	157311	32,95
Lochtücher	75 × 90	40 Stück	157312	29,95
Lochtücher, selbstklebend, 2-teilig	45 × 75	65 Stück	157313	59,95
Lochtücher, selbstklebend, 2-teilig	75 × 90	40 Stück	157314	39,95

OP-Bekleidung



Die Foliadress® gown Protect OP-Mäntel



Weichere und weiße Mantelinnenseite zur besseren Unterscheidung zwischen Innen- und Außenseite

Einzeln steril verpackt



Standard

Standard (unverstärkt)

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
M	115 cm	36	119431	109,90
L	125 cm	32	119432	99,95
XL	140 cm	32	119433	99,95
XXL	155 cm	32	119434	99,95

Basic (unverstärkt)

Ohne Combitape®, OP-Bindekittel, Rückenpartie mit Bändern verschließbar

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
L	125 cm	36	119429	98,95
XL	140 cm	36	119430	98,95



Basic



Reinforced

Reinforced (verstärkt)

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
M	115 cm	36	119435	118,90
L	125 cm	32	119436	108,95
XL	140 cm	28	119437	98,70



Foliadress® Suit

- 2-teilige Einmal-OP-Bereichskleidung (EN 13795, Teil 1-3)
- Flüssigkeitsabweisender, atmungsaktiver Vliesstoff
- Hoher Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung
- Abriebfest und fusselarm
- Set besteht aus: Kasack mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und Tasche, gerade geschnittene Hose mit Bindeband im Bund
- Paarweise verpackt
- In 2 Farben

Packung mit 50 Stück

	grün	blau	
Größe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	€
small	157628	157633	112,95
medium	157629	157634	112,95
large	157630	157635	112,95
X-large	157631	157636	112,95
XX-large	157632	157637	112,95



Foliadress® mask Comfort Anti-fogging

- Speziell für Brillenträger
- Spezielles Anti-Beschlagband über dem Nasenrücken schützt vor Beschlagen von Brillengläsern
- Farbe: grün

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 158225

€ 9,55



Foliadress® cap Comfort Universal

- Universelle Baretthaube mit umlaufendem Gummizug
- Besonders leicht
- Auch als Kopfbedeckung für Patienten geeignet

Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	180218	9,99
grün	180219	9,99



Foliadress® cap Comfort Rondo Plus

- Runde Form mit Gummizug im Nacken
- Bedeckt Kurzhaar-Schnitte sicher bis in den Nacken
- Auch für längeres Haar geeignet
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 158233

€ 24,99



Foliadress® cap Comfort Form

- Mit ausgeformter Nackenpartie und Gummizug
- Auch für längeres Haar
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 180217

€ 22,99



Foliadress® cap Comfort Astro

- Helmform mit langen Kinnbändern
- Vollschutz auch im Halsbereich
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 180214

€ 31,99



INJEKTION / INFUSION

- Spritzen & Kanülen,
Insulin- & Tuberkulinspritzen
- Infusionsgeräte
- Weiteres Zubehör wie
Verschlussstopfen, Heidelberger
Verlängerung

Praxis-Tipp

Personalschutz bei der Blutentnahme

Hygienische Händedesinfektion,
Tragen von Einmal-Handschuhen,
Wischdesinfektion von Kissen oder
Armlehnen der Blutentnahmestühle.

Lagerung

Spritzen und Kanülen immer
trocken und spritzwassergeschützt
in Schütten, Schubladen usw.
aufbewahren.

TRBA 250

Entsorgen Sie Kanülen nur in dafür
vorgesehenen Entsorgungsboxen.

Verwendung von Spikes

Spikes mit dem entleerten
Behälter entsorgen und für einen
neuen Behälter auch einen neuen
Spike verwenden.

Notfallkoffer/-taschen

Kontrollieren Sie regelmäßig das
Ablaufdatum von Spritzen und
Kanülen.



Jetzt online
bestellen.



Alle Preise können sich
innerhalb der Katalog-
laufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med
Fachhändler** oder besuchen Sie
unseren Onlineshop **co-med.de**

Latex-/
PVC-frei



Injekt® Luer Einmalspritzen (2-teilig)

- Integrierter Kolbenstopp verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen
- Für präzise Dosierung bis zum Maximalvolumen
- Frei von Latex, PVC und Silikonöl
- Normgerechte Qualität gefertigt nach EN ISO 7886-1

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	100 Stk. €
2 ml	115101	3,40
5 ml	115102	4,99
10 ml	115103	7,27
20 ml	115104	10,99

Omnifix® Einmalspritzen (3-teilig)

- Zuverlässige und präzise Dosierung dank hochtransparentem Zylinder mit gut lesbarer, wischfester Graduierung
- Sicheres Handling durch integrierten Kolbenstopp und doppeltem Dichtungsring für präzises Aufziehen
- Innen silikonisiert für gleichmäßige Gängigkeit
- Frei von Latex, PVC, DEHP und BPA – hergestellt aus Polypropylen nach EN ISO 7886-1

Packung mit 100 Stück

Inhalt	Ausführung	Best.-Nr.	€
3 ml	Luer	159168	5,89
5 ml	Luer	115107	8,49
10 ml	Luer	115108	13,69
20 ml	Luer	115109	17,99
3 ml	Luer Lock	160361	18,49
5 ml	Luer Lock	111041	22,04
10 ml	Luer Lock	115239	24,70
20 ml	Luer Lock	151890	56,69

Latex-/PVC-frei



Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritzen mit Katheteransatz

- Für sicheres, direktes Aufstecken von Kathetern ohne zusätzlichen Adapter
- Hochtransparenter Zylinder mit blauer, wischfester Graduierung für eine gute Ablesbarkeit
- Für effiziente Anwendung bis zu einem Inhalt von 50 ml, nutzbar bis 60 ml
- Zentrischer Katheteransatz für einfache Verbindung ohne Adapter
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

Abgabereinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 115114

Stück € 1,19



STERICAN® Einmalkanülen, Standardgrößen

- 3-fach Facettenschliff und Silikonbeschichtung für schmerzarme Punktion
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus stabilem Polypropylen
- Farbcodierung nach ISO 6009 für klare Größenidentifikation
- Dünnwand-Kanüle aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Latex- und PVC-frei, normgerechte Qualität nach EN ISO 7864

Packung mit 100 Stück

Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
Yellow	20 × 1½	0,90 × 40	115118
Green	21 × 1½	0,80 × 40	115119
Black	22 × 1¼	0,70 × 30	115120
Blue	23 × 1¼	0,60 × 30	115121
Dark Blue	23 × 1	0,60 × 25	115122
Purple	24 × 1	0,55 × 25	115123
Brown	26 × 1	0,45 × 25	115124
Grey	27 × ¾	0,40 × 20	115125
			Stück € 2,55

Latex-/
PVC-frei



Sterican® Einmalkanülen, Sondergrößen

Packung mit 100 Stück

Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	€
Grey	27 × ½	0,40 × 12	115126	5,42
Brown	26 × ½	0,45 × 12	115127	5,42
Orange	25 × ⅝	0,50 × 16	115128	5,72
Yellow	19 × 1¼	1,10 × 30	115129	5,72
Yellow	19 × 1½	1,10 × 40	115130	5,72
Green	21 × 2	0,80 × 50	115131	5,72
Yellow	19 × 2	1,10 × 50	115132	5,72
Blue	23 × 2 ⅜	0,60 × 60	115133	7,18
Yellow	20 × 2 ¾	0,90 × 70	115134	7,27
Pink	18 × 1½	1,20 × 40	115135	5,72
Grey	27 × 1	0,40 × 25	115136	7,72
Grey	27 × 1½	0,40 × 40	115137	7,72
Orange	25 × 1	0,50 × 25	115138	7,72
Orange	25 × 1½	0,50 × 40	115139	7,72



Omnican® / Omnifix® Insulinspritzen

Packung mit 100 Stück

	Mit integrierter Kanüle	Kanüle Ø × Länge mm	Best.-Nr.	€
1	Omnican® 20 (U-40 -Insulin) 0,5 ml / 20 I.U.	0,30 × 8	115115	27,77
2	Omnican® 40 (U-40 -Insulin) 1,0 ml / 40 I.U.	0,30 × 12	126991	27,74
3	Omnican® 50 (U-100 -Insulin) 0,5 ml / 50 I.U.	0,30 × 8	126992	30,24
Für aufsteckbare Kanüle (ohne Kanüle)				
4	Omnifix® 40 Solo (U-40-Insulin) 1,0 ml / 40 I.U.		115110	13,56
Feindosierspritze mit Sterican®-Kanüle				
5	Omnifix®-F Duo 1 ml, Graduierung 0,01 ml	0,5 × 16	155464	26,43



Sterican® Safety
Sicherheitsinjektionskanülen

- Sicherheitsmechanismus mit Klick schützt vor Nadelstichverletzungen
- Schmerzarmes Injizieren dank dünnwandiger, facettierten Kanüle
- Katheteransatz aus Polypropylen und Kanüle aus korrosionsbeständigem Chrom-Nickel-Stahl
- Stabiler Luer-Steck- und Luer-Lock-Ansatz

Packung mit 100 Stück

Farb-code Gauge	Außen-Ø mm	Stichlänge (mm) / inch	Kanülen-Schutz-schild	Best.-Nr.
30	0,30	13 / ½	kurz	122931
27	0,40	13 / ½	kurz	122856
26	0,45	13 / ½	kurz	122898
25	0,50	16 / ⅝	kurz	122932
25	0,50	25 / 1	lang	122916
25	0,50	40 / 1 ½	lang	123159
24	0,55	25 / 1	lang	124032
23	0,60	25 / 1	lang	122933
23	0,60	30 / 1 ¼	lang	124033
23	0,60	40 / 1 ½	lang	123160
22	0,70	25 / 1	lang	124034
22	0,70	30 / 1 ¼	lang	124035
22	0,70	40 / 1 ½	lang	122808
21	0,80	25 / 1	lang	123161
21	0,80	30 / 1 ¼	lang	124036
21	0,80	40 / 1 ½	lang	122902
20	0,90	25 / 1	lang	123162
20	0,90	40 / 1 ½	lang	122857
19	1,10	40 / 1 ½	lang	122934
18	1,20	25 / 1	lang	124037
18	1,20	40 / 1 ½	lang	122935
Stück € 15,76				



Introcan Safety® 3
Sicherheitsvenenverweilkanülen

- Passiver Sicherheitsmechanismus schützt vor Nadelstichverletzungen ohne Benutzeraktion
- Stabilisationsplattform verbessert Katheterhalt und Fixierung
- Mehrfach-Septum sorgt für kontrollierten Blutaustritt über die gesamte Liegedauer
- Schneller Blutrückfluss erleichtert die sofortige Punktionserkennung
- Hochdruckgeeignet für bis zu 325 psi, frei von Latex, PVC und DEHP

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
24	0,7 × 19	123907
22	0,9 × 25	123906
20	1,1 × 25	123905
20	1,1 × 32	123904
18	1,3 × 32	123903
18	1,3 × 45	123902
Stück € 2,14		



Vasofix® Safety Sicherheits-
venenverweilkanülen

- Mit integriertem Zuspritzport
- Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
22	0,9 × 25	154415
20	1,1 × 33	154416
18	1,3 × 33	110066
18	1,3 × 45	154417
17	1,5 × 45	110068
16	1,7 × 50	110072
14	2,2 × 50	110076
Stück € 1,77		



Venofix® Safety Sicherheits-
venenpunktionsbesteck

- Sicherer Einhand-Sicherheitsmechanismus mit hörbarem „Klick“ zur Bestätigung der irreversiblen Aktivierung
- Präzise Venenpunktion durch silikonisierte 3-Facetten-Kanüle aus Chrom-Nickel-Stahl
- Große, weiche Flügel mit Griffmulden für optimale Handhabung
- Knickstabiler, transparenter Schlauch von 30 cm Länge (G21 optional 19 cm), für sichere Verbindung
- Frei von Latex und DEHP, Lock-Ansatz mit integriertem Verschlusskonus

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode Gauge	Ø × Länge mm	Durchfluss ml/min.	Best.-Nr.
25	0,50 × 19	4	128211
23	0,65 × 19	8	128212
21	0,80 × 19	20	128213
19	1,10 × 19	37	128214
Stück € 0,82			





1 INTRAFIX® AIR P Standard-Infusionsgeräte

- Für Druck- und Schwerkraftinfusionen
- Scharfer Einstichdorn für leichtes und sicheres Einstechen
- Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
- Flexible Pumpkammer zur schnellen Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- 15 µm-Filtermembran zum Schutz vor groben Verunreinigungen
- Druckbeständig bis 2 bar, mit Infusionspumpen und Luer-Lock-Anschluss
- Frei von Latex und DEHP, Schlauchlänge: 150 cm

Abgabereinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 112656

Stück € 1,27



1







2

2 Venofix® A Venenpunktionsbestecke

- Zur kurzzeitigen Injektion, Infusion, Transfusion und Blutentnahme
- Silikonisierte 3-Facetten-Kanüle für eine präzise, schmerzarme Punktion
- Knickstabiler, transparenter PVC-Schlauch für sichere Anwendung, Schlauchlänge 30 cm
- Lock-Ansatz mit Verschlusskonus für dichte, sichere Verbindung
- Große, weiche Flügel mit Farbcodierung
- Farbcodierte Flügel gemäß DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
- Frei von Latex und DEHP

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode	Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
	25	0,50 × 19	128219
	23	0,65 × 19	128218
	21	0,80 × 19	128217
	19	1,10 × 19	128216
			Stück € 0,58

INTRAFIX® Primeline Standard-Infusionsgeräte

- Für Druck- und Schwerkraftinfusionen – druckbeständig bis 2 bar
- Scharfer Einstechdorn & bakteriendichte Belüftung für leichtes, hygienisches Einstechen
- 15 µm-Filtermembran schützt vor groben Partikeln
- Mit PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: ermöglicht automatisches Entlüften der Leitung und verhindert das Austreten von Flüssigkeit
- Luer-Lock-Anschluss (Best.-Nr. 114958)
- Frei von Latex und DEHP, Schlauchlänge: 180 cm

Abgabereinheit: 100 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
3 Standard	155454	1,23
4 Mit nadelbasiertem Zuspritzport und PrimeStop	114958	2,22

INTRAFIX® SafeSet Infusionsgeräte

- Für Druck- und Schwerkraftinfusionen, druckbeständig bis 2 bar
- AirStop-Filtermembran verhindert Lufteintritt und filtert >80 % Partikel ≥ 3 µm
- PrimeStop-Schutzkappe verhindert Flüssigkeitsaustritt und schützt vor Kontamination
- Dreiteilige Tropfkammer mit Makrotropfer für einfache Kontrolle und sichere Handhabung
- Rückschlagventil & Rollenklemme schützt vor Rückfluss, ermöglicht präzise Flussregulierung, erhöhte Sicherheit bei Parallelinfusionen durch Verwendung des SafeSets und Rückschlagventil
- Frei von Latex und DEHP, Schlauchlänge 180 – 220 cm (+15 cm)

Ausführung	Schlauchlänge	Best.-Nr.	Stück €
Standard	180 cm	156625	1,30
B.C.V. (mit Rückschlagventil)	180 cm	158500	1,78
5 Y-N.F. (mit Y-Ventil SafeFlow)	210 cm	112346	2,48
6 3-W.S.C. (mit Dreivegehahn Discifix® C)	220 cm + 15 cm	112347	2,48

7 Heidelberger Verlängerung*

- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Ohne Latex und DEHP hergestellt
- Druckbeständig bis 2 bar

Abgabereinheit: 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	Stück €
30 cm	113875	1,35
75 cm	182779	0,99
140 cm	183038	1,35



3


4



5

6

Mit automatischer Entlüftung



7

Mini-Spike® / Mini-Spike® 2

- **Mini-Spike:** Bakteriendichter 0,45 µm Belüftungsfilter schützt Medikament vor Kontamination durch Raumluft
- Schnappdeckel schützt vor Berührungskontamination
- Sicherer und kontrollierter Flüssigkeitszugang
- Kompatibel mit Standard-Infusionssystemen über Luer-Steck oder Luer-Lock Anschluss
- **Mini-Spike® 2:** Safekow-Ventil für eine vollständige Desinfektion
- **Mini-Spikes® mit Mikrospritze:** ermöglicht besonders sanftes und präzises Einstechen, bei besonders kleinen Behältnissen
- Steril verpackt für hygienische Anwendung

Abgabereinheit: 50 Stück

	Belüftungs- filter	Partikel- filter	Best.-Nr.	Stück €
1 Mini-Spike®				
Grün	0,45 µm	ohne	188218	1,29
Grün mit Mikrospritze	0,45 µm	ohne	153052	1,36
Blau	0,45 µm	5 µm	115187	1,76
Blau mit Mikrospritze	0,45 µm	5 µm	153053	2,25
Rot - Chemo	0,20 µm	5 µm	183390	4,55
Rot - Chemo mit Mikrospritze	0,20 µm	ohne	153054	4,86
2 Mini-Spike® 2 mit Safekow-Ventil				
Grün	0,45 µm	ohne	118255	2,36
Blau	0,45 µm	5 µm	118256	3,27
Rot - Chemo	0,20 µm	5 µm	118257	4,94



Discofix® C Dreiwegehähne

- Arzneimittelbeständige Mehrwegehahnsysteme für Infusionstherapie und Monitoring
- Geeignet für die Applikation verschiedenster Medikamente, darunter Anästhetika, Zytostatika und Antibiotika
- Verhindert Undichtigkeiten durch Spannungsrisse, reduziert Risiko von Kontamination und Luftembolie
- Kontrollierbare 45°-Positionierung durch hörbaren „Klick“
- Druckbeständig bis 2 bar für sichere Anwendung unter Belastung
- Frei von Latex und DEHP (mit Schlauch), frei von Latex, PVC und DEHP (ohne Schlauch) (Schlauchlänge: 10 cm)

Abgabereinheit: 100 Stück



Discofix® Dreiwegehahn

- Mehrwegehahnsystem für Infusionstherapie und Monitoring
- Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme
- Durchflussbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion (betrifft Varianten ohne Schlauch)
- Mit und ohne Schlauch (10 cm)
- Varianten ohne Schlauch: Ohne Latex, PVC und DEHP hergestellt; Variante mit Schlauch: Ohne Latex und DEHP hergestellt
- Druckbeständig bis 2 bar

Abgabereinheit: 50 Stück



Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
blau	123897	0,99
weiß	131907	1,49
rot	131908	1,49
blau mit PVC-Schlauch	128443	2,42

Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
blau	182389	1,41
rot	184147	1,42
blau mit PVC-Schlauch (10 cm)	114302	1,86

Verschlussstopfen

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
3 Combi-Stopper, blau *	100 Stück	151178	19,00
4 Stopper-Verschlussknoten, grün *	100 Stück	130970	26,00
5 IN-Stopper, gelb, ohne Latex hergestellt *	100 Stück	115183	32,00
6 Safsite® Sicherheitskonnektor (für Medikamentengabe, Blutentnahme, Applikation von Infusionslösungen)	100 Stück	157879	135,00
7 Caresite® Luer-Zugangskonnektor (zur Aspiration, Injektion oder Schwerkraft-/Pumpeninfusion von intravenösen Flüssigkeiten und Blut, positives Spülvolumen), druckbeständig bis 400 psi, ohne PVC, DEHP und Latex hergestellt	100 Stück	131911	299,00
8 Safeflow® Membranventil, blau (für nadelfreien Zugang zu Infusionssystemen, ohne PVC, DEHP und Latex hergestellt)	50 Stück	160183	88,04

Halbstumpfe Aufziehkanüle

- Gauge: 18
- Maße: Außen-Ø 1,2 mm

Der Kanülenschliff reduziert:

- das Risiko von Ausstanzungen bei der Entnahme von Lösungen und Medikamenten aus Druckstechflaschen
- die Gefahr von Nadelstichverletzungen durch den halbstumpfen Anschliff

Packung mit 100 Stück

Kanüle	Stichlänge	Farbcode	Filter	Best.-Nr.	€
Sterican® Mix	40 mm	rot	–	119397	13,52
Sol-M™ Blunt Fill Needle	38 mm	rot/flieder	5 µm	119398	62,13



9 Infuvalve® Rückschlagventil

- Zur Konnektion mit Infusionssystemen
- Rückflussverhinderung in Infusionsleitungen bei Parallelinfusionen

10 Infuvalve® C Rückschlagventil

- Zur Vermeidung von Flüssigkeitsrückfluss während der intravenösen Therapie und bei Parallelinfusionen
- Arzneimittelbeständig: Beständigkeit gegen Spannungsrisse infolge der Exposition gegenüber Infusionslösungen, Medikamenten und Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis
- Schutz vor der Gefahr unbemerkter Risse, Luftinfusion und Leckage

Abgabereinheit: 50 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
Infuvalve®	154625	0,87
Infuvalve® C	131910	1,29

Alle Produkte dieser Seite
Latex- / PVC-frei



BD Discardit™ II Spritzen mit Luer-Ansatz

- 2-teilige Standard-Einmalspritze mit Luer-Ansatz
- Gut lesbar durch glasklaren Spritzenzylinder
- Einzeln steril verpackt

Gauge × Länge	Inhalt	Best.-Nr.	€
2 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	100 Stück	115250	3,99
5 ml, exzentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115251	4,99
10 ml, exzentrisch unterteilt in 0,5 ml	100 Stück	115252	6,99
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	80 Stück	115253	7,99



BD Nexiva™ Geschlossenes IV-Kathetersystem Single Port

- Vorkonnetiertes Verlängerungsset
- Für die Verwendung mit Kontrastmittel-Injektoren geeignet (22 bis 18G)
- MRT-kompatibel
- Einzeln steril verpackt

Abgabereinheit: 20 Stück

Farbcode	Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	€
	24	0,53 × 14	131898	197,00
	24	0,53 × 19	131899	197,00
	22	0,67 × 25	131900	197,00
	22	0,67 × 45	131901	197,00
	20	0,83 × 25	131902	197,00
	20	0,83 × 32	131903	197,00
	20	0,83 × 45	131904	197,00
	18	0,98 × 32	131905	197,00
	18	0,98 × 45	131906	197,00



BD Eclipse™ Sicherheitsinjektionskanülen*

- Integrierter Kanülenschutzschild mit Einrastmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
	30 × ½	0,3 × 13	159936
	25 × ⅝	0,5 × 16	157259
	25 × 1	0,5 × 25	113178
	23 × 1	0,6 × 25	157260
	21 × 1	0,8 × 25	159938
	21 × 1½	0,8 × 40	157261
	27 × ½	0,4 × 13	159937
€ 16,48			



BD Microlance™ Injektionskanülen

- Mit dreifachem Facettenschliff
- Mit farbkodiertem, kombiniertem Luer- / BD Luer-Lok™-Ansatz
- Einzeln steril verpackt, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Packung mit 100 Stück

Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
	21 × 1/2	0,80 × 40	115267
	23 × 1	0,60 × 25	115270
	25 × 1	0,50 × 25	115272
€ 3,16			



BD Plastipak™ Spritzen mit Luer- / BD Luer-Lok™-Ansatz

- 3-teilige Einmalspritzen mit Luer- oder BD Luer-Lok™-Ansatz
- Mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring
- Einzeln steril verpackt

BD Plastipak™ Spritzen mit Luer-Ansatz

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	120 Stück	172582	37,96
30 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	153972	30,50
50/60 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	188137	34,94

BD Plastipak™ Spritzen mit Luer-Lok™-Ansatz


Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
1 ml, zentrisch unterteilt in 0,01 ml	100 Stück	156405	93,45
3 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	200 Stück	110978	28,99
5 ml, zentrisch unterteilt in 0,2 ml	125 Stück	110977	27,57
10 ml, zentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115256	25,90
20 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	120 Stück	113256	49,38
30 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	113469	32,35
50/60 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	188052	41,06



BD Plastipak™ Spritzen mit Katheteransatz

- 3-teilige Einmalspritzen mit langem, konischen Spritzenansatz
- Mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring
- Die 100 ml Spritze verfügt über einen Luer-Adapter, der in der Kolbenstange der Spritze eingelassen ist
- Einzeln steril verpackt

Ausführung	Abgabereinheit	Best.-Nr.	Stück €
50 ml, zentrisch, unterteilt in 1 ml	60 Stück	113374	0,74
100 ml, mit Luer-Adapter, zentrisch, unterteilt in 2 ml	25 Stück	184208	1,86



LABOR

Alles von A – Z

- Alkoholtupfer
- Analysesysteme
- Einwegbecher
- Kanülen
- Mikroskope
- Schnelltests
- Venenstauer
- Zählkammern
- Zentrifugen



€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**



Jetzt online
bestellen



Abbildung zeigt:
S-Monovette Serum



Abbildung zeigt:
S-Monovette EDTA



Abbildung zeigt:
S-Monovette BSG

S-Monovette® Blutentnahmesystem

- Geeignet für alle Venenverhältnisse (Aspirations- oder Vakuumtechnik)
- Optimale Probenqualität
- Wirtschaftlich und sicher

Packung mit 50 Stück, steril

Serum		EDTA		BSG	
Inhalt	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.
7,5 ml	172199	8,90			
5,5 ml	172200	9,92			
4,9 ml	151403	7,79			
2,7 ml			172202	8,50	
2,0 ml					172203 10,41



S-Monovette® Safety-Kanüle

Packung mit 50 Stück, steril

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	20 G × 1½", Nr. 1	155959	16,50
grün	21 G × 1½", Nr. 2	155960	14,88
schwarz	22 G × 1½"	155961	15,19

S-Monovette® Kanüle

Packung mit 100 Stück, steril

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	20 G × 1½", Nr. 1	188033	15,50
grün	21 G × 1½", Nr. 2	188034	17,50



Membran-Adapter

z. B. für die Verwendung mit Blutgassystemen, einzeln steril verpackt,

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 188029

€ 8,25



Multi-Adapter

z. B. für Katheter, Butterfly usw., einzeln steril verpackt, Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 188030

€ 18,62



Safety-Multifly®-Kanüle

Schlauchlänge: 80 mm, Packung mit 120 Stück

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	Ø 0,9 × 19 mm	156353	77,49
grün	Ø 0,8 × 19 mm	156354	77,49
blau	Ø 0,6 × 19 mm	156356	77,49

Schlauchlänge: 200 mm, Packung mit 120 Stück

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	Ø 0,9 × 19 mm	156358	77,49
grün	Ø 0,8 × 19 mm	156359	77,49
blau	Ø 0,6 × 19 mm	156360	77,49




Natriumcitrat 3,13 % Lösung

- Verhinderung der Blutgerinnung
- Zur Katheterblockung in der Dialyse

Glasflasche mit 100 ml

Best.-Nr. 155053

€ 6,33



S-Sedivette® 3,5 ml Blutentnahmesystem

- Geschlossenes BSG-System
- Mit Papieretikett
- BSG/Citrat-Puffer (1 : 5)
- Maße: 130 × 8 mm
- Farbe: violett EU-Code

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 188028

€ 17,00

BSG-Ständer

- Mit Graduierung für 10 Messplätze
- Für S-Sedivette

Best.-Nr. 188044

€ 29,50



Made in
Germany



1 CBC VECOS® Einweg-Venenstauer

- Latex-, DEHP- und Silikonfrei
- Verringert das Risiko von nosokomialen Infektionen
- Samtweiches Vlies bietet besten Komfort für den Patienten
- Einfache Handhabung mit Mikroklett
- Farbe: brombeer

Maße (L × B)	Anzahl	Best.-Nr.	€
50 × 3,0 cm	125 Stück	118464	71,24
70 × 3,5 cm	100 Stück	118465	87,55

2 CBC VECOS® Einweg-Venenstauer für Kinder

- Speziell auf kleinere Armumfänge und empfindliche Kinderhaut abgestimmt
- Mikroklett für einfaches Schließen und Öffnen auch mit Handschuhen
- Weiches Vlies, kein Quetschen oder Einschnüren der Haut
- Frei von Latex, Silikon und Weichmachern
- Farbe: multicolor
- Maße: 50 cm × 3,0 m

Packung mit 125 Stück

Best.-Nr. 126167

€ 87,55



Venenstauer blau

- Stauschlauch für die einhändige Anwendung
- Unterstützt die schnelle Blutentnahme
- Robuste Verarbeitung
- Länge: 42 – 45 cm

Best.-Nr. 130787

€ 3,95



Clinical Einweg-Venenstauer für Erwachsene und Kinder

- Material: Vlies, weiß
- Einfaches Schließen und Öffnen durch Mikroklett
- Frei von Latex, PVC und Weichmachern
- Staukraft: 20 mmHg
- Länge: 65 × 3,5 cm

Packung mit 100 Stück

Best.Nr. 130072

€ 55,95



CBC CLASSIC Venenstauer

- Hautfreundliches, flexibles und weiches Band
- Leichte Einhandbedienung des Stauschlauchs
- Kein Quetschen und Einklemmen der Haut möglich
- Metall- und latexfrei: MRT- und CT-tauglich

Farbe	Best.-Nr.	€
3 Zirkus	128562	10,30
4 Designer	120804	10,30
5 Barcode blau	159917	10,30

6 CBC Baby Venenstauer

- Hautfreundliches, flexibles und weiches Band
- Venenstauer mit Einhandbedienung
- Latexfrei und metallfrei
- Sicherheitsverschluss löst sich durch Tastendruck

Packung mit 1 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	152224	11,65
rot	152225	11,65



autoklavierbar

7 CBC NUCOS Silikon-Venenstauer

- Sterilisierbar bei 134 °C
- Geeignet für Wischdesinfektion
- Bewährter Einrastverschluss
- MRT-tauglich
- Silikonband mit transparentem Gehäuse
- Kein Quetschen der Haut
- Langlebiges Material
- Größe: 12,5 mm × 350 mm

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 127467

€ 36,05

8 CBC NUCOS Kids Silikon-Venenstauer

- Größe: 12,5 mm × 350 mm

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 132106

€ 36,05



daisygrip Venenstauer

- Wischdesinfizierbar, nach DIN SPEC 13259
- Intuitiver, selbstfindender Magnetverschluss (Einhandbedienung)
- Hautfreundliches und langlebiges Material (Silikon)
- Aufbereitung durch Wischdesinfektion zwischen Patienten

Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	123053	24,95
rot	128307	24,95



daisygrip
Clean Clever Click.

Made in
Germany

daisygrip ONE Einweg-Venenstauer

- Patientenbezogene Mehrwegnutzung möglich
- Mehrmaliges Festziehen und Lösen (auch einhändig) möglich
- Angenehmes Gefühl auf der Haut
- Einfaches Lockern nach dem bewährten Kipp-Prinzip

Packung mit 50 Stück

Best.Nr. 132378

€ 30,00

Combur Test® Urinteststreifen

- Weitgehender Schutz vor falsch-negativen Ergebnissen durch Vitamin C bei Blut und Glukose
- Testergebnis bereits nach 1–2 Minuten auch bei geringfügigen pathologischen Veränderungen im Urin



Urinteststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Combur3-Test®	50 Stück	151974	12,80
Combur3-Test® E	50 Stück	151951	12,21
Combur4-Test® N	50 Stück	120419	12,26
Combur5-Test® HC	10 Stück	155560	5,72
Combur6-Test®	50 Stück	151940	17,97
Combur9-Test®	50 Stück	120424	17,57
Combur10-Test®	100 Stück	182907	31,45
Micral-Test®	30 Stück	182163	42,59

TROP T® Sensitive Teststreifen

- Für die qualitative Bestimmung von Troponin T
- Schnelltest für den Nachweis von kardialen Troponin T im Blut


Anzahl	Best.-Nr.	€
5 Stück inkl. Pipetten	184689	51,35
10 Stück ohne Pipetten	111062	91,32
Cardiac Pipetts (150 µl)		
20 Stück	153453	18,93

Zubehör für CoaguChek®-Geräte

Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
für CoaguChek® Pro II System			
PT Test	2 × 24 Stück	119862	187,72
aPTT Test	2 × 24 Stück	119863	287,44
PT Controls	4 × 1 ml	119864	22,04
aPTT Controls	4 × 1 ml	119865	35,91
für CoaguChek® XS Plus / XS Pro System			
XS PT Test (ohne PZN-Nr.)	2 × 24 Stück	119388	167,28
XS PT Test (mit PZN-Nr.)	2 × 24 Stück	156535	183,34
XS PT Controls	4 × 1 ml	159579	23,56



Roche



UrinAX Eintauchnährboden

- Nachweis und Differenzierung von Harnwegsinfektionen innerhalb von 18 – 24 Stunden
- Duale Nährbodenflächen – CLED plus Selektivmedium für Gesamtkeimzahl und gezielte Erregeridentifikation
- Direktes Eintauchen ohne Pipettieren, ideal für Praxis und Klinik
- Sicherer Proben-transport dank Röhrchensystem, Schutz vor Kontamination und Erregervermehrung
- Auswahl spezifischer Medien für gezielte Fragestellungen (z. B. Enterokokken, Pilze, Resistenzen)

Ausführung	Best.-Nr.	€
CLED/MacConkey	131238	10,50
CLED/MacConkey/Enterokokken	131239	11,75



Axonlab
connecting ideas

Zubehör zur Blutabnahme

Safety-Lanzette

- Sicherheit für Anwender und Patient
- Anwenderfreundliche Handhabung durch geriffelte abgeflachte Oberfläche und zielgenaue Punktion
- Geringes Schmerzempfinden durch ultrascharfe, silikonisierte Klingen und 3-fach geschliffene Nadelspitzen
- Exakt vorbestimmte Einstichtiefe
- In praktischer Spenderbox

Packing mit 200 Stück

Größe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Mini, 28G	1,6 mm	160329	28,95
Normal, 21G	1,8 mm	157880	28,95
Extra, 18G	1,8 mm	157881	28,95
Super, Klinge 1,5 mm	1,6 mm	110896	36,55
Neonatal, Klinge 1,5 mm	1,2 mm	110897	36,55



Microlet-Lanzetten

- Lanzette für fast alle gängigen Stechhilfen

Packing mit 200 Stück

Best.-Nr. 187051

€ 22,42



Alkoholtupfer

- Einzeln verpackt
- Fertig getränkt

Packing mit 100 Stück

Best.-Nr. 127552

€ 2,45



Quickpad Tupferspender

- Tupfer in Isopropanol getränkt
- Nach Gebrauch als Kanülensammler zu verwenden

Spender mit 150 Tupfern

Best.-Nr. 187880

€ 3,95



Quickpad

Stoff- oder Indikationsgruppe: Desinfektionsmittel / Antiseptikum **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion der Haut vor Injektionen **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden: bei Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol (Isopropylalkohol) zur Hautdesinfektion vor Eingriffen, die eine größere Eröffnung erfordern als eine Injektion zur Antiseptik offener Wunden, zur Schleimhautantiseptik, insbesondere am Auge zur Hautdesinfektion bei Frühgeborenen. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** keine Anwendung auf Schleimhäuten, insbesondere dem Auge. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Bei sachgemäßem Gebrauch kann QUICKPAD® während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Zur Desinfektion/Antiseptik die betroffene Hautfläche mit QUICKPAD® abreiben und trocknen lassen. Als Mindesteinwirkzeit sind 15 s einzuhalten. **Dauer der Anwendung:** QUICKPAD® kann ohne zeitliche Begrenzung angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Bei Hauteinreibungen mit 2-Propanol (Ph.Eur) 70 % (V/V) können in sehr seltenen Fällen (dies entspricht weniger als 1 von 10.000 Behandelten) Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Kunststoffbehälter angegeben. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate. Lagerungshinweise: Vor Feuer schützen! Letzten Tupfer nicht aufbewahren, mögliches Eintrocknen. Dose gut verschlossen halten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Zusammensetzung:** 1 Kunststoffbehälter mit 150 getränkten Tupfern enthält pro Tupfer: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol (Ph.Eur) 70% (V/V); 0,41 g Sonstige Bestandteile: Vliesstoff aus Polypropylen; 0,12 g Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH, In den Faltern 13, D-65232 Taunusstein



Solofix® Safety Einmal-Sicherheitslanzetten

- Vorgespannter Sicherheitsmechanismus
- Automatischer irreversibler Nadelrückzug
- Schmerzarme Punktion
- Gleichbleibender Punctionserfolg
- Geprüft nach TRBA 250

Packing mit 200 Stück

Größe	Farbe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Fine, 25 G	blau	1,5 mm	160327	31,60
Universal, 21 G	rot	1,8 mm	158860	31,60
Neonatal, Klinge 0,8 mm	gelb	2,0 mm	160328	35,26



Softa® Swabs Alkoholtupfer

- Einzeln verpackte Alkoholtupfer mit 70 %igem Isopropylalkohol
- Größe: 65 × 30 mm

Packing mit 100 Stück

Best.-Nr. 128247

€ 4,25



KaWe Liquimed Tupferbefeuchter

- Aus blauem, transparentem Kunststoff
- Für Desinfektionslösungen auf alkoholischer Basis
- Einhandbedienung
- Rutschfeste Standfläche
- Maße: 10 × 7,5 cm (Ø × H)
- Inhalt: 100 ccm

Best.-Nr. 114426

€ 25,36

Harn-Analysesystem



Clinitek Status® + Harn-Analysesystem

- Halbautomatische Auswertung der Harnteststreifen und Kassettentests: **Multistix 5, Multistix 8 SG, Multistix 10 SG, Clinitek Microalbumin, Hema-Combistix, Clinitest hCG-Kassetten für Schwangerschaftsnachweise**
- Komfortable und einfache Bedienung
- Automatische Kalibration, Ergebnisse in 1 Minute
- Anzeige der Ergebnisse auf großem Touchscreen
- Dokumentation über eingebauten Drucker
- Schnittstelle für PC
- Speicher für 200 Patientendaten und Ergebnisse
- Maße: 15,8 × 17,1 × 27,2 cm (H × B × T)
- Gewicht: 1,66 kg

Best.-Nr. 156347 € 993,71

Druckerpapier für Clinitek Status

(5 Rollen), selbstklebend

Best.-Nr. 156363 € 43,22

Papier für Thermodrucker zu Clinitek Status 50 und 100

(5 Rollen) **Best.-Nr. 157558** € 44,00

Teststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Multistix® 10 SG	100 Stück	120405	21,50
Multistix® 8 SG	100 Stück	120406	19,95
Multistix® 5	50 Stück	113377	20,15
Multistix® 10 visuell	5 × 50 Stück	154748	119,18
Microalbustix®	25 Stück	151136	36,35
Clinitek® Microalbumin 2	25 Stück	116241	40,06
Clinitek® Microalbumin 9	25 Stück	159588	60,89
Clinitest hCG	25 Stück	155736	67,83
Hema-Combistix	50 Stück	120410	16,66
Chek-Stix ComboPack (Qualitätskontrolle für Siemens Urinteststreifen)	2 × 25 Stück	117409	73,81
Chek-Stix UA Diptube Liquid QC ClinitekStatus	2 × 3 × 15 ml	132414	187,84



Urobox Harnprobenbehälter

- Frei von harnwegspathogenen Keimen
- Laborgerecht mit dicht schließendem Schraubverschluss
- Polystyrol glasklar

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 120336 € 8,90

Packung mit 100 Stück, lose

Best.-Nr. 120337 € 56,63





Urinteststreifen

- Mit Ascorbinsäureschutz für Blut- und Glukosetestfeld
- Klarer Farbumschlag
- Etikett mit hochwertigem Echtfarbdruk

	Anzahl	Best.-Nr.	€
meditrol-3 PROTECT*	50 Streifen	116089	6,95
meditrol-6 PROTECT	50 Streifen	120549	9,86
meditrol-10 + Leuko PROTECT	100 Streifen	153067	19,52



CombiScreen® mALB / CREA Teststreifen

- Zur Bestimmung des uACR Wertes (Verhältnis Albumin / Kreatinin) im Spontanurin
- Verhältnis direkt aus Tabelle des Etiketts ablesbar
- Auch auf dem Urilyzer® 100 Pro auswertbar
- Aktuelle DEGAM-Leitlinie empfiehlt Urinuntersuchung auf uACR

Packung mit 25 Tests

Best.-Nr. 122246

€ 23,15



CombiScreen® Nitrit PLUS Teststreifen

- Screening von Harnwegsinfektionen, wenn diese durch nitritbildende Bakterien verursacht wurden
- Testergebnis bereits nach 60 Sekunden
- Klarer Farbumschlag
- Etikett mit hochwertigem Echtfarbdruk

Packung mit 50 Tests

Best.-Nr. 127503

€ 7,42

Die Bundesärztekammer hat die Rili-BÄK 2008 erweitert und sieht künftig im Richtlinienenteil B2 auch für alle qualitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen eine interne Qualitätssicherung vor.



meditrol® hCG Urin teststreifen

- hCG-Urin-Schnelltest
- Hochempfindlich (20 mIU/ml)
- Einfache Handhabung

Packung mit 25 Teststreifen

Best.-Nr. 159083

€ 10,60



Kontrollurin für Teststreifen

- Gebrauchsfertiger Humanurin
- 2 Konzentrationsbereiche
- Anwendung wie eine Patientenprobe
- Zur visuellen und automatischen Auswertung geeignet

Werte für folgende Teststreifen-Parameter:

Blut, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Leukozyten, Nitrit, Glucose, Keton, pH, spez. Gewicht, Ascorbinsäure, Mikroalbumin, Creatinin, hCG

Angaben für viele verschiedene Teststreifenfabrikate: medichem (meditrol), Roche, Siemens, Analyticon u.a.

Packung mit 2 x 15 ml Level 1 + 2

Best.-Nr. 116947

€ 55,99

Urinanalysegerät

Urilyzer® 100 Pro

- Halbautomatisches Auswertegerät für Urinteststreifen
- Mit optimierter, mehrstufiger Benutzerverwaltung sowie erweiterte Anbindungsmöglichkeiten für das Datenmanagement
- Umfangreiche POCT-Funktionen
- Einzigartig in seiner Produktklasse
- Schnellmodus mit bis zu 120 Tests / Stunde
- Normalmodus bis zu 50 Tests / Stunde
- Speicher für 3000 Tests / QC-Datenbank für 1000 Tests

Lieferumfang:

Urilyzer® 100 Pro, Thermodrucker (Papierrolle 57 mm x 25 m), 2 x Streifenhalter, Kontrollstreifen grau, Netzteil / -kabel, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 126851

€ 599,00



Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
meditrol 10+L PROTECT	100 Stück	153067	19,52
CombiScreen mALB/CREA	25 Stück	122246	23,15
Kontrolllösungen			
CombiScreen Dip Check	2 x 15 ml	126853	64,20
CombiScreen Drop Check	2 x 5 ml	126854	31,00



Die Top 5 Point-of-Care-Schnelltests in der Allgemeinmedizin: Jetzt informieren.



FOB – Immunologischer Stuhltest

- Schnelltest für den qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in **Stuhlproben**
- Dieser immunochromatographische Test arbeitet auf der Basis von anti-human Hämoglobin Antikörpern

Packung mit 15 Testkassetten

Inkl. Probenröhrchen und Patientenzubehör (Stuhlfänger, Patienteninformation, Transporttütchen)

Best.-Nr. 155716

€ 24,51



CrP (C-reaktives Protein) Schnelltest

- Schnelltest für den semiquantitativen Nachweis des Entzündungsmarkers CrP in Vollblut-, Kapillarblut-, Plasma- und Serumproben
- Drei Sensitivitäten in einem Test (10/40/80 µg/ml)
- Auswertung bereits nach 5 Minuten

Packung mit 10 Teststreifen

Inkl. Röhrchen mit Puffer, Lanzetten, Kapillaren, 1 Holder, 1 Anleitung

Best.-Nr. 118812

€ 26,51



Troponin I (cTnI) Schnelltest

- Schnelltest für den qualitativen Nachweis von kardialen Troponin I im Vollblut, Serum oder Plasma, Lagerung bei Raumtemperatur

Packung mit 5 Testkassetten

Inkl. Pipetten, Kapillaren und Lanzetten

Best.-Nr. 156757

€ 20,40

Packung mit 10 Testkassetten

Inkl. Pipetten, Kapillaren und Lanzetten

Best.-Nr. 112481

€ 32,29



Streptokokken A Schnelltest

- Qualitative Bestimmung von Strep-A-Antigenen
- Probenmaterial: Rachenabstrich, Ergebnis nach wenigen Minuten, hohe Sensitivität und Spezifität

Packung mit 20 Teststreifen

Inkl. 1 Fl. Reagenz 1, 1 Fl. Reagenz 2, 20 Abstrichtupfer, 20 Extraktionsgefäße, 1 Fl. Positiv-Kontrolle

Best.-Nr. 116278

€ 32,19



Micro-Albumin Schnelltest

- Semi-quantitativer Schnelltest zum Nachweis der Albuminkonzentration im Urin
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Anzeige ab 20 – 100 mg/l

Packung mit 20 Teststreifen

Best.-Nr. 159084

€ 18,23



D-Dimer Schnelltest

- Zum Nachweis von D-Dimer aus Plasma oder Vollblut
- Lagerung bei Raumtemperatur

Packung mit 5 Testkassetten

Inkl. Pipetten und Lanzetten

Best.-Nr. 115089

€ 30,38

Packung mit 10 Testkassetten

Inkl. Pipetten und Lanzetten

Best.-Nr. 115672

€ 52,90



NADAL® Strep B Schnelltest

- Schneller, visueller Immunoassay für den qualitativen, präsumtiven Nachweis von Gruppe B-Streptokokken-Antigenen (GBS) in Proben aus Vaginal- oder Rektalabstrichen
- Auch Ohr- oder Rachenabstriche von Neugeborenen, direkt nach der Geburt, können verwendet werden

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 128432

€ 60,73



NADAL® Chlamydia Schnelltest

- Schneller visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von *Chlamydia trachomatis* in Zervixabstrichen bei Frauen, sowie Harnröhrenabstrichen und Urinproben bei Männern

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129080

€ 36,95



NADAL® Strep A Schnelltest

- Schneller visueller Immunoassay für den qualitativen, präsumtiven Nachweis von Streptokokken-Antigenen der Gruppe A (Strep A) in humanen Rachenabstrichproben

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129081

€ 28,33



NADAL® Influenza A/B Schnelltest

- Schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Influenzavirus Typ A- und Typ B-Antigenen (Nukleoproteinen), die in humanen nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Abstrichproben extrahiert werden
- Schnelle Differenzialdiagnose von Influenzavirus A- und B-Infektionen

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124590

€ 124,73



NADAL® NMP 22 Blasenkrebs-Screening

- In-vitro Immunoassay zum qualitativen Nachweis des Nuclear Mitotic Apparatus Proteins (NuMA) zur Frühdiagnose von Blasenkrebs
- Nachweisgrenze 20 U/mL

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 130052

€ 125,00



NADAL® Covid/Influenza A/B/RSV

- Schnelltest für nasopharyngeale oder nasale Abstrichproben
- Testergebnis innerhalb von nur 15-20 Minuten
- Farbkodierte Testlinien für jede Virusart, einzeln ablesbar (jede Linie zeigt separat positiv/negativ für COVID, Influenza A/B, RSV)

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129786

€ 80,00



Drug-Screen® Multi Schnelltest

- Kompetitiver Immunoassays zur qualitativen Bestimmung verschiedener Drogen und Drogenmetaboliten im humanen Urin
- Als Hilfsmittel zur Überprüfung eines Medikamenten-/Drogenmissbrauchs bzw. zur Überwachung von therapeutischen Maßnahmen
- In-vitro Diagnostika und nur für den professionellen Gebrauch vorgesehen

Packung mit 25 Multi-Kassetten inkl. Zubehör

5 Parameter: AMP/BZD/COC/MOR/THC

Best.-Nr. 124148 € 64,11

6 Parameter: AMP/BZD/COC/MOR/MTD/THC

Best.-Nr. 120187 € 90,58

7 Parameter: AMP/BUP/BZD/COC/MOR/MTD/THC

Best.-Nr. 124149 € 93,96



Colibri® Reader

- Qualitative und quantitative Analyse verschiedener Parameter
- Schnelle sowie präzise Ergebnisse
- Preisgünstige Lösung für jede Arztpraxis
- Maße: 40 x 40 x 40 mm
- Gewicht: 40 g

Lieferumfang:

1 Colibri® Reader, 1 Prüfkassette

Best.-Nr. 128675 € 599,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
NADAL CrP Quant Test (20 Testkassetten)	122307	54,61
NADAL Strep A Scan Test(20 Testkassetten)	122308	28,93
Vitamin D Quant (25 Testkassetten)	128677	439,00



Drug-Screen® EtG 500 Test

- Nachweisbare Drogen (ng/mL): EtG 500
- einzeln verpackt

Packung mit 30 Testkassetten

Best.-Nr. 132369 € 204,00



qLabs® Q-3 Gerinnungsmesssystem

- Unterstützung bei der Kontrolle der oralen Antikoagulationen – Therapie
- Ermittlung des INR-Wertes mit einem Tropfen Blut (RiliBÄK konform)
- Sofortige Auswertung mit dem Patienten möglich

Abbildung zeigt:
Teststreifen

Lieferumfang:

qLabs Gerät, 1 Tragetasche, 1 USB-Datenkabel, 1 Netzteil, Schnellstartanleitung, USB-Stick mit Handbuch, Gebrauchsanweisung, Data Manager Software mit Installationsanleitung, Infopakete qLabs,

Best.-Nr. 126370 € 539,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Teststreifen (24 Stück)	120027	87,99
Teststreifen (48 Stück)	120989	179,00
Kontrollkit (je 2 Kontrollen Level 1 + 2)	120028	34,00
Einmal-Lanzetten qLabs Unistik 3 (100 Stück)	122695	19,95
Pipetten 15µl (50 Stück)	121553	12,95

Mechanischer Kurzzeitmesser

- 60 Minuten
- Quadratisch
- Farbe: weiß

Best.-Nr. 128054 € 8,40



Digitaler Kurzzeitmesser

- Mit Stoppuhr und Uhr
- Große LCD-Anzeige, 6-stellig
- Kurzzeitmesser bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. mit Signal
- 2 unabhängige Timerzeiten
- Digitalstoppuhr und Normalzeit
- Mit Magnet, Ständer und Befestigungsklammer
- Inkl. Batterie AA

Best.-Nr. 123238 € 20,28






AFIAS Analysensystem

- Verschiedenste Notfallparameter direkt vor Ort analysieren
- Testergebnisse in nur wenigen Minuten in Laborqualität
- Schnelle Diagnose und Behandlung des Patienten möglich
- Qualitative Auswertung von mehreren Tests bei Geräten mit 3 oder 6 Slots

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Testkassettenslot	129119	2.990,00
3 Testkassettenslots	129120	3.990,00
6 Testkassettenslots	129121	4.990,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Mikroliter Pipette 100-1000 µl ECO	132357	69,90
Pipettenspitzen blau 100-1000 µl	131964	14,50
Mini Pipette 20-200 µl	132358	69,90
AFIAS Pipettenspritze (Pipette 20-200 µl)	131964	14,00
AFIAS Ersatz-Druckverschlussbeutel	132359	0,99
AFIAS 10 C Tip Kapillare	132360	6,40
AFIAS 30 C-Tip Kapillare	132361	6,40
AFIAS 50 C-Tip Kapillare	132362	6,40
Thermopapier TP1	130033	8,20
AFIAS 6 Reinigungs-Kit	132363	284,00
AFIAS Systemcheck Kit	132364	23,30



AFIAS Analysensystem



Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ferritin Test	24 Stück	129382	129,90
Ferritin Kontrollkit	2 Stück	129383	24,90
HbA1c Test	24 Stück	129130	79,20
HbA1c Kontrollkit	2 Stück	129140	24,90
PCT Test	24 Stück	129126	367,10
PCT Kontrollkit	2 Stück	129136	24,90
TSH Plus Test	24 Stück	129128	240,00
TSH Plus Kontrollkit	2 Stück	129449	24,90
CRP Test	24 Stück	129129	62,40
CRP Kontrollkit	2 Stück	129138	29,90
Testosterone Test	24 Stück	129131	95,90
Hormon Kontrollkit	2 Stück	129137	24,90
D-Dimer Test	24 Stück	129124	189,00
D-Dimer Kontrollkit	2 Stück	129135	24,90
Troponin-I Plus Test	24 Stück	129122	189,00
Troponin-I Plus Kontrollkit	2 Stück	129133	24,90
PSA NEO Test	24 Stück	129127	144,00
Tumormarker	2 Stück	129139	24,90
NT-proBNP Test	24 Stück	129125	300,00
Cardiac Kontrollkit	2 Stück	129134	24,90
Vitamin D NEO Test	24 Stück	129132	360,00
Vitamin D Kontrollkit	2 Stück	129141	29,90
Freier PSA Test	24 Stück	132349	144,00
Troponin T Test	24 Stück	131153	189,00
Troponin T Kontrollkit	2 Stück	131159	24,90
Total BhCG Test	24 Stück	130857	180,00
Hormon Kontrollkit	2 Stück	129137	24,90
IL 6 Test	24 Stück	131154	360,00
IL 6 Kontrollkit	2 Stück	131160	24,90
Covid-19 / FLUA+B / RSVAg Test	24 Stück	131152	360,00
Covid-19 / FLUA+B / RSVAg Kontrollkit	2 Stück	131158	24,90
NEU			
Cortisol Test ¹	24 Stück	132350	180,00
T3 Test ¹	24 Stück	132351	129,90
T4 Test ¹	24 Stück	132352	129,90
¹ Hormon Kontrollkit	2 Stück	129137	24,90
Myoglobin NEO Test	24 Stück	132353	149,90
Cardiac Kontrollkit	2 Stück	129134	24,90
CEA Test ²	24 Stück	132354	129,90
AFP Test ²	24 Stück	132355	149,90
² Tumor Marker Kontrolle	2 Stück	129139	24,90

Analysesystem von Blut-und Urintests am Point-of-Care



HemoCue® Glucose 201 RT System

- Für das Screening, Monitoring und die Diagnose von Diabetes mellitus
- Einzeln verpackte Mikroküvetten helfen Kontaminationen zu vermeiden
- Werksseitig dauerhaft kalibrierte Analyser, die nicht nachkalibriert werden müssen
- Tragbar, Batterie betrieben
- Probenmaterial: kapillares, venöses oder arterielles Vollblut
- Messbereich:
Plasma-äquivalente Werte: 0 – 31 mmol/L (0 – 560 mg/dL)
Vollblutwerte: 0 – 27,8 mmol/L (0 – 500 mg/dL)
- Probenvolumen: < 4 µL
- Messergebnis in ca. 1 Minute
- Maße: 160 × 85 × 43 mm
- Gewicht: ca. 350 g

Ausführung	Best.-Nr.	€
Glucose 201 RT mg/dL	294518	862,50
Glucose 201 RT mmol/L	294519	862,50
Zubehör	Best.-Nr.	€
Microcuvettes 4 × 25 Stück	294520	97,08
Kontrollhämolysat Glucotrol 2 × 1 ml		
Level 1	294047	46,20
Level 2	294048	27,66
Level 3	294049	28,32
Level 4	294050	28,32



HemoCue® HbA1c 501 System

- Vollautomatischer Boronat-Affinitäts-Assay zur Bestimmung der HbA1c Konzentration im Vollblut
- Nur wenige, einfache Schritte unterstützt durch klare Display-Anweisungen
- All-in-one, einzeln verpackte Kartuschen-Kits
- Interferenzfreie Messmethode ohne Beeinflussung durch Hämoglobinvarianten
- IFCC und NGSP zertifiziert
- Werkseitige Kalibrierung des Analyzers, keine anderweitige Nachkalibrierung notwendig
- Probenmaterial: kapillares oder venöses Vollblut (4 µL)
- Messbereich 20 – 130 mmol/mol (IFCC), 4,0 – 14,0 % (NGSP)
- Messergebnisse in 5 Minuten
- Maße: 198 × 217 × 136 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Ausführung	Best.-Nr.	€
HbA1c 501	126274	1.280,00
Zubehör	Best.-Nr.	€
Test Cartridges 1 × 10 Stück	126275	34,00
Monthly Check Cartridges 1 × 6 Stück	126277	56,50
Daily Check Cartridge 1 Stück	126278	10,50
Kontrolllösung 10 × 0,1 ml		
Level 1	126279	130,50
Level 2	126280	130,50
Level 3	126281	130,50
Barcode Scanner 1 Stück	126282	267,00

HemoCue® Hb 801 System

- Hb-Bestimmung in weniger als 1 Sekunde
- Bestimmung der Absorption des Vollbluts am isosbestischen Punkt von Hb/HbO2
- Leicht zu reinigen
- Großes Display mit Symbolen zur unkomplizierten Kontrolle von Abläufen und Ergebnissen
- „Let-go-grip“ – die Mikroküvette muss während der Messung nicht festgehalten werden
- Integrierter Selbsttest
- Probenmaterial: kapillares oder venöses Vollblut (10 µL)
- Messbereich: 1,0 – 25,6 g/dL (10 – 256 g/L, 0,62 – 15,9 mmol/L)
- Maße: 143 × 87 × 45 mm
- Gewicht: < 250 g



Ausführung	Best.-Nr.	€
Hb 801 System g/dL	126269	792,00
Hb 801 System mmol/L	126270	792,00
Zubehör	Best.-Nr.	€
Microcuvettes 4 × 50 Stück	126271	166,00
QC Hemo Trol Duo low 2 × 1 ml	132454	25,50
QC Hemotrol Duo normal 2 × 1 ml	126272	25,50
QC Hemotrol Duo High 2 × 1 ml	126273	25,50

Zubehör

HemoCue Reiniger

- Reinigungsstäbchen zum Reinigen der HemoCue-Geräte

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 294266

€ 13,50





NobiStrip Expert Tests

- Feste Kunststoffstreifen mit voneinander getrennten Reagenzfeldern
- Hohe Ascorbinsäure-Resistenz
- Für den semiquantitativen Nachweis folgender Analyten im Urin (Liste auf der Dose): Spezifisches Gewicht, pH, Leukozyten, Nitrit, Protein, Glukose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin und Blut
- Optisch ablesbar oder mit optionalem Analysegerät Mission® U500 auszuwerten

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 124176

€ 19,90



Hitado BTastat Tests

- Wichtiger Baustein der nicht-invasiven Diagnostik zur Früherkennung von Harnblasentumoren
- Immunchromatografischer Schnelltest zum Nachweis des Blasen-tumor-Antigens im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper durch Farbreaktion
- NUR drei Tropfen Urin für die Testdurchführung notwendig

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124177

€ 132,00



Hitado hcg combo Tests

- Zum qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG in Serum- und Urinproben
- Nachweisgrenze bei 25 mIU/mL

Packung mit 25 Teststreifen

Best.-Nr. 124175

€ 17,90



Strep A Test

- Testergebnis innerhalb von nur 5 Minuten
- Schnelles und unkompliziertes Handling in wenigen Arbeitsschritten
- Praktische Lagerung bei Raumtemperatur
- Integrierte Verfahrenskontrolle in jeder Testkassette für maximale Sicherheit
- Rachenabstrichprobe

Packung mit 20 Testkassetten und Zubehör

Best.-Nr. 132356

€ 31,90



Hitado CRP 10-60 Tests

- Schneller chromatographischer Immunoassay für den semiquantitativen Nachweis von CRP (C-reaktives Protein) in Vollblut, Serum oder Plasma

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124174

€ 31,90



Hitado Troponin I Tests

- Immunchromatographischer Schnelltest für die qualitative Bestimmung von kardialen Troponin I (cTnI) in humanem Serum, Plasma und Vollblut

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124172

€ 39,90



Hitado D-Dimer

- Schnelltest zum qualitativen Nachweis von D-Dimer in Vollblut und Plasma

Packung mit 5 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124173

€ 27,50

Einweg-Becher



Einweg-Becher, universell einsetzbar

- Mit abgerundetem Rand
- Aus Polypropylen
- Inhalt: 200 ml

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 112439

Zubehör

Klarsicht-Deckel für 200-ml-Becher
Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 154396

Mundspül-/Laborbecher


- Weiß
 - Inhalt: 150 ml
- Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 128309



Farbige Einweg-Becher

- Aus Polypropylen
- Abgerundeter Rand
- Füllmenge: ca. 180 ml

Packung mit 100 Stück



Farbe	Best.-Nr.	€
blau	123441	3,42
limette	123462	3,42
pink	123463	3,42
violett	123464	3,42
weinrot	123465	3,42
cedro-grün	123467	3,42



Happy Kids Einweg-Becher

- Weiß mit Bärchendruck
- Aus Polypropylen
- Mit abgerundetem Rand
- Inhalt: 180 ml
- Maße: ca. 85 x 70 mm (H x Außen Ø)

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 113540

€ 1,22

Harnprobenbehälter



Urinbecher mit Schnappdeckel

Packung mit 500 Stück
Best.-Nr. 128425 € 41,95



Urinbecher mit Schraubdeckel

Packung mit 500 Stück
Best.-Nr. 128426 € 57,95

Urinbecher, ohne Deckel

Packung mit 1000 Stück (siehe Abbildung)
Best.-Nr. 172371 € 38,64

Urinbecher, ohne Deckel

- Ohne Schraubdeckel

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 172369 € 61,33

Schnappdeckel, allein

- Mit Tülle, rot (siehe Abbildung)

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 172372 € 28,32

Schraubdeckel, allein

- Farbe: grün

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 172370 € 45,65



Urinflasche für Sammelurin

- Kunststoff
- Graduiert
- Inhalt: 2 Liter

Best.-Nr. 120332 € 5,73

Durchlichtmikroskope für Arztpraxis und Labor

KERN

OBE / OBT Mikroskope für Ihre Arztpraxis

- Stufenlos, einstellbare LED-Beleuchtung (3W – OBE, 1W – OBT)
- Achromatisch
- Objektive im Lieferumfang enthalten: 4x / 10x / 40x / 100x
- Okulare HWF 10x / Ø 18 mm mit hohem Blickpunkt für Brillenträger
- 360° rotierbarer Butterfly Tubus (nur OBT 105, 106)
- Inkl. Augenmuscheln, Staubschutzhaube, Betriebsanleitung

	Modell	Tubus	Best.-Nr.	€
1	OBT 105	monokular	126177	300,00
2	OBT 106	binokular	126178	380,00
3	OBE 131	monokular	126179	540,00
4	OBE 132	binokular	126180	640,00
5	OBE 134	trinokular	126181	760,00



3



4



5

Zubehör

Dunkelfeldeinsatz

Best.-Nr. 118993

€ 95,00

OBL Labor- Mikroskope für Gynäkologie und Urologie

- Stufenlos einstellbare 3W LED Beleuchtung
- Infinity optisches System mit Infinity E-Plan Objektive im Lieferumfang
- Okulare HWF 10x / Ø20 mm mit hohem Blickpunkt für Brillenträger
- Objektive (OBL 127, 137): 4x/10x/40x/100x
- OBL 156 Phasenkontrastmikroskop mit Objektiven 4x/10x PH/40x PH/100x, Phasenkontrast-Kondensor mit PH-Schieber 10x/40x, Zentrier-Okular für die Phasenkontrast Einstellung im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Augenmuscheln, Staubschutzhaube, Betriebsanleitung

	Modell	Tubus	Best.-Nr.	€
6	OBL 127	binokular	126182	1.060,00
7	OBL 137	trinokular	126184	1.200,00
8	OBL 156	trinokular	127634	1.780,00



6



7



8

Zubehör

OBB-A 1422 Dunkelfeldkondensor

Best.-Nr. 119494

€ 250,00

Polarisationseinheit

Best.-Nr. 119489

€ 290,00

C-Mount Kameras für KERN-Mikroskope

- CMOS-Technik, in Verbindung mit USB-Schnittstelle für schnelle und klare Darstellung
- Auch für anspruchsvollere Applikationen z. B. Dunkelfeld, im Phasenkontrast, bei Fluoreszenz-Anwendungen
- Unterstützende Betriebssysteme: Win XP, Vista 7, 8, 10
- C-Mount-Adapter für KERN-Mikroskop separat bestellen

Modell	Auflösung	USB	Sensorgröße	FPS*	Best.-Nr.	€
ODC 825	5,1 MP	2.0	1 / 2,5"	6,8 – 55	120468	410,00
ODC 831	3,1 MP	3.0	1 / 3"	27,3 – 53,3	120469	530,00
ODC 832	5,1 MP	3.0	1 / 2,5"	14,2 – 101,2	120470	560,00

* Frames per Second

Lieferumfang:

Kamera, mehrsprachige KERN Software Microscope VIS, USB-Kabel, diverse Okularadapter, Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software

Zubehör

OBB-A 1139

C-Mount Adapter für OBE 134

Best.-Nr. 119496

€ 110,00

OBB-A 1514

C-Mount Adapter für OBL

Best.-Nr. 119497

€ 110,00





Klein- und Tischzentrifugen für die Arztpraxis



EBA 200 Kleincentrifugen

- 8-facher Winkelrotor
 - Max. RPM: 6.000 min⁻¹
 - Max. RCF: 3.461
 - Max. Kapazität: 8 × 15 ml
 - Impuls-Taste für kurze Zentrifugationsschritte
 - Beleuchtetes Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
 - Mit Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung
- Best.-Nr. 116965 € 1.178,00

EBA 270 Kleincentrifugen

- 6-facher Ausschwingrotor
 - Max. RPM: 4.000 min⁻¹
 - Max. RCF: 2.254
 - Max. Kapazität: 6 × 15 ml
 - Impuls-Taste für kurze Zentrifugationsschritte
 - Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
 - Mit Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung
 - Horizontale Trennschicht durch 90 ° Ausschwingrotor
- Best.-Nr. 294594 € 1.332,00

ROTOFIX 32 A Tischzentrifugen

- Wahl zwischen 9 Rotoren
 - Max. RPM: 6.000 min⁻¹
 - Max. RCF: 4.226
 - Max. Kapazität: 4 × 100 ml | 6 × 94 ml
 - Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte
 - Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
 - Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung
 - Automatische Rotorerkennung
- Best.-Nr. 290928 € 2.146,00

Zubehör für ROTOFIX 32 A

Freischwingende Rotoren	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	Stück €
Ausschwingrotor	4 × 100 ml	1	293073	384,00
Gehänge für 293073 für div. Blutabnahmegefäße	max. 7 ml	max. 4 St.	293074	82,00
Ausschwingrotor	12 × 15 ml	1	290930	269,68
Gehänge für 290930	15 ml	max. 12 St.	291045	31,00

Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage!

Winkelrotoren

Artikel	Best.-Nr.	Stück €
12 × 15 ml	290933	419,71

Objektträger und Deckgläser



1 Objektträger

- Vorgereinigt und gebrauchsfertig
- DIN ISO 8037/1
- Maße: 76 × 26 × 1 mm


Packung mit 50 Stück

a ohne Mattrand

Best.-Nr. 183727

b mit beidseitigem Mattrand

Best.-Nr. 126638



€ 2,66

€ 3,28

2 Deckgläser

- Frei von Schlieren und Blasen
- Borosilikatglas D 263®
- DIN ISO 8255

a geschliffen


Packung mit 10 Stück

für Zählkammern	Best.-Nr.	€
20 × 26 mm	120238	12,93

b ungeschliffen (o. Abb.)

Packung mit 100 Stück

für Mikroskopie	Best.-Nr.	€
18 × 18 mm	120240	2,27
60 × 24 mm	183157	6,99



SARSTEDT

Thermocult Bakterienbrutbox

- Fest eingebautes digitales Kontrollthermometer zur exakten Temperaturkontrolle
- Fix eingestellte Temperatur 35 ± 2 °C, justierbar bis auf ca. +42 °C
- Verbesserter Thermostat
- 2 getrennte Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Leicht und handlich
- Gute Ablesbarkeit der Proben im Inneren
- Verdeckte Justierschraube für Temperaturänderung
- Vorderfront mit Schutz vor Kratzern und Fingerabdrücken
- Maße: außen 30 × 17 × 15 cm innen 21 × 14,5 × 11 cm (L × B × H)

Best.-Nr. 128660

€ 260,00

Zubehör

Einlegeboden

Best.-Nr. 120749

€ 30,83

Zubehör für das Labor

meditrol®



Küvettentests für Miniphotometer

- Fertigtests für alle Miniphotometer Dr. Lange, Bayer Compur, Diaglobal
- Bestimmung der Parameter im Blut

Ausführung	Bestimmung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Rund	HB	40 Tests	116274	29,49
Rund	Ery	40 Tests	116275	29,49
Viereck	HB	8 × 5 Tests	116276	29,49
Kontrollen (Im Blut im Normalbereich)				
HB-Konzentration		5 × 1 ml	156684	44,20
Erythrocytenbestimmung		5 × 1 ml	156328	44,21



Medikamentenkühl-schränke ab Seite 228.

Fertignährböden

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Candida-Selektivagar nach Nickerson	4 × 5 Stück	129912	16,24
Sabouraud 2 %-Glucose-Agar	4 × 5 Stück	129908	16,24
Müller-Hinton-Agar	4 × 5 Stück	129915	17,48
Selektivagar für pathogene Pilze	4 × 5 Stück	129909	17,53
Pilzagar nach Kimmig	4 × 5 Stück	129910	14,95
Dermatophyten-Agar nach Taplin	4 × 5 Stück	129911	19,17
Mac-Conkey-Agar	4 × 5 Stück	129914	18,68

Zählkammern

- Mit doppeltem Teilnetz



Thoma
Best.-Nr. 120230
€ 41,20



Neubauer
Best.-Nr. 120232
€ 41,20



Fuchs-Rosenthal
Best.-Nr. 184082
€ 38,15



Testsimplets®

- Gebrauchsfertige, farb beschichtete Objektträger
- Für das Differentialblutbild, die Spermatozoenfärbung, die Urin-, Karzinom- und Liquor-Zytologie

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 182150

€ 135,261



pH-Indikatorstäbchen

- Zur halbquantitativen Bestimmung im Human-Urin
- pH 4,0 bis 7,0

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 116087



€ 17,75

Laborwasser

- Nach DAB 10
- Hochreines, steriltfiltriertes Laborwasser
- Vollentsalzt
- Bidestilliert
- Inhalt: 10 Liter
- NICHT steril

Best.-Nr. 120751



€ 17,65

Destilliertes Wasser

- Nach DIN 43530 und VDE 0510
- Durch Umkehrosmose demineralisiert
- Frei von gelösten Stoffen
- Für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird
- Keine Rückstände beim Verdunsten
- Keine Verkalkung der Geräte
- Keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
- Leitfähigkeit: < 10 µS/cm
- NICHT steril



Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Liter	182945	2,10
5 Liter	118665	5,97

Ultra-Stop

- Steril
- Durchstechflasche
- Inhalt: 30 ml

Best.-Nr. 110728

- Unsteril
- Tropfflasche
- Inhalt: 25 ml

Best.-Nr. 110181



€ 15,18

€ 10,75

PARAFILM® M Verschlussfolie

Maße: 10 cm × 38 m (B × L)

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 120221



€ 35,90

Doppelt destilliertes Wasser

- Durch Umkehrosmose und nachgeschaltete Mischbetanlage demineralisiert
- Frei von gelösten Stoffen
- Für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird
- Nach DIN EN 285, DIN 43530, ISO 3696(II) und VDE 0510
- Keine Rückstände beim Verdunsten
- Keine Verkalkung der Geräte
- Keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
- Leitfähigkeit: < 1 µS/cm
- NICHT steril



Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Liter	187228	2,77
5 Liter	118666	6,87
10 Liter	183744	15,16



1 Reagenzgläser

AR-Glas®, starkwandig, runder Boden, glatter Rand, ca. 160 × 16 mm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120218

€ 17,99

Größe 75 × 12 mm

Packung mit 200 Stück

Best.-Nr. 120003

€ 18,99

2 Einmal-Reagenz- und Zentrifugenröhrchen

(o. Abb.) Aus Polystyrol, Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden, 100 × Ø 16 mm

Packung mit 2000 Stück

Best.-Nr. 120205

€ 64,43

Sedimentröhrchen konisch 105 × Ø 16 mm

Packung mit 2000 Stück

Best.-Nr. 120206

€ 72,28

3 Zentrifugengläser aus AR-Glas®

Zylindrisch, kurzkonischer Spitzboden, glatter Rand, 98 × 17 mm, Vol. 15 ml, ungraduirt

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120223

€ 48,45

Zylindrisch, runder Boden, glatter Rand, besonders kräftige Ausführung, 98 × 17 mm, Vol. 10 – 15 ml, ungraduirt

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120224

€ 34,34

4 Messzylinder AR®-Sodaglas

Hohe Form

- Mit Plastik-Sechskantfuß und Ausguss

Inhalt	Unterteilung	Best.-Nr.	€
50 ml	1,0 ml	120244	8,72
100 ml	1,0 ml	120245	9,88

5 Petrischale mit Deckel

- Aus Glas
- Erhitzbar bis 60 °C

Größe Ø × H	Best.-Nr.	€
6 × 1,5 cm	120535	1,99
8 × 1,5 cm	120536	1,99
10 × 2,0 cm	120537	2,99

6 Glasklare Einmal-Petrischalen

(O. Abb.). Aus Polystyrol, Deckel Ø 94 mm, dicke Qualität, ohne Nocken, Höhe ca. 16 mm

Packung mit 20 Stück

Best.-Nr. 120214

€ 2,70

7 Reagenzglas-Bürste

- Vorn mit Wollbüschel
- Für Gläser Ø 16 – 20 mm

Best.-Nr. 120220

€ 3,59

8 Einmal-Reaktionsgefäße

Polypropylen, weiß, transparent, mit Membrandeckel Füllvolumen ca. 1,5 ml

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 128201

€ 14,46

9 Sapphire Pipettenspitzen

- Aus medizinischem Polypropylen
- Unsteril
- Farbe: natur

Ausführung	Best.-Nr.	€
200 µl	127232	15,29
1000 µl	127123	15,59

Beutel mit 1000 Stück

10 Reagenzglas-Gestell aus Plexiglas®

Mit Bezifferung an jeder Bohrung

Größe	Best.-Nr.	€
für 6 Gläser bis 18 mm Ø	120513	14,72
für 12 Gläser bis 18 mm Ø	120514	18,99

11 Reagenzglas-Gestell aus Draht

Mit weißem Plastiküberzug für Reagenz- und Zentrifugengläser bis 8 cm × 17 mm (H × Ø)

Größe	Best.-Nr.	€
für 12 Gläser (3 × 4)	120517	36,71
für 24 Gläser (4 × 6)	120518	38,59

12 Standzylinder

Zur Aufbewahrung von Instrumenten, Thermometern usw., aus Edelstahl

Größe Ø × H	Best.-Nr.	€
3 × 9 cm	153252	16,44
5 × 13 cm	153253	20,50



5



11



12



DIAGNOSTIK

- Blutdruckmessgeräte
- Stethoskope
- Reflexhämmer
- Diagnostikinstrumente
- Hörtestgeräte
- Sehtestgeräte, Sehprobentafeln, LEA-Teste
- Fieberthermometer
- Alles rund ums Messen & Wiegen
- Batterien



Jetzt online
bestellen



Alle Preise können sich
innerhalb der Katalog-
laufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med**
Fachhändler oder besuchen Sie
unseren Onlineshop **co-med.de**



Autotensio Oberarm-Blutdruckmessgerät

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm mittels oszillometrischer Methode
- Integrierte Arrhythmie-Detektor erkennt unregelmäßige Herzschläge
- Manschette, sowohl für Größe M und L (22 – 42 cm)
- Großer Speicher für 2 × 60 Messungen inklusive Datum- und Zeitstempel
- WHO-Indikator-Farbindikator erleichtert die sofortige Einordnung der Messergebnisse
- Maße: 79 × 66 × 29 mm, Gewicht: 110 g
- 2 Jahre Garantie

Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, 1 Manschette (M/L, Oberarmumfang 22 – 42 cm), 4 × AA-Batterien, 1 Tasche

Best.-Nr. 130588

€ 35,49



Tensonic Oberarm-Blutdruckmessgerät

- Oszillometrische Messmethode, ESH-zertifiziert
- Dreifarbige WHO-Indikator ermöglicht eine sofortige Einordnung des Blutdrucks in die Kategorien Normal, Grenzwert und Hypertonie
- Integrierte Arrhythmie-Detektor für unregelmäßige Herzschläge während der Messung
- WHO-Hypertonie-Risiko-Farbindikator
- Speicherkapazität von bis zu 120 Messwerte (2 × 60) inklusive Datum und Uhrzeit
- Maße: 166 × 114 × 72 mm, Gewicht: 490 g

Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, 1 Manschette (M/L, Oberarmumfang 22 – 42 cm), 4 × AA-Batterien, 1 Tasche

Best.-Nr. 130589

€ 39,95



Lian Metal Hand-Blutdruckmessgerät

- Großes Zifferblatt für leichtes Ablesen
- Ergonomischer Löffelgriff und gerillter Ball für perfekten Halt
- Beidseitige Nutzung durch einfache Drehung
- Stoßdämpfender Manometerschutz aus Schaumstoff
- Material Manschette: Nylon, grau

Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, 1 Manschette in Größe M (26 – 34 cm), Tasche

Best.-Nr. 132097

€ 79,90

Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	€
LIAN-Manschette grau Kind [Gr. S]	132100	37,65
LIAN-Manschette grau Erwachsene [Gr. M]	132099	37,65
LIAN-Manschette grau Erwachsene [Gr. L]	132098	37,65

Zubehör für Autotensio & Tensonic	Best.-Nr.	€
Manschette grau Größe S (16 – 24 cm)	130591	21,13
Manschette grau Größe M/L (22 – 42 cm)	130592	24,05
Manschette Größe XL (32 – 48 cm)	130593	21,13
Netzteil	130594	9,95



MOBI Blutdruckmessgerät inkl. Manschette

- Patentierte LIFE LINK®-Schläuche mit magnetischen Anschlüssen für den sekundenschnellen, sicheren Manschettenwechsel
- Hochpräziser Uhrwerk-Mechanismus für zuverlässige Messgenauigkeit
- Großes, leicht ablesbares Zifferblatt – ideal für Rechts- und Linkshänder
- Ergonomischer Löffel & Druckball für optimalen Halt und schnelles Aufpumpen
- Robustes Metallgehäuse mit stoßdämpfendem Manometerschutz

Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, 1 Manschette in Größe M

Farbe	Best.-Nr.	€
blaubeere	132102	85,89
carbon	132104	85,89
puderosa	132105	85,89
koralle	132103	85,89



clinicus II Hand-Blutdruckmessgerät

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Kletten-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 157873 € 38,59

Mit XL-Manschette (Armumfang 33 – 41 cm)

Best.-Nr. 157874 € 43,95



1

1 classic Hand-Blutdruckmessgerät

- Skala: Ø 60 mm
- Hochwertiges Ablassventil
- Elegantes Metallgehäuse
- Überdrucksicheres Manometer
- Komplett mit Kletten- oder Hakenmanschette im Reißverschlusssetui

Best.-Nr. 172251

Mit Hakenmanschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172252



2

2 classico Hand-Blutdruckmessgerät

wie Modell classic, jedoch Metallteile zum Teil schwarz
Mit Kletten-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172362 € 50,95

Mit Hakenmanschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172363 € 57,49

€ 71,89

3 clinicus II Hand-Blutdruckmessgerät

Mit bunter Kindermanschette (Armumfang 14 – 21 cm)

Best.-Nr. 172551 € 41,38

€ 74,99



3

boso TM-2450**24-Stunden-Blutdruckmessgerät**

- Schnelle, übersichtliche Auswertung
- Intuitive Bedienung
- Individualisierbare Intervallzeiten sowie Beginn und Ende von Tag-/Nachtmodus
- Frequenz der Blutdruckmessung anpassbar
- Standardmäßig in der Wachphase alle 15 Minuten, in der Schlafphase alle 30 Minuten
- Oszillometrische Messmethode
- Angenehmes Tragen dank optimierter Tasche mit Trageriemen und Gurt

Lieferumfang:

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku-Ladegerät, 2 × Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Software boso profil-manager XD, USB-Verbindungskabel, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 125873**€ 1.195,00**

Zubehör für boso TM-2450	Best.-Nr.	€
Manschette Gr. S (15 – 22 cm)	127586	107,56
Schutzbezug Gr. S, 10 Stück	128636	38,45
Manschette Gr. M (20 – 31 cm)	127143	113,03
Schutzbezug Gr. M, 10 Stück	127145	36,95
Manschette Gr. L (28 – 38 cm)	127144	113,03
Schutzbezug Gr. L, 10 Stück	127147	36,95
Manschette Gr. XL (36 – 50 cm)	125887	113,03
Schutzbezug Gr. XL, 10 Stück	127149	38,66
Hüfttasche	127142	23,36

boso TM-2450 Zweitgerät ohne Software**Lieferumfang:**

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku Ladegerät, 2 × Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Gebrauchsanweisung – ohne USB-Verbindungskabel

Best.-Nr. 125886**€ 1.175,00**

Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



FB
F. BOSCH
MEDIZINTECHNIK
GERMANY

**Hand-Blutdruckmessgerät + Stethoskop im Set**

- Innovative Messtechnik für exakte Messergebnisse
- Konstante II in 2-Schlauchversion
- Skalendurchmesser: Ø 50 mm
- Stethoskop: Ø 45 mm (in passender Farbe)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	152686	42,50
burgund	114929	42,50
rot	152689	42,50
grün	152688	42,50
blau	152687	42,50

daisy
grip
Clean Clever Click.


daisycuff
abwaschbare Blutdruckmanschette
– auch im Set mit Manometer

- Maximale Hygiene durch vollständige Wischdesinfektion, auch im Verschlussbereich
- Einhändiges Lösen per Zuglasche
- Über Konnektoren kompatibel mit gängigen Systemen
- Kein Klettverschluss, ohne Ausfasern

Manometer und abwaschbare Manschette im Set			nur abwaschbare Manschette		
Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
M (16-23 cm)	132371	98,87	M (16-23 cm)	132374	81,56
L (22-34 cm)	132372	98,87	L (22-34 cm)	132375	81,56
XL (32-44 cm)	132373	98,87	XL (32-44 cm)	132376	81,56

LuxaScope Auris LED 2.5 V Otoskope

- LED Ring mit 6 LEDs (konzentrisch)
- Dimmbar
- Schwenkbare 3-fach Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K

Lieferumfang: Otoskop, Einwegohrtrichter je 10 × 2,5 mm und 4,0 mm, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129015	61,62
blau	129016	61,62
grau	129017	61,62
weiß	129018	61,62
KIDS	129077	69,99

- Moderne LED-Beleuchtung
- 100.000 Stunden Lebensdauer durch Konstantstromsteuerung
- Wartungsfrei
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- 2 Komponenten Batteriegriff (Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Alle Geräte inkl. 2 × AAA-Batterien



LuxaScope Auris LED 2.5 V Otoskope

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß/ weißblau	130213	61,62
weiß/ rapsgelb	130214	61,62
weiß/ jadegrün	129512	61,62
weiß/ zartflüeder	130215	61,62
weiß/ magenta	130216	61,62




LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V Otoskope

- Einzigartige Beleuchtung: CCT-Technology LED Ring mit 2 × 4 LEDs (konzentrisch) ermöglicht die otoskopische Untersuchung mit warmweißem sowie kaltweißem Licht (umschaltbar mit einem Knopfdruck)
- Schwenkbare 3-fach Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K

Lieferumfang: CCT Otoskop, Einwegohrtrichter je 10 × 2,5 mm und 4,0 mm, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129011	91,08
blau	129012	91,08
grau	129013	91,08
weiß	129014	91,08

- Schnelle Umschaltbarkeit zwischen warmweißem und kaltweißem Licht per Knopfdruck
- Höhere Lichtintensität dank 2 LED-Ringen (bis 6.000 K)



Warmweißes Licht (1): Vergleichbar mit herkömmlichen Leuchtmittel. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ähnlich zu Glüh-, Gasentladungslampen.
Kaltweißes Licht (2): zur besseren Kontrastdarstellung besonders im rötlichen Bereich des Spektrums. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ermöglicht durch verstärkte Absorption eine genauere Darstellung der Gefäße und der stark durchbluteten Areale.

Zubehör



Einweg-Ohrtrichter aus Recyclingmaterial

- Kompatibel zu allen gängigen Modellen
- Fester Sitz auf dem Otoskop
- Hergestellt aus sortenreinem Polystyrol Recyclingmaterial, daher geruchlos und hautverträglich, biokompatibel
- Farbe: anthrazit

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 mm	250 Stk.	129399	7,99
4 mm	250 Stk.	129400	7,99
2,5 mm	1000 Stk.	129401	24,99
4 mm	1000 Stk.	129402	24,99



LuxaScope LED 2.5 V Dermatoskope

- LED-Ring mit 6 LEDs in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht
- Dimmbar
- Stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung für ein verzerrungsfreies Bild
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K
- Abnehmbare Kontaktscheibe zur einfachen Reinigung

Lieferumfang:


Dermatoskop auf 2 Komponenten Batteriegriff (Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff), 2 × AAA Batterien

Ohne Skala

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129024	185,00
schwarz	129023	185,00
weiß/weißblau	129025	185,00
weiß/rapsgelb	129026	185,00
weiß/jadegrün	129027	185,00
weiß/ zartflieder	129028	185,00
weiß/magenta	129029	185,00

Mit Skala

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129888	189,99
schwarz	129887	189,99
weiß/weißblau	129881	189,99
weiß/rapsgelb	129882	189,99
weiß/jadegrün	129883	189,99
weiß/zartflieder	129884	189,99
weiß/magenta	129885	189,99



Kaltlicht

Warmlicht



- Schnelle Umschaltbarkeit zwischen warmweißem und kaltweißem Licht per Knopfdruck
- Höhere Lichtintensität dank 2 LED-Ringen (bis 6.000 K)

LuxaScope CCT LED 2.5 V Dermatoskope

- Einzigartige Beleuchtung: CCT-Technology LED-Ring mit 2 × 5 LEDs in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht ermöglicht die Untersuchung mit warmweißem sowie kaltweißem Licht (umschaltbar mit einem Knopfdruck)
- Stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung für ein verzerrungsfreies Bild
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K
- Abnehmbare Kontaktscheibe zur einfachen Reinigung

Lieferumfang:

Dermatoskop, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
Ohne Skala		
schwarz	129019	219,25
weiß	129021	219,25
Mit Skala		
schwarz	129020	229,25
weiß	129022	229,25

Ophthalmoskope



LuxaScope Oculus LED 2.5 V Ophthalmoskope

- Direktes Ophthalmoskop im handlichen Taschenformat
- Korrekturbereich: + 20 bis - 20 D (\pm 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 unterschiedliche Blenden: Fadenkreuz, großer Kreis, kleiner Kreis, Halbkreis, Grünfilter
- Dimmbar; patientenindividuelle, blendfreie Helligkeit einstellbar
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lebensdauer LEDs ca. 50.000 Stunden durch Konstantstromsteuerung
- Farbtemperatur: 4.200 K

Lieferumfang:

Ophthalmoskop auf 2 Komponenten Batteriegriff (Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff), 2 × AAA Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	130222	119,99
weiß	130223	119,99
weiß/ weißblau	130217	119,99
weiß/ rapsgelb	130218	119,99
weiß/ jadegrün	130219	119,99
weiß/ zartflieder	130220	119,99
weiß/ magenta	130221	119,99



1 KaWe EUROLIGHT C10 Otoskope mit Edelstahlgriff

- Rheostat, dimmbar
- 3-fache Lupenvergrößerung
- Vakuum-Lampe 2,5 V
- Metall-Batteriegriff C
- Nur Batteriebetrieb möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Griff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), jeweils 10 Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und 4,0 mm, Tasche

Best.-Nr. 187220

€ 76,13



1

2 KaWe COMBILIGHT C10 Otoskope mit Kunststoffkopf

- Schraubverschluss
- Vakuum-Lampe 2,5 V
- Rheostat dimmbar
- 3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm
- Nur Batteriebetrieb möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Kunststoff-Griff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), jeweils 3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5, 3,5 und 4,5 mm und Tasche

Best.-Nr. 159931

€ 68,06



2

3 KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED Otoskope

- Clic-Verschluss
- Beleuchtungsstärke ca. 16.000 Lux / 17 mm
- Lebensdauer LED-Lampe ca. 10.000 h
- Metall-Batteriegriff C
- Nur Batteriebetrieb möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm, Tasche

Best.-Nr. 112546

€ 124,08



3

4 KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED 3,5 V Otoskope

- Metall-Ladegriff C mit Clic-Verschluss
- LED high power-Lampe, 3,5 V
- Inkl. Ladebatterie (nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar)

Lieferumfang:

Gerät mit Ladegriff, Ladebatterie 3,5 V, jeweils 10 Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und 4,0 mm, Tasche

Best.-Nr. 124152

€ 247,38



4

Zubehör

Einmalohrtrichter für EUROLIGHT C10, COMBILIGHT C10

- Farbe: schwarz

	Gesteckt verpackt			Lose geschüttet		
	Packing mit 100 Stück			Packing mit 1000 Stück		
Größe Ø	Best.-Nr.	€		Best.-Nr.	€	
2,5 mm	152370	7,06		186166	57,63	
4,0 mm	152371	6,86		184111	57,63	



Für Modelle

1 - 3 + 5 + 6

Batterie Baby LR

Best.-Nr.	€
118974	1,39

Für Modell

4

MedCharge 4000

Best.-Nr.	€
114460	174,23



Weitere Informationen zum MedCharge 4000 finden Sie auf Seite 113.

Ophthalmoskope

5 KaWe EUROLIGHT E35 LED 2,5 V Ophthalmoskope

- Metall-Batteriegriff C mit Clic-Verschluss
- 2,5 V LED-Lampe (10.000 h)
- Farbtemperatur: 7.500 K
- Farbwiedergabeindex: ca. >80
- Präzisionsoptik
- Mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +35 bis -36 Dioptrien, 1-stufig, 71 Linsen
- Schattenfreie Untersuchung des Augenhintergrundes
- 5 Blenden
- Nur Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr. 118469

€ 474,32



5

6 KaWe EUROLIGHT E10 Ophthalmoskope

- Metall-Batterie-/Ladegriff C mit Schraubverschluss
- Vakuum-Lampe 2,5 V
- Rheostat dimmbar
- Mit Korrektionslinsenrad mit 18 Korrektionslinsen (+20 bis -20 dpt)
- 1 Blende
- Nur Batteriebetrieb möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Griff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Tasche

Best.-Nr. 124153

€ 102,07



6

7 KaWe EUROLIGHT E36

- Metall-Ladegriff C mit Clic-Verschluss
- Leistungsstarke Xenon/Halogen Lampe 3,5 V
- Rheostat dimmbar
- Mit 18 Korrektionslinsen (+20 bis -20 dpt)
- Inkl. Ladebatterie (nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar)

Lieferumfang:

Gerät mit Ladegriff, Ladebatterie 3,5 V, Tasche

Best.-Nr. 124154

€ 233,59



7



KaWe PICCOLIGHT C / F.O. LED 2,5 V Otoskope

- Natürliches warm-weißes Licht
- Beleuchtungsstärke ca. 8.000 Lux bei einem Abstand von 17 mm
- Farbtemperatur ca. 5500 Kelvin
- Farbwiedergabeindex von > 94
- Lebensdauer der Lampe ca. 30.000 Stunden
- Stoßsicher und energiesparend

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff AA (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einwegohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm, Tasche

Farbe	PICCOLIGHT C	PICCOLIGHT F.O.
night	118082	160698
sky	110905	110676
stone	110906	110677
€	57,90	76,70



Zubehör

Für PICCOLIGHT (C, F.O., LED), EUROLIGHT F.O., COMBILIGHT F.O.

Einmal-Ohrtrichter

- Farbe: grau
- Lose geschüttet

Packung mit 1000 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2,5 mm	186164	48,82
4,0 mm	186165	48,82



Dauerohrtrichter

- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar bis 134 °C
- Farbe: schwarz
- Gesteckt verpackt

Packung mit 10 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2,5 mm	152261	18,00
4,0 mm	152262	18,00
	Best.-Nr.	€
Batterie Mignon LR 6	118663	0,62

Diagnostik-Sets



KaWe PICCOLIGHT C / E50 LED 2,5 V Otoskop und Ophthalmoskop

Otoskop-Kopf

- PICCOLIGHT C mit LED-Lampe
- Standardbeleuchtung
- Mit 3-facher Lupenvergrößerung

Ophthalmoskop-Kopf

- PICCOLIGHT E50 mit Vakuum-Lampe
- 1 Blende
- Mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- Asphärische Präzisionsoptik

Batteriegriff

- Ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück



Farbe	Best.-Nr.	€
night	127536	129,99
sky	127537	129,99
stone	127538	129,99
Zubehör		
Batterie Mignon LR 6	118663	0,62

Dermatoskope



KaWe PICCOLIGHT D Dermatoskope

- Vakuum-Lampe
- 10-fache Vergrößerung
- Fokuseinstellung -6 bis +3,5 dpt
- Gleichmäßige, intensive Ausleuchtung
- Kunststoff-Batteriegriff schwarz

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Tasche

Best.-Nr. 154187

€ 189,99

In die KaWe EUROLIGHT und KaWe COMBILIGHT passen 2 Batterien Baby LR 14 Best.-Nr. 118974. In die KaWe PICCOLIGHT passen 2 Batterien Mignon LR 6 Best.-Nr. 118663. Weitere Batterien auf Seite 103. Alle Instrumente mit Batteriegriff sind ohne Batterien.



3M™ Littmann® Classic III™ Stethoskope

- Hohe akustische Empfindlichkeit
- Dual Frequency Membranen auf beiden Seiten (pädiatrische Seite lässt sich zu einem offenen Trichter umwandeln)
- Einteilige Membran mit neuer glatter Oberfläche für eine leichte Reinigung
- Schlauch aus neuem, widerstandsfähigen Material
- Neues präzisionsgefertigtes Bruststück
- Gesamtlänge: 69 cm
- Membran Erwachsene/Kinder: Ø 43 mm/33 mm
- Gewicht: 150 g
- 5 Jahre Garantie

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	118475	99,90
marineblau	118476	99,90
burgund	118477	99,90



3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoskope

- Dual Frequency Membran auf beiden Seiten
- Einstellen der Frequenzbereiche durch Ändern der Andruckstärke des Bruststücks
- Schlauchmaterial mit verbesserter Resistenz gegen Hautöle und Alkohol
- Ohne natürliches Kautschuklatex und Weichmacher
- Individuell einstellbare Ohrbügel
- Ohrrollen mit weicher Versiegelung
- Gesamtlänge: 69 cm , Membran Ø 33/43 mm
- Gewicht: 177 g (Bruststück 87 g)
- 7 Jahre Garantie

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	120461	193,99
pflaume	121461	193,99
marineblau	121459	193,99
dunkelgrün	121460	193,99

3M™ Littmann® Classic II Kinder- und Säuglingsstethoskop

- Kombiniertes Bruststück mit traditioneller Membran und Trichter mit patientenfreundlichem Kälteschutzring
- Leistungsstarkes Einschlauchsystem
- Ausgezeichnete akustische Abdichtung
- Bequeme Passform dank Soft-Ohrrollen (latexfrei)
- Individuelle Anpassung der Ohrbügel
- Gesamtlänge: 71 cm
- Kinderstethoskop Trichter: Ø 25 mm
- Säuglingsstethoskop Trichter: Ø 19 mm
- 3 Jahre Garantie



Kinderstethoskop

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110828	95,95
karibikblau	153153	95,95
himbeerrot	153152	95,95

Säuglingsstethoskop

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110827	95,95
schwarz	110835	95,95



Flachstethoskop

- Schlauch aus weichem PVC
- Dehnbare Ohrbügel
- Membran: Ø 43 mm

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	111070	4,25
blau	158755	4,25
grün	158752	4,25
rot	158773	4,25
gelb	158775	4,33



Doppelkopf-Stethoskop

- Schlauch aus weichem PVC in schwarz
- Dehnbare Ohrbügel
- Schneller Wechsel von Membran auf Trichter
- Antikälteschutzring am Trichter
- Membran: Ø 43 mm
- Trichter: Ø 30 mm

Best.-Nr 111071

€ 9,47



RAPPAPORT Stethoskop


- Mit Doppelbruststück
- Austauschbare Trichteransätze in 3 Größen
- Doppelschlauch mit schweren Ohrbügeln
- Lieferung inkl. 2 Paar Ersatzrollen (klein und groß) und 2 Ersatzmembranen (klein und groß)

Best.-Nr. 157856

€ 12,13

Standard Prestige Doppelkopf-Stethoskope

- Edelstahl oder Aluminium
- Latexfrei
- Mit einfacher Positionierungshilfe
- Schlauchlänge: 56 cm
- Membran Erwachsene / Kinder: Ø 47 mm / 35 mm



Light aus Aluminium

Lieferumfang:

Stethoskop, 1 Paar Ersatz-Ohroliven, steckbar, Ersatz-Membran

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	€
Erwachsene	schwarz	114047	32,00
	blau	114048	32,00
	grau	114049	32,00
	grün	121436	32,00
	lila	121437	32,00
Kinder	rot	119142	29,59
	blau	119143	29,59
	grau	119935	29,59
	grün	121439	29,59
	lila	121440	29,59



Aus Edelstahl


Lieferumfang:

Stethoskop, 2 Paar Ersatz-Ohroliven, Ersatz-Membran, Namensschild

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	€
Erwachsene	schwarz	187025	49,40
	burgund	187026	49,40
	blau	128104	49,40
	grün	121373	49,40
	lila	121374	49,40
Kinder	grau	121375	49,40
	blau	187023	48,30
	burgund	187024	48,30
	grün	121377	48,30
	lila	121378	48,30
	grau	121379	48,30

KaWe COLORSCOP Stethoskope

- Plano mit flachem Schalltrichter
- Duo mit 2 Frequenzbereichen



Plano

Mit extra flachem Schalltrichter

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110101	14,14
schwarz	110105	14,14
blau	110102	14,14
grün	110107	14,14
gelb	110103	14,14
lila	110036	14,14
türkis	187000	14,14
pink	187001	14,14



Duo

Schalltrichter mit 2 Frequenz-Bereichen

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110108	16,57
schwarz	110112	16,57
blau	110109	16,57
grün	110114	16,57
gelb	110110	16,57
lila	110038	16,57
türkis	187002	16,57
pink	187003	16,57



PLANET AIR Stethoskop

- Brillante Akustik (kompletter Frequenzbereich)
- Freischwingende Hochleistungsmembran (Ø ca. 42 mm)
- Weiche Ohroliven
- Latexfrei
- Gesamtlänge: ca. 72 cm
- Gewicht: 184 g

Best.-Nr. 122317

€ 110,20



Latexfrei

RAPPORT BLACK LINE Stethoskop

- Elegante Black Line-Variante
- Umschaltbares Doppelkopf-Stethoskop
- Membran: Ø ca. 40 mm
- Gesamtlänge: ca. 72 cm
- Gewicht: 216 g

Best.-Nr. 121793

€ 24,58

Pinard-Stethoskop

- Aus Buchenholz
- Ideal Für Hebammen



Größe (L x Ø in cm)	Gewicht	Best.-Nr.	€
17 x 4,4 cm	45 g	117262	12,16
33 x 4,6 cm (Holländisches Modell)	65 g	114417	20,14

Sehtestgeräte



Titmus V3 Sehtestgerät

- Für Vorschulkinder bis zum Jugendlichen
- 6 E-Haken pro Visusstufe einzeln einblendbar
- Mit Farbtest, Phorie, Stereo, Zahlen und Landoltringen,
- Inklusive digitaler Fernbedienung, +1,5 dpt. Linse und Rollenkoffer

Best.-Nr. 126366 € 4.390,00



Abbildung zeigt:
Fernbedienung

Visiolite 4K Edition Sehtestgerät

- Mit 5 Zoll 4 K LCD-Display • Mit Visio Win Software
- Für Untersuchungen nach FSÜ-, Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten Stufe 1 und 2, TBS-Bildschirm, ABS-Absturzgefahr
- ZfP-zerstörungsfreie Prüfung
- Sehschärfepfung FEV AB und CD
- Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang:

Visiolite 4K Edition Bundle: zusätzlich mit Rollenkoffer und LCD Fernbedienung

Best.-Nr. 132248 € 5.690,00

Visiolite 4K Premium GT Bundle zusätzlich mit
Blendempfindlichkeitstest

Best.-Nr. 132249 € 5.990,00



* Einsatz aller Hörtestgeräte abrechenbar für Haus- und/oder Kinderarzt nach EBM 04335 und 03335.



1 MA 25* Audiometer

- Schnelles Siebtestaudiometer mit 11 Frequenzen
- Klein, handlich und dank Batteriebetrieb überall einsetzbar
- Inkl. Transporttasche

Best.-Nr. 294315 € 1.490,00

MA 25 Audiometer

Inkl. Patientenantworttaste und externem Netzteil

Best.-Nr. 122324 € 1.590,00

MA 25e Audiometer

wie MA 25, zusätzlich mit automatischer Audiometrie nach Hughson-Westlake, MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware

Best.-Nr. 123486 € 1.890,00

Zubehör

Tonaudiogrammblock 5 x 50 Blatt

Best.-Nr. 123668 € 26,50



2 MA 28* Audiometer

- Screening Audiometer für Luftleitung mit 11 Frequenzen mit integriertem Zubehörkoffer
- Inkl. MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware
- Vertäuschungsrauschen und automatische Audiometrie
- Inkl. Kopfhörer mit Schallschutzkappen, Netzteil, Patientenantworttaste

Best.-Nr. 124508 € 1.990,00

Audiometer MA 28 KL*

wie MA 28, zusätzlich mit Knochenleitungshörer

Best.-Nr. 124509 € 2.290,00



3 MA 33* PC Audiometer

- PC-Screening Audiometer
- Netzunabhängig
- USB-Anschluss für PC- / Notebookanbindung
- 10 Frequenzen
- Einbindbar in Praxis-EDV
- Inkl. Luftleitungshörer mit Schallschutzkappen DD65 und Tasche, automatische Audiometrie

Lieferumfang:

Gerät, Luftleitungshörer mit DD65, Patientenantworttaste, Tonaudiometrie-Software, USB-Kabel, Tasche

Best.-Nr. 123392 € 1.990,00

MA 33 KL Audiometer

wie MA 33, zusätzlich mit Knochenleitungshörer für Hörschwellenmessungen in Luft- und Knochenleitung nach Lärm I und II

Best.-Nr. 123393 € 2.290,00



Zubehör	Best.-Nr.	€
Pilotentest-Modul (inkl. 35 Sprachen)	294628	470,00
Gehörschutz-Modul	115573	410,00
Lärmprogramm	117127	530,00



4 DD65* Piloten-Hörtest

- Spielerischer Hörtest für Kinder ab 3 Jahren
- Tonaudiometrie mit 10 Frequenzen für ältere Kinder
- Standardmäßig mit 15 Sprachen inkl. deutsch

Best.-Nr. 123402 € 2.490,00

Piloten-Hörtest DD65

- zusätzlich mit MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware

Best.-Nr. 124510 € 2.950,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Patientenantworttaste	294494	60,00
Auswerteblock 5 x 50 Blatt	292064	26,50

Maico Sessions
Tympanometer-Software
für MI 24/26 und Erosan
easyTymp bereits
integriert



1

1 touchTym RaceCar MI 24 Tympanometer mit und ohne Drucker

- Impedanzmessgerät mit großer Touchscreen-Oberfläche
- Inkl. Stapediusreflexmessung
- Session-Tympanometer-Software
- Messsonde mit integrierten Sondenleuchten

touchTym RaceCar MI 26 Tympanometer mit und ohne Drucker

wie touchTym RaceCar MI 24 zusätzlich mit:

- Tonaudiometrie über Luftleitung mit 11 Frequenzen
- Schallschutzkopfhörer DD65, Patientenantworttaste

Ausführung touchTym RaceCar	Best.-Nr.	€
MI 24 ohne Drucker	124512	4.090,00
MI 24 mit Drucker	124513	4.290,00
MI 26 ohne Drucker	124516	4.740,00
MI 26 mit Drucker	124517	4.940,00
MI 26 mit Knochenleitung und Drucker	130778	5.090,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Hochtontympanometrie (mit 1000 Hz für Kleinkinder)	120465	799,00



Mit schneller
Impedanzmessung

4

2 easyTym Tympanometer

Lieferumfang:

Handgerät mit Ladekabel, ohne Stapediusreflex, ohne
MAICO Sessions Tympanometriesoftware ohne Basisstation

Best.-Nr. 118689 € 2.390,00

3 easyTym Tympanometer

Lieferumfang: Handgerät, Ladekabel, Sessions
Tympanometriesoftware

Best.-Nr. 130779 € 2.650,00

4 easyTym Tympanometer und Basisstation

Lieferumfang:

Handgerät mit Basisstation und integrierter Ohrstöpselbox,
Tasche, Kalibriervolumen, Ladekabel, 2 Akkus, MAICO
Sessions Tympanometriesoftware, Stapediusreflexmessung

Best.-Nr. 124511 € 3.690,00

Optionales Zubehör	Best.-Nr.	€
Externer Drucker MPT II	123060	415,00
Hochtontympanometrie (1000 Hz)	113015	799,00



5 EROSCAN TEOAE / DPOAE Screener

- Mit Farbdisplay zum direkten Ablesen der Ergebnisse
- Zur schnellen objektiven Erkennung von Hörstörungen
vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen auf Basis:
TEOAE – der transitorischen evozierten otoakustischen Emissionen
DPOAE – der Distorsionsprodukte der otoakustischen Emissionen
- Inkl. Software zur Einbindung in Praxis EDV

Ausführung	je 4 Frequenzbereiche	Best.-Nr.	€
TEOAE ohne Drucker	1500 – 4000 Hz	122318	4.190,00
TEOAE mit Drucker	1500 – 4000 Hz	122319	4.450,00
DPOAE ohne Drucker	2000 – 5000 Hz	122320	4.190,00
DPOAE mit Drucker	2000 – 5000 Hz	122321	4.450,00

EROSCAN Screener Combo

- TEOAE und DPOAE kombiniert

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Drucker	122322	5.990,00
mit Drucker	122323	6.250,00

Zubehör

Für easyTym, touchTym EROSCAN



Bezeichnung	Anzahl	Best. Nr.	€	Bezeichnung	Anzahl	Best. Nr.	€
Einmal-Ohrstöpsel				Weitere Größen auf Anfrage!			
3 mm grün	25 Stück	123657	17,00	Einmal-Sondenspitzen für EROSCAN			
3 – 5 mm rot	25 Stück	123659	17,00	Einmal-Sondenspitzen	100 Stück	123667	28,00
8 mm mushroom, gelb	25 Stück	123661	17,00	Thermopapier			
9 mm mushroom, grün	25 Stück	123663	17,00	touchTym, 110 mm (B)	5 Rollen	115785	24,50
10 mm mushroom, rot	25 Stück	123665	17,00	easyTym, EROSCAN	5 Rollen	123669	24,50

ETDRS-Tafeln

(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)

- Für die standardisierte Sehschärfenbestimmung bei Patienten mit Netzhauterkrankungen aller Art (z. B. bei diabetischer Retinopathie)
- Entsprechen den aktuellen internationalen Empfehlungen zur Prüfung der Sehschärfe
- Erleichtern deutlich die fachübergreifende Vergleichbarkeit der Sehtestergebnisse
- Sehzeichen in proportionalem Abstand (LogMAR)
- Visus: von 0.1 bis 2.0
- Testabstand: 4 m
- Tafel-Größen: 62 × 65 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Buchstaben	112318	92,00
Zahlen	112319	92,00
Landoltringe	112320	92,00



Ishihara Farbtest

- Klassischer Ishihara-Farbtest zur schnellen Rot/Grün-Farbsinnprüfung
- Buchformat mit 24 oder 38 Tafeln

Ausführung	Best.-Nr.	€
14 Tafeln	110254	133,00
24 Tafeln	110255	197,00
38 Tafeln	112321	309,45



Waggoner-Farbtest

- Schnelle Prüfung des Farbsehens und Screening
- Farbtest mit Symbolen für Kinder, 1 Demonstrationskarte und 9 Testkarten mit Kreis, Stern und Viereck

Best.-Nr. 130081

€ 196,35



UTF-5080 PRO Messbrille

- Bestückbar mit je 5 Messgläsern
- Glasdurchmesser von 38 mm
- Pupillendistanz von 50 mm bis 80 mm

Best.-Nr. 130078

€ 380,00



Okkludierbrille Sunflower

- Beide Seiten der Abdeckung können zur Visusprüfung hochgeklappt werden

Best.-Nr. 132280

€ 25,00



Mattglasokkluderbrille

- Beide Seiten der Abdeckung können zur Visusprüfung hochgeklappt werden

Best.-Nr. 130079

€ 26,00



Okkluderbrille

- Beide Seiten der schwarzen Abdeckung können zur Visusprüfung hochgeklappt werden

Best.-Nr. 130080

€ 26,00



1 TITMUS-Fliege

- Fliege, Ringe, Tiere
- Inkl. Polarisationsbrille

Best.-Nr. 112326

€ 299,00



2 Stereotest LEA™ „Fliege“

Stereotest mit Fliege, Ringen und LEA™-Symbolen von 4.800" bis 20", mit rückseitiger Legende und Polarisationsbrille

Best.-Nr. 159992

€ 292,00



3 Stereotest LEA™ „Schmetterling“

Stereotest mit Schmetterling, Ringen und LEA™-Symbolen, mit rückseitiger Legende und Polarisationsbrille

Best.-Nr. 159993

€ 292,00



4 LANG-STEREOTEST® I-R

3 Objekte, geeignet zum Stereo-Screening ab ca. 6. Lebensmonat, revidierte Edition

Best.-Nr. 127664

€ 315,35




5 LANG-STEREOTEST® II-R (o. Abb.)

4 Objekte, mit einem auch monokular erkennbaren Objekt, revidierte Edition

Best.-Nr. 130082

€ 315,35




6 LANG-Stereopad

- 6 magnetische Testkarten von 1.000" bis 50", die individuell einzeln oder in Gruppen angeordnet werden können,
- geeignet zum Stereo-Screening auf Preferential Looking-Basis.

Best.-Nr. 132125

€ 759,00



7 Fernvisus LEA™ Symbole Falttafel

10 Linien
Visus: 0.1 bis 1.25 (3 m)
Größe: 40,6 × 40,6 cm

Best.-Nr. 112328

€ 81,00



8 Fernvisus LEA™ Symbole / EH Wandtafel mit 15 Linien

Beidseitig bedruckt, inkl. Antworttafel Symbole
Visus: 0.125 bis 2.5 (3 m)
Größe: 43 × 53,4 cm


Best.-Nr. 159997

€ 87,00

9 Fernvisus LEA™ Einzelringbuch

Mit Antworttafel und Abdeckung
Visus: 0.1 bis 2.5 (3 m)
Größe: 12,7 × 12,7 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Mit Symbolen	159995	83,60
Mit Zahlen	112485	83,60



10 + 11 Nahtest LEA™ Karten

- Mit Abstandskordel
- Beidseitig bedruckt
- Visus: 0.05 bis 2.0 (40 cm)
- Größe: 20,3 × 25,4 cm
- Inkl. Antwortkarten (Symbole)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Symbole	159999	44,00
Symbole / Zahlen	160000	44,00


12 Nahlesetafel

- In modernem Schriftbild, Texte mit Zahlen
- Beidseitig bedruckt
- Mit Abstandskordel

Visus: 0.063 bis 1.25 (40 cm)

Größe: 38 × 25 cm
Best.-Nr. 112327

€ 50,60



Diagnostikleuchte

- Zum Ausleuchten des Mund-Rachen-Raumes
- Farbe: weiß
- Inkl. 2 Batterien AAA

Best.-Nr. 130896

€ 4,45



KaWe med. lux Pen Diagnostikleuchte

- Gemäß IEC 62471 für Augenuntersuchungen geeignet
- Mit Druckschalter; Dauerlichtfunktion
- Glatte Oberfläche; aus Metall, eloxiert
- Inkl. auswechselbaren Batterien 1,5 V Micro (Typ AAA)
- LED Farbtemperatur 3.200 Kelvin
- LED Lebensdauer 50.000 h bei üblicher Verwendung (Intervall) bis 10.000 h bei Dauerlicht
- Helligkeit ca. 2.650 Lux, gemessen bei 10 cm Entfernung
- Länge: ca. 14 cm



Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	127328	10,55
silber	127329	10,55
rot	127330	10,55
blau	127331	10,55
violett	127332	10,55
grün	127333	10,55

CLIPLIGHT LED Diagnostikleuchte

- Für Augenuntersuchungen geeignet nach DIN EN 62471
- Metallgehäuse, eloxiert
- Lichtstärke: ca. 3.100 Lux / 10 mm
- Länge: ca. 13 cm
- Inkl. Batterien 1,5 V Micro (Typ AAA)

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	122339	9,90
schwarz	121794	9,90
gelb	122340	9,90
lila	122341	9,90
blau	122342	9,90
grau	122343	9,90



LUXAMED®

LED-Penlight Diagnostikleuchte

- LED zugelassen und geprüft für Augendiagnostik
- Langlebige LED-Technologie mit Lebensdauer von ca. 100.000 Stunden
- Wartungsfrei
- Klare, tageslichtähnliche Ausleuchtung von 18.000 – 22.000 mcd und Farbtemperatur von ca. 7.000 K
- Leichtgewicht von 31,5 g
- Sofort einsatzbereit



mit Glühbirne	Best.-Nr.	€
schwarz	131877	5,45
blau	131878	5,45
grau	131883	5,45
rot	131879	5,45
gelb	131880	5,45
grün	131881	5,45
weiß	131882	5,45

mit LED	Best.-Nr.	€
schwarz	131870	8,45
blau	130871	8,45
grau	131872	8,45
rot	131873	8,45
gelb	131875	8,45
grün	131874	8,45
weiß	131876	8,45



1



2



3



4



5



6



7

Neurologischer Reflexhammer

Nach Buck mit Pinsel und Nadel

- 1 Mit Kunststoffgriff (80 g)

Best.-Nr. 110020

€ 21,60

- 2 Mit Metallstiel (100 g)

Best.-Nr. 110710

€ 22,34

Troemner-Hammer Reflexhämmer

- 3 Mit Metallstiel, Pinsel und Nadel, leicht (160 g) Schweres Modell (200 g), o. Abb.

Best.-Nr. 110031

€ 31,46

Best.-Nr. 110095

€ 32,48

- 4 Mit Kunststoffstiel und Pinsel, schwarz, (170 g)

Best.-Nr. 110708

€ 27,96

5 Varioflex Kombinationshammer

- Nach Fassbender, mit Nervennadel und Pinsel
- Massiver Griff mit cm-Einteilung,
- Länge: ca. 22 cm, Gewicht: ca. 150 g

Best.-Nr. 110021

€ 40,37

6 Witroe-Hammer

Mit Pinsel und Nadel, Gewicht: 195 g

Best.-Nr. 110711

€ 29,83

7 Colorflex Reflex- und Perkussionshammer

- Mit neurologischer Tastspitze
- Gewicht: 100 g
- Maße: ca. 22 cm lang

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	110028	26,90
schwarz	110030	26,90
grau	119426	26,90



mulimed – otoscillo® professional Gehörgangspülgerät

- Mit Einmaldüsen – lt. EU – Empfehlung
- Automatische Rücklaufsperrung direkt hinter der Einmaldüse – zur Vermeidung der Kontamination des Gerätes mit Spülwasser aus dem Gehörgang
- Immer die richtige Spülwassertemperatur mit der otoscillo® Temperatur-Test-Card
- Pulsierender Spülstrahl mittels Kolbenpumpe
- Spritzschutzplatte durchsichtig, aufsteckbar
- Robuster Wasserschlauch – im Gegenlicht durchsichtig zur Hygienekontrolle
- Abnehmbarer Wasserbehälter mit Deckel und Automatikventil zum Wassertransport
- 2 Jahre Garantie – praxisbewährt seit vielen Jahren

mulimed – otoscillo® professional
komplett mit 100 Stück Einmaldüsen
Best.-Nr. 114108

€ 299,00

Zubehör

Einmaldüsen

- Rein verpackt – nicht steril
- Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 114109

€ 38,00



Hochtonrassel nach McCormick

zur Diagnose von Nervenschäden, z. B. beim diabetischen Fuß
Hochfrequente Rassel gemäß McCormick-Prinzip

- Hörprüfung mit Ablenkungstest nach Ewing
- Geeignet für Hörscreening ab 6 Monaten im Rahmen der U-Untersuchung
- Leicht zu reinigen
- Maße: 130 x 24 mm
- Gewicht: 15 g

Best.-Nr. 129646

€ 15,95



Mikrofilament zur Sensibilitätsprüfung

zur Diagnose von Nervenschäden, z. B. beim diabetischen Fuß

- Für die frühzeitige Erkennung peripherer Nervenschäden
- Mit praktischem Einzug zum Schutz des Filaments
- Inkl. 5 Ersatzfilamenten
- Leicht zu reinigen
- Maße: 145 x Ø 12 mm
- Gewicht: 15 g

Best.-Nr. 130246

€ 8,95



Monofilament

zur Sensibilitäts- und Thermästhesieprüfung bei Neuropathien

- Zur Früherkennung peripherer Nervenschäden, z. B. des diabetischen Fußes
- Integrierter Metallkopf zur Prüfung des Temperaturempfindens (Thermästhesie)
- Schutzmechanismus zur sicheren Aufbewahrung des Filaments
- Leicht zu reinigen
- Maße: 130 x Ø 12 mm (eingeschoben)
- Gewicht: 18 g

Best.-Nr. 129654

€ 9,95



Pentherm Diagnostikinstrument

zur Prüfung des Temperatursinns bei Polyneuropathie

- Zur Früherkennung einer distalen symmetrischen Polyneuropathie
- Funktioniert über unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit der Materialien
- Leicht zu reinigen
- Mit Clip zur sicheren Fixierung und stabilem Halt
- Maße: 100 x Ø 15 mm
- Gewicht: 46 g
- Keine Batterie erforderlich

Best.-Nr. 130247

€ 16,75



Goniometer Winkelmesser

zur Messung von Gelenkstellung und Gelenkbeweglichkeit nach der Neutral-Null-Methode

- Zur Beurteilung der Gelenkbeweglichkeit in Orthopädie, Physiotherapie und Reha
- Mit Gradskala sowie Lineal mit cm und Inch-Einteilung
- Aus flexiblem, transparentem und robustem Kunststoff
- Leicht zu reinigen
- Maße: 215 x 45 mm
- Gewicht: 25 g

Best.-Nr. 129655

€ 5,45





seca 336 Säuglingswaage

- Messen und Wiegen in einem Schritt möglich dank optionalem Längenmessstab
- Flache Konstruktion zum einfachen Verstauen in Schubladen
- Großer Funktionsumfang: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD und einstellbare Dämpfung
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Messstab optional
- Tragkraft: 20 kg (5 g < 10 kg > 10 g)
- Maße: 650 × 110 × 308 mm (B × H × T)
- Gewicht: 3,7 kg

Best.-Nr. 291892

€ 809,00
inkl. Eichgebühr



Abbildung zeigt:
Optionaler
Messstab seca 234



Was gilt es bei
Waagen für
die Praxis zu
beachten? Jetzt
informieren.



seca 878 dr Flachwaage

- Doppeldisplay: Ermöglicht das Ablesen für Arzt und Patient gleichzeitig
- Nivellierfüße für hohe Standsicherheit
- Im Stehen bedienbar dank Fußtasten
- Mutter-Kind-Funktion für das problemlose Wiegen von Kleinkindern
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Maße: 321 × 60 × 361 mm (B × H × T)
- Gewicht: 4,1 kg

Best.-Nr. 119930

€ 478,00
inkl. Eichgebühr



seca 384 kombinierte Säuglings- und Flachwaage

- Immer passend: Säuglinge im Liegen wiegen und Kleinkinder im Stehen
- Kompakt, robust und leicht: ideal für den mobilen Einsatz
- Großer Funktionsumfang: TARA, HOLD und Breast-Milk-Intake-Funktion
- Mit Libelle und Nivellierfüßen für eine perfekt waagerechte Aufstellung
- Batteriebetrieb
- Tragkraft: 20 kg (10 g < 10 kg > 20 g)
- Gesamtmaße: 552 × 164 × 364 mm (B × H × T)
- Gewicht: 2,8 kg

Best.-Nr. 294369

€ 474,00
inkl. Eichgebühr

Zubehör

seca 232 n Messstab

Analoger Messstab für Säuglingswaage seca 336

- Leichtes Ablesen von Messergebnissen durch farbliche Markierung
- Inklusive Kopf- und Fußanschlag
- Abriebfeste Skala durch hochwertiges Siebdruckverfahren
- Messbereich: 35 – 80 cm
- Teilung: 1 mm
- Maße: 877 × 92 × 266 mm (B × H × T)
- Gewicht: 1,2 kg

Best.-Nr. 128319

€ 185,00



Abbildung zeigt:
 Waage mit optionalem
 Messstab seca 220

EMR
 integrationsfähig

- Seit mehr als 180 Jahren als erfolgreiches Familienunternehmen in Hamburg mit hochpräzisen, zeitlos modernen Waagen und Messsystemen.
- Höchste Qualität steht in allen Produktionsstufen an erster Stelle, damit sich Ihre Patienten maximal sicher versorgt fühlen – Ganz nach dem Credo: Präzision für Ihre Gesundheit.

4+
 Jahre
 Garantie

* Für ausgewählte seca Waagen können Sie die Garantie von 2 auf 4 Jahre verlängern und nach 4 Jahren weitere 4 Jahre erhalten, nachdem die Waage durch den seca Eichservice nachgeeicht wurde.




 max. 300 kg

1


 max. 200 kg

2

1

2

1 seca 704 Säulenwaage

- Integrationsfähige, extrem robuste und hochpräzise seca Wägetechnologie mit 300 kg Tragkraft
- Großer Funktionsumfang: BMI, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, Mutter/Kind-Funktion, 3-stufige Dämpfung
- Erweiterbar zur Messstation mit optionalem Größenmessstab seca 220
- Optional: Pandabär ermöglicht einfaches Messen und Wiegen von Kindern
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Tragkraft: 300 kg (50 g < 150 kg > 100 g)
- Maße: 360 × 930 × 520 mm (B × H × T)
- Gewicht: 14,9 kg

Best.-Nr. 293051

€ 964,00

inkl. Eichgebühr

2 seca 799 Säulenwaage

- Besonders robuste und kompakte Säulenwaage
- Mit BMI-Funktion, TARA und HOLD
- Robuste Wiegeplattform aus Stahl
- Mit Transportrollen: leicht, wendig, einfach transportierbar
- Erweiterbar zur Messstation mit optionalem Größenmessstab seca 220
- Batterie- oder Netzbetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Mit automatischer Abschaltautomatik
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Maße: 294 × 831 × 417 mm (B × H × T)
- Gewicht: 6,3 kg

Best.-Nr. 294643

€ 629,00

inkl. Eichgebühr

Zubehör

seca 220 Messstab

- Für seca 704, 799
- Leichtes Ablesen durch seitliche Bedruckung
- Abriebfeste Skala
- Messbereich: 60 – 200 cm

Best.-Nr. 210280

€ 99,00

seca 447 Netzgerät

- Für seca 336, 704, 799, 878

Best.-Nr. 281481

€ 89,00

seca 459

Pandabär „Bao Bao“ für seca Messstationen und Säulenwaagen

- Mit dem freundlichen Pandabären macht Kindern der Messvorgang mehr Spaß
- Lange Haltbarkeit durch hochwertiges DIBOND®-Material und leicht zu reinigen
- Passend für seca Scale-up Line, seca 704 und seca 287
- Maße: 380 × 670 × 44 mm (B × H × T)
- Gewicht: 0,50 kg

Best.-Nr. 128332

€ 159,00



1 MPE Personenwaage mit Stativ III

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Vibrationen werden ausgefiltert, daher auch für unruhig stehende Patienten geeignet
- Data-Hold, BMI und Mutter-Kind-Funktion
- Datenschnittstelle RS-232
- 2 Transportrollen
- Maße Trittpläche: 365 × 360 × 80 mm (B × T × H)
- Maße gesamt: 365 × 570 × 2134 mm (B × T × H) mit ausgefahrenem Messstab
- Maße gesamt: 365 × 570 × 1030 mm (B × T × H) ohne Messstab
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: ca. 12 kg
- Akkubetrieb optional
- Optional: integrierter Messstab (880 – 2050 mm)

Ausführung	Best.-Nr.	€
mit Batteriebetrieb		
MPE ohne Messstab	123130	629,00
MPE mit Messstab	123131	679,00
inkl. Netzgerät		
MPE ohne Messstab	117695	621,00
MPE mit Messstab	117696	729,00

Preise inkl. Eichkosten



max. 250 kg

2 MPD Step-on Personenwaage III

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Große Trittpläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Maße Trittpläche: 365 × 360 × 80 mm (B × T × H)
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Netzbetrieb (Akku optional)

Best.-Nr. 117697 € 489,00
inkl. Eichkosten



max. 250 kg



max. 250 kg

3 MPN Personen-Flachwaage III

- Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme durch integrierte WLAN-Schnittstelle
- Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter für weitere externe Schnittstellen
- Hold-, Mutter-Kind- und BMI-Funktion
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Tragkraft: 250 kg
- Inkl. Netzgerät, Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr. 129356 € 719,00
inkl. Eichkosten

Abbildung zeigt:
MPN mit Messstab

max. 250 kg

4 MPN Personenwaage mit Stativ III

- Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme durch integrierte WLAN-Schnittstelle
- Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter für weitere externe Schnittstellen
- Hold-, Mutter-Kind- und BMI-Funktion
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Tragkraft: 250 kg
- Inkl. Netzgerät, Batteriebetrieb möglich

Ausführung	Best.-Nr.	€
MPN ohne Messstab	129357	879,00
MPN mit Messstab	129355	929,00

Preise inkl. Eichkosten

Zubehör für Kern-Wagen

Für MPN-Waagen	Best.-Nr.	€
YKUP-01 RS-232	129361	60,00
YKUP-03 USB	129363	75,00
YKUP-04 Ethernet	129364	115,00
YKUP-06 Bluetooth	129366	99,00
YKUP-13 Extension-Box (zum Anschluss von 3 Schnittstellen)	129368	75,00

Akku

Für MBC, MPD, MPE

Best.-Nr. 118851 € 50,00**Netzgerät**

Für MBC, MPD

Best.-Nr. 123164 € 49,00



MBC Babywaage (III)

- Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- Mit Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
- Data-Hold Funktion, ideal für unruhige Babys
- Maße Liegefläche: 600 × 280 × 55 mm (B × T × H)
- Maße Gesamt: 600 × 407 × 120 mm (B × T × H)
- Tragkraft: max. 15 kg oder max. 20 kg
- Teilung: Modell 15 kg = 0,002 kg < 6 kg > 0,005 kg / Modell 20 kg = 0,01 kg
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Akkubetrieb optional

Tragkraft	Best.-Nr.	€
Tragkraft max. 15 kg		
Batteriebetrieb	123128	456,00
Netzbetrieb	117715	496,00
Tragkraft max. 20 kg		
Batteriebetrieb	123129	452,00
Netzbetrieb	126693	502,00

Zubehör

Mechanischer Größenmessstab

- Zum Befestigen an der Waage
- Messbereich: 80 cm
- Teilung: 1 mm

Best.-Nr. 117716 € 125,00

Preise inkl. Eichkosten



max. 15 kg



MBA Babywaage (III)

- Aus Kunststoff ohne Ecken und Kanten
- Integrierte AUTO-OFF Funktion, Data-Hold-Funktion
- Sehr gut ablesbares LCD-Display (H 25 mm)
- Wahlweise mit WLAN zur kabellosen Datenübertragung zu PC, Tablet oder Smartphone
- Maße Safe-Guard-Liegefläche: 600 × 260 (B × T)
- Maße Gesamt: 600 × 360 × 141 mm (B × T × H)
- Tragkraft: 15 kg
- Gewicht: ca. 4 kg
- Batteriebetrieb (Batterien inkl.), Netzbetrieb optional

Ausführung	Best.-Nr.	€
MBA	126008	555,00
MBA mit WLAN-Schnittstelle	126009	684,00

Preise inkl. Eichkosten

Zubehör	Best.-Nr.	€
Größenmessstab	126010	120,00
Netzgerät	126011	95,00



Varta Akkuladegerät Universal Charger

- Verwendung für Produkt: AA, AAA, C, D, 9 V Block
- Mit Timerfunktion
- 3 LEDs signalisieren den Ladestatus
- Ladezeit des Akkus: 5 h
- Netzspannung: 100 – 240 V
- Bauart der Batterie: Nickel-Metallhydrid

Best.-Nr. 123277

€ 32,82

Weitere Batteriesorten und Sonderpreise für Großmengen auf Anfrage.



Beste Markenfabrikate für Ihre Geräte

Beleuchtung	Spannung	Best.-Nr.	Abgabereinheit	Stück €
1 AAA-Micro/LR03	1,5 V	118467	1 Stück	0,81
2 AA-Mignon/LR6	1,5 V	118663	1 Stück	0,62
3 Baby/LR14	1,5 V	118974	1 Stück	1,39
4 Mono/LR20	1,5 V	119615	1 Stück	2,27
5 E-Block/6LR61	9,0 V	119616	1 Stück	3,04

Knopfzellen (o. Abb.)

CR 2032

Für Thermoscan PRO3000, IRT 3520, Glucometer Elite/Ascensia, Omnitest Sensor

3 Volt

Best.-Nr. 116126 Stück € 3,86

CR 2450

Für Accutrend Sensor

3 Volt

Best.-Nr. 116155 Stück € 4,46

Akkus

- Modernste Nickel-Metall-Technologie
- 0 % Cadmium, geringe Umweltbelastung
- Bis zu 1000-mal wiederaufladbar



Typ	Spannung	Best.-Nr.	€
1 AAA-Micro 1,1 Ah	1,2 V	112464	4,04
2 AA-Mignon 2,3 Ah	1,2 V	112465	4,43
3 AA-Mignon 2,7 Ah	1,2 V	112466	7,35
4 C-Baby 3,5 Ah	1,2 V	112467	9,92
5 D-Mono 7,0 Ah	1,2 V	110616	15,01
6 9V-Block 0,16 Ah	9 V	112468	12,19
7 9V-Block 0,25 Ah	9 V	112469	10,60



bosotherm diagnostic Infrarot-Thermometer

- **Kontaktlose** Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde
- Großes Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher für 30 Messwerte
- Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 119976

€ 36,99



bosotherm medical Ohr-Thermometer

- Sichere Messung im Ohr in nur 1 Sekunde
- Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher zeigt beim Einschalten letzten Messwert an – Indiz für steigendes oder fallendes Fieber
- Inklusive Sicherheits-Box mit 20 Hygieneschutzhüllen und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 154523

€ 31,40

Zubehör

Hygieneschutzhüllen

Packung mit 40 Stück

Best.-Nr. 154524

€ 8,99



Braun ThermoScan® Pro 6000 mit kleiner Basiseinheit

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vorgewärmte Sondenspitze unterstützt präzise Messung
- Grün leuchtendes LED signalisiert ExacTemp Positionierungsfeedback für Sondenspitze
- Messdauer: 2 – 3 Sek.
- Messbereich: 20 – 42,2 °C
- Automatische Abschaltung ca. 10 Sek. nach der letzten Messung
- Weitere Funktionen: Puls-Timer, Speicheraufruf und C/F-Umrechnungstaste
- **3 Jahre Garantie**
- MTK-tauglich



Lieferumfang:

Gerät, 20 Einweg-Ohrtips, Basiseinheit klein für 1 Schachtel Sondenschutzhüllen, 20 Sondenschutzhüllen, 2 x AA Mignon Batterien

Best.-Nr. 119766

€ 230,00

Zubehör

Einmal-Ohrtips

(auch passend für ThermoScan® Pro 4000)

Packung mit 200 Stück

Best.-Nr. 119767

€ 13,72



beurer

FT 58 Ohr-Thermometer

- Kontaktlose Messung
- Körper- und Raumtemperaturmessung
- Für Alarmsignal bei Fieber
- Abschaltautomatik
- 10 Speicherplätze
- Mit Aufbewahrungsbox
- Inkl. 10 Schutzkappen und 2 Batterien
- 5 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 130872

€ 24,95

Zubehör

Hygieneschutzhüllen

Packung mit 20 Stück

Best.-Nr. 130890

€ 3,98

FT 09/01 Digitales Thermometer

- Speicher für den letzten Messwert
- Wasserdicht
- Abschaltautomatik
- Mit Schutzhülle
- Inkl. Batterie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 130917

€ 3,49

FT 15/01 Digitales Express-Thermometer

- Flexible Spitze für sanftes Messen
- Schnelle Messung in ca. 10 Sekunden
- Wasserdicht
- Abschaltautomatik
- Inkl. Batterie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 130918

€ 5,99



NOTFALL / ÜBERWACHUNG

- Notfalltaschen & -koffer
- Beatmung
- Absaugpumpen
- Verbandschränke & -koffer
- Patientenüberwachung



Praxis-Tipp

Notfallkoffer

Kontrollieren Sie den Inhalt Ihres Notfallkoffers regelmäßig mit einer Checkliste. Der Inhalt soll tabellarisch aufgelistet und Angaben zu Mengen, Verfallsdatum, Verwendungsdatum und Kontrolldatum enthalten.



Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren Co-med Fachhändler oder besuchen Sie unseren Onlineshop co-med.de



MediBoxen

- Handlich und robust
- Zur Unterbringung des kleinen oder großen Ampullenvorrats
- Passen für fast jeden Rucksack oder auch Jackentaschen
- Kleine Ausführung zum Transport der BTM geeignet
- Aus Kunststoff und mit Gummileiste für Ampullen

1 Ausführung	Maße (L × B × T)	Best.-Nr.	€
2 MediBox I für max. 7 (kleine) Ampullen	8,2 × 10,1 × 3,2 cm	123537	35,00
3 MediBox II für max. 18 (kleine) Ampullen	11,6 × 12,0 × 4,0 cm	123538	40,00
4 MediBox III für max. 36 (kleine) Ampullen	19,7 × 12,0 × 4,5 cm	123539	52,00
MediBox IV für max. 45 (kleine) Ampullen und 4 flexible Schlaufen	25,5 × 12,0 × 5,9 cm	123540	62,00

Die Angebote der abgebildeten Taschen und MediBoxen gilt generell ohne Inhalt!



Notfallrucksack Polyester-Nylon

- Strapazierfähiges Polyester-Nylon Material
- Unterseite aus abwaschbarem Planenmaterial schützt vor Nässe und Schmutz
- 2 geteilte Hauptfächer mit robustem Reißverschluss
- 5 farbkodierte Modultaschen mit Klarsichtfenster, davon 2 Stück mit Haftklettstreifen zum Einkletten in den Rucksack
- 1 Außentasche z. B. für Defibrillator, Intubationsbedarf oder Pulsoximetrie
- Gelbe Reflexstreifen



Notfalltaschen Polyester-Nylon

- Strapazierfähiges Polyester-Nylon Material
- Mit vielseitigen Fächern
- 1 Hauptfach mit fester (medium) oder variabler (large) Inneneinteilung
- 2 Seitenfächer mit robusten Reißverschlüssen
- Tragegriff mit Klettverschluss
- 1 Schultergurt
- Gelbe Reflexstreifen



Ausführungen Planenversion

- Wasser- und schmutzabweisendes Polyester-Nylon Material mit Planenüberzug
- Leichtere Reinigung nach dem Einsatz
- Robuster und langlebiger als Polyester-Nylon Material



Notfalltaschen und Rucksäcke, leer

Ausführung (Leergewicht)	Maße (B × H × T)	Best.-Nr.	€
Polyester-Nylon-Tasche medium (1000 g / 18 Liter)	43 × 25 × 27 cm	122438	45,00
Polyester-Nylon-Tasche large (1600 g / 28 Liter)	52 × 32 × 32 cm	119991	53,00
Planen-Tasche large (2700 g / 28 Liter)	52 × 32 × 32 cm	122439	74,00
Polyester-Nylon-Rucksack (2000 g / 23 Liter)	36 × 47 × 26 cm	122440	53,00
Planen-Rucksack (3000 g / 23 Liter)	36 × 47 × 26 cm	122441	85,00

Die Auswahlkriterien für das Füllsortiment

DIN 13157:

- Für Verwaltung und Handel bis 50 Beschäftigte
- Herstellung und Verarbeitungsbetriebe bis 20 und Baustellen bis 10 Beschäftigte

DIN 13169:

- Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten
- Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten, ab 100 Beschäftigten ein weiterer Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13169
- Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten, ab 50 Beschäftigten ein weiterer Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13169



Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX

- Koffergehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 2 gleich große Kofferschalen mit umlaufender Gummidichtung
- 2 Klemmverschlüsse
- Eingelassener Tragriff
- Variable Inhalt-Trennstangen
- Mit Wandhalterung und 90° Arretierung
- Farbe: orange

1 + 2

1 ultraBOX „BASIC“

- Füllung nach DIN 13157
- Sehr leicht
- Maße: 285 × 215 × 120 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 127044

€ 44,00

2 ultraBOX „SELECT“

- Füllung nach DIN 13169
- Mit 2 Plexiglasscheiben
- Maße: 445 × 340 × 150 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Best.-Nr. 127041

€ 99,00

3 ultraBAG MEDICAL Erste-Hilfe-Tasche

- Schwarze Notfalltasche ohne Inhalt
- Variable Inneneinteilung
- Mit längenverstellbaren Trageriemen
- Maße: 240 × 280 × 400 mm (B × H × L)

Best.-Nr. 126351

€ 79,00



3



4



5



6

4 Verbandschrank ultraCASE „010“

- Aus Stahlblech, eintürig
- Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
- Mit verstellbarem Zwischenboden
- Farbe: weiß, einbrennlackiert
- Maße: 350 × 280 × 130 mm (H × B × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

Schrank ohne Inhalt

Best.-Nr. 151789

€ 75,40

5 Verbandschrank ultraCASE „012“

- Aus Stahlblech, eintürig
- Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
- Mit vier Fächern und fester Inneneinteilung
- Farbe: weiß, einbrennlackiert
- Maße: 350 × 280 × 150 mm (H × B × T)
- Gewicht: ca. 4,5 kg

Schrank ohne Inhalt

Best.-Nr. 151791

€ 121,64

6 Betriebsverbandkasten ultraWORKS II

- Aus ABS inkl. Wandhalterung
- Inhalt nach DIN 13157
- Farbe: grau
- Maße: 250 × 170 × 80 mm

Best.-Nr. 112804

€ 24,87

6 + 7 Krankentragen ultraSTRETCHER

- Gestell aus robustem Aluminium
- Bezug aus hochwertigem Chemiefasergewebe
- 2 verstellbare Gurte mit Schnellverschluss



7



8

7 ultraSTRETCHER „0350“

- Gemäß DIN 13024 N
- 1 × längs klappbar
- Gewicht: 7,2 kg / Belastbarkeit: max. 200 kg
- Maße gebrauchsfertig: 2310 × 550 × 140 mm
- Maße zusammengelegt: 1910 × 140 × 140 mm

8 ultraSTRETCHER „0710“

- Gemäß DIN 13024 K
- 2 × klappbar
- Gewicht: 8,0 kg / Belastbarkeit: max. 250 kg
- Maße gebrauchsfertig: 2310 × 550 × 160 mm
- Maße zusammengelegt: 1010 × 190 × 140 mm

Artikel	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
4 Gleitfüße	112808	232,37	112812	260,69
2 Gleitfüße, 2 Rollenfüße	112809	222,00	112813	222,00
4 Rollenfüße	112810	254,00	112814	264,00
9 Zubehör Wandhalterung (beschichtet)	188289	75,00	188289	75,00

10 Schutzhülle ultraSTRETCHER BAG I

- Mit Reißverschluss und Tragegriff
- Gewicht: 0,5 kg
- Maße: 2000 × 300 mm

Best.-Nr. 112811

€ 33,35

11 Schutzhülle ultraSTRETCHER BAG II

- Mit Reißverschluss und Tragegriff
- Gewicht: 0,3 kg
- Maße: 1200 × 330 mm

Best.-Nr. 112815

€ 31,54



12 ultraKEY S Schlüsselmappe

- Aufbewahrungsmappe für 15 Schlüssel
- Aus robustem, abwaschbaren Cordura-Material
- Jeder Schlüssel über Klicksystem abnehmbar
- Maße: 200 × 80 × 290 mm (B × H × L)

Best.-Nr. 126353

€ 49,00

Ersatzfüllungen für Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschrank

ultraFILLING 13157

- 44-teilig

Best.-Nr. 110888

€ 7,59

ultraFILLING 13169

- 126-teilig

Best.-Nr. 183905

€ 22,03



Auto-Dachschild

- 2 x 21 Watt/Blinklicht
 - Mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder 12 V
 - Haftung durch Ringmagnete
 - Grundfarbe weiß, Schrift rot
- Best.-Nr. 128117** € 114,00



Auto-Haftplakette

- Mit Gummisauger

Ausführung	Best.-Nr.	€
Arzt	152054	3,80
Arzt im Dienst	152055	4,50



Augenspülflasche

- Mobile Augenspülflasche aus Kunststoff im Taschenformat
- Gefüllt mit 200 ml steriler NaCl Lösung 0,9 %

Best.-Nr. 292575

€ 12,16



Wund- und Augenspray

- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Ermöglicht sicheres, wirksames und präzises Sprühen
- Mehrfach verwendbar und trotzdem steril
- 0,9 % Natriumchloridlösung
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Gesamtsprühzeit bei voller Dose: ca. 15 Minuten

Best.-Nr. 122345

€ 27,56



Augenspülflasche

- Gefüllt mit physiologischer NaCl Lsg ph 7,5, steril
- Inhalt: 500 ml
- Augennaß mit Staubschutzkappe

Packung mit 2 Stück

Best.-Nr. 156029

€ 45,10

Wandhalter

Best.-Nr. 156030

€ 16,40



Rettungs- / Notfallschere

- Schneidet auch Glas und Leder
- Länge: 24 cm

Best.-Nr. 294596

€ 84,61



Rettungsdecke

- Polyesterfolie (gold/silber)
- Schutz vor Auskühlung und als Hitzeschutz einsetzbar
- Im PE-Beutel
- Maße: 160 x 210 cm

Best.-Nr. 127047

€ 1,45




SAM®-SPLINT Universalschiene

- Gerollt
- Einfach in der Anwendung
- Zur Schienung von Extremitäten
- Weich ohne zusätzliche Polsterung
- Wasser- und blutabweisend
- Geringer Platzbedarf
- Temperaturstabil
- Maße: 11 x 91 cm

Best.-Nr. 294241

€ 15,82



Intubationszange nach Magill

- Für Erwachsene, 25 cm


Best.-Nr. 188259

€ 21,42

- Für Kinder, 20 cm

Best.-Nr. 188258

€ 20,11



Mundkeil

- Aus Weichgummi

Best.-Nr. 135047

€ 10,94

Alle Sauerstoffflaschen mit Restdruckventil



Sauerstoffflasche aus Aluminium

- 1,8-Liter-Flasche
- 360 Liter bei 200 bar
- Gewicht **mit Restdruckventil** gefüllt: ca. 3,3 kg

Best.-Nr. 294665 € 159,45



Sauerstoffflaschenständer

- Für 10 Liter O₂-Flaschen
- Mit Zurring zum leichten und sicheren Befestigen der Flaschen
- Doppelaufrolle Ø 50mm, 2 x gebremst und elektrisch leitfähig
- Farbe: weiß, pulverbeschichtet
- Maße: 880 x 635 mm (H x Ø)
- Tragkraft: 20 kg

Best.-Nr. 283035 € 138,61



Sauerstoffflasche aus Stahl (o. Abb.)

- 2 Liter (gefüllt)
- Mit Restdruckventil

Best.-Nr. 292212 € 224,37



Flaschenfahrgestell

- Kippsicher und stabil
- Pflegeleicht mit geschützter Flaschenfußhalterung
- Rollen Ø 75 mm (antistatisch)

Best.-Nr. 122213 € 345,75



Druckminderer für Sauerstoffflaschen

10 Jahre wartungsfrei

1 MediSelect® kurz

- Kompakte Bauform für 0,8- und 2-Liter-Flaschen für Einsatz in Koffer, Tasche usw.
- Selbstzentrierendes Flow-Einstellhandrad mit 2 Ablesefenstern (gilt auch für MediSelect® lang)

2 MediSelect® lang

- Lange Bauform für 10-Liter-Flaschen
- 360 ° drehbares Manometer und schwenkbarer Flowausgang
- Flow einstellbar von 0 – 25 l/min

3 MediReg®

- Platzsparendes Notfallkoffer-Manometer
- 360 ° drehbares Manometer
- Flow fest eingestellt 4 l/min



Artikel	Best.-Nr.	€
1 Mediselect 25 O ₂ , D, KL mit kurzem Anschlussbolzen G3/4, 9/16	293763	172,96
2 Mediselect 25 O ₂ , D mit langem Anschlussbolzen G3/4, 9/16	294755	179,73
3 Medireg 4 O ₂ , D mit fixem Flow 4 Liter G3/4, 3/8	116522	131,23

Ambu



Mit Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil

Ambu® SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel

Mit Einmembran-Patientenventil, Einweg-Gesichtsmaske, Einweg-O₂-Reservoir und -Schlauch, mit Demand Ventilanschluss, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil

Ausführung	Maske	Best.-Nr.	€
für Erwachsene	Erwachsene, mittel	120076	18,50
für Kinder	Kleinkinder	294332	16,37
für Neugeborene	Neugeborene ohne Demand Ventilanschluss	294333	16,37



Ambu® Mark IV Beatmungsbeutel

- Mit bewährtem Doppelkammerprinzip
- Autoklavierbar bis 134 °C (einschl. Reservoirbeutel)
- Inkl. Sauerstoffreservoir und Silikon-Gesichtsmaske
- Latexfrei

Ausführung	Best.-Nr.	€
Für Erwachsene mit Maske Gr. 5 inkl. Reservoirbeutel	128300	292,30
Für Babys mit Maske Gr. 0A inkl. Reservoirschlauch	293161	257,20



Latexfrei

1 AERObag® Silikon-Beatmungsbeutel-Set

- Latexfrei
- Desinfizierbar, autoklavierbar bis 134 °C
- Sehr robust
- Drehbarer Patientenanschlusskonus
- Anschlüsse nach ISO 5356
- Beatmungsbeutel Volumen: 1500 ml

Größe	Best.-Nr.	€
Nr. 3	131453	104,00
Nr.5	131455	122,89
Zubehör	Best.-Nr.	€
Schlauch	127263	3,60
Reservoirbeutel	128328	2,63

2 Notfalltaschenmaske

- Mit Einwegventil zum Schutz des Ersthelfers
- Luftgefüllter Maskenrand zur optimalen Abdichtung
- Mit einstellbarem Fixierband
- Inkl. einem Paar Einmalhandschuhe
- Lieferung in Hartschalenbox, weiß

Best.-Nr. 130252 € 6,95

3 Sauerstoffmaske (PVC-frei)

- 2,10 m Länge
- Best.-Nr. 293717 Stück € 3,28

Sauerstoffmaske (mit PVC)

- 2,13 m Länge
- Best.-Nr. 292598 Stück € 3,90

4 Sauerstoffbrille

Best.-Nr. 292594 Stück € 1,48

5 Sauerstoffkatheter

Mit beweglicher Schaumstoffronde
Abgabereinheit: 100 Stück
Best.-Nr. 294458 Stück € 1,04


Mit fester Schaumstoffronde

Abgabereinheit: 100 Stück
Best.-Nr. 294459 Stück € 0,96

6 Inhalations-Set

- Universell einsetzbares Inhalationsset für fast alle gängigen Inhaliergeräte
- Mit Maske und Schlauch 2,10 m

Ausführung	Best.-Nr.	€
Set für Erwachsene	121850	4,76
Set für Kinder	292805	4,34



5



6



Abbildung
ähnlich

Einmal-Guedeltuben-Set

- Unsteril und farbcodiert
- Größe: 000 – 5
- Lieferung im Polybeutel


Packung mit 8 Stück

Best.-Nr. 127533 € 11,50

Einteilige Guedel-Tuben

- Mit integriertem Beißblock
- Weiche Gummisspitze
- Klare Farbcodierung

Größe	Farbe	Best.-Nr.	Stk. €
000	hellgrün	123544	0,96
00	blau	123543	0,89
0	grau	123542	0,83
1	braun	159663	0,77
2	grün	159664	0,77
3	gelb	159665	0,77
4	rot	159666	0,77
5	lila	123278	0,77



LTS-D Notfall-Set

Die 2. Generation supraglottischer Atemwegshilfen

- Neue großvolumige Niederdruckcuffs
- Mit Drainagekanal (als neuer Standard in internationalen Richtlinien empfohlen)
- Farbkodiert

Farbe	Größe	Gewicht	Ch	Best.-Nr.	Stk. €
transparent	0 Neugeborene	< 5 kg	10	121774	19,12
weiß	1 Babys	5 – 12 kg	10	121775	19,12
grün	2 Kinder	12 – 25 kg	16	121642	19,12
orange	2,5 Kinder	125 – 150 cm	16	121643	19,12
gelb	3 Erwachsene	< 155 cm	18	112564	19,12
rot	4 Erwachsene	155 – 180 cm	18	110621	19,12
violett	5 Erwachsene	> 180 cm	18	110841	19,12



Einmal-Trachealtuben

Abgabereinheit: 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
3,5 mm Ch. 16	151756	ohne Ballon für Kinder 5,90
4,0 mm Ch. 18	151757	ohne Ballon für Kinder 5,90
4,5 mm Ch. 20	151758	ohne Ballon für Kinder 5,90

Größe	Best.-Nr.	Größe	Best.-Nr.	Stk. €
5,0 mm Ch. 22	112606	7,5 mm Ch. 32	112611	2,95
5,5 mm Ch. 24	112607	8,0 mm Ch. 34	112612	2,95
6,0 mm Ch. 26	112608	8,5 mm Ch. 36	112613	2,95
6,5 mm Ch. 28	112609	9,0 mm Ch. 38	112614	2,95
7,0 mm Ch. 30	112610	9,5 mm Ch. 40	112615	2,95



Einführungsmandrin

Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
Gr. 1, für Trachealtuben Ch. 16–20, Länge: 40 cm	135069	8,70
Gr. 2, für Trachealtuben Ch. 22–26, Länge: 45 cm	135070	8,70
Gr. 3, für Trachealtuben ab Ch. 28, Länge: 50 cm	135071	8,70



i-gel O₂ Resus Set supraglottische Atemhilfe

- Supplementärer Sauerstoff-Port für zusätzliche Sauerstoffzufuhr
- Integrierter, farbcodierter Hakenring dient der Befestigung des Airway-Fixierbands im Nacken
- Intuitive Anwendung in weniger als 5 Sekunden, ohne Einführen von Fingern und Daumen in den Mund des Patienten
- Entspricht der Standard Reanimation (nach ERC-Richtlinien) und der kardiozerebralen Reanimation (CCR)

Lieferumfang: i-gel® O₂ supraglottische Atemhilfe, Gleitmittel, Airway-Fixierband, Absaugkatheter

Abgabereinheit: 6 Stück

Größe der Maske	Gewicht	Best.-Nr.	Stk. €
Größe 3	30 – 60 kg	130269	15,45
Größe 4	50 – 90 kg	130270	15,45
Größe 5	90+ kg	130271	15,45



Solus Larynxmaske Standard

- Klassische Cuff-Form für ein einfaches und leichtes Einführen
- Reibungsarmes Material
- Latexfrei
- Steril

Abgabereinheit: 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
1, (bis 5 kg)	130936	5,99
1.5, (bis 5 – 10 kg)	130937	5,99
2, (10 – 20 kg)	130938	5,99
2.5, (20 – 30 kg)	130939	5,99
3, (30 – 50 kg)	130940	5,99
4, (50 – 70 kg)	130941	5,99
5, (70+ kg)	125100	5,99



Solus Larynxmaske Curve, anatomisch geformter Tubus

- Vorgeformter, gebogener Schlauch entspricht der natürlichen Anatomie der Atemwege
- Einfaches und sicheres Einführen
- Latexfrei
- Steril

Abgabereinheit: 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
3, Erwachsene (30 – 50 kg)	130942	6,99
4, Erwachsene (50 – 70 kg)	130943	6,99
5, Erwachsene (70+ kg)	125098	6,99

i-view

Video-Laryngoskop zum Einmalgebrauch

- Durch integrierten Macintosh-Spatel auch für direkte Laryngoskopie geeignet
- Optimale Sichtverhältnisse dank LCD-Bildschirm, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Ergonomisches Design
- Sofort einsetzbar in Sekunden
- Einfache Entsorgung ohne Entfernung von Batterien

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 125106

€ 125,95



Beatmungsbeutel-System zum Einmalgebrauch

- Sofort einsatzbereit
- Für Erwachsene, Größe 5
- Zuverlässig in breitem Temperaturbereich einsetzbar: -18 Grad bis + 50 Grad
- Inhalt: 1,5 Liter

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 125107

€ 18,60



DART Intrasaler mukosaler Medikamenten-Zerstäuber

- Intrasale Applikation auf die Schleimhäute
- Schnelle und schmerzlose Medikamentenverabreichung
- Schneller Wirkungseintritt durch feine Zerstäubungstechnologie
- Einfache Anwendung, keine spezielle Anwenderschulung erforderlich

Packung mit 1 Stück

Modell	Ausführung	Best.-Nr.	€
DART 100	Mit 3 ml Spitze	130768	7,69
DART 110	mit 1 ml Spritze	130769	7,89
DART 140	mit 3 ml Spritze und Ampullen-Adapter	130770	7,85
DART 300	ohne Spritze	130771	5,99



Atemkalk Spherasorb

- Atemkalk in Kugelform
- Hohe Absorptionsleistung
- Geringer Natriumhydroxid-Gehalt (1,5 %) für eine sichere Handhabung
- Kugelform mit Durchmesser von 3 – 4 mm reduziert Staubbildung
- Enthält kein Barium- oder Kaliumhydroxid
- Farbwechsel-Indikator von weiss zu violett
- Biologisch abbaubar

Kanister mit 5 Litern

Best. Nr.: 292615

€ 24,77

EcoLite™ Sauerstoff-Maske hohe Konzentration

- Hoher Tragekomfort durch weiche Abdichtung aus Elastomer
- Verbesserte Anpassung an viele Gesichtsformen, durch Einbuchtungen am Kinn, gekrümmter Nasensteg
- Angenehmer Sitz ermöglicht Maskenband unter- oder oberhalb der Ohren, ohne Druckstellen
- Bis zu 80 % Sauerstoff bei Flows von 10 –15 l/min
- Sehr leicht, PVC-frei

Lieferumfang: Sauerstoffmaske mit Beutel und Schlauch (2,1 Meter)

Packung mit 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
Erwachsene	122619	3,45
Kinder	123412	2,99

**1 WL-Einmal-Laryngoskop-Spatel Metall**

- Unsteril
- Für konventionelle Batteriegriffe, Macintosh
- Geeignet für den Notfallbereich
- Leistungsstarke LED mit weißer, homogener Ausleuchtung
- Beleuchtungsstärke an der Spatelspitze:
> ca. 6.000 Lux / bei 2,5 V

Packing mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2	114050	6,22
3	114051	6,22
4	114052	6,22

**2 Macintosh F.O. Einmal-Spatel**

- Unsteril
- Für F.O. Batteriegriff
- Acryllichtleiter sorgt für optimale Lichttransmission
- Beleuchtungsstärke: > 10.800 Lux / 3,5 V
- Lichtleiter: Ø 5,4–5,7 mm
- Keine Infektionsübertragung
- Umweltfreundlich/recyclebarer Kunststoff (Polycarbonat)

Packing mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2	114461	5,97
3	155937	5,97
4	155938	5,97

**3 Einmal-Batteriegriff 2,5 V**

- Kunststoff recyclebar
- Ergonomischer Griff
- Leichtes Eigengewicht
- Kompatibel nach DIN ISO 7376
- Maße: Ø 30 mm

Packing mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
a) Konventionell (ohne Batterie – Baby C)	118499	8,92
b) F.O. LED (mit fest verbauter Knopfzelle)	119182	11,35

Neueste LED Technologie – ein Leuchtmittel genügt!

- LED Lampe 3,5 V
- Lebensdauer: ca. 50.000 h
- Beleuchtungsstärke: 18.000 Lux
- 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel

4 F.O. Ladegriff mit LED high power 3,5 V

- Kompatibel nach DIN ISO 7376
- Lampenhülse aus Metall, dadurch schnelle Entnahme der Lampe für Sterilisationsvorgang
- Leichtes Eigengewicht, da keine Kapsel oder Innenhülse
- Inkl. Akku (Betriebsdauer ca. 3 Stunden)
- Aufladbar nur in Verbindung mit KaWe MedCharge 4000
- Maße: Ø 28 mm

Best.-Nr. 115600 € 219,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Ersatzlampe	115601	66,65
Ersatz-Akku	115602	48,94

5 KaWe MedCharge 4000

- Ladestation für die 3,5 V Metallgriffe der KaWe EUROLIGHT-, KaWe COMBILIGHT- und Laryngoskop-Linie in kleiner (AA) und mittlerer (C) Ausführung, ausgenommen der Economy- und Stecker-Ladegriffe
- Mit Überladeschutz
- Dank Microcontroll-System wird Akkutyp und Ladezustand erkannt und individuell angepasst
- Integrierte, automatische Abschaltung

Lieferumfang:

MedCharge-Gerät, Netzstecker ALL in ONE EU 100-240 V, 50-60 Hz, 2 Adapterhülsen für Griffe (AA), Wandhalter

Best.-Nr. 114460 € 174,23

**6 Batteriegriffe für Fiber Optik-Spatel**

Größe	Ø	Best.-Nr.	€
groß	32 mm	135212	75,25
mittel	28 mm	135213	70,75

7 KaWe MEGALIGHT Macintosh Spatel mit integrierter Fiber Optik

- Aus Edelstahl
- Nicht reflektierend (matt)
- Nach DIN ISO 7376

Größe	Best.-Nr.	€
3	116360	99,18
4	116361	99,18

8 Macintosh Spatel

- Mit auswechselbarer Fiber-Optik

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
2	112 × 19 mm	135203	73,61
3	130 × 22 mm	135204	73,61
4	155 × 25 mm	135205	73,61
5	175 × 23 mm	135206	73,61

Zubehör

Xenon-Lampe 2,5 V

- Für alle F.O. Batteriegriffe

Best.-Nr. 156032 € 16,42





Chirurgiesauger für die Praxis und Klinik

Die universellen Chirurgiesauger aus dem Hause ATMOS sind Ihr verlässlicher Partner bei vielen chirurgischen Anwendungen: Allgemeinchirurgie, Orthopädische Chirurgie, Gefäßchirurgie, Ästhetisch-Plastischen-Chirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Viszeralchirurgie



ATMOS C 361

- Als tragbare oder fahrbare Varianten erhältlich
- Mit Normschiene oder Praxispaket á 1,5 oder 3 Liter

Saugleistung: 36 ± 4 l/min

Vakuum: Fein regelbar von 0 bis -91 kPa

Größe: tragbar: 330 × 240 × 360 mm (H × B × T)
fahrbar: 900 × 410 × 450 mm (H × B × T)

ab € 2.030,00



ATMOS C 451

- Als tragbare oder fahrbare Varianten erhältlich
- Mit Normschiene oder Praxispaket á 1,5 oder 3 Liter

Saugleistung: 45 l/min +3/-5 l/min

Vakuum: Fein regelbar von 0 bis -91 kPa

Größe: tragbar: 330 × 240 × 360 mm (H × B × T)
fahrbar: 1010 × 360 × 440 mm (H × B × T)

ab € 2.550,00



ATMOS Record 55

- Als fahrbare Varianten erhältlich
- Mit Normschiene oder Praxispaket mit einem Behälter á 2 × 3 oder 2 × 5 Liter

Saugleistung: 55 ± 3 l/min

Vakuum: Fein regelbar von 0 bis -98 kPa

Größe: 940 × 500 × 390 mm (H × B × T)

ab € 4.400,00



Zubehör für die Chirurgiesauger C 361, C 451 und Record 55	Best.-Nr.	€
Fußschalter	120696	110,00
Fußregler-set	120697	751,00

Zubehör für die Chirurgiesauger C 361, C 451 und Record 55	Best.-Nr.	€
Mehrwegabsaugsystem		
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 1,5 l, autoklavierbar	120053	110,00
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 3 l, autoklavierbar	120698	150,00
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 5 l, autoklavierbar	120699	3209,00
DDS-Behälterdeckel, Komplet-Set	120700	250,73
Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 2 m, 1 Stück	118426	27,50
Saugschlauch, Silikon, Ø 10 mm, L = 2 m, 1 Stück	293567	30,99
Bakterienfilter für ATMOS DDS-Sekretbehälter, 10 Stück	293564	37,00



Notfallsauger in der niedergelassenen Praxis

Gerät	Best.-Nr.	€
ATMOS E 341 Battery/ DDS	118498	1.360,00
ATMOS E 341 Battery/ Serres®	120708	1.280,00
ATMOS E 341 Battery/ Medi-Vac®	120709	1.370,00

Saugleistung: 34 l/min ± 4 l/min

Vakuum: über vordefinierte Stufen: -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar und -0,8 bar, elektronisch geregelt

Abmessung: 370 × 277 × 146 mm

Gewicht: 3,65 kg (ohne Behälter)

Akkubetrieb: 60 Minuten



Atmos Einweg-Absaugsystem

- Aus hochwertigem Kunststoff oder Edelstahl
- Autoklavierbar – einfache Reinigung und Wiederverwendung
- Kompatibel mit Einweg-Absaugbeuteln
- Für alle gängigen ATMOS Absauggeräte geeignet
- Sichere Verbindung mit Konnektoren und Schläuchen

Zubehör für die Chirurgiesauger C 361, C 451 und Record 55	Best.-Nr.	€
Einwegabsaugsystem		
ATMOS-Aufnahmebehälter 1 l	132333	30,00
ATMOS-Aufnahmebehälter 2 l	132334	35,00
ATMOS-Aufnahmebehälter 3 l	132335	40,00
ATMOS-Absaugbeutel 1 l, 100 St.	132336	250,00
ATMOS-Absaugbeutel 1 l mit Geliermittel, 100 St.	132337	307,00
ATMOS-Absaugbeutel 2 l, 100 St.	132338	277,00
ATMOS-Absaugbeutel 2 l mit Geliermittel, 100 St.	132339	323,00
ATMOS-Absaugbeutel 3 l, 70 St.	132340	200,00
ATMOS-Absaugbeutel 3 l mit Geliermittel, 70 St.	132341	260,00
Geliermittel für ATMOS-Absaugbeutel, 20 Stück	132342	43,00
Vakuum-Serienschlauch für ATMOS-Absaugbeutel, 20 Stück	132343	21,00
T-Konnektor für ATMOS-Aufnahmebehälter, 10 Stück	132344	50,00
L-Konnektor für ATMOS-Aufnahmebehälter, 10 Stück	132345	53,00



LS FLOW 0 15 Wand

- Lochscheiben-Durchflussmesser für jeglichen Einsatz
- Gasart: Sauerstoff
- Nenndurchfluss: 0 – 15 l/min
- Anschluss an ZVA: Wand DIN, Schiene
- MR-Sicherheit: bis 4,7 Tesla
- Schnelle und präzise Einstellung (13 Einstellstufen)
- Extrem hohe Genauigkeit

Best.-Nr. 132346

€ 166,00



LS FLOW 0 15 Schiene

Best.-Nr. 132347

€ 226,00

LS DFLOW 0 15 Wand DIN P5

Best.-Nr. 132348

€ 325,00

Gültig für ATMOS C 451 (fahrbar)
und ATMOS Record 55 (stationär)

VBM Handabsaugpumpe

Für die schnelle Absaugung von Flüssigkeiten aus Mund- und Nasenbereich von Erwachsenen und Kindern in Notfallsituationen

- Effektiv und leistungsstark
- Kostengünstige Alternative zu elektrischen und fußbetriebenen Geräten
- Leicht und tragbar
- Einfache Bedienung – Maximale Leistung
- Einmalbehälter für Erwachsene und Kinder
- Weiche und atraumatische Absaugkatheter
- Ventil verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten zum Patienten
- Mit 15 mm I.D. Anschluss

Lieferumfang:

Handabsaugpumpe, Absaugkatheter (28 Fr und 40 Fr), Behälter 250 ml, Verschlussdeckel, Adapter für Standardabsaugkatheter, Absaugdeckel

Best.-Nr. 159549

€ 64,49



Fingertip

- Für intermittierendes Absaugen
- Trichteransatz Ch. 14
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 183053

€ 78,02

Absaugschlauch aus Silikon

Dampfsterilisierbar

Länge	Best.-Nr.	€
1,00 m	291509	9,43
1,30 m	292149	10,38

MD-300 K2 Handheld-Pulsoximeter

- Tragbares Pulsoximeter zur Überwachung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
- Großes, übersichtliches 2,4" TFT Farb-Display
- Messwerte SpO₂, PR, PI, Pulsausschlag, Pulskurve
- Mit Helligkeitsregulierung
- Alarm mit frei einstellbaren Grenzen sowie Lautstärkeregelung
- 72 Stunden Speicherkapazität
- Wertansicht direkt auf dem Gerät

Lieferumfang:

Gerät MD-300 K2, 1 x Fingerclip-Sensor für Erwachsene (Kabel ca. 1 m mit 9-Pin-Stecker), Batterien, USB-Kabel, MedView Software, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 128649

€ 170,00

Zubehör

SpO ₂ -Sensor	Best.-Nr.	€
1 Fingersensor	129116	51,50
2 Ohrsensor	129117	51,50
(auch für Kinder geeignet – nicht Kleinkinder)		
3 Silikon-Fingersensor	129118	51,50
4 Pädiatrie Fingerclip-Sensor	129114	45,70
5 Pädiatrie Silikon-Sensor	129115	47,30



Jumper JPD-500B Pulsoximeter

- LED-Display zur Anzeige der Sauerstoffsättigung (SpO₂), Puls (OR) und Pulsintensität (Balkenanzeige)
- Messbereich Puls: 25 – 250 Schläge/Minute (+/- 1 Schlag)
- Messbereich SpO₂: 70 – 100 % (+/- 1 %)
- Abschaltautomatik nach 16 Sek.
- Batterieanzeige (bis zu 20 Betriebsstunden)
- Für Patienten von 3 – 99 Jahre

Lieferumfang:

JPD-500B, Batterien (2 x AAA Micro), Trageschleife, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 126856

€ 24,95



Jumper JPD-500E Pulsoximeter

- Flexible Messung von Pulsfrequenz (als Balkendiagramm) und Sauerstoffsättigung
- Mit HD LED Display
- Mit Alarmfunktion
- Messbereich: 25–250 bpm
- Abschaltautomatik nach 16 Sek.
- Batterieanzeige (bis zu 20 Betriebsstunden)
- Gewicht: ca. 50 g

Lieferumfang:

JPD-500E, Batterien (2 x AAA Micro), Trageschleifen, Tasche, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 124796

€ 38,95



Jumper JPD-500D Pulsoximeter

- Flexible Messung von Pulsfrequenz, SpO₂, Perfusionsindex
- Mit 10 Helligkeitsstufen und 6 Anzeigemöglichkeiten
- Messgenauigkeit: SpO₂ (70%-100%): +/- 2%
- Mit Color OLED Display
- Abschaltautomatik nach 8 Sek.
- Batterieanzeige
- Maße: 62,2 x 37,0 x 33,1 mm
- Gewicht: ca. 28,6 g

Lieferumfang:

JPD-500D, Batterien (2 x AAA Micro), Trageschleife, Tasche, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 130074

€ 42,95



premium MX-200 Pulsoximeter

- Anzeige von Sauerstoffsättigung (SpO₂), Pulsrate (PR) und Pulsintensität (Balkenanzeige)
- Mit 2-farbigem OLED-Display
- Messbereich SpO₂: 70 – 100 % (±2 %)
- Messbereich Puls: 30 – 235 Schläge/Min. (±2 %)
- 10 Helligkeitsstufen und 6 Anzeigemöglichkeiten
- Batterieanzeige bis zu 30 Betriebsstunden
- Maße: 5,8 x 3,2 x 3,4 cm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 50 g inkl. Batterien

Lieferumfang:

MX-200, Batterien (2 x Typ AAA), Trageschleife und Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 120755

€ 48,65



PM60

- Handpulsoximeter zur Überwachung des SpO₂
- Inkl. Zubehör für SpO₂
- Optional Li-Ion Akku und Ladeschale netto EUR 89,-

Best.-Nr. 293715

€ 327,00



Zubehör

Ladeschale

Best.-Nr. 120658

€ 90,00

Oxyfrog® Kinder-Pulsoximeter

- Sauerstoffsättigung für Kinder mit einem Gewicht von 10 bis 40 kg
- Zeigt SpO₂-Wert, Pulsfrequenz als Balkendiagramm und plethysmographische Kurvenform an
- Einstellbarer Anzeigemodus und Helligkeit
- Hochempfindlicher Sensor
- LCD-Bildschirm

Best.-Nr. 131894

€ 32,90



Touchscreen Überwachungsmonitore

medical ECONET



Abbildung zeigt:
Modell S10



Abbildung zeigt:
Modell S12

Weiteres Zubehör
auf Anfrage!



Monitor	Best.-Nr.	€
S10 / 10,4"	126012	1.649,00
S12 / 12,1"	126013	1.949,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Rollstativ	129747	435,00
Central Monitoring System Software	126016	1.599,00
Halterung für Drägerschiene	126015	169,00
Wandhalterung	126017	299,00
Temperatursonde Haut	126018	89,00
Druckerpapier (10 Rollen)	126030	49,50

S10 / S12 Überwachungsmonitor

- TFT Voll-Touchdisplay Überwachungsmonitor
- 27 verschiedene Arten der Arrhythmie-Analyse
- Bis zu 3 Wellen (EKG, SpO₂, Atmung)
- Kategorisierte Alarmer (3 Prioritätsstufen)
- Visueller Alarm und Herzfrequenzton
- Early Warning Score (EWS) – zur Einschätzung der Dringlichkeit medizinischer Maßnahmen
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Überwachung der Atemwege bei Neonaten
- Trendspeicher 180 Stunden
- Zentrale Überwachungs-Software für bis zu 66 Monitore (optional)
- 4 Stunden Akku-Laufzeit / bis zu 8 Stunden (optional) erweiterbar
- Drip Monitor (Durchflusszähler Infusion)
- Maße S10: 288 × 236 × 168 mm (B × H × T)
- Maße S12: 320 × 262 × 175 mm (B × H × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

Lieferumfang:

Monitor, 1 × 5-adriges Patientenkabel, 10 × Einwegelektroden, 1 × NIBP-Schlauch (3 m), 1 × Manschette für Erw., wiederverwendbar, 1 × SpO₂-Sensor-Verlängerungskabel (2 m), 1 × SpO₂-Sensor für Erw., wiederverwendbar, 1 × Thermodrucker, 1 × Rolle Druckerpapier

S12 – optionale Erweiterungsmöglichkeiten:

ETCO₂, IBP (Invasive Blutdruckmessung)

Kapnographiegerät
auf Anfrage!

BLT M850 / BLT M860 Handheld-Monitor

- SpO₂-Überwachung mit 3-Kanal-EKG oder Blutdruckmessung
- 4,3" Touchscreen-Monitor
- Trendspeicher und Werteübersichtstabelle
- Defibrillationsgeschützt



1 BLT M850

- SpO₂ + Puls und 3-Kanal-EKG

Lieferumfang:

BLT M850, SpO₂-Fingerclip, 5-adriges EKG-Kabel, Klebeelektroden, USB-Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung
Best.-Nr. 128934 € 582,77

2 BLT M860

- Ergänzt um nicht-invasiven Blutdruck (NIBP) neben SpO₂ und Puls

Lieferumfang:

BLT M860, SpO₂-Fingerclip, NIBP-Manschette (Armfumfang 25 – 35 cm), USB-Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung
Best.-Nr. 128935 € 582,77

3 BLT M880

- Zusätzlich zu SpO₂ und Puls auch EtCO₂ (Atemgas-CO₂) und Atemfrequenz (RR)

Lieferumfang:

BLT M880, 1 × SpO₂ Fingerclip, 1 × Advanced Waterfilter T3 REF, 1 × USB-Ladegerät, 1 × CO₂ Messleitung 2,4 m, 1 × Winkelkonnektor 15 mm
Best.-Nr. 128936 € 1519,00



NEU!

CX-Serie Überwachungsmonitor

- 13,3"/10,1" hochauflösendes Touch-Display mit Gestensteuerung
- Drehknopf, wasserdichte Tasten und lüfterloses Design
- SpO₂-Algorithmus mit hervorragender Bewegungsresistenz
- Blutdruckmessung in 15 Sekunden, anpassbar an Patiententyp
- EKG mit Arrhythmie-Erkent bis zu 33 Arten (VF, VT, Asystole, Tachy, Brady, PVC, PAC, VES uvm.)
- SpO₂, Blutdruck und EKG-Trend und Zusammenfassung
- Unterstützung von USB-Barcodeleser
- Akkulaufzeit ≥4 Stunden
- Digitale Datenausgabe per CMS-Software

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 CX10 Patientenmonitor	132266	1.999,00
2 CX12 Patientenmonitor	132267	2.399,00

Lieferumfang:

CX10/12 Hauptgerät mit 3-Kanal-EKG-Kabel, Blutdruckmanschette, SpO₂-Fingersensor, Temperatur-Sensor, Akku (2550 mHA)

Zubehör	Best.-Nr.	€
Thermodrucker	124269	290,00
EDAN CO ₂ Kapnograph	124270	990,00



1

2



2



Wir prüfen Ihre Medizingeräte

STK = Sicherheitstechnische Kontrolle

MTK = Messtechnische Kontrolle

DGUV V3 = Prüfung der Sicherheit elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Unsere Medizintechniker prüfen z. B. folgende Geräte:

- Defibrillatoren
- Blutdruckmessgeräte
- EKG-Geräte
- Überwachungsmonitore
- Fetalmonitore
- Ultraschallgeräte



Jetzt
Prüfung
anfragen






Abbildung zeigt:
Zubehör

VS 8 Patientenmonitor

- Spot Check Monitor mit 8" Display zur Überwachung von: NiBP, SpO₂, Resp und Temperatur mittels Ohrmessung (optional)
- Bis zu 30 anpassbare manuelle Eingaben und Infografik zur Schmerzerfassung
- Konfigurierbare Workflows

Lieferumfang: VS8 mit Touchscreen, Stromkabel, Bedienungsanleitung und Zubehör für SpO₂ (Mindray SpO₂ Fingerclipsensor Erwachsene + Kabel 512F) und NIBP (Blutdruckmanschette 24 – 35 cm + Schlauch für Erwachsene)

Best.-Nr. 127435



€ 1.794,50




Zubehör

Rollwagen mit Arbeitsplatte
für den Patientenmonitor VS 8, uMEC100, uMEC 120 "TIVA" und ePM10m

Best.-Nr. 128692

€ 354,00



uMEC100 Patientenmonitor

- 10" Display mit Überwachung von: EKG, Resp, SpO₂, NiBP und Temperatur (optional)
- Bedienungsfreundlich dank Gestenunterstützung für Bildschirmhelligkeit, Lautstärke usw.
- Unterstützung für klinische Hilfsanwendungen (24-Std.-Summary), EPA, GCS und ECG.
- Stauraum für Zubehör, Kabel usw.
- NIBP-Schnellmesstechnik, Große Datenspeicherkapazität, Bis zu 12 Stunden kontinuierliche Laufzeit mit Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang: uMEC100 mit Touchscreen, Stromkabel, Bedienungsanleitung und Zubehör für SpO₂ (Mindray SpO₂ Fingerclipsensor Erwachsene + Kabel 512F), NIBP (Blutdruckmanschette 24 – 35 cm + Schlauch für Erwachsene) und EKG (3-Kanal EKG-Kabel, Set, Clip)

Best.-Nr. 131886

€ 1.973,25

uMEC 120 "TIVA" Patientenmonitor (o. Abb.)

- wie uMEC100", jedoch mit 12" Display und zusätzlicher Überwachung von Sidestream CO₂, NiBP und CO NIBP

Lieferumfang: uMEC 120, inkl. SpO₂ NIBP, EKG & CO₂, Stromkabel, Mindray SpO₂ Fingerclipsensor Erwachsene + Kabel 512F, 1,2 m, 3-Kanal EKG-Kabel, Set, Clip, Erwachsene, IEC, ESU-sicher, Blutdruckmanschette + Schlauch für Erwachsene (24-35 cm), Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 131887

€ 5.998,25



BeneFusion eSP Spritzenpumpe

- Spritzenpumpe mit 3,5" Display
- automatische Erkennung der Spritzengröße
- präzise Infusionsleistung
- Ultraschallsensor zur präziseren Erkennung von Luftblasen
- Schienenklaue zur Befestigung

Lieferumfang: Spritzenpumpe eSP, Stromkabel, Batterie, Schienenklaue

Best.-Nr. 131892

€ 1.532,50



ePM10m Patientenmonitor

- 10" Display mit Überwachung von: EKG, Resp, SpO₂, NiBP und Temperatur
- Multi-Touch und lüfterloses Design
- CrozFusionTM: Erhöht Präzision, minimiert Fehlalarme
- Unterstützt Plug-and-Play-Parametermodule wie CO₂, Atemgas, BIS, IBP, HZV

Lieferumfang: ePM10m mit Touchscreen, Stromkabel, Bedienungsanleitung und Zubehör für SpO₂ (Mindray SpO₂ Fingerclipsensor Erwachsene + Kabel 512F), NIBP (Blutdruckmanschette 24 – 35 cm + Schlauch für Erwachsene) und EKG (3-Kanal EKG-Kabel, Set, Clip)

Best.-Nr. 131888

€ 3.390,50



MEDIZINTECHNIK

- Defibrillatoren
- EKG-Geräte & Zubehör
- Spirometriegeräte
- Sonografie & Zubehör
- HF-Chirurgie
- OP-Leuchten
- Röntgen
- Physikalische Therapie



Medizintechnik finanzieren:
Leasing, Miete oder Mietkauf?
3 Finanzierungslösungen,
Ihre Vorteile – einfach erklärt



Jetzt
informieren &
unverbindlich
anfragen

€ Alle Preise können sich
innerhalb der Katalog-
laufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med
Fachhändler** oder besuchen Sie
unseren Onlineshop **co-med.de**



Mindray BeneHeart R300 advanced Ruhe-EKG-Gerät

- 5'-Zoll-Bildschirm
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit einer Betriebszeit von bis zu 6 Stunden (ohne Druckfunktion)
- Druck auf 80-mm-Rollenpapier
- Unterstützt Formate: HL7, DICOM, XML, PDF
- Mit Glasgow-Algorithmus zur Analyse
- Mit WLAN für kabellose Konnektivität

Lieferumfang:

R300 advanced, inkl. EKG-Stammkabel-Set mit Bananensteckern, IEC, bestehend aus Extremitätenklemmen (4 Stück für Erwachsene, IEC) und Brustelektroden (6 Stück für Erwachsene, mit Silber/Silberchlorid-Beschichtung), Batterien, Stromkabel, Bedienungsanleitung

Best. -Nr. 131889

€ 1.862,25



Mindray BeneHeart R700 advanced Ruhe-EKG-Gerät

- 12,1'-Zoll-Touchbildschirm mit hoher Detailauflösung und WLAN
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit einer Betriebszeit von bis zu 8 Stunden (ohne Druckfunktion)
- Visuelle Anleitung zur Platzierung der Elektroden und Überwachung der Signalqualität
- ST-Analyse-Tools und Glasgow-Algorithmus zur Analyse
- Direkte Kommunikation mit EPA/KIS/PACS über HL7/DICOM-Protokoll
- EKG-Auto-Akquisition für automatische Erkennung
- Marker für abnormale Herzschläge

Lieferumfang:

R700 advanced, inkl. EKG-Stammkabel-Set mit Bananensteckern, IEC, bestehend aus Extremitätenklemmen (4 Stück für Erwachsene, IEC) und Brustelektroden (6 Stück für Erwachsene, mit Silber/Silberchlorid-Beschichtung)

Best. -Nr. 131440

€ 3.273,25

Zubehör für die Mindray BeneHeart R300 und R700

Zubehör	Best. -Nr.	€
Fahrstativ für R300	132418	375,00
Fahrstativ für R700	132419	500,00



TV50 medium

- Transportbeatmungsgerät mit integrierter Turbine und kapazitivem 7-Zoll-HD-Touchscreen
- Nur 4,5 kg
- Peak-Flow ≥ 210 L/min, wirksamere NIV-Unterstützung
- Präzise FiO_2 -Einstellung im Bereich 21 %~100 %
- Unterstützt invasive, nicht-invasive und O_2 -Therapie

Lieferumfang:

Transportbeatmungsgerät mit Basis Beatmungsmodi und Handgriff, Testlunge, Winkelstecker DIN O_2 Schlauch (3 Meter, NIST-Verschraubung), Disposable Adult Circuit, Flow Sensor und Filter, NIV Einwegmaske (medium)

Best. -Nr. 131891

€ 13.900,00



**LITTLE PUMP® –
Elektromechanisches Tourniquet
– ein Kreislauf**

- Elektromechanisches Gerät für ein blutfreies Operationsfeld bei Eingriffen an den Extremitäten
- Entwickelt für die Verwendung mit einer Manschette
- Einfache Einstellung von Druck und Timer mit den Tasten + und –
- Digitale Anzeige von Druck und Zeit
- Programmierbare Ton- und optische Alarme
- Einschalttaste an der Seite des Geräts
- Zu 100 % hergestellt in Frankreich

Lieferumfang: Gerät LITTLE PUMP®

Best.-Nr. 132299 € 1.859,00



**LITTLE PUMP® DUAL –
Elektromechanisches Tourniquet
– zwei Kreisläufe**

- Version mit zwei Kreisläufen für Eingriffe mit zwei Manschetten
- Unabhängige Einstellung der farbcodierten Kreisläufe
- Einfache Druck- und Timer-Einstellung bei jedem Kreislauf
- Digitale Anzeige von Druck und Zeit
- Individuell einstellbare Ton- und optische Alarme
- Seitliche Einschalttaste
- Zu 100 % hergestellt in Frankreich

Lieferumfang: Gerät LITTLE PUMP® DUAL

Best.-Nr. 132300 € 2.300,00



**Monobloc PU Manschetten für den Arm
und die unteren Extremitäten**

- Aus PU (Polyurethan): einfach zu dekontaminieren und langlebig
- Einteiliges Design mit sicherem Klettverschluss oder optionalem Riemen
- Erhältlich in Versionen mit 1 oder 2 Kammern und gerader oder konischer Form für bessere Anpassung an die Extremität
- Farbcodierte Schläuche für rasche Größenerkennung
- Breites Größensortiment: von Kleinkindern bis zu Erwachsenen XXL
- Kompatibel mit LITTLE PUMP® und EASY PUMP® DUAL Modellen



Zubehör	Maße	Best. -Nr.	€
Manschetten – 1 Kammer, gerade – mit Riemen			
Kleine Erwachsene	6 × 46 cm DDM	132302	79,00
Erwachsene	8 × 46 cm DDM-Riemen	132303	89,00
Manschetten – 2 Kammern, gerade – mit Riemen			
Erwachsene mit zwei Kammern	6 × 46 cm DDM-Riemen	132304	126,00
Oberschenkelmanschetten – 1 Kammer – mit Riemen			
Kleine Erwachsene	8 × 76 cm DDM-Riemen	132309	95,00
Erwachsene	10 × 62 cm DDM-Riemen	132310	89,00
Erwachsene L	10 × 76 cm DDM-Riemen	132311	95,00
Erwachsene XL	10 × 82 cm DDM-Riemen	132312	103,00

Weitere Manschetten finden Sie imShop bei den Geräten.



**EASY PUMP® DUAL –
Elektropneumatisches Tourniquet – zwei
Kreisläufe**

- Elektropneumatisches Tourniquet der neuen Generation für ein blutfreies Operationsfeld bei Eingriffen an den oberen und unteren Extremitäten
- Modell mit zwei Kreisläufen für eine Doppelmanschette oder zwei Einzelmanschetten (ideal für bilaterale Eingriffe oder IVRA/ALRIV)
- Touchscreen mit 7-Zoll-IPS-Display (1024 x 600), hoher Helligkeit (700 cd/m²) und intuitiven Symbolen
- Standard-Voreinstellungen für Zeit und Druck, während des Eingriffs veränderbar
- Berechnung des Extremitäten-Okklusionsdrucks (LOP) ohne externen Sensor über oszillometrische Methode
- Verbesserte optische und Tonalarme mit voller Lautstärkeregelung (0–100 %)
- Automatische Selbsttests beim Starten und Leckagekompensation
- Verbesserte Benutzersicherheit und vereinfachte Bedienung
- Zu 100 % hergestellt in Frankreich

Lieferumfang: Gerät EASY PUMP® DUAL

Best.-Nr. 132301 € 3.990,00





8 Jahre GARANTIE

2

Geräte einweisungs-
pflichtig nach MPG



1

IPAD CU-SP1 Defibrillator

- Detaillierte Sprachanweisungen führen Schritt für Schritt durch den gesamten Rettungsprozess
- Automatische Lautstärkenanpassung
- Übersichtliche LCD-Statusanzeige (Funktion-, Batterie und Elektrodenstatus)
- Artefakte und CPR Erkennung
- Integrierter Kinder- und Erwachsenenmodus
- Tägliche, wöchentliche und monatliche Selbsttest
- Vorkonnetzte Elektroden
- Datenübertragung via SD Karte oder Infrarotschnittstelle
- Maße: 260 × 256 × 69,5 mm (B × L × H)
- Gewicht: 2,4 kg (einschließlich Batterie und Elektroden)
- Schutzklasse IP55
- **8 Jahre Garantie auf das Gerät**

Lieferumfang:

iPAD CU-SP1, Tragetasche, Longlife Batterie (Standby 5 Jahre), Defibrillationselektroden (1 Paar)

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Halbautomat	123566	1.150,00
2 Vollautomat	123306	1.150,00



3



4

Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Erw.	120716	59,00
Defi-Elektroden Kinder	120723	109,00
Batterie	120715	189,00
3 Wandschrank	120732	170,00
4 Wandschrank mit Alarm nur für SP1	120733	245,00
Hinweisaufkleber (148 × 148 mm)	124882	4,00
Nasen-/Winkelhinweisschild (20 × 20 cm)	124883	29,90
Defi-Safe-Set: (2 Paar Einweghandschuhe, 1 × Kleiderschere, 2 × Einmal-Rasierer, 2 Alkohol-Reinigungspads, 1 Verbandtuch 40 × 60 cm, Beatmungstuch)	124884	14,25



Wandschrank

- Mit Alarm und Signal
- Maße: 38 × 38 × 20 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 121465

€ 146,48



Geräte einweisungs-
pflichtig nach MPG



PRESANA
MEDIZINTECHNIK

mindray
Authorized Distributor

Mindray D 30 Defibrillator

- 8-Zoll-Farbbildschirm mit HD Touchscreen
- All in One Defi und Monitoring: Biphasisch mit 360J Defibrillation & AED Modus, Pacer & Monitoring vom EKG, SpO2, NIBP, CO2 (optional)
- Mit 4,2 kg ultraleichtes Design
- Schnellste Reanimation: 2 Sek. Einschalten, 3 Sek. Bis Aufladen von 200 J, EKG Wiederherstellung in 2,5 Sek.

Lieferumfang:

Gerät, inkl. Zubehör für SpO2 (Fingerclipsensor), EKG, NIBP, Batterie, Elektrodenkabel mit 2 Paar Defi-Elektroden für Erwachsene

Best.-Nr. 131890

€ 7.626,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Erwachsene (1 Paar)	127214	29,00
Therapieelektrode Kinder < 25 kg (1 Paar)	132416	40,00



SCHILLER



Geräte einweisungs-
pflichtig nach MPG

10 Jahre
GARANTIE

FRED easyport plus Defibrillator

- Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassungsfunktion
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback LifePoint (optional)
- Datenübertragung via USB, Bluetooth und WLAN (optional)
- Zwei-poliges EKG-Kabel (optional)

Lieferumfang:

FRED easyport plus FIRST, 1 Paar Defi-Elektroden Erw. vorkonnetiert RFID,
1 x Geräteschutz-/Zubehörtasche,
2 x Lithium-Metall Batterie

Best.-Nr. 124543

€ 2.300,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Erw. vorkonnetiert RFID (1 Paar)	124544	71,00
Defi-Elektroden Erw. (1 Paar)	292690	51,00
Lithium-Batterie	125084	170,00



FRED PA-1 vollautomatischer Defibrillator

- Höchste Benutzerfreundlichkeit
- Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn der Deckel aufgeklappt wird
- Schnelles Analysesystem und sofortige Schockabgabe möglich
- Optimierung auf klare Schritte: 1-2-3
- Vorangeschlossene, sofort zugängliche Elektroden
- Regelmäßige automatische Selbsttests
- Nicht verstandene Sprachanweisungen können über „REPEAT“ wiederholt werden
- Klare Anzeige des Funktionsstatus
- Datenspeicherung von bis zu 2 Stunden, inkl. 500 Ereignissen
- 10 Jahre Geräte-Garantie
- Batterielebensdauer ca. 6 Jahre
- Sehr leicht
- Auch als Halbautomat erhältlich

Lieferumfang:

Gerät FRED PA-1, 6 Jahres Batterie, 1 Paar Defi-Elektroden Erw. vorkonnetiert RFID

Best.-Nr. 129441

€ 1.399,00

Zubehör

FreeCPR

- Rückmeldung über die Frequenz der Herzdruckmassage

Best.-Nr. 123545

€ 300,00



cardiolifeAED

AED-3100 Automatischer externer Defibrillator

- Kontinuierliche VF/VT-Analyse
- Schnelle Analyse – schnelles Laden (vom Einschalten bis zur Entladung nur max. 15 Sek.)
- Täglicher Selbsttest zur Prüfung von Batterie, Pads und Schaltkreis
- Einfache Dreischrittbedienung mit Sprachanweisung
- Einfaches Umschalten für den Einsatz bei Kindern
- Einwegpads für Erwachsene und Kinder
- Status-Anzeige (Grün/Rot), Schocktaste
- Kapazität: 200 Entladungen oder 7,5 Std. Überwachung
- Batterie-Lebensdauer im Standby: 4 Jahre
- Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser IP66
- Maße: 206 × 252 × 97 mm (B × T × H)
- Gewicht: 2,3 kg mit Batterie und Pads

Lieferumfang: Gerät, 4-Jahres Batterie, 1 Paar AED-Elektroden

Best.-Nr. 119948

€ 1.490,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Kinder/Erw. (1 Paar)	120458	81,70
Batterie	120945	288,65



Geräte einweisungs-
pflichtig nach MPG

Alle Nihon Kohden Ruhe-EKG sind ausgestattet mit:

- Vermessung und Interpretation im Ruhe EKG
- Manuelle und automatische Aufzeichnung
- Vorschaufunktion
- Integriertes USB-Laufwerk zur Speicherung von PDF-Dateien auf USB
- LAN-Anschluss
- Netz und Akku- Betrieb
- Alarm-Hilfsfunktion (Elektrodenüberwachung)
- DICOM-Ausgang
- Speicher für 800 EKG-Dateien
- Folientastatur

Lieferumfang für alle EKG:

GBA, Gerät, Batterie, Patientenkabel, Elektroden und 1 × Papier

cardiofaxm



ECG-3350 / SETBASIS 12-Kanal-Ruhe-EKG

- 8"-Zoll TFT, neigbar mit einer Auflösung
- von 800 × 480 dpi
- Thermokammschreiber 210mm

Best.-Nr. 126705

€ 3.280,00

cardiofaxC



ECG-3150/SETBASIS 12-Kanal-Ruhe-EKG

- 5"-Zoll TFT Display, 800 × 400 dpi, angewinkelt
- Thermokammschreiber 63 mm

Best.-Nr. 130499

€ 1.460,00

cardiofaxS



ECG-3250K/SETBASIS 12 Kanal-Ruhe EKG mit 3/6-Kanal-Ausdruck

- 8"-Zoll TFT Display, 800 × 480 dpi, angewinkelt
- Thermokammschreiber 110 mm

Best.-Nr. 130500

€ 2.490,00





Abbildung zeigt:
Gerätewagen +
Ergonomie-Paket

AMEDTEC ECGpro® CardioPart USB PC-Ergometrie

12-Kanal-Belastungs-EKG mit dem optimalen Workflow

- EKG-Erfassungsgerät CardioPart 12 USB
- Wahlweises Ansteuern von Laufband- bzw. Fahrradergometer und Stress-Echoliege von einem Messplatz
- Ein-Tasten-Bedienung -> Anwender wird „Schritt für Schritt“ durch die Untersuchung geführt
- Automatischer Befundbericht inklusive editierbaren vordefinierten Textbausteinen



Ergometrie-Paket CardioPart 12 USB 12-Kanal-EKG

PC-basiertes 12-Kanal-Ruhe- und Belastungs-EKG mit Software AMEDTEC ECGpro® für Ruhe- und Rhythmus-EKG, automatische EKG-Vermessung, automatische EKG-Interpretation, ST-Vermessung, Ergometer-Steuerung und Datenmanagement, GDT-Schnittstelle und AMEDTEC ECGpro® NetworkLight für die Vernetzung von 3 Arbeitsstationen.

Best.-Nr. 129171 € 4.568,00

Optional Fahrradergometer ergoselect 1

Fahrrad-Ergometer, mechanische Sattelhöhenverstellung, Bedieneinheit mit LCD Display, Last 6-450 Watt, EKG-Schnittstelle (RS-232, USB), Patientengewicht: 160 kg

Best.-Nr. 130087 € 3.345,00

Optional PC/Gerätewagen-Paket

Gerätewagen mit Monitor- und Sauganlagenhalterung, Sauganlage DT 80 T, 24 Zoll All-In-One PC mit MPG-Netzteil

Best.-Nr. 130950 € 5.900,00

Alle Abbildungen können
Zusatzoptionen enthalten

Zubehör (falls keine Sauganlage verwendet werden soll) CardioPart 12 Patientenkabel, 10-adrig, IEC

Ausführung	Best.-Nr.	€
Druckknopf, 1,05 m	129174	153,00
Klammer, 1,05 m	129175	153,00
Druckknopf, 1,53 m	129176	153,00
Banane, 1,53 m	129177	153,00
Klammer, 1,53 m	130947	153,00

Ruhe-EKG/Ergometrie auch als Bluetooth-Variante gegen Aufpreis erhältlich.

AMEDTEC ECGpro® CardioPart 12 USB PC-Ruhe-EKG



- EKG-Erfassungsgerät CardioPart 12 USB
- Programm für Ruhe- und Rhythmus-EKG
- Automatischer Befundbericht inklusive editierbaren vordefinierten Textbausteinen

Ruhe-EKG-Paket CardioPart 12 USB

PC-basiertes 12-Kanal-Ruhe-EKG mit Software AMEDTEC ECGpro® für Ruhe- und Rhythmus-EKG, automatische EKG-Vermessung, automatische EKG-Interpretation und Datenmanagement, GDT-Schnittstelle und AMEDTEC ECGpro® NetworkLight für die Vernetzung von 3 Arbeitsstationen

Best.-Nr. 129170 € 2.468,00



AMEDTEC ECGpro® Holter EP8-A 830 Net

Langzeit-Blutdruck-Messung

- EP830 digitaler Holter EKG Rekorder mit Schrittmachererkennung und OLED-Farbdisplay
- 3 oder 12 Registrierkanäle, Aufzeichnungsdauer mehr als 7 Tage
- Rhythmusanalyse mit EKG-spezifisch einstellbaren Parametern
- Intelligente Schrittmacheranalyse, Detektion von Vorhof-Arrhythmien
- Erstellung automatischer, editierbarer und konfigurierbarer Berichte

Set AMEDTEC ECGpro® Holter EP8-A 830 Net

Digitaler 3-Kanal-Rekorder EP830, spritzwassergeschützt mit Schrittmachererkennung und Farbdisplay für EKG-Aufzeichnungen von mehr als 7 Tagen, SD-Karte, 4-adriges Patientenkabel, 2 Stück AA-Batterien, Gürtelhalterung mit Gurt, Softwareanalyse Lizenz EP8-A Net, USB Download Kabel

Best.-Nr. 129178 € 6.520,00

Optional Rekorder AMEDTEC ECGpro® Holter EP830

Digitaler 3-Kanal-Rekorder EP830, spritzwassergeschützt mit Schrittmachererkennung und Farbdisplay für EKG-Aufzeichnungen von mehr als 7 Tagen, SD-Karte, 4-adriges Patientenkabel, 2 Stück AA-Batterien, Gürtelhalterung mit Gurt

Best.-Nr. 129179 € 2.275,00



AMEDTEC ECGpro® Holter-RR USB Langzeit-Blutdruck-Messung

Schonende Diagnostik im Rahmen der Langzeit- Blutdruck-Messung

- Aussagekräftige Daten: Mit dem Holter-RR ist ein zuverlässiges ambulant Blutdruckmonitoring garantiert.
- Mehrtägige Aufzeichnung (bis 72 h)
- Zur exakten Auswertung sind Grenzwerttabellen für Kinder und Jugendliche integriert.

Set AMEDTEC ECGpro® Holter-RR USB

Ambulantes nichtinvasives Blutdruckmessgerät der neuesten Generation zur 24-Stunden-Langzeit-Überwachung.

Im Lieferumfang enthalten: Manschette S, M, L, Tasche mit Tragegurt, Ladegerät mit 4 Akkus und USB-Anschluss-Kabel

Best.-Nr. 129180 € 1.885,00



SE-12 Express Kanal-EKG

- 12,1" faltbarer Farb-Touchscreen
- Eingebaute Glasgow-Interpretation
- Farbkodierte Signalqualitätsanzeige
- Abtastrate 16000 Hz, Bandbreite 0,01 Hz bis 300 Hz
- Alphanumerische Tastatur
- Speicher für 800 EKGs
- Datenübertragung auf PC per LAN/RS-232
- EKG-Bericht im PDF-Format in DIN A4
- Gewicht: ca. 6,5 kg

Lieferumfang:

SE-12 Express, Patientenkabel, 6 × Saug-/4 × Klammer-Elektrode für Erwachsene, 1 × Packung EKG-Papier DIN A4 (100 Blatt), Lithium-Akku (5000 mAh)



Ausführung	Best.-Nr.	€
SE-12 Express Standard	124258	2.899,00
SE-12 Express mit Ergometrie-Paket	124259	3.999,00
Zubehör		
Datenmanagement-Software	124260	650,00
EKG-Papier DIN A4 (100 Blatt)	124261	16,00



SE-310 3-Kanal-EKG

- Ultrakompaktes und leichtes Design
- 5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
- 12-Kanal-Simultanerfassung
- Intuitive Menüführung und Bedienung
- Auto-, Manuell- und Rhythmus-Mode
- Automatische Messung und Interpretation
- Integrierter wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
- Filter gegen Basislinienverschiebung, AC/EMG-Interferenzen
- EKG-Bericht im PDF-Format
- Optionale Datenmanagementsoftware ermöglicht PDF-Ausgabe und Anbindung per GDT
- Gewicht: ca. 1 kg

Lieferumfang: SE-310 Gerät, Patientenkabel, Mehrwegelektrode, 1 × Packung EKG-Papier, Lithium-Akku

Best.-Nr. 132265

€ 1.149,00



Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	€
Datenmanagement-Software	124260	650,00
EKG-Papier DIN A4 (100 Blatt)	124261	16,00

Cardiovit AT-1 G2 12-Kanal-EKG

- Kompakter Elektrokardiograph für 12 simultane Ableitungen
- Hochauflösender Farbbildschirm zur Signalkontrolle
- Einfachste Bedienung
- Netz- und Akkubetrieb
- Integrierter 3-Kanal-Thermokammdrucker
- EKG-Vermessung
- EKG-Interpretationssoftware ETM (optional)

Lieferumfang:

Gerät, Netzkabel, 1 × Thermopapier, 1 Patientenkabel 10-adrig, 4 Klammerelektroden, 6 Brustwandsaugelektroden, Staubschutzhülle

Best.-Nr. 120899

€ 1.420,00



Zubehör

Papier

- Maße: 70 × 80 mm × 25 m

Packung mit 25 Faltslagen

Best.-Nr. 122560

€ 150,00



Cardiovit FT-1 Tablet-EKG

Kompakte Größe, einfache Bedienung und fortschrittliche Funktionen


- Ultraleichtes EKG-Tablet (nur ca. 1 kg)
- 8"-Multi-Touchscreen
- Integrierter Thermodrucker
- Speicher für bis zu 300 EKGs
- ETM-Interpretationsalgorithmus (optional)
- CCAA zu STEMI-Erkennung (optional)
- Akkubetrieb
- Einfachste Integration in Praxis-Systeme
- GDT-Anbindung nur mit optionaler Software möglich (SEMA Link – kostenlos, SEMA 3 und CS104 gegen Aufpreis)
- LAN, WLAN und USB Schnittstelle
- Maße: 230 × 160 × 30mm

Lieferumfang:

Gerät, 1 × Patientenkabel 10-adrig Banane Flat, Thermopapier, 100 Einmal-TAB-Elektroden, 10 Clip-Adapter, med. Netzteil

Best.-Nr. 119498

€ 3.140,00



Für den Bereich Kardiologie, Sportmedizin und Rehabilitation

SCHILLER


Sana Bike 500 Sitz-Ergometer

- Niedrigster Einstieg
- Belastungsbereich 20 bis 500 Watt
- Automatische Belastungssteuerung
- Drehzahlunabhängige Belastung
- Blutdruckmessung optional

Best.-Nr. 120900

€ 2.950,00

Sana Bike 1000 Sitz-Ergometer

- Belastungsbereich 20 bis 999 Watt
- Automatische Belastungssteuerung
- Patientengewicht bis 160 kg
- Drehzahlunabhängige Belastung

Best.-Nr. 120858

€ 3.850,00

Sana Bike 1000 BP Sitz-Ergometer

wie Sana Bike 1000, jedoch zusätzlich:

- Integrierte Blutdruckmessung
- SpO₂ Messung optional
- Elektr. Sitzhöhenverstellung optional

Best.-Nr. 120867

Auf Anfrage



1



2

1 Halbliege-Ergometer

- Neigung einstellbar 0° – 45°
- Sattelhöhe und Kopfstütze stufenlos einstellbar über Fernbedienung
- Blutdruckmessung optional
- Automatische Computersteuerung über galvanisch getrennte RS-232 Schnittstelle
- Patientengewicht bis max. 160 kg
- Drehzahlunabhängige Belastung

Sana Couch 1000

Best.-Nr. 120885

€ 7.790,00

Sana Couch 1000 BP (mit Blutdruck)

Best.-Nr. 120891

Preis auf Anfrage

2 Stress-Echo-Halbliege-Ergometer

- Zusätzliche stufenlose Drehung um 30° der Liegefläche nach links für Ultraschallaufnahme

Sana Cardio 1000

Best.-Nr. 120892

€ 10.940,00

Sana Cardio 1000 BP (mit Blutdruck)

Best.-Nr. 120898

Preis auf Anfrage

BR-102 plus Langzeit-Blutdruckmessgerät

- Einzigartig: Auskultatorische Messmethode mit oszillometrischem Backup
- OLED-Farbdisplay
- 2-Tasten-Bedienung
- Messdauer 24 oder 48 Stunden
- Für Screening, Behandlungssteuerung und Überwachung
- Flash-Speicher für bis zu 400 Messungen
- USB Schnittstelle für Datenübertragung
- Sprachaufzeichnung für Patientendaten
- Inkl. Software Darwin 2
- GDT-Schnittstelle optional

Best.-Nr. 118732

€ 1.770,00



medilog® AR Langzeit-EKG-System DARWIN2 OFFICE Paket

- Ereignisübersicht
- Musterklassen (QRS Templates)
- Herzfrequenzvariabilität im Zeitbereich
- Vollausschrieb (Full-Disclosure-EKG)
- ST-, QT- und Schrittmacher-Analyse
- Reportmanagement
- Pure ECG®
- medilog® DARWIN2 OFFICE Software
- Spritzwasserfest (IP22) und extrem leicht
- Abtastrate 32000 Hz
- Inkl. SPM Lizenz
- Bluetooth Schnittstelle für PC-gestützte EKG-Kontrolle, GDT-Schnittstelle optional

Best.-Nr. 123636

€ 5.240,00



Spirometer

SPIROVIT SP-1 G2 mobiles Spirometer

Portables Spirometer mit Ultraschall-Technologie

- Ultraschalltechnologie: kalibrierungsfrei, keine Aufwärmzeit, keine beweglichen Teile
- Echtzeit-Anzeige
- Zahlreiche Messwerte inkl. Interpretation (FVC, VC und MVV, zusätzlich sind auch Prä- und Post-Messungen möglich)

Lieferumfang:

Spirovit SP-1 G2, 1 x SpiroScout SP+,
50 x Einmal-Atemrohr ScoutTube,
56 x Nasenklammer Basis, 1 x Staubschutzhülle,
1 x EKG-Papier, USB-Kabel zu SP-1 G2

Best.-Nr. 127661

€ 2.590,00



SpiroScout SP plus Spirometer

Ultraschallbasierend

- Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- Wartungs- und kalibrationsfrei
- Keine Reinigung nötig

Best.-Nr. 123895

€ 1.990,00

Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
Einmal-Mundstück	50 Stück	123920	69,50





SmartScript USB-EKG

- 12-Kanal Bildschirmanzeige/Online-Datenaufzeichnung aller wichtigen Informationen
- Leichte Bedienung – EKG mit nur wenigen Mausklicks
- Individuelles Anpassen der EKG-Funktion an den Praxisablauf
- Anbindung an alle gängigen Praxis-EDV-Systeme via optionaler GDT/BDT-Schnittstelle
- Praktischer PDF-Export der Protokolle als PDF
- Optionale Ansteuerung von Laufband- und Fahrradergometern verschiedener Hersteller
- PC-Paket optional erhältlich

Best.-Nr. 292777

€ 2.449,00

SmartScript – USB Ruhe-EKG-Paket Classic

- USB-Ruhe-EKG mit Vermessung und Interpretation, Patientenkabel

Best.-Nr. 117807

€ 3.220,00

SmartScript – USB Ruhe-EKG-Paket Comfort

- wie Ruhe-EKG Classic mit zusätzlicher Netzwerk- und GDT-Anbindung

Best.-Nr. 117809


€ 3.740,00



Notwendiges Zubehör

- Wenn keine Sauganlage vorhanden ist

Patientenkabel 10-adrig mit Bananenstecker	Best.-Nr.	€
200 cm (Standard)	293847	126,00



Alle Pakete gegen Aufpreis von € 350,00

als Bluetooth®-Variante erhältlich. (bei Bestellung angeben)

- Digitale Bluetooth®-Technologie für exzellente Signalqualität
- Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort
- Niedrige Betriebskosten, da kein MPG-PC oder Trenntrafo nach IEC 60601-1 erforderlich
- Betrieb unter WindowsXP SP2, WindowsVista, Win7/8/10/11

Laptop ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Software-Erweiterung

		Best.-Nr.	€
12-Kanal-Ergometrie-Software	Bis zu 20 Belastungsprofile für Ergometer und/oder Laufband, vollautomatische Steuerung der Last oder von Geschwindigkeit und Steigung über den PC	292778	790,00
Notfall-EKG-Software	Aufzeichnung eines Notfall-EKGs (ohne Patientendaten) mit anschließender Zuordnung zu einem Patientendatensatz	293039	169,00
Vektordarstellungs-Software	Darstellung der P-, QRS- und T-Schleifen in der Frontalebene	293044	399,00
SmartWatch	Online-Beobachtung einer Untersuchung von einem anderen Rechner im Netzwerk	293040	399,00



SmartScript USB – PC-Ergometriemessplatz

- Leistungsstarke SmartScript-PC-Ergometrie
- Variable Ansteuerung vieler Ergometer und Laufbänder
- Stufen- und Rampentest
- Abspeicherung aller Rohdaten
- Verlustfreie Echtzeit-Datenkompression
- Individuelles Anpassen der EKG-Funktionen an den Praxisablauf
- Echtzeit-Erfassung/Darstellung der EKG-Signale
- Anbindung an alle gängigen Praxis-EDV-Systeme via GDT/BDT-Schnittstelle
- Option SmartWatch für bequeme Online-Überwachung im Netzwerk
- Option Interpretation

Ergometrie-Paket Classic:

12-Kanal Ergometrie-Software mit Ruhe- und Rhythmus-Option und EKG-Vermessung, Netzwerk, GDT-Schnittstelle

Best.-Nr. 293036 € 3.840,00

Ergometrie-Paket Comfort:

wie Ergometrie-Paket Classic inklusive Fahrradergometer SmartBike 500

Best.-Nr. 294159 € 6.500,00

Ergometrie-Paket Comfort Plus:

wie Ergometrie-Paket Comfort inklusive Sauganlage Sträße DT-80T und SmartDesk PC-Arbeitsstisch (80 x 50 x 120 cm)

Best.-Nr. 293833 € 9.200,00

Best.-Nr. 121369 € 9.000,00
(mit SmartRack Steharbeitsstisch)

Paket Comfort / Comfort Plus auch mit Fahrradergometer SmartBike 500 mit automatischer Blutdruckmessung gegen Aufpreis lieferbar.

PC-Paket

PC-Anlage nach MPG (QuadCore Prozessor), 500 GB HDD, 4096 MB RAM, DVD-Brenner, Display, Laserdrucker (inkl. Trenntrafo nach IEC 601-1)

USB – Best.-Nr. 293038 € 2.490,00

Notwendiges Zubehör

- Wenn keine Sauganlage vorhanden ist

Patientenkabel 10-adrig mit Bananenstecker	Best.-Nr.	€
200 cm (Standard)	293847	126,00



All-in-one-PC auf Anfrage.



Alle Pakete gegen Aufpreis als Bluetooth®-Variante erhältlich. (bei Bestellung angeben)

SmartBike 500 Ergometer

- Hohe Standfestigkeit, belastbar bis 160 kg
- Extrabreiter, bequemer Durchstieg
- Einfache Sattelhöhenverstellung
- Hochauflösendes, beleuchtetes Grafikdisplay
- Hochwertiger Riemenantrieb
- PC-Schnittstelle, wahlweise seriell oder Bluetooth®
- 20 – 400 W (999 W optional)

Best.-Nr. 119739 € 2.950,00



Optionen	Best.-Nr.	€
999 Watt	121351	140,00
Automatische Blutdruckmessung	121353	1.920,00



SmartHolter24 – Digitales Langzeit-EKG

Das Langzeit-EKG für höchste Ansprüche an Technik und IT-Vernetzung

- 2 moderne Aufnahmerekorder verfügbar (SmartHolter24-Rekorder und SmartHolter24 Kobold)
- 3-Kanal EKG-Aufzeichnung
- Aussagekräftige EKG-Protokolle
- Zugang zu allen gängigen Praxis-EDV-Systemen via optionaler GDT-Schnittstelle
- Stromversorgung: nur eine Mignon-Zelle (Typ AA) oder integrierter Akku
- Optional: verlängerte Aufzeichnungszeit (48 h / 72 h)

Abbildung ähnlich



SmartHolter24 Kobold 3-Kanal-Langzeit-EKG

Digitaler, sehr kleiner (55 × 45 × 17 mm) und leichter 3-Kanal Langzeit-EKG-Rekorder, 72 Std. Aufnahmedauer, integrierter Li-Ion-Akku, Befestigung auf Elektrode möglich, inkl. SD-Karte, 2-adrigem Patienten-kabel

Best.-Nr. 118726 (ohne Software) € 1.290,00



SmartHolter24-Rekorder

Digitaler Langzeit-EKG-Rekorder mit Patienten-kabel (5-adrig), Tragetasche mit Hüftgurt, SD-Karte 2GB, Batterie 1,5 V AA/LR6, SD-Card Lesegerät

Best.-Nr. 293029 (ohne Software) € 1.590,00

SmartHolter24 – Softwarepaket

- Komfortable Digital-Werkzeuge mit vielfältigen Funktionen zur schnellen Validierung
- HRV-Analyse tabellarisch und grafisch (Histogramm, Trends, Powerspektrum, Poincaré-Plot), ST-Analyse
- 3-Kanal QT-Analyse
- Praktischer PDF-Export und eMail-Versand der Protokolle

Automatisch berechnete Parameter: VES, SVES, Couplets, SV-Tach, Bigeminus, ST-Analyse, Pause, Patienten-Ereignisse, Bradykardie, Tachykardie, HF-Variabilität, HFmax, HFmin

Softwarepaket ohne Rekoder

Best.-Nr. 293030 € 4.290,00

Softwarepaket mit SmartHolter24 Kobold

Best.-Nr. 118725 € 5.090,00

Softwarepaket mit SmartHolter24-Rekorder

Best.-Nr. 118206 € 5.290,00

**Sie sparen
bis zu € 590,-
gegenüber Einzel-
bestellung**

SmartHolterWeb-Lösung für Auswertegemeinschaften

Internetbasierter Datentransfer zwischen Zuweiser und Auswerter. Dadurch entfällt der Postversand von Speichermedien, was zu einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis führt. Einfachste Handhabung und verschlüsselte Datenübertragung machen SmartHolterWeb zur zuverlässigen Lösung für Auswertegemeinschaften.

SmartHolterWeb Software für Zuweiser

(ohne Rekorder)

Best.-Nr. 115719 € 350,00

Zuweiserpaket mit Software und Rekorder SmartHolter24 Kobold

Best.-Nr. 117971 € 1.590,00

Zuweiserpaket mit Software und

SmartHolter24-Rekorder

Best.-Nr. 117813 € 1.890,00



Ergometrie, Stressechographie, Untersuchungsliege



ergoselect 1 Ergometer

- Tiefer Durchstieg
- Sitzhöhenverstellung für Körpergröße 120 cm bis 210 cm
- Lenkerverstellung (Schwenkbereich 360°)
- Belastung 6 – 450 Watt
- Basis-Steuerkopf mit 10 Ergometrieprogrammen
- Universelle Schnittstellen zu EKG und PC-EKG
- Patientengewicht 160 kg (max.)

Best.-Nr. 122600

€ 3.345,00

ergoselect 4 Ergometer

- Weiter, offener Durchstieg
- Extrem leiser Antrieb (spezielle 2-stufige Riementechnologie)
- Bedieneinheit M (Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG)
- Patientengewicht: 160 kg (200 kg optional)
- 6 – 1000 Watt
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 118508

€ 4.145,00

ergoselect 5 Ergometer

- Leistung 6 – 1000 Watt
- Bedieneinheit M (Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG)
- Hohe Standfestigkeit (Aluminium-Plattform)
- Nahezu lautlos durch spezielle Riementechnologie
- Patientengewicht: 160 kg (200 kg optional)
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 118517

€ 4.395,00

Optionen ergoselect 4 und 5 Ergometer

Bedieneinheit Typ P

- 10 Ergometrieprogramme
- Manueller Betrieb

Best.-Nr. 118512

€ 345,00



Bedieneinheit Farb-Touch

- 10 Ergometrieprogramme (frei programmierbar)
- 10 Trainings-/Testprogramme
- Manueller Betrieb

Best.-Nr. 118513

€ 495,00



Sattelhöhen-Verstellung mit Motor

Best.-Nr. 118515

€ 575,00



Lenkerhöhen-Verstellung mit Motor

Best.-Nr. 118516

€ 575,00



Blutdruckmessung

Best.-Nr. 118509

€ 1.695,00

Bluetooth-Schnittstelle

Best.-Nr. 118510

€ 145,00

WLAN-Schnittstelle

Best.-Nr. 118511

€ 295,00


ergoselect 10 Liege-Ergometer


- Schwingungsfreie, stabile Liegenkonstruktion
- Patientengewicht: 200 kg
- Stufenlose Liegeverstellung (kippen) 0° – 45° mit Motor
- Funktion als Belastungs-Ergometer und Untersuchungs-liege
- Motorsteuerung über Fernbedienung
- Niedrige Aufstiegshöhe
- Liegenfläche: 200 × 65 cm (L × B)
- Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 122390
€ 11.285,00

ergoselect 12 Liege-Ergometer

- Schwingungsfreie, stabile Liegenkonstruktion
- Patientengewicht: 200 kg
- Kipp- und neigbar 0° – 45° für dynamische Stressechokardiographie
- Funktion als Stressecho- und Untersuchungs-liege
- Motorsteuerung über Fernbedienung
- 3-fach programmierbare Liegeposition
- Niedrige Aufstiegshöhe
- Liegenfläche: 200 × 65 cm (L × B)
- Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 120545
€ 14.875,00
Optionen 10 + 12
Blutdruckmessung
Best.-Nr. 292226
€ 1.695,00

 Sonderfarben für ergoselect 10+12 auf Anfrage erhältlich


ergoselect 10/12 – abklappbare Ergometrieinheit

ergoselect 10/12 – als Untersuchungs-liege

ergoselect 600 K Sitzergometer

- Max. Patientengewicht: bis 300 kg, robustes Design auch für schwergewichtige und mobilitätseingeschränkte Nutzer
- Leistungsbereich: 6 – 1000 W, computergesteuert und frei programmierbar für individuelle Belastungstests
- Bequeme Liegeposition: 3-fach verstellbare Rückenlehne, verschiebbare Sitzposition für Körpergrößen von ca. 150 – 210 cm
- Niedriger Einstieg und stabile Haltegriffe erleichtern den Zugang und sorgen für Sicherheit
- Universelle Schnittstellen: RS-232, USB, optional WLAN/Bluetooth zur Integration mit EKG-/PC-Systemen
- Platzsparende Maße: Kompakt (165 × 75 × 108 cm)

Best.-Nr. 132256

€ 7.645,00



ergoselect 1200 K Ergometer

- Duale, stufenlose Liegeverstellung 0° – 45° mit Motor (kippen und neigen)
- Komfortable Motorsteuerung mit Speicher
- Verstellbare Schulterstützen und Kopfteil
- Liegenbreite 50 cm
- Universelle Schnittstellen zu EKG und PC-EKG

Best.-Nr. 292869

€ 11.495,00



Optionen

Blutdruckmessung


Best.-Nr. 292226

€ 1.695,00

Beinauflagen (Paar)

Best.-Nr. 292870

€ 495,00



Sonderfarben auf Anfrage erhältlich

1 EasyOne Air Mobil-und PC-Spirometer

- Sichere und einfache Bedienung dank farbigem Touch Screen
- Flexible Anwendung, konsistente Ergebnisse, unabhängig vom Einsatzort
- Datenaustausch via Bluetooth oder USB
- Schnelle und wartungsfreie Spirometrie mit zuverlässigen Ergebnissen
- EasyOne Connect Software ohne zusätzliche Lizenzkosten
- Ohne Kalibration und Wartung -> keine Kosten für Kalibrationspumpe und Wartung

Lieferumfang:

EasyOne Air, Cradle, Software,
2 Stück EasyOne FlowTubes, USB-Kabel (Datentransfer)

Best.-Nr. 120762


€ 2.184,00



Die einzigartige Ultraschalltechnologie von n+d garantiert in allen Flow-Bereichen genaue Ergebnisse, unabhängig von Gaszusammensetzung, Druck, Temperatur und Feuchtigkeit.

n+d TrueFlow ist eine widerstandsfreie Technologie. Die Geräte brauchen während ihrer gesamten Lebensdauer nicht kalibriert zu werden.

TrueFlow
makes the difference



Zubehör	EasyOne Air	Anzahl	Best.-Nr.	€
EasyOne FlowTube		50 Stück	120763	76,00
EasyOne FlowTube		200 Stück	120764	294,00
EasyOne FlowTube		500 Stück	128299	499,00

Laptop ist nicht im Lieferumfang enthalten.



2 Easy on-PC PC-Spirometer

- Schnelle und wartungsfreie Spirometrie mit zuverlässigen Ergebnissen
- EasyOne Connect Software ohne zusätzliche Lizenzkosten
- Ohne Kalibration und Wartung -> keine Kosten für Kalibrationspumpe und Wartung

Lieferumfang:


Easy on-PC, Software EasyOne Connect,
2 Stück Spiretten, Kabel und Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 293943

€ 1.643,00



Tablet-PC ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Zubehör	Easy on-PC	Anzahl	Best.-Nr.	€
Spirette Standard		50 Stück	291638	76,00
Spirette Standard		200 Stück	293979	274,00
Spirette Standard		500 Stück	114234	499,00






Vitalograph® Pneumotrac™ / PC-Spirometer mit Spirotrac-Software™

- V-Core Messtechnologie – Goldstandard der Spirometrie
- Präzise und komfortable Testdurchführung inkl. Animation
- Erleichterte Befundung durch Spirotrac 6 Software (GLI, Z-Score, LLN, %Soll)
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT/HL7
- Optimale Hygiene und geringe Folgekosten durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Premiumqualität mit 5 Jahren Garantie nach Registrierung
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive
- Spirotrac 6 Software um 12-Kanal-Ruhe-EKG erweiterbar
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard

Best.-Nr. 126342

€ 1.490,00



**Spirotrac 6
Software um
12-Kanal-EKG
erweiterbar**



Vitalograph® ALPHA™ Connect / All-in-One-Spirometer

- V-Core Messtechnologie – Goldstandard der Spirometrie
- Integrierter Thermodrucker ermöglicht Verwendung mit oder ohne PC
- Intuitiv einfache Testdurchführung inkl. Animation und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll)
- Optimierte Arbeitsabläufe durch kabellosen Datenaustausch mit Ihrer Praxissoftware bzw. KIS via GDT/HL7
- Geringe Testkosten pro Patient und optimale Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Premiumqualität mit 5 Jahren Garantie nach Registrierung
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard

Best.-Nr. 126343

€ 1.990,00



Vitalograph® micro™ / Spirometrie einfach und präzise

- V-Core Messtechnologie – Goldstandard der Spirometrie
- Präzises Einstiegsmodell für die Allgemein- und Arbeitsmedizin
- PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format
- Niedrige Verbrauchsmaterialkosten bei optimaler Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Premiumqualität mit 5 Jahren Garantie nach Registrierung
- Intuitive Bedienung über Touchscreen für die einfache Testdurchführung mit exakter Messgenauigkeit gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard

Best.-Nr. 118992

€ 890,00



Bakterien-Viren-Filter BVF™

Schützen Patient, Personal und Gerät vor Bakterien und Viren (inklusive SARS-CoV-2)

- Minimieren den Reinigungsaufwand
- Auch geeignet für Einmal-Turbinen und Einmal-Flusssensoren wie z. B. die ndd-Spirette

Best.-Nr. 290977 (Pckg. mit 50 Stück)

€ 49,00



ECO-BVF™ Set mit Nasenklemme

Mit ovaler Mundsektion und Beißkante

- Praktisches Set aus Filter und Nasenklemme im Polybeutel

Best.-Nr. 126818 (Pckg. mit 75 Sets)

€ 81,00

Zubehör und Verbrauchsmaterial für alle Vitalograph Spirometer

	Best.-Nr.	€
Kalibrationspumpe 3 Liter Optional; ermöglicht Dokumentation der Genauigkeit vor Ort für Praxis-QM	293244	395,00
Nasenklemmen; angenehm zu tragen, sparen Zeit und Geld; Packung mit 200 Stück	182384	89,00
Vitalograph Papier schützt Drucker vor Ausbrennen und Reparaturen		
Thermodruckerpapier für neues ALPHA Connect, Packung mit 10 Rollen	126344	78,00
Thermodruckerpapier für ALPHA IV, Touch; Packung mit 5 Rollen	291685	39,00



Vitalograph EKG – Die handliche 12-Kanal-Lösung mit Bluetooth



Vitalograph® BT12™ / Bluetooth PC-Ruhe-EKG

- Automatische Messung inkl. Interpretation (Glasgow-Algorithmus)
- Schnelle und einfache Echtzeitauswertungen mit 10-Sekunden-Testoption
- Sofortiges Feedback zum korrekten Elektrodenkontakt
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT/HL7
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung liefert saubere EKG-Daten mit reduzierten Artefakten und vermeidet so unnötige EKG-Wiederholungen
- Berechnung der Herzfrequenz mit akustischem und visuellem Signal unterstützt bei der Beurteilung
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive
- Ideale Erweiterung für PC-Spirometer mit Spirotrac Software
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung


Vitalograph BT12 Ruhe-EKG mit Spirotrac 6 Software
Best.-Nr. 126345 € 1.950,00

Vitalograph BT12 ohne Software als Erweiterung für ein vorhandenes Spirometer mit Spirotrac Software
Best.-Nr. 126347 € 1.550,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Einmal-EKG-Elektroden (30 Stück)	126349	9,90



Ideal für alle
Besitzer eines
Vitalograph
PC-Spirometers mit
Spirotrac Software



Das EKG wird einfach als Erweiterung in Ihrer vorhandenen Spirotrac Spirometrie-Software freigeschaltet.

Sie zahlen nur für die neue Hardware und profitieren von vielen Vorteilen.

Ihre Vorteile durch die Spirotrac® Software

- Eine Benutzeroberfläche für EKG und Spirometrie
- Eine Einbindung in die Praxissoftware
- Ein kompetenter Ansprechpartner für alles
- Volle Flexibilität – Sie können auch mit dem EKG starten und später die Spirometrie ergänzen
- Preisvorteil bei vorhandenem Spirometer mit Spirotrac Software, z. B. Vitalograph Pneumotrac

Tragarmsystem für EKG-Messungen



DT BASIC T

- für den speziellen Einsatz mit Klebeelektroden
- Leistungsfähiges und platzsparendes Tragarmsystem
- Tragarm stufenlos von 84 auf 132 cm ausziehbar
- Arretierendes Gelenk bewegt sich vertikal in einem Radius von 150°
- Gedämpfter horizontaler Schwenkradius 360°

Bestehend aus:

Tragarm Basic T, 1 x Patientenkabel mit Verteiler Basic T, 1 x Elektrodenkabelsatz DT Basic 6/4, 1 x Tischhalterung, Elektroden-Distanzhalter 2 x 2-er, 2 x 3-er

Best.-Nr. 130866 € 1.230,00

DT-80T

- Zum Ankleben an Tischen, Arbeitsplatten usw.
- Hoher Bedienkomfort durch Einhandbedienung
- Tragarm mit großer Reichweite (Schwenkbereich ca. 315°, 120/240 cm)

Bestehend aus:

6 x Vakuumelektrode 1 m und 4 x 1,3 m
Tragarm, Vakuumeinheit mit Bedienteil und Halter, Tischhalterung, Netzkabel, 250 ml Elektroden spray, inkl. Elektroden-Distanzhalter 2 x 2-er, 2 x 3-er

Best.-Nr. 129821 € 2.173,00



DT-100T

- Zum Ankleben an Tischen, Arbeitsplatten usw.

Bestehend aus:

6 x Vakuumelektrode 1 m und 4 x 1,3 m
Tragarm, Vakuumeinheit, Bedienteil mit Halter, Tischhalterung, Netzkabel, 250 ml Elektroden spray, inkl. Elektroden-Distanzhalter 2 x 2-er, 2 x 3-er

Best.-Nr. 129822 € 2.534,00



Innovative Diagnostiklösung für die Praxis, mobil und modular erweiterbar



MESI mTABLET ABI Knöchel-Armdruck-Index

- Kabelloses Design ermöglicht eine einfache und flexible Handhabung
- Das automatische kabellose Knöchel-Armdruck-Index-System mit seiner 3CUFF™-Technologie ermöglicht simultanes Messen des Arm- und Knöcheldrucks.
- PADsense™-Algorithmus zur Erkennung von schweren peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten
- Schnelle und zuverlässige Messung des Knöchel-Arm-Index mit Auswertung der Pulswellenform
- Anzeige Pulswellenformen und Oszillationsdiagramme

Lieferumfang:

1 × Tablet, 4 BP-Module, 4 farbcodierte Manschetten Größe M (32 – 42 cm), 1 × Dockingstation, 1 × Ladestation für Module, 1 × Netzteil, 1 × Verbindungskabel (Dockingstation – Ladestation für Modul), 1 × Netzwerkkabel

Best.-Nr. 130793 € 3.620,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
1 4 farbcodierte Manschetten Größe L (22-42cm)	130794	265,00
PWV APP (Pulswellengeschwindigkeit)	130795	755,00
GDT WORKLIST APP WINDOWS	130797	465,00
2 Tragetasche	130796	165,00



1

MESI mTABLET 12-Kanal-EKG

- Vollständig digitales Elektrokardiogramm
- 12-Kanal Ruhe-EKG
- Glasgow-Algorithmus zur automatischen Auswertung enthalten

Lieferumfang:

1 × Tablet, 1 × 12-Kanal-EKG Diagnosemodul, 1 × Patientenkabel Schnappanschlüsse (IEC), 1 × Dockingstation, 1 × Ladestation für Modul, 1 × Netzteil, 1 × Verbindungskabel (Dockingstation – Ladestation für Modul), 1 × Netzwerkkabel

Best.-Nr. 130798 € 3.250,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Klebeelektroden Erwachsene (400 Stk)	130799	46,00
Klebeelektroden Kinder (500 Stk)	130819	46,00
Patientenkabel Bananenverbinder (IEC)	130820	175,00
Patientenkabel Bananenverbinder (AHA)	130822	175,00
Klammerelektroden	130823	110,00
2 Tragetasche	130796	165,00



2

MESI mTABLET SPIRO Spirometer

- Das vielseitigste innovativste digitale Spirometer
- Pneumotachograph-Technologie mit integrierter Selbstkalibrierung
- Automatische Auswahl der besten Messung aller Wiederholungen mit der BestBreath™-Erkennung
- Echtzeit-Darstellung der Fluss-Volumen-Kurve

Lieferumfang:

1 × Tablet, 1 × SPIRO-Modul, 1 × Dockingstation, 1 × Ladestation für Modul, 1 × Netzteil, 1 × Verbindungskabel (Dockingstation – Ladestation für Modul), 1 × Netzwerkkabel

Best.-Nr. 130835 € 2.720,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
3 Mundstück (100 Stück)	130836	185,00
4 Viral Filter (50 Stück)	130837	58,00
GDT Worklist APP WINDOWS	130797	465,00
2 Tragetasche	130796	165,00



3

4



ABPMpro Basic

- Manschettenbasierte Blutdruckmessung mit doppelter Datenerfassung (Aufpumpen & Ablassen)
- Modular erweiterbar
- Präzise Schlaf-Wach-Klassifikation durch Aktivitäts- und Lagesensoren
- Darstellung der Druckverläufe zur Qualitätssicherung
- Einstellbare Messintervalle von 3 – 120 Minuten
- Validiert nach ISO 81060-2:2018
- Abrechenbar nach EBM 03324,

Lieferumfang:

Basisgerät ABPMpro, 1 × Maschgette ohne internes EKG für linken Arm Größe M, Ladegerät inkl. USB-Kabel, Maßband, Software (lizenzfrei), Tasche

Best.-Nr. 132269

€ 1.700,00




Zubehör: Manschette linker Arm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Größe S (18 – 24 cm)	132271	160,00
Größe M (Armumfang 24 – 34 cm)	132272	160,00
Größe L (Armumfang: 34 – 46 cm)	132273	160,00



Zubehör: Manschette rechter Arm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Größe S (18 – 24 cm)	132274	175,00
Größe M (Armumfang 24 – 34 cm)	132275	175,00
Größe L (Armumfang: 34 – 46 cm)	132276	175,00



ABPMpro Cardio

- 3-Kanal-Holter-EKG (abrechenbar nach EBM 03322, 03241)
- Arrhythmie-Erkennung, Herzfrequenzvariabilität
- Exportmöglichkeit der EKG-Daten zur CE-zertifizierten Auswertesoftware
- Kombinierte Analyse von BD, EKG, Aktivität und Körperlage
- Erweiterbar um PTT-Messung (ABPMpro Advanced)


Lieferumfang:

Basisgerät ABPMpro, 1 × Maschgette ohne internes EKG für linken Arm Größe M, 3 × Kanal-EKG-Sensor, 1 × Pack Elektroden, Ladegerät inkl. USB-Kabel, Maßband, Software (lizenzfrei), Tasche

Best.-Nr. 132270

€ 2.700,00





ABI-system 100

Entscheidend: Der Knöchel-Arm-Index

Der Knöchel-Arm-Index (engl.: ABI | Ankle Brachial Index) besitzt die größte Aussagekraft zur Vorhersage von Herzinfarkt, Schlaganfall und Mortalität.

Ergänzend: Die Pulswellengeschwindigkeit

Die Pulswellengeschwindigkeit (engl.: PWV | Pulse Wave Velocity) ergänzt die Diagnose einer PAVK und ist ein Maß für die arterielle Gefäßsteifigkeit.

Überragend: Das boso ABI-system

Das boso ABI-system bietet im Vergleich zur bisherigen Ultraschall-Dopplermethode ganz entscheidende Vorteile für Arzt und Patienten.

- 1. Früherkennung und Routine-Check
- 2. Präzision und Zeitersparnis
- 3. Delegierung und Wirtschaftlichkeit (Untersuchung kann von Arzthelferin durchgeführt werden)
- 4. Software und Gesundheitsstatus (ermittelte Werte werden automatisch dem ausgewählten Patienten zugeordnet)

Informativ: Die Auswertung

Die leistungsfähige Software berechnet präzise den ABI – sowohl links-als auch rechtsseitig

Validiert: Die klinische Studie

Das boso ABI-system wurde im Vergleich zur Doppler-assistierten ABI-Bestimmung erfolgreich klinisch validiert.

Wirtschaftlich: Die Abrechnung

Das boso ABI-system lohnt sich nicht nur für die Patienten. Die ABI-Messung in Anlehnung an GOÄ Ziffer 643 (Periphere Arterien- bzw. Venendruck- und/oder Strömungsmessungen). Die empfohlene IGeL-Gebühr liegt zwischen € 12,59 bis € 17,49. Die PWV-Messung in Anlehnung an GOÄ Ziffer 637 (Pulswellenlaufzeitbestimmung). Hier liegt die empfohlene IGeL-Gebühr sogar zwischen € 13,23 bis € 23,82.

Nützlich: Das Patientenmarketing

Das Patientenmarketing ist nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, auf die ABI-Messung als IGeL-Angebot aufmerksam zu machen.

Lieferumfang:

1 Messgerät, 2 Nylon-Armmanschetten (Armfumfang 22–42 cm), inkl. Schlauch, 2 Nylon-Beinmanschetten (Beinumfang 18–38 cm) inkl. Schlauch, 1 Netzgerät, 1 USB-Verbindungskabel, 1 CD mit profilmanager XD-Software

ABI-system 100

(ohne Pulswellenmessung)

Best.-Nr. 293788 € 2.159,00

ABI-system 100 PWV

(mit Pulswellenmessung)

Best.-Nr. 115356 € 2.939,00



Ambu

Ambu® BlueSensor EKG-Elektroden

Nassgel

- Optimaler Hautkontakt
- Geringer Übergangswiderstand
- Exzellente Signalqualität
- Stabile Leitfähigkeit

Ambu® BlueSensor EKG-Elektrode

- Dezentrierter Anschluss
- Kein Anpressdruck beim Anbringen der EKG-Kabel
- Erhalt einer intakten Klebefläche
- Mehr Komfort und Bewegungsfreiheit für den Patienten



Ausführung	Anschluss	Geltyp	Anwendung	Maße mm	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 VL-00-S/25	Druckknopf	Nassgel	Langzeit Erw.	72,0 × 68,0	25 Stück	188216	7,75
1 VLC-00-S/25	Druckknopf	Nassgel	Langzeit Erw.	72,0 × 68,0	25 Stück	294524	8,50
1 R-00-A/25	Bananenstecker	Nassgel	Ergometrie	57,0 × 38,0	25 Stück	294215	12,00
1 SP-00-S/50	Druckknopf	Nassgel	Kurzzeit Erw.	42,5 × 38,0	50 Stück	127505	7,45
2 N-00-S/25	Druckknopf	Nassgel	Kurzzeit Kinder	44,3 × 22,0	25 Stück	127506	7,45
3 SkinFix	-	-	Kabelfixierung	Durchmesser 55	50 Stück	130891	15,50



COM-TeX® Einmal-Elektroden


- PE-Schaumstoff
- Latex- und PVC-frei
- Mit Festgel vorgeliert
- Für Extremitäten- und Thorax-Ableitungen

Packung mit 30 Stück

Ausführung	Maße (Ø)	Best.-Nr.	€
Druckknopfanschluss	45 mm	154876	2,99
Bananenstecker 4 mm	45 mm	154878	5,21
Druckknopfanschluss, universell einsetzbar	40 mm	154877	4,43
Druckknopfanschluss, Kinder	30 mm	158543	4,45



1



2

Stresstest-Anwendung

(alternativ zu CARDINAL HEALTH)

Packung mit 60 Stück

Ausführung	Maße (Ø)	Best.-Nr.	€
1 H92SG (Druckknopfanschluss)	51 × 33 mm	131583	4,95
2 H34SG (Karbon-Druckknopf, MRI)	47 × 45 mm	154877	5,95

GE-Brustwand-Saugelektrode

- An Bananenstecker anschließbar
- Kontaktfläche Silber-Silberchlorid

Best.-Nr. 140320

€ 41,07



3M™ Red Dot™ EKG-Elektrode

- Gute elektrische Eigenschaften
- Aus Schaumstoff
- Maße: 3,5 × 4 cm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 125039

€ 14,60



Nihon Kohden Brustwand Saugelektrode

- Vernickelt mit grauem Gummiball
- Maße: Ø 20 mm, für 4 mm Bananenstecker

Best.-Nr. 294541

€ 9,85



Tab-Elektrode für Ruhe-EKG

- Mit Clear-Gel
- Verbindung mit unten angebotenem Adapter
- Maße: 2,1 × 3,5 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 157008

€ 8,23



EKG Einmal-Elektrode für Langzeit-EKG

- Aus Vlies
- Maße: Ø 55 mm

Packung mit 60 Stück

Best.-Nr. 123974

€ 10,26



Adapterstecker

- Für Bananenstecker

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 114428

€ 44,94



EKG Schaumstoff-Elektrode (o. Abb.)

- Geeignet für Kinder
- Mit Festgel vorgeliert
- Bananenstecker
- Maße: 4 mm × Ø 30 mm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 125883

€ 5,31

COM-TeX® Zubehör für EKG-Untersuchungen



COM-TeX®
FAIRPREIS
und TOP-Qualität



1 Spectra Elektroengel

Tube mit 250 g
Best.-Nr. 184302 € 6,41

2 SONOGEL Hautreinigungsgel

Tube mit 100 g
Best.-Nr. 151025 € 12,36

COM-TeX® EKG-Elektroden Kontakt-Spray

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpsprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	2,49
5-Liter-Kanister	110314	12,29
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,40



Signa Elektroden-Spray

- Hervorragend leitfähig
- Hypoallergen

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Pumpsprayflasche	140322	6,14
3,8-Liter-Nachfüll-Kanister	183615	45,57




Einweg-Vlies-Tragetasche

- Tragetasche zu Langzeit-EKG und -Blutdruck-Recorder
- Aus weißem Vlies mit blauem Zugband
- Maße: 18 x 13 cm
- Kordel: 70 cm lang

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 123054

€ 47,50

NEU!



EKG-Lineal

- Sekundäre Auswertung von PQ- und QT-Intervallen, QRS-Wert
- Skala für 25 mm/s + 50 mm/s und Amplituden
- Abwaschbar und abriebfest
- Detaillierte und übersichtliche Darstellung
- Maße: 242 x 50 mm (L x B)

Best.-Nr. 129663

€ 3,95



Gummispannband

3 Für Extremitäten

Loch-Schlitz-Reihe, Maße: 45 x 3 cm
Best.-Nr. 140374 € 6,96

4 Für Brustwand

1 Lochreihe, Maße: 135 x 3,2 cm
Best.-Nr. 140375 € 14,70

5 5 Lochreihen, Maße: 135 x 7 cm

Best.-Nr. 140301 € 35,39

Befestigungsknopf

Best.-Nr. 140302 € 1,99



Druckknopf-Adapter

- Verbindung Bananenstecker zum Druckknopf der Einmal-Klebelektrode
- Farbe: weiß

Best.-Nr. 140309

€ 4,04




Extremitäten-Klammerelektrode

- Mit 4 mm Bananenstecker
- Ag/AgCl
- 4-er Satz
- Mit Farbcodierung (schwarz, rot, gelb, grün)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Set Erwachsene	124573	32,65
Set Kinder	124574	32,65

Zubehör für EKG-Geräte /SpO₂ Sensoren und Zubehör Physikalische Therapie



Ruhe-EKG / Belastungs-EKG Patienten-kabel

EKG-Komplettkabel (10-adrig), mit vergossener Weiche und 4 mm Bananenstecker



Klammer-/ Druckknopfausführung
und andere Hersteller auf Anfrage

Hersteller	Gerätetyp	Best.-Nr.	€
Cardioline	ECG 100 / 200 Serie, Cariette arv/adv	294455	125,00
Dr. G. Schmidt	SmartScript	293847	126,00
Edan	SE-Serie /SE-12 /SE-301	293847	126,00
Fukuda Denshi	FX-, FCP-Serie, Alpha 500/600	115005	149,00
GE	MAC 1200 / MAC 1600 / MAC 2000	121363	135,00
GE-Hellige	EK-Serie, CardioSmart, CardioSys	291034	135,00
MESA	CARDIAX Bananenstecker	291035	190,00
MESA	CARDIAX Druckknopf	129369	190,00
MINDRAY	Beneheart R3 / R12	294455	125,00
Nihon Kohden	CardioFax Serie – EKG 8000/9000 Serie	293847	126,00
Schiller	AT 1, AT 2, AT 2 plus, AT 4, AT 102, MS2015	291038	125,00
Schiller	AT 100, AT 3, AT 5, AT 6, AT 10, AT 60	294455	125,00
Schiller	MS-12 / FT-1	130948	249,00
Philips	Pagewriter 100 / 200 /200i / 300pi	292186	168,00



Kompatible SpO₂ Sensoren als Fingerclip, SoftTip, Bandsensor und Ohrsensor



Auch erhältlich als Y- und Einmalsensoren; andere Hersteller, wie z. B. Nellcor™ OxiMax™ DS100A, D-YS, OXI-A/N, OXI-P/I, MAX-N, MAX-A, MAX-I, MAX-P Originalsensoren auf Anfrage

SpO₂ Sensoren als Fingerclip, SoftTip, Band- oder Ohrsensor

Typ	Kabellänge	Best.-Nr.	€
1 Nellcor™ Oxisensor (Erw.)	90 cm	294070	65,00
ChoiceMMed MD300K2 / BCI	110 cm	132092	87,00
2 Nellcor™ Oxisensor (Kinder)	90 cm	294071	95,00
3 Nellcor™ Oxisensor (Erw.)	90 cm	294076	116,00
Philips Ref. M1191B (Erw.)	200 cm	121355	85,00
4 Nellcor™ Oxisensor (Band)	90 cm	127665	126,00
5 Nellcor™ Oxisensor (Ohrsensor)	90 cm	127666	100,00

Langzeit-EKG/Komplettkabel 5-adrig, Druckknopfausführung

Andere Hersteller und 7-adrige Langzeit-EKG-Kabel auf Anfrage

custo-med	Custo Flash (V3), Custo Screen	291011	77,15
Schiller	MT 101(4-adrig) Original	121485	147,00
Schiller	medilog AR-4+, AR-12+, FD-5+	119320	142,00
Labtec	Cardiospy EC-2H	119763	149,00

Praxis-Tipp

„Kleine Stecker-Kunde“ für Reizstromzubehör

Bananen-Stecker S
4 mm



Bananen-Buchse B
4 mm



Bananen-Stecker SK
kaschiert 4 mm



Bitte geben Sie bei Bestellungen von Schwämmen
unbedingt die Plattengröße Ihrer Elektrode mit an,
da die Schwämme beim Trocknen kleiner werden.

Zubehör Physikalische Therapie



Schwämme

• Rundlinge ohne Löcher

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ø 60 mm 23 mm stark	145301	2,16
Ø 88 mm 23 mm stark	145302	2,60
Ø 100 mm 23 mm stark	145145	3,92



Schwammtaschen

Packung mit 1 Stück

innen	außen	Best.-Nr.	€
70 × 45 mm	80 × 65 mm	145176	8,34
80 × 60 mm	90 × 80 mm	145177	4,20
85 × 70 mm	95 × 90 mm	145178	4,20
100 × 65 mm	110 × 85 mm	145181	4,78
115 × 75 mm	125 × 95 mm	145184	4,43

Für Siemens-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Cardiostat 31 S	104 × 100 mm	300 Bl.	10 Faltl.	140131	3,31 / Faltl.

Für Schiller-EKG BPS-freies Thermopapier

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
AT-1 G2	80 × 70 mm	314 Bl.	20 Faltl.	124964	103,07 / Pack.
AT-1/SP-1	90 × 90 mm	290 Bl.	20 Faltl.	124965	89,38 / Pack.
AT-10/SP-10	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltl.	124973	75,45 / Pack.
AT-10+/AT-110	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltl.	124975	68,44 / Pack.
AT-102/ AT-102+/AT-102 G2	210 × 280 mm	100 Bl.	10 Faltl.	124968	101,89 / Pack.
AT-2/AT-170/CS-200	210 × 280 mm	180 Bl.	10 Faltl.	124967	133,86 / Pack.
AT-3	70 × 100 mm	200 Bl.	20 Faltl.	124962	56,00 / Pack.
AT-4/AT-104	90 × 90 mm	176 Bl.	20 Faltl.	124966	82,37 / Pack.
AT-5	135 × 140 mm	108 Bl.	20 Faltl.	124969	110,41 / Pack.
AT-6/AT-6/3/SP-200	145 × 100 mm	260 Bl.	10 Faltl.	124977	61,74 / Pack.
CS-6/12	210 × 150 mm	298 Bl.	10 Faltl.	124972	133,21 / Pack.
FT1	114 × 150 mm	60 Bl.	20 Faltl.	124963	156,03 / Pack.
MS-2010/MS-2007	114 × 95 mm	154 Bl.	20 Faltl.	124970	182,09 / Pack.
MS 2015	210 × 140 mm	180 Bl.	10 Faltl.	124971	111,74 / Pack.

Für Hörmann-Geräte

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Bioaset 3600 / 3700	110 × 100 mm	180 Bl.	10 Faltl.	188164	3,29 / Faltl.

Für GE Medical (Hellige)-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
CardioSmart/ Mac 1200	210 × 295 mm	150 Bl.	10 Faltl.	184197	10,70 / Faltl.
EK 53/56	130 × 135 mm	370 Bl.	10 Faltl.	172375	51,32 / Pack.
Mac 400/600	80 × 90 mm	280 Bl.	10 Faltl.	158982	4,45 / Faltl.
MicroSmart/ Mac 500	90 × 90 mm	360 Bl.	10 Faltl.	113847	4,45 / Faltl.

Für Bosch-Dimeq-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
603/606	130 × 135 mm	370 Bl.	10 Faltl.	172375	51,32 / Pack.

Für Nihon-Kohden-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
9010/9020/ 9022/1250/ 2250	110 × 140 mm	150 Bl.	5 Faltl.	151379	4,56 / Faltl.
9110/9130/ 9132/1350/ 2350	210 × 140 mm	210 Bl.	10 Faltl.	151558	9,43 / Faltl.

Für Mindray-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
R12 Beneheart	210 × 295 mm	100 Bl.	10 Faltl.	118288	106,49/Pack.

Für Cardioline/Cardiette-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
ECG 100+	100 × 150 mm	180 Bl.	20 Faltbl.	123146	52,53 / Pack.
ECG 200+	210 × 295 mm	180 Bl.	10 Faltbl.	123147	62,33 / Pack.

Für Fukuda/Fukuda Denshi-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
063F50-H03	63 × 100 mm	500 Bl.	10 Faltl.	183473	7,27 / Faltl.
FX 7202	110 × 140 mm	145 Bl.	10 Faltl.	154047	6,89 / Faltl.

Für Cardisuny-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
IC 501 AX /BX/DX	63 × 100 mm	500 Bl.	10 Faltl.	183473	7,27 / Faltl.

Für Custo-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Custo-Med	210 × 150 mm	250 Bl.	4 Faltl.	140743	10,62 / Faltl.

Für CTG-Geräte

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
HP 1350/1351 A	150 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltl.	140529	4,15 / Faltl.
HP 8040A/8041A	152 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltl.	140174	3,30 / Faltl.
Kranzbühler FetaCare	150 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltl.	187963	6,10 / Faltl.
Kranzbühler Fetacontrol 2/4	120 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltl.	140530	3,99 / Faltl.
Oxford Team / Team Duo	143 × 150 mm	300 Bl.	10 Faltl.	113850	11,99 / Faltl.
4305 BAO/DAO	152 × 90 mm	160 Bl.	10 Faltl.	157197	3,83 / Faltl.
Bionet FC 700	215 mm × 20 m		10 Rollen	294101	7,95 / Stk.
Bistos BT 350 FS-151-90-80 R01	149 × 90 mm	160 Bl.	10 Faltl.	160161	4,68 / Faltl.
Bionet FC 1400	151 mm × 25 m		25 Rollen	294102	7,95 / Stk.
CTG 7	150 × 100 mm	150 Bl.	5 Faltl.	140529	41,50 / Pack

Sie erhalten bei Abnahme von 20 Rollen oder Faltlagen 5 % Mengenrabatt.



Für Hellige-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pappmundstücke	59 × 30/26 mm	100 Stück	140161	14,46 / Pack.

Für Vitalograph-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Alpha	110 mm × 30 m	5 Rollen	140912	6,17 / Stk.
Pappmundstücke	66 × 30,3/28,3 mm	100 Stück	140171	14,92 / Pack.

Für Fukuda-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
3000/K50U	110 mm × 25 m	10 Rollen	184356	4,47 / Stk.

Für Schiller-Spirometer

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
SP 200/260	145 × 100 mm	260 Bl.	10 Faltl.	124977	61,74 / Pack.
SP 10	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltl.	124973	75,45 / Pack.
Pappmundst. SP20/30	66 × 30/28 mm		100 Stück	113481	18,68 / Pack.
Pappmundst. SP100/200	75 × 26,5/24 mm		100 Stück	140548	13,98 / Pack.
Plastikmundst. SP150/250	75 × 27/24 mm		10 Stück	292769	23,13 / Pack.

Für Dego-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Spiromed 250/250R	112 mm × 25 m	5 Rollen	140164	2,85 / Stk.

Für Elmed-Spirometer FLC 1000

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowcheck	110 mm × 30 m	10 Rollen	140181	3,31 / Stk.

Für Custo-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pappmundst. Custovit M	60 × 31,5/29 mm	100 Stück	117407	18,29 / Pack.

Für Jäger-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowscreen/Flowmate	110 mm × 30 m	10 Rollen	140181	3,31 / Stk.
Mundstücke Plastik	55 × 33/30 mm	25 Stück	281293	10,42 / Pack.
Bakterien-Viren-Filter, weiß		50 Stück	294137	49,00 / Pack.

In unserem Katalog sind die gängigsten Registrierpapiere aufgeführt. Weiteres Papier liefern wir gerne auf Anfrage.

Original Mitsubishi-Papier

Ausführung	Maße	Best.-Nr.	Stück €
K 61 B (Standard)	110 mm × 20 m	140167	9,39
K 65 HM (mehr Graustufen)	110 mm × 20 m	140930	17,99
KP 91 HG-CE	110 mm × 18 m	158879	22,47
KP 95 HG Packung mit 5 Rollen	110 mm × 18 m	115055	22,45

Original Sony-Papier

Ausführung	Maße	Best.-Nr.	Stück €
UPP 84 S Packung mit 10 Rollen	84 mm × 13,5 m	140554	9,78
UPP 84 HG Packung mit 10 Rollen	84 mm × 12,5 m	116950	20,97
UPP-110 S (Standard)	110 mm × 20,0 m	140168	8,99
UPP-110 HD (High Definition)	110 mm × 20,0 m	140551	22,44
UPP-110 HG (High Glossy)	110 mm × 18,0 m	152996	19,79
UPP-110 HA (hochauflösend)	110 mm × 18,0 m	187998	22,56

Videoprinterpapier Ulstar

Ausführung	Maße	Abgabereinheit	Best.-Nr.	Stück €
840S zu UPP84S	84 mm × 13,5 m	10 Rollen	129045	6,65
840HG zu UPP84HG	84 mm × 12,5 m	10 Rollen	129046	11,40
110 S zu UPP110S	110 mm × 20,0 m	5 Rollen	120455	8,50
110 HD zu UPP110HD	110 mm × 20,0 m	5 Rollen	129047	13,80
110 HG zu UPP110HG, KP91HG	110 mm × 18,0 m	5 Rollen	153945	16,95
1100S MIBI zu K61B	110 mm × 20,0 m	1 Rolle	128841	8,45
1100HD MIBI zu K65HM	110 mm × 20,0 m	1 Rolle	113165	15,50



Überwachung für Mutter und Baby



F3 Fetalmonitor ohne Zwillingsfunktion

Bidirektionaler Doppler

- 5,6" klappbarer Bildschirm
- Große farbige, numerische und grafische Anzeige
- Überlappungsüberprüfung der Signale, um Zwillinge-FHR zu trennen
- 60 Stunden Backup-Speicher für lückenlose Überwachung
- USB-Port ermöglicht Speicherenweiterung
- Eingebauter Thermodrucker
- Schnelles Drucken gespeicherter Spuren
- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku garantiert die Mobilität
- Standardkonfiguration: FHR, TOCO, MFM, AFM

Lieferumfang:

F3 Fetalmonitor, 1 × FHR-Sonde, 1 × TOCO-Sonde,
2 × Bauchgurt, 1 × Event Marker, 250 g Gel, 3 × Papier Faltridge (90 × 152 mm/150
Blatt), 1 × Lithium-Ionen-Akku, 1 × Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 118904 **€ 2.099,00**

F3 Fetalmonitor mit Zwillingsfunktion

zusätzlich mit zweiter FHR-Sonde und 3 × Bauchgurt

Best.-Nr. 123494 **€ 2.399,00**

Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
Rollständer MT-503	1 Stück	123497	490,00
Software CNS-Lite, Einzelplatz (nur ein CTG anbindbar	1 Stück	123499	690,00
Software CNS-Lite Einzelplatz (bis zu 6 CTGs anbindbar; optional zusätzlich mit Erfassung maternaler Puls erhältlich))	1 Stück	129389	1.290,00
Papier Faltridge (100 × 150 mm/150 Blatt)	3 Stück	123731	15,00
FHR-Sonde zur Nachrüstung des Singlegerätes	1 Stück	123495	390,00

Software CNS-Lite

- Echtzeit- und Offline-Datenübertragung zum PC
- Verbindung über RS232 oder LAN
- GDT-Schnittstelle zur Einbindung in die Praxissoftware
- Überwachungskurven bis zu 24 Stunden für jede Untersuchung speicherbar
- Anmerkungen und Kommentare möglich
- Bericht im PDF- und JPG-Format exportieren
- Windows 11-Kompatibilität
- Optional Überwachung von bis zu 6 CTGs

F12-Serie Fetal- und Maternal-CTG

- 13,3"-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
- 12-Kristall-Ultraschallaufnehmer, wasserdicht
- Toko-Aufnehmer überwacht auch den maternalen Puls
- Algorithmus für Signalüberlappungsprüfung
- Über 3000 Stunden Speicherkapazität und Wiedergabe
- Integrierter Thermodrucker
- Schneller Kopie-Ausdruck von gespeicherten Daten
- WLAN-fähige Verbindung zum Netzwerk
- Optionale integrierte Telemetrie bietet höchsten Komfort für Schwangere

Lieferumfang:

F12/F12 Air Hauptgerät, 2 × FHR-Aufnehmer, 1 × Toko-Aufnehmer mit maternalem EKG, 3 × Gurte, 1 × Packung CTG-Papier, Akku (2550 mHA)

Ausführung	Best.-Nr.	€
F12 Zwillings-CTG (kabelgebunden)	132263	4.499,00
F12 Air Zwillings-CTG (telemetrisch)	132264	5.899,00



SD3 Ultraschall-Taschendoppler

- Kompaktes Design mit einfacher Einhandbedienung
- Plug-and-Play
- OLED-Bildschirm mit Echtzeit-FHR-Display
- Echtzeitüberwachung
- Aufnahme und Wiedergabe mit Audiowiedergabe und numerischer Anzeige
- Normale AA-Batterien für einfachen Austausch (mit Batterieanzeige)

- 2 MHz-Sonde mit tiefer Penetration für spätere Schwangerschaft und größere Patienten
- 3 MHz-Sonde erkennt den fetalen Herzschlag bereits nach 9 Wochen (optional)
- 4/5/8 MHz-Sonde zur Blutflussdetektion (optional)
- Alle Sonden sind wasserdicht und austauschbar

Lieferumfang:

SD 3 Taschendoppler, Tragetasche

Best.-Nr. 123500

€ 149,00



Lieferung ohne Sonde! Bitte die gewünschte Sonde separat bestellen.

Zubehör

Sonden	Best.-Nr.	€
2 MHz	123501	89,00
3 MHz	123502	89,00
4 MHz	123503	89,00
5 MHz	123504	89,00
8 MHz	123505	89,00

Bidop 7 mit 8 MHz-Sonde

Bidirektionaler Taschendoppler mit Farb-LCD-Anzeige

- Anzeige von Realzeit-Wellenformen und numerischen Daten
- Verbesserter Sound mit hoher Empfindlichkeit und breiterem Dopplerspektrum
- Snap-Lock Anschluss für einfaches Verbinden und Trennen der Sonde
- USB Computer Interface für Smart-V-Link (FFT)
- Spezielle Rauschunterdrückung

Best.-Nr. 123239

€ 1.700,00



ES-100VX

Taschendoppler

- Handlich, hohe Sensitivität
- Abschaltautomatik
- Batteriebetrieb 9 V ca. 3 Stunden
- Maße: 75 x 140 x 25 mm (B x T x H)
- Gewicht: 270 g

Best.-Nr. 294591-XXX

€ 425,00

Bidop ES-100V3

Bidirektionaler Taschendoppler

- Mit LCD Display und Abschaltautomatik
- USB Computer Interface für Smart-V-Link
- Frequenzanalyse (FFT) über Smart-V-Link Software
- GDT zu Smart-V-Link optional
- Maße: 75 x 140 x 25 mm (B x T x H)
- Gewicht: 350 g

Best.-Nr. 294110-XXX

€ 940,00

Mit PPG-Sonde

Best.-Nr. 118889

€ 1.280,00



Smartdop 45

Bidirektionaler Doppler

- Mit LCD Display und eingebautem Drucker
- Alle standardmäßigen numerischen und Patientendaten sind abrufbar
- Einfache Moduseinstellung über LCD Menü und Scroll-Taste
- Speicher über 30 Wellenformen
- USB Computer Interface (für Smart-V-Link)
- Netz-/Akkubetrieb
- Maße: 115 x 210 x 60 mm (B x T x H)
- Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 294109-XXX

€ 1.700,00

Mit PPG-Sonde

Best.-Nr. 122572

€ 2.060,00



Lieferung der Geräte mit einer Sonde.

Bitte bei Bestellung die Nummer der Sonde in der Best.-Nr. anstatt -XXX eintragen.
2 MHz = 002, 4 MHz = 004, 5 MHz = 005, 8 MHz = 008, 10 MHz = 010

Medizinische Kondome



Kondome

- Trocken
- Im PE-Beutel, in der Deckel-Box oder einzeln eingeschiegelt

PE-Beutel

Maße (Ø)	Inhalt	Best.-Nr.	€
34 mm	144 Stück	127014	11,02
28 mm	144 Stück	156381	9,87
18 mm	144 Stück	111111	10,46
VYTEX Hypoallergenic Latex (weniger antigene Proteine)			
34 mm	144 Stück	111329	12,03
28 mm	144 Stück	111332	13,57
18 mm	144 Stück	111333	12,43

Deckel-Box

Maße (Ø)	Inhalt	Best.-Nr.	€
34 mm	200 Stück	152028	15,69
28 mm	200 Stück	111126	15,69
Keimreduziert			
34 mm	100 Stück	116270	9,36
28 mm	100 Stück	111159	9,36
Einzeln eingeschiegelt			
34 mm	100 Stück	156380	11,94
28 mm	100 Stück	111160	11,94





COM-TeX® Ultraschall Kontakt-Gel

- Formaldehydfrei und hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Geringe Austrocknung
- Hergestellt auf Wasserbasis

Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	1,24
500 ml	119500	1,66
1-Liter-Flasche	119512	2,33
5-Liter-Cubitainer	119513	8,98
5-Liter Kanister	119514	8,89
10-Liter-Kanister	119515	18,74
Zubehör		
Pumpdosierer 5-Liter-Kanister	140922	13,53
Pumpdosierer 10-Liter-Kanister	151296	13,57
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,40
Abfüllhahn für Cubitainer	172364	4,40



SONOGEL Ultraschallgel

- Mikroblasenfrei und akustisch präzise
- Geringe Austrocknung
- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Hohe Viskosität
- Nicht tropfend
- 5- und 10-Liter-Cubitainer jeweils mit 250-ml-Leerflasche

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	113397	3,45
850-ml-Flasche	151115	5,51
5-Liter-Cubitainer	113436	17,60
10-Liter-Cubitainer	152910	30,74
Pumpenset (für 10-Liter-Cubitainer)	157895	99,99



Aquasonic Ultraschallgel

Inhalt	Best.-Nr.	€
20-ml-Beutel, steril Abgabereinheit: 48 Stück	140658	Stk. 2,90
250-ml-Flasche	140316	5,75
5-Liter-Cubitainer	140317	29,89



ECHOSON Ultraschallgel

- Besonders hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Nicht tropfend
- Hergestellt auf Wasserbasis

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	170483	3,73
5-Liter-Kanister (o. Abb.)	116407	11,57
10-Liter-Kanister	129878	14,27
Pumpdosierer (für 5-Liter-Kanister)	151459	13,03
Pumpdosierer (für 10-Liter-Kanister)	129878	14,27



Recomed 12 – 200 P Mikrowellen-Therapiegerät

- Einfache Handhabung
- Prozessorgesteuert
- HF-Nennleistung 200/25 Watt
- 1200 Watt/Impulsbetrieb
- Konstante Dosierung
- Automatische Strahlererkennung
- Automatische Schutzfunktion für Patient, Gerät und gegen Fehlbedienung
- Servicefreundlicher Aufbau
- Hoher Sicherheitsstandard
- Gehäusefarbe: grau-weiß RAL 9002

Best.-Nr. 245112 € 4.485,00

Inkl. Standardzubehör

(Muldenstrahler, Haltearm, HF-Kabel, Drahtbrille)



Zubehör zum Nachbestellen	Best.-Nr.	€
Muldenstrahler	245115	394,00
Rundfeldstrahler Ø 160 mm	245116	342,00
Kleinfeldstrahler Ø 65 mm (HNO)	245117	321,00
Haltearm	245113	490,00
HF-Kabel	245114	399,00
Drahtbrille	245118	38,00



2 in 1
Gleich- und Pulsstrom



Wissenswertes zur Iontophorese



SwiSto3 – Iontophorese-Set zur Therapie der Hyperhidrosis

- Grafik-LCD-Modul mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Bedienung mit leichter Menüführung
- Spritzwassergeschützte Folientastatur
- Li-Ion Akku-Betrieb mit Ladefunktion durch Ladestecker
- Akkubetriebenes Gerät mit einem Ladezyklus bis zu 10 Behandlungen bei voller Leistung je 20 Minuten
- Timerfunktion und Abschaltautomatik, sleep modus
- Mit Ladestecker EU/US/GB Version

- Ausführung gemäß IEC 60601-1 Ausgabe 3
- Maße: 110 x 84 x 120 mm (B x H x L)
- Gewicht: nur 360 g

Lieferumfang:

1 Iontophoresegerät, 1 Ladestecker, 2 Behandlungswannen, 2 Elektroden-Platten mit Sicherheitsstecker, 2 Schaumstoffauflagen

Best.-Nr. 115623

€ 444,00

Zubehör

Flächenelektroden mit Schwammtaschen

- Zur Achselschweißbehandlung

Packung mit 1 Paar

Best.-Nr. 115624

€ 73,75



Untersuchungsleuchten

VISIANO

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
1 20-2 C T1	Deckenleuchte für RH max. 3,26 m; 4 Dimmstufen und 2 veränderbare Farbtemperaturen 3500 / 4500 K	60.000 / 0,5 m	123180	1.692,00
2 20-2 P TX	Pinmodell Zapfen , 4 Dimmstufen; 2 veränderbare Farbtemperaturen 3500 / 4500 K	60.000 / 0,5 m	123181	1.048,00
10-1 P S10	Pinmodell Zapfen , Schwanenhals 4.400 K, Schaltbar EIN / AUS mit Handgriff	50.000 / 0,5 m	123182	584,00

HALUX

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
3 N50-3 P FX	Pinmodell Zapfen , 5 Dimmstufen, 3 Farbtemperaturen 3300 / 3800 / 4400 K	50.000 / 0,5 m	124236	718,00
N50-3 P SX	Pinmodell Zapfen , Schwanenhals, 5 Dimmstufen, 3 Farbtemperaturen 3300 / 3800 / 4400 K	50.000 / 0,5 m	124237	644,00
N30-1 P F1	Pinmodell Zapfen , Federarm stufenlos dimmbar	30.000 / 0,5 m	124238	549,00
4 N30-1 P SV	Pinmodell Zapfen , Schwanenhals, stufenlos dimmbar	30.000 / 0,5 m	127659	380,00
N30-1 F	Rollstativ-Leuchte , stufenlos dimmbar	30.000 / 0,5 m	126664	472,00

Lupenleuchten

OPTICLUX

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
5 10-1 P TX	160 mm Linsengröße, 3,5 dpt. stufenlos dimmbar	6.000 / 0,15 m	123187	675,00
10-1 C T1	Deken-Lupenleuchte, 3,5 dpt. stufenlos dimmbar, max. RH bis 3,26 m	6.000 / 0,15 m	123188	1.220,00
10-2 P TX	(Woodlight), 160 mm Linsengröße, 3,5 dpt. stufenlos dimmbar	6.000 / 0,15 m	123189	986,00
10-2 C T1	Decken-Lupenleuchte (Woodlight), 160 mm Linsengröße, 3,5 dpt. stufenlos dimmbar, max. RH bis 3,26 m	6.000 / 0,15 m	123190	1.607,00
6 Hand 10-1 DL	Handlupenleuchte, integrierter Akku (ca. 3 Std.), stufenlos dimmbar	8.000 / 0,15 m	126650	684,00
Hand 10-2 UV	(Woodlight), Handlupenleuchte, Integrierter Akku (ca. 3 Std.), stufenlos dimmbar	8.000 / 0,15 m	126651	844,00

Zubehör

	Best.-Nr.	€
Zwischendecken-Adapter (für Deckenmodell) für RH > 3,50 m	123191	442,00
Tischklemme (für Pinmodell Zapfen) Verstellbereich 0-70 mm	123192	26,00
Schienenbefestigung (für Pinmodell Zapfen)	123193	54,00
Norm-Wandschienensystem, 1 m, inkl. 2 Halter	130858	146,00
Wandhalter reinweiß (für Pinmodell Zapfen)	123194	36,00
Wandhalter aus Alu (reinweiß lackiert) (für Pinmodell Zapfen)	123195	97,00
Verlängerungsarm (in Verbindung mit Wandhalter Alu für Pinmodell Zapfen)	123196	107,00
Rollstativ ohne Teleskop (für Pinmodell Zapfen) mit Kabelaufhängvorrichtung	123197	203,00
Tischladestation (für OPTICLUX Hand) umbaubar zur Wandhalterung	128948	178,00



TRIANGO 130
Premium OP-Leuchte
mit beeindruckenden
2 × 130'000 Lux.

OP- und Behandlungsleuchten

Alle Leuchten dieser Seite werden inkl. Netzteil geliefert.

TRIANGO 130 – Einzel- und Doppelleuchtersystem (DUO)

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
1 Fokus 130-3 C DUO	Deckenleuchte , max. Raumhöhe bis 3,38 m), Beleuchtungsfeld veränderbar 16/20/25 cm; Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700 K	2 × 130.000 / 1 m	130838	7.695,00
2 Fokus 130-3 C	Deckenleuchte , max. Raumhöhe bis 3,38 m), Beleuchtungsfeld veränderbar 16/20/25 cm; Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700 K	1 × 130.000 / 1 m	130839	4.033,00
Fokus 130-3 W	Wandleuchte , Beleuchtungsfeld veränderbar 16/20/25 cm; Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700 K	1 × 130.000 / 1 m	130842	4.033,00
Fokus 130-3 F	Rollstativ-Leuchte , Beleuchtungsfeld veränderbar 16/20/25 cm; Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700 K	1 × 130.000 / 1 m	130844	4.352,00

TRIANGO 100

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
100-1 C	Deckenleuchte , dimmbar, Farbtemperatur 4300K	100.000 / 1 m	123168	3.012,00
100-1 W	Wandleuchte , dimmbar, Farbtemperatur 4300K	100.000 / 1 m	123169	3.012,00
100-1 F	Rollstativ-Leuchte , dimmbar, Farbtemperatur 4300K	100.000 / 1 m	123170	3.290,00
100-3 C	Deckenleuchte , dimmbar, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123171	3.173,00
3 100-3 W	Wandleuchte , dimmbar, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123172	3.173,00
100-3 F	Rollstativ-Leuchte , dimmbar, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123173	3.451,00
Fokus 100-1 C	Deckenleuchte , dimm- und fokussierbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm	100.000 / 1 m	123174	3.350,00
Fokus 100-1 W	Wandleuchte , dimm- und fokussierbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm	100.000 / 1 m	123175	3.350,00
Fokus 100-1 F	Rollstativ-Leuchte , dimm- und fokussierbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm	100.000 / 1 m	123176	3.627,00
Fokus 100-3 C	Deckenleuchte , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123177	3.507,00
Fokus 100-3 W	Wandleuchte , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123178	3.507,00
4 Fokus 100-3 F	Rollstativ-Leuchte , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123179	3.784,00

TRIANGO 60

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
5 Fokus 60-1 C	Deckenmodell , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/25 cm	60.000 / 1 m	129425	2.662,00
Fokus 60-1 W	Wandmodell , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/25 cm	60.000 / 1 m	129426	2.662,00
Fokus 60-1 F	Rollstativ-Leuchte , dimmbar, max. RH bis 3,48 m	60.000 / 1 m	129427	2.784,00

Zubehör


	Best.-Nr.	€
Sterilisierbarer Handgriff TRIANGO 60,100,130 (bei TRIANGO-Leuchten ein Handgriff bereits enthalten)	130860	32,00
TRIANGO Wegwerf-Griffüberzüge (100 Stk.)	130863	132,00

Derungs Produkt	Empfohlene Anwendung									
<ul style="list-style-type: none"> • ideal geeignet □ gut geeignet* 	OP-Leuchte	Klein OP- Behandlungen	OP- Vorbereitung	Notfall / Schockraum	Untersuchung: Allgemein, Dermatologie	Untersuchung: Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie	Intensivpflege, Anästhesie, Neonatologie, Pädiatrie	Medizinische Versorgungszentren	Ambulante Chirurgie / Kliniken / Spitäler / Notfallstationen	Tierkliniken/ Veterinäre
TRIANGO 130	•	□	•	•	□	□	□	•	•	•
TRIANGO 100		•	□	•	□	□		•	•	•
TRIANGO 60		□	•		•	•		•	□	□
VISIANO 20			□		•	□	□			□
HALUX N50			□		•	□	•			
HALUX N30					□	•	□			



1

**Fokussierung mit stufenloser Leuchtfelderstellung



2



3

Mit „Duo-Fokus“ System

4

Operationsleuchten

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
1 Mach LED 6MC**	Wandleuchte ohne Netzteil, 69 LED's	140.000 / 1 m	129386	7.695,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH unter 2,80 m*, 69 LED's		129387	8.061,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil RH 2,81 m – 3,00 m*, 69 LED's		129388	8.061,00
2 Mach LED 150FP**	Rollstativ-Leuchte , Swing-Stativ, 4-Fuß, inkl. Netzteil, 26 LED's	130.000 / 1 m	119468	3.767,00
	Wandleuchte an Swing-Arm, inkl. Netzteil, 26 LED's		122580	3.470,00
3	Deckenleuchte für RH bis 3 m*, Federarm, inkl. Netzteil, 26 LED's		126136	3.829,00
Mach LED 300DF SC**	Rollstativ-Leuchte , 4-Fuß, 36 LED's	160.000 / 1 m	126168	7.887,00
	Wandleuchte ohne Netzteil, 36 LED's		126169	4.901,00
4	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH unter 2,80 m*, 36 LED's		126170	5.634,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH 2,81 – 3,00 m*, 36 LED's		126171	5.634,00
Mach LED 300MC, 36 LED's	Rollstativ-Leuchte inkl. Netzteil, 36 LED's	160.000 / 1 m	126172	8.735,00
	Wandleuchte ohne Netzteil, 36 LED's		126173	5.749,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH unter 2,80 m*, 36 LED's		126174	6.482,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH 2,81 – 3,00 m*, 36 LED's		126175	6.482,00

Zubehör

Netzteil 190 W 230 V am Flansch montiert für LED6MC und 300-Deckenmodelle	114383	499,00
Netzteil 100 VA 230 V im Wandlager montiert für LED 300 Varianten	294605	459,00
* Deckenverankerungsring (300 mm) für alle Deckenmodelle erforderlich. Aufpreis für Raumhöhe über 3,00 m auf Anfrage	255256	101,00

DAHLHAUSEN®



Sterilbezug für OP-Lampengriff

- Zeit- und kostensparend zur herkömmlichen Aufbereitung
- Latexfrei
- Passt auf alle gängigen OP-Lampengriffe
- **Premium-Sterilbezug** in Zusammenarbeit mit Dr. Mach entwickelt (3 Reihen verschieden langer Zahnreihen stufenweise angeordnet)

Packung mit 50 Stück

Ausführung	Länge	Best.-Nr.	€
Standard (einstufig verzahnt)	12 cm	121690	38,50
Premium (dreistufig verzahnt)	15 cm	124115	51,50





Alle Leuchten dieser Seite werden inkl. Netzteil geliefert.

* Deckenverankerungsring (300 mm) für alle Deckenmodelle erforderlich, Aufpreis für Raumhöhe über 3,00 m auf Anfrage



ERBE VIO®100 C

- Die Modellreihe C deckt bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis alle Anforderungen der ambulanten Facharztpraxis ab
- Mit monopolarer Schneiden sowie mono- und bipolarer Koagulieren
- Speicherung individueller Programme
- AUTO START beim VIO 100 C bietet zusätzliche Sicherheit und zusätzlichen Komfort in der Anwendung

Folgende VIO-Modi stehen zur Verfügung

- AUTO CUT – Bedarfsgerecht automatisch geregelte Schnittqualität durch Spannungsregelung
- DRY CUT – Die Kombination von Spannungsregelung und modulierten Stromformen erzeugt einen HF-chirurgischen Schnitt mit außergewöhnlichen Hämostase-Eigenschaften bei minimaler Rauchentwicklung
- SOFT COAG – Die neue, schnelle Soft-Koagulation unterstützt von der Leistungs-dosierung Koagulation ohne Karbonisation und nahezu ohne Ankleben der Elektroden
- FORCED COAG – Schnelles und effektives Arbeiten bei allen Anforderungen der Standard-Koagulation
- BIPOLAR SOFT COAG – Die bipolare Koagulation. Durch die Wahl niedriger Spannungen wird das Ankleben des Instruments und die Gewebekarbonisation erheblich reduziert.

Technische Daten:

Max. CUT-Leistung **VIO 100 C** 100 Watt an 500 Ohm

Max. COAG-Leistung **VIO 100 C** 80 Watt an 100 Ohm

Maße: 280 × 135 × 300 mm (B × H × T), Gewicht: 4 kg

ERBE VIO® 100 C Best.-Nr. 294319 € 2.975,00

Zubehör HF-Chirurgiegeräte VIO und ICC

Artikel	Best.-Nr.	€
Elektrodengriff mit 2 Tasten, Spaltenelektrode, Anschlusskabel 3 m	128730	105,95
Elektrodengriff mit 2 Tasten, Nadelelektrode, Anschlusskabel 3 m	123461	105,95
Elektrodengriff mit 2 Tasten, VIO, ICC, ACC, Standard/International ohne Anschlusskabel	287250	99,34
Monopolar Kabel, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m, für Elektrodenhandgriff Best.-Nr. 287250	292606	64,36
Einpedal-Fußschalter VIO C, mit Anschlusskabel 5 m	294323	188,81
Messerelektrode, gerade, 1,5 × 17 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294802	38,75
Kugelelektrode, gerade, Ø 2 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294712	38,75
Kugelelektrode, gerade, Ø 4 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294589	41,87
Drahtschlingenelektrode, gerade, Ø 6 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	281715	38,75
Drahtschlingenelektrode, gerade, Ø 12 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294756	38,75



1 Nessy® Elektroden

Mehr Sicherheit durch Equipotenzialring

- Mehr Sicherheit durch Equipotenzialring
- Richtungsunabhängig, applizierbar
- Hohe Stromdichten, partielle Erwärmung wird vermieden
- Für Erwachsene und Kinder

Artikel	Best.-Nr.	€
1 ERBE Nessy Omega, zweigeteilt, (85+23) cm ² , ohne Anschlusskabel (Packung mit 50 Stück)	292180	63,04
2 ERBE NESSYPlate 170, zweigeteilt, Kontaktfläche 168 cm ² , ohne Anschlusskabel (Packung mit 50 Stück)	287265	75,11
Neutralelektroden-Kabel, Standard, 4 m, für Neutral-elektroden mit Kontaktzunge, Länge 4 m (o. Abb.)	292592	65,68

Bipolare Koagulationspinzetten

Gerade



Spitz

Fein/Stumpf

Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
10,5 cm, spitz, Spitze 0,5 mm	132089	865,00	10,5 cm, fein, Spitze 0,5 mm	291693	205,63
10,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291692	209,91	16,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291697	210,00
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291696	215,65	19,0 cm, stumpf, Spitze 1 mm	293587	179,22
19,0 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291702	218,52	22,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291707	205,27

Abgewinkelt



Spitz

Fein/Stumpf

Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
10,2 cm, McPherson, Spitze 0,5 mm	132090	865,00	10,5 cm, fein, Spitze 0,5 mm	291695	211,54
10,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291694	214,72	16,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291699	224,38
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291698	235,39	19,0 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291704	220,04
–	–	–	22,5 cm, fein, Spitze 0,7 mm, kurz abgewinkelt	291708	295,51

Bajonett



Spitz/Fein

Stumpf

Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291700	243,43	16,5 cm, Spitze 1 mm	291701	231,28
19,0 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291705	249,18	19,0 cm, Spitze 1 mm	291706	243,64
23,0 cm, fein, Spitze 0,7 mm	291709	304,70	23,0 cm, Spitze 1,2 mm	291710	304,70
25,0 cm, fein, Spitze 1,2 mm	291711	319,12	25,0 cm, Spitze 1 mm	291712	319,12

Bipolar Kabel

VIO, ICC, ACC, für bipolare Pinzetten, Länge: 4 m

Best.-Nr. 292610 € 56,89



Einmal-Zubehör

Preiswertes kompatibles Zubehör für alle gängigen Geräte. Pinzetten und Elektroden universell einsetzbar, Handgriffe wie angeben.



Beschreibung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Elektrodenschaft 2,4 mm			
1 Nadelelektrode 0,8 × 20 mm	50 Stück	123117	127,50
2 Kugelelektrode Ø 4 mm	50 Stück	123118	127,50
3 Messerelektrode 2,5 × 12 × 145 (L) mm	50 Stück	123119	280,00
4 Nadelelektrode 0,8 × 12 × 140 (L) mm	50 Stück	123120	280,00
5 Kugelelektrode 4 × 1490 mm (Ø × L)	50 Stück	123121	280,00
6 Bipolare Pinzette, gerade, 200 mm	20 Stück	123122	330,00
7 Bipolare Pinzette, bajonett, 200 mm	20 Stück	123123	330,00

Beschreibung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Elektrodenschaft 4 mm			
8 Messerelektrode 3,3 × 25 × 55 (L) mm	50 Stück	124239	140,00
9 Nadelelektrode 0,8 × 20 × 55 (L) mm	50 Stück	124240	140,00
10 Kugelelektrode 4 × 55 mm (Ø × L)	50 Stück	124241	140,00
11 Drahtschlingenelektrode 10 × 55 mm (Ø × L)	50 Stück	124242	140,00

Handgriffe und weitere Elektroden auf Anfrage!

Mehrweg-Zubehör

Beschreibung	Best.-Nr.	€
Messerelektrode 3,3 × 25 mm (Packung mit 5 Stück)	293705	48,75
Nadelelektrode Ø 0,8 mm (Packung mit 5 Stück)	293707	48,75
Kugelelektrode Ø 4 mm (Packung mit 5 Stück)	293708	48,75
Drahtschlingenelektrode Ø 10 mm (Packung mit 5 Stück)	294170	48,75

Beschreibung	Best.-Nr.	€
Pinzette 110 mm, 0,5 mm	293779	154,60
Pinzette 165 mm, 1 mm	293710	171,24
Pinzettenkabel 3 m für ERBE	293780	61,09
Pinzettenkabel 3 m für Aesculap, Martin	293959	61,09

Frontschürze F

Entspricht DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3:2014)
bzw. RÖV und ist nach PSA geprüft.

- Für den Anwender
- Innenmaterial: SupraLight – leichtes Bleigummimaterial
- Außenmaterial: SupraTex – weiches, flexibles Textilmaterial
- Bleiwert: 0,35 mm SK* 2, Bleiwert: 0,50 mm SK* 3, Rücken Bleiwert: 0,25 mm SK* 1
- Klettenband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte zu schließen

Lieferung in Farbe royalblau (Standard)

Größe	Bleiwert	Länge	Best.-Nr.	€
small	0,35	100 cm	118002	450,00
small	0,50	100 cm	118003	485,00
medium	0,35	110 cm	118004	485,00
medium	0,50	110 cm	118005	575,00
large	0,35	130 cm	118012	585,00
large	0,50	130 cm	118013	665,00

small = Hüftbreite 60 cm, Schulterbreite 40 cm
medium = Hüftbreite 60 cm, Schulterbreite 49 cm
large = Hüftbreite 75 cm, Schulterbreite 53 cm



Halbschürze Modell SN Hsp 10

- Patientenschutz im Gonadenbereich
- Bei Röntgenuntersuchungen des Thorax und des oberen Abdomenbereiches
- Innenmaterial: SupraNorm – Bleigummimaterial
- Aussenmaterial: SupraTex – weiches, flexibles Textilmaterial
- Bleiwert: 0,50 mm SK* 3
- Mit Hüftspannbügel (Standard) für leichtes An- bzw. Ablegen

Größe	Farbe	Best.-Nr.	€
Größe 1 für Kinder, 30 × 30 cm	royalblau	121112	109,00
Größe 2 für Erw., 37 × 45 cm	royalblau	121115	123,00

* SK = Schutzklasse nach DIN EN61331-1:2016

Weitere Röntgen-Strahlenschutz-Produkte und Zubehör auf Anfrage



Röntgenschutz-Kleidung in weiteren Farben lieferbar.

Ovarial-Protector für weibliche Patienten

- Für Aufnahmen im Stehen
- Elastischer Hüftgurt (120 cm) mit Klettenpunkt zum Befestigen des Ovarial-Protectors
- Material: SupraNorm
- Bleiwert: 1,0 mm SK* 4

Kompletter Satz mit 3 Größen:

Small unter 9 Jahren rot, **Medium** von 9 – 14 Jahren grün, **Large** über 15 Jahre blau

Best.-Nr. 159058

€ 212,77



Wandaufhänger WHSP

- Für 4 Halbschürzen
- Mit Hüftspannbügel
- Maße Grundplatte: 275 × 190 mm

Best.-Nr. 121118

€ 145,14



Wandaufhänger WM

- Für 1 Frontschürze
- Schürze gleitet von der Schulter auf die Tragbügel
- Maße: Grundplatte: 275 × 150 mm

Best.-Nr. 159085

€ 157,95



L und R am Kettchen

Buchstaben rund, Material Messing verchromt, Schriftgröße 16 mm

Best.-Nr. 121111

€ 30,84

Aufbelichtungs-Buchstaben

Plexiglas, 3 mm stark, Schriftgröße 15 mm

Größe	Best.-Nr.	€
L in gelb	121108	5,15
R in rot	121109	5,15





INSTRUMENTE / STERILISATION

- Einmalinstrumente
- Scheren, Pinzetten, Spekula – alles was Sie in der täglichen Praxis benötigen
- Schalen & Tablets für Ihre Instrumente
- Reinigungs- & Desinfektionsautomaten
- Ultraschallreinigung
- Sterilisation & Prozessdokumentation

Praxis-Tipp

Individuelle Einmal-Sets

Wir stellen Ihnen auch individuelle Sets mit Einmal-Instrumenten nach Ihren Wünschen zusammen.

Einmal-Instrumente

Die sterile Einzelpackung gewährleistet jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz.



Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren Co-med Fachhändler oder besuchen Sie unseren Onlineshop co-med.de



Jetzt online
bestellen

Wirtschafts-
wunder



Saubermann



Multitalent



Spitzenkraft



Einmalinstrumente für jede Anforderung

- Aus recyceltem Edelstahl
- Keine Wiederaufbereitung und Dokumentation
- Jederzeit verfügbar und funktionsfähig
- Hygienische Sicherheit
- Zeit- & Kostenersparnis
- Zuverlässige Wiederverwertung durch Recycling



Jetzt Vorteile entdecken!
Video schauen und
gleich Ihr persönliches
Gratis-Musterpaket bestellen.

www.fuhrmann.de/co-med

Für den Praxisalltag – Bestseller



Stück
€ 2,28

1



Stück
€ 2,28

2



Stück
€ 2,27

3



Stück
€ 2,75

4



Stück
€ 2,95

5



Stück
€ 4,10

6

Für Ihr Fachgebiet – Spezialinstrumentarium



Stück
€ 2,97

7



Stück
€ 3,33

8



Stück
€ 3,48

9




Stück
€ 6,01

10

Für noch mehr Präzision – die Feinen



Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pinzetten			
Micro-Adson-Pinzette, anatomisch, 12 cm	25 Stück	123363	64,37
1 Adson-Pinzette, anatomisch, 12 cm	25 Stück	122758	57,00
Standard-Pinzette, anatomisch, schmal, 11,5 cm	25 Stück	119524	57,00
Standard-Pinzette, anatomisch, schmal, 14,5 cm	25 Stück	123359	57,00
Semken-Pinzette, anatomisch, fein, 13 cm	25 Stück	123364	57,00
2 Standard-Pinzette, anatomisch, 14,5 cm	25 Stück	119525	57,00
3 Splitterpinzette, 11,5 cm	25 Stück	119526	56,91
11 DeBakey-Pinzette, atraumatisch, 15 cm	25 Stück	123362	97,00
7 Jansen-Pinzette, anatomisch, bajonett, 16 cm	25 Stück	126805	74,25
12 Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch, 12 cm	25 Stück	123366	70,08
Adson-Pinzette, chirurgisch, 12 cm	25 Stück	122759	74,25
Semken-Pinzette, chirurgisch, fein, 13 cm	25 Stück	123360	57,00
Standard-Pinzette, chirurgisch, mittelbreit, 14,5 cm	25 Stück	123361	57,00
Standard-Pinzette, chirurgisch, 14,5 cm	25 Stück	119527	57,00
Nadelhalter			
14 Halsey-Nadelhalter, 13 cm	25 Stück	123367	95,45
4 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm	25 Stück	119530	71,50
Nadelhalter mit Schere	25 Stück	123368	155,24
Scheren			
13 Micro-Federschere, 11 cm	20 Stück	129346	130,80
5 Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm	25 Stück	119521	73,75
Irisschere, spitz/spitz, gebogen, 11 cm	25 Stück	122822	73,75
Präparierschere, stumpf/stumpf, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	123369	73,75
Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade, 14,5 cm	25 Stück	123370	73,75
Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm	25 Stück	123371	73,75
Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gerade, 14,5 cm	25 Stück	119523	73,75
Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm	25 Stück	123372	73,75
Chirurgische Schere, spitz/spitz, gerade, 14 cm	25 Stück	119522	73,75
6 Verbandsschere nach Lister, 14 cm	20 Stück	119770	81,86
Nagelschere, gebogen, 9 cm	25 Stück	124229	70,25
Klemmen			
Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch, gerade, 12,5 cm	25 Stück	123381	83,00
Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, fein, 12,5 cm	25 Stück	123375	95,45
Pean-Klemme, anatomisch, gerade, 14 cm	25 Stück	123377	88,24
Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, 13 cm	25 Stück	123376	71,66
Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gerade, 12,5 cm	25 Stück	123382	83,00
15 Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gebogen, 12,5 cm	25 Stück	123383	83,00
Kocher-Klemme, chirurgisch, gerade, 14 cm	25 Stück	123380	88,50
Backhaus-Tuchklemme, stumpf, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	124230	133,12
Backhaus-Tuchklemme, scharf, gebogen, 11 cm	25 Stück	124231	133,12
Ergänzungen			
10 Wundhaken-Kombination, Senn-Miller, 16,5 cm	25 Stück	123385	150,22
Scharfe-Löffel-Kombination, groß, 17 cm	25 Stück	119529	116,29
9 Scharfe-Löffel-Kombination, klein, 16 cm	25 Stück	123388	87,00
Lidhaken nach Desmarres, 16 cm	25 Stück	123386	94,00
8 Klammerentferner	20 Stück	123387	64,55
Wundküretten nach Fox, 2,5 mm	25 Stück	123389	87,00
16 Wundküretten nach Fox, 3,3 mm	25 Stück	123390	87,00
Weitlaner-Wundspreizer, stumpf, 13 cm	8 Stück	124232	88,29
Weitlaner-Wundspreizer, scharf, 13 cm	8 Stück	124233	88,29
Kornzange mit Sperre, gerade, 20 cm	20 Stück	123384	138,16



MEINSET STANDARD

„Mein sicherer Alltags-Helfer –

Ideal zur Durchführung von kleinchirurgischen Operationen und für regelmäßige Routine-Behandlungen.“

Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.

Standard-Set-Lösungen:

- Alle Komponenten in einem Set
- Sichere Hygiene
- Ausschluss von Kreuzkontaminationen
- Arbeitsabläufe vereinfachen
- Zeit & Kosten sparen
- Prozesse optimieren
- Abfallreduzierung

Individuelle Zusammenstellung gewünscht? Wir beraten Sie gern!

Abwasch-Set

Bestehend aus:

- 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm
- 1 × Kunststoffschale 500 ml
- 5 × Schlinggazetupfer 30 × 40 cm
- 1 × Klemme mit runder Spitze, Kunststoff, 19 cm, blau

Packung mit 10 Sets

Best.-Nr. 123639

€ 35,32

1 Set
€ 3,53



Naht-Set

Bestehend aus:

- 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 500 ml;
- 1 × Kunststoffbecher 120 ml; 3 × Schlinggazetupfer 20 × 20 cm;
- 2 × Mullkompressen 10 × 10 cm, 12-fach; 1 × Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm;
- 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Schere chirurgisch, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 118670

€ 131,01

1 Set
€ 8,73



Naht-Set 2

Bestehend aus:

- 1 × Adson-Pinzette chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Irisschere chirurgisch, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm; 1 × Halsey-Nadelhalter, 13 cm;
- 5 × Schlinggazetupfer 20 × 20 cm; 5 × Mullkompressen 7,5 × 7,5 cm, 8-fach; 1 × Lochtuch selbstklebend, 50 × 60 cm, Loch: 6 × 8 cm, 2-lagig;
- 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 500 ml

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 127660

€ 125,58

1 Set
€ 8,38



Fadenzieh-Set

Bestehend aus:

- 1 × Mullkomresse 5 × 5 cm, 8-fach
- 1 × Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm
- 1 × Fadenziehmesser mit Kunststoff-Handgriff

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 118676

€ 29,67

1 Set
€ 1,98



Basis-Set fein

Bestehend aus:

- 1 × Schutzunterlage, 60 × 60 cm; 1 × Kunststoffschale, 500 ml;
- 5 × Schlinggazetupfer, 20 × 20 cm; 1 × Adson-Pinzette, anatomisch, 12 cm; 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, 12 cm; 1 × Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm; 1 × Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, 13 cm; 1 × Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm

Packung mit 42 Stück

Best.-Nr.: 130765

€ 479,56

1 St.
€ 11,42





1 St.
€ 9,24

Wundversorgungs-Set

Bestehend aus:

1 × Schutzunterlage, 60 × 60 cm, 2-lagig, 1 × Kunststoffschale, 500 ml
6 × Schlinggazetupfer, 20 × 20 cm, 1 × Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch, 12 cm, 1 × Irisschere, spitz/spitz, gerade, 11 cm, 1 × Halsey-Nadelhalter, 13 cm, 1 × variables Lochtuch, 75 × 90 cm, 2-lagig, 2-teilig, Loch: oval 12,5 × 8 cm, selbstklebend

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 130766

€ 138,60



1 Set
€ 13,94

Chirurgisches Set


Bestehend aus:

1 × Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm; 1 × Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, 13 cm; 1 × Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm; 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Halsey-Nadelhalter, 13 cm; 1 × Einmalskalpell mit Kunststoffgriff, Fig. 15; 5 × Vlieskompressen 7,5 × 7,5 cm, 4-fach; 1 × Lochtuch, selbstklebend 50 × 60 cm, Loch: 6 × 8 cm, 2-lagig; 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 250 ml

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 123640

€ 209,10



1 Set
€ 7,71

Dermatologie-Set

Bestehend aus:

1 × Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm; 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Einmalskalpell mit Kunststoffgriff, Fig. 15; 1 × Lochtuch 45 × 75 cm, Loch: 6 cm, 2-lagig; 1 × Abdecktuch 45 × 75 cm, 2-lagig

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 123641

€ 115,65



1 Set
€ 22,80

Vasektomie-Set

Bestehend aus:

1 × Kunststoffschale, 500 ml; 1 × Pinzette chirurgisch, 12 cm, nach Adson; 1 × Schere Metzenbaum, chirurgisch, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm; 1 × Mayo-Hegar Nadelhalter, 14 cm; 2 × Backhaus-Tuchklemme, scharf, 11 cm; 2 × Halsted-Mosquito-Klemme, gebogen 13 cm; 1 × Lochtuch, 45 × 75 cm, 2-lagig, 1 × Schutzunterlage, 60 × 60 cm, 2-lagig

Packung mit 20 Sets

Best.-Nr. 131136

€ 456,00



1 Set
€ 17,67

NEU!

Hernien-Set

Bestehend aus:

1 × Mullkomresse 10 × 10 cm, 12-fach, Rundkonus, lose, 1 × Tupfer 30 × 40 cm, Rundkonus, lose, Präpariertupfer 12 × 12 cm, Rundkonus à 10 Schachteln, 1 × Kunststoffschale 14,5 × 13 × 25 cm, 250 ml, blau, 1 × Kunststoffschale 22 × 17 × 4,9 cm, 1320 ml, weiß

Packung mit 20 Sets

Best.-Nr. 131864

€ 290,00



1 St.
€ 2,91

Augenverband-Set

Bestehend aus:

1 × Kunststoffschale blau, 250 ml; 1 × Kunststoffschale transparent, 250 ml; 3 × Vlieskompressen, 10 × 10 cm, 4-fach; 3 × Vlieskompressen, 5 × 5 cm, 4-fach; 3 × Vliestupfer, 16 × 16 cm, Kunststoffring; 1 × Pean-Klemme, Kunststoff, 14 cm

Packung mit 60 Stück

Best.-Nr.: 130767


€ 174,55

Einmal-Sets & -Instrumente für die Gynäkologie ab Seite 175.

Peha®-instruments Einmal-Instrumente von HARTMANN



- Einweg-Instrumente aus matten, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert
- Hochwertige Qualität
- Sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz
- Schnelle Unterscheidung zu Mehrweg durch eindeutige Peha Colour Lock® Sicherheitsmarkierung
- Im praktischen Dispenser, alles immer griffbereit
- Keine aufwendige Wiederaufbereitung
- Kreuzkontamination ausgeschlossen
- 5 Jahre steril lagerfähig





Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Scheren			
1 Chir. Schere, spitz/stumpf, gerade, 14,5 cm	25 Stück	112791	65,30
2 Chir. Schere, spitz/spitz, gerade, 13,0 cm	25 Stück	112572	68,46
3 Metzenbaum-Schere, gebogen, 14,5 cm	25 Stück	114680	67,98
4 Iris-Schere, gerade, 11,5 cm	25 Stück	110643	67,88
5 Iris-Schere, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	112792	65,89
6 Micro-Federschere, 11,0 cm	40 Stück	131746	206,99
7 Verbandschere, 16,0 cm	20 Stück	128540	80,95
Pinzetten			
8 Standard Pinzette, chirurgisch gerade, 14,0 cm	40 Stück	131937	92,34
9 Standard Pinzette, anatomisch gerade, 14,0 cm	40 Stück	131729	92,34
10 Adson Pinzette, anatomisch gerade, 12,0 cm	40 Stück	131741	92,40
11 Adson Pinzette, chirurgisch gerade, 12,0 cm	40 Stück	131743	120,00
12 Splitterpinzette, gerade, 9,0 cm	40 Stück	131738	92,34
13 De Bakey Pinzette, atraumatisch, 15,5 cm	40 Stück	131742	181,57
14 Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch, 12,0 cm	40 Stück	131744	89,95
Micro-Adson-Pinzette, anatomisch gerade, 12,0 cm	40 Stück	131745	100,38
Standard Pinzette, chir. gerade mit feiner Spitze, 16,0 cm	20 Stück	130854	63,14
17 Jansen-Pinzette, 16,0 cm	15 Stück	130855	58,52
Klemmen			
15 Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch gerade, 12,5 cm	25 Stück	114737	78,10
Micro-Mosquitoklemme, chirurgisch gerade, 12,5 cm	20 Stück	130852	61,60
16 Kocher-Klemme, chirurgisch gerade, 14,0 cm	25 Stück	130511	89,47
Kocher-Klemme, chirurgisch gerade, 16,0 cm	20 Stück	130853	80,30
Mosquitoklemme n. Halsted, anatomisch gebogen, 12,5 cm	25 Stück	118866	89,47
17 Pean Klemme, anatomisch gerade, 14,0 cm	25 Stück	119889	89,47
18 Schlauchklemme, glatt, 16,0 cm	15 Stück	130512	53,45
Nadelhalter			
19 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 12,0 cm	25 Stück	112794	63,13
20 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14,0 cm	25 Stück	114736	67,90
Mayo-Hegar-Nadelhalter, 16,0 cm	25 Stück	119824	82,19
Ergänzungen			
21 Scharfe Löffel Kombination, 16,5 cm	25 Stück	112795	93,91
Scharfe Löffel-Kombination n. Volkmann, 16,0 cm	25 Stück	130851	147,00
Kornzange, gerade, 16,0 cm	20 Stück	118794	71,26
Wundhaken Kombination, 16,0 cm	15 Stück	123880	76,99
Barraquer-Colibri-Lidsperrer, geöffnet, 43,0 mm	25 Stück	130848	46,20
Kürette nach Fox, 14,5 cm	40 Stück	131936	173,12
Lidsperrer Typ 1 geschlossen, 41,5 mm	25 Stück	130849	69,30
Feine Präparierschere	20 Stück	130856	70,35

Fadenzieh-Set steril

- 1 × Mullkompressen 5 × 5 cm, 8-fach
- 1 × Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm
- 1 × Fadenziehmesser mit Handgriff

Basis-Set fein

bestehend aus:

- 1 × Mayo Schere gebogen stumpf/stumpf, 15,5 cm; 1 × Standard-Pinzette anatomisch, gerade, 14 cm;
 1 × Standard-Pinzette chirurgisch, gerade, 14 cm; 1 × Kocher-Klemme chirurgisch, gerade, 14 cm;
 1 × Mayo-Hegar Nadelhalter, Länge: 14 cm; 5 × Schlinggazetupfer, pflaumengroß

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 112796

€ 57,69



SUSI® Chirurgische Einmal-Instrumente

- Immer verfügbar
- Klare Kostenzuordnung möglich
- Ohne Nebenkosten
- Einfache Entsorgung
- 5 Jahre sterile Haltbarkeit


Bezeichnung	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 SUSI Feine Schere, sp/sp, gerade, 110 mm	20 Stück	158548	34,50
2 SUSI Chirurgische Schere, sp/st, gerade, 145 mm	20 Stück	158559	29,90
3 SUSI Anatomische Pinzette, Adson, 120 mm	20 Stück	158550	34,70
4 SUSI Chirurgische Pinzette, Adson, 1 : 2 Zähne, 120 mm	20 Stück	158551	33,90
5 SUSI Anatomische Pinzette, 145 mm	20 Stück	158552	27,50
6 SUSI Chirurgische Pinzette, 1 : 2 Zähne, 145 mm	20 Stück	158553	27,50
7 SUSI Verbandsschere, gebogen, 145 mm	20 Stück	121343	54,00
8 SUSI Tupferzange, gebogen, 200 mm	20 Stück	160038	45,50
9 SUSI Schlauch- und Universalklemme, 165 mm	20 Stück	121350	77,70
10 SUSI Nabelschnurschere blau, 160 mm	20 Stück	121345	107,46
11 SUSI Nabelschnurschere rosa, 160 mm	20 Stück	121344	107,46
12 SUSI Scharfer Löffel, 180 mm	20 Stück	160048	56,20

Sicherheitsskalpell

- Mit Kohlenstoffstahlklinge
- Transparenter Klingenschutz
- Einhandbedienung
- Führung für Präzisionsschnitt
- Mit Lineal in cm und inch

Packung mit 10 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	114536	15,94
11	114537	15,94
12	114538	15,94
15	114540	15,94
20	114545	15,94



3 Feilchenfeld Splitterpinzetten


Figur	Länge	Best.-Nr.	€
BD964 R	95 mm	152508	15,00
BD965 R	115 mm	152509	15,59

4 Chir. Pinzette

BD537R, mittelbreit, 145 mm
Best.-Nr. 160325 € 15,00

5 Verbandsschere

BC863R, Lister, 200 mm
Best.-Nr. 160058 € 50,90



Sterilit® JG600 Öl Spray

- Zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation
- Sterilisierbar und dampfdurchlässig

Dose mit 300 ml
Best.-Nr. 292736

€ 14,52

1 Iris- und Fadenschere

spitz-spitz, 110 mm

Figur	Best.-Nr.	€
gerade BC110 R	291823	30,00
gebogen BC111 R	291824	31,70

2 Anatomische Pinzette

mittelbreit

Figur	Länge	Best.-Nr.	€
BD025 R	130 mm	160323	13,00
BD027 R	145 mm	160324	14,70

Container für z. B. Vacuclaven

Bezeichnung	Maße	Best.-Nr.	€
Container mit Deckelperforation (JN295)	312 × 190 × 92 mm	120852	287,17
Siebkorb mit Deckel für JN295, (JG285R)	274 × 172 × 60 mm	120853	251,22
Kennzeichnungsschild mit Beschriftung für Dentalcontainer (JG645B), 1 Stk.	50 × 18 mm	120854	4,12



Skalpellklingengriff

Figur	Länge	Best.-Nr.	€
6 BB073 R No. 3	124 mm	153947	12,81
7 BB084 R No. 4	135 mm	294330	12,80





Einmal-Instrumente


- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eindeutige Identifikation durch farbliche Kennzeichnung
- Sicherer Schutz
- Immer verfügbar

Bezeichnung	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 Pinzette, chirurgisch, 14,5 cm	20 Stück	118820	30,80
2 Pinzette, anatomisch, 13 cm	20 Stück	118750	28,70
3 Chirurgische Schere, gerade, spitz/spitz, 14,5 cm	25 Stück	118752	39,25
4 Irisschere, gerade, 11 cm	25 Stück	118754	39,25
5 Iris- und Fadenschere, gebogen, spitz/spitz, 13 cm	25 Stück	118823	39,25

Hautkürette

- Einseitig geschliffene Schnittkante aus Edelstahl
 - Einzeln steril verpackt
 - Einwegprodukt
- Packung mit 20 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
4 mm	158577	42,19
7 mm	158578	42,19



Biopsie-Hautstanzen

- Nahtlose scharfe Schnittkante aus Edelstahl
 - Geriffelter Handgriff für sicheren Halt
 - Einzeln steril verpackt
- Packung mit 20 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2 mm	187625	68,69
3 mm	187626	68,69
4 mm	187627	68,69
5 mm	187628	68,69
6 mm	187629	68,69
8 mm	187630	68,69

Die REDON-Wunddrainage für die Praxis

Einmal-Redonflasche*

- 1 **Mini QUICKY** (o. Abb.)
- Mit Verbindungsschlauch und Aufhänger
 - Größe: 200 ml
- Abgabereinheit: 20 Stück
Best.-Nr. 115410 Stück € 3,96



2 Redonflasche flach

- Mit Verbindungsschlauch, Drain und Aufhänger
 - Perforation 14
 - Größe: 450 ml
- Abgabereinheit: 20 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 12	128365	8,22

3 Redon-Drain*

- Länge: 50 cm, kreuzperforiert auf 7 cm
 - Doppelt verpackt, steril
- Abgabereinheit: 50 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 8	127057	0,53
Ch. 10	127058	0,53
Ch. 12	127059	0,53
Ch. 14	127060	0,53

4 Einmal-Redon-Saugbalg „Piccolo“ H

- Komplet mit Drain und Führungsnadel
 - Inhalt: 30 ml
 - Perforation: 7 cm
- Abgabereinheit: 40 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 6	187975	6,30
Ch. 8	187976	6,30






Einmal-Skalpelle Präzisa Plus

- Rostfreie Edelstahl-Klinge
- Ultraschallverschweißte Sicherheitsklingenhalterung
- Ergonomischer ABS-Handgriff mit Griffmulde
- Klingenschutz mit cm-Einteilung
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 10 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	122876	4,88
11	122877	4,88
12	122878	4,88
15	122879	4,88
18	122880	4,88
19	122881	4,88
20	122882	4,88
21	122883	4,88
22	122884	4,88
23	122885	4,88
24	122886	4,88




Feather-Einmal-Skalpelle

- Hochwertige rostfreie Edelstahlklinge
- Mikrometergenauer Präzisionsschliff
- Mit Klingenschutz
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 20 Stück



Figur	Best.-Nr.	€
10	116054	10,77
11	116055	10,77
12	152060	10,77
15	116056	10,77
20	152061	10,77
21	152062	10,77
22	152063	10,77
23	152064	10,77
24	152065	10,77




Einmal-Skalpellklingen Präzisa Plus

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Präzisionsschliff
- Figur 10 bis 15 passend für Griff Nr. 3
- Figur 18 bis 24 passend für Griff Nr. 4
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	123330	16,90
11	122888	16,90
12	122889	16,90
15	122890	16,90
18	122891	16,90
19	122892	16,90
20	122893	16,90
21	122894	16,90
22	122895	16,90
23	122896	16,90
24	122897	16,90






Feather-Einmal-Skalpellklingen

- Hochwertig gehärtete Edelstahlklingen
- Scharfer Präzisionsschliff
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 20 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	157175	18,30
11	188064	18,30
12	158579	18,30
15	157173	18,30
20	158580	18,30
21	158581	18,30
22	158582	18,30
23	158583	18,30
24	158584	18,30



Pinzetten – Anatomisch

1 Anatomische Form, Standard

Länge	Best.-Nr.	€
11,5 cm	159093	5,95
13,0 cm	159243	6,10
14,5 cm	159087	7,99
16,0 cm	159128	8,98

2 Anatomische Form, fein

13,0 cm	159095	7,98
14,5 cm	159121	6,60
16,0 cm	159244	7,15

Pinzetten – Chirurgisch

3 Chirurgische Form, Standard (1:2 Zähne)

11,5 cm	159137	6,10
13,0 cm	159111	6,50
14,5 cm	159096	6,60
16,0 cm	159245	7,75

4 Chirurgische Form, fein (1:2 Zähne)

12,5 cm	159242	10,15
15,5 cm	159246	11,20

Adson-Pinzette

5 Chirurgische Form (1:2 Zähne)

12 cm	159115	10,00
-------	--------	-------

6 Anatomische Form

12 cm	159105	9,75
-------	--------	------

Splitterpinzetten

7 Feilchenfeld

9,0 cm	159089	8,55
11,5 cm	159092	9,50

8 Extra feine Splitterpinzette, gerade

12 cm	159109	10,15
gebogen (o. Abb.) 11,5 cm	159251	14,05

9 Atraumatische Pinzette, 2,8 mm Breite

16 cm	158665	52,00
-------	--------	-------

10 Ohrpinzetten

Troeltsch

Länge	Best.-Nr.	€
12 cm	159136	10,15

Chirurgische Scheren

1 gerade, spitz/stumpf

Länge	Best.-Nr.	€
13,0 cm	159107	12,60
14,5 cm	159097	13,10
16,5 cm	159135	18,15

2 gebogen, spitz/stumpf

13,0 cm	159226	13,55
14,5 cm	159143	14,05
16,5 cm	159227	18,95

3 gerade, spitz/spitz

13,0 cm	159108	12,60
14,5 cm	159100	13,10
16,5 cm	159232	21,10

4 gebogen, spitz/spitz

13,0 cm	159122	13,55
---------	--------	-------

5 Graziile Form, gerade, spitz/spitz

14,5 cm	159368	23,66
---------	--------	-------

6 Graziile Form, gebogen, spitz/spitz

14,5 cm	159369	25,63
---------	--------	-------

7 Ligaturschere Spencer

gerade

9 cm	159239	20,20
11 cm	159236	20,55

8 Iris-Fadenschere Standard

- spitz/spitz
- Länge: 11,5 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
gerade	159086	18,98
gebogen	112657	18,95

Metzenbaum-Scheren

9 gerade, stumpf/stumpf, fein

Länge	Best.-Nr.	€
18,0 cm	159149	35,60

10 gebogen, stumpf/stumpf, fein

14,0 cm	159139	22,20
18,0 cm	159238	37,10


11 gerade, stumpf/stumpf

18,0 cm	159234	22,20
---------	--------	-------

12 gebogen, stumpf/stumpf

14,0 cm	159148	19,60
18,0 cm	159235	26,10





1 Tuchklemmen Backhaus

Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159266	14,05
11 cm	159267	15,10



2 Kocher Klemme

Gerade, (1:2 Zähne)

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159268	17,60
16 cm	159269	18,50

Arterienklemmen


3 Baby-Mosquito

Gerade ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159273	15,40

4 Gebogen ohne Zähne


Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159274	15,90



Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen

5 Mayo-Hegar

Länge	Best.-Nr.	€
a) 16 cm	159133	61,95
b) 18 cm	159254	63,95



Feiner Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen

6 Crile-Wood

Länge	Best.-Nr.	€
15 cm	159255	68,98

Nadelhalter ohne Hartmetalleinlagen

7 Mayo-Hegar

Länge	Best.-Nr.	€
16 cm	159112	26,75
18 cm	159099	28,98



8 Olsen-Hegar, Nadelhalter mit Schere

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159256	38,98

9 Halstead-Mosquito

Gerade ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
12,5 cm	159275	16,50

10 Gebogen ohne Zähne

12,5 cm	159276	17,15
---------	--------	-------

11 Gerade mit Zähnen

12,5 cm	159277	18,15
---------	--------	-------

12 Gebogen mit Zähnen

12,5 cm	159278	18,50
---------	--------	-------



13 + 14 Fadenziehmesser

Einzeln steril verpackt, Packung mit 100 Stück

13 12 cm	130810	43,83
14 ca. 6,5 cm	127522	10,80



1 Scharfer Löffel

Volkman

Form	Best.-Nr.	€
0000	159279	30,95
000	159280	30,95
00	159129	30,95
0	159281	30,95
1	159282	30,95

2 Williger – ovale Form

Länge	Best.-Nr.	€
13,5 cm	159124	29,41

3 Martini – runde Form

Länge	Best.-Nr.	€
13,5 cm	159283	29,41

4 Nagelschere

Gerade, Länge: 10 cm	159295	15,10
Gebogen (o. Abb.), Länge: 10 cm	159120	16,50

Nagelzange

5 Turnbull, mit Pufferfeder

13,5 cm	159127	21,05
---------	--------	-------

6 Kopfschneider

14 cm	159296	32,05
-------	--------	-------

7 Klammer-Entfernungszange

- Universell einsetzbar
- Rostfrei
- Länge: 11 cm

Best.-Nr. 159429 € 38,25

8 Hautklammerentferner


- Unsteril
- Wiederverwendbar
- Länge: 10,5 cm

Best.-Nr. 159378 € 42,15

9 Klammeranlege- und Entfernungszange

- Nach Michel
- Länge: 12 cm

Best.-Nr. 159241 € 28,65





1



2



3

1 Stimmgabel

- Mit Fuß, Kammerton A1 440 Hz

Best.-Nr. 159306

€ 35,59

2 Stimmgabel Rydel-Seiffer

- Mit Fuß und abnehmbaren Dämpfern C 64/C128

Best.-Nr. 129845

€ 97,08

3 Ohrkürette

- Nach Langenbeck
- Länge: 13 cm, stumpfe Form

Best.-Nr. 159309

€ 33,94

4 Gips- und Kleiderschere

- Nach Bruns, gezahnt
- Länge: 23 cm

Best.-Nr. 159323

€ 68,55

5 Verbandschere

Nach Lister

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159091	17,22
18 cm	159094	21,36
20 cm	159118	24,60

6 + 7 Synthetic Cast Cutter

- Mit ergonomisch abgewinkeltem Daumenring

Ausführung	Länge	Best.-Nr.	€
6 stumpf	19 cm	292581	45,78
7 spitz	18 cm	292582	54,92



4



5



6

7



8

9

7 Zeckenfix

- Aus Edelstahl/Kunststoff, sterilisierbar
- Mit Spezialschliff, ermöglicht besseres Greifen

Best.-Nr. 184890


€ 6,90

8 Zeckenpinzette

- Aus Edelstahl, sterilisierbar
- Länge: 10,5 cm, gekreuzt

Best.-Nr. 152876

€ 24,36



1



3



4

2

Cusco Spekula „Virgo“ für Jungfrauen

(o. Abb.)
Größe: Fig. 0,75 × 17 mm
Best.-Nr. 130497

€ 55,77

1 Scheiden-Spekula

Semm, selbsthaltend, Einhandmodell

Größe	Figur	Best.-Nr	€
100 × 17–20 mm	2	159327	41,53
100 × 25–30 mm	3	159331	41,53

2 Scheiden-Spekula

Kristeller, langes Modell,
Satz mit oberem und unterem Blatt

Größe	Best.-Nr.	€
105 × 18 mm (110 × 14 mm)	159332	55,05
105 × 21 mm (115 × 17 mm)	159333	55,05
110 × 27 mm (115 × 23 mm)	159328	55,05
110 × 30 mm (115 × 26 mm)	159334	55,05
110 × 36 mm (115 × 32 mm)	159335	55,05

3 Scheiden-Spekula nach Cusco

Standard

Größe	Figur	Best.-Nr	€
75 × 17 mm	0	159336	28,80
75 × 32 mm	1	159337	28,65
85 × 35 mm	2	159329	28,65
100 × 35 mm	3	159338	28,65

4 Scheiden-Spekula nach Cusco

Schweizer Modell

Größe	Figur	Best.-Nr	€
90 × 23–25 mm	1	159339	30,95
100 × 25–27 mm	2	159330	30,95
110 × 27–30 mm	3	159340	30,95



1



2



3

4



5

1 Biopsiezange

- Eppendorf
- Länge: 20 cm

Best.-Nr. 159428

€ 289,00

2 Kornzangen

Gross-Maier mit Sperre, gerade

Länge	Best.-Nr.	€
20,0 cm	159395	30,15
26,5 cm	159134	30,15

3 Hakenzange (Kugelzange)

Schröder, gerade

Länge	Best.-Nr.	€
25,0 cm	159398	28,65

4 Uterussonde

- Nach Sims
- Länge: 32 cm, mit cm-Graduierung

Ausführung	Best.-Nr.	€
biegsam	159342	20,70

5 Uteruskürette

- Nach Recamier
- Scharfe, feste Ausführung (Figur 00)
- Länge: 31 cm

Best.-Nr. 159399

€ 40,50

Kristeller-Einmal-Spekulum

- 2-teilig
- Länge: 11 × 2,7 cm
- Packung mit 10 Stück
- Best.-Nr. 124234



€ 125,74

1 Set
€ 11,15



Einmal-Entbindungs-Set

Bestehend aus:

- 1 × Episiotomie-Schere nach Braun-Stadler, 14,5 cm
- 1 × Mayo-Hegar Nadelhalter, 14 cm
- 1 × Pean-Klemme, gerade, 14 cm
- 2 × Nabelschnurklemme, blau
- 2 × Mullkompressen 10 × 20 cm, 12-fach
- 10 × Schlinggazetupfer 30 × 40 cm
- 1 × Wöchnerinnenvorlage 9 × 34 cm
- 1 × Kunststoffschaale 500 ml
- 1 × Abdecktuch 75 × 90 cm, 2-lagig

Packung mit 10 Sets

Best.-Nr. 123644

€ 115,80

Nabelschnurschere

- Gebogen
- Länge: 16 cm
- Packung mit 20 Stück
- Best.-Nr. 124247



€ 75,20

1 Set
€ 14,69



IUP-Einmal-Set

Bestehend aus:

- 1 × Uterussonde, graduert in cm, starr, gebogen, 33 cm
- 1 × Kugelzange nach Schröder, 25 cm
- 1 × Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade, 23 cm
- 1 × Pinzette anatomisch, mittellbreit, 25 cm
- 1 × Abdecktuch 75 × 90 cm, 2-lagig

Packung mit 10 Sets

Best.-Nr. 122874

€ 152,52



Einmal-Vaginal-Spekula

- Transparent
- Farbcodierter Dorn aus Polyethylen
- Nicht länger als 60 Minuten verwenden
- EO sterilisiert
- Einzeln in Folie eingesiegelt
- Packung mit 100 Stück

Farbe	Größe Ø	Best.-Nr.	€
XXS (yellow)	16	131387	46,40
XS (white)	20	131388	46,60
S (blue)	24	131390	46,40
M (red)	26	131391	46,40
L (green)	30	131392	46,40



Cyto Spray Fixative

- Alkoholhaltiges Fixierungsspray für die Zytologie
- Schnelle, einwandfreie Fixierung von Zellabstrichen

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Sprayflasche	128002	13,60
1-Liter-Nachfüllflasche	128003	97,00



Gyn-Lys Gleitgel

- Speziell entwickeltes medizinisches Gleitgel für vaginale Untersuchungen
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch angepassten pH-Wert 3,8–4,1
- Ölfrei, daher keine Verfälschung zytologischer Abstriche
- Ohne chemische Konservierungsstoffe
- Wasserlöslich

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	187565	15,61
500-ml-Spenderflasche inkl. Spenderpumpe	119537	22,49
1-Liter-Flasche	187634	24,96



MEDESIGN
Dietramszell · Dubai · München



Medex Cytobrush

- Zur Zellgewinnung aus dem Endozervikalbereich
- Standard und GT (Gentle Touch, mit Führungskügelchen an der Spitze zur Perforationsvermeidung)
- Unsteril

Packung mit 100 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Standard	157898	23,71
2 GT	119544	21,30



Einweg-Schalen

Sterile Einmal-Kunststoffschalen

- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, med. Verbrauchsmaterial, Gewebe bei Probeentnahmen usw.
- Sterile Sicherheit von bis zu 3 Jahren
- Sofort einsatzbereit und vielseitig anwendbar
- Praktische Peel-Verpackung
- Kunststoff, rund, graduert

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
120 ml, transparent, einfach steril	10 Stück	122381	6,51
250 ml, blau, doppelt steril	50 Stück	122382	81,18
250 ml, blau, einfach steril	60 Stück	122383	57,80

Weitere Einmal-Schalen auf Anfrage.



Einmal-Pappnierschale

- Zur Aufnahme von Körperausscheidungen oder kleineren Abfällen
- Nicht in sterilen Behandlungseinheiten verwendbar

Anzahl	Best.-Nr.	€
50 Stück	118860	6,19
300 Stück	127384	24,66



Einmal-Nierenschale

- Aus umweltfreundlichem Polypropylen
- Länge: 23 cm

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 120128

€ 25,90



Hier erfahren Sie mehr über Schalen und Tablett

Lösungsschale

- Aus Edelstahl, matt

Maße (L × B × H)	Inhalt	Best.-Nr	€
8 × 3,5 cm	0,1 Liter	153258	3,14
9 × 5,5 cm	0,2 Liter	153259	4,27
10 × 6,5 cm	0,3 Liter	153260	5,00
12 × 7,0 cm	0,4 Liter	153261	5,69



Nierenschale aus Edelstahl

- Rostfrei, glänzend
- Inhalt: 0,5 Liter
- Maße: 25 × 3,9 cm (L × H)

Best.-Nr. 156263

€ 3,85



Instrumententablett

- Aus weißem Melamin
- Hitzebeständig bis 80 °C

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
ca. 19 × 15 × 2 cm	120340	7,73
ca. 27 × 21 × 2 cm	120341	11,54
ca. 36 × 24 × 2 cm	120342	14,57
ca. 43 × 28 × 2 cm	120343	23,50



Instrumentenschale aus Glas

- Glasschale, hitzebeständig bis 180 °C
- Edelstahldeckel mit Dichtung und Beschwerung (nicht sterilisierbar)
- Mit Deckel

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
20,0 × 10 × 5,0 cm	120351	73,40



Instrumentenschale

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Knopfüberfalldeckel
- Hitzebeständig bis 180 °C

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
16 × 10 × 3 cm	153255	47,00
20 × 10 × 5 cm	183288	42,60
22 × 15 × 5 cm	183951	52,20
26 × 15 × 5 cm	153256	55,13
30 × 20 × 5 cm	153257	58,35

SONOREX Ultraschallbäder zur Reinigung und chemischen Desinfektion

Alle Ultraschallbäder sind Medizinprodukte der Klasse 1 nach MDR



SONOREX SUPER RK-Reihe

- Ultraschallbäder mit klassischer Drehknopfbedienung
- Mit und ohne Heizung (20 – 80 °C einstellbarer Temperaturbereich) erhältlich

SONOREX smart-Reihe

- Moderne Ultraschallbäder mit Bedienung über Touch-Display und integrierter Heizung
- Digitale Dokumentationsmöglichkeit mit optionaler DST 01 Docking-Station
- Temperaturüberwachung, individuelle Programme einstellbar

Zubehör: SONOREX Ultraschallbäder

Modell	Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
RK 100 / 102 H	Einhängekorb K 3 C	292568	74,00
RK 100 H / ST 102 H	Deckel D 100	292567	48,00
	Einhängewanne KW 3	291940	90,00
	Silikon-Noppenmatte SM 3	291942	113,00
ST 102 H / ST 156 BH und ST 514 H	Docking Station DST01	132370	234,00
RK 156 / ST 156 H	Einhängekorb K 6 L	230853	235,00
	Deckel D 156	293430	82,00
RK 514 / ST 514 H	Einhängekorb K 14	230864	230864
	Deckel D 514	119553	81,00

Bezeichnung	Innenmaße (mm)	Verwendung	Füllmenge	Nennleistung Spitzenleistung	Heizung	Dokumen- tation	Best.-Nr.	Preis
RK 100	240 × 140 × 100	Instrumente bis 20 cm	2,0 Liter	80 W 320 W	nein	nein	291937	747,00
RK 100 H	240 × 140 × 100	Instrumente bis 20 cm	2,0 Liter	80 W 320 W	ja	nein	291938	907,00
RK 156	500 × 140 × 100	Instrumente bis 45 cm	4,0 Liter	160 W 640 W	nein	nein	230852	1.351,00
RK 514	325 × 300 × 200	Instrumente bis 30 cm	9,0 Liter	215 W 860 W	nein	nein	230863	1.944,00
ST 102 H	240 × 140 × 100	Instrumente bis 20 cm	2,0 Liter	120 W 480 W	ja	ja	132260	1.458,00
ST 156 BH	500 × 140 × 150	Instrumente bis 45 cm	6,0 Liter	215 W 860 W	ja	ja	132261	2.065,00
ST 514 H	325 × 300 × 200	Instrumente bis 30 cm	9,0 Liter	215 W 860 W	ja	ja	132262	2.609,00

Desinfektions- und Reinigungspräparate für die Anwendung im Ultraschallbad – Konzentrate

STAMMOPUR DR 8

Instrumenten-Desinfektion und Intensiv-Reinigung
VAH-zertifiziert.

Konzentrat zur manuellen, chemischen Desinfektion und desinfizierenden, nicht-fixierenden Intensiv-Reinigung allgemeiner, chirurgischer, invasiver und nicht-invasiver medizinischer Instrumente und Zubehör

- Anwendung im Ultraschallbad: 2 % – 5 min (bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid inkl. H5N1)

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 151739 € 102,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 151740 € 235,00

STAMMOPUR R

Instrumenten-Reiniger

- Konzentrat zur manuellen Reinigung und Vorreinigung allgemeiner, chirurgischer, invasiver und nicht-invasiver medizinischer Instrumente, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten

- Anwendung im Ultraschallbad: 2 % – 3–10 min., 20–60 °C

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 187863 € 39,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 187864 € 78,00

STAMMOPUR GR

Instrumenten-Grundreiniger

- Konzentrat zur manuellen Grundreinigung von medizinischen Instrumenten, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten

- Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie Leichtmetalle und bei beschädigter Verchromung

- Anwendung nur in Einhängewanne

- Anwendung im Ultraschallbad: 5 % – 3 – 10 min. 50 – 60 °C

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 153068 € 101,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 153069 € 233,00



Vacuclave® 123 S

- + 1 × Halterung A Plus (lang)
- + 3 × Tablett (42 × 19 cm)
- + 1 × MELAcontrol Typ 5 Indikator

Paket: Vacuclave® 123 S Pro Line

- Schnelles Klasse S Vakuumverfahren zur Sterilisation von bis zu 5 kg auf 5 Tablett
- Smart-Touch Display für eine intuitive Bedienung
- Stand-alone Autoklav mit integrierten Wassertanks und hocheffektiver Luftkühlung
- Smart-Touch Display für intuitive Bedienung
- Rechtssichere Dokumentation per USB-Stick oder Netzwerk
- Maße: 47 × 50 × 64 cm (B × H × T)
- Maße Kessel: 45 × 25 × 23 (T × Ø cm × Vol. Liter)
- Inklusive USB-Stick und Tabletheber

Best.-Nr. 129793



Vacuclave® 123 auch
als Klasse B erhältlich



Weiteres Zubehör
auf Anfrage

€ 5.189,00



Vacuclave® 323

- + 1 × Halterung A Plus (lang)
- + 5 × Tablett (42 × 19 cm)
- + 1 × MELAcontrol Helix

Paket: Vacuclave® 323 Prime-Line

- Integrierte Rückverfolgung durch Chargenfreigabe, Benutzerauthentifizierung und Druck von Barcode-Etiketten mit MELAprint 80 direkt am Display, ohne extra Software
- DRYtelligence Trocknung für optimale Trocknungsergebnisse und gleichzeitig verkürzte Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Smart-Touch Display für eine einfache Bedienung wie bei Ihrem Smartphone
- Hohe Beladepkapazitäten mit dem Heavy Duty Programm für bis zu 8 kg
- Maße: 47 × 50 × 64 cm (B × H × T)
- Maße Kessel: 45 × 25 × 23 (T × Ø cm × Vol. Liter)
- Inklusive USB-Stick und Tabletheber
- Einzigartige MELAG Qualität – made in Germany

Best.-Nr. 129266

€ 8.699,00

Paket: Vacuklav® 44 B+ Evolution

- Rekordbetriebszeiten von nur 10 min. für unverpackte und 20 min. für verpackte Instrumente jeweils inkl. fraktioniertem Vor-Vakuum und Trocknung
- Im Universalprogramm können sogar bis zu 9 kg verpackte Instrumente in nur 30 min. sterilisiert werden, aufgrund der innovativen und patentierten Doppelmantel-Technologie und der damit verbundenen schnellen Bereitstellung von Satttdampf
- Integrierte Chargenfreigabe am XXL-Colour-Touch Display
- DRYtelligence ermöglicht eine Reduktion der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Jetzt bis zu 8 Tablett für die optimale Ausnutzung der Beladungskapazität
- Maße Gehäuse außen: 46 × 50/56 × 68 cm (B × H/inkl. Display × T)
- Maße Kessel: 25 × 45 cm (Ø × L), Volumen: 23,8 Liter

Best.-Nr. 123430

€ 14.090,00

MELAdem® 40 – Wasseraufbereitung

- Zum Herstellen von demineralisiertem Wasser
- Wasser wird automatisch eingespeist



Vacuklav® 44 B+ Evolution

- + MELAdem® 40 inkl. Wasserabzweig
- + 3 × Tablett
- + MELAflash CF-Card
- + Kartenlesegerät für MELAflash
- + MELAcontrol PRO

Chamber Protect Kesselreinigungsset

- Kraftvoller Reiniger mit 50 fusselfreien Tüchern und 1 Mikrofaser Tuch
- Besonders materialschonend für Kessel und Dichtungen
- Durch umfangreiche Materialverträglichkeitstests geprüft
- Ideal abgestimmt auf alle MELAG Autoklaven

Best.-Nr. 126770



€ 42,00



Vacuclave® 105 – der schnellste Autoklav der Welt

- Rekordzykluszeiten ab 6,50 Minuten (zzgl. flexDRY Trocknung)
- 60 % weniger Platzbedarf als herkömmliche Autoklaven
- Stand-alone Klasse B Autoklav für bis zu 2 kg auf 2 Tablett
- Smart-Touch Display mit integrierten Dokumentations-Schnittstellen

Best.-Nr. 130864

€ 3.650,00



MELAG
competence in hygiene

Vacuclave® 550

- **Herausragende Kapazität:** XL-Kammerkonzept für bis zu 25 kg auf 16 Tabletts oder 10 MELAstore Boxen
- **Beeindruckende Geschwindigkeit:** Rekordbetriebszeiten durch patentierte Doppelkammer-Technologie in nur 12 min. (ohne Trocknung)
- **Patentierte Wärmerückgewinnung:** Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeabgabe in den Aufbereitungsraum, da mit der patentierten Recovery Technologie die Hitze des verbrauchten Dampfes zur Erzeugung neuen Dampfes eingesetzt wird
- **100 % Zuverlässigkeit, 0 % Kühlwasser:** Coolify verbindet eine hocheffiziente Luftkühlung mit einer smarten Temperaturüberwachung

- **Intelligente Trocknung:** DRYtelligence für optimale Trocknungsergebnisse und eine gleichzeitige Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- **Kompromissloser Komfort:** Intuitive Bedienung wie bei Ihrem Smartphone durch das extragroße Smart-Touch Display
- **Lückenlose Dokumentation:** Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software
- **Top-Energieeffizienz:** Power Safe versetzt Heizung und Display zwischen den Sterilisationszyklen in einen Energiesparmodus

- Maße:
63,6 × 59,0 × 71,5 cm (B × H × T),
Kesselgröße: 38 × 45 cm (Ø × L),
Kesselvolumen: 53 Liter

Best.-Nr. 127391

€ 20.599,00



Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich:



- Beladungsauszug mit Halterung Comfort für bis zu 16 Tabletts



- Halterung Basic für bis zu 16 Tabletts



- Beladungsauszug für bis zu 10 MELAstore® Boxen

Cliniclave® 45 – Der schnelle Groß-Autoklav für Praxis und Klinik

Besonders schnelle Betriebszeiten + hohe Beladungskapazität + intuitives Bedienkonzept
= Entscheidender Baustein der Instrumentenaufbereitung

- Patentierte Technologie einer doppelwandigen Sterilisierkammer ermöglicht schnelle Betriebszeiten
- Sterilisierkammer mit Gleitschiene zur einfachen Be- und Entladung
- Extragroßes Colour-Touch-Display zur intuitiven Bedienung und schnellen Programmwahl hilft Fehler zu vermeiden
- Integrierte Software zur Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung
- Geringer Strom- und Wasserverbrauch

- Beladungsmenge: 40 kg unverpackte, 35 kg verpackte Instrumente sowie bis zu 7 kg Textilien
- Kesselvolumen: 1 Sterilisiereinheit (30 × 30 × 60 cm), 105 Liter
- Maße Tischgerät: 65 × 91 × 88 cm (B × H × T)
- Maße mit Unterschrank: 65 × 160 × 88 cm (B × H × T)
- **Inkl. Unterschrank**
- Auch als Durchreiche-Autoklav und 2-STE-Version erhältlich

Cliniclave® 45

(Türanschlag links)

Best.-Nr. 116873

€ 41.248,00

Cliniclave® 45

(Türanschlag rechts)

Best.-Nr. 117599

€ 41.248,00

Abbildung zeigt:
Gerät inkl. Unterschrank



Zubehör

MELAdem®56

Wasseraufbereitungs-Anlage

Best.-Nr. 117601

€ 2.334,00

Aufnahmegestell

für 4 Tabletts oder 2 Körbe (Gerät fasst ein Gestell)

Best.-Nr. 117602

€ 251,00



Instrumententablett, Alu

31 × 58 × 5 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 122392

€ 212,00

Instrumentenkorb, Edelstahl

27 × 57 × 13 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 290769

€ 275,00

Instrumententablett

29 × 19 cm (B × T)

für Aufnahmegestell Best.-Nr. 117615

Best.-Nr. 114402

€ 83,00

Wasserstopp (Leckwassermelder)

Best.-Nr. 292551

€ 242,00



Abbildung zeigt:
MELAtherm® 20
Beladungsmuster Gynäkologie



MELAtherm® 20 Thermodesinfektor

- XXL-Kammerkonzept mit bis zu 24 Flex-Segmenten im Unter- und höhenverstellbaren Oberkorb
- Verbesserte Reinigungsleistung um bis zu 63 % dank AquaBoost Technologie und einem neu entwickelten Sprüharm-System
- Smart-Touch Display für einfache Programmwahl und digitale Dokumentation via USB oder Netzwerk
- ProControl ermöglicht papierlose Chargenfreigabe und Benutzerauthentifizierung, ohne Zusatzsoftware
- Wahlweise als 230 V- oder als 400-V-Variante
- Trocknungssystem als Variante passiveDRY oder activeDRY zum Schutz vor Korrosion und Beschädigung von Instrumenten wählbar
- Geräteabmessung (B × H × T): 60 × 82 × 73 cm, passt unter eine 60 cm tiefe Arbeitsplatte

MELAtherm® Ausstattungspakete:

	Chirurgie	HNO	Gynäkologie	Ophthalmologie
Oberkorb:				
Unterkorb:				
	bestehend aus: 1 × Unterkorb, 1 × Injektorschienenmodul, 2 × Flexkorb 3 und 4, 1 × Oberkorb	bestehend aus: 1 × Unterkorb, 11 × Injektorschienenmodul, 1 × Flexkorb 2 für Unterkorb, 2 × Flexkorb 4 für Unter- und Oberkorb, 1 × Aufsatz für Nasenspekula Flex 1, 1 × Instrumentenkorb G, 1 × Aufsatz für Ohrtrichter Flex 3, 1 × Oberkorb, 1 × Halterung für Abdrucklöffel und Gelenkinstrumente, 1 × Kleinteilebehälter Standard	bestehend aus: 1 × Unterkorb, 1 × Flexkorb 8, 2 × Flexkorb Spekula, 1 × Oberkorb, 1 × Flexkorb 4	bestehend aus: 1 × Unterkorb, 1 × Injektorschienenmodul, 1 × Zentralfilter, 1 × Halterung Universal Flex 4, 1 × MELAstore Tray Ophthalmologie, 1 × Oberkorb, 1 × Flexkorb 4

Alle MELAtherm® Thermodesinfektoren sind ab sofort bestellbar. Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot bei Ihrem Co-med Fachhändler an.

**MELAtherm® 20 passiveDRY
als 400 Volt Variante**

voraussichtlich ab
Oktober 2025 lieferbar

**MELAtherm® 20 passiveDRY
als 230 Volt Variante**

voraussichtlich ab
Sommer 2026 lieferbar

**MELAtherm® 20 activeDRY
als 400 Volt Variante**

voraussichtlich ab
Januar 2026 lieferbar

**MELAtherm® 20 activeDRY
als 230 Volt Variante**

voraussichtlich ab
Sommer 2026 lieferbar



MELAtherm® 10 Evolution Thermodesinfektion

- Großes Touch-Farbdisplay mit intuitivem Menü – einfache Navigation, klare Statusanzeigen und minimaler Schulungsaufwand dank integrierter Video-Tutorials
- Papierlose Dokumentation per Netzwerk oder CF-Karte und Chargenfreigabe und Nutzer-authentifizierung mit ProControl ganz ohne Zusatzkosten
- Praxisoptimierte Aufbereitungskammer für kurze Zykluszeiten bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch von Wasser, Strom und Chemie – für eine nachhaltige Praxisführung
- Platzsparende Integration des Dosiermoduls und der Prozessmedien im Unterschrank des MELAtherm 10 Evolution
- Umfangreiches Zubehör und individuell anpassbare Beladungsmuster – ideal für alle medizinischen Fachbereiche

Geräte auch
als DTB-Variante
mit 230 Volt-
Anschluss
erhältlich!



Beispiele für MELAtherm® Ausstattungspakete




Chirurgie

(auch für Dermatologie und Orthopädie)

bestehend aus:

Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb 3 (Hohlkörperadaptierung auf Anfrage)



HNO

bestehend aus:

Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 3, Flexkorb 2, Instrumentenkorb kompakt, Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 2, Aufsatz für Flexkorb, mit Klammern (Hohlkörperadaptierung auf Anfrage)



Gynäkologie

bestehend aus:

Basiskorb ohne Injektorschiene, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb Spekula



Formen Sie Ihr unverbindliches Angebot an

Waschtrays für die maschinelle Aufbereitung

MELAstore® Trays

- Deutliche Zeitersparnis bei der Beladung und der Entnahme der Instrumente aus einem MELAtherm
- Sehr hohe Qualität bei der Aufbereitung durch Standardisierung und Dokumentation
- Fixierung der Instrumente in Stegen aus Silikon zum sicheren Transport
- Schutz des Praxispersonals vor Verletzungen und der Instrumente vor Beschädigungen

Abbildung zeigt:
MELAstore-Box 100
mit zwei MELAstore-Trays 50



Abbildung zeigt:
MELAstore-Box 100
mit einem MELAstore-Tray 100



Für MELAstore wurde die Beladungskapazität von MELAtherm und Vacuclave erhöht.

MELAtherm– 12 x MELAstore-Trays 100
(für je 14 Instrumente) oder 24 MELAstore-Trays 50
Vacuclave – 4 x MELAstore-Boxen 100



MELAstore® Verschlussplomben

- Zum sicheren Plombieren der MELAstore-Boxen
 - Wahlweise mit und ohne Behandlungsindikator
- Packung mit 100 Stück

Ausführung	Maße (L x B x H)	Best.-Nr.	€
MELAstore-Tray 50	18,0 x 11,8 x 3,0 cm	119556	160,00
MELAstore-Tray 100	27,5 x 17,6 x 3,0 cm	119557	215,00
MELAstore-Tray 200	27,5 x 17,6 x 4,3 cm	131994	246,00
MELAstore-Box 100	31,2 x 19,0 x 4,6 cm	119559	275,00
MELAstore-Box 200	31,2 x 19,0 x 6,5 cm	119560	288,00

Ausführung	Best.-Nr.	€
Ohne Indikator	119583	21,00
Mit Indikator	119584	25,00





MELaseal® 200 validierbares Siegelgerät

- Rechtssicherheit durch Erfüllung der Anforderungen der EN ISO 11607-2
- Seal Check Funktion
- Integrierte Benutzerverwaltung
- Energiespar- und standby-Funktion
- Uhr- und Kalenderfunktion
- Platzsparend durch kompakte Abmessungen
- Intuitive Bedienung mit 4-Tasten-Konzept
- Inkl. speziellem, hochwertigem 8 GB USB-Stick zur Speicherung der Prozessparameter
- Maße Gerät: 41,5 × 15 × 24 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 116738 € 1.661,00

Abbildung zeigt:
Gerät mit Rollenhalter
„Standard“



MELaseal® 100+ (o. Abb.)

- Nicht validierbar
- Kompaktes Foliensiegelgerät
- Akustische und optische Alarmfunktion
- Kurze Aufheiz- und Siegelzeit
- Siegelnahtbreite: 10 mm
- Maße Gerät: 41,5 × 15 × 24 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 294462 € 933,33

Abbildung zeigt:
Gerät mit Rollenhalter
„Komfort“



Abbildung zeigt:
Gerät mit Rollenhalter
„Deluxe“



Zubehör für MELaseal 100+/200

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Rollenhalter „Standard“	294463	100,00
2 Rollenhalter „Komfort“	292209	158,00
3 Rollenhalter „Deluxe“	118385	415,00

MELaseal® 300

- Für Praxen, die größere Mengen an Verpackungen versiegeln
- Magisches Bedien- und Einrichtungskonzept mit Smart-Touch Display
- Power Save für eine Top-Energieeffizienz
- Erinnerungsfunktion für Routine-Prüfungen
- Integrierte USB- und Netzwerk-Schnittstellen
- Maße Gerät: 36 × 16 × 17,5 (B × H × T)

Best.-Nr. 130871 € 2.490,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
4 Arbeitstisch Comfort, Maße: 60 × 3,6 × 21,7 cm (B × H × T)	130934	711,00
5 Arbeitstisch Standard, Maße: 60 × 3,5 × 21 cm (B × H × T)	130933	296,00
6 Rollenhalter, Maße: 52,5 × 26,5 × 25 cm (B × H × T)	294404	579,00
Fuß für Rollenhalter (zum Aufstellen des Rollenhalters auf der Tischplatte)	294405	35,00



Siegelprozesse prüfen und kontrollieren

MELAcontrol® Ink Test

- Tintentest zur Kontrolle der Siegelnaht
- Tintenbeutel mit einschweißen und danach Tinte aus dem Beutel herausdrücken
- Unregelmäßigkeiten, Fehlstellen oder Kanäle werden schnell sichtbar

Packung mit 30 Beuteln

Best.-Nr. 123223 € 76,98,00



MELAcontrol® Seal Check

- Zur routinemäßigen Funktionsprüfung von Siegelgeräten
- Kontrolle der Siegeltemperatur, verschlissene Schweißschienen oder mangelnder Anpressdruck

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 294163 € 63,97



MELAfol® Klarsicht-Sterilisierverpackung nach EN 868-5

Rollen + Beutel für Autoklav

Größe	Best.-Nr.	€
Rolle 5,0 cm × 200 Meter	225096	60,97
Rolle 7,5 cm × 200 Meter	225097	71,97
Rolle 10,0 cm × 200 Meter	225098	87,93
Rolle 15,0 cm × 200 Meter	225099	120,00
Rolle 20,0 cm × 200 Meter	225100	144,92
Rolle 25,0 cm × 200 Meter	225101	180,89
Beutel 5,0 cm × 25 cm 1000 Beutel	225108	71,97
Beutel 7,5 cm × 25 cm 1000 Beutel	225109	88,93
Beutel 10,0 cm × 25 cm 1000 Beutel	225110	107,94
Beutel 20,0 cm × 50 cm 100 Beutel (mit Seitenfalte)	292552	126,91




Prozess-Dokumentation

MELAG
competence in hygiene

1 MELAtrace® / 2 MELAtrace® PRO Software

- Intuitive Verknüpfung der Aufbereitungsschritte der Reinigung und Desinfektion
- Schnelle Chargenfreigabe durch wenige Klicks
- Fälschungssicheres Aufbereitungsprotokoll
- MELAtrace Pro zusätzlich mit Beladungsverwaltung und integrierten Video-Tutorials



1

MELAtrace®



2

MELAtrace® PRO

3 MELAprint®60 Barcode-Etikettendrucker

- Für die Autoklaven der Premium-Klasse Evolution und Cliniclave® Serie
- Inkl. Netzkabel (1,5 m), USB-Kabel (1,5 m), 1 Rolle Etiketten

Best.-Nr. 117620

€ 999,00

4 MELAprint®80 Protokoll-und Barcode-Etikettendrucker

- Protokolldruck in Verbindung mit Pro/Prime Line und älteren Gerätegenerationen
- Etikettendruck in Verbindung mit MELAtrace® und MELAtrace® Pro
- Oder direkt mit Careclave®, Vacuclave® 550 und den Autoklaven der Prime Line
- Inkl. Netzkabel (1,5 m), USB-Kabel (1,5 m), 1 Rolle Etiketten

Best.-Nr. 129209

€ 999,00



3



4

5 MELAdoc® Etikettendrucker



- Etikettendrucker für Sterilisierverpackungen
- Selbstklebende Etiketten zur Kennzeichnung der Freigabe
- Dokumentationsblätter erleichtern zusätzlich die Dokumentation und Freigabe (optional)

Best.-Nr. 130845

€ 539,00



5



7

6 MELAcontrol® Chargenkontroll-System

- Für die Routine-Prüfung des Autoklaven und der Siegelgeräte



6d



6a



6b



6c

Ausführung	Best.-Nr.	€
6a Helix (Prüfkörper, 250 Indikatorstreifen)	292912	220,00
6b Pro (Dauer-Prüfkörper, 40 Indikatorstreifen)	293818	278,00
Pro Nachfüllpackung (250 Indikatorstreifen, Dichtung)	293819	197,00
6c Typ 5 Indikator (250 Indikatoren)	129341	37,00
6d Bowie & Dick Test (1 Test)	129342	5,00

Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
Etikettenrolle zu MELAprint® 60 / 80 mit je 1.000 Etiketten	6 Stück	294697	223,00
Ersatzrollen zu MELAdoc mit je 750 Etiketten und 1 Farbwalze (engl.)	6 Stück	129936	75,00
7 Dokumentationsblätter zu MELAdoc Block mit je 100 Blatt	10 Stück	293137	104,00



Hochwertiges demineralisiertes Wasser für Ihre Praxis

- Sichert die Aufbereitungsqualität
- Optimale Werterhaltung der Aufbereitungsgeräte und Instrumente

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 MELAdem® 40 Ionenaustauscher inkl. 2 Mischbettharz-Patronen	292918	563,00
Mischbettharz (2 Patronen) zu MELAdem®40	292919	71,00
2 MELAdem® 47 Umkehr-Osmose-Anlage inkl. Vorratsbehälter, Entnahmehahn und Installationsset	290770	1.743,00
3 MELAjet® Sprühpistole	291047	159,00
4 MELAdem® 53 Ionen-Austauscher, 2 Container, gefüllt je 20 Liter, 24 x 57 cm (Ø x H)	294399	1.880,00
Regenerierung MELAdem® 53	294400	235,00
5 MELAdem® 53C Ionen-Austauscher, 2 Container, gefüllt je 15 Liter, 24 x 45 cm (Ø x H)	124248	1.821,00
Regenerierung MELAdem® 53C	129201	205,00



Transportbox für Instrumente

- Aus hochwertigem, transparentem Material
- Luft- und wasserdicht, dank Sicherheitsverschluss und der speziellen Silikon-Doppelkammer-Dichtung
- Mit und ohne Ablaufgitter
- Thermostabil bis 110 °C, aber nicht autoklavierbar

Ausführung	Liter	Größe H x B x T (mm)	Best.-Nr.	€
Mit Ablaufgitter	3,4 Liter	118 x 152 x 297	115586	11,74
Mit Ablaufgitter	3,9 Liter	84 x 230 x 295	115585	14,82
Ohne Ablaufgitter, mit Deckel und Tragegriffen	16 Liter	212 x 274 x 361	115587	29,07



Klebebänder

Mit Dampf-Indikator

	Breite	Länge	Best.-Nr.	€
1	19 mm	50 m	125301	8,25
2	25 mm	50 m	125302	9,84

Mit Heißluft-Indikator (o. Abb.)

	Breite	Länge	Best.-Nr.	€
	19 mm	50 m	183817	18,27




1 Lupenleuchte

- Tischleuchte mit 80 cm Gelenkarm
- Mit 90 LED Dioden / 10 Watt / 230 Volt
- Lichtfarbe: Tageslicht (6500 K)
- Ø 150 mm Linse mit 5 Dioptrien
- 2,5-fache Vergrößerung
- Ein-/ Ausschalter auf der Leuchte
- Linse aus Echtglas
- Klappbare Abdeckung zum Schutz der Linse
- Inkl. Tischklemme mit Schraubbefestigung (Klemmbereich 6,5 cm)

Best.-Nr. 129505

€ 154,82



3 Reinigungsbürste

- Doppelseitig mit Nylonborsten für Pinzetten
- Länge: 17,5 cm
- Maße: Bürstenkopf 3,5 x 1 cm und 2,5 x 0,5 cm

Packung mit 2 Stück

Best.-Nr. 112454

€ 16,90

2 Gesichtsschutz-Set

- Hervorragende Transparenz
- Keine Verzerrung des Blickfeldes
- Entspiegelt und antistatisch
- Mit Antibeschlag-Eigenschaften ausgerüstet
- Kratzfest und sicher (bruchfest, splitterfrei)
- Visier wird beidseitig durch Adhäsionsfolie (inkl. Ablösehilfe) geschützt
- Leicht und ergonomisch

Lieferumfang:

Gestell, 10 Folieneinsätze

Best.-Nr. 123752

105,62



4 Instrumentenreinigungsbürste

- Für die gründliche und schonende Reinigung chirurgischer Instrumente
- Extraharte Kunststoffborsten
- Länge: 17 cm
- Kunststoff: blau
- Hitzebeständig bis 134 °C

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 130811

€ 4,43



6 Instrumenten-Ölspray

- Für Dampfsterilisation geeignet

Dose mit 500 ml

Best.-Nr. 115743

€ 9,67



Den richtigen Indikator finden – leicht gemacht!

Aufbereitungs-Verfahren/-schritt	Art der Prüfung + Prüffrequenz	Geeignete Methoden (Prüfmittel/Produkte)
1 Reinigungskontrollen für MP		
Prüfung der Reinigungswirkung in Reinigungs- und Desinfektions-Geräten (RDG)	Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen (täglich)	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung (z. B. Wash-Checks)
1a Prüfung der Reinigungswirkung im Inneren von Hohlkörpern	Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen (täglich)	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung in MIC-Prüfkörpern (MIC) (z. B. Wash-Checks H)
Prüfung der Funktionsweise und Reinigungswirkung in Ultraschall-Bädern	Funktion periodisch + Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung (z. B. Wash-Checks U)
Proteinnachweisverfahren		
Nachweis von Proteinrückständen an zugänglichen Oberflächen von Medizinprodukten (MP)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest (z. B. Wash-Checks Pro)
1b Nachweis von Proteinrückständen an schwer zugänglichen Innen-Flächen von Hohlkörper-MP (Abstrichtiefe bis 15 cm)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest mit extralangem Tupfer (z. B. Wash-Checks Pro L)
Spez. für Endoskope: Nachweis von Proteinrückständen in Endoskopkanälen von bis zu 2,4 m Länge (Tupferlänge 2,5 m)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest mit 2,5 Meter langem Tupfer (z. B. Wash-Checks Pro E Plus)
2 Sterilisation mit feuchter Hitze (Dampfsterilisation)		
2a Geräte ohne fraktioniertes Vakuum (Achtung: Nicht geeignet für kritische MP)	Kontinuierliche Prüfung ob MP bereits sterilisiert wurde (alle Sterilgüter) Kontinuierliche Prüfung auf Sterilisierungswirkung im Sterilgut (alle Sterilgüter) Kontinuierliche Prüfung der Funktion des Sterilisators (täglich vor Betriebsaufnahme) Kontinuierliche Prüfung ob MP bereits sterilisiert wurde (alle Sterilgüter)	Prozessindikatoren auf Indikatorband oder Klebeetikett Chemioindikatoren mind. Typ 5 (z. B. Control D oder Sterigage) Bowie&Dick-Test (z. B. BD-Control, BD-Control Kit, 3M Comply) Prozessindikatoren auf Indikatorband oder Klebeetikett
2b Geräte mit fraktioniertem Vakuum (Typ B Sterilisatoren)	Kontinuierliche Prüfung mit Hohlkörperprüfmodell sofern Hohlkörperinstrumente sterilisiert werden (EN 867-5) alternativ, jedoch nur wenn keine Hohlkörperinstrumente sterilisiert werden: Kontinuierliche Prüfung auf Sterilisierungswirkung im Sterilgut (alle Sterilgüter)	geeignetes PCD (= Process Challenge Device) mit dafür optimierten Chemioindikatoren (z. B. SterilControl II oder MELAcontrol®) Chemioindikatoren mind. Typ 5 (z. B. Control D oder Sterigage)
3 Dokumentation	Kontinuierlich, es müssen alle prozessrelevanten Schritte dokumentiert werden	Gestaltung nach eigener Wahl entsprechend den internen Vorschriften/Regelungen

Chemische Indikatorsysteme zur Sterilisationskontrolle

Sterilisationskontrolle (Dampfsterilisation)

Bowie-Dick-Test

(nur Typ B Sterilisatoren) **BD-Control oder BD-Control Kit**

Chargenkontrolle

(Hohlkörper, nur Typ B Sterilisatoren)

SterilControl II



1 + 2 + 3

1 BD-Control Bowie-Dick-Test

Gebrauchsfertiges Einmaltestpaket (DIN EN ISO 11140-4, DIN EN 867-5) für Vakuum-Autoklaven (Typ B Autoklaven)

Packung mit 30 Einmaltestpaketen

(Typ 2 / DIN EN ISO 11140-1)

Best.-Nr. 156687

€ 107,95

2 BD-Control Kit Bowie-Dick-Test

(alternativ zu BD-Control)

Mehrfach verwendbares Testsystem (DIN EN ISO 11140-4, DIN EN 867-5) für Vakuum-Autoklaven (Typ B Autoklaven), anwendbar nur mit BD-Testpakethalter – Best.-Nr. 156689

Packung mit 30 Indikatorbögen + 2 je 15 mal verwendbaren Testpaketen

= 30 Bowie-Dick-Teste (Typ 2 / DIN EN ISO 11140-1)

Best.-Nr. 156688

€ 42,55

3 BD-Testpakethalter

Vorrichtung aus Edelstahl zur Aufnahme des BD-Control Kit Bowie-Dick-Tests Best.-Nr. 156688

Best.-Nr. 156689

€ 285,37

4 SterilControl-PCD II

Wartungsfreier Edelstahl-Prüfkörper (PCD = Process Challenge Device) für das Chargen-Überwachungs-System SterilControl II zur Überprüfung der **gesamten Beladung** in Typ B-Autoklaven

Best.-Nr. 157761

€ 285,00

5 SterilControl II Chargen-Überwachungs-System

Indikatorsystem Typ 2 / EN ISO 11140-1 für die Chargen-Überwachung der **gesamten Beladung** in Typ B-Autoklaven, anwendbar nur mit SterilControl-PCD II, Best.-Nr. 157761

Packung mit 100 Indikatorstreifen


Best.-Nr. 158522

€ 99,23

Packung mit 300 Indikatorstreifen

Best.-Nr. 157760

€ 199,31



4 + 5





Bowie-Dick-Einmaltestpaket

- Einfachste Handhabung des Dampfdurchdringungstests
- DIN EN ISO 11140-4
- Zur täglichen Funktionskontrolle und Qualitätssicherung
- Verfärbung bei vollständiger Dampfdurchdringung
- Ohne Schwermetalle oder giftige Stoffe

Packung mit 40 Stück
Best.-Nr. 123279 € 162,40



stericlin® BMS 1200
Batch Monitoring System

- Chargenüberwachungssystem nach Anforderungen der DIN EN 867-5
- Für die Chargenkontrolle der Sterilisation mit Beladung
- Prüfkörper ist unbegrenzt wiederverwendbar
- Verfärbung bei vollständiger Dampfdurchdringung
- Ohne Schwermetalle oder giftige Stoffe

Ausführung	Best.-Nr.	€
Starterkit (Prüfkörper, 2 Schraubkapseln, 250 Indikatorstreifen)	130897	162,40
Indikatorstreifen (250 Stück, 1 Schraubkapsel), 76,5 x 5,5 mm	131472	62,35


stericlin® Klarsichtbeutel und Klarsichtschläuche (Papier/Folie)

- Nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente und Sets können hiermit verpackt werden
- Sterilisationsfestes 70 g/m² starkes Kraftpapier, wirksame Barriere gegen Keime
- Durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisiergase
- Die drei Indikatoren für STEAM-, EO- und FORM-

- Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt
- Qualität „Made in Germany“ (EN 868, ISO 11607)


Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
100 x 200 mm	294648	5,02
100 x 250 mm	292543	5,37
150 x 270 mm	294650	7,60
220 x 350 mm	294651	12,42
250 x 400 mm	294652	16,18
270 x 450 mm	294653	19,82



Packung mit 1 Rolle

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm x 200 m	293801	16,50
7,5 cm x 200 m	292635	22,89
10,0 cm x 200 m	292636	25,74
12,5 cm x 200 m	293803	32,24
15,0 cm x 200 m	292637	36,95
20,0 cm x 200 m	292638	51,48
25,0 cm x 200 m	292639	64,60
30,0 cm x 200 m	129211	80,13
35,0 cm x 200 m	129212	104,39
38,0 cm x 200 m	129213	109,63
40,0 cm x 200 m	129214	128,64
42,0 cm x 200 m	129215	147,58



stericlin® Bogenverpackungen

- Wahlweise aus medizinischem Krepppapier, Non-Woven Vliesstoff oder Polypropylen PP (SMS)
- Diverse Grammaturen von 50 x 50 cm bis 150 x 190 cm erhältlich

Material	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Krepp grün	60 x 60 cm	750 Stück	129216	128,91
Krepp grün	120 x 120 cm	126 Stück	129217	85,25
Vlies blau 52 g	60 x 60 cm	504 Stück	114893	154,30
Vlies blau 52 g	120 x 120 cm	126 Stück	127433	157,91
Vlies PP SSMMS blau/violett 43 g	75 x 75 cm	200 Stück	122975	113,69
Vlies PP SSMMS blau/violett 43 g	120 x 120 cm	120 Stück	129218	173,56



stericlin® Kunststoffsiegel (DuoSiegel)

- Aus sterilisationsbeständigem Polypropylen
- Zum Verplomben von gängigen Containersystemen
- Kompatibel mit Wagner und Aesculap Containern

Packung mit 1000 Stück

Farbe	Indikator	Best.-Nr.	€
dunkelblau	Nein	129221	87,30
dunkelblau	STEAM	129222	96,43
rot	Nein	129223	87,30
rot	STEAM	129224	96,43



stericlin® Info-Etiketten mit Aufdruck

- Erleichtert die Kennzeichnung des Hygienestatus
- Doppelt selbstklebend
- Rückstandsfrei ablösbar
- Je ein Etikett grün und rot
- Maße: 100 x 100 mm

Packung mit 500 Stück

Aufdruck	Best.-Nr.	€
Gereinigt Clean / Kontaminiert	129219	53,32
Aufbereitetes med. Instrument / Gebrauchtes med. Instrument	129220	56,33



Kunststoffkanülen

Einweg-Reinigungsbürsten für Endoskope




Kunststoffkanülen

- Zur chirurgisch-invasiven Irrigation, Applikation und Aspiration sowie zur nicht-invasiven Anwendung bestimmt
- Klasse IIa Produkt zur chirurgisch-invasiven Anwendung zugelassen
- Biegsam bis 45°
- DEHP- und latexfrei
- Steril verpackt

Packung mit 24 Stück

Gesamt-L x Arbeits-L x Ø	Best.-Nr.	€
50 x 18 x 0,9 mm	126573	28,32
70 x 48 x 0,9 mm	126574	30,33
103 x 81 x 1,0 mm	126575	31,79

Größere Verpackungseinheiten auf Anfrage!




Einweg-Reinigungsbürsten für Endoskope

- Zur manuellen Vorreinigung von flexiblen Endoskopen
- Mit einem Kunststoffkugelhkopf und mittelharten Nylonborsten
- Kein Verkratzen der empfindlichen Kanäle

Bürstenkopf Ø x L (mm)	Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,0 x 1000	gelb	50 Stück	126584	56,10
3,0 x 1000	weiß	50 Stück	126585	56,10
2,5 x 2300	rot	50 Stück	126586	65,18
3,0 x 2300	blau	50 Stück	126589	56,10
5,0 x 2300	rot	50 Stück	126600	56,10
6,0 x 2300	grün	50 Stück	126602	56,10
3,0 + 5,0 x 2300	gelb	50 Stück	126603	68,08
5,5 x 2300	türkis	50 Stück	126604	68,91
5,0 x 2650 mit 280 mm Pfeifenreiniger	gelb	50 Stück	126605	68,80
5,2/11 x 156 Ventilreini- gungsbürste	rot	100 Stück	126606	82,71

Reinigungsindikatoren und -tests



TOSI® Prüfkörper (RDG)

- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Visuelles Ergebnis durch transparente Abdeckung
- Spalt simuliert Gelenke chirurgischer Instrumente
- Clips für eine schnelle und reproduzierbare Befestigung
- Unterscheidung von chemischen und mechanischen Reinigungsproblemen

Packung mit 12 Stück

Best.-Nr. 126639

€ 55,44



TOSI®-LumCheck (RDG's, Ultraschallreinigungsgesetz)

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Zerlegbarer Prüfkörper für die visuelle Kontrolle
- Prüfkörper simuliert ein Hohlkörperinstrument

Ausführung	Best.-Nr.	€
Prüfkörper	126640	83,40
Teststreifen (25 Stück)	126642	83,24

TOSI®-FlexiCheck (RDG-E's)

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- TOSI®-FlexiCheck simuliert einen Endoskopkanal
- Zwei separate Testanschmutzungen um die Ablösung von Blut und Polysacchariden zu testen
- Sofortiges Ergebnis durch visuelle Kontrolle

Ausführung	Best.-Nr.	€
Prüfkörper	126641	122,57
Teststreifen (25 Stück)	126643	128,28

steriCLIN®



SonoCheck

- Überprüfung der Ultraschallenergie
- Gebrauchsfertiger Test mit sofortigem Ergebnis
- Farbwechsel von grün nach gelb
- Einfacher Gebrauch (Einmalprodukt)

Packung mit 30 Stück

Best.-Nr. 126582

€ 95,23



Pyromol-Test / Pyromol-E-Test


- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Schneller Nachweis unlöslicher Proteinrückstände
- Blaufärbung bedeutet eine Kontamination des getesteten Instruments oder im getesteten Kanal
- Nachweis ab 1 µg Protein
- Keine Fehlinterpretation durch Glutaraldehyd oder Peressigsäure
- Pyromol-E-Test Länge 2,3 m

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Pyromol-Test	20 Stück	126644	115,69
Pyromol-E-Test Ø 1,7 mm	6 Stück	126645	67,78
Pyromol-E-Test Ø 2,8 mm	6 Stück	126647	67,78
Pyromol-E-Test Ø 3,8 mm	6 Stück	126649	67,79
Pyromol-E-Test Ø 5,0 mm	6 Stück	126662	67,79




STERIKING® WIPAK

Steriking® ist eine Marke der Wipak-Gruppe mit Hauptsitz in Finnland.



Klarsicht-Rollen und -Beutel

- Zum Verpacken von einzelnen Instrumenten oder auch Sets geeignet
- Konform zu DIN EN ISO 11607 und DIN EN 858-5
- 9-lagige Folie (Multi-X9) und festes 70 g/m² medizinisches Papier bieten höchste Sicherheit
- Heißsiegelfähig bei 165 °C – 200 °C (180 °C empfohlene Einstellung)
- Mit Indikatoren für Dampf-, EO-, und FO-Sterilisation
- Aufgedruckte LOT-Nummer erlaubt Rückverfolgbarkeit
- Produziert mit durchgehender „unendlicher“ Siegnahnt an den Rändern



Rollen mit Seitenfalte

Rolle mit 100 m

Maße	Best.-Nr.	€
200 × 55 cm	183066	40,48
250 × 65 cm	188267	63,95
300 × 80 cm	126566	66,44

Rollen ohne Seitenfalte

Klarsicht-Rolle, Rolle mit 200 m

Breite	Best.-Nr.	€
5 cm	156448	16,94
7,5 cm	153613	22,24
10 cm	113830	25,95
12,5 cm	125960	35,90
15 cm	184258	30,40
20 cm	183065	59,13
25 cm	115014	69,31
30 cm	125954	87,13

Klarsicht-Beutel

- Beutel sparen viel Zeit und ermöglichen ein besseres aseptisches Öffnen als Rollenware

Packung mit 200 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
50 × 250 mm	128371	8,85
75 × 270 mm	128372	10,75
75 × 150 mm	128373	7,90
75 × 300 mm	128374	11,70
100 × 200 mm	128375	11,60
100 × 300 mm	128376	15,15
150 × 270 mm	128377	19,20
150 × 300 mm	128378	22,25
150 × 350 mm	128379	24,95
250 × 380 mm	128380	51,75



Sterilisationsmarker

- Wasserfest und wärmebeständig
- Zur dauerhaften Beschriftung von Sterilisiervpackungen
- Für alle Sterilisationsverfahren geeignet

Packung mit 10 Stück

Farbe / Spitze	Best.-Nr.	€
schwarz / 0,75 mm	125961	26,93
rot / 0,75 mm	125966	26,93
blau / 0,75 mm	125967	26,93
schwarz / 1,00 mm	125968	26,93



Steriking® HX400 Helix-Test

- Erfüllt EN 867-5 und ISO 11140-1
- Geeignet für "Klasse-B" - Autoklaven

Packung mit 1 PCD und 400 Teststreifen

Best.-Nr. 126568

€ 110,36



Steriking® AC6 Indikatorstreifen

- Klasse 6 emulierende Indikatoren für die Dampfsterilisation
- Erfüllt ISO 11140-1:2015 (Klasse 6)

Packung enthält 250 Teststreifen

Best.-Nr. 126569

€ 26,73



Steriking® Steri-Tapes

Packung mit 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
Abroller	126570	17,87
ohne Indikator 19 mm × 50 m	125305	2,13
ohne Indikator 25 mm × 50 m	125306	2,81
mit Dampfndikator 19 mm × 50 m	126571	4,31
mit Dampfndikator 25 mm × 50 m	126572	5,41
mit Heißblutindikator 19 mm × 50 m	125304	17,16



Seal Check

Testsystem und Funktionskontrolle von Siegelprozessen eines Durchlauf-Siegelgerätes nach DIN EN ISO 11607-2

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Einhaltung der RKI Richtlinien
- Überprüfung offener Siegelnähte und Kanalbildung

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 118842

€ 29,80

Class 5 Steam Integrator

Klasse 5 Dampf-Integratoren beurteilen die drei kritischen Parameter der Dampfsterilisation ZEIT – TEMPERATUR – SATTDAMPF im Inneren der Verpackung

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Wird gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes zur Chargenkontrolle empfohlen

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 119368

€ 26,50



Bowie & Dick Einmaltest

Gebrauchsfertiges, schwermetalldreies Einmaltestprodukt für die tägliche Überwachung von Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum. (Typ B Autoklaven)

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Handhabungssicher
- Eindeutiger Farbumschlag

Packung mit 28 Stück

Best.-Nr. 118843

€ 69,78



Helix Test

- Mit Indikatorstreifen und Rezeptakel
- Dampfdurchdringungstest für Hohlkörper
- Sterilisationsprozess-Kontrolltest Klasse B Autoklaven
- Selbstklebender Indikatorstreifen zur Dokumentation
- Einfache Beurteilung des Ergebnisses
- Farbumschlag des Indikators von Gelb nach Dunkelbraun

Anzahl	Best.-Nr.	€
100 Indikatoren	119563	49,00
250 Indikatoren	118844	64,90
400 Indikatoren	118845	96,00



Wash-Check Einwegtest (RDG)

Chemisches Testsystem zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)

- Einfache Handhabung und Auswertung
- Einhaltung der RKI Richtlinien

Packung mit 100 Indikatorstreifen

Best.-Nr. 122604

€ 125,00



Wash-Check Halterung

- Für Wash-Check-Indikatoren von Medi-Pack
- Prüfleiste
- Aus rostfreiem Edelstahl

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 122605

€ 35,00

Wasseraufbereitung

Ionenaustauscher Express

Der maßgeschneiderte, bundesweite Service für jeden Anwender einer Ionenaustauscher-Patrone.

- Schnell, zuverlässig und bequem
- Regeneration **aller** Patronenfabrikate
- Kein lästiger Versand- und Transportaufwand
- Keine Wartezeiten

Zentrale Regeneration: Kosten senken, Nachhaltigkeit erhöhen

Die größte und leistungsstärkste Regenerierstation in Kontinentaleuropa regeneriert Ihre Harze.

Durch die Umkehrung des Beladungsvorganges mit geeigneten Regeneriermitteln werden die Ionenaustauscherharze wieder zur Demineralisierung einsatzfähig gemacht. Dies spart Kosten und Ressourcen.

- Ökologisch und ökonomisch
- Spezialisierte Qualitätssicherung und Zertifizierung
- Kompetenzzentrum für Ionenaustauschertechnologie

Unser Service: so einfach geht es

Ein Anruf bei Ihrem Fachhändler vor Ort genügt und der Ionenaustauscher Express Service ist in Kürze bei Ihnen, um die verbrauchten Ionenaustauscher-Harze gegen regenerierte auszutauschen.

Der Service-Mitarbeiter nimmt Ihnen alles ab, bis hin zum Wiederanschießen der Patrone. Gerne übernehmen wir auch weitere Servicearbeiten an Ihrer Wasseraufbereitungsanlage.







PRAXIS- EINRICHTUNG

- Liegen, Hocker & Stühle in großer Auswahl
- Untersuchungs- & Behandlungsstühle
- Praxistextilien & Lagerungshilfen
- Infusionsständer
- Raumteilung
- Wagen für jeden Praxisbereich
- Kartei- & Flügeltürenschränke
- Praxisschilder
- Alles für die Patientenorganisation
- Arzttaschen

Gestalten Sie Ihre Praxis
neu und **erleben** Sie Ihre
Einrichtung bereits
vor dem Kauf!



Augmented Reality z. B. mit Liegen



Virtuelle 3D-Praxisplanung




3D-Raumplanung

- Raumstruktur und Anordnung optimal planen. Mit Kostenübersicht.



3D-Praxis-
planung: Jetzt
informieren



Praxisausstattung finanzieren:

Leasing, Miete oder Mietkauf?

3 Finanzierungslösungen

Ihre Vorteile-einfach erklärt:



Jetzt
informieren und
unverbindlich
anfragen

SENSA i® Behandlungsliege

- 3 bis 5 leise Antriebe, stufenlos motorische Einstellung
- Flexible Armstützen für jeden Anwendungsbereich
- Große Auswahl an komfortablen Polsterungen und Farbkonzepten
- Mehrere Verkleidungsvarianten
- Fußstütze manuell oder elektrisch verstellbar
- Mehrere Rollvarianten mit verschiedenen Funktionen, Arretierungen und Bodenfreiheiten
- Potentialausgleich
- Maße: 229 × 87 cm (Gesamt-L × B)
- Maximale Belastbarkeit: 250 kg



Abbildung zeigt:
Liege mit Zusatzoptionen

Zubehör für alle SENA-Modelle



Jetzt
konfigurieren


Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler beraten.



Stufenlose motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen- oder Trendelenburgposition

Mehr Komfort für Ihre Patienten

Polsterauflagen



Luftkammern Softweich Viscoschaum Universal Robust

Polsterfarben



- Standard Polsterfarben
- Sonderfarben
- ◆ Optional mit antimikrobieller Oberfläche möglich

Sonderfarben
gegen Aufpreis

DT1 und ST1 – Beistelltische

- Höhenverstellung von 84 – 98 cm
- Großes abnehmbares Tablett (ST1 und DT1)
- Schwenkbare Tablett (DT1)
- Stapelbehälter
- Stellfläche: 42 × 66 cm
- Maximale Belastung: 25 kg

- 1 DT1 Best.-Nr. 117821
- 2 ST1 Best.-Nr. 117820

€ 482,00
€ 433,00

Zubehör (optional)

- Halterung für Monitor
- Flaschenhalterung
- Deckel für Stapelbehälter



SENSA® Flex A3 Behandlungsliege

- Hoher Patientenkomfort durch stufenlose, motorische Positionseinstellung
- Einfacher Ein- und Ausstieg durch niedrige Sitzhöhe, einstellbarer Fußteil und Sitzteilneigung
- Rücken-, Sitz- und Fußteilmotor (A3, A4)
- Zusätzlicher elektrischer Höhenhub (A4) (21 cm)
- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung (A3)
- Rollen Ø 10 cm mit Zentralarretierung (A4)
- Komfortables, weiches Polster
- Maße: 199 × 85 cm (Gesamt-L × B)
- Maximale Belastung: 200 kg

Best.-Nr. 119564

€ 2.160,00



Jetzt entdecken:
SENSA® Flex A3

SENSA® Flex A4 ZA

- Ausstattung wie Flex A3, zusätzlich elektrischer Höhenhub, Rollen mit Zentralarretierung

Best.-Nr. 120842

€ 2.715,00

Zubehör und Optionen

- Verschiedene Rollengrößen und Arretierungsmöglichkeiten
- Infusionsstange und Halterung
- Papierrollenhalter, Potentialausgleichskabel
- Schiebegriff
- Akku, viele Sonderfarben



Abbildung zeigt:
Handschalter A4



Abbildung zeigt:
CPR-Auslösung



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen- oder Trendelenburgposition

LIKAMED®



Abbildung zeigt:
Zusatzoptionen

SEMA Liege

- Stufenlose manuelle Verstellung (Sitz-, Komfort-, Trendelenburgposition)
- 2-lagige Sandwichschaum-Polsterauflage für eine angenehme Liegefläche
- Platzsparender Fronteinstieg mit hochklappbaren Armstützen für einen einfachen Einstieg
- Einzel arretierbare Rollen ermöglichen eine sichere Positionierung der Liege
- Belastbarkeit: bis 165 kg
- Einfach zu reinigen, hygienisch, desinfektionsmittelbeständig

Best.-Nr. 127653

€ 1.094,00

Zubehör und Optionen

- Nackenrolle
- Fußstütze
- Papierrollenhalter
- Potentialausgleichskabel



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz- über die Komfort- bis in die Trendelenburgposition



SALVA Transportstuhl

- Verstellbarer Rücken- und Fußteil
- Einstellbare Armlehne
- Rollen Ø 12,5 cm vorn mit Richtungsverstellung und Zentralarretierung hinten
- Komfortables, weiches Polster
- Maße: 166 × 69 cm (Gesamt-L × B)
- Maximale Belastung: 215 kg

Best.-Nr. 129245

€ 1.690,00

Zubehör und Optionen

- Rücken- und Fußteil synchron verstellbar
- Antistatische Doppel-Laufrollen, Räder Ø 30 cm vorne
- Höhenhub, Ein- und Aufstieghilfe
- Ausziehbares Fußbrett, Dokumentenablage
- Normschiene, Infusionsstange und Halterung
- Rücken- und Fußteil synchron und einzeln manuell verstellbar
- Patiententisch
- Tischalterung



Stufenlos manuelle Verstellung von der Sitz- über die Komfort- bis in die Kopftieflagerung.



SALVA Plus

- Ausstattung wie oben zusätzlich manueller Höhenhub
- Synchron verstellbares Rücken- und Fußteil (gleichzeitige Anpassung für angenehmere Positionierung)
- Ausziehbares Fußbrett für sicheren Einstieg

Best.-Nr. 132368

€ 2.019,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de

Co-med
ALLES FÜR IHRE PRAXIS



Modelle 2550XL, 2552XL Echokardiographie-Liegen

- Gestell pulverbeschichtet und feststehend (Fahrbarkeit optional)
- Elektromotorische oder hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung und Freilauf, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Bei motorischer Verstellung: Bedienung serienmäßig durch Handschalter, Drei-Stufen-Fußschalter optional; Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Bedienung Höhenverstellung serienm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Kopfteillänge 800 mm, bis 50° stufenlos positiv verstellbar durch Gasdruckfeder
- Hygiene-Ausstattung: u.a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Maße: 1950 × 700 mm (L × B), optional Breite 800 mm
- Max. Belastbarkeit: 250 kg

Modell	2550XLE (2-teilig)	2550XL/H (2-teilig)	2552XLE (3-teilig)	2552XL/H (3-teilig)
Höhenverstellung	elektromotorisch (500 – 940 mm)	hydraulisch (520 – 940 mm)	elektromotorisch (540 – 980 mm)	hydraulisch (510 – 960 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	129227	129230	129233	129236
weißaluminium (RAL 9006)	129228	129231	129234	129237
graualuminium (RAL 9007)	129229	129232	129235	129238
€	3.783,00	3.591,00	4.235,00	4.042,00

Modelle 2690XLE, 2695XLE- Echokardiographie-Liegen mit multifunktionalen Verstellmöglichkeiten


- Gestell pulverbeschichtet, fahrbar auf einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Elektromotorische Verstellung der Höhe (von 630 – 1070 mm, ohne Seitenversatz) und des Mittelteils; mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Optional tiefergelegtes Untergestell, dann Höhenverstellbereich: 540 – 980 mm
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung und Freilauf, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Bei motorischer Verstellung: Bedienung serienmäßig durch Handschalter, Drei-Stufen-Fußschalter optional; Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Echoausschnitt(e) im Mittelteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Elektromotorische Verstellung des Mittelteils positiv (+20°) und negativ (-10°)
- Hygiene-Ausstattung: u.a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 1950 × 700 mm (L × B)
- Max. Belastbarkeit: 220 kg




Abbildung zeigt:
Modell 2695XLE

Modell	2690XLE (1 Echo-Ausschnitt)	2695XLE (2 Echo-Ausschnitte)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	129239	129242
weißaluminium (RAL 9006)	129240	129243
graualuminium (RAL 9007)	129241	129244
€	6.044,00	6.615,00

DEWERT Polsterfarben



Neue skai®-Toronto EN Polsterfarben



Jetzt weitere
Merkmale zu
den DEWERT
Polstern
entdecken.

Bitte bei Bestellung die
gewünschte Farbe angeben

Modell 6100-04E Untersuchungs-liege, C-Bogen geeignet

- Liegefläche 2-teilig (optional 1-teilig mit abnehmbarer Matratze)
- Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen Ø 100 mm
- Untergestell silber pulverbeschichtet, Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Elektromotorische Höhenverstellung ohne Seitenversatz lotrecht 620 – 1020 mm, Bedienung durch einen Drei-Stufen-Fußschalter (fixiert am Kopfende) und einen Handschalter
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Kopfteil (420 mm) stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +40° verstellbar
- Polsterstärke: 70 mm

- C-Bogen geeignet: Polsterträgerrahmen mit großer, röntgenfähiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich 1000 × 650 mm (L × B)
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 2000 × 800 mm (L × B); max. Belastbarkeit: 200 kg

Grundausstattung Best.-Nr. 126637

€ 5.499,00



Abbildung links zeigt:
Grundausstattung

Abbildung rechts zeigt:
abnehmbare Matratze





Serie DX1 - Transport-und Aufwachliegen

- Gestell pulverbeschichtet und feststehend (Fahrbarkeit optional)
- Elektromotorische oder hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung, Freilauf und automatischer Abschaltung bei Nicht-Benutzung
- Kopfteillänge 550 mm (Modell 1000, 1050) mit Nasenschlitz und Füllpolster, 750 mm (Modell 1030) in Design-Halbrund-Form (ohne Nasenschlitz und Füllpolster)
- Durch Gasdruckfeder stufenlos verstellbar: Kopfteil (550 mm) von -35° bis +40°; Kopfteil (750 mm) positiv bis +75° (Sitzposition); bei 3-teiliger Ausführung Fußteil positiv bis +50°
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 1950 x 700 mm (L x B)
- Optionale Breite: 800 mm
- Max. Belastbarkeit: 225 kg

Zubehör und weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage, z. B.

- Fahrbarkeit auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Papierrollenhalter
- Fußbetätigungsstangen mit Sicherheitsverstellrichtung (Stange treten = Liege fährt hoch, Stange anheben = Liege fährt runter)
- Entfall Nasenschlitz

Bitte bei Bestellung die gewünschte Polsterfarbe angeben.

Abbildungen der Seite zeigen: zum Teil Zusatzoptionen

Alle Liegen dieser Seite max. 225 kg



Modell	1000E (2-teilig)	1000/H (2-teilig)	1030E (2-teilig)	1030/H (2-teilig)	1050E (3-teilig)	1050/H (3-teilig)
Höhenverstellung	elektromotorisch (480 – 920 mm)	hydraulisch (470 – 920 mm)	elektromotorisch (520 – 960 mm)	hydraulisch (510 – 960 mm)	elektromotorisch (500 – 940 mm)	hydraulisch (490 – 940 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	126611	118574	126615	126618	126622	119723
weißaluminium (RAL 9006)	126612	126614	126616	126619	126623	126634
graualuminium (RAL 9007)	126613	118575	126617	126620	126624	119724
€	2.104,00	1.990,00	2.363,00	2.242,00	2.582,00	2.463,00

Liegen mit elektromotorischer Höhenverstellung sind serienmäßig mit Handschalter ausgestattet. Der Drei-Stufen-Fußschalter ist optional wählbar.

Serie DX1 Transport- und Aufwachliege

- Gestell pulverbeschichtet
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- Durch Gasdruckfeder stufenlos verstellbar: Kopfteil (550 mm) positiv bis +65 °; Kopfteil (750 mm) positiv bis +75° (Sitzposition); bei 3-teiliger Ausführung Fußteil positiv bis +50 °
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Liegenpolster in halbsoft-Ausführung, Polsterstärke 70 mm
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße der Liegefläche / gesamt: 1950 x 700 mm / 2060 x 780 mm (L x B)
- Max. Belastbarkeit: 225 kg



Modell	1 1090/H (2-teilig)	2 1093/H (2-teilig)	3 1095/H (3-teilig)
Höhenverstellung	(500 – 950 mm)	(540 – 990 mm)	(520 – 970 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	123294	126627	123296
weißaluminium (RAL 9006)	126626	126628	126631
graualuminium (RAL 9007)	123295	126629	123297
€	3.524,00	3.671,00	3.995,00



Auch mit 4 Motoren



Wissenswertes zur Multiline Infusions- und Transfusionstherapie-Liege

Abbildung zeigt:

Alle Liegen zeigen Zusatzoptionen!

Multiline Next IT Infusions- und Transfusionstherapie-Liege

- Mit 3 oder 4 Motoren für stufenlose Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil (sehr schnelle und leise Motoren)
- Trendelenburglagerung / Schocklagerung
- Rückenteilverstellung -5 ° bis 78 °, Neigung Beinteil bis 90 °
- Komfortable Polsterung (7,5 cm) mit wenig Nähten
- Modell 4 Motoren Höhenverstellung 54 – 75 cm
- Doppel-Lenkrollen Ø 10 cm
- Stellfläche als Stuhl: 110 × 78 cm / Liege: 196 × 78 cm
- Liegefläche: 192 × 78 × 54 cm (L × B × H-Einstieg)
- Max. Belastbarkeit: 220 kg

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Zentralarretierung	121011	2.540,00
mit Zentralarretierung	121012	2.840,00
mit 4 Motoren – mit Zentralarretierung und ausklappbaren Fußstützen	123248	3.500,00

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
Nackenrolle	122614	59,00
Infusionsstangenhalter	121027	156,00
Infusionsstange	121058	115,00
Schiebegriff mit Papierrollenhalter	121059	138,00
Schonbezug für Beinteil	121060	69,00
Fuß-/Notschalter	121414	170,00

sita Infusions- und Transfusionstherapie-Liege / Blutabnahme

- Mechanisch verstellbare Rückenlehne und Beinauflage
- Separate und stufenlose Verstellung von der Sitz- bis zur Liegeposition mittels Gasdruckfeder
- Inkl. verschiebbarer Nackenrolle
- Mit gepolsterten Armauflagen
- Untergestell aus beschichtetem Stahl
- 4 einzelgebremste, feststellbare Doppelrollen Ø 10 cm
- Maße Sitzfläche: 50 × 55 × 49 cm (B × H × T)
- Maße Gesamt: 63 × 126 × 82 cm (B × H × T)
- Liegefläche: 185 cm
- Max. Belastbarkeit: 220 kg
- Ausführung mit Premium-Polster Aufpreis € 140,00



Wissenswertes zur sita Infusions- und Transfusionstherapie-Liege

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Rollen	171077	1.250,00
mit Rollen	171078	1.350,00

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
Infusionsstange mit Halter	120990	258,00
Schutzfolie für Beinauflage	120991	69,00
Blutabnahme Armauflage (für die Montage der Armauflage an der sita sind notwendig: Halter und Normschiene)	185066	226,00
Halter (1 Stück)	129831	80,00
Normschiene (1 Paar)	112731	162,00

Pflegeset Carisma

- Für Greiner-Bezugsstoffe
- Reinigt ohne Zusatz von Lösemitteln
- Auffrischung der Oberfläche
- Mit speziellem, wiederverwendbarem Hochflortuch (40 × 40 cm)
- Sprühflasche mit 500 ml

Best.-Nr. 128903


€ 39,50




! Gewünschte Polsterart und -farbe bei Bestellung bitte angeben.

Viele weitere Zubehörteile für die abgebildeten Liegen auf Anfrage!

GREINER Polsterfarben



Polsterfarben premium



- Super weich und zugleich strapazierfähig
- Abriebfestigkeit nach Martindale > 300.000 Zyklen

Aufpreis € 102,00 für Multiline (andere Modelle abweichend)

Aufpreis € 20,00 für Arbeitshocker

- In Kombination mit druckentlastenden Federn für lange Liegezeiten

Aufpreis € 162,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.





Multiline Next AC+ mobile OP-Liege / -OP-Tisch

- Kurzer Rücken
- Edelstahl-Normschiene oben
- Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk (andere Kopfstützen, z. B. Vollkalotte, auf Anfrage)
- 4 Motoren für Zentralarretierung der Doppel-Lenkrollen, 12,5-cm-Lenkrollen, 1 Rad fixierbar für Geradeauslauf
- Elektromotorische Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil sowie Höhenhub (Stuhlposition mit 90 ° Neigung)
- Fußschalter/ Not-Fußschalter für Trendelenburglage
- Verkleidungsteile in Weiß
- Hochleistungs-Akkus
- Polsterbezug in schwarz, leitfähig
- Max. Belastbarkeit: 220 kg

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Multiline Next AC+	130075	6.350,00
2 Multiline Next AC+ (OP-Tisch) ohne Seitenteile	132329	6.100,00



1



2




Abbildung zeigt: optionale Zentralarretierung

2



3

4a



4b

OP-Arbeitshocker

- Gepolsterter Sitz (7,5 cm) lt. Farbkarte oder aus Integralschaum (8,5 cm) schwarz
- Mit 360° Ringauslösung oder Fußauslösung
- Sitz: Ø 36 cm oder Ø 40 cm
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Leichtlaufrollen (Ø 50 mm) mit Stoppfunktion bei Belastungswechsel
- Zentralarretierung optional (bei Ringauslösung und ohne Fußring)
- Anatomisch geformtes Polster möglich
- In unterschiedlichen Sitzhöhen

Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
Arbeitshocker			
1 Hand-Ringauslösung	49 – 61 cm	124362	219,00
2 Hand-Ringauslösung	57 – 76 cm	124363	219,00

Arbeitshocker mit Halbmondrücken, verstellbar, Handauslösung Polsterfarbe Sitz und Rückenlehne individuell kombinierbar			
Hand-Ringauslösung	49 – 61 cm	128234	484,00
3 Hand-Ringauslösung zusätzl. mit festem Fußring	57 – 76 cm	128235	532,00

OP-Arbeitshocker und -stuhl, elektrisch leitfähig, Fußauslösung, Farbe: schwarz			
4a ohne Rückenlehne	54 – 74 cm	124984	647,00
4b Rückenlehne Halbmond mit anatomischem Sitzpolster	54 – 74 cm	130077	858,00



max. 225 kg

Paket „groß“ Untersuchungsliege, Hocker und Wagen

(zur Selbstmontage)

- Hocker und Wagen serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112488-XXX € 749,00

Paket „klein“ Untersuchungsliege und Hocker

(zur Selbstmontage)

- Hocker serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112489-XXX € 526,00



1 Untersuchungsliege

- Polster: 2-teilig, Stärke: 50 mm
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Gestell Vierkantröhre, weißaluminium RAL 9006
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung +40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 112490-XXX € 349,00

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156 € 39,00

2 Drehhocker

- Sitz kunstlederbezogen
- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz, Säule verchromt
- Gebremste Doppelrollen (weiche Rollen für harte Böden)
- Höhenverstellbar durch Gasfeder 500–690 mm
- Handringauslöser
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Best.-Nr. 112493-XXX € 198,00


3 Vielzweckwagen

- Tischplatte, Einlegeboden und Schubladenblende kunststoffurniert, perlweiß 60
- Bügelgriff für Schublade in weißaluminium 9006
- 1 Schublade – Nicht mit weiteren Schubladen nachrüstbar!
- 4 Doppelrollen, Ø 75 mm (weiche Rollen für harte Böden)
- Gestell Vierkantröhre, weißaluminium RAL 9006
- Maße: 580 × 750 × 450 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 112492 € 236,00



Polsterfarben



Strapazierfähig, elastisch, mit glatter Oberfläche

EKG-Liege

- Polster: 2-teilig, Stärke 70 mm
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Gestell Vierkantröhre, weißaluminium RAL 9006
- Fußpaare mit Querverstrebung
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung + 40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 800 × 680 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 112491-XXX € 624,36

Zubehör

Papierrollenhalter Für 800 mm breite Liegen Best.-Nr. 160162 € 38,00

Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell-Bsp. EKG-Liege mit Polster weiß Best.-Nr. 112491-101



Blutentnahmestuhl

- Sitz, Rücken und Armlehnen kunstlederbezogen **schwarz**
- Gestell Vierkantröhre, weißaluminium RAL 9006
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 645 × 865 × 455 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 160683 € 423,00



Untersuchungs- und EKG-Liege

- Zweiteilige Liegefläche
- Kopfteil per Raster verstellbar
- Rahmen und Füße kunststoffbeschichtet
- Maße: 1900 × 650 / 800 × 650 mm (L × B × H)
- Belastung bis 150 kg

Liege 650 mm breit


Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	112392-XXX	319,00
weißaluminium RAL 9006	112394-XXX	319,00
lichtgrau RAL 7035	112393-XXX	319,00
Zubehör		
Papierrollenhalter	112395	61,00



max. 150 kg

Liege 800 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	112396-XXX	432,00
weißaluminium RAL 9006	112398-XXX	432,00
lichtgrau RAL 7035	112397-XXX	432,00
Zubehör		
Papierrollenhalter	112399	71,00



AGA
Sanitätsartikel



Universalliege hydraulisch höhenverstellbar

- 2-teiliges Polster, Polsterstärke: 64 mm
- Stufenlose Kopfteilverstellung per Klemmstangenmechanismus
- Hydraulische Höhenverstellung von 500 – 980 mm ohne Seitenversatz per Fußpedal
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Belastung bis 200 kg
- Maße: 1900 × 650 × 500 – 980 mm (L × B × H)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160504-XXX	2.494,00
weißaluminium RAL 9006	160508-XXX	2.494,00
lichtgrau RAL 7035	160512-XXX	2.494,00

Zubehör

Zentralverstellung

- 4 Doppelrollen Ø 125 mm
- Alle Rollen miteinander verbunden
- Je 1 Tritthebel am Kopf- und Fußende

Best.-Nr. 128227

€ 669,00



max. 200 kg

Echo-Kardiographieliege

- 2-teiliges Polster mit eingearbeitetem Ausschnitt
- Durch den Polstereinsatz (im Lieferumfang enthalten) wird diese im Handumdrehen zur Universalliege
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) über Klemmstangenmechanismus verstellbar
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Polsterhöhe: 64 mm
- Maße: 1900 × 650 × 650 mm (L × B × H)
- Maße Ausschnitt: ca. 315 × 250 mm (L × B)
- Belastung bis 200 kg

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	115546-XXX	1.041,00
weißaluminium RAL 9006	115547-XXX	1.041,00
lichtgrau RAL 7035	115548-XXX	1.041,00



AGA-POWER-MAT Multifunktionsstuhl

Verstellmöglichkeiten:

- Rückenteilverstellung +45° / -20°
- Trendelenburg 20°
- Antitrendelenburg 8°
- Sitzteilverstellung +40° / -10°
- Elektromotorische Höhenverstellung 800 – 1100 mm
- Kopfteilverstellung +30° / -30°
- Beinauflagenverstellung 0° / -90°
- Polster elektrisch leitfähig (schwarz)
- Belastung bis 150 kg

Mit einem kunststoffbeschichteten Stahlrohrgestell (ohne Abb.)

Best.-Nr. 153773 € 5.751,00



Mit Edelstahlgestell und einer Edelstahlsockelabdeckung

Best.-Nr. 153774 € 8.031,00

Zubehör (optional)

Zentralverstellung, Fußschalter und Papierrollenhalter

AGA Polsterfarben



Weitere Polsterfarben auf Anfrage.



Jetzt mehr erfahren:
AGA-POWER-MAT
Multifunktionsstuhl

Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen. Bestell-Bsp. Universalliege Gestell lichtgrau mit Polster blau Best.-Nr. 160512-103

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de

Co-med
ALLES FÜR IHRE PRAXIS

AGA Untersuchungsliegen mit hoher Belastbarkeit

Schwerlastliegen – XXL-Liegen

- Kopfverstellung stufenlos +40°
- Polster: 64 mm
- Maße: 1900/2000 × 800 × 650 mm (Standard-/Sonderlänge × B × H)
- Höhenverstellbare Modelle in Standardlänge



max. 300 kg



Abbildung zeigt:
Liege mit Papierrollenhalterstange



Standardlänge (1900 mm)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160496-XXX	1.055,00
weißaluminium RAL 9006	160497-XXX	1.055,00
lichtgrau RAL 7035	160498-XXX	1.055,00

Sonderlänge (2000 mm)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160499-XXX	1.237,00
weißaluminium RAL 9006	160501-XXX	1.237,00
lichtgrau RAL 7035	160502-XXX	1.237,00

Hydraulisch höhenverstellbar (650 – 850 mm), Standardlänge

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	118568-XXX	2.837,00
weißaluminium RAL 9006	118569-XXX	2.837,00
lichtgrau RAL 7035	118570-XXX	2.837,00

Elektromotorisch höhenverstellbar (650 – 850 mm), Standardlänge

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	118571-XXX	2.876,00
weißaluminium RAL 9006	118572-XXX	2.876,00
lichtgrau RAL 7035	118573-XXX	2.876,00



max. 300 kg



Blutentnahmestuhl

- Gestell aus Flachovalstahlrohrprofil lackiert lichtgrau RAL 7035 (auf Wunsch auch in weißaluminium RAL 9006 oder reinweiß RAL 9010)
- Rücken-, Sitzteile und Armauflagen gepolstert
- Maße Sitzteil: 625 × 455 mm (B × T)
- Sitzhöhe: 500 mm
- Abstand zwischen Armlehnen: ca. 620 mm

Best.-Nr. 114815-XXX € 647,00



Wandklappliege

- Füße einzeln voneinander ausklappbar und mit Einklickschutz gegen ungewolltes Einklappen gesichert
- Inkl. einer mehrfach verstärkten Wandbefestigung (Länge inkl. Wandbefestigung 2014 mm)
- 800 mm breite Liegen sind in der Höhe von 900 mm ausgelegt
- Liegenlänge: 1900 mm
- Kopfteil: 500 mm
- Belastung bei richtiger Montage: bis 200 kg
- Liege 650 mm breit in den Höhen 700, 750 und 800 mm erhältlich (Bitte bei Bestellung angeben!)

Bitte nicht vergessen! Bei Bestellung Farb-Nr. für Polster an Best.-Nr. anhängen. AGA Polsterfarben Seite 199.

Liege 650 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	113727-XXX	1.092,00
weißaluminium RAL 9006	113791-XXX	1.092,00
lichtgrau RAL 7035	113789-XXX	1.092,00

Liege 800 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	113880-XXX	1.231,00
weißaluminium RAL 9006	113883-XXX	1.231,00
lichtgrau RAL 7035	113882-XXX	1.231,00

Blutentnahmestuhl

- Gestell aus Flachovalstahlrohrprofilen lackiert
- Rücken-, Sitzteile und Armauflagen gepolstert
- Sitzhöhe: ca. 500 mm
- Abstand zwischen den Armlehnen ca. 450 mm
- Belastbarkeit bis 150 kg



Gestell	Best.-Nr.	€
lichtgrau RAL 7035	131915-XXX	399,00
weißaluminium RAL 9006	131916-XXX	399,00
reinweiß RAL 9010	131917-XXX	399,00

Instrumentenzureichtisch

- Mit 3 elektrisch, leitfähigen Rädern, davon 2 feststellbar
- Gestell aus CrNi-Stahl
- Maße der Platte: 600 × 400 mm
- Stufenlose Höhenverstellung von 840 bis 1435 mm
- Seitliche Aufkantung ca. 15 mm



Best.-Nr. 160559

€ 548,00



AGA-POWER-LIFT Röntgentisch

- Röntgenstrahlendurchlässige PE-Regenerat-Trägerplatten (15 mm)
- Fußgestell der Röntgentische serienmäßig mit Bodenausgleichsschrauben
- Zwischen den Antrieben keine Metallteile
- Elektromotorische Höhenverstellung per Handschalter (mit Höhen- und Neigungsverstellung auf Anfrage)
- Kopfteil der 2-teiligen Ausführung per Raster verstellbar (Kopfteil standardmäßig auf der rechten Seite)
- Bereich des Kopfteils und der Übergang zur Liegefläche nur bedingt röntgenfähig (Scharniere)
- Hubsäulen aus eloxiertem Leichtmetall
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Höhenverstellung: 550 – 800 mm
- Maße: 1900 × 650 mm (L × B)
- Max Belastbarkeit 150 kg
- Gewicht: 90 kg



Jetzt mehr
erfahren: AGA-
POWER-LIFT



Abbildungen zeigen:
Zusatzoptionen



Zubehör

Zentralverstellung

- 4 Doppelrollen Ø 125 mm
- Alle Rollen miteinander verbunden
- Je 1 Tritthebel am Kopf- und Fußende

Best.-Nr. 128227

€ 669,00

Polsterauflage

- Mit Klettverschlüssen
- Farbe: schwarz (weitere Farben auf Anfrage)
- Maße: 1900 × 650 × 40 mm (H × B)

Best.-Nr. 128312

€ 217,00

Gestell	Best.-Nr. 1-teilig	€	Best.-Nr. 2-teilig	€
lichtgrau RAL 7035	128221	3.511,00	128224	3.844,00
weißaluminium RAL 9006	128222	3.511,00	128225	3.844,00
reinweiß RAL 9010	128223	3.511,00	128226	3.844,00



OP-Hocker

- Mit 5-armigem, poliertem Aluminium Fußkreuz (Ø 610 mm)
- Serienmäßig mit weichen, gebremsten, elektrisch leitfähigen Doppelrollen für harten Boden
- Sitzpolster: Ø 380 mm
- Polsterstärke: 75 mm
- Polster schwarz aus elektrisch leitfähigem Kunstleder (Baumwoll- / Polyester-Mischgewirke, Beschichtung aus 100 % PVC-Compound)
- Belastbarkeit: 140 kg

Ausführung	Höhenverstellung	Best.-Nr.	€
Fußring	460 – 580 mm	128228	656,00
Handhebel	430 – 550 mm	128229	374,00
Handhebel	520 – 700 mm	128230	401,00

OP-Drehstühle

- Mit 5-armigem, poliertem Aluminium Fußkreuz (Ø 610 mm)
- Serienmäßig mit weichen, gebremsten, elektrisch leitfähigen Doppelrollen für harten Boden
- Sitzpolster: Ø 380 mm mit leichter Neigung (3°) zur Rückenlehne
- Polsterstärke: Sitz 75 mm / Rückenlehne 45 mm
- Rückenlehne neigbar und um 160 mm höhenverstellbar
- Polster schwarz aus elektrisch leitfähigem Kunstleder (Baumwoll- / Polyester-Mischgewirke, Beschichtung aus 100 % PVC-Compound)
- Belastbarkeit: 140 kg

Ausführung	Höhenverstellung	Best.-Nr.	€
Fußring	490 – 610 mm	128231	735,00
Handhebel	460 – 580 mm	128232	453,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de

Co-med
ALLES FÜR IHRE PRAXIS



Innovative Ideen für moderne Medizintechnik

Seit über 95 Jahren entwickelt die Firma SCHMITZ medical Ideen, konzipiert und produziert erfolgreich marktgerechte Produkte, die durch Funktionalität, Qualität und Design mit einem Plus an Sicherheit und Komfort überzeugen. Zuverlässiger Partner im Markt ist der medizintechnische Fachhandel.



1 Untersuchungsliege

- Polster: 2-teilig, Stärke: 50 mm (comfort Polster gegen Aufpreis € 50,00)
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung +40 °
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)

Zur Reinigung, Desinfektion und Pflege des Liegenpolsters empfehlen wir geprüfte Produkte.

Untersuchungsliege und Gerätetisch mit Gestell aus Vierkantrrohr pulverbeschichtet in weiteren RAL-Farben lieferbar.

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster
RAL 9006	116868-XXX	€ 474,00
RAL 9007	160448-XXX	€ 474,00

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156 € 39,00

2 medi-net Vielzwecktisch

- 1 Schublade mit kugelgelagerten, schwarz verzinkten Präzisions-schienen, Tischplatte, Einlegeboden und Schubladenblende kunststoffurniert, perlweiß 60, 4 Doppelrollen, Ø 75 mm
- Mit 2 weiteren Schubladen nachrüstbar
- Maße: 580 × 750 × 450 mm (B × H × T)

Gestell RAL 9002 Best.-Nr. 160100 € 301,00

Gestell RAL 9007 Best.-Nr. 160670 € 301,00

3 Drehhocker

- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz
- Mit gebremsten Doppelrollen
- Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder
- Handringauslöser
- Säule verchromt
- Sitz kunstlederbezogen (comfort Polster gegen Aufpreis € 15,00)
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Hocker mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 116701-XXX € 263,00

Bitte bei Bestellung die Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell-Bsp. Untersuchungsliege mit classic Polster weiß Best.-Nr. 116868-101





Vielfältige Farbauswahl
mit Comfort-Polsterung
(gegen Aufpreis,
Seite 204)



Alle Liegen **max. 225 kg**



varimed® Untersuchungsliege

- 2-teilig mit Nivellierfüßen
- Polsterstärke: 70 mm
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)
- Sichere Arbeitslast: 225 kg

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster	Comfort-Polster
RAL 9006 weißaluminium	116869-XXX	€ 554,00	+ € 50,00
RAL 9007 grau aluminium	160454-XXX	€ 554,00	+ € 50,00

Zubehör

Papierrollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156

€ 39,00



varimed® EKG-Untersuchungsliege

- 2-teilig mit Nivellierfüßen
- Einschlagbare Fußpaare mit Querstrebe
- Polsterstärke: 70 mm
- Maße: 1950 × 800 × 680 mm (L × B × H)
- Sichere Arbeitslast: 225 kg

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster	Comfort-Polster
RAL 9006 weißaluminium	116870-XXX	€ 892,00	+ € 65,00
RAL 9007 grau aluminium	160457-XXX	€ 892,00	+ € 65,00

Zubehör

Papierrollenhalter für 800 mm breite Liegen

Best.-Nr. 160162

€ 39,00

Weitere RAL-Farben
auf Anfrage.



varimed® Untersuchungs- und Massageliege

- 2-teilig mit Quer- und Längsstrebe
- Gestell pulverbeschichtet
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Totalfeststellern, 1 mit Richtungsfeststeller, elektrisch leitend
- Wandabweiser Ø 150 mm
- Polsterstärke: 70 mm
- Kopfteilverstellung +40 °
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)
- Sichere Arbeitslast: 225 kg

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster
RAL 9006 weißaluminium	130083-XXX	€ 984,00
RAL 9007 grau aluminium	160467-XXX	€ 984,00


Zubehör

Seitengitter mit Seitenschiene

- Für Vierkantrohrliegen
- Mit Befestigungskloben
- Absenkbar bis auf Polsterhöhe
- Seitengitter auf Seitenschiene verschiebbar
- Verchromt

Best.-Nr. 130084

€ 400,00



Alle Liegen mit Gestell aus Vierkantrohr pulverbeschichtet
(RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9007 grau aluminium).

Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell-Bsp. Untersuchungsliege RAL 9006 mit classic Polster silbergrau Best.-Nr. 116869-102.





Untersuchungs- und Behandlungsliege

- Höhenverstellung von 500–920 mm (hydraulisch über Fußpumpenhebel oder elektromotorisch über Fuß- oder Handbedienung)
- Ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert des Bedienelement
- Aus Sicherheitsgründen wird die Funktion der Höhenverstellbarkeit mittels Doppelklick auf Hand- oder Fußbedienung ausgelöst
- Kopfteil über Gasfeder von -20° bis +40° verstellbar
- Polster 2-teilig: 70 mm (comfort Polster gegen Aufpreis € 51,00)
- Gestell pulverbeschichtet
- Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau
- 4 Nivellierfüße, nicht elektrisch leitfähig
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 500–920 mm (L × B × H)

Hydraulisch höhenverstellbar über Fußpumpenhebel

Gestell	Best.-Nr.	classic Polster
RAL 9002	112501-XXX	€ 2.171,00
RAL 9007	112502-XXX	€ 2.171,00
RAL 9006	112503-XXX	€ 2.171,00

Elektromotorisch höhenverstellbar über Fußbedienung mit Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil

Weitere Hand- und/oder Fußbedienungskombinationen auf Anfrage.

Gestell	Best.-Nr.	classic Polster
RAL 9002	112504-XXX	€ 2.451,00
RAL 9007	112505-XXX	€ 2.451,00
RAL 9006	112506-XXX	€ 2.451,00

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrolle bis 590 mm Breite (auch für Universal-Untersuchungsliege)

Best.-Nr. 153783 € 117,00

Fahrbarkeit

- 4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm, 2 elektrisch leitend, 1 mit Richtungsfeststeller
- Zentralfeststellung je Achse

Best.-Nr. 114005 € 364,00

Nasenschlitz im Kopfteil

Best.-Nr. 114006 € 118,00



Seitengitter

- Länge: 990 mm
- Unter Liegenflächenniveau versenkbar
- Pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006

Best.-Nr. 114230 **Paar € 927,00**



Halterung für Fußbedienung

- Stahl, pulverbeschichtet RAL 9006
- Mit gesicherter Montage gegen versehentliches Auslösen

Best.-Nr. 130085 € 199,00



- **Großer Höhenverstellbereich**
- Bei Verstellung kein Versatz des Oberteiles
- Beinfreiheit durch ausgeformtes Unterteil



Auch in 800 mm Breite erhältlich!

SCHMITZ Polsterfarben


comfort Polster

Hohe Elastizität und Biegsamkeit für hohen Sitz- und Liegekomfort, mit glatter Oberfläche und anti-mikrobieller Eigenschaft.

(gegen Aufpreis – modellabhängig)

classic Polster

Strapazierfähig, elastisch, mit glatter Oberfläche



Lackierungen

Sie haben viele Möglichkeiten Ihre Einrichtung ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten. Kombinieren Sie die Polsterfarben mit der großen Auswahl an Lackierungen.



SCHMITZ-Farbkarte für Lackierungen bitte anfordern.

Farbig passende Schutzunterlagen finden Sie auf Seite 42.



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



medi-matic® - Herausragende Ergonomie, einfache Handhabung und innovative Hygienestandards



medi-matic® 115.9 Behandlungs- und Untersuchungsstuhl

- Niedrige Einstiegshöhe bei 470 mm, höhenverstellbar bis 900 mm
 - Hoher Patientenkomfort durch 16 Lagerungspositionen, speicherbar und intuitiv abrufbar
 - Flexibilität durch Mobilität (verschiedene Versionen der Fahrbarkeit optional)
 - Handbedienung mit Display und schwenkbarer Halterung
 - Automatisch immer waagerechte Sekretschale
 - Antimikrobielle Lackierung (farbabhängig) und Polster
-
- Sitz-, Rücken- und Kopfteil körperbetont gepolstert
 - Sekretschale aus Edelstahl mit Komforthalterung, im Kunststoffrahmen, immer in waagerechter Position, ausziehbar und herausnehmbar, 325 x 355 x 65 mm (B x L x H), 5,5 Liter
 - Magazin für Papierrolle bis 500 mm Breite
 - Mit kabelgebundener Hand- und Fußbedienung zur Aktivierung der Verstell- und Memoryfunktionen (Funktionsumfang ausstattungsabhängig)
 - Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidungen und Kunststoffabdeckungen silber, Säulenverkleidung und Seitenteileblenden pulverbeschichtet nach Farbkarte, Polsterbezug nach Farbkarte
 - Beinlagerungsaufnahme, hiermit können Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff schnell entnommen oder einzeln waagerecht geschwenkt werden
 - Anschlusskabel 3,00 m mit Netzstecker (auf Wunsch auch vorbereitet für Festanschluss / Bodenanschluss, ohne Netzkabel)
 - Anschluss: 100 – 240 V, 50/60 Hz, max. 0,5 kW
 - Sichere Arbeitslast: 300 kg



max. 300 kg



Abbildung zeigt:
medi-matic® mit Fußstützen



Best.-Nr. 129000


€ 10.537,00



Elektromotorisches Beinhaltergelenk



Fußstützen



Kunstlederbezug



Beinhalter nach Göpel



Kopfpolster



Beinplatte (integriert)



Beinplatte (aufsteckbar)



Schutzbezug für das Sitzpolster



Schutzbezüge



LED-Untersuchungsleuchte

Zubehör

1 Elektromotorisches Beinhaltergelenk

- Vorbereitung des medi-matic® für das elektromotorisch verstellbare Beinlagerungssystem

Best.-Nr. 129001 € 1.109,00

2 Fußstützen (Paar)

- Mit integriertem, pulverbeschichteten Handgriffbügel, schwenk- und feststellbar

Best.-Nr. 129002 € 1.744,00

3 Kunstlederbezug (Paar)

- Für Handgriffbügel der Fußstützen, mit Reißverschluss, nach Farbkarte

Best.-Nr. 129003 € 118,00

4 Beinhalter nach Göpel (Paar)

- Mit integriertem, pulverbeschichteten Handgriffbügel, Integralschaumpolster silbergrau

Best.-Nr. 129113 € 2.029,00

Kunstlederbezug (Paar)

- Für Handgriffbügel der Beinhalter nach Göpel, mit Reißverschluss, nach Farbkarte

Best.-Nr. 129089 € 118,00

5 Kopfpolster

- Mit Magnetbefestigung, Kunstlederbezug nach Farbkarte, auch nutzbar als Lordosestütze

Best.-Nr. 129004 € 204,00

6 Beinplatte integriert

- Im Sitzrahmen integriert, herausziehbar, mit Polster aus „Soft-Touch“-Kunststoff (PTE), grau
- Sichere Arbeitslast: 50 kg

Best.-Nr. 129005 € 1.114,00

Mit weiterem Spezialzubehör ist dieser Untersuchungsstuhl auch für die Urologie und Urodynamik einsetzbar.

7 Beinplatte (aufsteckbar)

- Aufsteckbar, gepolstert, Kunstlederbezug nach Farbkarte
- Sichere Arbeitslast 50 kg
- Nur verwendbar zusammen mit integrierter Beinplatte (Best.-Nr.: 129005)

Best.-Nr. 129090 € 637,00

8 Schutzbezug für das Sitzpolster

Best.-Nr. 129091 € 103,00

9 Schutzbezüge (Paar)

- Aus durchsichtigem Kunststoff, für Fußstützplatten

Best.-Nr. 129092 € 47,00

10 LED-Untersuchungsleuchte

- In den medi-matic® integriert
- Nicht mit allen Zubehörkombinationen möglich. Bitte kontaktieren Sie Ihren Co-med Fachhändler

Best.-Nr. 129094 € 1.634,00

LED Ambientebeleuchtung

- Beidseitige LED-Beleuchtung unterhalb des Sitzteils
- Farbauswahl mit 16 verschiedenen Farben
- Einfach wechselbar im Menü der Handbedienung
- Abgestimmter Farbton voreingestellt auf die gewählte Polsterfarbe (weißes LED-Licht bei braunem, schwarzem und grauem Polsterfarbton)

Best.-Nr. 129007 € 461,00

Fahrbarkeit

- 2 Doppelrollen Ø 75 mm, 4 Bockrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, mit Zentralfeststellung

Best.-Nr. 129093 € 579,00

2 Steckdosen (o. Abb.)

- Gemäß EN 60601-1, beide schaltbar über Handbedienung

Best.-Nr. 129006 € 262,00

Zur Reinigung, Desinfektion und Pflege des Liegenpolsters empfehlen wir geprüfte Produkte.

Wichtige Information zu Nummer 10: Nicht mit allen Zubehörkombinationen möglich.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de

Co-med
ALLES FÜR IHRE PRAXIS

arco – Funktionalität, hoher Komfort und innovative Technik



Serienmäßige Ausstattung - Behandlungs- und Untersuchungsstuhl

- Sitz-, Rücken- und Kopfteilpolster ergonomisch gepolstert
- Sekretschale aus Chromnickelstahl, im Kunststoffrahmen, in fester Position pendelnd gelagert, herausnehmbar, 325 × 175 × 65 mm (B × L × H), 2,5 Liter Volumen
- Magazin zur Aufnahme von 400 oder max. 500 mm breiten Papierrollen, max. Ø 140 mm, Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über Sitzpolster
- Mit Fußbedienung, Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidung silber
- Rahmen pulverbeschichtet und Polsterbezug jeweils nach Farbkarte
- Mit Beinlagerungsaufnahme, Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff können schnell entnommen oder einzeln waagrecht geschwenkt werden
- Sichere Arbeitslast: 250 kg



arco 100

- Beckenhochlagerung elektromotorisch
- Rückenteil im feststehenden Winkel (50 °) mit dem Sitzteil verbunden
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar (550 – 1000 mm)
- Verstellfunktion über Fußbedienung

Best.-Nr. 122366

€ 3.986,00

arco 100 M

Ausführung wie arco 100, jedoch zusätzlich:

- Memory-Funktion für 2 Positionen
- Verstell- und Memory-Funktion über Hand- und Fußbedienung

Best.-Nr. 122367

€ 5.137,00

arco 200 M

Ausführung wie arco 100, jedoch zusätzlich:

- Memory-Funktion für 4 Positionen
- Beckenhochlagerung und optionale Fußstützen elektromotorisch verstellbar
- Verstell- und Memory-Funktion über Hand- und Fußbedienung

Best.-Nr. 122368

€ 6.488,00

Vielleitige Auswahl an Polsterfarben und Lackierungen finden Sie auf Seite 204




Weitere Ausstattungsvarianten sind lieferbar. Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler ausführlich beraten!



Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Fußstützen (Paar)	122369	1.1797,00
2 Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar)	122370	2.062,00
3 Kopfpolster	122372	204,00
4 Schutzbezüge für Fußstützplatten (Paar)	122373	47,00
Kolposkophalterung rechts oder links montierbar (für Systeme Leisegang, Leica, Kaps, Zeiss) pulverbeschichtet RAL 9008, weißaluminium	123241	674,00



arco mit Orbit– Das Einrichtungskonzept für die gynäkologische Praxis

Abbildungen ähnlich



Komplettangebot für Ihre Praxis

GYN-Paket 1

Best.-Nr. 114147

Bestehend aus	€
arco Untersuchungs- und Behandlungsstuhl ohne Beinhalter und Zubehör (für weitere Ausstattung siehe gegenüberliegende Seite)	3.986,00
1 Ver- und Entsorgungsmodul	3.958,00
2 Versorgungsmodul	1.535,00
3 Untersuchungssitz	1.300,00
Gesamt	10.779,00
Unser Paketpreis	nur 10.240,00



GYN-Paket 2

Best.-Nr. 114148

Bestehend aus	€
arco Untersuchungs- und Behandlungsstuhl ohne Beinhalter und Zubehör (für weitere Ausstattung siehe gegenüberliegende Seite)	3.986,00
1 Ver- und Entsorgungsmodul	3.958,00
2 Versorgungsmodul	1.535,00
4 Drehhocker	354,00
Gesamt	9.833,00
Unser Paketpreis	nur 9.340,00



Flexible Einzelmodule für Ihre Praxiseinrichtung

1 Ver- und Entsorgungsmodul

- Kunststoffaufsatz aus ABS, silbergrau
- Mit Behandlungsset zur Aufnahme von Instrumenten, Medikamenten, Einwegmaterial usw.
- 1 Schubladen Typ 6 B, 1 Schublade Typ 6 D, 1 Entsorgungsschublade
- Elektromotorisches Öffnen durch Antippen der Blende
- Schließen mechanisch
- Herausnehmbarer 12 Liter CNS-Behälter (für 5 Liter Flüssigkeit)
- Siebeinsatz für ca. 15 Spekula
- 8 Liter Kunststoffbehälter
- Maße: 625 × 995 × 530 mm (B × H × T)
- Zusätzliche Vorwärmung in der Schublade Typ 6 D möglich

Best.-Nr. 114018 € 3.958,00

SCHMITZ Polsterfarben Seite 204.
SCHMITZ-Farbkarte für Lackierungen bitte anfordern.

2 Versorgungsmodul

- 4 Schubladen Typ 6 D
- Maße: 625 × 760 × 530 mm (B × H × T)
- Zusätzliche Vorwärmung in beiden oberen Schubladen Typ 6 D möglich

Best.-Nr. 114020 € 1.535,00

Vorwärmung für Schublade Typ 6 D

- Temperatureinstellung und -überwachung über Display
- Einstellbar bis max. 40 Grad
- Für Instrumente z. B. Spekula
- Kabel mit Netzstecker ca. 5 m lang

Best.-Nr. 114019 € 1.102,00

3 Untersuchungssitz

- Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug comfort-Polster
- Gasfederhöhenverstellung: 490–690 mm
- Fußringauslösung
- 5-Fußkreuz pulverbeschichtet grau aluminium RAL 9007
- Elektrisch leitende Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm für glatte Böden
- Umlaufender schwarzer Stoßschutz

Best.-Nr. 114021-XXX € 1.300,00

4 Drehhocker

- 5-strahliger Aluminium-Fuß poliert
- Säule verchromt
- Gebremste Doppelrollen für glatte Böden
- Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder
- Handringauslösung
- Sitz kunstlederbezogen comfort-Polster

Best.-Nr. 114022-XXX € 354,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de

Co-med
ALLES FÜR IHRE PRAXIS



arco-matic® – Die neue Generation gynäkologischer Untersuchungsstühle



arco-matic® 200 M

Serienmäßige Ausstattung Behandlungs-und Untersuchungsstuhl

- Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Memory-Funktion für 4 Positionen
- Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 bis 1000 mm
- Aktivierung der Verstell- und Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung
- Ergonomisch gepolstert
- Sekretschale aus Chromnickelstahl pendelnd gelagert (325 × 175 × 65 mm / B × L × H), 2,5 Liter
- Magazin für Papierrollen (400–500 × 140 mm / B × Ø), abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur Sitzpolster
- Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben
- Kunststoffverkleidung silber
- Sichere Arbeitslast: 250 kg

Best.-Nr. 123057

€ 8.626,00

arco-matic® 300 M

Ausführung wie arco-matic® 200 M zusätzlich

- Elektromotorische Verstellung der optionalen Fußstützen

Best.-Nr. 123240

€ 9.355,00

Weitere Ausstattungsvarianten sind lieferbar. Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler ausführlich beraten!

Zubehör


Artikel	Best.-Nr.	€
1 Beinplatte im Sitzrahmen integriert, herausziehbar, Auflage aus Soft-Touch-Kunststoff (TPE), grau, sichere Arbeitslast 50 kg, Polstermaße: 480 × 30 × 373 mm (B × H × L)	123599	1.114,00
2 Aufsteckbare Beinplatte (nur verwendbar mit integrierter Beinplatte, 123599)	129090	637,00
3 Fußstützen (Paar)	123058	1.744,00
4 Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar)	123249	2.029,00
5 Kopfpolster mit Magnetbefestigung	122372	204,00
Schutzbezüge für Fußstützplatten (Paar) (o.Abb.)	122373	47,00
Kolposkophalterung (Leisegang, Leica, Kaps, Zeiss) (o. Abb.)	123241	674,00



Abbildung zeigt:
Fußstützen und Farbblende



Abbildung zeigt:
optionale Zusatzausstattung



vidan®2 – Das Full-HD Videokolposkop

Präzise, lichtstark, komfortabel:

Das weltweit erste integrierte Videokolposkop mit Full-HD und 21,5 Zoll Monitor

Die innovative Hightech- Ergänzung für gynäkologische Untersuchungsstühle von SCHMITZ der Serie medi-matic®.

Ergonomische Sitzhaltung


- Untersuchungen mit vidan®2 können in einer ergonomisch optimalen und nicht ermüdenden Sitzposition erfolgen, wodurch die Arbeit des Arztes erleichtert wird

Diagnosesicherheit

- Hochaufgelöste Bilder und Videos in Full-HD Qualität
- Schwenkbarer 21,5 Zoll Monitor für eine großformatige Bildwiedergabe sowie exakte Darstellung des Untersuchungsbereiches
- Integrierte, leistungsstarke Leuchte mit extra starkem, zuschaltbarem Untersuchungslicht
- Grünlicht und zusätzlicher elektronischer Grünfilter zur besseren Gewebedarstellung bei Abstrichen

Platz- und Zeitersparnis

- Automatische Fokussierung sowie zwei frei definierbare Vergrößerungen auf Tastendruck
- Schnelle und einfache Dokumentation der Untersuchungsbefunde durch eine Foto- und Videofunktionstaste
- Übersichtliche Anordnung aller Bedienelemente (Ein-/Ausschalttaste, Fokussierabstand, Bild/Video Speichertaste, Bildausschnitte vergrößern oder verkleinern, 6-fach/15-fach Vergrößerung, Bild einfrieren, Grünlicht/-filter, Weißlicht, Stufen 0 – 2)
- Frei schwenkbar, so dass das Gerät platzsparend geparkt werden kann
- Die im Lieferumfang enthaltene SCHMITZ-Software ermöglicht über eine Netzwerkanbindung die Speicherung von Bildern und Videos und das Anlegen von Verzeichnissen auf dem PC. Zusätzlich lassen viele Arztinformationssysteme eine Übernahme der Bilddaten und Videos auch in die Patientenakte zu.



Autofokus – Bei einem Arbeitsabstand von 300–400 mm erfolgt eine automatische Fokussierung unabhängig vom Zoomfaktor



Untersuchungen mit dem vidan®2 fallen in Deutschland unter die abrechnungsfähige Abklärungskolposkopie!

Videokolposkop vidan®2 integriert

- Autarkes System mit integriertem Rechner und 21,5" Touchscreen Monitor
- Videokolposkop auf frei positionierbarem Schwenkarm, aus Patientensicht rechts montiert, mit LED Beleuchtung (Monitorarm standardmäßig aus Sicht der Patientin in linksseitiger Ausführung)
- Monitor dreh-, neig- und schwenkbar (Monitorarm mit 160° Schwenkbereich)
- Monitorarm pulverbeschichtet in Stuhlfarbe
- Videokolposkop mit Schwenkarm in RAL 9006 weißaluminium lackiert
- Monitor in grau/anthrazit mit zusätzlicher Bild/Video-Speichertaste auf der Fußbedienung
- Mit Netzwerkschnittstelle, HDMI- und USB-Eingang
- Inklusive vorinstallierter SCHMITZ vidan®2 Software zur Betrachtung und Archivierung

Best.-Nr. 123250

€ 18.174,00

Das integrierte Videokolposkop vidan®2 113.0007.0 ist lieferbar mit dem Kauf eines medi-matic® Untersuchungsstuhles.

Videokolposkop vidan®2 mobil

wie vidan®2 zusätzlich mit:

- Monitor in 3 Höhenstufen feststellbar
- WLAN
- Rollstativ mit 5 feststellbaren Rollen (Ø 100 mm) zur flexiblen Positionierung

Best.-Nr. 124851

€ 19.640,00



Konnektivitätspakete

- Zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten des vidan®2
- Paket enthält einen zusätzlichen HDMI-Eingang und -Ausgang
- Für vidan®2 mobil NICHT nachrüstbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
vidan®2 integriert	123251	342,00
vidan®2 mobil (nicht nachrüstbar)	124852	1.856,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produktanweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de

Co-med
ALLES FÜR IHRE PRAXIS



Mobile Operationstische für höchste Präzision und Flexibilität

OPX mobilis®200 Operationstisch

Technische Daten:

Gesamtlänge ohne Kopfplatte	1780 mm
Gesamtlänge mit Kopfplatte	2130 mm
Breite der Liegefläche	540 mm
Gesamtbreite	590 mm
Fußabdeckung (Länge x Breite)	1120 x 580 mm
Durchmesser der Doppelrollen	125 mm
Höhenverstellung	690–1050 mm
Trendelenburg	30 °
Gegentrendelenburg	30 °
Rückenteil	+75 °/-50 °
Sichere Arbeitslast	185 kg
Bei Horizontallagerung max. belastbar bis	250 kg

OPX mobilis® 200

(ohne Kopf- und Beinplatte)

Best.-Nr. 154028 € 11.377,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Beinplatte einteilig	154081	1.469,00
Beinplatte geteilt (wie Abbildung)	154080	2.097,00
Kopfplatte neigbar (wie Abbildung)	154078	1.006,00
Kopfplatte zweifach verstellbar	154079	1.169,00

Aufnahme für Röntgenkassetten, röntgenfähige Tischplatte

Abnehmbare weiche SAF-Polster, druckentlastend, flüssigkeitsundurchlässig, elektrisch leitend

Minimale Fugen zwischen den Polstern, keine Quetschgefahr



max. 250 kg

Vorwählhebel für Hoch-/Tief- und Trendelenburg-/Gegentrendelenburgbewegung

Pedal für Zentralfeststellung der Rollen

Rückenteilverstellung mit Gasfederunterstützung und integriertem Sicherheitsmechanismus

Pumpenhebel für Hoch-/Tief- und Trendelenburg-/Gegentrendelenburgbewegung

Leicht zu reinigende, geschlossene Oberflächen

4 extrem leichtlaufende Doppelrollen, schwenkbar, davon 2 Rollen elektrisch leitend, mit Abdeckung als Flüssigkeitsschutz

Hygienischer Verschluss auch an der Unterseite der Fußkonstruktion mittels einer Bodenwanne



Viele weitere Modelle und weiteres Zubehör auf Anfrage!



Frakturversorgung



Arthroskopie



Gynäkologie/Urologie

OPX mobilis 200® – Der OP-Tisch für Komfort und Zuverlässigkeit in der Chirurgie! Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen!

Zubehör



1

1 Hand- und Armlagerungstisch

Tischplatte aus CrNiStahl 18/10, röntgenstrahldurchlässig, nach allen Seiten neigbar über Kugelgelenk, Höhenverstellung: 650–950 mm, 4 feststellbare Lenkrollen Ø 75 mm, sichere Arbeitslast: 40 kg

Best.-Nr. 159222 € 1.660,00



2

2 OP-Hocker

5-Fußkreuz aus CrNiStahl 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen, Sitzröhre Ø 350 mm, aufgepolstert, mit elektrisch leitendem Bezug, Höhenverstellung über Gewindestpindel aus CrNiStahl, Höhenverstellung: 485–655 mm

Best.-Nr. 160526 € 470,00



3

3 Instrumentenzureichtisch

Gestell und Tischplatte aus CrNiStahl 18/10, Tischplatte 600 x 400 mm, Höhenverstellung: 900–1320 mm, Kunststoff-Doppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, sichere Arbeitslast: 12 kg

Best.-Nr. 160529 € 1.128,00

4 Instrumentenzureichtisch

Mit Fußpumpe, Höhenverstellung durch Trittbügel von 950 bis 1.350 mm, nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus CNS 18/10, 700 x 500 mm, abnehmbar, 360° drehbar und in jeder Position fixierbar, Kanten und Ecken abgerundet, Standrohr und Tragrahmen aus CNS 18/10, Fußgestell mit CNS-Verkleidung, geschlossene Doppelrollen Ø 75 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei. Sichere Arbeitslast in jeder Position der Tischplatte: 30 kg

Best.-Nr. 160997 € 2.675,00



DIAMOND® 40 K Universal-Operationstisch

- Mit elektrohydraulischer Verstellung über optionale Handbedienung für die 4 Tischfunktionen: Hoch/Tief, Lateral, Trendelenburg/Gegentrendelenburg, Rückenteil
- Zusätzliche Verstellmöglichkeiten dieser Funktionen über abnehmbare optionale Notbedienung (elektrohydraulisch) sowie Notbedienhandräder und Fußpumpe (hydraulisch)
- Wahlweise mit oder ohne Gyn.-Ausparung
- Wiederaufladbare Akkus
- Integriertes Ladegerät mit Netzkabel
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen, zentral feststellbar, davon 2 Rollen elektrisch leitend
- Eine der 4 Doppelrollen ist richtungsfeststellbar
- Maße Liegefläche inkl. Kopf- und Beinplatte: 1960 × 550 mm (L × B)
- Sichere Arbeitslast: 360 kg

Ohne Kopf- und Beinplatte, Rückenteilverlängerung sowie Handbedienung

Best.-Nr. 128102

€ 30.202,00



Zubehör



Kopfplatte

- Zweifach verstellbar
- Polsterneigung selbstständig einrastend
- Mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder
- Abnehmbar
- Maße: 700 mm (L)

Best.-Nr. 128208

€ 1.895,00



Rückenteilverlängerung, starr

- Zur Adaption am kurzen Rückenteil, Länge 280 mm

Best.-Nr. 128207

€ 1.577,00



Abbildung
ähnlich

Handbedienung, Kabel

- Für DIAMOND® 40 Modelle
- Ohne Verstellfunktion für elektrisches Beinplattengelenk
- Kunststoffgehäuse, abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeit
- Kabelgebunden
- Beleuchtetes TFT-Display mit Anzeige für alle Statusinformationen des Tisches

Best.-Nr. 128204

€ 870,00



Beinplatte

- Geteilt, abklappbar, spreizbar über Rastmechanismus
- Abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeiten
- Mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder
- Abnehmbar, mit Tragegriffen
- Wahlweise auch ohne Gyn.-Ausparung
- Maße: 700 mm (L)

Best.-Nr. 128209

€ 2.565,00



Beinhalter UniLeg (Paar)

- Höhenverstellbar und spreizbar vom Fußende
- Mit Gasfederunterstützung
- Kunststoffschale mit Polster für Fuß und Unterschenkel
- In alle Positionen einstellbar
- Mit integrierter Seitenschienenaufnahme, ohne Peroneusschutz

Best.-Nr. 128210

€ 6.155,00

Fünfte Richtungsrolle (ohne Abb.)

- Zusätzliche gefederte 5. Richtungsrolle für DIAMOND® Modelle
- Zuschaltbar über beidseitiges Fußpedal, nicht nachrüstbar
- Hierfür entfällt die richtungsfeststellbare Rolle

Best.-Nr. 128206

€ 686,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de

Co-med
ALLES FÜR IHRE PRAXIS

Setzen Sie auch in der Gynäkologie auf Einmal-Instrumente!

**Der größte Vorteil
der Einweginstrumente liegt in der
Sicherheit für den Patienten.**

Die Vorteile der Einmal-Instrumente auf einen Blick

Einmal-Instrumente stehen stets steril und einsatzbereit zur Verfügung, bei einer sterilen Haltbarkeit von mehreren Jahren.

- Zuverlässige Sauberkeit und Sterilität
- Kein Risiko von Kreuzkontaminationen oder Infektionsübertragung
- Immer gleichbleibend gute Funktionalität und gleichbleibend gutes Handling
- Keine hohen Aufbereitungskosten



Gynäkologische Einmal-Instrumente finden Sie auf der Seite 175.

ViCo S HD Videokolposkop

- Hochauflösende Full-HD Videokamera für eine hervorragende Bildqualität
- Integrierte LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs
- HD-Qualität mit gestochen scharfen und detailreichen Bildern unterstützt zuverlässige Diagnosestellung
- Befunddokumentation für eine übersichtliche Ablage der Bilder
- Intuitive Bedienung

Technische Daten

Bildauflösung:	1920 (H) x 1080 (V) Bildpunkte
Bildformat:	16:9
Videostandard:	bis 1080p / 60
Vergrößerungen:	Zoom bis 120 x (Optisches Zoom System 10 x, Digitales Zoom System 12 x)
Arbeitsabstand:	250 – 350 mm
Beleuchtung:	Superheller LED-Ring, 5800 K
Filter:	Elektronischer Grünfilter
Fokussierung:	Automatisch oder manuell

Dokumentationszubehör auf Anfrage gegen Aufpreis.

Ausführung (ohne Monitor)	Best.-Nr.	€
1 auf Rollstativ	121433	7.290,00
2 Zur Adaption an Gyn-Stuhl (o. Abb.)	121434	7.290,00



SOM 42 und SOM 52 LED Stereokolposkope



- Hervorragende Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs
- leichte und exakte Positionierung für komfortables Arbeiten
- Ergonomisches Design fördert ermüdungsfreies Arbeiten
- Modulares Baukastensystem für nachträgliche Erweiterung mit Zubehör
- Brillantes, dreidimensionales Bild mit hoher Schärfentiefe für hohe Erfolgsquoten in der Diagnose

Technische Daten

Regelbare Beleuchtung:	LED Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden, CRI > 92, inklusive einschwenkbaren Grünfilter
Arbeitsabstand/ Objektive:	300 mm
Binokulartubus:	Geradtubus f = 125 mm oder Schrägtubus f = 125 mm
Okulare:	Weitwinkel Brillenträgerokulare 20 x V
Vergrößerung:	3-stufiger Vergrößerungswechsler, (5-stufiger Vergrößerungswechsler optional)
Dokumentationszubehör:	Auf Anfrage gegen Aufpreis

Ausführung	Best.-Nr.	€
3 SOM 42 zur Montage am Gyn-Stuhl	117842	7.238,00
4 SOM 52 auf Rollstativ	117843	7.662,00

Bei Befestigung des Stativs an Untersuchungsstühlen bitte den Namen des Stuhlherstellers und des Stuhltyps mit Seriennummer angeben. Eine entsprechende Kolposkophalterung ist erforderlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



Alle Infusions-
ständer mit 2 kg /
Haken belastbar



1

1 Infusionsständer

- Aus verchromtem Stahl
- Standsicher auf 5-Fußgestell mit 5 Doppelaufrollen, Ø 50 mm (2 feststellbar und elektrisch leitfähige Rollen nach EN 12528, 3 Rollen normal)
- Höhenverstellbar (1350 und 2150 mm)
- Mit Abtropfglas
- Gesamtzuladung: 9,5 kg

Best.-Nr. 160186

€ 57,64



2

2 Infusionsständer mit Beschwerung

- Zur Aufnahme von Perfusoren und Infusomaten geeignet
- Rostfreier Edelstahl (Ø 25 / 18 mm)
- Gesamtzuladung: 11 kg

Best.-Nr. 155592

€ 122,00

3 Infusionsflaschenhalter

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Passend für Infusionsflaschen bis 1000 ml

Best.-Nr. 183394

€ 10,39



4

5

ISS-Wandstativ Niro

- Edelstahl poliert (Ø 25 / 18 mm)
- Schraubhöhenverstellung: gerade ca. 540 – 790 mm, gebogen ca. 730 – 1040 mm
- Ausladung gebogen 200 mm
- Flaschenkreuz: gerade 2 Haken, gebogen 4 Haken
- Belastung: 2 kg pro Haken

Lieferumfang: Wandstativ, 2 Wandhalter schwarz (ohne Schrauben – Innensechskantschrauben M6), Flaschenkreuz, Abtropfglas, Glashalter

4 Gerade

Best.-Nr. 112385

€ 75,42

5 Gebogen

Best.-Nr. 112386

€ 93,59



Infusionsständer

- Beschichtetes Außenrohr
- Schraub-Höhenverstellung von 1260 bis 2100 mm
- Sicherheitsflaschenkreuz aus Kunststoff
- Fußkreuz Ø 635 mm ohne Beschwerung
- Gesamtzuladung: 9,5 kg
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig und gebremst nach EN 12528
- Mit sterilisierbarem Abtropfglas

Farbe	Best.-Nr.	€
verkehrsgrün	126357	69,16
melonengelb	126359	69,16
verkehrsrot	126360	69,16
perlweiß	126361	69,16
ultramarinblau	126362	73,68



Edelstahl-Infusionsständer

- Rostfreier Edelstahl mit blauen Kunststoffteilen
- Schraub-Höhenverstellung von 1260 bis 2100 mm
- Sicherheitsflaschenkreuz aus Kunststoff
- Fußkreuz Ø 635 mm ohne Beschwerung
- Gesamtzuladung: 9,5 kg
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig und gebremst nach EN 12528
- Mit sterilisierbarem Abtropfglas

Best.-Nr. 126363

€ 92,06



Lieferung der Wagen erfolgt
im Karton zur Selbstmontage!

08/16® Regal- und Basiswagen

- 4 Wagenbreiten: 34 / 49 / 60 / 90 cm
- 5 Wagenhöhen: 52 / 70,5 / 73 / 80,5 / 83,2 cm
- Stabiles Fahrgestell aus Vierkantstahlrohrbügeln in weiß, kunststoffbeschichtet
- Leichtlauf-Doppellenkrollen



Tiefe 45 cm		Tiefe 45 cm		Tiefe 26 cm		Tiefe 45 cm		Tiefe 45 cm	
Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
153743	283,00	156541	283,00	186163	296,00	156542	320,00	156543	439,00



Anzahl										
Schubladen	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1	155007	295,00	156536	295,00	183695	315,00	160101	293,00	156539	587,00
2	129251	412,00	156537	412,00	118118	412,00	118116	412,00	128082	766,00
3	129252	497,00	156538	497,00	118119	498,00	118117	497,00	128085	940,00
4	129253	599,00	129254	599,00	–	–	156540	631,00	129255	1.115,00
5	–	–	–	–	–	–	–	–	129256	1.294,00

Variocar® Regal- und Basiswagen

- 3 Wagenbreiten: 49 / 60 / 90 cm / Wagentiefe je 45,1 cm
- 6 Wagenhöhen: 51,8 / 70,3 / 73,3 / 80,3 / 83,3 / 87 cm
- Stabile Vierkantbügel mit Rastersystem, Fahrgestell verchromt
- Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen
- Schubladen sind nachrüstbar



Regalwagen	Tiefe 45,1 cm		Tiefe 45,1 cm		Tiefe 45,1 cm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
	151692	378,00	127699	419,00	127700	607,00



Basiswagen										
Anzahl	Tiefe 45 cm									
Schubladen	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1	127701	391,00	160116	431,00	127709	408,00	128079	431,00	128080	781,00
2	127702	494,00	127705	544,00	128039	510,00	160122	536,00	129257	899,00
3	127703	613,00	127706	639,00	128078	631,00	160125	634,00	129258	1.009,00
4	127704	714,00	127707	745,00	–	–	–	–	129259	1.148,00
5	–	–	127708	846,00	–	–	–	–	129260	1.289,00

fuego Gerätewagensystem Leichtlast

HAEBERLE

1 fuego Basiswagen 2, Metall

- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 2 Ablageplatten aus Metall, 495 × 387 mm (B × T)
- Pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 987 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 122379-XXX

€ 832,00



2 fuego Basiswagen 1 mit Schublade – ABS

- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Schublade ABS Kunststoff
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 987 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 117700-XXX

€ 934,00

3 fuego Gerätewagen EK 2, ABS

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 1 Aufnahme für eine KISS-Sauganlage
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 1062 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 126315-XXX

€ 1.095,00

4 fuego Gerätewagen ER 1, ABS

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil (H 950 mm)
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500 × 290 mm (B × T)
- 1 Ablagekorb vorn, 418 / 374 × 268 × 100 mm (B1 / B2 × T × H)
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, Ausladung ca. 950 mm
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 1137 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 117702-XXX

€ 1.217,00

Alle Wagen-Modelle sind optional auch mit integrierter Steckdosenleiste lieferbar.

Haeberle Dekorfarben für fuego und bravo



grau - 001

blau - 002

fuego-Fahrgestell

- 4 Doppellenk-Rollen mit 2 Feststellern und Wandabweisern
- Rollen Ø: vorn 75 mm, hinten 100 mm
- Gesamttraglast: 60 kg

Bitte bei Bestellung die Dekorfarbnr. an die Best.-Nr. anhängen.

Bestell-Bsp. fuego Gerätewagen ER 1, ABS in Dekor blau: Best.-Nr. 117702 - 002

bravo Gerätewagensystem Leichtlast

- Leicht und klein mit supermobilem Fahrgestell
- Fahrgestell mit 4 Qualitäts-Leichtlauf-/Doppellenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
- Zweigeteiltes Aluminium-Trägerprofil (H 780 mm) mit je 2 Dekorstreifen vorne und hinten sowie praktischen Kabelkanälen
- Für diverse Kleingeräte
- 1 Ziehgriff
- 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung

5 bravo® Basiswagen 2

- 1 Ablageplatte 3 aus Metall, 444 × 400 mm (B × T)
- 2 seitliche Schiebegriffe, basaltgrau (RAL 7012)
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

6 bravo® Basiswagen 5

- 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280 × 400 mm (B × T)
- 1 Ablageplatte mit Schale: Ablageplatte aus Metall, 324 × 240 mm (B × T), Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

7 bravo® Basiswagen 6

- 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500 × 390 mm (B × T)
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

8 bravo® Tablet-Wagen 3

- 1 Ablageplatte aus Metall, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- Maße: 575 × 575 × 1330 mm (B × T × H)

9 bravo® Tablet-Wagen 4

- Trägerprofil 900 mm hoch
- 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- Umlaufender Quad-Schiebegriff, Aluminium pulverbeschichtet (RAL 9006) auch als Normschiene für Zubehör nutzbar, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Ablagekorb vorn am Trägerprofil, Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung
- Maße: 575 × 575 × ca. 1450 mm mit Tablethalter (ohne 1105 mm) (B × T × H)



Modell	Best.-Nr.	€
5 Basiswagen 2	126317-XXX	497,00
6 Basiswagen 5	122380-XXX	701,00
7 Basiswagen 6	123255-XXX	508,00
8 Tablet-Wagen 3	127693-XXX	850,00
9 Tablet-Wagen 4	127692-XXX	850,00

Weiteres Zubehör wie z. B. Drahtkorb, Steckdosenleiste, Normprofilschiene, größere Rollen auf Anfrage.

doppio Basis- und Gerätewagen

- 4 elegante Alu-Trägerprofile mit Kabelkanälen und zur Aufnahme von Zubehör
- Schubladen mit abgerundeten Softkanten
- Qualitäts-Leichtlauf- Doppellenkrollen
- 2 Trägerprofile (H 566 mm), 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff (H 96 mm)
- Gerätewagen 1 mit 2 Trägerprofilen (H 950 mm), 3 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 2 Feststellrollen
- Kraftvolles Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, mit Wandabweisern
- Bis zu 4 Schubladen können bei den Basiswagenmodellen eingebaut werden

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Maße in cm (B × T × H)	565 × 563 × 793 Best.-Nr.	€	715 × 563 × 793 Best.-Nr.	€	565 × 571 × 1177 Best.-Nr.	€
Dekorfarbe grau	124945	779,00	124947	821,00	128427	955,00
Dekorfarbe blau	124946	779,00	124948	821,00	126322	955,00
Zubehör für doppio Basis- und Gerätewagen						
Schiebegriff, Polyamid, grau (1 Stück)					124955	61,00



NEU!

moveo® Einsäulen-Gerätewagensystem

- 1 Trägerprofil 747 mm, mit abschließbarer Seitentür
- 1 Ablageplatte Aluminium Druckguss, 467 × 349 mm (B × T) mit abgerundeten Ecken
- Pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähige und feststellbare Rollen, Ø 100 mm
- 4 Wandabweiser
- Maße: 576 × 597 × 958 mm (B × T × H)
- Gegengewichte, Zentralballastabdeckung, Trenntransformator und Transformator-Box optional erhältlich

1 Basiswagen 1

- 1 Schiebegriff hinten, schmal

2 Basiswagen 2

- 1 Schiebegriff vorn, breit

3 Basiswagen 3

- 1 Schublade Metall mit ISO Modulkorb, 400 × 300 × 100 mm (B × T × H)
- 1 Schiebegriff vorn, breit

4 Basiswagen 4

- 1 Schublade Metall mit ISO Modulkorb, 400 × 300 × 100 mm (B × T × H)
- 1 Schiebegriff hinten, schmal



Ausführung	Best.-Nr.	€
Basiswagen 1	129788	870,00
Basiswagen 2	129789	890,00
Basiswagen 3	129790	1.296,00
Basiswagen 4	129791	1.276,00

Spendersysteme PicBox®

- Kunststoffgehäuse, grauweiß
- 3 große transparente Schütten, Spritzenspender
- 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender
- First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
- Nur PicBox® Plus: KOMBI-Set mit Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter



Ausführung	Maße (B × T × H)	Wandmodell		08/16® Variocar® inkl. Konsolenträger	
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1 Injektionsset PicBox®	60,0 × 22,0 × 41 cm	160579	245,00	151074	312,00
2 Injektionsset PicBox® Plus	72,5 × 23,5 × 41 cm	160578	385,00	156544	458,00

Spritzen- und Kanülenspender

- Übereinander kombinierbar
- Mit Schildern zur Beschriftung
- Farbe: Gehäuse weiß, Innenbehälter transparent

Ausführung	H × B × T (in mm)*	Best.-Nr.	€
3 Innenbehälter	242 × 600 × 163	183496	53,05
4 Innenbehälter	207 × 600 × 168	183497	38,80
5 Innenbehälter	164 × 600 × 133	183498	27,65
6 Innenbehälter	113 × 600 × 91	183499	19,05

Auch in beige auf Anfrage lieferbar.



AGA
Sanitätsartikel

Fahrbarer Schrankwagen

- 2 Schubkästen
- Farbe: melaminbeschichtet weiß
- Maße: 600 × 540 × 550 mm (B × H × T)



Best.-Nr. 156708

€ 421,00




Empfangstheke Z2

- Einladende Empfangstheke in 5 Grundfarben aus Melamin
- Arbeitsplatte und Abschlussseite aus beschichteter 30 mm Holzspanplatte
- Frontplatte 25 mm
- Empfangsablage auch in Lackierung erhältlich (alle RAL-Farben möglich)




Quadrifoglio Group
www.quadrifoglio.com



Modell Z2C04

in Melamin NO
(wie abgebildet) € 1.745,00



Modell Z2C71

Beleuchtung optional
(sonst wie abgebildet) € 1.275,00



Modell Z2C37

Beleuchtung optional
(sonst wie abgebildet) € 5.525,00

Lackierung in allen
RAL-Farben gegen
Aufpreis möglich.



OPEN Drehstuhl

- Sitz und Rücken gepolstert (Farbe bitte angeben)
- Integrierte Autosynchromechanik
- 5-Sternfußkreuz aus poliertem Aluguss
- Mit weichen Rollen für harte Böden
- Höhenverstellbar 42 – 54 cm
- Gesamthöhe 94 – 113 cm
- Maße Sitz: 50 × 47 cm (B × T)

Best.-Nr. 132314

€ 336,00



POP Hocker


- Höhenverstellbarer Hocker auf weichen Rollen für harte Böden
- Höhenverstellbare Stahlfußleiste
- Gepolsterte Sitzfläche

Best.-Nr. 132315

€ 239,00



Bitte bei Bestellung die
gewünschte Farbe angeben.




Besucherstühle

Cove Kunststoffstuhl

- Breite Sitzschale aus Polypropylen (Farbe bitte angeben)
- 4-Fußgestell: verchromt, weiß, dunkelgrau, Alu (Farbe bitte angeben)
- 3-Sitzer: Gestell nur in Alu lieferbar
- Optional: Kissen in Kunstleder B03 (Farbe bitte angeben)
- Maße des Stuhls: 62 × 78 cm (B × H)
- Maße des 3-Sitzers: 178 × 76 cm (B × H)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Stuhl	120483	166,00
3-Sitzer	132322	761,00



Clue Kunststoffstuhl


- Sitzschale aus Polypropylen (Farbe bitte angeben)
- Gestell Stuhl: verchromt, Lackierung in alufarben, weiß, dunkelgrau / 3-Sitzer: Lackierung alufarben, dunkelgrau
- Maße des Stuhls: 55 × 79,5 cm (B × H)
- Maße des 3-Sitzers: 157 × 78 cm (B × H)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Stuhl	122385	146,00
3-Sitzer	122386	870,00



Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben.

BA	GR	GO	BG	AB
BT	VD	OC	TM	




Close Polypropylen-Stuhl

- Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in weiß, rot, grau, schwarz (Farbe bitte angeben)
- Optional: Sitz gepolstert (Farbe bitte angeben)
- Optional: **Armlehnen**
- 4-Fuß- oder Kufengestell verchromt (optional mit Filzgleitern)
- Maße mit 4-Fußgestell 57 × 85 cm (B × H)
- Maße mit Kufengestell: 57,5 × 86 cm (B × H)
- Auf Anfrage mit Verbindern erhältlich

Ausführung	Best.-Nr.	€
Ohne Polsterung		
Mit 4-Fußgestell	132318	167,00
Mit Kufengestell	132320	184,00
Mit Polsterung		
Mit 4-Fußgestell	126781	162,00
Mit Kufengestell	126782	175,00

Abbildungen zeigen:
Modelle mit optionalen
Armlehnen





Drehstühle



Okay Drehstuhl

- Ergonomischer Stuhl mit viel Sitzkomfort
- Stuhlkörper schwarz mit gepolsterter Rückenlehne
- Inkl. Höhenverstellung, Synchromechanik und Lendenwirbelstütze
- Verstellbare 1D-Armlehnen optional

Best.-Nr. 122384 € 457,00



Diade Rock Drehstuhl


- Ergonomischer Bürostuhl mit gepolstertem Sitz und grauer oder schwarzer Netzrückenlehne (Farbe für beides bitte angeben)
- Stuhlkörper schwarz
- Synchromechanik
- Verstellbare gepolsterte Lordosenstütze
- Höhenverstellbar 43 – 55 cm, Gesamthöhe 103 – 115 cm
- Maße Sitz: 54 × 38 cm (B × T)
- Schwarzes 5-Sternfußkreuz (Ø 70 cm)
- Verstellbare 1D-Armlehnen optional
- Rollen für Hartböden Ø 6,5 cm

Best.-Nr. 126578

€ 583,00



Quadrifoglio Polsterfarben



Die funktionale Einrichtung einer perfekten Arztpraxis



Weitere Maße auf Anfrage erhältlich, bitte bei Bestellung auch die Farbe der Tischplatte sowie das Metallgestell angeben

Schreibtisch

- Geräumiger rechteckiger Schreibtisch mit modernem Design, in zwei verschiedenen Breiten lieferbar (160 und 180 cm) (weitere Maße auf Anfrage erhältlich, auch mit Ansatzstisch)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Breite: 160 cm	132323	456,00
Breite: 180 cm	132324	472,00

Rollcontainer

- Passender Rollcontainer in zwei Varianten erhältlich: 3 Schubladen oder 3 Schubladen mit Materialauszug. Metallschienen mit Softzeig für beide Varianten.
- Maße Variante mit 3 Schubladen: 42 x 56 x 58 cm (B x T x H)
- Maße Variante mit 3 Schubladen und Materialauszug: 42 x 56 x 58,5 cm (B x T x H)
- Griffe aus PVC in Weiß oder Dunkelgrau


Ausführung	Best.-Nr.	€
Variante mit 3 Schubladen	132325	469,00
Variante mit 3 Schubladen und Materialauszug	132326	515,00



Aktenschrank

- Passende Schrankkombi 30H mit Drehtüren mit Softverschließung oder Schiebetüren (andere Rasterhöhen auf Anfrage erhältlich)
- Maße Schrank mit Drehtüren: 86 x 45 x 131 cm (B x T x H), zzgl. Abdeckplatte in 18 mm Stärke
- Maße Schrank mit Schiebetüren: 120 x 43 x 131 cm (B x T x H)
- Inkl. Nivellierfüße
- Sockel optional
- Griffe aus PVC in Weiß oder Dunkelgrau

Ausführung	Best.-Nr.	€
Schrank mit Drehtüren	132327	617,00
Schrank mit Schiebetüren	132328	526,00
Abdeckplatte (Bitte unbedingt beim Drehtürenschränk mitbestellen!)	132415	37,00



Alle Farben müssen auf der Bestellung angegeben werden !!



Bürostuhl OMNIA

- Ergonomischer Drehstuhl vollgepolstert oder mit Netzurücken und gepolsterter Sitzfläche
- Hohe Rückenlehne für mehr Sitzkomfort
- Inkl. Synchromechanik, schwarzes Fußkreuz und weiche Rollen für harte Böden
- Verstellbare 3D-Armlehnen optional
- Höhenverstellung 42 – 54 cm
- Gesamthöhe (gepolsterte Version) 103 – 121 cm
- Gesamthöhe (Version mit Netzurücken) 103 – 115 cm

Best.-Nr. 132316

€ 472,00



Tischleuchte MINISTICK

- Tischleuchte mit integrierter LED-Leiste
- Mit Touch-Dimmer Funktion zur einfachen Bedienung
- In Weiß oder Schwarz lieferbar; Gestell bei beiden Varianten Aluminium gebürstet

Best.-Nr. 120932

€ 560,00



1 RLP-Leichtparavent

- Eloxierte Aluminium-Designprofile
- Mit staph CHEK®-Gewebe
- Farbauswahl auch flügelweise möglich – bitte bei Bestellung separat angeben
- Höhe: 165 cm

2 RBP Butterfly Paravent

- 3-flügelig (mittig auf Doppel-Querfuß zentriert)
- Beidseitig um 360° drehbare Flügel
- Faltbar aus eloxiertem Alu-Designprofil
- Maße: 45/50/45 × 165 cm (Flügel B × H)
- Auch mit ropitex Bespannung (Aufpreis € 24,00)

Ausführung (offene Breite)	Gewicht	weiß	beige	hellblau	gelb	mint	€
1 RLP Leichtparavent							
2-flügelig, 100 cm	3,8 kg	160407	128060	151814	151815	154033	234,00
3-flügelig, 150 cm	5,7 kg	160408	128061	151816	151817	154034	329,00
4-flügelig, 200 cm	7,6 kg	160409	128062	151818	151819	154035	409,00
5-flügelig, 250 cm	9,5 kg	128064	128063	151820	151821	154036	467,00
2 RBP Butterfly Paravent							
3-flügelig, 140 cm	8,9 kg	117657	117658	117659	117660	117661	391,00

Der RLP-Leichtparavent **1** ist auch mit ropitex Bespannung lieferbar – Farben siehe unten

Ausführung offene Breite	Best.-Nr.	€
2-flügelig, 100 cm	156430-XXX	250,80
3-flügelig, 150 cm	156431-XXX	354,20
4-flügelig, 200 cm	156432-XXX	442,60
5-flügelig, 250 cm	156433-XXX	509,00




RLP/C Standfuß

- Zur Stabilisierung des RLP-Leichtparavents **1** bei gestreckter Aufstellung
- Zur Aufnahme mehrerer RLP-Leichtparavents (max. 4 pro Fuß)
- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Maße: 8 × 15 × 30 cm (H × B × T)
- Gewicht: 1,3 kg

Best.-Nr. 117656

€ 46,00



- Antibakteriell, schwer entflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig
- Einfach abwisch- und glanzfrierbar



Bitte bei Bestellung die Farb-Nr. an die Best.-Nr. anhängen. Bestell-Bsp. Paravent 3 Flügel mit ropitex® in hellblau Best.-Nr. 156431-006.



RTS-Teleskope

Die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird. Nach Gebrauch einfach zusammenschieben und zur Wand drehen. Oder herausnehmen und an einen anderen Platz setzen, wo zuvor eine weitere Halterung installiert wurde.

Eine Einheit (wie abgebildet) besteht aus:

- 1 RTS Teleskop seitlich schwenkbar
- 2 WH 95 Wandhalter
- 3 ropitex Vorhang (ohne Vorhänge)

1 Teleskop RTS

Seitlich schwenkbar inkl. Vorhänge, RTS 1.5 Teleskop, max. Auszug 150 cm, Standard Silber-Eloxal

Best.-Nr. 160405

€ 189,00

RTS 2.1 Teleskop, max. Auszug 210 cm, Standard Silber-Eloxal


Best.-Nr. 160406

€ 198,00

2 WH 95 Wandhalter einzeln, zum wechselnden Einsatz des Teleskops mit Vorhang, aus Alu-Druckguss weiß

Best.-Nr. 187956

€ 57,00



- Langlebig, lichtdurchlässig, nicht durchsichtig
- Bei 60 °C waschbar mit Desinfektionsmittel

Bitte beachten Sie: Einzeln bestellte Vorhänge werden ohne Ringe geliefert. Für Vorhänge mit der Breite 170 cm werden 13 Ringe, für die Breite 230 cm 17 Ringe benötigt. Vorhangring Standard Best.-Nr. 156437 Stück € 0,70

Teleskopsysteme in vielen weiteren Längen und Varianten, auch Kabinenlösungen, lieferbar. Einmal-Vorhänge auf Anfrage. Eine individuelle Beratung und Planungsunterstützung erhalten Sie durch Ihren Co-med Fachhändler.

3 ropitex® Vorhänge


Höhe: 175 cm, ropitex BIOACTIVE waschbar, schwer entflammbar, antiviral, antimikrobiell, mit Ösen für Vorhangringe, ohne Zubehör

Max. Auszug	Farbe	Best.-Nr.	€
Für Teleskopschiene RTS 1.5			
170 cm	weiß	130098	83,00
170 cm	champagner	130099	83,00
170 cm	leinen	130158	83,00
170 cm	kumquat	130159	83,00
170 cm	pfirsich	130171	83,00
170 cm	himmelblau	130172	83,00
170 cm	türkisblau	130173	83,00
170 cm	ozeanblau	130174	83,00
170 cm	kiesel	130175	83,00
170 cm	pastellgrün	130176	83,00
170 cm	pistazie	130177	83,00
Für Teleskopschiene RTS 2.1			
230 cm	weiß	130178	89,00
230 cm	champagner	130179	89,00
230 cm	leinen	130180	89,00
230 cm	kumquat	130190	89,00
230 cm	pfirsich	130181	89,00
230 cm	himmelblau	130182	89,00
230 cm	türkisblau	130183	89,00
230 cm	ozeanblau	130184	89,00
230 cm	kiesel	130185	89,00
230 cm	pastellgrün	130186	89,00
230 cm	pistazie	130187	89,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.






Lavender



Meadow



Ginkgo




Relaxbeach



Heron



Space




Dandelion



Town



Leaves



Papillon

ropimex®: Die Faltwand

Die Faltwand: Wandmontiert

- Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Polycarbonat
- Platzsparend faltbar und in Sekundenschnelle einsatzbereit
- Verschiedene Höhen zur Auswahl, Flügelbreite 30 cm
- Blickdichte Scharniere, Flügeldrehungen bis 360 ° möglich
- Konstruktionsteile aus eloxiertem Aluminium und Polycarbonat
- Leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig
- Absolut stabil, stoßfest und langlebig
- Lieferung inkl. Wandbefestigung und Rollen
- Weitere Höhen und Ausführungen (9- und 10-flügelig) lieferbar
- Standardfarbe weiß, transluzent

Die Faltwand: Fahrbar

- Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfallen und wegrollen
- Leicht zu reinigen
- Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat
- Intelligenter Anhebemechanismus hält die Flügel während des Fahrens sicher zusammen

Die Faltwände sind gegen Aufpreis in vielen Farben, Farbkombinationen und Design-Varianten lieferbar. Standardfarbe: weiß, transluzent

Wandmontiert				Fahrbar	
Ausführung (Höhe 165 cm)	offene Breite	Best.-Nr.	ab €	Best.-Nr. Faltwand + Fahrgestell	ab €
3-flügelig	90 cm	160594	338,00	160594 + 115477	655,00
4-flügelig	120 cm	160596	445,00	160596 + 115477	762,00
5-flügelig	150 cm	160597	551,00	160597 + 115477	868,00
6-flügelig	180 cm	160604	659,00	160604 + 115477	976,00
7-flügelig	210 cm	160605	765,00	160605 + 115477	1.082,00
8-flügelig	240 cm	160606	872,00	160606 + 115477	1.189,00

Submarine



Flamingo




Yellowpalm



Bananaplants



Dreambeach




Pivoine



Wildplants



Abstract



Darkwood



Brightwood



Dino



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de

Co-med
ALLES FÜR IHRE PRAXIS

Farbe	Liegenbezug 65 × 195 cm für Standardliege	Liegenbezug 80 × 200 cm für EKG- u. Dialyseliege
weiß	190201	190301
graphit	112370	112372
gelb	190206	190306
royalblau	190207	190307
bordeaux	190208	190308
brombeer	190213	190313
jade	190218	190318
terra	190270	190370
marine	190227	190327
apfelgrün	190257	190357
türkisblau	117663	117667
mint	190202	190302
Stück €	20,39*	22,78**

Material: Frottee-Stretch, 75 % BW, 25 % Polyester, Pflege:
Maschinenwäsche bunt 60 °C, weiß 95 °C, trocknergeeignet,
bügelfrei, farbecht

* ab 4 Stück € 19,12, ** ab 4 Stück € 21,64

Frottee-Stretch in den zwei Größen sowie PU-Liegenbezüge
auch mit Gesichtsausschnitt erhältlich

Mikroflausch-Decke „Memphis“

- 100 % Polyester (Mikrofaser)
- 4-seitig breit gesäumt
- Flauschig und angenehm wärmend
- Waschbar (auch farbig) bis 95 °C (ohne Weichspüler)
- Trocknergeeignet
- Maße: 150 × 200 cm

creme	beere	anthrazit
marine- blau	petrol	
grün	taupe	



Farbe	Best.-Nr.	€	Farbe	Best.-Nr.	€
creme	119585	20,98	taupe	119593	20,98
beere	120982	20,98	grün	119594	20,98
marineblau	119590	20,98	anthrazit	119597	20,98
petrol	119592	20,98			

Weitere Farben, Ausführungen und Zubehör, wie
Hocker-, Nacken- und Kissenbezüge auf Anfrage



Liegenbezug

- Mit PU-Beschichtung und Rundum-Gummizug
- Waschbar bei 95 °C (nicht mit Bleich- oder Desinfektionswaschmittel, ohne Weichspüler)
- Abwaschbar mit Desinfektionsmittel (Haut- und Hände- oder Kunststoffdesinfektionsmittel)
- Maße: 65–80 × 200 cm (Universalgröße)

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	122930	26,95
dunkelblau	129354	28,21

Kissenbezug

- Mit einseitiger PU-Beschichtung
- Atmungsaktiv
- Wasserdicht, blut- und urinundurchlässig
- Bakterien- und virendicht
- Wischdesinfizierbar
- Waschbar bei 95 °C
- PVC-frei

Maße	Best.-Nr.	€
40 × 40 cm	122928	9,97
80 × 80 cm	122929	27,56



Kissen ohne Bezug

40 × 40 cm, Füllung: 100 % rhombisch geschnittene
PU-Stäbchen, waschbar bis 95 °C, trocknergeeignet

Best.-Nr. 157866 € 8,31



Gummispanner

Für den besseren Sitz im Gelenkbereich einer
Untersuchungsliege, längenverstellbar

Best.-Nr. 157867 € 3,98



Abbildung zeigt:
Klarsicht XXL



Fußmatte / Liegenauflage

- Oberflächenveredelt – gut desinfizierbar, XXL-Version einseitig strukturiert
- Gute Formbeständigkeit
- Material Farben und XXL: Vinylschaum, flächenbehandelt (Bakterien und Pilze können sich nicht entwickeln durch den aktiven bioziden Wirkstoff Pyrrhionzink)
- Material Klarsicht: Flexibles Vinyl

Farbe	Maße (B × T × H)	Best.-Nr.	€
grau	60 × 40 × 0,6 cm	159375	18,00
blau	60 × 40 × 0,6 cm	159376	18,00
grün	60 × 40 × 0,6 cm	159377	18,00
schwarz	60 × 40 × 0,6 cm	159364	18,00
Klarsicht	60 × 40 × 0,2 cm	154230	17,99
Klarsicht XXL	80 × 60 × 0,2 cm	117690	27,54

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.





Nacken- und Knieerolle Emil

- PU beschichtet
- Farbe: elfenbeinweiß

Maße	Best.-Nr.	€
40 × Ø 13 cm	123227	23,19
50 × Ø 15 cm	123228	26,18



Injektionskissen Gabi

- Aus Schaumstoff mit abwaschbarem, elfenbeinweißem PVC-Bezug

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
30 × 15 × 7,5 / 4,0 cm	172352	18,99
45 × 15 × 8,0 / 4,0 cm	172351	19,99



Nacken- und Knieerolle Timo

- Kunstlederbezug mit Reißverschluss
- Abwaschbar
- Maße: 50 × 15 cm

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	124391	38,40
dunkelblau	124393	38,40
schwarz	124394	42,18

Neue Farben in anthrazit und taupe auf Anfrage erhältlich

Viele weitere Lagerungshilfen sind lieferbar!
Fragen Sie Ihren Co-med Fachhändler.

Nackenkissen Lina

- Farbe: weiß
- Maße: 40 × 18 × 10 cm

Best.-Nr. 172350

€ 32,66




Halbrolle

- Mit weißem Kunstlederbezug

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
Sven, 40 × 15 × 7,5 cm	172354	33,63
Ron, 40 × 22 × 11,0 cm	182639	48,60

Weitere Farben, wie schwarz, anthrazit, taupe und blau auf Anfrage



Injektionskissen AVA

- Injektionskissen mit Schaumstoffpolsterung, elfenbeinweiß, PU-beschichtet

Maße (L × B × H)	Farbe	Best.-Nr.	€
30 × 15 × 7,5 / 4,0 cm	elfenbeinweiß	131424	17,73
45 × 15 × 7,5 / 4,0 cm	elfenbeinweiß	132120	18,66
45 × 15 × 7,5 / 4,0 cm	dunkelblau	132121	18,66



Beinhochlagerungskeil Ben

- Mit weißem Kunstlederbezug

Maße einfache Breite (L × B × H)	Best.-Nr.	€
60 × 22 × 18 cm	172356	85,71

Maße doppelte Breite (L × B × H)	Best.-Nr.	€
60 × 44 × 18 cm	172357	130,50



Gehstützenhalterung Tara / Universal

- Tara: Speziell entwickelt für patientennahe Einsatzbereiche – z. B. für Pflegebetten, Rollstühle oder mobile Einheiten
- Universal: Für nahezu alle gängigen Gehstützenmodelle geeignet in Fluren, Warte- und Gemeinschaftsbereiche
- Zur festen Montage an der Wand- oder Möbelmontage (Universal) oder flexibel montierbar (Tara)
- Platzsparendes Design, auch für beengte Verhältnisse
- Inkl. Montagmaterial (Dübel und Schrauben)

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Tara	123247	46,97
2 Universal	117085	47,14

Ihr Systembaustein für mehr Hygiene & Übersicht

Ideales Standard-Rastermaß 50 × 50 × 23 cm (H × B × T)



1 AZS-E Eckschrank

Das clevere Verbindungselement

- Ecklösung für optimal Raumnutzung
- Hochwertige Acrylglastüren mit Magneten

Best.-Nr. 157824

€ 348,80

3 AMP Ampullenspender

- Für kleinste Materialien (z. B. 300 – 400 Ampullen)
- Mit Beschriftungsleiste
- 10 Schübe mit verstellbaren Unterteilungen

Best.-Nr. 160823

€ 352,80

1 IMS-F Injektionsmaterialspender

- First-in / First-out Prinzip
- Staubschutz durch Acrylglas-Pendeltüren (gem. DIN 58953)
- 3 Spritzen-Fächer oben, 3 Kanülen-Fächer unten
- Je 1 Fach für Verbrauchsmaterial
- Herausziehbarer Tabelarboden

Best.-Nr. 116426

€ 368,50

4 VMS Verbandmaterialspender

- Für 5 Sorten Pflaster (3 mit Abscheider – mit Berührungsschutz, Einhandbedienung), 4 Größen Binden, Tupfer und Kompressen
- 1 Fach für Scheren

Best.-Nr. 160819

€ 426,90



AZS-G Allzweckspender abschließbar

- Mit abschließbaren Türen
- Auch als Wertfach verwendbar
- Mit 2 flexiblen Böden

Best.-Nr. 158673

€ 287,80



IMS Injektionsmaterialspender mit Kippschütten

- Mit 2 Schütten mit 3 und 6 Fächern (3 × 2 Fächer hintereinander)
- 2 Fächer für z. B. Tupfer und Flaschen
- Herausziehbarer Tabelarboden

Best.-Nr. 160817

€ 368,50



AZS Allzweckschrank

- Staubschutz durch hochwertige Acrylglas-Scheiben
- Individuelle Platzeinteilung durch flexible Böden

Best.-Nr. 160831

€ 287,80

WMS Wagner Medikamentenschrank mit Tresor

- Mit abschließbaren Türen mit Doppelbartschloss (Sicherheitsgruppe B)
- Separate Tresorsicherung an der Wand
- Tresor Innenmaß: 16,4 × 23 × 11 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 116428

€ 579,00



IMS-SA Injektionsmaterialspender


- Mit 2 Kippschütten (3- und 6-fach unterteilt)
- Ideal zur Montage über Behandlungsliegen
- Maße: 100 × 27 × 22,5 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 160429

€ 365,50

Alle Schränke in weiß.

Wagner Dekore



Weitere Dekorfarben auf Anfrage



Liegenunterschrank LU1 / LU2 in weiß

LU1 = 1 Modul mit 2 Flügeltüren + 1 Modul mit 2 Schubkästen, Maße: 52 × 171 × 60 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 153336

€ 887,00



LU2 = 1 Modul mit 1 Flügeltür + 1 Modul mit 2 Schubkästen, Maße: 52 × 128 × 60 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 153339

€ 887,00

Vor Bestellung die Liegenhöhe prüfen. Lieferung ohne Liege.





1

2

Medikamenten- und Verbandmaterialschränk

Ober- und Unterteile sind FREI kombinierbar

- Oberfläche Kunststoff weiß
- Alle Türen mit Weitwinkelbändern
- Maße: 180 × 90 × 48 cm (H × B × T)

Oberteil

Variante Glas:

- Mit abschließbaren Glastüren und 3 Glaseinlegeböden

Variante Holz:

- Mit abschließbaren Holztüren, zusätzlich abschließbarem Wertfach und 4 Türschalen

Unterteil

Variante Modulkorb:

- Tabellarauszug, 2 Iso-Modulkörbe und 2 Einlegeböden

Variante Schübe:

- 5 Schubladen: 1 Schublade 7 cm, 1 Schublade 12 cm und 3 Schubladen 19 cm

Variante Kühlschrank:

- Für den Einbau eines Kühlschranks vorgesehen, bitte separat bestellen



3

Abbildung zeigt:
Schränk mit optionalem
Kühlschrank



Ausführung Oberteil / Unterteil	Best.-Nr.	€
1 Glas / Modulkorb	114007	1.416,70
Holz / Modulkorb	114008	1.416,70
2 Holz / Schubladen	114009	1.416,70
Glas / Schubladen	114010	1.416,70
3 Glas / Modul für Kühlschrank	117786	1.416,70
Holz / Modul für Kühlschrank	117787	1.416,70

Sonderanfertigungen mit Tresor
oder Farben auf Anfrage!

Kühlgeräte zur Medikamenten- und Impfstofflagerung



Kirsch Medikamentenkühlschränke nach DIN 13277

- Datendokumentation auslesbar über USB-Schnittstelle und Software KIRSCH Datenet
- Ein- und unterbaufähige Geräte
- Stromsparend durch Invertertechnik



Jetzt lesen, was
bei der Medika-
mentenlagerung
wichtig ist.



KIRSCH MED 288 PRO ACTIVE

- Kühlinhalt 280 Liter
- Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +15 °C
- Normalverbrauch 0,59 kWh/24 h
- Außenmaße (einschl. Wandabstand u. Türgriff): 67 × 72 × 132 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 119618

€ 3609,00



KIRSCH MED 100 PRO ACTIVE

- Kühlinhalt 95 Liter
- Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +15 °C
- Normalverbrauch 0,43 kWh/24 h
- Außenmaße (einschl. Wandabstand u. Türgriff): 54 × 54 × 82 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 126564

€ 2849,00



KIRSCH EVOLUTION CLOUD

- Lückenlose Temperaturdokumentation
- Einfache Nachrüstung möglich
- Alarmierung per SMS und/oder E-Mail
- Netzwerkunabhängig
- Logbuch zur Nachvollziehbarkeit aller Änderungen und Alarme

KIRSCH Evolution Modul

€ 565,00

Cloud-Lizenz (jährlich)

€ 99,00

Weitere KIRSCH Medikamenten-
kühlschränke auf Anfrage

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.

www.co-med.de





HC 302 / HC 502 DIN
Medikamenten-/ Impfstoffkühlschränke

- Energieeffiziente Kompressorkühlung (2–8 °C, nicht einstellbar)
- Integriertes, beleuchtetes Digitalthermometer in der Tür mit Min-/Max-Speicher
- **Wertspeicher (Min./Max.)**
- **Alarmer bei Temperaturabweichung, Stromausfall (12 h) & offener Tür**
- 3 stabile Metallschubladen mit transparenter Front für Übersichtlichkeit
- LED-Innenbeleuchtung & Türalarm nach 20 Sekunden
- Türschloss zur sicheren Aufbewahrung
- Hohe Schubladenfronten zum Schutz vor Wärmeeintritt
- Hygienisch & wartungsarm: Manuelle Abtauung nicht mehr notwendig
- Türanschlag rechts – nicht wechselbar
- Sicherheit nach DIN 13277

	Modell 302	Modell 502
Bruttovolumen (Liter)	33	49
Nettovolumen (Liter)	29	43
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,42	0,44
Abmessungen (H x B x T) mm	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
Best.-Nr.	120030	120031
Preis €	1.289,00	1.399,00



Zubehör



- Maxima-Minima-Thermometer**
- Elektronisch
 - Für Innen- und Außentemperatur
 - Zum Hängen oder Stellen
 - Wasserdichter Außenfühler
 - Anzeige von – 50 °C bis + 70 °C
 - Inkl. Batterie 1,5 V AA
- Best.-Nr. 157329** € 17,95



- tempmate.®-M1 Temperatur-Datenlogger**
- Wiederverwendbar
 - Eingebaute USB-Schnittstelle
 - Genauigkeit +0,5 °C bis +1,0 °C
 - Temperaturbereich: -30 °C bis 70 °C
 - Speichert bis 32.000 Messwerte
 - Vorkonfiguriert und rekonfigurierbar mit tempbase 2-Software
 - Individuelles 6-Punkt Validierungszertifikat
 - PDF-Export
- Best.-Nr. 120063** € 61,78



Perfection Medikamentenkühlschränke

- Zuverlässige Temperaturkontrolle: Einhaltung von +5 °C mit Sicherheitsthermostat (min. +2 °C) und LightAlarm bei Temperaturanomalien
- Einfache Überwachung: Min./Max.-Temperaturanzeige im Display und integrierter Alarm bei Stromausfall (optisch/akustisch)
- Moderne Konnektivität: Integrierte WiFi-/LAN-Schnittstelle für Fernüberwachung und elektronische Schlosssteuerung
- Hohe Sicherheit: DIN-13277-konform mit robustem Sicherheitsdesign
- Leise und effizient: Geräuschemission von nur 49 dB(A)

* Var. H63 mit Apotheker-Schubladen



Modell	Nutzhalt	Außenmaße B × T × H mm	Best.-Nr.	€
* Var. H63 mit Apotheker-Schubladen				
1 HMTvh 1501	94 Liter	597 × 605 × 819	131335	1.779,00
HmTvh1501 H.63 mit Glastür	78 Liter	597 × 605 × 819	131493	1.998,00
2 HMTvh1511	97 Liter	597 × 605 × 819	131494	1.799,00
HMTvh 1511 H.63 mit Glastür	78 Liter	597 × 605 × 819	131336	2.176,00
3 HMFvh 4001	295 Liter	597 × 654 × 1884	128789	2.610,00
HMFvh 4001 H.63 mit Glastür	235 Liter	597 × 654 × 1884	129226	4.165,00
HMFvh 4011	297 Liter	597 × 654 × 1884	129282	2.759,00
4 HMFvh 4011 H.63 mit Glastür 8	235 Liter	597 × 654 × 1884	129283	3.999,00

Interessieren Sie sich für das SmartMonitoring?
Ihr ortsnahe Co-med Fachhändler berät Sie gern.

Maximale Sicherheit und Entlastung mit SmartMonitoring

Die Kombination aus professionellem LIEBHERR-Gerät und intelligenter SmartMonitoring-Software gewährt sensiblen Substanzen optimalen Schutz. Die cloudbasierte Lösung kontrolliert und dokumentiert rund um die Uhr die Temperaturkonstanz und alarmiert umgehend bei Abweichungen. Probleme zu verhindern, bevor sie entstehen – das ist die Definition von maximaler Sicherheit.

Vorteile der digitalen Lösung

- Optimaler Schutz Ihres wertvollen Guts
- Erfüllung der Nachweispflicht
- Vorbeugung vor Schäden und Qualitätseinbusen
- Mehr Zeit für Wesentliches

Jetzt Kostenlose Probe-Lizenz sichern

Beim Kauf eines neues LIEBHERR-Laborkühlgeräts, können Sie SmartMonitoring 6 Monate kostenfrei einsetzen. Die Lizenz umfasst alle Basisfunktionen und wird nicht automatisch verlängert.

Alle Vorteile in einem Angebot

Sie erhalten kostenlos eine dreijährige Garanti-verlängerung für Ihr LIEBHERR-Profigerät, wenn Sie eine 36-monatige SmartMonitoring-Lizenz erwerben.



DURASOL
Anästhetika
MADE IN GERMANY



1 + 2 IDEAL – Der Robuste

- Hochschlagfeste Kunststofftechnologie aus ABS mit Kunstleder- oder Echtlederbesatz
- Freizugänglicher Innenteil
- Innenausstattung: 12 herausnehmbare Ampulleneinsätze für 144 Ampullen, Boden und Deckeinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Doppelhandgriff
- Maße: großes Modell 44 × 24 × 29 cm (L × B × H), Bodenfachtiefe 18 cm
kleines Modell 44 × 24 × 22 cm (L × B × H), Bodenfachtiefe 11 cm

1 Großes Modell	Best.-Nr.	€	2 Kleines Modell	Best.-Nr.	€
Skaibesatz, schwarz	135098	479,00	Skaibesatz, schwarz	135106	459,00
Skaibesatz, grau	135099	479,00	Skaibesatz, grau	135107	459,00
Skaibesatz, bordeaux	135100	479,00	Skaibesatz, bordeaux	135108	459,00
Skaibesatz, braun	135101	479,00	Skaibesatz, braun	135109	459,00
Skaibesatz, orange	156605	479,00	Skaibesatz, orange	115709	459,00
Texbesatz, blau	127172	479,00	Texbesatz, blau	127173	459,00
Feinrindleder, schwarz	135102	569,00	Feinrindleder, schwarz	135110	539,00
Feinrindleder, grau	135103	569,00	Feinrindleder, grau	135111	539,00
Feinrindleder, bordeaux	135104	569,00	Feinrindleder, bordeaux	135112	539,00

3 PRIMUS – Liebhaber-Stück

- Aufwendig verarbeitet
- Innenausstattung: 2 große Innenfächer, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Fächereinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Reißverschluss-Vortasche mit Dehnfalte
- Inkl. mobilem Ampulleneinsatz
- Maße: 37 × 20 × 19 cm (L × B × H)



Ausführung	Best.-Nr.	€
Feinrindleder, schwarz	135497	399,00
Feinrindleder, bordeaux	135498	399,00
Büffelleder, braun	115844	399,00

Rezept-Brieftasche

- Aus Kalbleder
- 10 Einzelfächer für Formulare und Rezepte
- Je 5 Fächer DIN A6 und DIN A5
- Maße: 12 × 2 × 19 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	187479	124,00
bordeaux	187480	124,00
braun	187481	124,00

Rezepttasche

- Aus Kalbleder
- 9 Einzelfächer für Formulare und Karteikarten bis DIN A5
- Kleine Einschubfächer für Visiten- oder Terminkarten
- Maße: 18,5 × 2 × 24,5 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	135450	143,00
bordeaux	135451	143,00
braun	135452	143,00

Fächermappe

- Aus Kalbleder
- 10 Klarsichtfächer DIN A5 (austauschbar)
- Mit Magnetverschluss
- Maße: 18 × 4 × 24 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	135459	159,00
bordeaux	135460	159,00
braun	135461	159,00



4 COMFORT Rucksack

- Aus hochwertigem Tex-Material
- Hoher Tragekomfort auch beim Radfahren
- Sicherer Halt durch zusätzlichen Brustgurt
- Visitenkartenfach außen
- Separates Laptopfach im Innenraum
- Stabiles Bodenfach mit zwei entnehmbaren Raumtrennern
- Platz für max. 2 Organisationsboxen mit Klarsichtdeckel und Reißverschluss (optional einzeln bestellbar)
- Innenfach mit variabler Unterteilung
- 2 Außenfächer mit Schlaufensystem
- Maße: 35 × 23 × 46 cm (L × B × H)
- Gewicht: 2200 g

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129284	549,00
weinrot	129285	549,00
titangrau	129286	549,00
silbergrau	129287	549,00

Zubehör

Organisationsbox einzeln, 14 × 17 × 10 cm (L × B × H), 120 g

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129288	45,00
weinrot	129289	45,00
titangrau	129290	45,00
silbergrau	129291	45,00

Die Angebote der abgebildeten Taschen und Mediboxen gilt generell ohne Inhalt!



DURASOL
Anztaschen
MADE IN GERMANY



RUSTICANA – Der Klassiker

- Aus hochwertigem Echtleder (Rind oder Wasserbüffel) oder Nylongewebe
- Große Öffnung mit Randverstärkung
- Innenausstattung: 6-fach unterteilter, herausnehmbarer Gitternetz-Seiteneinsatz, 1 großes Innenfach, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Mit Reißverschluss-Vortasche oder zusätzlich mit zweiter Klettverschluss-Vortasche
- Mit mobilem Ampullenspende
- Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Doppelhandgriff

Großformat Leergewicht:	Leder 2100 g / Nylon 1750 g	Leder 2350 g / Nylon 1950 g		
43 × 21 × 27 cm (L × B × H)	mit 1 Vortasche	€	mit 2 Vortaschen	€
Feinrindleder, hellbraun	135250	509,00	151054	549,00
Feinrindleder, schwarz	135251	509,00	151055	549,00
Feinrindleder, bordeaux	135252	509,00	151056	549,00
Feinrindleder, dunkelbraun	115705	509,00	115706	549,00
Büffelleder, braun	135353	509,00	151057	549,00
Nylongewebe, schwarz	135254	339,00	151058	369,00
Feinrindleder, orange	–		121399	549,00
Feinrindleder, gelb	–		121398	549,00
Feinrindleder, elfenbein	–		121400	549,00
Feinrindleder, schlamm	–		121413	549,00
Feinrindleder, blaugrau	–		127170	549,00
Feinrindleder, ultramarin blau	–		127171	549,00
Cross, rot	118638	509,00	118640	549,00
Cross, grün	118639	509,00	118641	549,00



Kleinformat Leergewicht:	Leder 1850 g / Nylon 1550 g	Leder 2050 g / Nylon 1750 g		
38 × 21 × 27 cm (L × B × H)	mit 1 Vortasche	€	mit 2 Vortaschen	€
Feinrindleder, hellbraun	135255	469,00	151059	479,00
Feinrindleder, schwarz	135256	469,00	151060	479,00
Feinrindleder, bordeaux	135257	469,00	151061	479,00
Feinrindleder, braun	115707	469,00	115708	479,00
Büffelleder, braun	135258	469,00	151062	479,00
Nylongewebe, schwarz	135259	315,00	151063	339,00



De Boissy Mini EIFFEL Medizinische Tasche

- Klassisch-elegant mit grauem, wasserabweisendem Polyesterstoff und reflektierenden Details
- Vielseitiges Hauptfach mit 6 Unterteilungen, Trennwand und 2 herausnehmbaren Fächern und einem Gel-Kältepack
- Vordertasche (31 × 15 cm) und mehrere Außentaschen inkl. Fach für Gelpack
- Externer USB-Anschluss mit integriertem Ladekabel für Powerbank
- Griffe, Schulterriemen, Namensschildhalter & rutschfester Boden
- Maße: 32 × 28 × 20 cm (B × H × T)
- Gewicht: 1,6 kg
- Empfohlenes maximales Fassungsvermögen: 4 kg / 15 L

Best.-Nr. 131895

49,00



De Boissy Mini ETRETAT Medizinische Tasche

- wie Produktmerkmale von MINI Eiffel
- Design: Modern und ökologisch mit recyceltem, wasserabweisendem Stoff in Grau-Braun

Best.-Nr. 131896

89,00



De Boissy ÉTRETAT Medizinischer Rucksack

- Erweiterbares Hauptfach dank Reißverschluss für mehr Stauraum
- Zweites gepolstertes Fach für Laptop, Tablet und Dokumente
- Große Fronttasche (45 × 21 cm) und mehrere Außentaschen inkl. Fach für Handdesinfektionsmittel
- Abnehmbare, individuell gestaltbare Tasche in genarbter Lederoptik
- Externer USB-Anschluss mit integriertem Ladekabel für Powerbank
- Gepolsterte, verdeckbare Schultergurte, Griffe und Schulterriemen
- Abmessungen (B × H × T): 30 × 45 × 15/19 cm
- Gewicht: 2,2 kg
- Maximal empfohlenes Fassungsvermögen: 6 kg / 19 – 25 L

Best.-Nr. 131897

149,00



Professionelles Zeitmanagement



Terminplaner mit 4 Tagesspalten

Lieferung inkl. Kunststoffhüllen, Jahresübersicht und Werkzeugkästchen mit Bleistift und Radiergummi, Urlaubsplaner

	Best.-Nr.	€
Januar – Dezember 2026, 60.005.26	132115	189,90
Januar – Juni 2026, 60.005.26.1	132254	105,90
Juli – Dezember 2026, 60.005.26.3	132255	105,90



Terminplaner mit 6 Tagesspalten

Lieferung inkl. 2 Kunststoffhüllen, Jahresübersicht und Werkzeugkästchen mit Bleistift und Radiergummi, Urlaubsplaner

	Best.-Nr.	€
Januar – Dezember 2026, 60.006.26	131351	212,90
Januar – Juni 2026, 60.006.26.1	132384	115,90
Juli – Dezember 2026, 60.006.26.3	132385	115,90

Wichtige Maße der Terminplaner!

Für die 4- und 6-spaltige Ausführung:

Buch geschlossen:	27 cm breit, 32 cm hoch
Buch aufgeschlagen:	55 cm breit, 32 cm hoch

Spaltenbreiten:

4-spaltige Ausführung:	54 mm
6-spaltige Ausführung:	36 mm

Zeiteinteilung im 15-Minuten-Takt

4-spaltige Ausführung:	7.30 Uhr bis 19.15 Uhr
6-spaltige Ausführung:	7.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Denken Sie rechtzeitig an Ihre Terminplaner für die Folgejahre und fragen Sie diese bei Ihrem ortsnahen Fachhändler an.



Terminbuch

- Für 1- und 2-Personen-Praxen
- Extra große Lochung
- Robuste und edle Verarbeitung
- Neutral ohne Datum
- Mit 1 oder 2 Terminspalten
- 52 Wochen von Mo – Sa (7 – 21 Uhr, Sa bis 15 Uhr)
- 15-Minuten-Takt (20-Minuten-Takt auf Anfrage)
- Pro Woche mit Notizenspalte
- Inkl. 10 Notiz- und 5 Telefonregister-Seiten

Für 1-Personen-Praxis

- 1 Spalte pro Tag
- Maße Spalte: 55 × 5,5 mm (B × H)
- Maße: geschlossen 21 × 30 cm, offen 41 × 30 cm (B × H)

Best.-Nr. 116582

€ 49,90

Für 2-Personen-Praxis

- 2 Spalten pro Tag
- Maße Spalten: 38 × 5,5 mm (B × H)
- Maße: geschlossen 27 × 30 cm, offen 53 × 30 cm (B × H)

Best.-Nr. 116584

€ 49,90



Adressfeld-Aufkleber

Für alle Karteitaschen, selbstklebend, 2 St. pro Blatt, für Einzelbeschriftung im EDV-Drucker, für KVK, 60.173

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 182654

€ 46,90



Wie links nebenstehend, für Mehrschachtdrucker und Einzelbeschriftung, 60.173 M

Packung mit 500 Stück

Best.-Nr. 155771

€ 59,90



Blanko für EDV als Lochrandetikett, endlos, selbstklebend, 61.100

Packung mit 3000 Stück

Best.-Nr. 156143

€ 39,90

Alt-Archivkarton

- Für DIN A5-Formate
- Weiß, stabile Ausführung mit Deckel
- Außenmaße (L × B × H)
420 × 238 × 167 mm

60.156.25, Packung mit 25 Stück

Best.-Nr. 154881

€ 89,90

60.156.50, Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 165310

€ 159,90



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



ALPHAnorm Karteitasse

DIN A5 quer, Computerkarton 180 g, weiß holzfrei, extra zäh, 2 × quer auf A5 gefaltet, plan verpackt

Packung mit 100 Stück

Ausführung		Best.-Nr.	€
60.105AH	Standard	132379	43,90
60.105H	Facharzt/Allgemeinarzt	132380	43,90
60.113H	Augenheilkunde	132381	43,90
60.114H	HNO-Heilkunde	132382	43,90
60.115H	Gynäkologie	132096	44,90
60.125H	Pädiater	132383	43,90

Ausführung wie oben, Packung mit 100 Stück		Best.-Nr.	€
60.112 H	Heilpraktiker	116409	44,90
60.116 H	Psychotherapeut	116410	44,90



ALPHAnorm Karteitasse

DIN A4 quer, Computerkarton 280 g, weiß, 3 × genutet, mit Schlitz für Reiter, 60.204 Standard

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 165902

€ 161,90




Abbildung zeigt:
ALPHAsafe Außenteil

ALPHAsafe Karteikarte

DIN A5 quer, PlanoScript 160 g satiniert, weiß, 1 × genutet, plan verpackt. Nur in Verbindung mit Karteihülle 165121, Blitzabhefter 165360 oder Abhefter 165903 verwenden!

Packung mit 500 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
20.100 Standard	182658	87,90
20.105 Facharzt	182659	87,90
20.115 Gynäkologie	182660	87,90
20.125 Pädiater	182661	87,90



ALPHAnorm Abheftstreifen

Für ALPHAnorm-System und DIN A4-Mappen, selbstklebend zum Einkleben in jede Karteitasse 60.010

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 165903

€ 23,90



Einlegeblatt

Mit Linierung wie Karteitassen 182664, 182666, 182667, 182668, weiß, Zeilenabstand 8 mm, 60.160 A

Packung mit 500 Stück

Best.-Nr. 165904

€ 57,90



Behandlungsverlauf Einlegeblatt

Für alle Karteitassen mit gleicher Linierung wie 182663, 182665, weiß, Zeilenabstand 6 mm, 60.160

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 165127

€ 79,90





1 Soennecken Klebefilm, 15 mm x 10 m

Packung mit 10 Rollen
Best.-Nr. 110532 € 3,14

2 Pritt Klebestift

- Ohne Lösungsmittel
- Gewicht: 22 g

Best.-Nr. 110975 € 2,47

3 Ablagekorb, weiß

Best.-Nr. 110955 € 2,56

4 Prospekthüllen A4

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 110956 € 3,38

5 Papierkorb

- Kunststoff, schwarz
- Inhalt: 18 Liter

Best.-Nr. 110958 € 3,28

6 Edding Permanent Marker 3000

- Strichstärke ca. 1,5–3,0 mm
- Rundspitze

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	110959	2,78
rot	111343	2,78
grün	111344	2,78
blau	111365	2,78

7 Soennecken Kugelschreiber Nr. 25

- Mine blau

Best.-Nr. 110960 € 0,59

8 Soennecken Textmarker

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110961	0,50
gelb	111373	0,50
grün	111453	0,50
orange	111457	0,50
blau	111470	0,50

9 Faber-Castell Bleistift HB

Best.-Nr. 110968 € 0,65

10 Faber-Castell Radierer

- Für Blei- und Buntstift, Tinte
- Kombiradierer rot/blau
- Kautschuk

Best.-Nr. 110966 € 0,74

11 Bleistiftspitzer, Metall

Best.-Nr. 110967 € 0,70

12 Tipp-Ex Rapid, Flasche mit 25 ml

Best.-Nr. 110971 € 2,87

13 Stempelfarbe

- Ohne Öl
- Farbe: schwarz

Flasche mit 25 ml
Best.-Nr. 110972 € 1,76



14 PC-Tastaturschutz

- Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Außenseite/ Oberfläche desinfizierbar
- Reinigung im aufgezogenen Zustand mit Wisch-desinfektion (ausschließlich mit Isopropyl-Alkohol, 70 %)
- Maße: 400 x 500 mm, Stärke 0,025 mm

Packung mit 1 Stück
Best.-Nr. 127584 € 2,98

15 Versandtaschen C4 braun, selbstklebend

Maße: 229 x 324 mm
Packung mit 250 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	110519	24,69
mit Fenster	110516	27,81

16 Briefumschlag C6 weiß, selbstklebend

Maße: 114 x 162 mm
Packung mit 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	114252	1,08
mit Fenster	114254	2,01

17 Briefumschlag DL weiß, selbstklebend

Maße: 110 x 220 mm
Packung mit 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	114251	1,04
mit Fenster	114253	1,20

18 Privatrezeptblock

Block mit 500 Stück
Maße: 110 x 220 mm
Best.-Nr. 130245 € 9,95



IGEL – INDIVIDUELLE GESUNDHEITS- LEISTUNGEN/ NATURHEILKUNDE

- Akupunktur
- Schmerztherapie
- Therapie- & Untersuchungsgeräte



€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**



Mit Igel den Praxisumsatz steigern: Jetzt informieren.

Akupunkturnadeln



TeWa Einmalnadeln

- Aus hochwertigem, medizinischem Edelstahl mit hoher Bruchfestigkeit
- Mit guter Hautverträglichkeit
- **Mit Silikonbeschichtung**
- Schmerzarmes Einstechen

Packung mit 100 Stück
Kunststoffgriff ohne Führungsröhrchen

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 × 15	blau	293016	5,14
0,25 × 40	lila	293017	5,14
0,30 × 30	gelb	293018	5,14



1 SEIRIN® B-Typ Akupunkturnadeln

B-Typ: Die Beliebteste

3-fach poliert, Silikon beschichtet, Standardnadel

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 × 15	blau	245240	9,95
0,25 × 30	violett	118581	9,95
0,25 × 40	purpur	245241	9,95
0,30 × 30	braun	245242	9,95
0,30 × 50	braun	245243	9,95
0,35 × 50	schwarz	245244	9,95

2 J-Typ: Die Sanfte

3-fach poliert, Silikon beschichtet, mit Führungsröhrchen

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,16 × 15	rot	118582	10,60
0,12 × 30	dunkelgrün	118583	10,60
0,16 × 30	rot	245247	10,60
0,20 × 30	blau	119520	10,60
0,25 × 30	violett	115868	10,60
0,30 × 30	braun	119357	10,60
0,25 × 40	violett	245248	10,60
0,30 × 50	braun	245249	10,60


3 NEW PYONEX:

Die sanfte Dauernadel

Farblich codiert, kleine Größen für Kinder und schmerzempfindliche Patienten, atmungsaktives Pflaster

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,11 × 0,30	orange	294592	17,30
0,15 × 0,60	gelb	293096	17,30
0,17 × 0,90	grün	293097	17,30
0,20 × 1,20	blau	293098	17,30
0,20 × 1,50	pink	293099	17,30



1



2



3

4 Silberbauer Typ PS3 Elektrischer Punktsuchstift

- Optische und akustische Anzeige
- Batteriebetrieb
- Maße: 14 × 1,5 cm (L × Ø)
- Gewicht: 60 g (inkl. Batterie)
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang:

Punktsucher PS3, 1 × gefederte Sonde (vergoldet),
1 × starre Sonde (Messing), 1 × Ring zur Schalldämpfung
bzw. Lautstärkeregelung, 1 × Lithium Batterie,
1 × Kunststoff-Schutzkästchen, 1 × Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 118352

€ 194,45



4



Akupunkturnadel

- Silikonisiert mit Kunststoffgriff
- Ohne Führungsröhrchen
- Nadeln einzeln in Blisterkammer, 5 Nadeln pro Blister

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 × 15	blau	119531	3,75
0,30 × 30	braun	119532	3,75
0,30 × 50	braun	122173	3,75

Ohrmodell

- Aus hochwertigem Silikon
- Zum Erlernen und Üben der Ohrakupunktur
- Maße: 9 cm (Ohrmuschel in Originalgröße)

Ausführung	Best.-Nr.	€
links	122251	12,75
rechts	122252	12,75



Moxazigarren, pur

Auch für Nadel-Moxa geeignet

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 292120


€ 11,51

SPORTS-TEX Bandagen

- Wasserfest, elastisch (130 – 140 %)
- Kein Ablösen der Ränder und kein Spannungsverlust, auch bei längerer Tragezeit
- Extrem belastbar, High-Quality Baumwolle
- Sehr hautfreundlich, Acrylatkleber der neuesten Generation
- Allergenfrei
- Größe: 5 m × 5 cm

Packung mit 1 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
haut	114034	7,90
blau	114035	7,90
gelb	114036	7,90
grün	114037	7,90
pink	114038	7,90
schwarz	114039	7,90



Gitterpflaster zur Crosstherapie

- Für die Schmerztherapie
- Latexfrei
- Wasserfest und luftdurchlässig
- Hautschonend

Typ	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
A	2,0 × 2,5 cm	180 Stück	159078	9,90
B	3,0 × 4,0 cm	120 Stück	159079	9,90
C	4,0 × 5,0 cm	40 Stück	159080	9,90



Schröpfköpfe, mundgeblasen, ohne Olive, ohne Ball

Größe	Größe Ø	Best.-Nr.	€
1	ca. 2,5 cm	183967	6,80
2	ca. 3,5 cm	153347	6,49
3	ca. 4,4 cm	153348	7,16
4	ca. 5,0 cm	153349	7,97
5	ca. 6,5 cm	183749	9,30

Schröpfköpfe, mundgeblasen, mit Olive und Ball

Größe	Größe Ø	Best.-Nr.	€
1	ca. 2,5 cm	153350	12,00
2	ca. 3,5 cm	153351	13,78
3	ca. 4,4 cm	153352	14,14
4	ca. 5,0 cm	153353	17,47
5	ca. 6,5 cm	153354	16,56



NonDolens® Schröpfset

- Mit 19 Gläsern in verschiedenen Größen
- Gläser aus widerstandsfähigem Polycarbonat

Lieferumfang:

19 Gläser (13 × XL Ø 5 cm, 1 × L Ø 4,5 cm, 2 × M Ø 3,9 cm, 2 × S Ø 3,3 cm, 1 × XS Ø 2,6 cm), 10 Akupressur-Einsätze, 1 Handpumpe, 1 Verlängerungskabel

Best.-Nr. 118921

€ 59,00

Lichttherapie bei SAD und Schlafstörungen

medilight® home

- Kompakt und einfach zu bedienen

Best.-Nr. 290253 € 485,00



Technische Daten:

- Tageslichtähnlich
- UV-Anteil wird durch die Frontscheibe herausgefiltert

Modell	medilight® DL 272	medilight® home
Maße (H × B × T)	680 × 470 × 220 mm	500 × 310 × 200 mm
Leuchtfäche (H × B)	540 × 420 mm	400 × 250 mm
Gewicht	7,3 kg	3,3 kg
Anzahl Leuchten	8 Stück mit je 15 Watt	2 Stück mit je 36 Watt
Farbtemperatur	6500 K	5400 K
Beleuchtungsstärke in Lux	10.000 / 32 cm 2.500 / 83 cm	10.000 / 25 cm 2.500 / 64 cm
Mittlere Leuchtdichte	ca. 8500 cd/m²	ca. 8500 cd/m²
Cirkadianer Wirkungsfaktor	1,05	0,98
Leistungsaufnahme	144 Watt	65 Watt

medilight® DL 272 für die Arztpraxis

- Mit höchster Qualität und Leistungsfähigkeit
- Betriebsstundenzähler für Anzeige der Restlebensdauer der Leuchtmittel
- Zeitschaltuhr von 0 – 20 Min.

Best.-Nr. 290483

€ 1135,50



beurer



Beurer medel® Infra Red Infrarotlampe

- Linderung bei Erkältungen und Muskelverspannungen
- Fördert Durchblutung und Heilungsprozesse
- 5-stufig verstellbarer Neigungswinkel
- inklusive Schutzgitter und Schutzbrille für maximale Sicherheit
- Gewicht: 331.0 g

Best.-Nr. 131166

€ 13,60

Mehrfach-Kalt-Warm-Kompressen

Mikrowellengeeignet

Anwendungsgebiete:

Heiß: Rückenschmerzen, Rheuma, Hexenschuss, Muskelkater usw.

Kalt: Prellungen, Zahnschmerzen, Fieber, Arthritis usw.



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
13 × 14 cm	1 Stück	128007	1,11
12 × 29 cm	1 Stück	128008	1,30
16 × 26 cm	1 Stück	128009	1,66
21 × 38 cm	1 Stück	128010	3,61
30 × 40 cm	1 Stück	128011	4,51

Kälte-Sofort-Kompresse

- Innenbeutel zerdrücken und kurz schütteln

Anwendungsgebiete:

Akute Schmerzen, Sportverletzungen, Prellungen



Größe	Gewicht	Anzahl	Best.-Nr.	€
15 × 21 cm	270 g	10 Stück	155942	19,71



ABRECHENBARER SPRECHSTUNDEN- BEDARF

- Kompressen
- Wundauflagen
- Wundverschluss
- Pflaster
- Binden
- Schienensysteme
- Nahtmaterial
- Herniennetze



Jetzt online
bestellen



Alle Preise können sich
innerhalb der Katalog-
laufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med
Fachhändler** oder besuchen Sie
unseren Onlineshop **co-med.de**

Informationen zur Abrechnung des Sprechstundenbedarfs



Produkte und Preise

Alle Produkte des Sprechstundenbedarfs, die über die Krankenkassen abrechenbar sind, sind in diesem Katalog mit einem speziellen Zeichen, dem **Pinguin** markiert.

Regionale Verordnungsmöglichkeiten:

Bitte beachten Sie die spezifischen Verordnungsmöglichkeiten in Ihrer Region.

Unser Service für Sie:

Die Abrechnung mit der Krankenkasse übernehmen wir für Sie. Ihr Aufwand: Füllen Sie das Rezept aus und senden Sie es an uns. Für diese Serviceleistung fallen keine Extrakosten für Sie an.

So füllen Sie das Rezept für Sprechstundenbedarf richtig aus:

Das Formular ist ein Rezept für Sprechstundenbedarf. Es enthält folgende Felder und Markierungen:

- 1**: Krankenkasse bzw. Kostenträger
- 2**: Name, Vorname des Versicherten
- 3**: Kassen-Nr.
- 4**: Betriebsstätten-Nr.
- 5**: Arzt-Nr.
- 6**: Datum
- 7**: Artikel, Größe, Menge (max. 3 Artikel pro Rezept)
- 8**: „9“ ankreuzen für Sprechstundenbedarf
- 9**: Praxisstempel
- 10**: Unterschrift des Arztes/der Ärztin

- 1 Krankenkasse bzw. Kostenträger einsetzen
- 2 Sprechstundenbedarf eintragen
- 3 Kassennummer eintragen
- 4 Betriebsstättennummer eintragen
- 5 Arztnummer eintragen
- 6 Ausstellungsdatum
- 7 Artikel, Größe, Menge, max. 3 Artikel pro Rezept eintragen
- 8 „9“ ankreuzen für Sprechstundenbedarf
- 9 Praxisstempel
- 10 Unterschrift des Arztes/der Ärztin

Rezeptmuster 16a Bay für Bayern

Das Rezeptmuster 16a Bay für Bayern enthält folgende Felder und Markierungen:

- 1**: Kassennummer eintragen
- 2**: Krankenkasse eintragen
- 3**: Sprechstundenbedarf eintragen
- 4**: Betriebsstättennummer eintragen
- 5**: Arztnummer eintragen
- 6**: Ausstellungsdatum des Rezeptes
- 7**: Artikelbeschreibung: Name des Produktes, Größe (cm, ml usw.), Packungsinhalt, gelieferte Menge
- 8**: Unterschrift des Arztes / der Ärztin
- 9**: Praxisstempel auf der Rückseite

- 1 Kassennummer eintragen
- 2 Krankenkasse eintragen
- 3 Sprechstundenbedarf eintragen
- 4 Betriebsstättennummer eintragen
- 5 Arztnummer eintragen
- 6 Ausstellungsdatum des Rezeptes
- 7 Artikelbeschreibung: Name des Produktes, Größe (cm, ml usw.), Packungsinhalt, gelieferte Menge
- 8 Unterschrift des Arztes / der Ärztin
- 9 Praxisstempel auf der Rückseite

Wir rechnen zu den gültigen Vertragspreisen ab!

COM-TeX®

Wundschnellverband STERIL

- Wundschnellverband mit Wundkomresse
- Sehr flexibel für idealen Sitz auch an Gelenkwunden
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und rundum klebende Auflage

Größe	Komresse	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,2 cm	2,5 × 3,5 cm	50 Stück	111843	27,40
10,0 × 6,0 cm	5,0 × 3,0 cm	50 Stück	122258	59,60
10,0 × 8,0 cm	5,0 × 4,0 cm	50 Stück	111903	66,75
10,0 × 10,0 cm	5,0 × 5,0 cm	50 Stück	115588	65,30
10,0 × 15,0 cm	5,0 × 10,0 cm	50 Stück	111904	87,75
10,0 × 20,0 cm	5,0 × 15,0 cm	50 Stück	111905	107,35

Wundschnellverband STERIL
Transparent *

- Wundschnellverband mit Wundkomresse
- Sehr flexibel für idealen Sitz auch an Gelenkwunden
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und rundum klebende Auflage
- Wasserabweisender PU-Film schützt die Wunde vor Feuchtigkeit und ist zum Duschen geeignet



Größe	Komresse	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,2 cm	2,5 × 3,5 cm	50 Stück	117541	42,60
10,0 × 10,0 cm	4,5 × 5,0 cm	50 Stück	117542	71,79
10,0 × 15,0 cm	4,5 × 10,0 cm	50 Stück	117543	83,70

I.V. Kanülenfixierpflaster steril

- Weiches hautfreundliches Vliesmaterial für angenehmen Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch faltenfreie Applikation mit hautschonendem Acryatkleber
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- Größe: 60 × 80 mm (B × L), Farbe weiß

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 130931

€ 55,89



COM-TeX® Zellstofftupfer

- Aus hochgebleichtem Zellstoff nach DAB
- Glatte, fusselarme Oberfläche
- Hohe Aufsauggeschwindigkeit, großes Aufsaugvolumen
- Saubere Perforierung garantiert leichtes Abtrennen
- Größe: 5 × 4 cm

Beutel mit 2 × 500 Stück

Best.-Nr. 154005

€ 10,87



COM-TeX® Kidstripe Kinderpflaster *

- Hautfreundliches, wasserabweisendes Polyethylenfolie-Injektionspflaster mit Acrylat-Kleber
- Einzeln versiegelt in der praktischen Spenderbox

Größe	Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
72 × 19 mm	Fischmotiv	12 Stück	117544	7,50
63 × 19 mm		8 Stück		
72 × 19 mm	Tiermotiv	100 Stück	131281	9,65



Spenderbox

- Passend für eine Rolle Zellstofftupfer

Best.-Nr. 115355

€ 18,22



COM-TeX® Injektionspflaster

- Beige: wasserabweisendes Trägermaterial mit Acrylatkleber
- Weiß: Ansmiegsames, weiches Trägermaterial aus non-woven Vlies mit Acrylatkleber
- Platzsparend geschüttet in der praktischen Spenderbox oder auf Rolle zum einfachen, einzelnen Abreißen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 × 38 mm	400 Stück	154006	17,96
20 × 60 mm	200 Stück	154007	17,20
COM-TeX® Stripe Sensitive auf der Rolle, weiß			
20 × 40 mm	250 Stück	116729	18,25



Mullkompressen

- 17-fädig, DIN 14079
- 100 % Baumwolle
- ES = eingeschlagene Schnitkanten
- 8-fach gelegt

Steril

Eingesiegelt zu 2 Stück

AP Packung mit 25 × 2 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	153975	6,30
7,5 × 7,5 cm	153976	7,50
10,0 × 10,0 cm	153977	9,80



Unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	153978	4,25
7,5 × 7,5 cm	153979	5,95
10,0 × 10,0 cm	153980	8,70






COM-TeX® Pore Vliespflaster

- Unelastisches, weißes Vlies
- Längs und quer reißbar
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und leicht mit Kugelschreiber zu beschriften
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	117537	59,80
2,50 cm	12 Stück	117549	56,75
5,00 cm	6 Stück	117550	52,20



COM-TeX® Stretch Transparent Fixierverband

- Vollflächig klebendes, weiches und flexibles, transparentes Fixierpflaster
- Zum Duschen geeignet
- Mit hautfreundlichem Acrylatkleber
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	117545	28,75
10 cm	117546	55,20
15 cm	117547	82,75

COM-TeX®



COM-TeX® Stretch Fixierpflaster

- Vollflächig klebendes, weiches und flexibles Fixierpflaster aus weißem Vlies
- Mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	115100	17,20
10 cm	115157	29,90
15 cm	115158	42,50
20 cm	115159	50,33

COM-TeX® Rollenpflaster Auf Kunststoffspule, daher „kernspin“ geeignet



COM-TeX® Silk

- Rollenpflaster aus weißer Kunstseide
- Leicht reißbar, mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	157778	51,60
2,50 cm	12 Stück	157779	56,90
5,00 cm	6 Stück	157780	53,05



COM-TeX® Fixierpflaster

- Transparente, vorperforierte Polyethylenfolie
- Besonders leicht quer, längs und mittig reißbar
- Mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	155914	59,40
2,50 cm	12 Stück	155915	57,40
5,00 cm	6 Stück	155916	54,95



COM-TeX® Derm

- Rollenpflaster aus braunem Taftgewebe
- Reißbar, mit Zinkoxid-Hotmelt-Kleber
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	157775	44,65
2,50 cm	12 Stück	157776	45,65
5,00 cm	6 Stück	157777	43,00

COM-TeX® Plast auf der Rolle

- Wundschnellverband aus weißem Vlies
- Wundkomresse mit Polyesternetz, um das Verkleben mit der Wunde zu vermeiden
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	115197	13,25
6 cm	115198	16,10
8 cm	115199	22,70

COM-TeX® Med auf der Rolle

- Wundschnellverband aus beigefarbenen Wetaid-Vlies
- Wundkomresse mit Polyesternetz, um das Verkleben mit der Wunde zu vermeiden
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	115194	12,40
6 cm	115195	14,15
8 cm	115196	16,65

COM-TeX®



COM-TeX® Mullbinden „glatt“ und „gekreppt“

- Zum Fixieren von Salbenverbänden und Kompressen aller Art
- Sehr gut luftdurchlässiges und anschmiegsames Gewebe
- Länge: 4 m gedehnt
- Lose im Karton



Elastische Mullfixierbinde mit gekreppter Struktur „Krepp“

Packung mit 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	153989	14,75
6 cm	153990	16,70
8 cm	153991	17,60
10 cm	153992	21,30
12 cm	153993	31,90

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	153994	75,25
8 cm	153995	79,95
10 cm	153996	102,80

Elastische Mullfixierbinde mit feiner Struktur „Glatt“

Packung mit 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	153997	15,20
6 cm	153998	16,40
8 cm	153999	17,05
10 cm	154000	21,10
12 cm	154001	30,02

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	154002	64,25
8 cm	154003	74,20
10 cm	154004	88,80

COM-TeX® Haftbinden

- Kohäsive elastische Fixierbinden
- Mit feiner oder gekreppter Struktur
- Universeller Einsatzbereich
- Sehr wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden
- Haftet dank mikropunkteller Latexbeschichtung nur auf sich selbst und nicht auf Haut und Haaren
- Länge: 20 m gedehnt

Packung mit 1 Stück

1 Weiß

Größe	Glatte Struktur Best.-Nr.	€	Gekreppte Struktur Best.-Nr.	€
4 cm	157787	14,15	157791	13,95
6 cm	157788	15,50	157792	14,65
8 cm	157789	17,00	157793	16,85
10 cm	157790	19,60	157794	18,35



2 Die Bunten Krepp / Glatt

Größe	Best.-Nr.						€
Krepp	rot	blau	gelb	grün	schwarz	lila	
4 cm	129530	129525	129526	129527	129523	129524	13,95
6 cm	157799	157800	157801	157802	111912	111913	14,80
8 cm					111914	111915	16,95
8 cm	157807	157808	157809	157810			17,25
10 cm	157815	157816	157817	157818	111916	111917	18,55
Glatt							
4 cm	129519	129528	129522	129529	129520	129521	13,95
6 cm	157795	157796	157797	157798	115328	115330	15,60
8 cm	157803	157804	157805	157806	115331	115332	17,25
10 cm	157811	157812	157813	157814	115333	115334	19,70

Com-TeX® Fixorip Fixierbinde

- Kohäsive Fixierbinde
- Faltenfreies Anlegen, gut modellierbar
- Einfach und gerade reißbar, ohne Schere
- Luftdurchlässig und wasserabweisend
- Selbsthaftend, nicht auf Haut und Haaren
- Länge: 4,5 m

Packung mit 10 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	5,0 cm	130921	57,95
rot	7,5 cm	130922	69,95
rot	10 cm	130923	79,95
schwarz	5,0 cm	130924	57,95
schwarz	7,5 cm	130925	69,95
schwarz	10 cm	130926	79,95
blau für Fingerkuppen, Finger	2,5 cm	130927	47,50
blau	5,0 cm	130928	57,95
blau	7,5 cm	130929	69,95
blau	10 cm	130930	79,95





COM-TeX® Dur Kompressionsbinde

- Sehr kurzer Zug
- Dauerelastisch und hautfreundlich
- Behält ihre Elastizität auch nach mehrmaligem Waschen und längerem Tragen
- Mit Verbandklammern
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 40 %)

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	115212	149,75
8 cm	115238	171,80
10 cm	115246	204,40
12 cm	115247	249,35



COM-TeX® Lan Haft Kompressionsbinde

- Kohäsive Kompressionsbinde mit kurzem Zug
- Hautfreundlich, da aus 100 % Baumwolle
- Gute Haftung und rutschfester Sitz dank der mikropunktuellen Latexbeschichtung
- Keine Verbandklammern nötig
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 50 %)

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	115XXX	18,20
8 cm	115262	18,20
10 cm	115279	21,90

COM-TeX® Universalbinde Krepp / Glatt

- Luftdurchlässig
- Für Stütz- und Entlastungsverbände sowie leichte Kompression
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Krepp		
6 cm	115294	30,25
8 cm	129617	41,95
10 cm	129618	52,85
12 cm	129619	62,15
Glatt		
6 cm	129630	34,60
8 cm	129631	43,00
10 cm	129632	56,80
12 cm	129633	66,00



COM-TeX® Coolaris* Stützverband

- kühlender, leichter Stützverband ohne Alkohol
- Binde kühlt sehr angenehm während des Trockenvorgangs (2 bis 4 Std.)
- Längselastisches und leicht modellierbares Mullbindengewebe in einer Hydrocolloidmatrix aus Alginat und einer Dispersion von Zinkoxid
- Einfaches, faltenfreies Anlegen in einem Zug
- Einzeln im Alubeutel versiegelt

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m	115591	124,30
8 cm × 5 m	115592	148,80
10 cm × 5 m	129613	174,45



COM-TeX® IDEAL Idealbinde

- Dauerelastisch und strapazierfähig
- Dichtes Gewebe, gut luftdurchlässig und sehr hautverträglich durch hohen Baumwollanteil (67 %)
- 100 % dehnbar
- Farbe: weiß

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	111906	28,50
6 cm × 5 m	111907	37,50
8 cm × 5 m	111908	46,80
10 cm × 5 m	111909	61,25
12 cm × 5 m	111910	74,80
15 cm × 5 m	111911	92,45

COM-TeX® Soft Polsterbinde

- Aus 100 % Polyesterfasern, ungebleicht
- Mechanisch vernadelt, nicht verklebt, ohne Zusatz von chem. Bindemitteln
- Gut luftdurchlässig und aufgrund der glatten Oberflächenstruktur faltenfrei anlegbar
- Länge: ca. 3 m



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	12 Stück	115295	32,10	108 Stück	115315	246,20
8 cm	12 Stück	115296	40,02	72 Stück	115316	219,70
10 cm	12 Stück	115297	47,89	72 Stück	115324	263,50
12 cm	12 Stück	115298	54,80	36 Stück	115325	153,70
15 cm	12 Stück	115299	66,20	36 Stück	115327	192,55



COM-TeX® Lan Kompressionsbinde

- Mit kurzem Zug
- Hautfreundlich, da aus 100 % Baumwolle
- Behält ihre Elastizität auch nach mehrmaligem Waschen und längerem Tragen
- Mit Verbandklammern
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 80 %)

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	115248	99,44
8 cm	115249	108,55
10 cm	115257	137,65
12 cm	115258	149,30



COM-TeX® Zinkleimbinde

- Elastische Mullbinde mit Zinkleim überzogen
- Lässt sich faltenfrei anmodellieren
- Verrutscht nicht
- Zur Anwendung auf intakter Haut

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm × 5 m	129622	127,34
8 cm × 7 m	129623	135,95
10 cm × 7 m	129620	141,55
10 cm × 10 m	129621	189,25


COM-TeX®

**COM-TeX® Fix Synthetik
Netzschlauchverband**

- Elastische Verbandfixierung
- Anwendung auf intakter Haut
- Länge: 25 m gedehnt, weiß

Packing mit 1 Stück


Größe	Best.-Nr.	€
A/1 – Finger, Hand, Unterarm	115188	44,30
A – Fuß, Knie, Arm	115189	58,30
B – Bein, Kopf	115190	89,20
C – mittlere Extremitäten, kleiner Rumpf	115191	142,20
D – große Extremitäten, Hüfte, Rumpf	115192	155,75
E – großer Rumpf, Achsel- und Schulterbereich	115193	167,60

**COM-TeX® Fix Baumwolle
Netzschlauchverband**

- Elastische Verbandfixierung
- Anwendung auf intakter Haut
- Mit hohem Baumwollanteil
- Länge: 25 m gedehnt

Packing mit 1 Stück


Größe	Best.-Nr.	€
A/1 – Finger, Hand, Unterarm	115090	34,65
A – Fuß, Knie, Arm	115091	55,35
B – Bein, Kopf	115092	78,37
C – mittlere Extremitäten, kleiner Rumpf	115093	135,50
D – große Extremitäten, Hüfte, Rumpf	115094	157,45
E – großer Rumpf, Achsel- und Schulterbereich	115095	160,45

**COM-TeX® Tube
Trikotschlauchverband**

- Nahtlos gewirkter Schlauchverband
- 100 % Baumwolle
- Länge: 20 m

Packing mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
1 – Finger und Zehen	115160	8,80
2 – Finger, Zehen und geschiente Finger	115161	11,95
3 – Hände und Arme (Kind)	115162	16,70
4 – Hände, Arme, Füße und Unterschenkel (Erw.)	115163	14,60
5 – Oberschnecke und große Köpfe	115164	18,20
6 – Oberschenkel und große Köpfe	115166	22,20
6a – kleine Rumpfe	115169	28,80
7 – starke Oberschenkel und Kinderrumpfe	115171	99,75
8 – großer Rumpf wie Mamma-, Hüft- und Höschenverband	115180	110,70

**COM-TeX® Tubiquick Schlauchverband**

- Nahtlos gewirkter Schlauchverband mit farblicher Größenkennzeichnung
- Gutes Rückstellverhalten, dauerelastisch
- Länge: 10 m gedehnt

Packing mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	1 – Finger, Zehen, kleine Kinderextremitäten	115096	22,20
	2 – Arm, Fuß, Hand und mittlere Kinderextremitäten	115097	28,90
blau	3 – Arme, Beine und große Kinderextremitäten	115098	30,65
gelb	4 – sehr große Gliedmaßen	115099	55,55
beige	5 – Rumpf (Erw.)	115357	72,60

COM-TeX Castlounge

- Orthopädischer, atmungsaktiver Schienenverband
- Mehrschichtiges Glasfasersystem mit Polyurethanharzbeschichtung
- Aktivierung bei Kontakt mit Wasser
- Hoher Tragekomfort durch weiches Polypropylenvlies
- Belastung nach ca. 20 min.
- Bis 60 Tage tragbar
- Länge: 4,5 m

Packing mit 1 Stück

**COM-TeX® Langzugbinde, fein**

- Elastische, hautfreundliche und atmungsaktive Kompressionsbinde mit 145 % Dehnung
- Endableimung latexfrei
- Farbe: beige
- Länge: 7 m

Packing mit 8 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	130733	169,20
8 cm	130734	218,80
10 cm	129629	225,50
12 cm	130744	327,80



Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm	129614	266,75
7,5 cm	129615	328,10
10,0 cm	129616	373,75

**COM-TeX® Frottée-Polsterschlauch**

- Unterzug (Polsterung) für Castverbände aller Art
- Hautfreundlich (93 % BW), atmungsaktiv, röntgendurchlässig und wasserabweisend
- Dehnbar (500 %), Länge: 5 m

Packing mit 1 Stück

Größe	Breite	gedehnt bis	Best.-Nr.	€
1 - Kinderarm, Kinderbein	4,0 cm	28 cm (max.)	153984	68,95
2 - Unterarm, Unterschenkel	6,0 cm	33 cm (max.)	153985	73,20
3 - Oberarm, große Unterschenkel	8,0 cm	36 cm (max.)	153986	89,40
4 - Oberschenkel	10,0 cm	38 cm (max.)	153987	114,10
5 - große Oberschenkel	12,0 cm	45 cm (max.)	153988	131,50

COM-TeX® Tape (o. Abb.)

- Unelastisches, strapazierfähiges Gewebe
- Leicht längs und quer reißbar
- Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
- Länge: 10 m

Farbe	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
weiß	2,50 cm	18 Stück	157781	115,15
weiß	3,75 cm	12 Stück	157783	135,50
weiß	5,00 cm	6 Stück	155919	99,80
blau	3,75 cm	12 Stück	157785	135,50
rot	3,75 cm	12 Stück	157786	135,50

Wundverschluss & Rollenpflaster



3M™ Steri-Strip™ – Das Original

- Mikroporöse Kunstseide – atmungsaktiv und exsudatdurchlässig
- Hohe Zugfestigkeit durch Rayonfäden – daher kein Nachdehnen
- Für kleine Schnittverletzungen und Wunden – auch in Kombination mit Hautnähten und Klammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
3 × 75 mm	12 × 5 Streifen	180497	62,52
6 × 75 mm	12 × 3 Streifen	180498	62,52
6 × 100 mm	12 × 10 Streifen	180500	84,00
12 × 100 mm	12 × 6 Streifen	180501	84,00
25 × 125 mm	25 × 4 Streifen	151336	297,75

3M™ Steri-Strip™ Blendtone – Das Chamäleon

- Dünn und unauffällig
- Besonders für die plastische und kosmetische Chirurgie geeignet



Größe	Anzahl je Umschlag	Best.-Nr.	€
6 × 75 mm	50 × 3 Streifen	121120	196,00
12 × 100 mm	50 × 6 Streifen	121122	274,00

Steriler Transparentverband



3M™ Tegaderm™ Film Transparentverband

- Vielseitig einsetzbar als Primär zur Versorgung von oberflächlichen Wunden und als Sekundärverband in der modernen Wundbehandlung
- Schützt empfindliche oder gefährdete Hautareale
- Steril

Packung mit 5 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4,4 × 4,4 cm	198006	8,75
10 × 6 × 7 cm	184742	10,00
10 × 12 cm	180503	20,60
10 × 12 cm (oval)	123140	20,60

3M™ Tegaderm™ HP Transparentverband

- Verstärkte Haftung auch auf feuchter oder schwitzender Haut
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit – ermöglicht längere Verweildauer und ein ideales Wundklima
- Sterile, wasser- und keimdichte Abdeckung mit Sicht auf die Wunde
- Latexfrei, atmungsaktiv und angenehm zu tragen

Packung mit 10 Stück

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 × 7 cm	100 Stück	126986	175,00
10 × 12 cm	50 Stück	710617	xxx,xx
10 × 11,5 cm (oval)	50 Stück	710617	xxx,xx

Unsteriler Transparentverband von der Rolle



3M™ Tegaderm™ Roll Transparentverband

- Wasserfeste Fixierung von Primärverbänden
- Schutz beim Baden und Duschen
- Wasser-, bakterien- und virendicht*

(*Basierend auf In-vitro-Tests:

Barriere gegen Viren ≥ 27 nm bei intaktem Verband)

- Einfache Applikation und Handhabung, auch mit Handschuhen

Packung mit 1 Rolle

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	156656	30,68
10 cm × 10 m	156657	51,78
10 cm × 2 m	119903	26,70
15 cm × 10 m	156658	78,00



3M™ Micropore™ S

- Silikonbeschichtetes Pflaster
- Hautschonend ablösbar
- Konstante Klebkraft
- Größe: 2,5 cm × 5 m

Anzahl	Best.-Nr.	€
1 Rolle	124324	16,44
12 Rollen	114454	172,20

Rollenpflaster

1 Leukoplast®

Rollenpflaster aus Zellwollgewebe, hautfarben, für normale Haut
Anstaltspackung, **ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm × 5,0 m	24 Stück	175252	73,92
2,50 cm × 5,0 m	12 Stück	175253	55,56
5,00 cm × 5,0 m	6 Stück	175254	51,00
1,25 cm × 9,2 m	24 Stück	175917	94,32
2,50 cm × 9,2 m	12 Stück	175918	92,88
5,00 cm × 9,2 m	6 Stück	175606	93,18

2 Leukoplast® skin sensitive

Rollenpflaster aus Acetatgewebe mit Silikonauflage für besonders empfindliche Haut, **ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,50 cm × 2,6 m	12 Stück	123723	75,24

3 Leukosilk®

Rollenpflaster aus weißem Acetatgewebe für empfindliche Haut, **Anstaltspackung, ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm × 5,0 m	24 Stück	175258	83,04
2,50 cm × 5,0 m	12 Stück	175259	70,68
5,00 cm × 5,0 m	6 Stück	175260	65,16
1,25 cm × 9,2 m	24 Stück	175936	99,84
2,50 cm × 9,2 m	12 Stück	175937	98,40
5,00 cm × 9,2 m	6 Stück	175938	96,24

4 Leukopor®

Rollenpflaster aus Vliesstoff für sehr empfindliche Haut
Anstaltspackung, ohne Schutzring

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm × 5,0 m	24 Stück	175261	87,24
2,50 cm × 5,0 m	12 Stück	175262	74,88
5,00 cm × 5,0 m	6 Stück	175263	68,82
1,25 cm × 9,2 m	24 Stück	175929	92,40
2,50 cm × 9,2 m	12 Stück	175930	92,52
5,00 cm × 9,2 m	6 Stück	175266	91,62



Wundschnellverband

5 Leukomed® skin sensitive

- Für besonders fragile und empfindliche Haut
- Hautfreundliche und atraumatische Entfernung
- Bedeckt und schützt oberflächliche Wunden
- Absorbiert Blut und Wundflüssigkeit
- Atmungsaktiv und flexibel, auf Silikonbasis
- Sichere Fixierung, aber mehrfach repositionierbar

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	5 Stück	127367	8,66
10,0 × 8 cm	5 Stück	127368	22,08
15,0 × 8 cm	5 Stück	127369	28,17
25,0 × 10 cm	5 Stück	127370	49,42
7,2 × 5 cm	20 Stück	127363	33,76
10,0 × 8 cm	20 Stück	127364	87,20
15,0 × 8 cm	20 Stück	127365	111,35
25,0 × 10 cm	20 Stück	127366	194,76

6 Leukomed®

Steriler Wundverband mit saugfähiger Wundauflage
Packung mit 50 Stück

Größe	Wundauflage	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	3,8 × 2,8 cm	156663	32,98
8,0 × 10 cm	4,0 × 6,0 cm	156664	88,99
8,0 × 15 cm	4,0 × 11,0 cm	156675	113,72
10 × 20 cm	5,0 × 16,0 cm	156669	151,19
10 × 25 cm	5,0 × 20,0 cm	156670	209,69
10 × 30 cm	5,0 × 25,0 cm	156676	282,59

7 Leukomed® T plus

Wasser- und keimdicht mit saugfähiger Wundauflage
Packung mit 50 Stück

Größe	Wundauflage	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	4 × 2,8 cm	156665	55,92
8,0 × 10 cm	4,0 × 6,0 cm	156671	95,01
8,0 × 15 cm	4,0 × 11,0 cm	156672	114,03
10,0 × 20 cm	5,0 × 16,0 cm	120079	155,04
10,0 × 25 cm	5,0 × 20,0 cm	156666	202,09
10,0 × 30 cm	5,0 × 25,0 cm	126285	278,78
10,0 × 35 cm	5,0 × 30,0 cm	126286	301,24

8 Leukoplast® Soft

Injektionspflaster

Besonders hautfreundlich durch Acrylat-Klebmasse, rundum klebend, **Packung mit 100 Pflastern**

Größe	Best.-Nr.	€
1,9 × 4,0 cm	180823	13,09

9 Leukoplast® Soft

Hypoallergenes Wundpflaster für empfindliche Haut, querelastisches, hautfarbenes Polyamidvlies, hypoallergene Acrylat-Klebmasse, ausgezeichnete Hautverträglichkeit
Meterware, Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	175240	18,09
6 cm × 5 m	175241	22,66
8 cm × 5 m	122453	27,42

10 Leukomed® Control

- Bei nicht bis schwach exsudierenden Akutwunden
- Besonders geeignet zur Wundinspektion bei erhöhtem Infektionsrisiko, da vollständig transparent
- Keimdicht
- Wasserfest mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
- Extradünn und elastisch für angenehmen Tragekomfort
- Einzeln steril eingeschlagt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 7 cm	10 Stück	119578	46,05
7 × 10 cm	10 Stück	119579	89,35
8 × 15 cm	10 Stück	119580	148,42
10 × 24 cm	5 Stück	119581	143,68
10 × 35 cm	5 Stück	119582	205,49



Das bewährte kryochirurgische System zur Behandlung von Warzen und gutartigen Hautläsionen.

Histofreezer®

- Einfache Handhabung
- 3 Jahre haltbar
- Hohe Wirtschaftlichkeit und hohe Patientenakzeptanz

Packung mit 2 Dosen je 80 ml und 52 / 60 Applikatoren

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
small	60 Applikatoren (2 mm)	129962	262,90
medium	52 Applikatoren (5 mm)	129890	219,06

Vollflächige Fixierung

1 Fixomull® stretch

Luftdurchlässiges Klebevlies zur vollflächigen Verbandfixierung, **Packung mit 1 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 2 m	152143	12,82
15 cm × 2 m	183475	15,17

Anstaltspackung

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	175924	22,04
10 cm × 10 m	175925	34,26
15 cm × 10 m	175926	52,07
20 cm × 10 m	175927	74,54
30 cm × 10 m	175648	106,71

2 Fixomull® transparent

Wasser- und keimdichte Klebefolie
Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	156373	35,37
10 cm × 10 m	156200	65,42
15 cm × 10 m	156317	98,12

3 Fixomull® skin sensitive

Luftdurchlässiges Klebevlies zur vollflächigen Fixierung für besonders empfindliche Haut, **Packung mit 1 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 5 m	121360	29,41
10 cm × 5 m	121361	57,04
15 cm × 5 m	121362	84,97
10 cm × 2 m	121359	24,84

Wundverschluss

4 Leukoplast® wound closure strip – Wundnahtstreifen

- Zum atraumatischen Hautverschluss kleiner Wunden und Inzisionen
- Verringeres Risiko von Hautmazerationen
- Lässt Feuchtigkeit durch
- Strips zu mehreren auf Applikationskarte
- Steril eingeschiegelt
- Latexfrei
- Farbe: weiß und hautfarben

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
weiß			
6 × 38 mm	10 × 6 Strips	128711	32,22
6 × 38 mm	50 × 6 Strips	128844	114,78
6 × 75 mm	10 × 3 Strips	128842	31,35
6 × 75 mm	50 × 3 Strips	128717	132,70
6 × 100 mm	10 × 10 Strips	128807	79,32
12 × 100 mm	10 × 6 Strips	128713	64,77
beige			
6 × 38 mm	50 × 6 Strips	128714	114,78
6 × 75 mm	50 × 3 Strips	128723	132,70
12 × 100 mm	50 × 6 Strips	128884	255,38

Schlauchverbände

5 Elastofix®

- Der hochelastische Netzschlauch zur Fixierung von Wundaufgaben, Anstaltspackung

Größe A = für kleine Extremitäten und Finger

Größe B = für große Extremitäten und kleine Köpfe

Größe C = für kleinen und mittleren Rumpf und große Köpfe

Größe D = für großen Rumpf

Größe	Best.-Nr.	€
A – 25 m gedehnt	175382	73,49
B – 25 m gedehnt	175383	111,98
C – 25 m gedehnt	175384	201,50
D – 25 m gedehnt	175385	225,70

6 Tricofix®

Der elastische Schlauchverband, Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
A/1: Finger und Zehen		
1,5 cm × 20 m	175387	15,86
B/2: Finger, Zehen und geschiente Finger		
2,5 cm × 20 m	175388	17,02
C/3: Hand und Kinderarme		
4 cm × 20 m	175389	20,53
D/5: Hand-, Arm-, Fuß- u. Unterschenkel Erwachsener		
6 cm × 20 m	175390	22,99
E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe		
8 cm × 20 m	175391	26,01
F/7: Oberschenkel und große Köpfe		
10 cm × 20 m	175392	29,71
G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe		
12 cm × 20 m	175393	34,48
K: für kleine Rümpfe		
16 cm × 10 m	175394	63,01
L: für große Rümpfe wie Mamma- Hüft- und Höschchenverband		
21 cm × 10 m	175395	69,30

7 Delta Terry-Net™ C Frotteeschlauch

- Aus Baumwolle

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 13,5 m	153225	196,03
7,5 cm × 13,5 m	153226	206,04
10,0 cm × 13,5 m	153227	235,95
12,5 cm × 13,5 m	153228	246,45
15,2 cm × 13,5 m	153229	299,64

8 Delta Terry-Net™ S Frotteeschlauch

- Mit Daumeneinschluss

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 38 cm	153236	98,73
5,0 × 46 cm	153237	104,90
7,6 × 38 cm	153238	104,90
7,6 × 46 cm	153239	111,50



1



2



3



5



6



4



8

Elastische Binden

1 Idealbinde

Nach DIN61632, Anstaltspackungen, für Sprechstunden- und Klinikbedarf, lose, ohne Verbandklammern,

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m gedehnt	175919	52,50
6 cm × 5 m gedehnt	175920	51,80
8 cm × 5 m gedehnt	175921	65,50
10 cm × 5 m gedehnt	175922	84,30
12 cm × 5 m gedehnt	175923	107,80

2 Idealbinde Color blau

Nach DIN61632, lose, ohne Verbandklammern,

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m gedehnt	153000	51,50
8 cm × 5 m gedehnt	152908	65,10
10 cm × 5 m gedehnt	153001	83,70

3 Unihaf

Kohäsive, elastische Binde, mit Latex-Beschichtung, weiß

Anstaltspackung, Großrolle

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 10 m gedehnt	175699	12,58
8 cm × 10 m gedehnt	175700	16,30
10 cm × 10 m gedehnt	175701	20,22
12 cm × 10 m gedehnt	175702	24,87

4 Uniflex® Universal

Für Stütz-, Entlastungsverbände und zur Fixierung, hautfreundlich, luftdurchlässig, weiß, lose

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m gedehnt	175685	38,70
8 cm × 5 m gedehnt	175686	50,00
10 cm × 5 m gedehnt	175687	64,10
12 cm × 5 m gedehnt	175688	80,50

5 Uniflex® Color

Universalsbinde für Stütz- und Entlastungsverbände und zur Fixierung, luftdurchlässiges Gewebe mit hohem Baumwollanteil (63 %)

Packung mit 10 Stück, lose

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm × 5 m gedehnt	117318	38,70
blau	8 cm × 5 m gedehnt	117319	50,00
blau	10 cm × 5 m gedehnt	128148	64,10
grün	6 cm × 5 m gedehnt	128149	39,40
grün	8 cm × 5 m gedehnt	128150	51,00
grün	10 cm × 5 m gedehnt	128157	65,40
rot	8 cm × 5 m gedehnt	128159	51,00
rot	10 cm × 5 m gedehnt	128160	65,40

Klebebinden

6 Tricoplast®

Längs- und querelastische Klebebinde, Acrylat-Klebmasse, hautfreundlich

Anstaltspackung mit 12 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 2,5 m gedehnt	180826	242,64
8 cm × 2,5 m gedehnt	180827	302,76
10 cm × 2,5 m gedehnt	180828	369,84

7 Acrylastic®

Elastische Klebebinde, Acrylat-Klebmasse, hautfreundlich

Anstaltspackung mit 12 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 2,5 m gedehnt	180829	179,88
8 cm × 2,5 m gedehnt	180830	220,32
10 cm × 2,5 m gedehnt	180831	273,60

Tapeverbände

8 Leukotape® classic

Farbige unelastische Klebebinde, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber

Packung mit 12 Stück, lose

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	3,75 cm × 10 m	180832	155,04
rot	3,75 cm × 10 m	180833	155,04
gelb	3,75 cm × 10 m	180834	155,04
grün	3,75 cm × 10 m	113264	155,04
schwarz	3,75 cm × 10 m	152424	155,04

Polsterbinden & -material

9 Artiflex®

Hochgebauchte Polsterbinde aus synthetischen Fasern, Binden lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 3 m	50 Stück	175374	163,51
10 cm × 3 m	30 Stück	175375	144,58
15 cm × 3 m	20 Stück	175376	139,06
20 cm × 3 m	15 Stück	175377	151,74

10 Delta-Rol®

Synthetische Polsterwattebinde

Packung mit 12 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 2,75 m	180538	27,47
7,5 cm × 2,75 m	180539	32,57
10,0 cm × 2,75 m	180540	48,96
15,0 cm × 2,75 m	180541	71,32

11 Specialist®

Polsterwattebinde mit hohem Baumwollanteil, aus 50 % Baumwolle und 50 % Viskose

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 3,6 m	24 Stück	180532	80,21
7,6 cm × 3,6 m	12 Stück	180529	60,03
10,1 cm × 3,6 m	12 Stück	180530	73,01
15,2 cm × 3,6 m	6 Stück	180531	48,50



Fixierbinden

1 Elastomull®

Elastische Fixierbinde, weiß
Anstaltspackung ohne Zellglas

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175271	21,00
6 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175272	20,60
8 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175273	20,60
10 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175274	28,20
12 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175275	44,20
4 cm × 4 m gedehnt	50 Stück	118195	49,00
6 cm × 4 m gedehnt	100 Stück	175276	91,00
8 cm × 4 m gedehnt	100 Stück	175277	93,00
10 cm × 4 m gedehnt	50 Stück	175278	60,00

2 Elastomull® haft weiß

Anstaltspackung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 20 m gedehnt	6 Stück	113595	105,72
8 cm × 20 m gedehnt	6 Stück	113596	119,94
10 cm × 20 m gedehnt	6 Stück	113597	133,92

3 Elastomull® haft color

Kohäsive, elastische Fixierbinde,
Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm × 20 m gedehnt	152810	19,25
blau	8 cm × 20 m gedehnt	152906	22,31
blau	10 cm × 20 m gedehnt	152998	24,95
rot	6 cm × 20 m gedehnt	152811	19,25
rot	8 cm × 20 m gedehnt	152907	22,31
rot	10 cm × 20 m gedehnt	152999	24,95

4 Gazofix® color

Kohäsive, elastische Fixierbinde
20 m gedehnt
Anstaltspackung mit 6 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm	116473	111,00
blau	8 cm	116474	126,66
gelb	6 cm	116475	111,00
gelb	8 cm	116476	126,66
grün	6 cm	124404	111,00
grün	8 cm	124405	126,66
pink	6 cm	116477	111,00
pink	8 cm	116478	126,66

Kompressionsbinden

5 Comprilan®

Textilelastische Kurzzugbinde zur Kompressionstherapie,
ca. 90 % Längsdehnung

Packung mit 10 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m gedehnt	175713	105,40
8 cm × 5 m gedehnt	175714	130,40
10 cm × 5 m gedehnt	175715	164,70
12 cm × 5 m gedehnt	175716	176,70

Zink-Gel-Binden

6 Gelocast® elastic

Zink-Gel-Binde für phlebologische und orthopädische
Versorgung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm × 7 m	10 Stück	116148	177,50
8 cm × 10 m	10 Stück	116149	180,90
10 cm × 7 m	10 Stück	116150	183,90
10 cm × 10 m	10 Stück	116151	234,50

7 Gelostretch®

Zink-Gel-Binde, längs- und querdehnbar

Packung mit 10 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm × 7 m gedehnt	180825	173,40
10 cm × 5 m gedehnt	175939	148,80
10 cm × 7 m gedehnt	175940	180,80
10 cm × 10 m gedehnt	175941	232,30



1



2



3

Auch latexfrei!



4



5



7

Polsterbinden & -material

1 Delta-Dry® Softliner

- Wasserfestes, latexfreies, weiches Gewebe
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit beugt Hautmazerationen, Juckreiz und Gerüchen vor
- Kurze Trocknungszeit dank einzigartigem Drainage-Effekt
- Nur ein Material für eine optimale Polsterung nötig

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,5 cm × 10 m	115666	151,30
5,0 cm × 10 m	115667	168,84
7,5 cm × 10 m	115670	189,18
10,0 cm × 10 m	115671	205,99
12,5 cm × 10 m	115668	231,12



Fertigschienensysteme

2 Dynacast® Prelude

Synthetisches Schienensystem aus Glasfaser, beschichtet mit Polyurethanharz und weicher, beidseitig aufgebracht Polypolypropylen-Polsterung

- Einfache und schnelle Applikation
- Maßgenau und kosteneffektiv durch individuellen Zuschnitt
- Sauberes Arbeiten beim Anlegen/Abnehmen
- Kurze Behandlungsdauer und frühe Belastbarkeit
- Stabil, leicht und haltbar,

Packung mit 1 Stück

Größe (Meterware)	Best.-Nr.	€
2,5 cm × 4,6 m	184666	265,00
5,0 cm × 4,6 m	184667	318,05
7,5 cm × 4,6 m	184668	388,78
10,0 cm × 4,6 m	184669	430,91
12,5 cm × 4,6 m	184670	540,97
15,0 cm × 4,6 m	184671	742,02
20,0 cm × 2,3 m	153004	494,69

Synthetische Stützverbände*

3 Delta-Cast® Soft Stützverband

- Synthetisch, semirigid und glasfaserfrei
- Packung mit 10 Stück** (Mischpackung mit je 2 Rollen blau, rot, schwarz, Bärenatze, Herzmotiv)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	2,5 cm × 1,8 m	126289	198,57
blau	5,0 cm × 3,6 m	114872	366,39
blau	7,5 cm × 3,6 m	114890	412,13
blau	10,0 cm × 3,6 m	115658	496,65
gemischt	5,0 cm × 3,6 m	126193	366,39
gemischt	7,5 cm × 3,6 m	126194	412,13



5 Delta-Cast® Elite Stützverband

- Stabil aus Polyester, glasfaserfrei
- Packung mit 10 Stück** (Mischpackung mit je 2 Rollen dunkelblau, hellblau, rot, lila, pink)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	2,5 cm × 1,8 m	156674	172,42
weiß	5,0 cm × 3,6 m	172503	315,23
weiß	7,5 cm × 3,6 m	172504	335,16
weiß	10,0 cm × 3,6 m	172505	408,17
weiß	12,5 cm × 3,6 m	172506	461,93
blau	5,0 cm × 3,6 m	172510	315,23
blau	7,5 cm × 3,6 m	172511	335,16
blau	10,0 cm × 3,6 m	172512	408,17
gemischt	5,0 cm × 3,6 m	126197	315,23
gemischt	7,5 cm × 3,6 m	126198	350,24
gemischt	10,0 cm × 3,6 m	126200	426,54



6 Delta-Cast® Conformable Stützverband

- Synthetisch, aus Polyester, glasfaserfrei
- Packung mit 10 Stück** (Mischpackung mit je 2 Rollen dunkelblau, schwarz, rot, lila, pink)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	2,5 cm × 1,8 m	154786	187,80
weiß	5,0 cm × 3,6 m	175569	349,13
weiß	7,5 cm × 3,6 m	175570	388,10
weiß	10,0 cm × 3,6 m	175571	483,00
weiß	12,5 cm × 3,6 m	175572	536,90
blau	5,0 cm × 3,6 m	180552	349,13
blau	7,5 cm × 3,6 m	180553	388,10
blau	10,0 cm × 3,6 m	180554	483,00
schwarz	5,0 cm × 3,6 m	154694	349,13
schwarz	7,5 cm × 3,6 m	154695	388,10
schwarz	10,0 cm × 3,6 m	155656	483,00
gemischt	5,0 cm × 3,6 m	122507	349,13
gemischt	7,5 cm × 3,6 m	126203	388,10
gemischt	10,0 cm × 3,6 m	126204	483,00



4 Delta-Cast® Prints Stützverband

- Stabil, aus Polyester mit Muster

Packung mit 10 Stück

(Mischpackung mit je 2 Rollen Pastel, Bärenatzen, Fußballmotiv, Camouflage, Pink Camouflage)

Muster	Größe	Best.-Nr.	€
Dinosaurier	5,0 cm × 3,6 m	121177	333,93
Pastel	5,0 cm × 3,6 m	126291	326,10
Pastel	7,5 cm × 3,6 m	121178	374,00
Bärenatzen	5,0 cm × 3,6 m	159060	333,93
Bärenatzen	7,5 cm × 3,6 m	159061	374,00
gemischt	5,0 cm × 3,6 m	126195	333,93
gemischt	7,5 cm × 3,6 m	126196	374,00



* In weiteren Farben/Motiven und als Mischpackung (eine Packung mit verschiedenen Farben/Motiven) lieferbar.



Tamponadestreifen

- Zum Einführen in & Ausfüllen von kleinen Körperhöhlen & Öffnungen
- Aus 100 % Zellwolle
- Mullband mit fester Webkante
- Hohe Nassfestigkeit
- Steril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 cm × 5 m	5 × 1 Stück	117824	13,12
2 cm × 5 m	5 × 1 Stück	117853	15,05
6 cm × 5 m	2 × 1 Stück	130188	11,25
8 cm × 5 m	2 × 1 Stück	130189	11,36
1 cm × 2,5 m doppelt gewickelt	5 × 1 Stück	117854	12,14

Zellstofftupfer FES-ZELL

- 12-lagig
- Unsteril
- Hohe Saugleistung
- Weich und abriebfest
- Zur äußeren Wundversorgung und zur Hautreinigung vor Injektionen
- Auch geeignet für den Laborbereich
- Maße: 4 × 5 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 124387



Verbandzellstoffzuschnitte

- Hochgebleicht
- Aus miteinander verfilzten Zellulosefäserchen
- Mehrere übereinanderliegende, gekreppte Einzellagen
- TCF (total chlorfrei gebleicht)
- Weich und abriebfest

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
40 × 60 cm	5 kg	113292	38,09
20 × 20 cm	10 kg	183337	89,49
20 × 30 cm	5 kg	184221	43,29

Achtung! In einigen Regionen nicht als Sprechstundenbedarf abrechenbar!



€ 2,01



Mulltupfer FES-TUPF

- Dreieckige Hütfenform
- Optimale Saugfähigkeit durch spezielle FESMED-Faltung
- Schnelles Absaugen aller Arten Wundflüssigkeit durch die Ecken
- Alternativer Einsatz als kleines Wundkissen
- Eine Vielzahl anderer Größen und Abpackungen erhältlich

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
unsteril			
Nr. 9 haselnussgroß	300 Stück	184331	22,47
Nr. 12 walnussgroß	500 Stück	183339	44,48
Nr. 15 pflaumengroß	500 Stück	183340	50,62
steril			
Nr. 12 walnussgroß	20 × 1 Stück	124383	12,54
Nr. 12 walnussgroß	50 × 2 Stück	117849	41,49
Nr. 15 pflaumengroß	20 × 1 Stück	118422	13,64
Nr. 15 pflaumengroß	2 × 30 Stück	123256	15,35

Mundspatel und Wattestäbchen*



1 Holz-Mundspatel für Kinder

- Maße: 115 × 10 mm (L × B)
- Packung mit 100 Stück
- Best.-Nr. 114085 € 2,57

2 Zungenspatel

- Standard-Ausführung aus Holz
 - Länge: 150 mm
- Packung mit 100 Stück
- Best.-Nr. 129754 € 3,00

4 Kunststoff-Mundspatel (o. Abb.)

- Standard-Ausführung
 - Länge: 150 mm
- Packung mit 100 Stück
- Best.-Nr. 120721 € 4,78

5 Holz-Mundspatel

Ausführung	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
keimreduziert	150 mm	50 Stück	155655	3,80



6 Wattestäbchen

Holz Wattestäbchen, mit kleinem Kopf

Größe (L × Ø Kopf)	Anzahl	Best.-Nr.	€
a 150 × 2,2 mm	100 Stück	128384	2,94
b 230 × 5,0 mm	10 × 10 Stück	128394	2,26

Holz Wattestäbchen, mit großem Kopf (10 mm)

Größe (L)	Anzahl	Best.-Nr.	€
c 200 mm	50 Stück	155059	3,07
150 mm	50 Stück	152813	1,70

Kunststoff Wattestäbchen, mit großem Kopf (10 mm)

Größe (L)	Anzahl	Best.-Nr.	€
d 150 mm	50 Stück	157947	2,50

7 Watteträger

- Steril
- Mit kleinem Kopf
- Aus Birkenholz
- Kopf Verbandwatte (100 % Baumwolle)

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
150 × 5 mm	100 Stück	127463	8,59



Wundverbände

1 Askina® Soft steril Wundverband

- Elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff
- Mit hypoallergener Polyacrylat-Kleberbeschichtung
- Wundauflage mit microfeinem Gitternetz

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 7,5 cm	50 Stück	116025	33,89
9 × 5,0 cm	50 Stück	187725	37,92
9 × 10,0 cm	50 Stück	187726	82,16
9 × 15,0 cm	40 Stück	187727	89,62
9 × 20,0 cm	30 Stück	187728	79,33

Mull-/Zellstoffprodukte

2 Askina® Brauncel® Zellstofftupfer

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 × 5 cm	1 Rolle mit 500 Tupfern	112647	5,82
Brauncel® Box*		115170	29,98

3 Askina® Cel Zellstoff

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
hochgebleicht in Lagen*	15 kg	175100	163,04
Rolle 36 cm breit	1 kg	175101	23,67
ungebleicht in Lagen**	15 kg	180971	112,38

4 Askina® Verbandmull

- Reines Naturprodukt, 100 % Baumwolle
- 100 % chlorfrei gebleicht
- Frei von optischen Aufhellern

Breite 10 cm

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 m Rolle	1 Stück	182899	7,20
5 m Rolle	1 Stück	182957	16,75
10 m Rolle	1 Stück	175097	32,25
20 m Rolle	Beutel mit 2 Stück	175098	102,69

Wundauflagen & Tupfer

5 Askina® Pad Wundauflage

- Nichthaftende, saugstarke, sterile Wundauflage
- Mit wundseitig, perforierter Folie vermeidet Verkleben mit der Wunde
- Polstert die Wunde und beschleunigt den Heilungsprozess

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	100 Stück	187738	33,48
10 × 10 cm	100 Stück	187740	54,22
20 × 10 cm	100 Stück	187741	99,70

6 Askina® Mullkompressen

- Aus Verbandmull mit eingeschl. Schnittkanten
- 100 % Baumwolle und chlorfrei gebleicht


Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Rezeptur-Packung – steril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	5 × 2 Stück	175833	2,45
7,5 × 7,5 cm	5 × 2 Stück	175834	2,59
10,0 × 10,0 cm	5 × 2 Stück	175835	3,23
10,0 × 20,0 cm	5 × 2 Stück	entfällt	

Sprechstunden-Packung – steril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	25 × 2 Stück	175079	6,59
7,5 × 7,5 cm	25 × 2 Stück	175080	7,51
10,0 × 10,0 cm	25 × 2 Stück	175081	10,03
10,0 × 20,0 cm	25 × 2 Stück	175837	18,17

unsteril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	100 Stück	175082	4,41
7,5 × 7,5 cm	100 Stück	175083	6,73
10,0 × 10,0 cm	100 Stück	175084	9,68

unsteril – 12-fach			
7,5 × 7,5 cm	100 Stück	180001	10,03
10,0 × 10,0 cm	100 Stück	180002	15,15
10,0 × 20,0 cm	100 Stück	183154	36,27

Fixiervverbände / Schlitzkompressen



7 Askina® Soft I.V.*

Askina® Soft Clear I.V. – Transparent Fixiervverband

- Hoher Tragekomfort durch elastisches, flüssigkeits- und bakterienundurchlässiges Material
- Infektionsschutz durch saugfähige Komresse
- Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers

Packung mit 50 Stück

Größe	Ausführung	Best.-Nr.	€
a) 6 × 8 cm	Vlies	151119	97,18
b) 6 × 8 cm	Transparent	118603	93,08

8 Askina® Injektionspflaster

- Atmungsaktiv und wasserabweisend
- Hautfreundlicher Kleber, auch bei empfindlicher Haut

Pflaster mit 250 Stück

Best.-Nr. 115353

€ 18,96

9 Askina® Fix Fixiervlies

- Selbstklebendes, atmungsaktives und elastisches Vlies für hohe Formanpassung
- Bewegungsfreiheit trotz sicherer Fixierung durch geteilte Schutzfolie

Packung mit 1 Stück

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	1 Stück	187708	18,13
10 cm × 10 m	1 Stück	187709	31,26
15 cm × 10 m	1 Stück	187710	43,49
20 cm × 10 m	1 Stück	187711	56,62

10 Askina® Pad S steril Schlitzkompressen

- Zur Wundversorgung von Kathetern (Drainagen, PEGSonden, suprapubischen Blasendrainagen, Infusionskathetern) sowie Draht- und Nageextensionen,
- Nichthaftende, saugstarke Schlitzkompressen

Packung mit 100 Stück

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	100 Stück	131119	60,00
10 × 10 cm	100 Stück	128912	68,70



11 Askina® Schlinggazetupfer

- Zur Blutstillung, Wundreinigung und Hautdesinfektion
- 20-fädiger Verbandmull nach DIN 61630 – VM 20, Ph. Eur.
- 100 % Baumwolle ohne Röntgenkontrastfaden

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
pflaumengroß, steril	4 Stück	180650	1,96
pflaumengroß, steril	20 Stück	180651	7,85
pflaumengroß, unsteril	2 × 500 Stück	180652	91,91
walnussgroß, unsteril	1 × 1000 Stück	180653	68,45

Fixierverbände



Askina® Elast fine

- Einfache, schnelle Applikationen auch an schwierigen Körperstellen (z. B. Gelenke)
- Kein Verrutschen der Binde
- Die Gelenkbeweglichkeit bleibt erhalten, die Blutzirkulation wird nicht behindert

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 4 m	20 Stück	175085	15,29
6 cm × 4 m	20 Stück	175086	16,05
8 cm × 4 m	20 Stück	175087	17,77
10 cm × 4 m	20 Stück	175088	21,68
12 cm × 4 m	20 Stück	175089	30,21
6 cm × 4 m	100 Stück	175090	78,78
8 cm × 4 m	100 Stück	175091	86,55
10 cm × 4 m	50 Stück	175092	54,18

Askina® Elast

- Grobe, hochelastische Fixierbinde, webkantig, 70 Viskose, 30 % Polyamid, weiß

Lose, Packung mit 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 4 m	180614	13,69
6 cm × 4 m	180615	14,46
8 cm × 4 m	180616	15,98
10 cm × 4 m	180617	19,45

Lose, Packung mit 50 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 4 m	180621	47,67

Lose, Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 4 m	180619	70,65
8 cm × 4 m	180620	78,08

Askina® Haft Color

- Fixierbinde nach DIN 61634 mit Webkante für leichte Stützverbände und zum Anwickeln von Schienen
- Kohäsiv, auf sich selbst haftend
- 40 % Baumwolle, 60 % Polyamid
- ca. 75 % längselastisch
- Länge gedehnt

Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm × 20 m	187742	16,01
blau	8 cm × 4 m	111090	6,18
blau	8 cm × 20 m	187743	18,27

Askina® Kohäsive Fixierbinde

- Ungebleicht, 40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid

Vorteil für den Patienten:

Sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil und ungebleichte, luftige Webstruktur, ausgezeichneter Sitz auch an viel bewegten Körperteilen durch rutschfreie Haftung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 20 m	1 Stück	180646	15,63
8 cm × 20 m	1 Stück	180647	17,77
10 cm × 20 m	1 Stück	180648	20,08

Askina® Ideal

- Hautfreundliche Kurzzugbinde mit 100 % Baumwolle (DIN 61632)
- Mit Schlingkante, nicht ausfransend
- Saugt Körperflüssigkeit (Schweiß) auf
- Durch Waschen und spannungsfreies Trocknen kann der Dehnungsverlust wieder regeneriert werden

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m	10 Stück	175102	44,53
8 cm × 5 m	10 Stück	175103	56,96
10 cm × 5 m	10 Stück	175104	73,03
12 cm × 5 m	10 Stück	175105	92,12

Fingerverbände



3 + 4 Finger Bob® Fingerschnellverband

Anzahl	Best.-Nr.	€
50 Stück bunt	182700	30,99
4 6 Stück weiß	153396	6,26
6 Stück bunt	113728	7,78

Finger Bob® large

Anzahl	Best.-Nr.	€
25 Stück	116269	25,14

Askina® Haft Color Sortimentsbox

- 10 Rollen in 5 verschiedenen Farben
- Maße: 8 cm × 4 m

Best.-Nr. 111103

€ 47,11

Kompressionsverbände



Askina® Forte

- Die kohäsive Kurzzugbinde
- Komfort in der Kompressionstherapie

Material:

- 100 % Baumwolle
- Mit mikropunkteller Natur-Latex-Beschichtung

Eigenschaften:

- Kohäsive Kurzzugbinde
- Hautfarben
- Sterilisierbar
- Dehnungsverhalten: ca. 50 % längselastisch

Anwendung:

Kompressionsverbände bei venösen und lymphatischen Erkrankungen, Stütz- und Entlastungsverbände, für Verbände mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 cm × 4,5 m	10 Stück	187757	230,43



Askina® Kurzzugbinde

- Dehnungsverhalten ≥ 90 % längselastisch
- Luftdurchlässig
- 100 % Baumwolle, sterilisierbar
- Hautfarben
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	115340	96,00
8 cm	115341	115,74
10 cm	115342	144,22
12 cm	115343	155,33

Askina® Zinkleimbinde

- Zur universellen Verwendung als Fixier-, Stütz-, Entlastungs- und leichter Kompressionsverband
- Dehnungsverhalten 60 % +/- 15 % längselastisch
- Enthält Zinkleimmasse

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm × 7 m	115336	137,62
10 cm × 5 m	115337	123,60
10 cm × 7 m	115338	149,37

1 ES-Kompressen

- steril: Die klassischen, sterilen Mullkompressen mit den eingeschlagenen Schnittkanten zur Erstversorgung von Wunden
- unsteril: Die klassischen, unsterilen Mullkompressen mit den eingeschlagenen
- Schnittkanten zur Reinigung von intakter Haut
- 17-fädig, 8-fach gelegt
- Anstaltspackung mit 25 × 2 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	175476	7,19
7,5 × 7,5 cm	175477	8,42
10,0 × 10,0 cm	175478	11,19
10,0 × 20,0 cm	180032	20,45

Unsteril 8-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	175479	4,89
7,5 × 7,5 cm	175480	7,47
10,0 × 10,0 cm	175481	10,91

Unsteril 12-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	175482	6,84
7,5 × 7,5 cm	175483	11,24
10,0 × 10,0 cm	175484	17,03
10,0 × 12,5 cm	113776	26,46
10,0 × 20,0 cm	175485	39,49

Unsteril 16-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	175486	9,16
7,5 × 7,5 cm	175487	15,12
10,0 × 10,0 cm	175488	27,06
10,0 × 12,5 cm	184687	33,59



1



3



2



4



5



6



7



8

2 Peha® Schlitzkompressen

- Die sterilen Kompressen aus Verbandmull mit dem Y-Schnitt
- 17-fädig, 12-fach steril, zu 2 Stück eingesiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	OP 2 × 50	175489	45,53
10 × 10 cm	OP 50 × 2	131053	60,49

3 Zetuvit®

- Hochsaugfähige Komresse mit Vliesumhüllung
- steril: Die sterile Saugkomresse mit der atmungsaktiven Vliesumhüllung zur Versorgung von exsudierenden akuten und chronischen Wunden
- unsteril: Die unsterile Saugkomresse mit der atmungsaktiven Vliesumhüllung zur sekundären Wundabdeckung und Polsterung von akuten und chronischen Wunden.

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	OP 25 Stück	182041	25,44
10,0 × 20,0 cm	OP 25 Stück	182042	32,17
13,5 × 25,0 cm	OP 10 Stück	153836	16,94
20,0 × 20,0 cm	OP 15 Stück	117428	49,13

Unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	AP 30 Stück	182448	14,13
10,0 × 20,0 cm	AP 30 Stück	183376	19,50
20,0 × 20,0 cm	AP 30 Stück	184306	31,79

4 Zetuvit® Plus

- Die besonders leistungsstarke Saugkomresse mit hoch speicherfähigem Superabsorber für stark exsudierende Wunden
- Mit Superabsorber, besonders saugfähig, weich und polstern
- Steril, einzeln eingesiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 × 10 cm	10 Stück	158406	64,80
10 × 20 cm	10 Stück	158407	107,29
15 × 20 cm	10 Stück	122401	153,36
20 × 25 cm	10 Stück	158408	226,59
20 × 40 cm	10 Stück	121684	398,91

5 Cosmopor® Steril

- Der selbstklebende Wundschnellverband zum Schutz von akuten und postoperativen Wunden
- Aus weichem Trägervlies mit Wundkissen, Absorptionsschicht aus Viskose
- Steril, einzeln eingesiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	OP 50 Stück	182192	31,10
10,0 × 6 cm	OP 25 Stück	182451	35,83
15,0 × 6 cm	OP 25 Stück	183017	39,53
10,0 × 8 cm	OP 25 Stück	182804	40,37
15,0 × 8 cm	OP 25 Stück	183018	53,24
20,0 × 8 cm	OP 25 Stück	183020	60,69
20,0 × 10 cm	OP 25 Stück	183019	64,73

6 Cosmopor® transparent
Transparentverband

- Der diskrete und wasserdichte Transparentverband mit Wundkissen für einen sicheren Wundschutz

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,2 cm	5 Stück	130262	4,67
9,0 × 10,0 cm	5 Stück	130049	7,96
9,0 × 10,0 cm	50 Stück	130059	80,86
9,0 × 15,0 cm	5 Stück	129994	9,40
9,0 × 15,0 cm	25 Stück	129993	47,06
10,0 × 12,0 cm	25 Stück	130050	45,51
10,0 × 20,0 cm	25 Stück	130060	62,48
10,0 × 25,0 cm	25 Stück	130061	77,28

7 Hydrofilm®

- Der sterile und transparente Folienverband für einen sicheren Wundschutz
- Steril, einzeln eingesiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 × 7,0 cm	10 Stück	129060	18,45
6 × 7,0 cm	100 Stück	130069	168,19
10 × 12,5 cm	10 Stück	129202	43,18
10 × 12,5 cm	100 Stück	112960	410,02
10 × 15,0 cm	10 Stück	129347	43,45
10 × 15,0 cm	50 Stück	159812	204,30
15 × 20,0 cm	10 Stück	129196	96,98
15 × 20,0 cm	50 Stück	130867	449,62

8 Hydrofilm® roll

- Der wasserdichte Folienverband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen

Packung mit 1 Rolle

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 2 m	112967	19,87
5 cm × 10 m	112968	37,33
10 cm × 10 m	112969	70,05
15 cm × 10 m	112970	104,79

Mull-/Zellstoffprodukte

1 Pur-Zellin®

Der gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle/Rollen zu 500 Stück je 4 × 5 cm

OP-Packung mit 1 Stück

Unsteril	Best.-Nr. 112317	€ 5,84
Keimreduziert	Best.-Nr. 129488	€ 6,16

2 Pur-Zellin®-Box*

- Tupfer lassen sich einfach und hygienisch entnehmen
- Kontaminationsgeschützte Aufbewahrung

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 175494	€ 36,74
------------------	---------

3 Verbandmull ZZ

- Der saugfähige Verbandmull in Zickzack-Lagen zum Anfertigen individueller Verbandstücke

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 m	OP 1 Stück	175979	29,26
40 m	OP 1 Stück	175980	93,80

4 Pagasling®

- **Steril:** Der sterile, saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull zur Wundreinigung und großflächigen Hautdesinfektion
- **Unsteril:** Der unsterile, saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull zur Blutstillung oder als Trägermaterial für z.B. Salben

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
pflaumengroß	20 × 4 Stück	175495	37,00
	20 × 5 Stück	175496	40,78
eigroß	18 × 10 Stück	175498	104,98
extragroß	18 × 10 Stück	175499	224,15

Unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
haselnussgroß	AP 1000 Stück	175502	62,01
walnussgroß	AP 1000 Stück	175503	92,57
pflaumengroß	AP 2 × 500 Stück	175504	105,39
eigroß	AP 4 × 250 Stück	175505	184,02

Rollenpflaster

5 Omnifix® elastic

- Das selbstklebende und hautfreundliche Fixativ für eine vollflächige Fixierung von primären Wundauflagen und zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern etc.
- Einzeln in Faltschachteln, 10 m lang

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 cm	OP 2 Stück	153798	19,66
5,0 cm	OP 1 Stück	151309	18,67
10 cm	OP 1 Stück	151304	33,12
15 cm	OP 1 Stück	151315	45,58

6 Omnisilk®

- Das stabilisierende und stützende Tape für professionelle Verbände
- Fixierpflaster aus Kunstseide mit synth. Kautschuk-Kleber auf Kunststoffspulen
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	OP 1 Stück	120190	3,54
2,50 cm	OP 1 Stück	180021	5,90
5,00 cm	OP 1 Stück	180117	10,13

Länge: 9,2 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	AP 1 Stück	180052	3,57
2,50 cm	AP 1 Stück	120435	6,18
5,00 cm	AP 1 Stück	120453	12,70

7 Omniplast®

- Das strapazierfähige Spulenpflaster aus textilem Gewebe
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	OP 1 Spule	180024	3,02
2,50 cm	OP 1 Spule	126829	4,99
5,00 cm	OP 6 Spulen	außer Handel	

Länge: 9,2 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	AP 1 Spule	120186	3,56
2,50 cm	AP 1 Spule	120054	6,90
5,00 cm	AP 1 Spule	122803	13,51

Tapeverband

8 Omnitape®

- Das stabilisierende und stützende Tape für professionelle Verbände
- Stark klebendes Pflasterband, unelastisch, sehr zugfest, leicht reißbar, auf Kunststoffspulen, weiß

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,00 cm × 10 m	180656	6,98
3,75 cm × 10 m	183009	12,71
5,00 cm × 10 m	180657	17,41

Polsterbinden &-material

9 Rolta® soft

- Die synthetische Polsterwatte für ein weiches Polstern
- Weiche Synthetik-Wattebinden, aus nichtsaugenden, gekräuselten Polyesterfasern
- Länge: 3 m

In Faltschachteln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 6 Stück	180178	19,46
10 cm	OP 6 Stück	183073	30,20
15 cm	OP 4 Stück	180658	28,43

Anstaltspackung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 50 Stück	175556	131,06
10 cm	AP 30 Stück	175557	128,84
15 cm	AP 20 Stück	175558	123,64



1



3



4



5



6



8



9

1 Peha-haft®

- Die kohäsive, elastische Fixierbinde mit dem zweifachen Hafteffekt
- Kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung
- 34 % Viskose, 34 % Baumwolle, 32 % Polyamid

Länge: 4 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	OP 1 Stück	128585	3,73
6 cm	OP 1 Stück	126766	4,02
10 cm	OP 1 Stück	112353	5,13
12 cm	OP 1 Stück	112354	6,46

Länge: 21 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 1 Stück	112355	16,52
6 cm	AP 1 Stück	127186	17,84
8 cm	AP 1 Stück	127185	20,35
10 cm	AP 1 Stück	127179	22,71
12 cm	AP 1 Stück	127181	28,43

lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 8 Stück	112360	139,01
8 cm	AP 8 Stück	112361	157,87
10 cm	AP 8 Stück	112362	169,50

2 Peha-haft® Color

- Die kohäsive, elastische Fixierbinde in Blau und Rot

Länge: 20 m gedehnt

Farbe	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
rot	6 cm	AP 1 Stück	157903	19,27
rot	8 cm	AP 1 Stück	157904	21,43
rot	10 cm	AP 1 Stück	157905	25,24
blau	6 cm	AP 1 Stück	127167	18,92
blau	8 cm	AP 1 Stück	127168	22,24
blau	10 cm	AP 1 Stück	157908	24,75



1



3



6



2



4



7

3 Peha-crepp®

- Die elastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil
- Dehnbarkeit ca. 160 %, ohne Umschlagturen
- Schnell und einfach anzulegen
- Zuverlässiger und rutschfester Sitz

Länge: 4 m gedehnt, compact verpackt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 100 Stück	180078	87,46
8 cm	AP 100 Stück	183404	98,79
10 cm	AP 100 Stück	180080	124,01

lose in Kartons

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 20 Stück	183452	19,85
6 cm	AP 20 Stück	113906	20,20
8 cm	AP 20 Stück	113916	24,08
10 cm	AP 20 Stück	180013	25,33
12 cm	AP 20 Stück	183480	39,86

4 Peha®-Lastotel®

- Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für Fixierverbände aller Art
- Kettfäden aus gekräuselter Polyamid und Schussfäden aus hautfreundlichen Fasern
- Dehnbarkeit ca. 140 %

Länge: 4 m gedehnt, Compact verpackt, weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 100 Stück	180039	87,38
8 cm	AP 100 Stück	180040	96,27
10 cm	AP 100 Stück	180041	119,22

lose in Kartons, weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 20 Stück	180038	17,37
6 cm	AP 20 Stück	180008	18,87
8 cm	AP 20 Stück	180009	21,03
10 cm	AP 20 Stück	180010	24,75
12 cm	AP 20 Stück	180056	34,58



5

5 Stülpa®-Fertigverbände

- Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für Fixierverbände aller Art
- Gebrauchsfertig, abgemessen, abgebunden und gerollt
- Für Fingerverbände, Gr. 1

Packing mit 50 Stück

Best.-Nr. 175529

€ 32,97

6 Stülpa®

- Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für Fixierverbände aller Art

Rollen mit 15 m

Gr. 0 R - 1,5 cm breit für Kinderfinger- und Zehenverbände

Gr. 1 R - 2,5 cm breit für Fingerverbände

Gr. 2 R - 6 cm breit für Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände

Gr. 3 R - 8 cm breit für Fuß-, Bein-, Kinderkopf-, Hand- und Achselhöhlenverbände

Gr. 4 R - 10 cm breit für Kopf-, Bein-, Achselhöhlenverbände und Gesichtsmasken

Gr. 5 R - 12 cm breit für Kinderrumpf- und Streckverbände, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
0 R	OP 1 Stück	175523	9,52
1 R	OP 1 Stück	175524	13,18
2 R	OP 1 Stück	175525	15,84
3 R	OP 1 Stück	175526	19,88
4 R	OP 1 Stück	175527	23,95
5 R	OP 1 Stück	175528	28,35

7 Stülpa®-fix

- Der elastische Netzschlauchverband mit dem hohen Baumwollanteil

Länge: 25 m gedehnt

Größe Erw. / Kinder	Best.-Nr.	€
1 Finger / Finger, Hände	175517	40,89
2 mehrere Finger / Hände, Arme, Beine, Füße	175518	60,87
3 Hände, Arme / Kopf	175519	82,02
4 Beine, Füße / Torso	175520	147,58
5 Kopf	175521	167,48
6 Torso	175522	177,22

Elastische Binden

1 Idealbinden

- Die textilelastische DIN-Idealbinde für den universellen Einsatz, für starke Kompression
- Schlingkante
- Dehnbarkeit ca. 90 %, Länge: 5 m gedehnt

Lose in Kartons, ohne Verbandklammern

Lose in Kartons, ohne Verbandklammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 10 Stück	152983	48,73
8 cm	AP 10 Stück	180069	62,73
10 cm	AP 10 Stück	153038	80,02
12 cm	AP 10 Stück	153811	100,45

Einzel verpackt, mit Verbandklammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 cm	OP 1 Stück	180157	17,95
30 cm	OP 1 Stück	180158	26,86

2 Idealast®-haft

- Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde mit sicherer Haftkraft, mittelkräftige Kompression
- Dehnbarkeit ca. 90 %

Länge: 4 m gedehnt, Einzel in Faltschachteln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 1 Stück	180161	6,32
8 cm	OP 1 Stück	180162	7,85
10 cm	OP 1 Stück	180163	9,34
12 cm	OP 1 Stück	180164	10,86

Länge: 10 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 1 Stück	180074	12,63
8 cm	AP 1 Stück	180075	15,97
10 cm	AP 1 Stück	180076	19,45
12 cm	AP 1 Stück	180077	23,92



1



2

Kompressionsbinden

3 Pütter-haft

- Die gebrauchsfertige, längselastische Zinkleimbinde für die Kompressionstherapie oder als Stützverband in der Orthopädie
- Dehnbarkeit ca. 60 %, hautfarben

Länge: 5 m gedehnt, Einzel in Faltschachteln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 1 Stück	180029	19,31
8 cm	OP 1 Stück	180030	22,71
10 cm	OP 1 Stück	180031	27,02
12 cm	OP 1 Stück	180159	33,24

Länge: 7 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 cm	OP 1 Stück	180160	69,88

4 PütterFlex

- Die dünne bi-elastische Kurzzugbinde für mehr Bewegung, starke Kompression
- Hautfarben

Länge: 5 m gedehnt,

Einzel in Faltschachtel oder 10 Stück lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm	1 Stück	112954	15,61
10 cm	1 Stück	112955	19,08
8 cm	10 Stück	112956	140,35
10 cm	10 Stück	112957	176,87

PütterFlex Duo

- Die dünne bi-elastische Kurzzugbinde für mehr Bewegung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 cm	2 Stück	112958	34,88

5 Pütter-Verband®

- Das eng gewebte, textilelastische Original für eine starke Kompression
- Hautfarben

Länge: 5 m gedehnt, 2 Binden in einer Faltschachtel

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 cm	1 Beutel	182020	34,74
1 Binde 8 cm	1 Beutel	159215	31,58
+ 1 Binde 10 cm			



5

Zink-Gel-Binden

6 Varolast® Plus

- Die gebrauchsfertige, längselastische Zinkleimbinde für die Kompressionstherapie oder als Stützverband in der Orthopädie
- In Längsrichtung dehnbar, dadurch ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren
- Gut hautverträglich

Einzel in Faltschachteln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm x 5 m	OP 1 Stück	110884	14,80
10 cm x 7 m	OP 1 Stück	122601	16,76
10 cm x 10 m	OP 1 Stück	114014	20,87

Einzel verpackt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm x 5 m	AP 16 Stück	154123	203,69
10 cm x 7 m	AP 20 Stück	158721	321,01
10 cm x 10 m	AP 20 Stück	154550	418,27



6



3



4

Postoperative Wund- und Fixierfolien

CUTIPLAST™ PLUS STERIL Wundverbände

- Anschmiegsamer aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril
- Weich und anschmiegsam
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Entwickelt, um das Verkleben mit der Wunde zu minimieren



Wundverband	Wundauflege	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,0 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	110 Stück	114740	104,49
10,0 × 7,8 cm	5,3 × 4,5 cm	55 Stück	114741	132,97
15,0 × 7,8 cm	11,0 × 4,0 cm	55 Stück	114742	171,69
19,8 × 10,0 cm	15,5 × 5,3 cm	55 Stück	115399	225,92
24,8 × 10,0 cm	20,0 × 5,3 cm	55 Stück	115400	291,85
29,8 × 10,0 cm	25,0 × 5,3 cm	55 Stück	114917	396,16
7,0 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	5 Stück	153104	5,48
10,0 × 7,8 cm	5,3 × 4,5 cm	5 Stück	153105	13,20

OPSITE™ POST-OP


- Folienverband mit Wundkissen zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril
- Bakterien- und wasserundurchlässige Folie ermöglicht Duschen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Hochabsorptionsfähiges Wundkissen
- Wundauflege mit Verklebungsschutz
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Größe	Wundauflege	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,5 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	100 Stück	172193	123,61
9,5 × 8,5 cm	7,3 × 3,7 cm	20 Stück	172194	44,94
12,0 × 10,0 cm	7,5 × 5,8 cm	10 Stück	153097	24,67
15,5 × 8,5 cm	12,0 × 3,7 cm	20 Stück	172195	53,77
20,0 × 10,0 cm	15,0 × 5,5 cm	20 Stück	153098	77,05
25,0 × 10,0 cm	20,0 × 5,7 cm	20 Stück	153099	82,68
30,0 × 10,0 cm	25,0 × 5,7 cm	20 Stück	153100	115,19
35,0 × 10,0 cm	30,0 × 5,7 cm	20 Stück	153101	138,22
6,5 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	6 × 5 Stück	153866	51,39
9,5 × 8,5 cm	7,3 × 3,7 cm	6 × 5 Stück	153867	82,60

OPSITE™ POST-OP VISIBLE

- Wasser- und bakteriendichter, atmungsaktiver Folienverband mit wabenförmigem Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie zur Versorgung postoperativer Wunden – steril
- Wabenförmiges Schaumstoffwundkissen ermöglicht ständige Wundkontrolle ohne Verbandwechsel
- Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert Mazerationsrisiko
- Anpassungsfähig, transparent und durchsicht
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel



Wundverband	Wundauflege	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 8,0 cm	10,0 × 5,5 cm	20 Stück	114495	151,30
15,0 × 10,0 cm	10,0 × 5,5 cm	20 Stück	159888	192,03
20,0 × 10,0 cm	15,0 × 5,5 cm	20 Stück	159889	223,32
25,0 × 10,0 cm	20,0 × 5,5 cm	20 Stück	159891	240,04

OPSITE™ FLEXIGRID
OPSITE™ FLEXIFIX

- Wasserdichter, transparenter Wundverband aus Polyurethanfolie mit Applikationshilfe zur Wundversorgung, Fixierung von Wundauflegen oder als Hautschutz – steril
- Atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig
- Zuverlässige Haftung bei hautschonenden Klebeeigenschaften
- Minimiert Reibung und Scherkräfte

OPSITE™ FLEXIGRID – steril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 × 7 cm	100 Stück	113009	265,10
10 × 12 cm	50 Stück	113008	283,37
10 × 12 cm	10 Stück	113007	57,29
15 × 20 cm	10 Stück	113010	108,92
12 × 25 cm	20 Stück	113011	166,58
6 × 7 cm	6 × 5 Stück	153868	86,75

OPSITE™ FLEXIFIX – zur sicheren Fixierung von Primärverbänden
oder als Hautschutz – unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	1 Stück	151034	46,22
10 cm × 10 m	1 Stück	152853	85,69
15 cm × 10 m	1 Stück	152854	127,26



OPSITE™ FLEXIFIX GENTLE

- Unsterile, sanft haftende, transparente Fixierfolie mit Silikon-Beschichtung zur Fixierung von Primärverbänden, zur Zusatzfixierung von Tuben oder als Hautschutz – unsteril
- Atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig
- Reibungsarme Oberflächenstruktur minimiert Reibung und Scherkräfte
- Minimiert das Risiko von Trauma beim Verbandwechsel durch sanft haftende Silikonbeschichtung
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Für empfindliche Haut geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 cm × 5 m	1 Stück	118604	56,76
5,0 cm × 5 m	1 Stück	118605	100,88
10,0 cm × 5 m	1 Stück	118425	142,57

Wunddistanzgitter



CUTICERIN™ Salbenkompresse

- Acetatgewebe mit neutraler, Eucerit®-haltiger*, hydrophober Salbenbeschichtung für flächige, sezernierende Wunden – steril
- Verklebungsarme Salbenkompresse
- Reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Luft- und exsudatdurchlässig

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	10 Stück	175766	63,14
7,5 × 20,0 cm	10 Stück	175767	91,37
7,5 × 7,5 cm	50 Stück	175768	307,27
7,5 × 20,0 cm	50 Stück	175769	497,92
20,0 × 40,0 cm	25 Stück	153106	838,51

*Eucerit ist ein eingetragenes Warenzeichen der Beiersdorf AG.

Wundverschluss



LEUKOSTRIP™ Wundnahtstreifen

- Sterile Wundnahtstreifen aus elastischem Polyamidgewebe
- Kann zum Wundverschluss beitragen, indem es vor Zugkräften schützt
- Zuverlässige Klebkraft
- Reduziert die Narbenbildung
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig

Größe	Anzahl Faltschachteln	Best.-Nr.	€
38 × 4,0 mm	10 Stück mit je 8 Streifen	113409	71,38
76 × 6,4 mm	10 Stück mit je 3 Streifen	175246	56,02
102 × 6,4 mm	10 Stück mit je 5 Streifen	113828	63,32
102 × 13,0 mm	10 Stück mit je 6 Streifen	175247	110,56

Größe	Anzahl Nahtmaterialboxen	Best.-Nr.	€
38 × 4,0 mm	50 Stück mit je 8 Streifen	175780	268,11
76 × 6,4 mm	50 Stück mit je 3 Streifen	175781	224,57
102 × 6,4 mm	50 Stück mit je 5 Streifen	175782	244,74
102 × 13,0 mm	50 Stück mit je 6 Streifen	175783	431,88
102 × 26,0 mm	25 Stück mit je 4 Streifen	175784	267,76



Innovative
Wundversorgung:
Jetzt informieren

Sonstige Verbände



JELONET™ Baumwollgaze

- Paraffinbeschichtete Baumwollgaze für oberflächliche, sezernierende Wunden – steril
- Ungehindertes Abfließen des Exsudats in einen Sekundärverband möglich
- Schützt und minimiert das Verkleben mit der Wundfläche durch Beschichtung aus Weichparaffin

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	50 Stück	113138	98,17
10 × 10 cm	10 Stück	113139	24,74
10 × 10 cm	100 Stück	113140	239,25
10 × 40 cm	10 Stück	113141	75,23
15 cm × 2 m	12 Stück	153095	305,60



CUTIFIX™ STRETCH Klebevlies

- Hautfreundliches Klebevlies von der Rolle zur vollflächigen Verbandfixierung – unsteril
- Keine Bewegungseinschränkung an Gelenken
- Anschmiegsam, flexibel und individuell zuschneidbar
- Luft- und wasserdampfdurchlässig

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	1 Stück	157836	20,91
10 cm × 10 m	1 Stück	157837	37,50
15 cm × 10 m	1 Stück	157838	52,25

1 DROP® med

- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Wundpad mit 0,5 % Chlorhexidindigluconat

Packung mit 50 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 7 cm	156552	33,80
10,0 × 6 cm	158718	47,07
10,0 × 8 cm	156554	68,20
10,0 × 12 cm	156556	74,40
10,5 × 15 cm	158719	83,60
10,5 × 20 cm	158513	99,62
10,5 × 25 cm	158729	115,66
10,5 × 30 cm	158730	132,98

2 STERIBLOCK® DIA

- Kompressionspflaster mit Superabsorber
- Sicherer Wundverband nach: Blutentnahmen, Infusionen, Injektionen, Shuntpunktionen, Portpunktionen, Impfungen
- Sicherer Wundverband bei Marcumarpatienten und kleinen Wunden
- Gut geeignet bei Pergamenthaut
- Schmerzarm ablösbar
- Einzeln, steril eingeschweißt

Packung mit 100 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	86 × 25 mm	156545	34,12
beige	95 × 28 mm	158516	34,12



1



2



4

4 STERIBLOCK® veno steril

- Steriles, einzeln eingeschweißtes Spezialpflaster
- Zur Fixierung von Venenverweil- und Butterfly-Kanülen sowie Drainagen
- Weiches, luftiges Vlies mit zentralem Wundkissen und ausgestanzter Schlitzzung
- Hoher Tragekomfort
- Mit hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Maße: 6 × 8 cm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 121259

€ 58,20

5 STERIGRAP®

- Steriler Wundnahtstreifen aus unelastischem Trägervlies
- Für nahtfreien Wundverschluss oder zur Entlastung von Nähten
- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

Packung mit 5 Stück

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
32 × 8 mm Knochenform	10 Stück	127233	5,99
75 × 3 mm	10 Stück	128359	5,60
75 × 6 mm	6 Stück	128360	5,70
100 × 6 mm	10 Stück	128362	6,05
100 × 12 mm	6 Stück	128363	6,18



5

Wundverbände

6 CUTIFLEX® MED

- Folie mit hoher Atmungsaktivität
- Mit Trägerfolie für einfaches Aufkleben
- Schützt vor Schmutz, Wasser und Bakterien
- Wundpad mit 0,5 % Chlorhexidindigluconat
- Wasserfest beim Duschen und bedingt wasserfest beim Baden und Schwimmen
- 550 % quer- und längselastisch

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,0 cm	50 Stück	126808	42,30
6,0 × 10,0 cm	50 Stück	126809	57,10
8,0 × 10,0 cm	50 Stück	126811	66,30
10,0 × 12,0 cm	50 Stück	126812	81,50
10,5 × 15,0 cm	50 Stück	126813	90,20
10,5 × 20,0 cm	50 Stück	126814	109,00



6

7 ELASTINA® SALVADITO

- Weich gepolstert, mit integrierter steriler Komresse
- Hygienische Handhabung bei maximalem Rundumschutz
- Universalgröße in Einzelpackung

Anzahl	Best.-Nr.	€
2 Stück	118613	5,25
10 Stück	124388	23,60

Inkl. steriler
Komresse

7

Pflaster

1 DROP® 3D / QUADRA® 3D

- Buntes, einzeln eingeschweißtes Pflaster
- Mit saugstarker Wundauflage
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Hypoallergener Hot-Melt-Kleber besonders für empfindliche Kinderhaut
- Jede Packung mit zwei unterschiedlichen Motiven
- Mit 3D-Oberflächenstruktur

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
DROP® 3D Größe: 5 × 7 cm			
Boys & Girls	50 Stück	159878	29,90
QUADRA® 3D			
Größe: gemischt 7,8 × 2,0 cm und 7,8 × 2,6 cm			
Girls	20 Stück	121288	2,75
Boys	20 Stück	121287	2,75



1



2 INJECTION color

Injektionspflaster von der Rolle

- Luftdurchlässig aus weichem Baumwollvlies
- Hypoallergener Hot-Melt-Kleber
- Rundum klebend
- Maße: 39 × 18 mm

Spenderbox mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	112982	11,98
Marienkäfer	124018	11,98
SPOOKY (leuchtet im Dunkeln)	121656	11,98



4

Phantasie
trocknet
Kindertränen!




4 MAXI® color

Wundschnellverband

- Maximal verträglich
- Weich und luftig
- Von der Rolle zuschneidbar
- Maße: 4 cm × 5 m

Packung mit 1 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
Fische	114723	15,10
Monster (leuchtet im Dunkeln)	122224	15,10



3 QUADRA®MED und CUTIFLEX®

- Schnelle und sichere Versorgung kleiner Wunden
- Geeignet nach Muttermal- und Warzenentfernung, Lasereingriffen usw.
- Schnell und einfach von der Rolle abzureißen
- Luftiges Vlies oder atmungsaktive Folie
- Faltenfreie Fixierung durch 2 Trägerfolien
- CUTIFLEX® ist wasserfest
- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Praktisch für kleine chirurgische Eingriffe



3



Vliespflaster	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
QUADRA® MED ROUND	Ø 25 mm	150 Stück	156548	27,30
QUADRA® MED SQUARE	38 × 38 mm	100 Stück	154486	25,45

Folienpflaster	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
CUTIFLEX® ROUND	Ø 25 mm	150 Stück	156549	28,00
CUTIFLEX® SQUARE	38 × 38 mm	100 Stück	156550	25,30



5

5 Forte Elastic Round & Square Pflasterstrips

- Kleine Wundprofis von der Rolle
- Polyester-Baumwolle-Mix
- Monoelastisch & atmungsaktiv
- Strapazierfähig & wasserabweisend
- Kosmetisch unauffällig

Form	Anzahl	Best.-Nr.	€
Rund Ø 25 mm	150 Stück	131041	28,30
Quadratisch 38 x 39 mm	100 Stück	131042	25,56

Kompressen zur Versorgung von Dialyse-Shunts



ALGIPAD™ Komresse

- Sterile, nicht klebende Kompressen auf Calciumalginatbasis
- Können beidseitig und gefaltet verwendet werden
- Mit granulationsfördernder, wundreinigender und blutstillender Wirkung
- Hohes Saugvermögen
- Besonders geeignet für Shunt-Nachblutungen nach Dialyse und für gerinnungshemmende Therapie.

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
3 × 3 cm	50 × 2 Stück	130234	142,00



PROTECATH DP Pochette™ Verbandset

- Besteht aus einem Fensterverband zur Abdeckung der Katheteraustrittsstelle und einem Schutzbeutel für den Konnektor (Peritoneal-Dialyse)
- Nichtklebende Fensterfolie erlaubt die Kontrolle der Punktionsstelle
- Eignet sich zum dauerhaften Tragen zwischen den Dialysebehandlungen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
12,0 × 14 cm (Verband)	100 Stück	130237	402,00
7,5 × 12 cm (Beutel)			

Augenkompressen



OPTOMED®

- Sterile, selbstklebende Augenkomresse
- Mit nasalen Aussparungen für mehr Tragekomfort und optimalen Halt
- Hohe Atmungsaktivität vermeidet Feuchtigkeitsstau unter dem Verband
- Zur Versorgung von Verletzungen am Äußeren Auge und nach Operationen
- Auch geeignet, ein Auge abzukleben bei Gesichtsfeldprüfung
- Größe: 96 × 66 mm (B × H)

Größe	Anzahl pro Verpackung	Best.-Nr.	€
96 × 66 mm	10	130953	6,80
96 × 66 mm	25	110887	15,65



OPTOMED® Simplex

- Sterile, nicht klebende Augenkomresse
- Zur Versorgung von Oberflächenverletzungen am Auge und nach Operationen
- Randverschweiße, polsternde Komresse auch zur Ruhigstellung des Augenlids
- Zur Applikation von Medikamenten geeignet
- Passt sich optimal der Augenhöhle an
- Größe: 57 × 65 mm (B × H)

Packung mit 6 Stück
Best.-Nr. 130954

€ 7,20


Gitternetzgaze

idra®care Garza

- Sterile Gitternetzgaze zur feuchten Wundversorgung
- Baumwollnetz beschichtet mit Glycerol und 0,1 % Hyaluronsäure
- Einsatz bei Verbrennungen 2. Grades, chronischen Wunden und Verletzungen
- Verhindert Verkleben von Verbänden mit der Wunde
- Unterstützt die Granulation und Epithelbildung
- Maße: 10 × 10 cm

Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 128352

€ 20,30





UrgoTul Gitternetzverband

- Extra flexible Wundkontaktauflage, die die Wunde feucht hält
- Vielseitig einsetzbar bei traumatischen und postoperativen Wunden sowie Hautabschürfungen und Verbrennungen
- Mit Hydrokolloidpartikeln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	10	154125	48,58
5 × 5 cm	120	157900	553,81
10 × 10 cm	10	114469	73,26
10 × 10 cm	60	157825	423,46
10 × 10 cm	120	114451	841,08
10 × 40 cm	10	114887	305,09
15 × 20 cm	5	111983	146,81
15 × 20 cm	10	130919	293,11
20 × 30 cm	5	115360	282,30



Urgo Idealbinde

- Elastische Universalbinde
- Trägermaterial: 1 % Polyurethan, 37 % Polyamid und 62 % Baumwolle
- Farbe: weiß
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	172055	33,43
6 cm	172056	45,39
8 cm	172057	59,07
10 cm	172058	73,89
12 cm	172059	87,90
15 cm	172060	110,72



Urgolast color Kurzzugbinde

- Farbige Kompressionsbinde mit kurzem Zug
- Erhältlich in rot, grün und blau (einzeln oder im Mix-Karton)
- Dehnbarkeit: ca. 80 %, 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid und 1 % Polyurethan
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	6 cm	152862	50,03
rot	8 cm	154641	63,38
rot	10 cm	152883	81,37
grün	6 cm	152708	50,03
grün	8 cm	154645	63,38
grün	10 cm	153355	81,37
blau	6 cm	118191	50,03
blau	8 cm	118192	63,38
blau	10 cm	118193	81,37
rot, grün, blau	6 cm	152638	50,03
rot, grün, blau	8 cm	154239	63,38
rot, grün, blau	10 cm	153647	81,37



Urgomull haft latexfrei Fixierbinde

- Elastische kohäsive Fixierbinde
- Luftdurchlässig und rutschfest
- Haftet nicht auf Haut, Haaren oder Kleidung
- Latexfrei: Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
- Dehnbarkeit: ca. 100 %
- Farbe: weiß
- Länge: 20 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	1	115639	15,91
6 cm	1	115640	17,31
8 cm	1	115641	19,87
10 cm	1	115642	22,28
6 cm	6	115643	100,46
8 cm	6	115644	115,02
10 cm	6	115645	127,27



Urgomull haft color latexfrei Fixierbinde

- Elastische kohäsive Fixierbinde in den Farben rot oder blau
- Luftdurchlässig und rutschfest
- Haftet nicht auf Haut, Haaren oder Kleidung
- Dehnbarkeit ca. 105 %
- Latexfrei
- Länge: 20 m

Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm	115646	17,65
blau	8 cm	115647	20,26
blau	10 cm	115648	22,72
rot	6 cm	115649	17,65
grün	8 cm	115650	20,26
Grün	10 cm	115651	22,72



Urgosterile Wundverband

- Steriler, selbstklebender Wundverband
- Dehnbare, weiße Vliesstoffrückseite
- Integrierte, absorbierende Vlieskompress, die mit einer an der Wunde nicht-haftenden Schicht bedeckt ist

Lieferung in Sterilverpackung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
50 × 70 mm (25 × 40 mm)	50	128242	33,54
100 × 80 mm (50 × 40 mm)	50	128809	80,54
100 × 100 mm (50 × 50 mm)	50	128808	81,68
150 × 100 mm (100 × 50 mm)	20	127516	45,24
200 × 100 mm (150 × 50 mm)	20	129075	53,60



Urgosyval Rollenpflaster

- Fixierung/Befestigung von Verbänden und medizinischen Geräten, speziell in Bereichen mit Schub- und Zugspannung
- Stark haftend
- Widerstandsfähiger Gewebeträger
- Rückstandsfreie Entfernung
- Farbe: weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 m × 1,25 cm ohne Schutzring	12	172024	43,91
5 m × 2,50 cm ohne Schutzring	12	172025	70,65
9 m × 2,50 cm ohne Schutzring	12	172029	87,90
9 m × 5,00 cm ohne Schutzring	6	172030	92,94



Urgoderm Stretch Klebevlies

- Dehnbares Klebevlies
- Fixieren/Befestigen von Verbänden und Hilfsmitteln, insbesondere an Gelenken und unebenen Körperpartien
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	172031	20,53
10 cm	172032	32,51
15 cm	172033	45,88
20 cm	172034	59,93



Urgosoft Injektionspflaster

- Weiße, absorbierende, die mit einer an der Wunde nicht-haftenden Schicht bedeckt ist
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Packung mit 500 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2 × 4 cm	127128	32,41
2 × 6 cm	127129	58,37

Beiersdorf



Hansaplast® Wundspray

- Zur antiseptischen Wundreinigung durch mechanische Spülung
- Reinigt Wunden schmerzfrei* und schnell
- Schützt effektiv vor Wundinfektionen
- Farblos und besonders hautfreundlich
- Einfache Anwendung durch 360° Sprühkopf
- Geeignet für Kinder und empfindliche Haut

Flasche mit 50 ml

Best.-Nr.132386

€ 3,24



Hansaplast® Universal

- Wasser- und schmutzabweisend
- Widerstandsfähiges Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Injektionspflaster			
4,0 x 1,9 cm	100 Stück	124437	9,32



Hansaplast® SENSITIVE

- Besonders hautfreundliches und hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt)
- Schmerzlos zu entfernen
- Für Diabetiker geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm x 5 m	1 Stück	124001	16,06
8 cm x 5 m	1 Stück	124002	19,94
Injektionspflaster			
4,0 x 1,9 cm	100 Stück	124003	9,90



Hansaplast® KIDS

Die Hansaplast Kinderpflaster zeigen die Lieblingscharaktere der Kinder und sind für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen geeignet. Sie schützen Kinderwunden vor Schmutz und Bakterien.

- Farben für Kinder ungefährlich
- Nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde
- Sichere Klebkraft verhindert ein Verrutschen
- Schmerzfrei zu entfernen und hautfreundlich
- Größe: 1,9 x 7,2 cm

Packung mit 100 Strips

Best.-Nr. 123615

€ 9,85



Hansaplast® CLASSIC

- Qualitativ hochwertige Pflaster für die schnelle Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- Atmungsaktives Material
- Extra starke Klebkraft

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm x 5 m	1 Rolle	123611	8,25
6 cm x 5 m	1 Rolle	123612	10,31
8 cm x 5 m	1 Rolle	123979	13,96



Hansaplast® ELASTIC

- Speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen
- Atmungsaktives und hautfreundliches Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Meterware			
6 cm x 5 m	1 Stück	124443	15,48
Fingerkuppenpflaster			
5 x 4,4 cm	50 Stück	124447	16,27
Fingerstrips			
12 x 1,9 cm	80 Stück	129466	13,03



Hansapor Steril

- Steriler Wundverband für postoperative Wunden
- Verklebt nicht mit der Wunde
- Atmungsaktives Material
- Zeichnet sich durch seinen sicheren Halt aus
- Besonders geeignet für empfindliche Haut
- Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 x 7 cm	25 Stück	124453	12,28
8 x 10 cm	25 Stück	124455	26,27
10 x 15 cm	25 Stück	124457	38,00

Hansaplast Sprühpflaster

- Für bewegliche als auch für schwer zugängliche Körperstellen geeignet
- Wasserfest
- Atmungsaktiv
- Schützt nach Auftragen direkt gegen Bakterien und Fremdpartikeln
- Transparent
- Flasche mit 32,5 ml

Best.-Nr. 182272

€ 5,42



Wundauflagen & Verbandstoffe

Curaplast®
sensitive Wundschnellverband

- Zur Versorgung von kleinen Verletzungen
- Weich und anschmiegsam, für sensible Haut
- Leicht querelastisch
- Passt sich den Körperkonturen gut an
- Verringertes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- Schmerzärmer Verbandwechsel
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	184559	17,47
6 cm	184655	22,47
8 cm	184656	26,48


Gazin® Kompressen

- Zur Wundreinigung, -abdeckung und zum Aufsaugen von Exsudat oder Blut
- Keine Randfäden durch innenliegende Schnittkanten, reduziert das Risiko von Faserverlust
- Nimmt zuverlässig Flüssigkeiten auf und unterstützt die Wundversorgung
- Normgerecht & hochwertig: 17-fädig, gefertigt aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- Strahlungssicher verwendbar, ohne Röntgenkontraststreifen
- 100 % Baumwolle

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Steril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	25 × 2 Stück	180722	7,19
5,0 × 5,0 cm	50 × 2 Stück	180726	14,14
7,5 × 7,5 cm	25 × 2 Stück	180723	8,39
7,5 × 7,5 cm	50 × 2 Stück	180727	16,95
10,0 × 10,0 cm	25 × 2 Stück	180724	11,08
10,0 × 10,0 cm	30 × 10 Stück	158267	64,44
10,0 × 10,0 cm	50 × 2 Stück	180728	22,01
20,0 × 10,0 cm	50 × 2 Stück	180729	40,67
Steril – 12-fach			
7,5 × 7,5 cm	20 × 5 Stück	155269	23,92
10,0 × 10,0 cm	5 × 20 Stück	128827	30,04
10,0 × 10,0 cm	20 × 5 Stück	157342	32,65
20,0 × 10,0 cm	20 × 5 Stück	114115	61,99
Unsteril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	100 Stück	180731	4,89
7,5 × 7,5 cm	100 Stück	180734	7,49
10,0 × 10,0 cm	100 Stück	180737	10,84
Unsteril – 12-fach			
7,5 × 7,5 cm	100 Stück	180735	11,19
10,0 × 10,0 cm	100 Stück	180738	16,95
20,0 × 10,0 cm	100 Stück	180741	40,50


Curapor® transparent steril

- Wunde bleibt sichtbar zur Kontrolle
- Schützt zuverlässig vor Infektionen und äußeren Verunreinigungen
- Zum Duschen geeignet, wasserdicht
- Lässt sich rückstandsarm entfernen
- Geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- Optimales Wundklima durch Luft- und Feuchtigkeitsaustausch


Steril Packung mit 1 Stück

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 × 15 cm	25 Stück	155887	52,56
10 × 20 cm	25 Stück	156416	66,00
10 × 25 cm	25 Stück	156417	83,25
7 × 5 cm	50 Stück	155885	50,69


Gazin® Tupfer Vliesmull

- Effiziente Aufnahme von Blut, Sekreten und Desinfektionsmitteln
- 20-fädig
- Leichtes und sicheres Handling
- Reduziertes Risiko dank Silikon-Sicherheitsring – kein Zurücklassen im OP-Bereich
- 100 % Baumwolle
- Steril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Steril für Dialyse, ohne Röntgenkontraststreifen			
je 2 + 2	25 × 4 Stück	158272	41,36
je 2 + 3	25 × 5 Stück	155746	63,40
Steril – eigroß, Größe 4, ohne Röntgenkontraststreifen			
je 2 + 3	20 × 5 Stück	119699	67,37
je 10	30 × 10 Stück	124816	179,46
Steril – pflaumengroß, Größe 3, ohne Röntgenkontraststreifen			
je 3	30 × 3 Stück	158855	40,05
je 2 + 2	25 × 4 Stück	152473	41,36
je 2 + 3	25 × 5 Stück	113302	63,40
je 10	30 × 10 Stück	154180	151,44
je 20	20 × 20 Stück	129511	221,12


Curapor® steril

- Für leicht bis mäßig exsudierende Wunden
- Gutes Wundklima, auch bei empfindlicher Haut gut verträglich
- Leichtes Anlegen, mit abgerundeten Ecken für besseren Sitz und längeren Halt
- Fixierung auf allen Seiten, reduziert das Infektionsrisiko und schützt vor äußeren Einflüssen

Packung mit 1 Stück

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 7 cm	50 Stück	122740	30,84
7 × 5 cm	100 Stück	184590	61,51
10 × 8 cm	50 Stück	184557	80,57
10 × 15 cm	50 Stück	184558	111,74
10 × 20 cm	50 Stück	184707	134,84
10 × 25 cm	50 Stück	154377	177,12
10 × 30 cm	50 Stück	132391	239,32
10 × 34 cm	50 Stück	156418	244,11


Lomatuell® H Salbentüll

- Gebrauchsfertige, mit weißer Vaseline imprägnierter Gittertüll zur schonenden Versorgung oberflächlicher Wunden
- Begünstigt den Exsudatabfluss
- Atraumatischer Verbandwechsel
- Lomatuell H ist zuschneidbar
- Einzeln steril

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
10 × 10 cm	152173	17,75
10 × 20 cm	113997	29,12
10 × 30 cm	183516	50,22
10 × 10 cm	117293	79,98

Verbandstoffe


**Curaplast® sensitive
Injektionspflaster**

- Nach Punktionen, Injektionen usw.
- Hautfreundlich
- Weich und anschmiegsam
- Passt sich Körperkonturen an
- Klebendes Trägermaterial fixiert das Wundkissen auf der Wunde
- Geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- Bereits fertig zugeschnitten

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 x 4 cm	250 Stück	113460	29,93
2 x 4 cm	500 Stück	129563	33,70


Curafix® H Fixierpflaster

- Schnelle Fixierung von Wundauflagen und medizinischen Schläuchen, besonders schwierige Stellen wie Gelenke oder Hals
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Quer- und längsdehnbar, für bewegliche Körperstellen
- Hautfreundlich und auch für empfindliche Haut geeignet
- Länge: 10 m

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	180320	21,88
10 cm	180321	35,40
15 cm	124092	51,69

Haftan® Pretape

- Polyurethanschäumstoffbinde zur Fixierung von Polstermaterial unter Steifverbänden
- Offenporig, anschmiegsam, rutschfest, wasserabweisend, Länge: 27,5 m

Packung mit 6 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
7 cm	152701	55,30
10 cm	152756	62,11


Curafix® i.v. classic Kanülenfixierpflaster

- Zur Fixierung von Infusionskanülen
- Mit zentraler Loch-/Schlitzstanzung
- Nicht dehnbar
- Hohe Luftdurchlässigkeit
- Größe: 12,5 x 2,5 cm, geschlitzt

Packung mit 20 Stück
Best.Nr. 182257
€ 7,52

**Curafix® i.v. Soft
Kanülenfixierung**

- Mit sterilem Polsterkissen zur Druckentlastung
- Hautfreundlich, latexfrei und rückstandsarm entfernbar
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit – minimiertes Mazerationsrisiko
- Größe: 6 x 7,5 cm

Packung mit 50 Stück
• Best.-Nr. 126127
€ 100,85

**Curafix® i.v. Control
Kanülenfixierung**

- Vliesstoff-Folienlamination mit Sichtfenster zur Kontrolle der Punktionsstelle
- Mit sterilem Polsterkissen für peripher-venöse Zugänge (PVK)
- Keim- und bakterien dicht sowie wasserundurchlässig
- Größe: 6 x 7,5 cm

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 125988
€ 97,58


Schlauchverbände


tg® fix Netzschlauchverband

- Nahtlos gestrickter, großmaschiger hochelastischer Schlauchverband (71 % Polyamid, 29 % Elastodien)
- Zur Fixierung von Wundverbänden
- Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Gr. A: für Finger 25 m gedehnt	118028	45,17
Gr. B: für mehrere Finger, Hand, Fuß 25 m gedehnt	118033	67,17
Gr. C: für große Extremität (kleiner Kopf, Bein, Arm) 25 m gedehnt	118087	101,74
Gr. D: für großen Kopf, kleinen Rumpf 25 m gedehnt	118089	193,17
Gr. E: für großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle 25 m gedehnt	118115	216,95


tg® Schlauchverband

- Für Unterzüge, als Hautschutz und zur Fixierung von Wundverbänden
- Nahtlos gestrickter Schlauchverband (67 % Baumwolle, Viskose), hohe Dehnfähigkeit, weiß
- Farbe: weiß

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Gr. 1: für Finger, Zehe 1,4 cm x 20 m	180362	15,45
Gr. 2: für Finger, Zehen 2,3 cm x 20 m	180363	16,54
Gr. 3: für mehrere Finger, Kinderarm 3,0 cm x 20 m	180364	20,05
Gr. 5: für Arm, Unterschenkel, Kinderbein 5,5 cm x 20 m	180365	22,48
Gr. 6: für Arm, Bein (mittel) 6,5 cm x 20 m	180366	25,51
Gr. 7: für Arm (groß), Bein, Kinderkopf 7,0 cm x 20 m	180367	29,15
Gr. 9: für Oberschenkel (groß), Kopf, Achselhöhle 8,5 cm x 20 m	180368	33,85
Gr. 12: für Oberschenkel (extra groß), Kopf (groß), Kinderrumpf 12 cm x 20 m	153076	35,79
K 1: für Rumpf (klein) < M 16 cm x 10 m	180369	63,59
K 2: für Rumpf (groß) > L 21 cm x 10 m	180370	69,80

Fixierbinden/Elastische Binden



Haftelast® latexfrei Fixierbinden / Haftelast i.K. color Fixierbinden

- Kohäsive, elastische Fixierbinde (60 % Polyamid und 40 % Baumwolle)
- Längselastisch (creme: ca. 105 %, blau, rot, gelb: ca. 80 %), latexfrei

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
einzel in Faltschachteln			
creme	6 cm × 4 m	183523	4,43
creme	8 cm × 4 m	183334	4,93
creme	10 cm × 4 m	183335	5,76
creme	8 cm × 20 m	180754	20,72
creme	10 cm × 20 m	180755	25,27
creme	12 cm × 20 m	180756	30,60
blau	6 cm × 20 m	156439	19,89
blau	8 cm × 20 m	156440	21,34
rot	8 cm × 20 m	156441	19,89
farbig, lose in Faltschachteln, 6 Stück			
blau	6 cm × 20 m	156408	109,59
blau	6 cm × 20 m	156439	19,89
blau	8 cm × 20 m	156409	122,69
rot	6 cm × 20 m	156412	110,47

Idealbinden® Kurzzugbinde

- 100 % Baumwolle
- Längselastisch (ca. 90 %)
- Textilelastisch durch gezwirnte Baumwoll-Kettfäden
- Nach den Vorgaben der DIN 61632
- Ohne Verbandklammern
- Farbe: weiß
- Länge: 5 m



Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m	180340	50,36
8 cm × 5 m	180341	65,00
10 cm × 5 m	180342	82,74

Kompressionsbinden

Rosidal® K

- 100 % Baumwolle
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
Unsteril, lose im Karton		
8 cm	184706	134,17
10 cm	187512	169,02
12 cm	117029	183,54
Steril, einzeln verpackt		
8 cm	132392	257,73
10 cm	131470	300,73

Lenkideal® Kurzzugbinde

- Längselastisch (ca. 85 %)
- Dauerelastisch
- Ohne Verbandklammern
- Länge: 5 m, Farbe: weiß

Packung mit 10 Stück, lose im Karton

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	113457	42,17
8 cm	113368	54,34
10 cm	113458	69,24
12 cm	153592	81,94



Lenkelast® / Lenkelast color Universalbinde

- Längselastisch (weiß ca. 130 %; color ca. 115 %)
- Dauerelastisch
- Waschbar bei 60 °C, color bei 40 °C
- Farbe: weiß
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück, lose im Karton

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	6 cm	182996	42,42
weiß	8 cm	183915	55,12
weiß	12 cm	153592	81,94
blau	6 cm	153019	41,91
blau	8 cm	153020	54,62
blau	10 cm	153021	68,34
rot	6 cm	153092	41,91
rot	8 cm	153093	54,62
rot	10 cm	153094	68,34

Kompressionsbinden

Rosidal® 1C

- 3-in-1 Kurzzugkompressionsbinde mit Hautkontakt-, Polster- und Kompressionslage
- Zur Kompression, zur Fixierung von Verbänden, zum Stützen und Entlasten und zur Ruhigstellung von Körperteilen verwendet
- Material: 48 % Polyamid, 42 % Baumwolle, 6 % Polyester, 4 % Elastan
- Kurzzug-Eigenschaften
- Kann direkt auf intakter Haut getragen werden
- OekoTex zertifizierte Garne
- Latexfrei
- Länge: 6 m

Packung mit 6 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm x 6 m	131632	183,75
10 cm x 6 m	131630	207,90

Mollelast®

- Elastische Fixierbinde (56 % Viskose, 44 % Polyamid)
- Längselastisch (ca. 100 %)
- Luftdurchlässig
- Fixiert zuverlässig auch an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke
- Länge: 4 m



Größe	Best.-Nr.	€
lose im Karton, 20 Stück		
4 cm	180325	20,30
6 cm	180326	20,95
8 cm	180327	22,45
10 cm	180328	28,35
lose im Karton, 100 Stück		
6 cm	113845	92,76
8 cm	184603	102,05
10 cm	113846	124,35

Mollelast® haft latexfrei / Mollelast® color

- Kohäsive Fixierbinde (56 % Viskose, 44 % Polyamid, mit einer synthetischen Mikrobeschichtung)
- Längselastisch (ca. 65 %) – luftdurchlässig
- Länge: 20 m

Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	6 cm	117830	18,91
weiß	8 cm	184405	21,83
weiß	10 cm	158908	24,28
blau	6 cm	111028	19,01
blau	8 cm	111029	22,43
blau	10 cm	111030	24,62
rot	6 cm	111025	19,58
rot	8 cm	111026	22,43
rot	10 cm	111027	25,36

Rosidal® haft

- Rosidal® haft ist eine mit Naturlatex beschichtete, längselastische Kurzzugbinde
- Träger: Baumwolle, Polyurethan und Polyamid; Beschichtung: Naturlatex
- Längselastisch (ca. 60 %)
- Hoher Kompressionsdruck bleibt über einen längeren Zeitraum erhalten
- Länge: 5 m

Packung mit 5 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	120065	19,17
8 cm	116371	22,22
10 cm	116372	26,63
12 cm	116373	32,87

Polsterbinden & -material

Cellona Polster

- Selbstklebendes Polstermaterial aus luftdurchlässigem Nadelvlies mit streifenförmigem Kleberauftrag

Größe	Best.-Nr.	€
5 mm stark, Beutel mit 10 Polstern		
19 cm x 38 cm	184324	102,74
2 mm stark, 1 Stück		
58 cm x 100 cm, gerollt im Karton	183141	59,67
28 cm x 10 m, gerollt im Beutel	154600	276,41



Cellona Synthetikwatte

- Aus Polyesterfasern ohne optische Aufheller
- Sehr bauchig, luftdurchlässig, sterilisierbar
- Hohe Vertikalelastizität
- in Rollen à 3 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	72 Rollen	180374	201,81
10 cm	48 Rollen	180376	213,96

Synthetische Stützverbände

Cellacast Active Stützverband

- Glasfaserfreier synthetischer Stützverband
- Polyesterträger mit Polyurethanharz imprägniert
- In Aluminium-Verbundfolie eingesiegelt
- Farbe: creme*

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,5 cm x 1,8 m	124499	175,08
5,0 cm x 3,6 m	125716	324,63
7,5 cm x 3,6 m	125717	361,97
10,0 cm x 3,6 m	125718	447,76

Cellacast Xtra Stützverband

- Synthetischer Stützverband aus Glasfasergewirk
- Mit Polyurethanharz imprägniert
- In Aluminium-Verbundfolie eingesiegelt
- Farbe creme*

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,5 cm x 1,8 m	124501	144,78
5,0 cm x 3,6 m	124500	352,81
7,5 cm x 3,6 m	125713	395,18
10,0 cm x 3,6 m	125714	477,31
12,5 cm x 3,6 m	125715	540,19

* Erhältlich auch in den Breiten
5,0 cm, 7,5 cm und 10,0 cm

Verbandmittel

Vliwazell® Kompressen

- Rundum geschlossene, mehrschichtige Kompressen mit hohem Saugvermögen
- Zur Versorgung mittel bis stark exsudierender Wunden
- Hautfreundlich
- Wundexsudat wird schnell in den Saugkörper aus Zellulose-Flocken geleitet, dessen Aufnahmekapazität ein Vielfaches einer Mullkompressen beträgt
- Blaues Spezialvlies auf der Rückseite reduziert das Durchdringen von Wundexsudat

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Einzel, steril			
10 x 10 cm	25 Stück	180748	26,93
10 x 20 cm	30 Stück	160811	36,48
20 x 40 cm	12 Stück	153794	52,89
Unsteril			
20 x 25 cm	30 Stück	180344	15,36

Vliwasoft® Vliesstoffkompressen

- Weiche Vliesstoffkompressen
- Nicht faserndes Vlies ist sehr saugstark und überzeugt durch seine geringe Verklebungsneigung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4-fach			
10 x 10 cm	75 x 2 Stück	152913	48,11
6-fach			
5,0 x 5,0 cm	50 x 2 Stück	123584	32,89
7,5 x 7,5 cm	50 x 2 Stück	110596	40,30
10 x 20 cm	50 x 2 Stück	718025	xx,xx

Cellacast® Soft Stützverband

- Synthetischer Stützverband aus Glasfasergewirk
- Mit Polyurethanharz imprägniert
- In Aluminium-Verbundfolie eingesiegelt
- Farbe creme*

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,5 cm x 1,8 m	132393	147,65
5,0 cm x 3,6 m	127115	367,01
7,5 cm x 3,6 m	127116	411,66

Cellacast® Longuetten

- Beidseitig gepolsterte Longuette aus Glasfasergewirk und Polyurethanharz
- Verfügbar als Fertigabschnitt und Rollenware
- In Folie eingesiegelt

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
in Fertigabschnitten, einzeln		
5,0 cm x 30 cm	124795	39,72
7,5 cm x 30 cm	124769	42,10
10,0 cm x 38 cm	172140	52,99
10,0 cm x 76 cm	124802	100,27
Meterware, einzeln		
5,0 cm x 4,6 m	114362	401,04
7,5 cm x 4,6 m	124806	401,04
10,0 cm x 4,6 m	124794	447,54

Schlauchverbände



tg® grip Stütz-Schlauchverband

- Kräftiger, dauerelastischer Schlauchverband (85 % Baumwolle)
- Zum Stützen, Entlasten, Komprimieren und kräftigen Fixieren
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Gr. A: für Finger		
4,6 cm x 10 m	154129	118,38
Gr. B: für mehrere Finger, Hand, Fuß		
6,0 cm x 10 m	184613	129,62
Gr. C: für große Extremität (kleiner Kopf, Bein, Arm)		
6,5 cm x 10 m	184614	145,50
Gr. D: für großen Kopf, kleinen Rumpf		
7,5 cm x 10 m	183304	149,44
Gr. E: für großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle		
8,75 cm x 10 m	184450	177,24
Gr. F: für Bein, Oberschenkel (mittel)		
10 cm x 10 m	184612	201,06
Gr. G: für Bein, Oberschenkel (groß)		
12 cm x 10 m	188063	219,57
Gr. J: für Rumpf (klein)		
17,5 cm x 10 m	132446	256,12
Gr. K: für Rumpf (mittel)		
21,5 cm x 10 m	188059	291,00
Gr. L: für Rumpf		
32,5 cm x 10 m	158277	416,68
Gr. M: für Rumpf (extra groß)		
37,5 cm x 10 m	158929	529,08

tg® Fertigverbände (Hand/Fuß und Kopf)

- Gebrauchsfertiger Verband für Erwachsene
- Einfache und zeitsparende Handhabung
- Hautfreundlich
- Weich und anschmiegsam
- Gute Passform

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Größe 2: Fingerling	50 Stück	182251	37,07
Größe 7: Hand-/Fußverband	10 Stück	154136	24,16
Größe 9: Kopfverband	10 Stück	154135	21,37

tg® soft

- Frotteschlauchverband aus Baumwolle zur Polsterung unter Stützverbänden
- Länge: 10 m

Größe	Best.-Nr.	€
S: für Unterarm, Kinderarm, Kinderbein	158053	204,68
Gr. M: für Unterschenkel, Arm	157341	167,77
Gr. L: für Bein	158053	204,68

Schienen



Fix-Verbandschienen Anton*

- weich und elastisch
- Überzug Polyethylen
- Aluminium-Kern
- röntgenfähig


Maße	Best.-Nr.	€
15 × 3 cm	130614	4,20
20 × 3 cm	130615	4,29
20 × 5 cm	117035	6,05
40 × 5 cm	130620	8,49
40 × 7 cm	183251	9,75
40 × 9 cm	130622	13,70
60 × 11 cm	130625	21,26



Stack Knopfloch-Fingerschiene Till

- Für Finger-Mittelgelenk, hautfarben

Größe	Best.-Nr.	€
1	151979	8,40
2	151980	8,40
3	156152	8,40
4	159610	8,40
5	159609	8,40
6	112671	8,40




Sondergrößen
auf Anfrage.

Aluminium Fingerschiene Pia*

- Gepolstert, Länge: 48 cm

Breite	Best.-Nr.	€
13 mm	151484	6,13
18 mm	151485	6,13
25 mm	117023	6,13



Böhler-Fingerschienen

- Röntgenfähig und individuell anpassbar
- Sie eignet sich dort, wo der Finger etwas gestreckt werden soll, weil der durch die Einkerbung bzw. Öse gezogene Verband nicht abrutschen kann

Böhler-Fingerschiene, je 23 cm	Best.-Nr.	€
a Michael, rund	111019	9,16
b Hendrick, mit Kerbe	157834	10,34
c Clemens, mit Öse	157835	10,34

Stack Fingerschienen

- Zur Fixation des Finger-Endgelenkes
- Kunststoff weiß oder hautfarben
- Gepolstert (Modell: Max)

Größe	Lia weiß	Ida hautfarben	€
1 (4,5 cm)	130633	153465	6,22
2 (5,0 cm)	130634	153466	6,22
3 (5,5 cm)	130635	113686	6,22
4 (6,0 cm)	130636	152537	6,22
5 (6,5 cm)	130637	153467	6,22
6 (7,5 cm)	130638	153468	6,22



Aluminium-Fingerverbände Nils*

Rolle mit 3 m, mit Polster

Breite	Best.-Nr.	€
15 mm	130627	30,50
19 mm	130628	30,50
25 mm	130629	30,50



Cramer-Schienen Simon*

- Flach

Breite	Best.-Nr.	€
30 × 2 cm	111072	8,91
30 × 6 cm	153820	4,29
40 × 8 cm	152057	4,54



Froschfingerschiene Cleo gepolstert

- Dank der seitlichen Anbiegelaschen kann die Schiene optimal an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden
- 5 mm dicke Schaumpolster sorgt für zusätzlichen Schutz und erhöht den Tragekomfort
- Röntgenfähige Aluminiumschiene ermöglicht eine einfache Überwachung des Heilungsprozesses
- Für verschiedene Fingerletzungen geeignet

Größe	Best.-Nr.	€
klein, 58 mm lang	132122	8,80
mittel, 70 mm lang	132123	8,80
groß, 75 mm lang	132124	8,80



MODERNE WUNDVERSORGUNG

- Hydrogelprodukte
- Schaumverbände
- Silikon-Kompressen
- Wundauflagen



Praxis-Tipp

Abrechnung in der Wundversorgung

Die meisten Verbandstoffe und Produkte für die Wundversorgung werden als Sprechstundenbedarf abgerechnet.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Abrechnung von Material bei sehr schwieriger Wundversorgung geboten: Hierfür gelten sehr viele unterschiedliche Abrechnungskriterien.

Ihr Co-med Fachhändler hilft Ihnen gern bei der Abrechnung!

€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**

Keimreduzierende Wundauflagen

1 Cutimed® Sorbact®

- Infektionsmanagement mit rein physikalischem Wirkprinzip
- Entfernt Bakterien und Pilze, ohne zusätzliche Endotoxine freizusetzen
- Indiziert für infizierte Wunden unterschiedlicher Genese
- Sicher erstattungsfähig in der Verordnung durch einzigartige DACC-Beschichtung

Kompressen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 × 6 cm	42 Stück	118239	282,55
7 × 9 cm	42 Stück	118225	706,67

Tamponade

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 × 50 cm	12 Stück	124380	299,85
2 × 50 cm	24 Stück	117987	499,75
5 × 200 cm	12 Stück	118721	697,17

2 Cutimed® Sorbact® Gel

- Mit Hydrogel imprägnierte Komresse aus Acetatfasern mit bakterienbindender Beschichtung
- Reinigt die Wunden von Belägen und nekrotischem Gewebe
- Sorbact-Technology bindet Keime rein physikalisch

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	12 Stück	118236	249,15
7,5 × 15,0 cm	12 Stück	118127	345,57
15,0 × 20,0 cm	6 Stück	124379	419,70

Superabsorber

3 Cutimed® Sorbion®

- Superabsorber mit hoher Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung (auch unter Kompression)
- Breitflächiger Wundkontakt, gut verträglich
- Vermeidet Klumpenbildung im Verband
- Hülle mit Expansionsrand für hohe Reißfestigkeit

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Sorbion® Sachet Extra			
5,0 × 5,0 cm	5 Stück	119636	30,44
7,5 × 7,5 cm	5 Stück	119637	37,07
10,0 × 10,0 cm	5 Stück	119638	37,55
20,0 × 10,0 cm	5 Stück	119639	74,37
20,0 × 20,0 cm	5 Stück	119640	154,04
20,0 × 30,0 cm	5 Stück	126294	232,28
Cutimed® Sorbion Border			
10,0 × 10,0 cm	12 Stück	129302	124,38
15,0 × 15,0 cm	12 Stück	129304	223,39
20,0 × 20,0 cm	12 Stück	129305	408,82
10,0 × 23,0 cm	12 Stück	129306	284,25

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Sorbion® Sachet S			
7,5 × 7,5 cm	12 Stück	119623	69,17
7,5 × 7,5 cm	24 Stück	119624	136,66
12,0 × 5,0 cm	12 Stück	119625	78,06
10,0 × 10,0 cm	12 Stück	119626	66,85
20,0 × 10,0 cm	12 Stück	119627	123,88
15,0 × 15,0 cm	12 Stück	119628	152,86
15,0 × 15,0 cm	24 Stück	119629	300,56
20,0 × 20,0 cm	12 Stück	119630	265,77
20,0 × 20,0 cm	24 Stück	119631	522,75
20,0 × 30,0 cm	12 Stück	126292	438,70
20,0 × 30,0 cm	24 Stück	126293	862,19
Cutimed® Sorbion® Sachet XL			
45,0 × 25,0 cm	6 Stück	119632	379,42
45,0 × 25,0 cm	12 Stück	119633	751,26
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star			
Ø 8 cm	10 Stück	119634	153,28
Ø 14 cm	10 Stück	119635	225,84
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage			
10,0 × 10,0 cm	25 Stück	119641	234,70

Silikonschaumverbände

4 Cutimed® Sorbion® Carbon+

- Superabsorber mit Geruchsreduktion

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
15 × 15 cm	12 Stück	130207	192,18
15 × 25 cm	12 Stück	130208	311,40
25 × 25 cm	12 Stück	130209	503,89
25 × 35 cm	12 Stück	130210	705,43
28 × 48 cm XL	12 Stück	130211	

5 Cutimed® Siltec®

- Hochabsorbierender Silikonschaumverband, für alle Wundphasen geeignet
- Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement
- Sanft haftend, auch für empfindliche Haut geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Siltec® – 5 mm dick			
5 × 6 cm	12 Stück	118301	119,63
10 × 10 cm	12 Stück	118302	146,12
15 × 15 cm	12 Stück	118304	423,49
10 × 20 cm	12 Stück	118303	362,65
20 × 20 cm	6 Stück	118305	363,62
Cutimed® Siltec® L – 3 mm dünn			
5 × 6 cm	12 Stück	118310	83,27
10 × 10 cm	12 Stück	118311	154,22
15 × 15 cm	12 Stück	118312	431,53
Cutimed® Siltec® B – mit Haftrand			
7,5 × 7,5 cm	12 Stück	118313	142,85
10,0 × 10,0 cm	12 Stück	118323	156,11
10,0 × 22,5 cm	12 Stück	118314	370,00
12,5 × 12,5 cm	12 Stück	118315	234,72
15,0 × 15,0 cm	12 Stück	118316	401,11
17,5 × 17,5 cm	6 Stück	118317	273,41
22,5 × 22,5 cm	6 Stück	118318	439,52

6 Cutimed® Siltec® Heel

- Anatomisch geformte Wundauflage mit extra-dickem Polyurethanschaum
- Für schwache bis starke Exsudatmengen
- Mit 2 zusätzlichen Fixierstreifen für leichte Applikation

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
16 × 24 cm (Plus Heel)	5 Stück	159867	207,02
16 × 24 cm (Heel 3D)	6 Stück	118319	299,63

7 Cutimed® Gelling Fiber

- Feucht haltender, gelbildender Faserverband
- Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement mit hoher Retentionsleistung – auch unter Kompression
- Schließt Exsudat und Bakterien ein
- Passt sich gut dem Wundbett an durch minimales Schrumpfen
- Lässt sich ohne Rückstände in einem Stück entfernen
- Fördert die Wundheilung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	10 Stück	127486	55,87
10 × 10 cm	10 Stück	127489	202,51
15 × 15 cm	5 Stück	127490	215,22
2 × 45 cm	5 Stück	127491	158,25



1



3



6



7



Superabsorber



Mextra® Superabsorbent

- Abdeckender, superabsorbierender Verband für mäßig bis sehr stark exsudierende Wunden, der Wundexsudat über die Wundkontaktschicht absorbiert und zuverlässig in seinem Kern festhält
- Absorbiert Wundexsudat über die Wundkontaktschicht und hält es zuverlässig in seinem Kern fest

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
12,5 × 12,5 cm	117740	78,04
12,5 × 17,5 cm	117741	111,82
12,5 × 22,5 cm	117742	115,32
17,5 × 22,5 cm	117743	188,70
22,5 × 27,5 cm	117744	250,43
22,5 × 32,5 cm	117745	317,99
22,5 × 42,5 cm	122442	484,56

Fixierung



Tubifast™ 2-Way Stretch™

- Elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband
- Zur Sicherung und Abdeckung von Primärverbänden
- Fixiert zuverlässig ohne zusätzliche Hilfsmittel, engt dabei aber nicht ein und verursacht auch keine Kompression

Länge: 10 m

Packung mit 1 Rolle

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	3,50 cm	117733	27,82
grün	5,00 cm	116761	36,72
blau	7,50 cm	116762	41,17
gelb	10,75 cm	116754	70,11
violett	20,00 cm	117734	91,25

Länge: 1 m

Packung mit 12 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	3,50 cm	117735	53,41
grün	5,00 cm	117736	69,44
blau	7,50 cm	117737	74,78
gelb	10,75 cm	117738	116,18
violett	20,00 cm	117739	145,55

Kompressionstherapie



Mepi™ Press 2 (Lite)*

- Unsterile Mehrkomponenten-Kompressionssysteme für den Einmalgebrauch,
- Rutschfest und hautfreundlich
- Weniger Verbandwechsel durch eine Tragedauer von bis zu 7 Tagen
- Tragekomfort mit den meisten Schuhen
- Leichtes Anlegen dank Indikatoren und leicht abreißbaren Lagen
- Kohäsive Beschichtungen verhindern ein Abrutschen
- Knöchelumfang: 18 – 32 cm
- Maße: 1 Rolle weiß (10 cm × 6,5 m) und 1 Rolle braun (10 cm × 8,2 m)

Größe	Best.-Nr.	€
1 Stück	132291	31,50
6 Stück	132292	189,00

Schaumverband ohne Hafttrand



Mepilex® Up Schaumverband

- Für alle Wundheilungsphasen, auch bei stark exsudierenden chronischen Wunden (z. B. Ulzera, Dekubitus)
- Gleichmäßige Exsudatverteilung bei hoher Saugkraft, auch bei viskösem Sekret
- Sicheres Bakterienmanagement, minimiert Leckagerisiko
- Zuschneidbar, anpassungsfähig, atmungsaktiv
- Mit atraumatischer Safetac®-Kontaktschicht
- Auch unter Kompression verwendbar

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	5 Stück	132293	55,80
10 × 10 cm	5 Stück	132294	79,75
10 × 20 cm	5 Stück	132295	145,55
15 × 15 cm	5 Stück	132296	167,35
20 × 20 cm	5 Stück	132297	279,55
20 × 50 cm	2 Stück	132298	290,32

Schaumverband mit Hafttrand



Mepilex® Border Flex

- Abdeckender, absorbierender Schaumverband mit Hafttrand zur Versorgung einer Vielzahl von Wunden mit wenig bis starker Exsudation
- Zur Behandlung von chronischen Wunden wie Ulzera Cruris, Diabetische Fußulzerationen oder Dekubitus, traumatischen Wunden (z. B. Skin tears) und chirurgischen Wunden, trockenen Wunden in Kombination mit Gelen, zur Reduzierung postoperativer Blasenbildung und zur Dekubitusprophylaxe (als zusätzliche Maßnahme zum Versorgungsstandard)
- 360° Flex Technologie für optimale Haftung und Anpassungsfähigkeit

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	10 Stück	122595	133,90
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	122596	168,60
10,0 × 20,0 cm	10 Stück	129343	287,70
10,0 × 30,0 cm	10 Stück	129344	437,50
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	122597	283,70
15,0 × 15,0 cm	10 Stück	122598	319,80
15,0 × 20,0 cm	10 Stück	122599	437,50
7,8 × 10,0 cm, oval	5 Stück	124082	83,00
13,0 × 16,0 cm, oval	5 Stück	124321	171,30
15,0 × 19,0 cm, oval	5 Stück	126800	224,10



Mepilex® Border Flex Lite

- Abdeckender, selbsthaftender, dünner, flexibler Schaumverband zur Versorgung nicht bis mäßig exsudierender Wunden
- 360° Flex-Technologie für eine gute und sichere Haftung und Anpassungsfähigkeit
- Zur Behandlung von traumatischen Wunden, z. B. Schürfwunden, Blasen und Skin tears und chirurgische Wunden, chronischen Wunden, z.B. Ulzera Cruris, Diabetische Fußulzerationen oder Dekubitus und zum Schutz von gefährdeter und/oder empfindlicher Haut

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,0 × 5,0 cm	10 Stück	126711	47,30
5,0 × 12,5 cm	5 Stück	126712	60,80
7,5 × 7,5 cm	5 Stück	126713	56,70
10,0 × 10,0 cm	5 Stück	126714	77,65
15,0 × 15,0 cm	5 Stück	126715	150,55

Kontaktnetz

1 Lomatuell Pro nicht klebend

- Gelbildendes Kontaktnetz, nicht klebend & atraumatisch für schmerzarme Verbandwechsel
- Unterstützt die feuchte Wundheilung durch Gelbildung bei Exsudatkontakt
- Offene Netzstruktur leitet Exsudat effektiv in den Sekundärverband
- Zuschneidbar & flexibel

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	8 Stück	119151	37,03
5 × 5 cm	120 Stück	119963	537,54
10 × 10 cm	8 Stück	118931	55,89
10 × 10 cm	50 Stück	122741	352,46
10 × 10 cm	120 Stück	122160	791,89
10 × 30 cm	8 Stück	132395	192,68
10 × 40 cm	10 Stück	132396	296,54
15 × 20 cm	5 Stück	132397	142,78
15 × 30 cm	5 Stück	132398	274,56

2 Suprasorb Liquacel Pro Hydroaktiver Faserverband

- Verstärkter hydroaktiver Wundverband
- Atraumatischer Verbandwechsel dank stabiler Fasermatrix
- Vertikale Exsudataufnahme schützt Wundrand und Umgebung
- Optimales feuchtes Wundmilieu durch effektives Exsudatmanagement
- Einfach in einem Stück entfernbar, auch im feuchten Zustand

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Kompresse			
5 × 5 cm	10 Stück	130020	54,50
10 × 10 cm	10 Stück	130021	195,78
15 × 15 cm	5 Stück	132405	332,14
Tamponade			
2 × 45 cm	5 Stück	132400	207,62

Superabsorber

3 Vliwasorb® Pro Wundverband

- Hohe Saugkraft durch superabsorbierenden Wundkern
- Sicherer Exsudateinschluss, verhindert Rücknässung und schützt Wundumgebung
- Weiche, nicht verklebende Wundkontaktschicht zur atraumatischen Entfernung
- Anschmiegsam und hautfreundlich, auch für empfindliche Haut geeignet
- Reduktion der Bakterienlast durch sichere Einschlussbindung im Superabsorber

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 × 10 cm	10 Stück	126663	62,39
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	123626	68,34
12,5 × 22,5 cm	10 Stück	123805	120,13
22 × 22 cm	10 Stück	123894	225,00
22 × 32 cm	10 Stück	132405	332,14

Schaumverband

4 Suprasorb P PU-Schaumverband selbstklebend / nicht selbstklebend

- Schnelle und sichere Exsudataufnahme durch feinporigen PU-Schaum mit sehr guter Kapillarwirkung
- Anpassung an den Wundgrund für optimale Wundversorgung
- Sanfte Wundkontaktschicht – geeignet für leicht verletzte oder heilende Wunden
- Semipermeable PU-Trägerschicht sorgt für ein ideales feuchtes Wundmilieu
- Bakterien- und wasserdicht

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Selbstklebend			
7,5 × 7,5 cm	10 Stück	155262	123,61
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	154608	138,81
15,0 × 20,0 cm	5 Stück	156219	xx,xx
Nicht klebend			
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	155558	91,76
7,5 × 7,5 cm	10 Stück	157603	127,19
10,0 × 12,0 cm	8 Stück	124219	98,45
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	156243	140,42
12,5 × 12,5 cm	8 Stück	132401	160,91

5 Suprasorb A Pro

- Verstärkter Caliciumalginat-Verband
- Hohe Absorptionsfähigkeit für effektives Exsudatmanagement
- Atraumatischer Verbandwechsel
- Einfache Handhabung durch stabile Alginatstruktur
- Fördert autolytisches Débridement zur sanften Wundreinigung
- Formstabil und nassfest – bleibt auch im feuchten Zustand intakt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	10 Stück	128445	36,37
10 × 10 cm	10 Stück	128724	96,50
10 × 20 cm	5 Stück	130026	97,17
2 × 45 cm	5 Stück	132399	111,16

Spezialkomresse

6 Vliwaktiv® Ag

- Aktivkohle-Saugkomresse, Tamponade, mit Silber
- Für Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko
- Wirkt antimikrobiell im Wundverband durch Silberanteil (Ag)
- Bindet Endotoxine

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Saugkomresse		
10,0 × 10,0 cm	157727	240,27
10,0 × 20,0 cm	157728	407,42
20,0 × 20,0 cm	157729	678,91
Tamponade		
6,5 × 10 cm	157724	119,58
10,0 × 10,0 cm	157725	157,49
10,0 × 15,0 cm	157726	325,79

7 Suprasorb F Proctect

- Selbstklebender, transparenter Wundverband
- Risiko der Hautmazeration wird reduziert
- Schmiegt sich herausfordernden Körperkonturen
- Vermindert reibungsbedingte Hautschäden und kann als Dekubitus Prophylaxe bei empfindlicher Haut eingesetzt werden

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 × 7 cm	131442	17,89
10 × 12 cm	131345	43,98
15 × 20 cm	131730	109,11
20 × 30 cm	152631	161,00

8 Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband

- Effizientes Exsudatmanagement minimiert das Risiko von Mazeration und schützt die Haut in der Wundumgebung
- Wasserdichte, durchfeste und bakterienabweisende Trägerschicht

Größe	Best.-Nr.	€
5,5 × 5,5 cm	128635	44,07
7,5 × 7,5 cm	124495	103,38
10,0 × 10,0 cm	132402	136,36
15,5 × 15,5 cm	132403	264,71
15,5 × 20,5 cm	132404	352,68

9 Vliwasorb® sensitive

- Superabsorbierender Wundverband mit Silikon
- Bei mittel bis stark exsudierende Wunden, einschließlich: Ulcus cruris, Dekubitus, diabetische Fußulzera und dehiszente postoperative Wunden
- Atraumatische Entfernung, schützt Wunde und Wundumgebung
- Hohe Absorptions- und Retentionsleistung, auch unter Kompression
- Reduktion der Bakterienlast durch sichere Einschlussbindung im Superabsorber
- Formstabil – auch bei vertikaler Anwendung zuverlässig
- Weiche Silikonkontaktschicht für optimalen Hautschutz und Fixierung

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	132411	96,35
10,0 × 20,0 cm	132406	234,69
12,5 × 12,5 cm	132407	118,65
15,0 × 25,0 cm	132408	348,35
20,0 × 20,0 cm	132409	371,57
20,0 × 30,0 cm	132410	557,35



6



7



8



9



1



2



3



4

8



5

SmithNephew

Schaumverbände ohne Silber

1 ALLEVYN™ Life

- Der anpassungsfähige Allrounder: vielseitiger und zuverlässiger Silikon-schaumverband mit Hafttrand für die Versorgung von Wunden mit schwacher bis starker Exsudation – steril
- Reduziert Verbandwechsel und kann fast bis zu 2x länger als bisher verwendete Verbände getragen werden
- Sanft haftende, perforierte Wundkontaktschicht aus Silikon bietet dem Patient einen schmerzarmen und atraumatischen Verbandwechsel
- Besonders zuverlässige Haftung durch XL-Hafttrand
- Schließt > 99 % der Bakterien im Verband ein
- Mit EXUMASK und EXULOCK Technologie
- Verbandsliegezeit bis zu 7 Tage
- Duschfest

Packung mit 10 Stück

Wundverband	Wundauflage	Best.-Nr.	€
10,3 x 10,3 cm	5,1 x 5,1 cm	115386	202,46
12,9 x 12,9 cm	7,6 x 7,6 cm	115387	245,68
15,4 x 15,4 cm	10,2 x 10,2 cm	115388	399,79
21,0 x 21,0 cm	15,4 x 15,4 cm	115389	620,96

2 ALLEVYN™ Life Heel

- Spezialform für den Fersenbereich
- Maße: 25,0 x 25,2 cm (Wundauflage 20 x 20,2 cm)

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 117719 € 361,31

3 ALLEVYN™ Life Sacrum

- Spezialform für den Sakralbereich

Packung mit 10 Stück

Wundverband	Wundauflage	Best.-Nr.	€
small 17,2 x 17,5 cm	12,4 x 8,5 cm	117717	788,81
large 21,6 x 23,0 cm	17,0 x 12,3 cm	117718	917,25

4 ALLEVYN™ GENTLE

- Der Anschmiegsame, sanft haftende Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation. Die sanfte Haftung erleichtert die Sekundärfixierung – steril.
- Ohne Hafttrand
- Sekundärfixierung notwendig
- Mit Silikon-Wundkontaktschicht
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und anschmiegsam, zuschneidbar
- Verbandsliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	5 Stück	159890	82,25
10,0 x 10,0 cm	5 Stück	159892	117,54
10,0 x 20,0 cm	5 Stück	159893	214,58
15,0 x 15,0 cm	5 Stück	159894	247,77
20,0 x 20,0 cm	5 Stück	159895	412,17

5 ALLEVYN™ Gentle Border

- Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Sanfter Halt und schmerzärmer Verbandswechsel dank Silikonbeschichtung
- Duschfest, weich und dehnbar
- Hält ohne Sekundärfixierung

Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	5 Stück	159896	96,42
10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	5 Stück	159897	116,99
12,5 x 12,5 cm	10,0 x 10,0 cm	5 Stück	159898	190,38
17,5 x 17,5 cm	15,0 x 15,0 cm	5 Stück	159899	337,37
10,0 x 20,0 cm	7,2 x 17,2 cm	5 Stück	112927	236,57
10,0 x 30,0 cm	6,5 x 26,5 cm	10 Stück	122570	578,52

6 ALLEVYN™ Gentle Border Lite

- Dünner, sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation – steril
- Anschmiegsam und flexibel dank 2 mm dünnem PU-Schaums
- Mit Hafttrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt

Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	3,0 x 3,0 cm	10 Stück	114041	74,68
7,5 x 7,5 cm	5,0 x 5,0 cm	10 Stück	114042	158,09
10,0 x 10,0 cm	7,5 x 7,5 cm	10 Stück	114043	205,64
5,5 x 12,0 cm	3,0 x 9,5 cm	10 Stück	114044	169,11
8,0 x 15,0 cm	5,5 x 12,5 cm	10 Stück	114045	199,44
15,0 x 15,0 cm	12,5 x 12,5 cm	10 Stück	114046	398,77

7 DURAMAX™ S

- Superabsorber mit Silikon-Wundkontaktschicht und einer atmungsaktiven, wasserundurchlässigen Deckschicht zur Behandlung von sehr stark exsudierenden Wunden – steril
- Hohe Absorptions- und Rückhaltekapazität
- Vernetzte Silikon-Wundkontaktschicht verklebt nicht mit dem Wundbett
- Schließt Exsudat und > 99% der Bakterien# im superabsorbierenden Kern ein – auch unter Kompression
- Kann helfen, die Wundumgebungshaut vor Wundexsudat und Feuchtigkeit zu schützen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 x 10,0 cm	10 Stück	129307	176,54
15,0 x 20,0 cm	10 Stück	129308	455,38
20,0 x 20,0 cm	10 Stück	129309	629,92
20,0 x 25,0 cm	10 Stück	129310	754,93
20,0 x 40,0 cm	10 Stück	129311	1.160,46

8 ALGISITE™ M

- Kalziumalginat-Wundauflage für Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Durch die Exsudataufnahme wird ALGISITE M zu einem weichen, strukturstabilen Gel
- Wirkt blutstillend
- Hohe Faserstabilität durch spezielle Verbundtechnik – erleichtert das Entfernen in einem Stück
- Anpassungsfähig an alle Wundkonturen, zuschneidbar
- Granulationsfördernd durch Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus
- Verbandsliegezeit bis zu 7 Tagen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	10 Stück	151837	50,29
10,0 x 10,0 cm	10 Stück	151838	125,72
15,0 x 20,0 cm	10 Stück	151839	269,75
2,0 x 30,0 cm	5 Stück	151037	141,55

1 ALLEVYN™ Schaumverband nicht haftend

- Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Fixierung notwendig, z. B. mit OPSITE™ FLEXIFIX



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,5 × 5,5 cm	12 Stück	114903	219,28
9,0 × 11,0 cm	12 Stück	115395	272,53
9,0 × 21,0 cm	12 Stück	115396	546,33
14,0 × 16,0 cm	12 Stück	115358	576,27
19,0 × 21,0 cm	12 Stück	115397	979,37

2 ALLEVYN™ Schaumverband Ferse nicht haftend

- Spezialform für den Fersenbereich
- Maße: 10,5 × 13,5 cm

Packung mit 7 Stück

Best.-Nr. 115398

€ 429,70

**3 ALLEVYN™ Schaumverband haftend**

- Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Mit Hafttrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Duschfest



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7 × 8 cm	5 × 5 cm	12 Stück	115390	222,40
12 × 13 cm	10 × 10 cm	12 Stück	115391	402,54
13 × 22 cm	10 × 20 cm	12 Stück	115392	584,57
17 × 18 cm	15 × 15 cm	12 Stück	115393	873,23
22 × 23 cm	20 × 20 cm	12 Stück	115394	999,84

4 ALLEVYN™ Sacrum

- Spezialform für den Sakralbereich – steril
- Ideal zur Dekubitusversorgung



Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
17 × 17 cm	13,5 × 13,2 cm	10 Stück	152434	740,24
22 × 22 cm	18,0 × 18,0 cm	10 Stück	151035	868,93

Gelierender Wundfüller**5 DURAFIBER**

- Absorbierender, gelbildender Faserverband aus Cellulose-Ethylsulfonat-Fasern – steril
- Dauerhaft intakte Wundauflage und Gelfestigkeit – leichtes Entfernen in einem Stück
- Schließt > 99 % der Bakterien im Verband ein



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	10 Stück	119679	97,29
10 × 10 cm	10 Stück	119680	340,68
15 × 15 cm	5 Stück	119681	343,76
4 × 10 cm	5 Stück	119682	63,13
4 × 20 cm	5 Stück	119683	121,97
10 × 12 cm	10 Stück	119684	312,31

**Duramax N superabsorbierender Wundverband**

- Nicht-haftender superabsorbierender Wundverband zur Behandlung von sehr stark exsudierenden Wunden
- Über 99% der Bakterien werden im Verband eingeschlossen und von der Wunde ferngehalten.**
- DURAMAX N absorbiert und schließt Exsudat ein – auch unter Kompression
- Atmungsaktive und wasserabweisende Topschicht

Packung mit 10 Stück

Wundverband	Wundauflage	Best.-Nr.	€
10 cm × 10 cm	7,5 cm × 7,5 cm	132283	144,29
15 cm × 20 cm	12,5 cm × 17,5 cm	132284	328,93
20 cm × 20 cm	17,5 cm × 17,5 cm	132285	496,75
20 cm × 25 cm	17,5 cm × 22,5 cm	132286	570,63
20 cm × 40 cm	17,5 cm × 37,5 cm	132287	986,88

**INTRASITE Conformable Gelkompress**

- Der einfach anzuwendende Hydrogelverband Hydrogel-beschichtete Polyester-Viskose-Gaze zur Rehydrierung und Wundreinigung oberflächiger oder tiefer Wundkavitäten – steril.
- Rehydriert, debridiert sanft und fördert die Wundheilung durch Schaffung einer feuchten Wundumgebung
 - Absorption von überschüssigem Exsudat und gelösten Bestandteilen von totem Gewebe
 - Weich und anschmiegsam
 - Passt sich dem Wundbett an und ist einfach anzuwenden
 - Hilft, Bakterienwachstum zu stoppen – durch bakterio-statische Eigenschaften des Gels

Packung mit 10 Stück

Größe	Gel-Menge (mind.)	Best.-Nr.	€
10 cm × 10 cm	7,5 g	132288	268,15
10 cm × 20 cm	15,0 g	132289	436,20
10 cm × 40 cm	30,0 g	132290	663,08

Hautschutz



3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

- Bedeckt und schützt feuchtigkeitsbedingte Hautläsionen (MASD) sowie oberflächliche Wunden und unterstützt deren Abheilung

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
0,7 ml Applikator	4 Stück	127698	45,52
0,7 ml Applikator	20 Stück	126435	227,60
2,7 ml Applikator	4 Stück	124920	75,28
2,7 ml Applikator	20 Stück	124919	376,40



3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

- Schutz und Therapie intakter und geschädigter Haut

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 ml Applikator	5 Stück	126437	13,25
1 ml Applikator	25 Stück	126436	64,00
3 ml Applikator	25 Stück	157136	69,30
28 ml Sprühflasche	1 Stück	126439	23,25
28 ml Sprühflasche	12 Stück	126440	274,56



3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme

- Pflegt und schützt die Haut vor Körperflüssigkeiten und Reizstoffen

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 g Beutel	20 Stück	126443	29,20
28 g Tube	12 Stück	126441	138,72
92 g Tube	12 Stück	126442	301,32


Antimikrobielle Wundauflagen



3M™ Silvercel™ Non-Adherent

- Antimikrobieller Hydroalginatverband mit Silber und Easylift™ Präzisionsfilmentechnologie

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 5,0 cm	10 Stück	126460	46,70
10,0 cm × 20,0 cm	5 Stück	126457	151,90
11,0 cm × 11,0 cm	10 Stück	126459	149,60
2,5 cm × 30,5 cm	5 Stück	126461	111,00



3M™ Actisorb™ Silver 220

- Aktivkohlewundauflage mit Silber

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,5 × 9,6 cm	10 Stück	126464	90,00
10,5 × 10,5 cm	10 Stück	126462	118,20
10,5 × 19,0 cm	10 Stück	126463	268,78



3M™ Actisorb™ Silberfrei

- Aktivkohlewundauflage

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
9,6 cm × 6,5 cm	10 Stück	126468	83,30
10,5 cm × 10,5 cm	10 Stück	126467	107,00
19,0 cm × 10,5 cm	10 Stück	126466	218,00



3M™ Kerralite Cool™ mit Hafrand

- Feuchtigkeitsregulierende Hydrogelwundauflage

Packung mit 5 Stück

Größe	Wundauflage	Best.-Nr.	€
8 × 8 cm	5,0 × 5,0 cm	126506	77,80
11 × 11 cm	7,2 × 7,2 cm	126504	96,50
15 × 15 cm	11,5 × 11,5 cm	126505	145,40

Wunddistanzgitter



3M™ Adaptic™ Touch

- Nicht haftender Silikonwundverband

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,6 × 5 cm	10 Stück	126484	43,40
7,6 × 11 cm	10 Stück	126482	63,60
12,7 × 15 cm	10 Stück	126485	204,40
20,0 × 32 cm	5 Stück	126486	203,50

Exsudatmanagement

Feuchtigkeitsspendend



3M™ Kerralite Cool™

- Feuchtigkeitsregulierende Hydrogelwundauflage

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,0 × 6,0 cm	5 Stück	126503	60,90
12,0 × 8,5 cm	5 Stück	126500	100,35
18,0 × 12,5 cm	5 Stück	126502	154,80

Wundreinigung



3M™ Kerrasol™ Wundspüllösung
3M™ Kerrasol™ Wundspray

- Dient der Wundreinigung, Befeuchtung und Infektionsprophylaxe

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
75 ml Spray	1 Stück	126444	8,67
250 ml Wundspüllösung	1 Stück	126447	14,05
1 Liter Wundspüllösung	6 Stück	126445	167,22

Nicht als Sprechstundenbedarf abrechenbar



3M™ Promogran™ Prisma™

- Wundausgleichende Matrix aus Kollagen/ORC/Silber

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
28 cm²	10 Stück	126470	179,20
123 cm²	10 Stück	126469	452,19

3M™ Promogran™ steril

- Protease-modulierende Matrix aus Kollagen/ORC

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
28 cm²	5 Stück	153447	82,80
28 cm²	10 Stück	126481	149,00
123 cm²	5 Stück	126478	210,45
123 cm²	10 Stück	126479	382,10

3M™ Kerrasol™ Wundgel

- Dient der Wundreinigung, Befeuchtung und Infektionsprophylaxe

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 g Tube	1 Stück	126507	18,06

Unterdruck-Wundtherapie

3M™ Snap™

Unterdruck-Wundtherapie-
Einmalgerät (NPWT)

- Kleines, tragbares Gerät zur Wundbehandlung, speziell für chronische oder schlecht heilende Wunden
- Diskret, geräuschlos, ohne Stromversorgung

Lieferumfang: 3M™ Snap™ Unterdruck-Kartusche als Standardversion für Volumes 125 mmHg mit Exsudatkanister 60 ml oder als PLUS-Modell mit 150 ml

Ausführung	Best.-Nr.	€
3M™ Snap™ Unterdruck-Kartusche Standard, Exsudatkanister 1 Stück (60 ml)	126254	90,00
3M™ Snap™ Plus Unterdruck-Kartusche mit Exsudatkanister 1 Stück (150 ml)	126251	126,00

Zubehör

Packung mit 1 Stück

Ausführung	Größe	Best.-Nr.	€
3M™ Snap™ Hydrokolloidversiegelung mit Schaum	10 × 10 cm	126257	69,00
3M™ Snap™ Hydrokolloidversiegelung mit Schaum	15 × 15 cm	126250	72,00

Ausführung	Größe	Best.-Nr.	€
3M™ Snap™ Halterungsband, Plusmodell mit 60 ml S		132442	22,00
3M™ Snap™ Halterungsband, Plusmodell mit 60 ml M		132443	22,00
3M™ Snap™ Halterungsband, Plusmodell mit 60 ml L		132444	22,00

Wundauflagen / Absorbent

3M™ Kerracel™

- Gelbildende Wundauflage

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126540	187,40
15,0 × 15,0 cm	5 Stück	126541	187,55
2,5 × 45,0 cm	5 Stück	126542	137,05
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	126543	50,50

3M™ Tegaderm™ Absorbent

- Transparenter, absorbierender Hydroaktivverband

Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
9,5 × 7,6 cm	3,8 × 5,7 cm	10 Stück	126509	93,20
11,1 × 12,7 cm	6,0 × 7,6 cm	10 Stück	126511	159,70
14,9 × 15,2 cm	9,8 × 10,1 cm	10 Stück	126512	246,20
14,2 × 15,8 cm	8,5 × 10,7 cm	10 Stück	126513	246,20
20,0 × 20,3 cm	14,9 × 15,2 cm	10 Stück	126514	465,80

Schaumverbände

3M™ Tegaderm™
Foam Adhesive

- Hochleistungsfähiger, klebender Schaumverband

Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,9 × 6,9 cm, Kleeblattform	2,5 × 2,5 cm	10 Stück	126532	103,50
6,9 × 7,6 cm, oval	3,1 × 3,8 cm	10 Stück	126531	103,50
8,8 × 8,8 cm, quadratisch	5,5 × 5,5 cm	10 Stück	126526	117,50
10,0 × 11,0 cm, oval	6,0 × 7,6 cm	10 Stück	126527	155,90
14,3 × 14,3 cm, quadratisch	10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126528	207,80
15,6 × 14,3 cm, oval	11,0 × 10,0 cm	5 Stück	126529	172,85
22,2 × 19,0 cm, oval	14,0 × 17,1 cm	5 Stück	127500	269,55
13,9 cm, rund	7,6 × 7,6 cm	5 Stück	126534	168,65

3M™ Tegaderm™ Foam

- Hochleistungsfähiger, nicht klebender Schaumverband

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm, quadratisch	10 Stück	126535	86,60
10,0 × 10,0 cm, quadratisch	10 Stück	126536	122,40
10,0 × 20,0 cm, rechteckig	5 Stück	126537	116,50
20,0 × 20,0 cm, quadratisch	5 Stück	126538	207,15
8,8 × 8,8 cm, quadratisch geschlitzt	10 Stück	126539	126,40

3M™ Kerrasol™ Wundsprühgel (o. Abb.)*

- Dient der Wundreinigung, Befeuchtung und Infektionsprophylaxe

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
75 ml	1 Stück	126508	25,76

3M™ Kerramax Care™

- Superabsorbierende Wundauflage mit Exu-Safe™ Technologie

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	126557	37,30
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126544	61,40
10,0 × 10,0 cm	50 Stück	126545	265,00
10,0 × 22,0 cm	10 Stück	126547	95,70
10,0 × 22,0 cm	50 Stück	126549	394,50
20,0 × 22,0 cm	10 Stück	126550	186,60
20,0 × 22,0 cm	30 Stück	126551	484,80
20,0 × 30,0 cm	10 Stück	126553	242,50
20,0 × 30,0 cm	30 Stück	126554	747,00
20,0 × 50,0 cm	10 Stück	126556	373,30

Wundreinigung



Prontosan® Wundspülung

- Sterile, gebrauchsfertige Wundspülung
- Entfernt und verhindert die Neubildung von Biofilm

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
40 ml Patronen	24 Stück	118628	87,87
350 ml Spritzflasche	1 Stück	156134	12,95
1000 ml Spritzflasche	1 Stück	112622	36,00

Prontosan® Wound Gel / Wound Gel X

- Steriles Hydrogel zur Befeuchtung und Reinigung
- Entfernt Wundbeläge inkl. Biofilm und verhindert die Neubildung
- Reduzierung der Keimverschleppung und des Wundgeruchs

Inhalt	Best.-Nr.	€
30-ml-Flasche	157176	18,97
Wound Gel X (hohe Viskosität)		
50-g-Tube	115862	29,23
250-g-Tube	118619	127,91



Hautkleber / Sprechstundenbedarf



** Gewebekleber auch in anderen Größen und als farblose Variante erhältlich

Histoacryl® Gewebekleber

- Bei spannungsarmen Hautwunden, einschließlich minimal-invasiver chirurgischer Inzisionen, Sklerosierungstherapie von großen Ösophagus- oder Fundusvarizen
- Auch bei Leistenhernien einsetzbar
- Für Hautwunden bis zu 5 cm Länge
- Inhalt: 5 x 0,5 ml**, Farbe: blau

Best.-Nr. 175182

€ 177,30

Hernien / Sprechstundenbedarf



Optilene® Mesh LP – Das Extraleichte

- Monofiles Polypropylen
- Großporig (Porengröße 1,0 mm)
- Flächengewicht 36 g / m²
- Rundum-Elastizität

Packung mit 5 Stück *

Form



Optilene® Mesh LP blue



Optilene® Mesh LP blue Hole/ Tails

Bezeichnung	Abmessung	Best.-Nr.	€
Optilene® Mesh LP blue	5,0 x 10,0 cm	130869	497,50
Optilene® Mesh LP blue	7,5 x 7,5 cm	130870	497,50
Optilene® Mesh LP blue	7,5 x 15,0 cm	123493	497,50
Optilene® Mesh LP blue	10,0 x 15,0 cm	123491	497,50
Optilene® Mesh LP blue	15,0 x 15,0 cm	123492	497,50
Optilene® Mesh LP blue Hole/ Tails	4,5 x 10,0 cm	130976	497,50
Optilene® Mesh LP blue Hole/ Tails	6,0 x 14,0 cm	123475	497,50

RUSCH

Ballonkatheter

1 Ballonkatheter

BRILLANT COMFORT CARE aus SILKOMED
Nach Tiemann, 1 Auge

100 % Silikon, steril, ca. 41 cm, mit vorgefüllter Spritze (10 ml/10 % Glycerinlösung)

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	155638	19,84
Ch. 14	155639	19,84
Ch. 16	155640	19,84
Ch. 18	155641	19,84
Ch. 20	155642	19,84
Ch. 22	155643	19,84
Ch. 24	155644	19,84

2 Ballonkatheter

BRILLANT COMFORT CARE aus SILKOMED
Zylindrisch, 2 Augen, volle Spitze

100 % Silikon, steril, ca. 41 cm, Füllvolumen Ballon 10 ml, mit vorgefüllter Spritze (10 ml/10 % Glycerinlösung)

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	155631	16,79
Ch. 14	155632	16,79
Ch. 16	155633	16,79
Ch. 18	155634	16,79
Ch. 20	155635	16,79
Ch. 22	155636	16,79
Ch. 24	155637	16,79

3 Ballonkatheter

Ballonkatheter RUSCH-GOLD aus Silkolatex
Zylindrisch, 2 Augen, 5–15 ml

Zweiläufig, mit Trichter und Spezialventil, steril, 40 cm

Originalkarton: 10 Stück
Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	175183	2,52
Ch. 14	175184	2,52
Ch. 16	175185	2,52
Ch. 18	175186	2,52
Ch. 20	175187	2,52
Ch. 22	175188	2,52
Ch. 24	175189	2,52


4 Ballonkatheter

Ballonkatheter RUSCH-GOLD aus Silkolatex
Nach Tiemann, 1 Auge, 5–15 ml

Zweiläufig, mit Trichter und Spezialventil, steril, 40 cm

Originalkarton: 10 Stück
Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	175190	7,99
Ch. 14	175191	7,99
Ch. 16	175192	7,99
Ch. 18	175193	7,99
Ch. 20	175194	7,99
Ch. 22	175195	7,99
Ch. 24	175196	7,99



5 SUPRAFLEX®-Wechselset

Steril, zur suprapubischen Harnblasendrainage, Spiralmandrin aus Edelstahl, teflonbeschichtet, mit flexibler Sicherheitsspitze und markierter rigider Spitze, ca. 100 cm lang. Ballonkatheter aus SILKOMED® (100 % Silikon), Normkatheterstopfen, Fixierpflaster

Abgabereinheit: 5 Stück


Größe	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 14	186143	43,28

* Herniennetze auch als 1 Stück verfügbar

Optilene® Mesh Elastic (leichtgewichtiges Netz), Optilene® Mesh (gewichtsreduziertes Netz) und Premilene® Mesh (schweres Netz) sind auf Anfrage erhältlich.

UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.

Resorbierbar



Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10),
mittelfristig reißfest,
mittelfristig resorbierbar



Glykonat,
kurzfristig reißfest,
kurzfristig resorbierbar

Nicht resorbierbar



Polypropylen und
Polyethylen




Polyamid 6



Polyester (PET),
nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadeln

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	USP	metric	Länge (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
DS 12	Monosyn® Quick ungefärbt	6/0	0,7	45	36	111919	370,70
	Monosyn® Quick ungefärbt	5/0	1,0	45	36	111920	370,70
	Novosyn® violett	6/0	0,7	45	36	111935	453,20
	Novosyn® violett	5/0	1,0	45	36	111936	453,20
	Optilene® blau	5/0	1,0	45	36	121280	246,80
	PremiCron® grün	4/0	1,5	45	36	159940	367,90
DS 16	Monosyn® Quick ungefärbt	5/0	1,0	45	36	111928	370,70
	Novosyn® violett	5/0	1,0	45	36	111937	315,80
	Novosyn® violett	4/0	1,5	45	36	111938	315,80
	Optilene® blau	5/0	1,0	45	36	121281	246,80
	Dafilon® blau	5/0	1,0	45	36	113208	149,20
	Dafilon® blau	4/0	1,5	45	36	126660	149,20
DS 19	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	45	36	111929	312,20
	Monosyn® Quick ungefärbt	4/0	1,5	70	36	111930	370,70
	Novosyn® violett	3/0	2,0	45	36	111939	315,80
	Novosyn® violett	4/0	1,5	70	36	111940	315,80
	Optilene® blau	4/0	1,5	75	36	121282	246,80
	Optilene® blau	3/0	2,0	75	36	121283	246,80
	PremiCron® grün	4/0	1,5	45	36	159941	336,40
	PremiCron® grün	3/0	2,0	45	36	159942	336,40
DS 24	Dafilon® blau	4/0	1,5	45	36	113214	149,20
	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	70	36	111931	370,70
	Monosyn® Quick ungefärbt	2/0	3,0	70	36	111932	370,70
	Novosyn® violett	4/0	1,5	70	36	111941	315,80
	Optilene® blau	3/0	2,0	75	36	121284	246,80
DS 30	PremiCron® grün	2/0	3,0	75	36	159943	336,40
	PremiCron® grün	1	4,0	75	36	159944	367,60
	Optilene® blau	2/0	3,0	75	36	121285	246,80



Dermaslide® Premium Hautnadel

- Mit exklusiver Golfballtechnologie
- Verfügbar für: Monosyn® Quick, Monosyn®, Optilene®, Dafilon®
- Sauberer Durchgang
- Stabiler Halt im Nadelhalter
- Hervorragend für Intrakutanähte
- Weniger Kraftaufwand

3/8-Kreis schneidende Nadeln mit Mikrogravur und Mikropräzisionsspitze*

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	USP	metric	Länge (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
DGMP 11	Monosyn® Quick ungefärbt	6/0	0,7	45	36	121264	606,40
	Dafilon® blau	5/0	1,0	45	36	121265	314,00
	Optilene®, blau	6/0	0,7	45	36	121266	378,00
DGMP 13	Monosyn® Quick ungefärbt	5/0	1,0	45	36	121267	606,40
	Dafilon® blau	5/0	1,0	45	36	121268	314,00
	Optilene® blau	5/0	1,0	45	36	121269	378,00
DGMP 16	Monosyn® Quick ungefärbt	4/0	1,5	45	36	121270	606,40
	Dafilon® blau	4/0	1,5	45	36	121271	314,00
	Optilene® blau	4/0	1,5	45	36	121272	378,00
DGMP 19	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	70	36	121273	606,40
	Dafilon® blau	3/0	2,0	75	36	121274	314,00
	Optilene® blau	4/0	1,5	75	36	121275	378,00
DGMP 24	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	45	36	121276	606,40
	Dafilon® blau	3/0	2,0	75	36	121277	314,00
	Optilene® blau	4/0	1,5	75	36	121278	378,00

Resorbierbar

Vicryl rapid



Faden: gefärbt und ungefärbt

Eigenschaften:

- Geflochten
- Kurzfristig reißfest
- Kurze Resorptionszeit

Indikationen:

- Hautverschluss
- Adaption Weichgewebe
- Episiotomie
- Zirkumzision
- Mucosanähte in der MKG
- Schnell heilende Wunden

Monocryl Plus



Faden: gefärbt und ungefärbt

Eigenschaften:

- Monofil
- Antibakterielle Beschichtung mit IGRACARE MP
- Mittelfristig reißfest

Indikationen:

- Hautverschluss
- Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Magen und Darm
- Uterus und vaginale Schleimhaut
- Harnblase und Ureter

PDS Plus



Faden: violett und ungefärbt

Eigenschaften:

- Monofil
- Antibakterielle Beschichtung mit IGRACARE MP
- Mittelfristig reißfest
- Langsam resorbierbar

Indikationen:

- Adaption von Weichgewebe
- Magen und Darm
- Ophthalmologie
- Bänder und Sehnen
- Kapseln und Faszien
- Langsam heilende Wunden

Vicryl Plus



Faden: violett und ungefärbt

Eigenschaften:

- Geflochten
- Antibakterielle Beschichtung mit IGRACARE MP
- Mittelfristig reißfest

Indikationen:

- Allgemeiner Wundverschluss
- Magen und Darm
- Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Uterus

Nicht resorbierbar

Prolene



Faden: blau und ungefärbt




Eigenschaften:

- Monofil
- Isolaktisch
- Inertes Gewebeverhalten


Indikationen:

- Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Neurochirurgie
- Ophthalmologie
- Kardiovaskular Chirurgie
- Hautverschluss

Nadelübersicht

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	Nadel	USP	metric	Länge (m)	Anzahl	Best.-Nr.	€
3/8-Kreis schneidende Nadeln mit Präzisionsspitze								
 PS-3 16	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	4/0	1,5	0,70	12	123012	175,43
	Prolene blau monofil	PS3 PRIME	4/0	1,5	0,45	36	127069	367,30
	Prolene blau monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,75	36	123083	487,90
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,70	36	123084	531,76
	PDS PLUS violett monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,45	36	123085	559,17
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,45	36	123086	559,17
 PS-2 19	Prolene blau monofil	PS3 MULTIP	6/0	0,7	0,75	36	123087	498,87
	Prolene blau monofil	PS2 MULTIP	2/0	2,5	0,45	36	114751	471,46
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123090	518,06
	Vicryl rapide ungefärbt gefl.	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123091	485,16
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123092	550,95
	Prolene blau monofil	PS2 PRIME	3/0	2	0,75	36	114208	424,86
	Vicryl rapide ungefärbt gefl.	PS2 PRIME	3/0	2	0,45	36	155141	430,34
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	4/0	1,5	0,45	36	123094	520,80
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	4/0	1,5	0,45	36	123095	553,69
	PDS PLUS violett monofil	PS2 PRIME	4/0	1,5	0,45	36	123097	498,87
	Prolene blau monofil	PS2 MULTIP	5/0	1	0,45	36	155740	482,42
 RB1 plus 17	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	5/0	1	0,70	36	123098	531,76
	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	3/0	2	0,70	36	119778	341,93
	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	4/0	1,5	0,70	36	121476	344,03
	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	5/0	1	0,70	36	123099	301,51
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH1 PLUS	2/0	2,5	0,70	36	121855	290,55
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH1 PLUS	3/0	2	0,70	36	160659	293,29
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	2/0	2,5	0,70	36	160309	290,55
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	3/0	2	0,90	36	123100	298,77
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	3/0	2	0,70	36	115727	293,29
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS VB	4/0	1,5	0,75	36	123101	350,85

Das Plus-Prinzip



Um ein klassisches Nahtmaterial kann sich ein Biofilm bilden. Die bakterielle Besiedlung kann über das Nahtmaterial tief ins Gewebe eindringen und eine Wundinfektion verursachen. Das antiseptisch beschichtete Nahtmaterial bietet einen Schutz vor postoperativen Wundinfektionen.

Multipass Hautnadel

- Sichere Penetration und Nadelplatzierung
- Sanfter und verlässlicher Hautverschluss
- Konsistentere Nadelstiche bei minimalem Aufwand
- Verbunden mit dem Faden, dem Chirurgen vertrauen



Hautkleber

Dermabond Advanced

- Einmaliges präzises Auftragen
- Flexibel und stark
- Kosmetisch schön
- Hohe Patientenzufriedenheit

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ampulle mit 0,7 ml	6 Ampullen	115606	283,86
	12 Ampullen	115607	568,32

Herniennetze

Ultrapro Advanced Herniennetz

- Teilesorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite
- Flexibles Netz passt sich den natürlichen Bewegungen der Bauchdecke mit einer 2:1 Elastizität an
- Hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- Hält 2 x maximalen intraabdominalen Druck stand
- Kein sichtbares Bulging
- Netz ohne Knick in Planlage
- Blaue Streifen erleichtern die Orientierung und die Positionierung des Netzes
- Zuschneidbar auf die Bedürfnisse

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,0 x 12,0 cm	3 Stück	130788	367,92
7,6 x 15,0 cm	3 Stück	130789	574,87
10,0 x 15,0 cm	3 Stück	130790	635,57
15,0 x 15,0 cm	3 Stück	130791	715,72
30,0 x 30,0 cm	1 Stück	130792	644,82



1 Grassolid®

- Die wirkstofffreie, mit Vaseline-basierter Salbenmasse imprägnierte Salbenkomresse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe zur effizienten Wundbehandlung
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	OP 10 Stück	153838	13,79
7,5 × 10,0 cm	OP 10 Stück	184326	15,76
10,0 × 10,0 cm	OP 10 Stück	113779	17,14
5,0 × 5,0 cm	AP 50 Stück	153839	66,82
7,5 × 10,0 cm	AP 50 Stück	113650	67,82
10,0 × 20,0 cm	AP 30 Stück	153840	84,51

2 Atrauman®

- Die wirkstofffreie, mit Vaseline-basierter Salbenmasse imprägnierte Salbenkomresse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe zur effizienten Wundbehandlung
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	OP 10 Stück	117181	33,16
7,5 × 10,0 cm	OP 10 Stück	113529	48,23
5,0 × 5,0 cm	AP 50 Stück	153835	140,46
7,5 × 10,0 cm	AP 50 Stück	154052	188,33
10,0 × 20,0 cm	AP 30 Stück	117175	269,19



1



2

3 HydroClean®

- Die hydroaktive Schaumstoff-Wundauflage mit der einzigartigen AquaClear Gel Technologie für einen beschleunigten Wundverschluss
- Schneller epithelialer Wundverschluss durch AquaClear Technologie
- Gel auf Wundseite gibt nach Bedarf Feuchtigkeit an Wunde ab
- Verweildauer mehrere Tage für ausreichend Wundruhe
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ø 4,0 cm	119642	148,72
Ø 5,5 cm	119643	151,69
4,0 × 8,0 cm	122413	166,85
7,5 × 7,5 cm	113780	205,08
10,0 × 10,0 cm	119645	226,22
cavity		
Ø 4,0 cm	119646	154,76
7,5 × 7,5 cm	119647	208,69

4 HydroTac®

- Schneller epithelialer Wundverschluss durch AquaClear Technologie
- Gel auf der Wundseite gibt je nach Bedarf Feuchtigkeit an die Wunde ab
- Erhöhte Wachstumsfaktorenaktivität für schnelle Epithelisierung
- Verweildauer mehrere Tage für ausreichende Wundruhe
- Hoher Tragekomfort durch weichen Schaumkörper

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ø 6 cm	10 Stück	112946	120,92
10 × 10 cm	10 Stück	112948	153,27
10 × 20 cm	10 Stück	122188	304,73



3



4



5

5 HydroTac® comfort

- Die hydroaktive Schaumstoff-Wundauflage mit der einzigartigen AquaClear Gel Technologie für einen beschleunigten Wundverschluss
- Steril einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8,0 × 8,0 cm	10 Stück	112950	124,80
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	112952	217,10
15,0 × 20,0 cm	10 Stück	122411	405,59
20,0 × 20,0 cm	10 Stück	122412	576,29

6 Hydrocoll® classic

- Der Hydrokolloid-Verband für die feuchte Wundbehandlung, der die Wundheilung durch die Schaffung eines feuchten Wundmilieus unterstützt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	OP 10 Stück	131671	75,89
7,5 × 7,5 cm	OP 10 Stück	131587	116,51
10,0 × 10,0 cm	OP 10 Stück	131455	122,89
15,0 × 15,0 cm	OP 5 Stück	131466	148,72
20,0 × 20,0 cm	OP 5 Stück	131672	247,17

7 HydroTac® transparent comfort

- Der Hydrokolloid-Verband für die feuchte Wundbehandlung, der die Wundheilung durch die Schaffung eines feuchten Wundmilieus unterstützt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,5 × 10,0 cm	10 Stück	125752	92,19
8,0 × 8,0 cm	10 Stück	125749	143,96
10,0 × 20,0 cm	10 Stück	125751	222,89
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	125750	169,29

8 Zetuvit® Plus Silicone Wundauflage

- Die Superabsorber-Wundauflage mit Silikonwundkontaktschicht zur Versorgung von mittel bis stark exsudierenden Wunden
- Mit Zellstoff-Einlage und Superabsorber, Vliesstoffhülle und feuchtigkeitsabweisender Rückseite
- Für empfindliche Haut geeignet
- Kein Verkleben der Wunde mit dem Saugkissen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8,0 × 8,0 cm	10 Stück	130955	116,85
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	130956	149,58
10,0 × 20,0 cm	10 Stück	130920	292,64
20,0 × 20,0 cm	10 Stück	130957	490,75
20,0 × 25,0 cm	10 Stück	130958	533,17



6



7



8

Infusionslösungen

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	128139	19,85



Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% B. Braun Infusionslösung

Zusammensetzung: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 9,0 g; Elektrolyte: Natrium 154 mmol/l, Chlorid 154 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei hypochlorämischer Alkalose; Chloridverluste; Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz; Hypotone Dehydratation oder isotone Dehydratation; Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate und kompatible Medikamente; Extern zur Wundbehandlung und zur Befeuchtung von Tüchern und Verbänden. **Gegenanzeigen:** Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % Braun darf nicht angewendet werden bei Hyperhydratation; schwerer Hypermatriämie; schwerer Hyperchlorämie. **Nebenwirkung:** Bei vorschriftsmäßiger Anwendung keine bekannt. Stand der Informationen: Februar 2016. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34209 Melsungen.

Ringer-Infusionslösung B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	113898	33,90



Ringer-Infusionslösung B. Braun

Zusammensetzung: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 8,60 g, Kaliumchlorid 0,30 g, Calciumchlorid-Dihydrat 0,33 g, Elektrolyte: Natrium 147 mmol/l, Kalium 4,0 mmol/l, Calcium 2,2 mmol/l, Chlorid 156 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei hypochlorämischer Alkalose; Chloridverluste; Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz; Isotone Dehydratation; Hypotone Dehydratation; Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente. **Gegenanzeigen:** Ringer-Infusionslösung B. Braun darf nicht angewendet werden bei: Hyperhydrationszuständen. **Nebenwirkungen:** Nebenwirkungen können als Symptome von Überdosierung auftreten. Bei der Anwendung kann es zu Hyperchlorämie kommen. Durch die Art der Anwendung verursachte Fieberreaktionen, Infektionen an der Injektionsstelle, lokale Schmerzen oder Reaktionen, Venerreizung, von der Injektionsstelle ausgehende venöse Thrombosen oder Entzündungen, Extravasation. Unerwünschte Wirkungen können auch durch die Lösung zugesetzte Arzneimittel ausgelöst werden. Deren Wahrscheinlichkeit hängt von der Art des zugesetzten Arzneimittels ab. Stand der Informationen: 07.2014. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen.

Ringer-Lactat nach Hartmann B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	113914	48,36



Ringer-Lactat nach Hartmann B. Braun, Infusionslösung

Zusammensetzung: 1000 ml Lösung enthalten: Natriumchlorid 6,00 g, Natriumlactat-Lösung (50 % w/w) 6,24 g (entspricht Natriumlactat, 3,12 g), Kaliumchlorid 0,40 g, Calciumchloriddihydrat 0,27 g. Elektrolytkonzentrationen: Natrium 131 mmol/l, Kalium 5,4 mmol/l, Calcium 1,8 mmol/l, Chlorid 112 mmol/l, Lactat 28 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei ausgeglichener Säuren-Basen-Haushalt sowie bei leichter Azidose, Isotone und hypotone Dehydratation, Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz, Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Arzneimittel. **Gegenanzeigen:** Einschränkung der Lactatverwertung bei Hyperlaktatämie, Hyperhydratation. Diese Lösung ist nicht zur Behandlung einer schweren metabolischen Azidose angezeigt. **Nebenwirkungen:** Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen: Nicht bekannt; Im Krankenhaus erworbene Hyponatriämie; Erkrankungen des Nervensystems: Nicht bekannt; Hyponatriämische Enzephalopathie; Im Krankenhaus erworbene Hyponatriämie kann aufgrund der Entwicklung einer akuten hyponatriämischen Enzephalopathie zu irreversiblen Hirnschädigungen und zum Tod führen. Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen: Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzuzeigen. Stand der Informationen: Januar 2018 Pharmazeutischer Unternehmer B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen.

Sterofundin® ISO

Balancierte Vollelektrolytlösung

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	117891	43,95



Sterofundin ISO Infusionslösung

Zusammensetzung: 1000 ml Sterofundin ISO Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 6,80 g, Kaliumchlorid 0,30 g, Magnesiumchlorid-Hexahydrat 0,20 g, Calciumchlorid-Dihydrat 0,37 g, Natriumacetat-Trihydrat 3,27 g, Äpfelsäure (DAB) 0,67 g. Elektrolytkonzentrationen: Na+ 145,0 mmol/l, K+ 4,0 mmol/l, Mg2+ 1,0 mmol/l, Ca2+ 2,5 mmol/l, Cl- 127,0 mmol/l, Acetat- 24,0 mmol/l, Malat- 5,0 mmol/l. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 1000 ml Sterofundin ISO enthalten 0,2 g Natriumhydroxid (0,115 g Natrium). **Anwendungsgebiete:** Substitution extrazellulärer Flüssigkeit bei isotoner Dehydratation und bei bestehender oder drohender Azidose. **Gegenanzeigen:** Sterofundin ISO darf nicht angewendet werden bei: Hypervolämie; Schwerer Stauungs-Herzinsuffizienz; Schwerer Niereninsuffizienz mit Oligo oder Anurie; Schweren generalisierten Ödemen; Hyperkalämie; Hypercalciämie; Metabolischer Alkalose. **Nebenwirkung:** Nebenwirkungen können als Symptome von Überdosierung auftreten. Über gelegentlich auftretenden Fälle von Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Urtikaria wurde im Zusammenhang mit der intravenösen Gabe von Magnesiumsalzen berichtet. Über seltene Fälle von paralytischem Ileus wurde nach intravenöser Gabe von Magnesiumsulfat berichtet, obwohl oral eingenommene Magnesiumsalze die Darmperistaltik anregen. Unerwünschte Wirkungen wie Fieberreaktionen, Infektionen an der Injektionsstelle, lokale Schmerzen oder Reaktionen, Venerreizung, von der Injektionsstelle ausgehende venöse Thrombosen oder Entzündungen oder Extravasation können durch die Art der Anwendung verursacht werden. Unerwünschte Wirkungen können auch durch die Lösung zugesetzte Arzneimittel ausgelöst werden. Deren Wahrscheinlichkeit hängt von der Art des zugesetzten Arzneimittels ab. Stand der Informationen: Dezember 2014. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34209 Melsungen.



Ecoflac® plus
mit Twincap

Ecoflac® plus mit Twincap

- Mit zwei keimfreien und wiederabdichtenden Ports
- DEHP-/PVC- und Latexfrei



Überleitsysteme EcoClick® mit Click-Konnektor

Abgabereinheit: 25 Stück

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	Stk. €
1 Nr. 1, 1-läufig für intra- und postoperative Blasen-spülung	1 Stück	151879	4,53
2 Arthros Nr. 1, 1-läufig für Arthroskopie	1 Stück	153244	4,53

Überleitsysteme Ecospike® mit Einstechdorn

Abgabereinheit: 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	Stk. €
3 Nr. 1, Transfer-Set, 1-läufig für intra- und postoperative Blasen-spülung	155474	4,53
4 Nr. 2, TUR-Zwillinggerät für intra- und postoperative Blasen-spülung	155434	6,33
5 Arthros Nr. 1, 1-läufig für Arthroskopie	113877	4,53
6 Arthros Nr. 2, 1-läufig für Arthroskopie mit Luer-Lock Ansatz	155471	3,59

Intra- & postoperative Spüllösungen



NaCl 0,9 % B. Braun

- Endotoxinfrei und steril

EcoBag® Click	Best.-Nr.	€
4 x 3000 ml	172540	34,06
2 x 5000 ml	121204	27,97

Ringer B. Braun

- Endotoxinfrei und steril

1000 ml Lösung enthalten:

Natriumchlorid	8,60 g
Kaliumchlorid	0,30 g
Calciumchlorid 2H ₂ O	0,33 g

EcoBag® Click	Best.-Nr.	€
4 x 3000 ml	111040	47,22
2 x 5000 ml	172543	37,58



1. Allgemeines

- 1.1. Die nachstehenden Vertragsbestimmungen (AGB) gelten für sämtliche auf Basis des gedruckten Co-med Katalogs zwischen dem Kunden (nachfolgend KUNDE) und dem Anbieter (nachfolgend: VERKÄUFER) abgeschlossenen Kaufverträge über Waren.
- 1.2. VERKÄUFER ist der jeweilige CO-MED-Fachhändler, der für den KUNDEN zuständig ist. Die Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler (nachfolgend: CO-MED) als Herausgeberin des Co-med Katalogs wird nicht selbst Vertragspartner der auf Basis des Katalogs und dieser AGB geschlossenen Verträge.
- 1.3. Konkrete Informationen zum jeweiligen VERKÄUFER sind auf der jeweiligen Titelseite des Co-med Katalogs aufgedruckt.
- 1.4. Diese AGB richten sich ausschließlich an KUNDEN die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Bestellungen von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB werden nicht entgegengenommen. Der KUNDE bestätigt mit seiner Bestellung, dass er die Leistung im geschäftlichen Kontext, d.h. als Unternehmen bestellt.
- 1.5. Die in diesen AGB aufgeführten Rechte und Pflichten gelten unabhängig von der Art und Weise der Finanzierung des Kaufpreises, selbst wenn der VERKÄUFER den KUNDEN bei der Erlangung einer Finanzierung unterstützt oder diese sonst vermittelt hat.
- 1.6. Diese AGB gelten nicht für Leistungen, die über die Online-Plattform www.co-med.de bestellt werden.
- 1.7. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des KUNDEN erkennt der VERKÄUFER nicht an, es sei denn, der VERKÄUFER hätte diesen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

2. Vertragsschluss

- 2.1. Gegenstand dieser AGB ist die Bestellung und Abwicklung von Bestellungen bzgl. der in dem Co-med Katalog angebotenen Waren und sonstigen Leistungen abseits des Online-Marktplatzes co-med.de oder anderer Online-Vertriebskanäle des VERKÄUFERS.
- 2.2. Die Darstellung der Leistungen des VERKÄUFERS im Co-med Katalog, in sonstigen Produktbeschreibungen, Flyern, Katalogen, Preislisten, Aussagen etc. sowie ggf. im Angebot und dessen Anlagen stellt lediglich eine unverbindliche Aufforderung an den KUNDEN zur Bestellung dar. Der KUNDE gibt durch die Bestellung ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss über die entsprechenden Waren / Leistungen des VERKÄUFERS ab. Der VERKÄUFER wird das Angebot des KUNDEN nach Prüfung durch gesonderte Annahmeerklärung oder durch Übersendung der Ware annehmen. Erst mit dieser gesonderten Annahmeerklärung bzw. mit Übersendung der bestellten Waren / Erbringung der Leistung kommt der Vertrag zu Stande. Die Rechnungsstellung steht einer Annahmeerklärung gleich. Weder der Co-med Katalog noch sonstige Produktinformationen stellen Angebote des VERKÄUFERS dar.
- 2.3. Produktbeschreibungen, Darstellungen, Aussagen, etc. des VERKÄUFERS sind Leistungsbeschreibungen, jedoch keine Garantien. Eine Garantie bedarf einer gesonderten schriftlichen Erklärung durch die Geschäftsleitung oder einem sonstigen Vertretungsberechtigten des VERKÄUFERS.
- 2.4. Der KUNDE kann eine Bestellerklärung, beispielsweise durch Übersendung des Auftragsformulars, per E-Mail, Fax, Brief oder telefonisch usw., gegenüber dem VERKÄUFER oder CO-MED abgeben.
- 2.5. Verträge bzgl. der platzierten Bestellungen kommen ausschließlich zwischen dem KUNDEN und dem VERKÄUFER zustande, nicht zwischen den KUNDEN und CO-MED.
- 2.6. Die Vertragssprache ist deutsch.

3. Preise und Versandkosten

- 3.1. Alle Preisangaben, insbesondere solche im Katalog oder in sonstigen Preislisten, gelten für eine Lieferung ab Herstellerwerk bzw. ab Lager und verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Die entsprechenden Tagespreise und deren Übereinstimmung mit den Angaben in Produktbeschreibungen, Flyern, Katalogen, Preislisten, Aussagen etc. sowie ggf. im Angebot und dessen Anlagen können auch bei dem VERKÄUFER vor einer Bestellung tagesaktuell nachgefragt werden. Abweichende Preise gelten nur bei ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung durch den VERKÄUFER.
- 3.2. Der KUNDE trägt die Umsatzsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe am Tag der Ausführung der Lieferung; etwaige nachträgliche gesetzliche Änderungen werden entsprechend der gesetzlichen Regelung nachbelastet oder rückvergütet.
- 3.3. Im Einzelfall können bei grenzüberschreitenden Lieferungen weitere Steuern (z. B. im Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben (z. B. Zölle) anfallen, die vom KUNDEN zu zahlen sind.
- 3.4. Beim Kauf von Waren trägt der KUNDE die Kosten des Transportes. Nähere Informationen zu den Versandkosten sind auf der Internetseite: <https://www.co-med.de/versand-und-lieferkonditionen/> abrufbar. Wünscht der KUNDE ausdrücklich eine Transportversicherung, wird der VERKÄUFER eine solche auf Kosten des KUNDEN abschließen.
- 3.5. Gebrauchte, restentleerte Verpackungen, die von solchen Waren stammen, die der VERKÄUFER an den KUNDEN geliefert hat, können von den KUNDEN ausschließlich am Geschäftssitz des Logistikdienstleisters: Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler, Deutschland oder am Geschäftssitz des VERKÄUFERS bzw. an einer zentralen Annahmestelle abgegeben werden.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1. Die VERKÄUFER akzeptieren nur die angebotenen Zahlungsmethoden. Der KUNDE wählt die von ihm bevorzugte Zahlungsart unter den zur Verfügung stehenden Zahlungsmethoden selbst aus.
- 4.2. Bei Zahlung auf Rechnung ist der vollständige Betrag am zehnten Arbeitstag nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.
- 4.3. Der VERKÄUFER behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 3 Monaten die Preise entsprechend den nach diesem Zeitpunkt eingetretenen Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreisänderungen der VERKÄUFERS in dem Maße zu erhöhen, wie seine Kosten gestiegen sind. Dem KUNDEN bleibt der Beweis des Gegenteils vorbehalten. In gleicher Weise und im gleichen Umfang ist der VERKÄUFER beim Eintritt von Kostensenkungen verpflichtet, den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen.

- 4.4. Der VERKÄUFER wird eine entsprechende Änderung des Preises mindestens vier Wochen im Voraus schriftlich dem KUNDEN bekannt geben. Dem KUNDEN steht dann ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu.
- 4.5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

5. Zahlungsverzug, Aufrechnung

- 5.1. Im Falle des Verzugs ist der KUNDE zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen im unternehmerischen Geschäftsverkehr verpflichtet. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt dem VERKÄUFER vorbehalten. Die gesetzlichen Regelungen bzgl. der Folgen des Zahlungsverzuges bleiben unberührt.
- 5.2. Die Aufrechnung durch den KUNDEN ist nur zulässig, soweit seine behauptete Gegenforderung unbestritten, rechtskräftig festgestellt, oder ein über diese Forderung geführter gerichtlicher Rechtsstreit entscheidungsreif ist. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. Von dem Aufrechnungsverbot sowie dem Verbot der Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten sind die Gegenansprüche des KUNDEN, die auf der mangelhaften und/oder nicht vollständigen Erbringung der jeweiligen vertraglichen Leistungen des VERKÄUFERS beruhen, ausgenommen.

6. Liefer- und Versandbedingungen / Rückgabe von Verpackungen

- 6.1. Der VERKÄUFER ist berechtigt, den Versand der Ware, inkl. der Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) im Auf-trag des KUNDEN gem. § 315 BGB an die in der Bestellung vom KUNDEN mitgeteilte Lieferanschrift zu bestimmen, falls der KUNDE dem VERKÄUFER keine Vorgaben bzgl. des Versands in Textform unterbreitet.
- 6.2. Die Angabe von Lieferfristen durch den VERKÄUFER erfolgt unverbindlich. Sofern der VERKÄUFER verbindliche Lieferfristen, die gesondert bestätigt wurden, aus Gründen, die der VERKÄUFER nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der VERKÄUFER den KUNDEN hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der VERKÄUFER berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des KUNDEN wird der VERKÄUFER unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch die Zulieferer des VERKÄUFERS, wenn der VERKÄUFER ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und weder den VERKÄUFER noch dessen Zulieferer ein Verschulden trifft und auch nicht nur ein vorübergehendes Leistungshindernis auf Seiten des Zulieferers des VERKÄUFERS besteht.
- 6.3. Bestellungen können nur von KUNDEN mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum aufgegeben werden. Die Lieferung erfolgt nur nach Deutschland sowie in die auf co-med.de angebotenen Länder. Bei Lieferverzögerungen wird der VERKÄUFER den KUNDEN umgehend informieren.
- 6.4. Der Eintritt von Lieferverzug des VERKÄUFERS bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den KUNDEN vorab erforderlich.
- 6.5. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe der Ware auf den KUNDEN über. Beim Versandkauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den KUNDEN über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der KUNDE sich in Verzug der Annahme befindet.
- 6.6. Kommt der KUNDE in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom KUNDEN zu vertretenden Gründen, so ist der VERKÄUFER berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.
- 6.7. Sofern eine durch den KUNDEN bestellte Ware oder eine sonstige Leistung nicht lieferbar / verfügbar sein sollte, wird der VERKÄUFER dies als Rückstand führen und wenn verfügbar an den KUNDEN ausliefern bzw. die sonstige Leistung erbringen. Eine automatische Streichung von Rückständen erfolgt durch den VERKÄUFER nach 6 Monaten. Die ursprüngliche Bestellung des KUNDEN ist bezogen auf den Rückstand ab diesem Zeitpunkt als gegenstandslos anzusehen.
- 6.8. Die Rechte des KUNDEN aus Ziffer 10 dieser AGB und die gesetzlichen Rechte des VERKÄUFERS bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Sendet der Beförderer den Kaufgegenstand an den VERKÄUFER zurück, da eine Zustellung beim KUNDEN nicht möglich war, trägt der KUNDE die Kosten für einen erneuten Versand, wenn die Anlieferung bei dem KUNDEN an einem Werktag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr MEZ erfolgte, es sei denn der KUNDE hätte den VERKÄUFER vorab auf eine Nichterreichbarkeit zum jeweiligen Lieferzeitpunkt explizit hingewiesen.
- 6.9. Gebrauchte, restentleerte Verpackungen, die von solchen Waren stammen, die der VERKÄUFER an den KUNDEN geliefert hat, können von den KUNDEN ausschließlich am Geschäftssitz des Logistikdienstleisters: Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler, Deutschland oder am Geschäftssitz des VERKÄUFERS bzw. an einer zentralen Annahmestelle abgegeben werden.

7. Freiwillige Rücknahme / Sonderanfertigungen

- 7.1. Ein Recht des KUNDEN auf Rückgabe oder Umtausch der Ware / der Leistung besteht abseits gesetzlich geregelter Fälle nicht.
- 7.2. Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware kann außerhalb der gesetzlichen Fälle (z. B. Gewährleistung, Rücktritt, etc.) nur nach vorheriger Zustimmung des VERKÄUFERS an diesen zurückgegeben werden (sog. Freiwillige Rücknahme).
- 7.3. Die Ware muss im Rahmen einer freiwilligen Rücknahme in der unbeschädigten Originalverpackung und in einwandfreiem Zustand sein und jeweils mit dem VERKÄUFER im Einzelfall vereinbart werden.
- 7.4. Die Kosten der Rückgabe im Rahmen der freiwilligen Rücknahme trägt der KUNDE, es sei denn dies wird abweichend zwischen dem KUNDEN und dem VERKÄUFER vereinbart.

- 7.5. Steril verpackte Produkte, Sonderanfertigungen und Kühlware sind generell von freiwilliger Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.
- 7.6. Möbel werden auftragsbezogen gefertigt und gelten als Sonderanfertigung.
- 8. Eigentumsvorbehalt**
- 8.1. Der VERKÄUFER behält sich das Eigentum an den verkauften Sachen bis zum Eingang aller bereits zum Zeitpunkt dieses Vertragsschlusses entstandenen Forderungen, einschließlich aller Forderungen aus Anschlussaufträgen, Nachbestellungen, Ersatzteilbestellungen vor. Der VERKÄUFER ist bei Zahlungsverzug des KUNDEN berechtigt, die Kaufsache in ihren Besitz zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch den VERKÄUFER liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der jeweilige VERKÄUFER ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des KUNDEN – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- 8.2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der KUNDE den VERKÄUFER unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem VERKÄUFER die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der KUNDE für die dem VERKÄUFER entstandenen Ausfälle.
- 8.3. Der KUNDE ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem VERKÄUFER jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) seiner Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der KUNDE auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des VERKÄUFERS, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der VERKÄUFER verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der KUNDE seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann der VERKÄUFER verlangen, dass der KUNDE ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- 8.4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den KUNDEN wird stets für den VERKÄUFER vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, dem VERKÄUFER nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- 8.5. Wird die Kaufsache mit anderen, dem VERKÄUFER nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der VERKÄUFER Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des KUNDEN als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der KUNDE dem VERKÄUFER anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der KUNDE verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den VERKÄUFER.
- 8.6. Der KUNDE tritt dem VERKÄUFER auch die Forderung zur Sicherung der Forderungen des VERKÄUFERS gegen den KUNDEN ab, die durch die Verbindung von Kaufsachen mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- 8.7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten der Forderungen aller VERKÄUFER zusammen um mehr als 10 %, wird der VERKÄUFER auf Verlangen des KUNDEN Sicherheiten nach Wahl des VERKÄUFERS freigeben.
- 9. Gewährleistung/Mängelhaftung/Rügepflicht bei Warenlieferungen**
- 9.1. Die Rechte des KUNDEN bei Sach- und Rechtsmängeln richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB), soweit diese anwendbar sind.
- 9.2. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Kaufverträgen beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang auf den KUNDEN.
- 9.3. Grundlage der Mängelhaftung des VERKÄUFERS ist vor allem die vertraglich über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Soweit nicht gesondert vereinbart, besteht keine Verpflichtung des VERKÄUFERS, bestellte Ware vor Ort bei dem KUNDEN zu montieren, weshalb die Regelungen des § 434 Abs. 4 BGB nur für die Fälle gelten, in denen eine Montage explizit vertraglich vereinbart worden ist. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware im Sinne des § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB gelten die Produktbeschreibungen in dem Co-med Katalog, in Flyern, in Preislisten oder in sonstigen Werbeaussagen (auch ggf. des Herstellers) sowie ggf. in einem Angebot und dessen Anlagen enthaltene Beschaffenheitsbeschreibungen die dem KUNDEN vor seiner Bestellung zugänglich waren oder die in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Die Vereinbarung ersetzt die objektiven Anforderungen im Sinne des § 434 Abs. 3 BGB.
- 9.4. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BGB i.V.m. § 434 Abs. 3 BGB). Mängelansprüche des KUNDEN setzen voraus, dass dieser die Leistung unverzüglich nach Erhalt auf erkennbare Mängel untersucht und dem VERKÄUFER nicht versteckte Mängel unverzüglich schriftlich (E-Mail, Brief oder FAX) anzeigt. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Leistung erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der KUNDE die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des VERKÄUFERS für den betreffenden Mangel ausgeschlossen.
- 9.5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der VERKÄUFER zunächst wählen, ob Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) geleistet wird. Das Recht des jeweiligen VERKÄUFERS, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Der VERKÄUFER ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der KUNDE den

- fälligen Kaufpreis bezahlt. Der KUNDE ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- 9.6. Der VERKÄUFER erstattet die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Liegt kein Mangel vor, kann der VERKÄUFER vom KUNDEN die aus dem unberechtigten Verlangen, einen Mangel zu beseitigen, entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den KUNDEN nicht erkennbar.
- 9.7. Der KUNDE hat dem VERKÄUFER die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der KUNDE die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften an den VERKÄUFER zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn der VERKÄUFER ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.
- 9.8. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom KUNDEN zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der KUNDE vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
- 9.9. Ansprüche des KUNDEN auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer 10 dieser AGB und sind im Übrigen ausgeschlossen.
- 10. Haftung**
- 10.1. Die Ansprüche des KUNDEN auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gegen den VERKÄUFER richten sich ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des Anspruchs nach diesen Bestimmungen.
- 10.2. Die Haftung des VERKÄUFERS ist – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, es sei denn die Schadensursache beruht auf Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit des in Anspruch genommenen VERKÄUFERS, seiner Mitarbeiter, seiner Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen. Soweit die Haftung des VERKÄUFERS ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen des VERKÄUFERS.
- 10.3. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch den VERKÄUFER oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des VERKÄUFERS beruhen, haftet der VERKÄUFER nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- 10.4. Sofern der VERKÄUFER zumindest fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, also eine Pflicht, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (wesentliche Vertragspflicht bzw. Kardinalpflicht) verletzt, ist die Haftung auf den typischerweise entstehenden Schaden, also auf solche Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet werden muss, beschränkt. Eine wesentliche Vertrags- oder Kardinalpflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der KUNDE regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
- 10.5. Die Haftung des VERKÄUFERS nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG).
- 11. Verjährung**
- 11.1. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit es sich um den Verkauf einer Sache handelt, die üblicherweise für ein Bauwerk verwendet wird und den jeweiligen Mangel verursacht hat. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
- 11.2. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
- 12. Datenspeicherung und Datenschutz**
- 12.1. Zum Zwecke der Bestellabwicklung werden personenbezogene Daten des KUNDEN bzw. der betroffenen Mitarbeiter des KUNDEN elektronisch gespeichert und für die Zwecke der Geschäftsbeziehung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet. Ergänzend gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des VERKÄUFERS.
- 13. Schlussbestimmungen**
- 13.1. Der Co-med Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, Vervielfältigung von Text- und Bildmaterial ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verarbeitung und Einspeicherung bzw. Verarbeitung in elektronischen Systemen. Jede widerrechtliche Verwendung von Text-, Bild- und Produktmaterial wird umgehend nach Feststellung rechtlich verfolgt.
- 13.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 13.3. Sofern zwischen dem VERKÄUFER und dem KUNDEN keine abweichenden Vereinbarungen getroffen worden sind, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz des VERKÄUFERS.
- 13.4. Ist der KUNDE Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des VERKÄUFERS. Dasselbe gilt, wenn der KUNDE Unternehmer ist und keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis des VERKÄUFERS, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

A

Abdecktücher	52, 56
Abfallbeutel/-eimer/-sammler	47
Abheftstreifen	231
ABI-System	140, 142
Ablagekorb	233
Absaugpumpen	114-115
Adressfeldaufkleber	230
Adson-Pinzette	161, 166, 167, 169
Ärztrollen	43, 46
Akkus	103, 225
Aktendulli	231
Aktivkohleverbände	276
Akupunktur & Zubehör	235-236
Akupunkturadeln	235-236
Alkohol-Pads & -Tupfer	68
Allergie-Test-Lanzetten	6
Alt-Archiv-Karton	232
Aluminium-Fingerschiene & -verbände	269
Ampullarium	106
Ampullenspender	106, 224
Analysegeräte Labor	69, 70, 74, 76
Antiseptikum	20, 21
Applikationshilfen	41
Aquasonic Ultraschallgel	150
Arbeitsmedizin	94-97, 113, 119
Armhebelspender COM-TEX	8, 40
Arterienklemmen	171
Arztaschen	228-229
Askina® Produkte	252-253
Aspirationsspike	62
Atemkalk	112
Atemhilfe	112
Audiometer	94
Auffangbeutel	49
Aufwach-Liege	195
Aufziehkanülen	62
Augenwasch-/ -spülflasche	108
Auto-Dachschild/-Haftplakette	108
Autoklaven und Zubehör	178-181

B

Babywaage	100, 103
Bakterienbrutbox	81
Ballonkatheter	278
Batterien & Ladegerät	90, 103, 113
Batteriegriffe	113
B.Braun-Instrumente	166
Beatmungsbeutel	110, 112
Beatmungsgerät	121
Behandlungsliege	192, 195, 196, 198, 199, 200, 204-206
Behandlungsstühle	205, 206, 208
Behandlungsverlauf Einlegeblatt	231
Beiersdorf Verbandstoffe	264
Beinhochlagerungskeil	223
Beistelltische	192, 200, 210
Beistellwagen	198, 214-216
Bezüge f. Liegen usw.	222
Biopsiezangen	174
Biopsie-Hautstanzen	167
Bipolpinzetten	156
Blasenkrebs Schnelltest	72
Bleistift & -spitzer	232
Bluetooth EKG	126, 131, 132, 138
Blutdruckmessgeräte	85-87
Blutentnahmegeräte & -systeme	65, 81
Blutentnahmestuhl	198, 200
Blutlanzetten	6, 68
Blutsenkung	65
Blutzuckermessgeräte	67, 74, 76

Blutzuckerteststreifen	65, 71, 75, 76
Bodenpflegeset	31, 42
Böhler-Fingerschiene	269
Bowie & Dick Test	185, 186, 189
B.Braun Verbandstoffe	252, 253
Brechbeutel	49
Briefumschläge	233
Brustwand-Elektroden	143
Brutbox	81
BSG-System	65
BTA-Schnelltest	77
Büromaterial	232-233
Büroklammern	232
Bürolocher	232
Büroschere	232
Bürostühle	216-217
Bürsten	83, 175, 184, 187

C

Cast Verbände	245, 252
Chargen-Kontrollsystem	182, 187, 189
Chirurgiegeräte	156
Chirurgiesauger	114
Chirurgische Scheren	161, 165, 166, 167, 170
Chlamydia Test	72
Cliniclave Gerät & Zubehör	179
Container für Sterilisation	166
Cramer-Schienen	269
CTG Geräte	148
CRP Test	71, 75
Cytobrush & -spray	175

D

DART Medikamentenzerstäuber	112
D-Dimer Test	71, 77
De Bakey Pinzette	161, 165
Decken	108, 222
Deckgläser	81
Defibrillatoren & Zubehör	123-125
Dermatoskope	89, 91
Desinfektionsmittel & Zubehör	22-35
Desinfektionsmittelspender COM-TEX	8, 40
Desinfektionsschaum	26-30
Desinfektionstücher	26-31
Desinfektionswaschmittel	31
Desinfektoren	180
Destilliertes Wasser	82
Diagnostikleuchte	9, 98
Diagnostik-Set	91
Dilatatore	176
Doppler	149
Dosierhilfen & -pumpen	41
Drehhocker	197, 198, 201
Drehstühle	208
Dreiweghahn	62
Drogenteste	73
Druckknopf-Adapter	143
Druckminderer f. Sauerstoffgeräte	109

E

Echo-Kardiographieliege	194, 199
Edding Permanent Marker	233
Einführungsmandrin	111
Einlegeblätter	233
Einmal-Handschuhe	7, 11-15
Einmal-Handtücher	44-46
Einmal-Instrumente & -Sets	161, 165-167
Einmal-Petrischalen	83
Einmalpinzetten	161, 165-167

Einmal-Reagenzgläser & -Reaktionsgefäße	83
Einmal-Reinigungsbürsten	184, 187
Einmal-Schalen	176
Einmal-Schürzen & -Schutzlätzchen	50
Einmal-Skalpelle	166, 168
Einmal-Spatel	112
Einmal-Spekula	174
Einmal-Spritzen	59, 63
Einmal-Überschuhe	7, 50
Einmal-Urinbecher	78
Einmal-Venenstauer	66, 67
Einmal-Vlies-Tragtasche	144
(Langzeit-Blutdruckmessung/-EKG)	87, 130
Einmal-Wischmop	31, 43
Einmal-Zentrifugenröhrchen	83
Einweg-Becher	78
Einwegbekleidung	50
EKG-Geräte & Zubehör	121, 128, 130, 131-133, 138, 140, 141
EKG-Kabel	145
EKG-Kontaktcreme/-spray COM-TEX	144
EKG-Registrierpapier	146, 147
EKG-Untersuchungsliegen	199, 203
EKG-Zubehör	142-144
Elektroden COM-TEX	143
Elektrodencreme	144
Elektroden-Sauganlage	139
Elektrotherapiegerät	151
Empfangstheke	217
Endotrachealtuben	110
Entsorgungsboxen & -module	48, 49
Ergometer	126, 129, 132, 134-136
Ergometrie-Messplatz	132
Erste-Hilfe-Koffer / -Taschen	107
ES-Kompressen	254
essity Verbandstoffe	246

F

Fadenziehmesser	172
Fadenziehset	9, 162, 165
Fächermappen	231
Fahrbare Liegen	192-197, 199, 200, 202-204
Fahrgestell für Sauerstoffflaschen	108
Falthandtücher	7, 44-46
Faltwand	221
Farbtafeln	96, 97
Fasszange	173, 176
Fertignährböden	81
Fetal-Geräte	148
FFP2 Maske	7
Fieberthermometer	104
Finger-Fertigverband	264
Fingerlinge	14
Fingerpulsometer	116
Fingerschienen	250, 269
Fingerschnellverband	253, 269
Fingersensoren	145
Fingertip für Absaugkatheter	115
Fingerverbände COM-TEX	252
Fixierbinden COM-TEX	241, 242, 249, 253, 256, 263, 267
Fixierkompressen	257
Fixierpflaster COM-TEX	241, 249, 259, 263-267
Fixierverband für Kanülen	254
Flächenreinigung & -desinfektion	21-31
FOB Stuhltest	71
Foliensiegelgerät & Zubehör	182

G

Gazewundverband	261
Gefäßdoppler	149
Gehstützenhalterung	223
Gerätewagen	214-216
Gesichtsmasken	7, 50
Gesichtsschutz	184
Gewebekleber	278, 281
Guedel-Tuben	173
Gitterpflaster	262, 263
Glaszylinder	83
Gleitmittel	175
Glukose-Messgerät	67, 76
Guedel-Tuben	111
Gummispannband	144
Gynäkologischer Arbeitsplatz	206-211
Gynäkologische Instrumente/-Sets	174, 175
Gynäkologische Untersuchungs- & Behandlungsstühle	206-211
Gyn-Einmal Set	175
Gyn-Einmal-Spekula	174

H

Haftbinden COM-TEX	242, 248, 250, 257, 263
Haftnotizen	233
Haftplakette	108
Hakenzangen	174
Halbrolle	223
Handabsaugpumpe	115
Handoperationstische	210
Handschuhe	11-15
Handschuhspender	40
Handtücher	44-46
Handtuchsammlerkörbe	47
Handtuchspender	44, 45, 46
Harnanalysegerät	69
Harnblasen-Drainage	278
Harnprobenbehälter	78
Hartmann Verbandstoffe	254-257
Hautantiseptikum	20, 21
Haut- & Händehygiene	18, 19, 37, 38, 40
Hautklammerentferner	172
Hautkleber	278, 291
Hautreinigungsgel	144
Hautschutz-Emulsion	37, 38
Hautschweiß-Therapiegerät	151
Hautstanzen	167
Hautverschlusstreifen	247, 249, 263, 265
HbA1c Messgerät	76
HBV-Tücher	30
hCG Schwangerschaftstest	69, 77
Heftgerät/-klammern/-entferner	233
Heftpflaster COM-TEX	243, 245, 247, 248, 255, 257, 265, 267
Heidelberger Verlängerung	56
Helix-Test	188-189
HemoCue® Geräte	76
Herzinfarkttest	71, 75
HF-Chirurgiegeräte & Zubehör	157
Hocker	197, 198, 201, 202
Höhenverstellbare Liegen	192-197
Hörtestgeräte	94
hyclick® Spendersystem	17
Hydrogel/-kolloid Verbände	271, 272, 276
Hydro-Verbände Hartmann	282
Hygiene-Tower	40

I			Kocherklemmen 160, 161, 165			Medikamentenschränke 225-227			Onkologie-Liegen 192, 193, 197		
Idealbinden COM-teX	243, 248,		Kochsalzlösung 283			meditrol Teststreifen 71			OP-Abdeckungen 52, 56,		
	257, 263		Kolposkop 209, 212			Medizinal-Kondome 144			OP-Bekleidung 50, 51, 57		
Indikatorstäbchen 82			Kompressen COM-teX	240, 243, 254,		Mehrweg-Instrumente 169-174			OP-Gesichtsmasken 7, 50, 51		
Influenza Test 72,75				267		Mehrzwecktücher 40			OP-Handschuhe 15		
Infrarot-Thermometer 104			Kompressionsbinden COM-teX	243,		Mehrzweckwagen & Zubehör 215, 216			OP-Hauben 50, 51, 57		
Infusionsgeräte 61				249, 253, 267		Melag-Geräte & Zubehör 178-184			OP-Hocker 203, 212		
Infusionshalter 213			Kompressionspflaster 265			Melamin Instrumentenschalen/-tablets 176			OP-Lampen und Zubehör 150-154		
Infusions- & Spüllösungen 283			Kontaktcreme/-spray f. EKG COM-teX	143		Membran-Adapter 65			OP-Tische 212, 213		
Infusionsständer 198, 199			Kontroll-Lösung Ery, Hb 77			Messgläser/-zylinder 83			OP-Tücher 52, 56		
Inhalationsmaske 110			Kontroll-Urin für Teststreifen 67, 70			Messplatz f. Ergometrie 132			Ophthalmoskope 87, 90		
Inhalationsset 110			Kopierpapier 233			Messstab 98, 100-103			Ordner 232		
Injektionskissen 223			Kornzangen 161, 162, 165			Metzenbaum-Scheren 170			Otoskope 88, 90		
Injektionsmaterialspender 224			Korrosionsschutz 107			Micro-Albumin Test 71			P		
Injektionspflaster COM-teX	240, 246,		Krankentragen 107			Microlance™ Kanülen 63			Papier (EKG, Spirometrie, Videoprinter) 142,		
	252, 260, 263, 266		Kühlschränke 225-227			Mikro-Proben-Entnahme-System 79			146, 147		
Injekt® Spritzen 59			Kühlverband COM-teX	245		Mikroskope 79			Papierfilter für Sterilisierbehälter 184		
Instrumente & Aufbereitung 159-189			Küretten 167, 174			Mikroskop-Kamera 79			Papierhandtücher & Spender 44-46		
Instrumentenreinigung & -desinfektion 177-184			Kunststoffkanülen 187			Mikrowellen-Therapiegeräte 228			Papierkorb 233		
Instrumenten-Pflegespray 166, 184			Kunststoff-Messzylinder 251			Minima-Maxima-Thermometer 62			Papierrollenhalter 39, 196, 200, 204-206		
Instrumenten-Reinigungsbürste 175, 184			Kunststoff-Mundspatel (Laryngoskop) 113			Moderne Wundversorgung 270-277			Paraffinverbände 263		
Instrumentenreinigungsgeräte 178-180			Kurzzeitmesser 73			Mölnlycke Verbandstoffe 272			Paravent 220, 221		
Instrumenten-Reinigungspulver 33, 34			L			Monitore 117-119			PC-EKG 121, 129-131		
Instrumentenschalen & -tablets 175			Labor Analysegeräte 68, 74, 76			Mononukleose Test 67			Peanklemmen 159, 163		
Instrumenten-Set 162, 163, 165			Labortücher 44, 45			Monovetten 65			Peep-Ventil 109		
Instrumententransportbox 184			Laborwasser 82			Moxazigarren 236			PE-Handschuhe 14		
Instrumententisch 210-211			Laborwecker 73			Müllbeutel 43			Perfusionsbestecke 61		
Insulin-Spritzen 60			Ladegeräte 90, 103, 113			Mullbinden COM-teX	241, 251, 260		Permanent Marker 233		
Intubationsspatel/-tubus /-zange 108, 109			Lagerungshilfen 223			Mullkompressen COM-teX	240, 251,		Personen-Messgerät 101, 102		
Iontophorese-Gerät 151			Lampen 149, 150-153				252		Personenwaagen 100-102		
Iris-Schere 161, 164-167			Langzeitblutdruckmessgerät 83, 121,			Multitupfer 251			Petrischalen 83		
Isotone Kochsalzlösung 283			123, 141			Multi-Adapter 65			Pflaster COM-teX	241, 245, 246, 263	
J			Langzeit-EKG 121, 123, 129-131			Mundkeil 108			255, 257, 259, 264, 265, 267		
Jansen-Pinzette 161, 164			Lanzetten 6, 61, 175			Mund-Nase-Beatmungsmaske 110			Pflegecreme /-lotion 38, 39		
K			Laryngoskope 112, 113			Mundschutz 47, 48			Physikalische Therapie (Zubehör) 145		
Kabinenabtrennung 220, 221			Larynxmasken 112			Mundspatel 251			Pinard-Stethoskop 93		
Kalt-Warm-Kompressen 227			Latex-Handschuhe 14, 15			N			Pinzetten 159, 163-165, 168		
Kamera für Mikroskop 79			LEA-Sehteste 97			Nabelschnurklemme /-schere 175			Pipetten/-spitzen 83		
Kanülen 59			Leichtparavent 220			Nackenkissen 223			Plattenelektroden 143		
Kanülsammler 48, 49			Leinenbandmaß 99			Nackenrollen 223			Polarisationsbrille 97		
Kanülsender 224			Leitz Ordner 233			Nadelhalter 159, 163			Polsterbinden COM-teX	248, 249, 255	
Kanülen-Fixierverband 224			Leuchten 152-156			Nagelausreißzange 170			Polsterschlauch COM-teX	246, 249	
Karteikartentasche 233			Licht-Therapiegeräte 237			Nagelscheren & -zangen 170			Polsterwatte 250, 268		
Katheter-Set 278			Lidhaken 161			Nahleseprobe 97			Praxiseinrichtungen ab Seite 192		
KaWe Instrumente 90, 91, 113			Liegeergometer 135-136			Nährböden 81			Praxistextilien 222		
Kinderblutdruckmessgerät 86			Liegen 192-197, 200-206			Nahtmaterial 279, 280, 281			Pritt Klebstift 233		
Kinder-Holzmundspatel 269			Liegen höhenverstellbar 194-197, 202, 206			Nasswischtücher 45			Prospekthüllen 233		
Kinder-Mundspülbecher 78			Liegenauflagen 42			Natriumcitrat 65			Protein-Test 187		
Kinderstauer 66			Liegenbezüge 222			neodisher Produkte 33			Prüftest 187		
Kinderstethoskope 93			Liegenpapier 7, 42			Netzverbände COM-teX	246, 249, 260		Pulsoximeter & Zubehör 116		
Kinder-Wundverband COM-teX	240,		Liegenunterschrank 224			Nierenschalen 176			Punktsuchstift f. Akupunktur 235		
	264, 265		Ligaturscheren 170			Nitrit-Handschuhe 11-13			R		
Kinesiotape 236			Littmann® Stethoskope 92			Notfall-Ausrüstung 110			Reagenzgläser & -bürste 83		
Kissen 222			Locher 233			Notfall-Dachschild 109			Reagenzglas-Gestelle 83		
Klammerelektroden 143			Lochtuch 51, 54			Notfallkoffer 106			Reaktionsgefäß 83		
Klarsichtmasken 112			Lösungsschale 176			Notfall Rucksack 106			Redon Produkte & Zubehör 167		
Klarsicht-Sterilverpackung 186, 188			Lungenfunktionsgeräte 137, 138			Notfall-Sauger 114			Reflexhämmer 98		
Klebbänder 188			Lupenleuchte 152, 184			Notfallschere 108			Regalwagen 214		
Klebebinden COM-teX	244, 250,		M			Notfalltaschen 16			Register 233		
	256, 260		Macintosh-Spatel 112, 113			O			Registrierpapiere 146, 147		
Klebe-Elektroden COM-teX	143		Mandrin 111			Objektträger 81			Reinigungsbürsten 184, 187		
Klebemull 249			Maschinelle Reinigungsmittel 36			Ölspray 166			Reinigungspulver 22, 25		
Kleberinge 143			Masken 7, 50, 51			Ohrkürette 171			Reinigungstücher 26-30		
Klebestreifen & -stift 235			Med+Org Produkte 230, 231			Ohrpinzetten 169			Reizstrom-Therapiegeräte & Zubehör 146		
Klebevlies 249, 257			medichem Desinfektions- und Reinigungsmittel 17-19			Ohrspritze 174			Rettungsdecke 113		
Kleiderschere 173			Medikamentenzerstäuber 111			Ohrspülgerät 99			Rettungsschere 113		
Klemmen 160, 161, 165			Medikamentenkühlschrank 225-227			Ohrtips/-trichter 9, 88, 90			Rezeptbrieftasche 230		
Knierollen 223						Omnifix®-Spritzen 59			Ringer-Lösung 283		

Rollenpflaster COM-teX	241, 245, 246, 263	Splitterpinzetten	159, 163, 164, 168
Röntgentisch	203	Sprechstundenbedarf	ab Seite 240
Röntgenzubehör	158	Speiz-Spekula	173
RSV Schnelltest	72	Spritzen	53, 54, 57
Rückenschilder für Ordner	233	Spritzenspender	224
Rüsch Produkte	278	Spuckbeutel	45

S

Safety-Kanülen, -Perfusionsbesteck, -Venenverweilkatheter	60	Spüllösungen & Zubehör	283
Safety-Lanzetten	6, 68	Stack-Fingerschienen	268
Salbenkomresse	263, 272	Ständer für Desinfektionsmittelspender	19, 38
SAM-Splint Schiene	108	Stammopur Ultraschallreiniger	177
Sauerstoffbrille/-katheter/-maske	109, 111	Standzylinder	79
Sauerstoffflasche & Zubehör	106, 108	Stauer	6, 60
Sauerstoff-Reservoir	106	Sterican® Kanülen	53
Saugelektrodensysteme für EKG	135	Steril-Container	164, 181, 184
Säuglingsstethoskope	92, 93	Sterilisationskontrolle & -dokumentation	183-198
Schallschutz	219	Sterilisationsgeräte & Zubehör	178-183, 184-189
Scharfe Löffel	159, 163, 164, 170	Sterilisationsmarker	188
Schaumreiniger	18, 25, 32	Sterilisierbehälter	164, 181
Schaumstoffverband	273-275, 277	Sterilisationstests	183, 185, 189
Scheren	159, 163, 164, 165, 167, 70, 170, 172	Sterilisierverpackung	182, 186, 188
Schienen	269	Sterofundin® Lösung	283
Schlauchverbände COM-teX	247, 256, 260, 273	Stethoskope	92, 93
Schlinggazetupfer	255	Stimmgabeln	171
Schlitzkompressen	254, 258	Streptokokken Schnelltest	66, 65, 72
Schnelltests	70, 71, 73, 77	Stressecho-Liege-Ergometer	125, 127, 128
Schränke	226, 227	Stühle	200, 202, 207-211, 215-217
Schränkwagen	224	Stuhltest	65
Schröpfgläser	238	Stützverbände COM-teX	243, 248, 249, 252, 268
Schröpf-Set mit Pumpe	238		
Schürzen	48, 156		
Schutzbrille	46	Tablet-EKG	140
Schutzfolie für Tastatur	45, 235	Tape-Verband COM-teX	244, 248, 255
Schutzhandschuhe	46, 184	Taschen	228, 229
Schutzlätzchen	48	Taschendoppler	149
Schutzunterlagen	39	Tastaturschutzfolie	233
Schwämme f. Physikalische Therapie	144	Teleskop-Vorhangsysteme	218, 219
Schwangerschaftstest	64, 69	Temperaturlogger	226
Schwesternhauben	48, 51	Terminbücher & -planer	230
Sehproben-Tafeln	96, 97	Testsimplets	82
Sehtestgerät	94, 95	Teststreifen	64, 70, 72
Sensoren für Pulsoximeter	116, 144	Textmarker	233
Sicherheits-Kanülen, -Perfusionsbesteck, -Venenverweilkatheter	54	Theken (Empfang)	217
Sicherheitslanzetten	6, 61	Therapieliegen	192-196
Silberhaltige Verbände	272, 275, 276	Thermodesinfektor	180-181
Silikon Rollenpflaster COM-teX	243, 247	Thermocult-Brutbox	81
Silikon-Venenstauer	60	Thermometer	104
Silikon-Verbände	271, 273, 274	Tipp-Ex	233
Skalpelle / -griffe / -klingen	164, 166	Toilettenpapier	46, 232
Spritzenpumpe	119	Tourniquets	122
Skalpellklingenabnehmer	164	Trachealtuben	111
SmartScript EKG	129	Tragarmsystem für EKG-Messungen	139
smith&nephew Verbandstoffe	262, 263, 274, 275	Transparentverband COM-teX	241, 245, 246, 252, 254, 261
Sonden	173	Transportbox für Instrumente	184
SonoCheck Test	187	Transportliege	193
Sonografiegeräte & Zubehör	147	Traversenbank	217
Spatel	112, 268	Trennwandsystem	218, 219
Spatel Kaltlicht	112	Tret-Abfalleimer	47
Spectra Elektrodengel	141	Troemner-Hammer	102
Spekula	172, 173	Tropfflasche	79
Spender COM-teX	8, 12, 19, 21, 27, 38, 40-43, 45, 230	Troponin Schnelltest	71, 75
Spezialliegen	193-197, 202, 202	Tuchklemmen	162
Spirometer & Zubehör	134, 137, 138	Tupfer COM-teX	251
		Tupferspender / -befeuchter	61
		Tympanometer	95

T

U

Überschuhe	7, 50
Überwachungsmonitore	117-119
Uhren	73
Uhrmacherpinzette	168
Ultraschallgel COM-teX	9, 145
Ultraschallgerät	148-149
Ultraschall-Reinigungsgeräte & Test	177
Universal-Armhebelspender COM-teX	8, 40
Universalhalter für Spenderboxen	40
Unterschränke	224
Untersuchungsfingerlinge	14
Untersuchungshandschuhe	7, 11-15
Untersuchungsleuchten	152-156
Untersuchungsliegen	198-204
Untersuchungsstühle	207-211
Urinbecher & -flasche	78
Urintestgerät	69, 7
Urinteststreifen	67, 70
Uterus-Dilatator & -kürette	173

V

Venenstauer	66
Venenverweilkanülen & -katheter	66, 68
Verbandkasten / -schränke	119
Verbandmull	255, 258
Verbandschere	173
Verbandschienen	268
Verbandmittelspender	224
Verbandstoffe COM-teX	ab Seite 242-267, 271-277
Versandtasche	233
Verschlussfolie	78
Verschlussstopfen	62
Videoprinter/-papier	144
Vinyl-Handschuhe	14
Vorhänge & Vorhangsysteme	220

W

Waagen	100-103
Wagen	214, 215
Wandklappliege	202
Warm-Kalt-Kompressen	237
Wartezimmerstühle	218
Waschlotion	37, 38
Waschmittel	8
Wasseraufbereitung	181, 189
Watte & Wattebinden	240
Wattestäbchen	251
Watteträger	258
Wecker	73
Wehenschreiber	98
Winkelmesser	102
Wischtücher	26-30
Wisch-Set	31, 42
Witroe-Hammer	98
Wundaufgaben	255, 262, 169, 271-277
Wundhäkchen	161
Wund- und Augenspray	108
Wundspreizer	161
Wundverschlussstreifen	247, 250, 263, 265
Wunddesinfektion	22, 27, 28
Wundreinigung/-spülung	278, 283

Z

Zählkammern	82
Zangen	172
Zeckenpinzetten	173
Zellstofftupfer COM-teX	240
Zentrifugen & Zubehör	80
Zentrifugengläser & -röhrchen	79
Zink-Gel-Binden	251
Zinkleimbinden	253, 257